



NATIONALE PROMOTIE BELGIË LUXEMBURG


NAJAARS COLLECTIE

Geldig van 1 oktober
tot 31 december 2021

Voor bestellingen kunt u contact opnemen met uw
gebruikelijke dental depot.

**ORGANISATIE
VAN DE TAND-
ARTSPRAKTIJK**

Zo bent u The Best in Practice:



Dankzij de unieke combinatie van onze **producten, diensten** en onze **technische ondersteuning**, kunnen tandartsen risico's verminderen, efficiënter werken, beter aan voorschriften voldoen en de veiligheid van patiënten en personeel verbeteren. Wij hebben de **oplossing** om uw **blootstelling aan kruisbesmettingen** en **bloedoverdraagbare pathogenen** tijdens dagelijkse procedures te minimaliseren en u **The Best in Practice**.

Belangrijkste voordelen



Gepersonaliseerde sets voor chirurgische en non-chirurgische procedures

De kosten van volledige sets zijn lager dan de som van een enkele: ze kunnen worden gepersonaliseerd in een configuratie die perfect aansluit op uw specifieke behoeften.



Grotere veiligheid

Het Instrument Management System IMS zorgt ervoor dat u besmette instrumenten zo min mogelijk aanraakt en beschermt u prik accidenten.



Rationalisering van de behandeling

Dankzij het Instrument Management System IMS kunt u tijdrovende stappen overslaan, zoals het handmatig wrijven of sorteren van instrumenten. Daardoor werkt u efficiënter in uw praktijk en voltooit u meer taken tijdens uw werkdag.



Betere organisatie

Dankzij het Instrument Management System IMS kunt u uw instrumenten tijdens de behandeling groeperen, zodat u meer plaats op de werktafel hebt.



Bescherming van de instrumenten

Dankzij het Instrument Management System IMS blijven de instrumenten tijdens de volledige behandeling veilig, zodat u veel minder geld besteedt aan de vervanging van verloren of kapotte instrumenten.



Rendement op investering

Dankzij het Instrument Management System IMS kunt vijf à tien minuten* per procedure besparen. Omdat u cumulatief veel tijd bespaart, kunt u nieuwe patiënten ontvangen en uw omzet vergroten.

* Gebaseerd op de resultaten van een marktonderzoek.

INSTRUMENT MANAGEMENT SYSTEM HU-FRIEDY



VRAAG NU AAN VOOR EEN ADVIES OP MAAT IN UW PRAKTIJK OF VIRTUEEL

Meer dan ooit staat infectiepreventie voorop. Doet u er alles aan om uw patienten en personeel een veilige omgeving te bieden? Als u in uw praktijk nog geen Instrument Management System IMS gebruikt, is dit wellicht het moment om dit veilige, betrouwbare en efficiënte systeem te overwegen voor het organiseren en hergebruiken van instrumenten. **Plan een virtuele advies afspraak om te ontdekken hoe IMS™ Cyclus, de verspreiding van ziekten helpen voorkomen en de veiligheid van uw praktijk kan verbeteren.**



GEBRUIK DE
OPLOSSING
VAN IMS™ EN
PROFITEER
VAN EEN
KORTING VAN
TOT WEL 30%



Voor het maken van een virtuele afspraak of voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Charles Hubin

Mobile: + 32 474 92 75 74 | Tél: +32 87 68 18 48 | chubin@hu-friedy.com


NEEM CONTACT OP MET ONZE ADVISEURS
VOOR MEER INFORMATIE OVER HET **CONCEPT**
IMS INSTRUMENT MANAGEMENT SYSTEM EN
OM ONS **AANBOD TE ONTDEKKEN.**



INSTRUMENT MANAGEMENT SYSTEM HU-FRIEDY

RATIONALISEER EN NORMALISEER UW KLINISCHE HANDELINGEN DOOR MIDDEL VAN EEN KLEURCODE: STERILISEERBAAR MATERIAAL IN EEN PASSENDE CASSETTE, VERBRUIKSARTIKELEN IN EEN BAK VAN DEZELFDE KLEUR ALS DE CASSETTE.

IMS™ INFINITY CASSETTES



1/4 DIN CASSETTE **IME14DIN5_**

1/4 DIN cassette IMS™ voor 5 instrumenten Afmetingen: 72 x 184 x 34 mm (zonder instrumenten)

Adviesprijs **Prijs Promo**
126,20 € **109,50 €**



1/2 DIN CASSETTE **IME12DIN1_**

1/2 DIN cassette IMS™ voor 10 instrumenten Afmetingen: 152 x 184 x 34 mm (zonder instrumenten)

Adviesprijs **Prijs Promo**
141,25 € **123,00 €**

KLEURCODE VAN DE CASSETTES

Vervang in het art.nr. de kolom _ door het nummer van de door u gewenste kleur.

Rood	●	0
Grijs	●	1
Wit	●	2
Oranje	●	3
Violet	●	4
Geel	●	5
Roze	●	6
Zwart	●	7
Blauw	●	8
Groen	●	9
Lichtblauw	●	11

1 DIN CASSETTE

Afmetingen: 268 x 176 x 34 mm (zonder instrumenten)

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	Adviesprijs	Prijs Promo
IMEDIN13_	IMS™ Infinity DIN cassette, 13 instrumenten met ruimte voor accessoires	191,60 €	166,75 €
IMEDIN14_	IMS™ Infinity DIN cassette, 16 instrumenten met ruimte voor accessoires	188,10 €	163,50 €
IMEDIN16_	IMS™ Infinity DIN cassette, 14 instrumenten met extra veel ruimte voor accessoires	191,60 €	166,75 €
IMEDIN18_S	IMS™ Infinity DIN operatiecassette, 18 instrumenten + 4 klemmen (2 x I1000) voor scharnierende instrumenten	205,30 €	178,50 €
IMEDIN20_	IMS™ Infinity DIN cassette, 20 instrumenten, universeel gebruik. De klemmen moeten apart worden besteld	191,60 €	166,75 €



IMS™ TUBS

IMS™ SIGNATURE SERIES TUBS


IMS-140_

Complete box met deksel en accessoires



Adviesprijs **Prijs Promo**
80,35 € **70,00 €**

IMS™ ACCESSOIRES



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	Adviesprijs	Prijs Promo
1 IMS-1273	IMS™ bewaardoos, groot Afmetingen: 89 x 29 x 25 mm	55,55 €	48,25 €
2 IMS-1271	IMS™ bewaardoos, klein Afmetingen: 40 x 32 x 25 mm	41,10 €	35,75 €
3 IMS-1372SH	IMS™ sequencer 6 tandboren, kort deksel, Afmetingen: 44 x 33 x 22 mm	30,40 €	26,50 €
4 IMS-1372S	IMS™ sequencer 12 tandboren, kort deksel, Afmetingen: 84 x 33 x 22 mm	40,50 €	35,25 €

VOORBEELD VAN IMPLANTOLOGIEOPSTELLING HU-FRIEDY

IMS™ CONTAINER

GEBRUIK VOOR UW OPERATIES HET IMS™ CONTAINERSYSTEEM:
Elimineer zakjes en bespaar tijd bij de sterilisatie en voorbereiding van uw operatiekamer. **Blijft 6 maanden steriel!**

IMS™ CONTAINER **IMDINCO3M**

DIN container voor
 3 containercassettes

Adviesprijs 276,60 €

Promo 240,50 €





IMS™ CONTAINERCASSETTE **IMECC12_S**

Operatiecassette voor container met handvat
 aan het deksel. Voor 16 instrumenten, met
 ruimte voor accessoires.
 Afmetingen: 268 x 176 x 34 mm.

Adviesprijs 238,80 €

Promo 207,50 €




IMS™ FILTER VOOR CONTAINER **IMCO-FIL1M**

Blijvend Filter (PTFE) voor 1200 sterilisatie processen.
 Afmeting 95 x 215 mm. Verpakking van 2 stuks.

Adviesprijs 73,55 €

Prijs Promo 64,00 €




**EEN
 OPLOSSING
 DIE ZAKJES
 EN HOESJES
 VERVANGT**

1.MCURE, product geleverd door Hu-Friedy. 2.BMSS, BM/TI, product geleverd door Hu-Friedy. 3.De getoonde producten zijn geen producten van Hu-Friedy, maar representatieve afbeeldingen. Biotech Dental is geen eigendom of onderdeel van Hu-Friedy. 4.IMECC12_S, product geleverd door Hu-Friedy. 5.F150-K en S1FCW, producten geleverd door Hu-Friedy. 6.De getoonde producten zijn geen producten van Hu-Friedy, maar representatieve afbeeldingen. De getoonde producten zijn niet inbegrepen in de IMS™ container.

CHIRURGISCH INSTRUMENTEN HU-FRIEDY

BASIS SET CHIRURGIE




OMSCHRIJVING

	REF.	Adviesprijs	Prijs Promo
1 Scalpel Handle #5E, europ.	10-130-05E	77,25 €	65,25 €
2 Periosteal Prichard, heft #6, short, Black Line	PPR3X	107,45 €	90,75 €
3 Raspatorium #24G, Black Line	P24GSPX	85,70 €	81,50 €
4 Surgical Curette Lucas #86 heft #6 2,8 mm, Black Line	CL86X	91,60 €	77,50 €
5 Pocketsonde heft 6 Quilx 1-2-3...14-15	PCPUNC156	34,40 €	30,00 €
6 Spiegelhandgreep maat #6 EU-schroefdraad	MHE6	23,10 €	19,50 €
7 HD-spiegel #4, enkelzijdig, Europese schroefdraad, 1 stuks	MIR4HDE	13,70 €	11,50 €
8 Perma Sharp™ Tissue Pliers Backey, recht, 15 cm	TP5090	224,65 €	189,75 €
9 Retractor dr Urban	CRURBAN	51,20 €	43,25 €
10 Schar Iris #18 fine angled Super Cut, 11,5 cm	S18SC	85,70 €	74,50 €
11 IMS™ Cassette Signature DIN, voor 18 instr. surgery (zonder instr.)	IMEDIN18_S	205,30 €	173,00 €
12 Perma Sharp™ Naaldvoerder Crile-Wood #5038, 15 cm	NH5038	147,00 €	124,00 €

Basic Kit 1: 12 zoals boven beschreven met NH5038		1.012,65 €	810,00 €
Basic Kit 2: 13 NHLBPSE (Perma Sharp™ naaldhouder Lichtenberg 17 cm, inwendige blokkering) in plaats van NH5038		1.195,35 €	955,00 €
Basic Kit 3: 14 NH5024SIM (Perma Sharp™ naaldhouder Simion #5024R rond, recht 18 cm) in plaats van NH5038		1.392,60 €	1.110,00 €

AANVULLENDE OPTIES:



15 Plugger Rompen, buccal/lingual, Black Line	PLGROMP1X	56,25 €	49,00 €
16 Plugger Rompen, mézial/distal, Black Line	PLGROMP2X	56,25 €	49,00 €

PINK MATTERS®¹ X HU-FRIEDY SET

HU-FRIEDY




KOL CORNER

De chirurgische set 'Pink Matters®¹ X Hu-Friedy' is de vrucht van de samenwerking tussen Pink Matters®¹ en Hu-Friedy.

Vind meer informatie op de website van Pink Matters®¹ Group www.pink-matters.com

“ Minimaal invasieve implantaat- en parodontale chirurgie is de nieuwe standaard geworden voor het verbeteren van genezingsprocessen en de levenskwaliteit van patiënten. Door de ontwikkeling van vele innovatieve chirurgische procedures is de behoefte aan specifiek ontworpen instrumenten cruciaal geworden. Pink Matters, een groep toegewijde klinici, is een samenwerking aangegaan met Hu-Friedy, wereldleider op het gebied van chirurgische instrumenten van hoge kwaliteit, om een universele chirurgische set van vijf nieuwe instrumenten te ontwikkelen. Artsen kunnen er alle moderne implantaat- en parodontale chirurgische procedures mee uitvoeren.

PINK MATTERS GROUP



DE SET BEVAT:

REFERENTIE	OMSCHRIJVING
1 IMEDIN187S	IMS™ Infinity Series™ DIN cassette, 18 instrumenten, chirurgie, zwart
2 PMNANOSS	PM Nanos S (recht), EverEdge™ 2.0 parodontaal mes, kort
3 PMNANOAS	PM Nanos A (krom), EverEdge™ 2.0 parodontaal mes, kort
4 PMEDGES	PM Edge, EverEdge™ 2.0 botbeitel, kort
5 PMSPLITSX	PM Split, raspatorium, kort Black Line
6 PMPRODIGYS	PM Prodigy, EverEdge™ 2.0 chirurgische curette, kort
7 S204SCCHE2	#204S tandsteenhaakje Sickle, handvat #CCH, rood
8 PCPUNC15CH	Parodontale sonde UNC #UNC15 handvat #glad Quilix 1-2-3...14-15
9 10-130-5EM	Scalpelhandvat #5E Europees

REFERENTIE	OMSCHRIJVING
10 MIR5DSHDBE	Dubbelzijdige spiegel n°5 Europees, enkele verpakking, Black Line
11 MHE6B	Handvat van Europese spiegel, Satin Steel, Black Line
12 SPVX	Castro microchirurgische beetel, Black Line
13 S18SCX	Iris Curved Super Cut Scissor, Black Line
14 CRMX	Minnesotaspreider, Black Line
15 TPSLCOSM	Micro Cooley weefseltang, SinusLine handvat, 18 cm, recht, mod.
16 NHDCPVN	Velvart microchirurgische kromme naaldhouder, 18 cm, diamant, 4 tot 6/0
17 TP5090	Backey Perma Sharp™ weefseltang, recht, 15 cm
18 SHDPV	Scalpelhandvat minimessen, SinusLine handvat

Adviesprijs 2.538,91 € **Promo € 2.200,00**

PERMA SHARP™ HECHTINGEN

HU-FRIEDY

POLYPROPYLEEN NIET RESORBEERBAAR

12 stuks per verpakking

	REFERENTIE	OMSCHRIJVING	Adviesprijs	Prijs Promo
C-6 18.7 mm	PSN8683P	Polypropylene #4-0NA/C-6 teggesteld snijdend 3/8 cirkel	76,00 €	60,75 €
	PSN8661P	Polypropylene #5-0NA/C-6 teggesteld snijdend 3/8 cirkel	76,00 €	60,75 €
C-22 16.2 mm	PSN8614P	Polypropylene #5-0NA/C-22 teggesteld snijdend 3/8 cirkel	76,00 €	60,75 €
	PSN8660P	Polypropylene #6-0NA/C-22 teggesteld snijdend 3/8 cirkel	76,00 €	60,75 €

PGA RESORBEERBAAR

	REFERENTIE	OMSCHRIJVING	Adviesprijs	Prijs Promo
C-6 18.7 mm	PSN393V	PGA #3-0A/C-6 teggesteld snijdend 3/8 cirkel	69,00 €	55,25 €
C-22 16.2 mm	PSN389V	PGA #4-0A/C-22 teggesteld snijdend 3/8 cirkel	69,00 €	55,25 €
	PSN388V	PGA #5-0A/C-22 teggesteld snijdend 3/8 cirkel	69,00 €	55,25 €
	PSN387V	PGA #6-0A/C-22 teggesteld snijdend 3/8 cirkel	69,00 €	55,25 €

PGA (RESORBEERBAAR) KLEURLOOS

	REFERENTIE	OMSCHRIJVING	Adviesprijs	Prijs Promo
C-6 18.7 mm	PSN540FA	PGA non teinté FA #3-0FA/C-6 teggesteld snijdend 3/8 cirkel	165,00 €	132,00 €
	PSN535FA	PGA non teinté FA #4-0FA/C-6 teggesteld snijdend 3/8 cirkel	165,00 €	132,00 €

ZIJDE NIET-RESORBEERBAAR

	REFERENTIE	OMSCHRIJVING	Adviesprijs	Prijs Promo
C-6 18.7 mm	PSN7772S	Zijde #3-0NA/C-6 teggesteld snijdend 3/8 cirkel	51,00 €	40,75 €
	PSN683S	Zijde #4-0NA/C-6 teggesteld snijdend 3/8 cirkel	51,00 €	40,75 €
	PSN682S	Zijde #5-0NA/C-6 teggesteld snijdend 3/8 cirkel	51,00 €	40,75 €

PTFE

Draden van PTFE zijn synthetische niet-resorbeerbare monofilamentdraden die net zo eenvoudig te zijn gebruiken als multifilamentdraden. Ze zijn wit en dus perfect voor gebruik op plekken waar esthetiek van belang is. Ze zijn comfortabel voor de patiënt en bevorderen littekenvorming, want in tegenstelling tot multifilamenthechtdraden absorberen ze geen bloed, speeksel, bacteriën en etensresten.

NIUW

	REFERENTIE	OMSCHRIJVING	Adviesprijs	Promo
C-6 18.7 mm	PSNPTFE1	3-0 PTFE, White 18" C-6 teggesteld snijdend 3/8 cirkel	€ 109,80	€ 149,00
	PSNPTFE3	4-0 PTFE, White 18" C-6 teggesteld snijdend 3/8 cirkel	€ 109,80	€ 149,00
C-22 16.2 mm	PSNPTFE2	3-0 PTFE, White 18" C-22 teggesteld snijdend 3/8 cirkel	€ 109,80	€ 149,00
	PSNPTFE6	4-0 PTFE, White 18" C-22 teggesteld snijdend 3/8 cirkel	€ 109,80	€ 149,00
C-3 13 mm	PSNPTFE4	4-0 PTFE, White 18" C-3 teggesteld snijdend extra 3/8 cirkel	€ 124,50	€ 169,00
	PSNPTFE8	5-0 PTFE, White 18" C-3 teggesteld snijdend extra 3/8 cirkel	€ 124,50	€ 169,00
	PSNPTFE11	6-0 PTFE, White 18" C-3 teggesteld snijdend extra 3/8 cirkel	€ 124,50	€ 169,00
C-17 12 mm	PSNPTFE5	4-0 PTFE, White 18" C-17 teggesteld snijdend 3/8 cirkel	€ 109,80	€ 149,00
	PSNPTFE9	5-0 PTFE, White 18" C-17 teggesteld snijdend 3/8 cirkel	€ 109,80	€ 149,00
	PSNPTFE12	6-0 PTFE, White 18" C-17 teggesteld snijdend 3/8 cirkel	€ 109,80	€ 149,00
C-1 10.7 mm	PSNPTFE7	5-0 PTFE, White 18" C-1 teggesteld snijdend extra 3/8 cirkel	€ 124,50	€ 169,00
	PSNPTFE10	6-0 PTFE, White 18" C-1 teggesteld snijdend extra 3/8 cirkel	€ 124,50	€ 169,00



Ik gebruik de nieuwe hechtdraden van PTFE vooral voor GBR-procedures. Ze werken perfect: ze zijn sterk, soepel, hechten goed en voorkomen ontsteking van het weefsel.

Dr Benjamin Cortasse



MEER TE WETEN
KOMEN OVER
ONZE HECHTINGEN



SETS PROCÉDURAUX

KAAKCHIRURGIESET OMNIA*

Complete steriele set voor gecompliceerde procedures, zoals belangrijke restauraties, botdistracties, maxillofaciale ingrepen. De set bevat alle benodigdheden voor de voorbereiding van de operatiekamer voor veeleisende ingrepen: chirurgische afdeklaken met zelfklevende bevestigingsstroken, ademende doek voor de patiënt gemaakt van **Softesse® met zelfklevende U-vormige uitsparing, hoezen voor handstukken, zelfklevende folies voor toetsborden, speciale doek van medisch PVC** voor fysiodispenser, set voor de desinfectie van de patiënt, Mayo tafellaken, 2 operatiejassen van Softesse® met 2 steriele handdoeken. De set is gewikkeld in een handig absorberend, vloeistofbestendig afdeklaken 160 x 190 cm en verpakt in een Tyvek®-envelop.

12.S4041.00

Kaakchirurgie set - Afdekkend met zelfklevende U-vormige uitsparing



OMSCHRIJVING	Matériau	Kleur
2 Chirurgisch gevouwen Expomodel jas (maat L) en 2 handdoeken gewikkeld in medisch papier	Softesse®	Lichtblauw
1 Ademende muts	NWF	Lichtblauw
2 Vloeistofbestendige/ absorberende afdeklaken 75 x 90 cm met zelfklevende kant ¹	NWF + PE	Lichtblauw
1 Mayo tafellaken 80 x 120 cm	NWF + PVC	Lichtblauw
1 Afdekkend 40 x 50 cm met zelfklevende kant ¹	PE	Transparant
2 Omnisleevehoezen 240 x 7 cm	PE	Transparant
1 ASP51/F chirurgische aspirator	PVC	Transparant
1 2Cross20 zelfklevende folies 20 x 20 cm	LDPE	Lichtblauw
1 Spons met handgreep voor desinfectie van de patiënt	PVC	Blauw
1 Bak 250 ml	PE	Blauw
1 Vloeistofafstotende afdekkend 67 x 75 cm met zelfklevende kant ¹	Softesse®	Lichtblauw
1 Vloeistofafstotende afdekkend 133 x 200 cm met zelfklevende U-vormige uitsparing 6,5 x 50 cm en lus	Softesse®	Lichtblauw
5 Ronde tampons Ø 3 cm	Katoen	Wit
1 Afvalzak voor besmet materiaal	PVC	Rood

Adviesprijs **Prijs Promo**

63,00 € 56,75 €

¹ Nummers in vet wijzen op de zelfklevende zijde

PARODONTALESET OMNIA*

Steriele set voor parodontale operaties of kleine mondoperaties. De set bevat afdeklaken voor de patiënt en oppervlakken. Daartoe behoren ook hoezen voor handstukken, zelfklevende folies voor handgrepen en toetsborden en gevouwen kompressen. De set is dubbel verpakt. Het handige verwijderbare etiket vergemakkelijkt de vervolgbaarheid van de procedure.

12.T0013.00

Parodontale set



OMSCHRIJVING	Matériau	Kleur
1 Zelfklevend* U-vormige uitsparing 11 x 9 cm absorberende/ waterbestendige afdekkend 75 x 90 cm	NWF + PE	Blauw
1 Absorberende/waterbestendige afdekkend 75 x 90 cm	NWF + PE	Blauw
2 Absorberende/waterbestendige afdeklaken 50 x 75 cm	NWF + PE	Blauw
2 Slanghoezen 120 x 7 cm met zelfklevende bevestigingen	LDPE	Transparant
2 Compresses pliées 5 x 5 cm, 4 plis	NWF	Wit

Adviesprijs **Prijs Promo**

14,00 € 12,50 €



GELAATSSCHERM OMNIA*

10.M0200.00

Protective mask - 3/4 - length 18 cm, box of 12 face shields

Adviesprijs **30,00 €**

Prijs Promo 25,00 €

IMPLANTOLOGIESET OMNIA*

12.S4671.00

Complete steriele set met alle benodigdheden voor elke soort implantologische ingreep. Het bevat jassen voor zowel chirurg als assistent, chirurgische afdeklaken met zelfklevende bevestigingsstroken, hoezen voor handstukken, folies voor handgrepen en toetsborden, afdekkend voor patiënt met zelfklevende U-vormige uitsparing. De set is gewikkeld in een absorberend/vloeistofbestendig afdeklaken 145 x 160 cm.



OMSCHRIJVING	Matériau	Kleur
2 Chirurgisch gevouwen Special Plus-model jassen (maat L) en handdoek gewikkeld in medisch papier	Microfibre SMS	Lichtblauw
2 Vloeistofbestendige/absorberende afdeklaken met zelfklevende kant 75 x 90 cm ¹	NWF + PE	Lichtblauw
1 Chirurgische aspirator met Yankauer-tip	PVC	Transparant
1 Vloeistofbestendige/absorberende afdekkend 100 x 150 cm met zelfklevende U-vormige uitsparing 6,5 x 30 cm ¹	TNT + PE	Lichtblauw
1 Omnisleeve-hoes 120 x 7 cm	PE	Transparant
2 2Cross20 zelfklevende folies 20 x 20 cm	LDPE	Lichtblauw
1 Afvalzak voor besmet materiaal	PVC	Rood

Adviesprijs **Prijs Promo**

39,00 € 35,00 €

GEPERSONALISEERDE PROCEDURELE SETS

De beste oplossing voor uw specifieke behoeften

Wij helpen u de onderdelen te selecteren en organiseren om een set op maat te maken

NEEM CONTACT OP MET ONZE EXPERTS



PROCEDURELE MASKERS EN STERIELE CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN CROSSTEX**

NIEUW
Maskers van Crosstex worden nu ook in Europa geproduceerd



PROCEDURELE MASKERS MET OORLUS MET SECURE FIT™ MASKERTECHNOLOGIE

- Vloeistofbestendige buitenbekleding.
- Witte vloeistofbestendige binnenbekleding.
- Extra lange aluminium neusbeugel.

KINSLUITING

De geïntegreerde aluminium kinbeugel vermindert aanzienlijk de ruimte aan de zijkanten en onderkant van het masker. Dit vermindert het eventuele risico op inademing van zwevende smetstoffen in de lucht.

REFERENTIE	DETAILS	AANTAL
GCPBLSFEU	Blauw Geproduceerd in Italië	Doos van 50 stuks

Adviesprijs 13,50 € **Prijs Promo 10,00 €**

PROCEDURELE MEDISCHE GEZICHTSMASKERS

- Vloeistofbestendige buitenbekleding.
- Witte vloeistofbestendige binnenbekleding.
- Extra lange aluminium neusbeugel.
- Comfortabel materiaal, aanpasbaar bij het oor.

REFERENTIE	DETAILS	AANTAL
GCPBLEU	Blauw Geproduceerd in Italië	Doos van 50 stuks

Adviesprijs 13,00 € **Prijs Promo 9,75 €**

SECURE FIT™ MASKERTECHNOLOGIE

Biedt aangetoond betere bescherming dan maskers met standaard oorlussen.

Persoonlijke aanpassing minimaliseert gevaarlijke openingen en zorgt voor betere bescherming.



BEKIJK DE VIDEO OP YOUTUBE

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN OMNIA*

Anatomische steriele gepoederde chirurgische latex handschoenen met een laag gehalte aan allergene eiwitten.



Voorgepoederde chirurgische handschoenen - Digitosteril

REFERENTIE	DETAILS	AANTAL
32.G5000.00	latex - maat 6	50 paar
32.G5001.00	latex - maat 6 1/2	50 paar
32.G5002.00	latex - maat 7	50 paar
32.G5003.00	latex - maat 7 1/2	50 paar
32.G5004.00	latex - maat 8	50 paar
32.G5005.00	latex - maat 8 1/2	50 paar

Adviesprijs 48,00 € **Promo € 43,25**

Poedervrije steriele chirurgische handschoenen

REFERENTIE	DETAILS	AANTAL
32.G5020.00	latex - maat 6	50 paar
32.G5021.00	latex - maat 6 1/2	50 paar
32.G5022.00	latex - maat 7	50 paar
32.G5023.00	latex - maat 7 1/2	50 paar
32.G5024.00	latex - maat 8	50 paar
32.G5025.00	latex - maat 8 1/2	50 paar


Adviesprijs 68,00 € **Promo € 61,25**

IRRIGATIESETS OMNIA*

COMPATIBEL MET DE MEEST GANGBARE IMPLANTAAT MOTOREN OP DE MARKT

VOORDELEN VOOR TANDARTS, TANDHEELKUNDIG TEAM EN PATIËNT

- De juiste irrigatie tijdens het implanteren is van cruciaal belang voor de succesvolle botintegratie van het implantaat en het algehele resultaat van de operatie.
- Breed assortiment van mechanische irrigatielijnen, die met de meest gangbare implantaat motoren compatibel zijn. Irrigatiesystemen omvatten een geventileerde spike, een roller of klem voor de doorstromingsregeling, bevestigingselementen en een geïntegreerde peristaltische pomp.
- Handige einddop vergemakkelijkt de bevestiging van de irrigatielijnen aan het handstuk. De dop maakt de bevestiging van slangen aan vele verschillende beschikbare koelnaaldmodellen mogelijk.
- De mechanische irrigatiesystemen bieden de volgende opties:
 - a. alleen interne irrigatie
 - b. alleen externe irrigatie
 - c. interne en externe irrigatie



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	Adviesprijs	Prijs Promo
32.F0015.00	Nouvag 3000/ Nouvag7000/ MD10, MD 11, MD20 zonder kraan, MD30/ Straumann model Nouvag/ SM12 Sem2/ SU100/ CBM; Nouvag 8000 met kraan, MD10S, MD20 met kraan, Impla6000 Sweden&Martina, 10 st.	77,00 €	61,50 €
32.F0134.00	NSK Surgic XT, Surgic XT Plus, Osseocision®, VarioSurg, SurgicPro, Kyocera Implantor Neo, Bonart Piezo surgical system, Dentium iCTmotor, NSK 3i Osseocision, Delfine Intra-Lock, 10 st.	77,00 €	61,50 €
32.F0139.00	Nobel Biocare80/ W&H Implantmed/ Implant Med new design 2005/ Implantmed SI 923/ Astratech Implant SI 923/ Surgical Motor System/Ace/Straumann/InnovaCorp. 3i/Centerpulse/Lifecore/ DU 900/ FRIOS® UNIT S/ FRIOS® UNIT S/I, Osseoset 100/ Osseoset 200/Osseocare, Elcomed SA 310/SA2006, Piezomed, W&H SI 1023, 10 st.	77,00 €	61,50 €
32.F0170.00	Bien Air Chiropro 980 / EMS PIEZON® MASTER surgery / Esacrom Surgisonic I / UBS-Ultrasonic bone surgery/ Surgybone - Acrobone - Easybone Silfradent, BioSAFin Easy Surgery, MyTUTOR, Heracle Sweden&Martina, Cefla dental Chair, Osseodoc BienAir 10 st.	77,00 €	61,50 €
32.F0194.00	Acteon Implant centre, Piezotome; Dual 2000 De Godzen; Assitant Novaxa, Suni Satelec Expert, Acteon I-Surge, I-Surge Plus, Acteon Piezotome/Piezotome 2, Acteon Solo, Acteon Implant center/Implant center2 Led, 10 st.	105,00 €	84,00 €



* Producten geleverd door Omnia



BEKIJK DE VIDEO OP YOUTUBE



DOWNLOAD DE SPECIALE BROCHURE voor meer informatie over alle beschikbare irrigatielijnen

EVEREDGE™ 2.0 INSTRUMENTEN HU-FRIEDY

- BLIJFT LANGER SCHERP¹**
- ONGECOATE TECHNIEK**
- REVOLUTIONAIR TESTSYSTEEM²**
- VERNIEUWDE EN VERFIJNDE AFWERKING**
- DIAMANT BEWERKTE METALEN HANDGREEP**

EVEREDGE™ SCALERS ZIJN SCHERP.

EVEREDGE™ 2.0 SCALERS ZIJN ZELFS NOG SCHERPER.

Door gebruik te maken van verbeterde afwerkingsprocessen, creëerden de vakmensen van Hu-Friedy meer dan 60 % scherpere snijranden dan de dichtsbijzijnde concurrent.¹ Minder kracht betekent gemakkelijker, comfortabeler scaling voor de behandelaar, waardoor keer op keer de beste klinische resultaten worden bereikt.

BESCHIKBAAR MET VERSCHILLENDE HANDVATEN:




HANDLE #9

Adviesprijs

Prijs Promo

56,25 €

48,50 €



HANDLE RESINEIGHT™ COLORS

Adviesprijs

Prijs Promo

53,50 €

46,50 €



HANDLE HARMONY™

Adviesprijs

Prijs Promo


69,00 €

62,00 €

NIEUW



Nadere informatie over **EVEREDGE™ 2.0** vindt u op onze website HuFriedyGroup.eu



HARMONY™ ERGONOMISCHE SCALERS EN CURETTES

Ontworpen met de TrueFit™-Technologie

FORCE DE PINCEMENT RÉDUITE

VERMINDERT DE BENODIGDE KNIJPKRACHT MET MAAR LIEFST 65%⁴

Hierdoor vermindert de vermoeidheid van de hand en het letselrisico door repetatieve bewegingen.^{5,6,7,8}

MOINS DE PRESSION

VERMINDERT DE DRUK OP HET GEBITSELEMENT MET 37%⁴

De ergonomische Harmony™-scalars en currettes kunnen het comfort voor de patiënt vergroten en ze verminderen vermoeidheid bij de behandelaar, doordat er bij het scalen minder druk op het gebitselement hoeft te worden uitgeoefend.

ÉQUILIBRÉ

NIET TE ZWAAR, NIET TE LICHT

De ergonomische Harmony™-scalars en currettes zijn perfect uitgebalanceerd en zijn qua gewicht vergelijkbaar met onze hoogwaardige metalen handgreep EverEdge™ 2.0 nr. 9.



REFERENTIE DE COULEURS

Adviesprijs

69,00 €

Prijs Promo

62,00 €

VEILIGE EN BEHENDIGE GRIP

De silicone ring is met 30% verlengd, wat zorgt voor een veilige en behendige grip tijdens het gebruik van het instrument.³ Het geometrische patroon is zo ontworpen dat de grip in alle richtingen maximaal is.



Het is
inbegrepen.
Levenslang.⁹

PREMIUM SERVICE

Blijf scherp zonder zorgen!

De vakmensen van onze technische service onderhouden uw ergonomische Harmony™ tandsteenhaakjes en currettes. Ze slijpen ze voor u en herstellen hun oorspronkelijke werkzaamheid. Deze service is inbegrepen gedurende de volledige levensduur van het instrument.⁹

Ontspan u. Wij zorgen ervoor!




MELD U HIER AAN VOOR DE **INBEGREPEN HOOGWAARDIGE SLIJPSERVICE**

[HuFriedyGroup.eu/fr/Harmony-Scaler](https://www.hufriedy.eu/fr/Harmony-Scaler)

1) Geteste producten: Hu-Friedy™ EverEdge™ Scaler 2.0 H7, American Eagle XP H6-7, PDT H6-7, LM EM/EN H6-7 en G M Hartzell H6-7. Neem voor meer informatie contact op met David Platt, Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, 3232 N. Rockwell St, Chicago, IL 60618.
2) Data in dossier. Beschikbaar op aanvraag. 3) Ten opzichte van het metalen handvat Hu-Friedy #9. Dit zijn nominale waarden. Data in dossier. Beschikbaar op aanvraag. 4) Data in dossier. Beschikbaar op aanvraag. 5) Int J Dent Hygiene 7, 2009; 159-165 DOI: 10.1111/j.1601-5037.2009.00395.x, Hayes MJ, Cockrell D, Smith DR. A systematic review of musculoskeletal disorders among dental professionals. 6) Rempel, David, et al. "The Effects of Periodontal Curette Handle Weight and Diameter on Arm Pain." The Journal of the American Dental Association, vol. 143, no. 10, 2012, pp. 1105-1113, doi:10.14219/jada.archive.2012.0041. 7) Lalumandier, James A, and Scott D McPhee. "Prevalence and Risk Factors of Hand Problems and Carpal Tunnel Syndrome among Dental Hygienists." Journal of Dental Hygiene, vol. 75, no. 11, 2001, pp. 130-134. 8) Mulimani P, Hoe VCW, Hayes MJ, Idiculla JJ, Abas ABL, Karanth L. Ergonomic interventions for preventing musculoskeletal disorders in dental care practitioners. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 10. Art. No.: CD011261. DOI: 10.1002/14651858.CD011261.pub2.
9) Ga naar www.hufriedy.eu/Harmony-Scaler voor de algemene voorwaarden

NAZORG IMPLANTATEN

VOOR TITANIUM IMPLANTATEN HU-FRIEDY



PRESTATIEKENMERKEN

- Geoptimaliseerde instrumenteigenschappen
- Verbeterde zichtbaarheid
- Ergonomische fijngevoeligheid
- Optimale scherpste
- Verhoogde instrumentwaarde



OMSCHRIJVING	REFERENTIE	Adviesprijs	Prijs Promo
204SD	IMP204SDT	66,35 €	57,75
Langer 1/2	IMPLG1/2T	66,35 €	57,75
Mini Five 1/2	IMPM1/2T	66,35 €	57,75
Mini Five 11/12	IMPM11/12T	66,35 €	57,75
Mini Five 13/14	IMPM13/14T	66,35 €	57,75
1/4 DIN cassette IMS™ voor 5 instr.	IME14DIN53	122,50 €	106,50 €

IMP204SDT


OMSCHRIJVING	REFERENTIE	Adviesprijs	Prijs Promo
Set compleet:	IMEDIMPLM	396,05 €	336,50 €

SONDES COLORVUE™ HU-FRIEDY

Colorvue™ parodontometers zijn voorzien van lichtgele werktips en zwarte markeringen en garanderen daardoor een verbeterd contrast met de intraorale structuren. De parodontometertips kunnen ook bij implantaten worden gebruikt. Ze zijn steriliseerbaar.



OMSCHRIJVING	REFERENTIE	Adviesprijs	Prijs Promo
Colorvue Kit #11 met 7 tips (3-6-8-11) en 1 handgreep PH6	PCV11KIT6	85,70 €	74,50 €
Colorvue Kit #12 met 7 tips (3-6-9-12) en 1 handgreep PH6	PCV12KIT6	85,70 €	74,50 €
Colorvue Kit #Williams met 7 tips en 1 handgreep PH6	IMPM1/2T	85,70 €	74,50 €
Colorvue Kit #UNC12 met 7 tips (1-2-3-...-11-12) en 1 handgreep PH6	PCVWKIT6	85,70 €	74,50 €



OPLOSSINGEN VOOR DE VERZORGING EN HET BEHOUD VAN IMPLANTATEN

Een artikel van Dr. Olivier Carcuac kunt u lezen op HuFriedyGroup.eu

RESTAURATION

DENTAL DAM CROSSTEX**

- Niet gemaakt met natuurlijke latex.
- Het gebruik van producten zonder natuurlijke latex vermindert het risico van allergische reacties aanzienlijk, zowel voor patiënten als personeel.
- Gemaakt van poly-isopreen.
- Bevat geen carbamaatesters.
- Hoge treksterkte.
- Dikte: medium 0,165-0,200 / gemiddeld 0,18 mm.

19500

15,2 x 15,2 cm Medium Paars Pepermunt, 15 vellen per verpakking

Adviesprijs Prijs Promo

29,50 € 26,50 €

PAKKETAANBIEDING:
KOOP DE AKRO-FLEX™
EN 3SSENTIAL SET:
€ 64,50 + € 199,00
VOOR SLECHTS:
€ 256,00



AKRO-FLEX™ COMPOSITETINSTRUMENT HU-FRIEDY

MAAK DE MOOISTE RESTAURATIES

Akro-Flex is een zeer flexibel composiet-instrument, waarmee tandartsen composiet-materialen moeiteloos kunnen bewerken bij het maken van esthetische restauraties. Door gebruik te maken van een buigzaam materiaal, kan de Akro-Flex ook worden gebruikt als een stevig penseel.



BEKIJK ONZE PRAKTISCHE VIDEO OP YOUTUBE




ONGEËVENAARDE FLEXIBILITEIT

Doordat gebruik is gemaakt van nikkel-titanium, een materiaal dat bekend staat om zijn grote elasticiteit, werkt Akro-Flex als een stevig penseel. De veerkrachtige werkuiteinden zijn ideaal voor het creëren van nauwkeurige anatomische details met verfijnde, artistieke bewegingen.



ZEER DUN PROFIEL

Door de zeer dunne werkuiteinden zijn zijn nauwe proximale ruimten gemakkelijk bereikbaar. De flexibele en veelzijdigewerkuiteinden zorgen voor een betere zichtbaarheid dan conventionele composietinstrumenten.



ERGONOMISCHE HANDGREEP

De gladde en lichte handgreep biedt meer controle dankzij de grote diameter. Het is een ergonomische oplossing die maximaal comfort biedt en vermoeidheid van de hand vermindert. Een minder vermoeide hand zorgt dat tandartsen hun carrières langer kunnen voortzetten.



AKRO-FLEX
 Akro-Flex™
 composietinstrument

Adviesprijs Prijs Promo

74,20 € 64,50 €

3SSENTIAL KIT HU-FRIEDY



DE HU-FRIEDY 3SSENTIAL KIT VAN WERSTORE.IT MET HET 'PLUG&SCULPT'-INSTRUMENT

De KIT van WeRestore.it is een vereenvoudigd instrumentenconcept voor directe en indirecte restauraties en bestaat uit slechts 3 essentiële instrumenten: Anterior, Posterior en Spatel – allemaal uit de Black-Line-collectie van Hu-Friedy. Het woord 'Essential' heeft daarbij betrekking op de eenvoud van het gebruik van de instrumenten voor iedere denkbare restauratieve behandelingsmethode. Dat wil zeggen dat de instrumenten van deze set zich richten op de essentiële bewerkingsstappen voor het vormgeven van zeer esthetische composietrestauraties. Het revolutionaire 'Plug&Sculpt'-concept van het Posterior-instrument dient voor het opvullen resp. voor het vormgeven van de vlakken van de restauratie. Met het Anterior-instrument – ook wel 'solid brush' genoemd - kan het composietmateriaal eenvoudig worden gemodelleerd en gladgestreken.



Diese Instrumente wurden in Zusammenarbeit mit **Dr. Gaetano Paolone** und **Dr. Salvatore Scolavino**, entwickelt.



TNCIPA0X Anterior



TNEXBKR1X Posterior




CVKOT1X Spatula

RESTOREITDIN

Set van 3 instrumenten inclusief cassette

Adviesprijs Prijs Promo

247,00 € 199,00 €



Video's met dank aan werstore.it
 *WeRestore.it is geëigend van of geleverd aan Hu-Friedy.

U VINDT ONS OP

BBM CONGRES (MONDHYGIËNISTEN) EEN FRISSE KIJK OP PARO
30.10.2021 – Sheraton Brussel Airport

40 YEARS ANNIVERSARY BELGIAN SOCIETY OF PERIODONTOLOGY
19-20.11.2021 – Flanders Meeting & Convention Center Antwerp

JOINT MEETING SBIO- BVOI & BVP-SBP : PUSH THE LIMIT
4.12.2021 – Sheraton Brussel Airport

Introducing... HuFriedyGroup

The Best In Practice

Wie zijn wij

Wij zijn een combinatie van verschillende bedrijven, die zich aaneengesloten hebben zodat u kunt beschikken over de producten, diensten en oplossingen die u nodig heeft om in de praktijk de beste te zijn. Met onze passie voor infectiepreventieoplossingen, onze instrumenten van topkwaliteit en onze service- en ondersteuningsprogramma's helpt de HuFriedyGroup u om uw werk te perfectioneren en iedere patiënt het hoogste niveau van zorg te bieden dat mogelijk is.

Welke merken behoren tot de HuFriedyGroup?

Onder de paraplu van HuFriedyGroup schuilt een combinatie die bestaat uit de volgende merken, producten, diensten en oplossingen: Accutron, Crosstex International, Hu-Friedy, J & J Instruments, Omnia, Palmero Healthcare, SPSmedical.

* Producten geleverd door Omnia ** Producten geleverd door Crosstex. Alle overige producten geleverd door Hu-Friedy.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Charles Hubin

Mobiel: + 32 474 92 75 74 | Tél: +32 87 68 18 48
chubin@hu-friedy.com

Voor meer informatie over Hu-Friedy producten of om een bestelling te plaatsen, bel 00800 48 37 43 39 of bezoek HuFriedyGroup.eu

Voor meer informatie over Crosstex producten, bel +39 05 24 52 74 53 of bezoek crosstex.com

Voor meer informatie over Omnia producten of om een bestelling te plaatsen, bel +39 05 24 52 74 53 of bezoek omniaspa.eu

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC • European Headquarters • Lyoner Str. 9 • 60528 Frankfurt am Main, Germany • HuFriedyGroup.eu

Hu-Friedy®, EverEdge™, After Five™, Mini Five™, Micro Mini Five™, IMS™, Signature Series™, Harmony™, TrueFit™, Akro-Flex™, Perma Sharp™, Super Cut™, Bagette™, Bactryl™, Colorvue™, SecureFit™, Infinity Series™ zijn handelsmerken van Hu-Friedy Mfg. Co., LLC dochterondernemingen en aanverwante bedrijven. Alle andere product- en bedrijfsnamen waarnaar wordt verwezen, zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden. Alle vermelde bedragen zijn in euro's en exclusief de geldige b.t.w.

©2021 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. All rights reserved. HFL-057/0921