

VOCO HIGHLIGHTS

Cabinet

#2/21

1.10.21 - 31.3.22



... réchauffer



... couler



... modeler



VisCalor et VisCalor bulk

Le premier composite au monde
avec la technologie thermo-viscoélasticité

Unique et novateur

Une fois réchauffé le produit
est fluide lors de l'application
et peut être modelé
immédiatement après l'application
(thermo-viscoélasticité)

Excellente manipulation

Application sans bulles d'air
avec une canule fine et longue



Qualité élevée et longévité


- Mouille parfaitement les parois
et les contre-dépouilles
- Des excellentes propriétés
physiques

Efficacité

- Réunit deux viscosités en un seul
produit ► gain de temps et
économie de stock
- Une couche de revêtement est
superflue

VisCalor® / VisCalor® bulk

COMPOSITE DE RESTAURATION THERMOVISQUEUX EN VERSIONS BULK ET UNIVERSAL



Pour une restauration haut de gamme, particulièrement dans les cavités profondes et étroites, vous requérez deux viscosités différentes : un composite fluide pour le fond ainsi qu'un composite condensable et modelable apportant la stabilité. Avec le nouveau VisCalor l'approche est différente :



Grâce à l'unique technologie thermo-viscoélasticité, le matériau, une fois réchauffé hors bouche, prend une consistance de faible viscosité et devient fluide comme un matériau Flow. Ainsi, il mouille parfaitement les parois et les contre-dépouilles. Le matériau revenant rapidement à la température du corps, le produit change vers une consistance plus visqueuse et peut être modelé sans perte de temps, comme un composite condensable habituel.

Une canule particulièrement longue et fine permet l'application directe également dans les endroits d'accès difficile, et sans bulles d'air. Avec un taux de charges de 83 % en masse et une très faible rétraction de seulement 1,4 %, VisCalor est le composite haut de gamme d'une efficacité exemplaire.

Votre sélection : VisCalor bulk pour les restaurations des postérieurs en incréments jusqu'à 4 mm ou le nouveau VisCalor universel pour des restaurations esthétiques également des antérieures.

VisCalor

REF 6106 Coffret VisCalor Dispenser,
A46683 Caps 80 x 0,25 g (16 x A1,
16 x A2, 32 x A3, 16 x A3.5),
teintier, VisCalor Dispenser

679,00 €

~~1.131,50 €***~~

REF 9143 VisCalor Dispenser –
A42684 Réchauffeur



799,00 €

REF 6108 Coffret + adhésif, Caps 80 x
A46688 0,25 g (16 x A2, 16 x A3,
16 x A3.5, 16 x OA2, 16 x
incisale), teintier, Futurabond U
SingleDose 20 pcs

332,50 €

~~416,40 €***~~

REF 6107 Coffret Caps Warmer,
A46686 Caps 80 x 0,25 g (16 x A1,
16 x A2, 32 x A3, 16 x A3.5),
teintier, Caps Warmer

499,00 €

~~785,50 €***~~

REF 9001 Caps Warmer –
A46685 Réchauffeur



453,00 €

Caps 16 x 0,25 g¹
V42685

¹ Vous trouverez les références des différentes teintes
sous www.voco.fr ou dans notre catalogue actuel.

66,50 €

VisCalor bulk

REF 6062 Coffret Dispenser, Caps 80 x
A42683 0,25 g (16 x universel,
16 x A1, 16 x A2, 32 x A3),
VisCalor Dispenser

679,00 €

~~1.131,50 €***~~

REF 6063 Coffret Caps Warmer
A46687 Caps 80 x 0,25 g (16 x
universel, 16 x A1, 16 x A2,
32 x A3), Caps Warmer

499,00 €

~~785,50 €***~~

V42685

REF 6065 Caps 16 x 0,25 g universel
REF 6066 Caps 16 x 0,25 g A1
REF 6067 Caps 16 x 0,25 g A2
REF 6068 Caps 16 x 0,25 g A3

66,50 €

ADHÉSIFS / MATÉRIAUX DE RESTAURATION

Futurabond® U

Adhésif universel bi-polymérisable

- Un seul adhésif qui couvre tous vos besoins !
- Automordançage, mordançage sélectif ou mordançage total – à votre choix
- Une variété exceptionnelle d'utilisations



A37713

REF 1571 SingleDose 50 pcs, accessoires

71,10 € ~~100,50~~

A37671

REF 1572 SingleDose 200 pcs, accessoires

247,50 € ~~402,00 €***~~

Admira® Fusion

Matériau d'obturation ORMOCER® nanohybride, universel

- Le premier matériau d'obturation à base purement céramique au monde
- La plus faible rétraction de polymérisation (1,25 % en vol.) et un très faible stress de rétraction en comparaison avec tous les composites d'obturation habituels
- Inerte, biocompatibilité et stabilité de la teinte très élevées
- Une excellente manipulation, un polissage à reflets simple et une dureté de surface élevée garantissent des résultats durables de première qualité

Pas de monomères classiques, pas de monomères résiduels !



REF 2750 Coffret + adhésif
A39593 seringue 5 x 3 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), teintier + Futurabond U
SingleDose 20 pcs

REF 2780 Coffret + adhésif
A39649 Caps 75 x 0,2 g (15 x de : A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra), teintier + Futurabond U
SingleDose 20 pcs

211,50 € ~~336,90 €~~

V39586

V39585

Seringue 3 g / Caps 15 x 0,2 g, teintes diverses ¹

¹ Vous trouverez les références des différentes teintes sous www.voco.fr ou dans notre catalogue actuel.

Promo par 3 : 53,55 € ~~64,60~~

Admira® Fusion Flow

Matériau d'obturation ORMOCER® nanohybride, fluide et photopolymérisable



REF 2816 Coffret seringue 5 x 2 g
A40016 (A1, A2, A3, A3.5, WO) teintier, accessoires

142,50 € ~~203,90 €~~

V39985

Seringue 2 x 2 g, teintes diverses ¹

64,80 € ~~74,20~~

Admira® Fusion x-tra

Matériau d'obturation ORMOCER® nanohybride, 4 mm



REF 2810 Seringue 3 g universel

A39704

REF 2811 Caps 15 x 0,2 g universel

A39597

54,00 € ~~64,60~~

Admira® Fusion x-base

Matériau de base d'obturation ORMOCER® nanohybride, fluide, 4 mm



A41247

REF 2812 Seringue 2 x 2 g universel

74,20 €

Grandio^{SO} Flowables

Notre gamme Flow en fonction de vos besoins.
Choisissez le bon !



Grandio^{SO} Light Flow

Matériau d'obturation nanohybride,
fluide – à faible viscosité

- Application précise avec une canule extrêmement fine, donc parfaitement indiqué pour les endroits d'accès difficile et les petites cavités



REF 2585 Coffret seringue 5 x 2 g (A1, A2, A32018 A3, A3.5, WO), teintier, accessoire

152,70 € 223,65 €***

Grandio^{SO} Flow

Matériau d'obturation nanohybride
antéro-postérieur, fluide – à viscosité moyenne

- Fluage excellent, utilisation universelle et application précise



REF 2720 Coffret seringue 5 x 2 g (A1, A2, A35264 A3, A3.5, WO), teintier, accessoires

152,70 € 223,65 €***

Grandio^{SO} Heavy Flow

Matériau d'obturation nanohybride
antéro-postérieur, fluide – à viscosité élevée

- Stabilité élevée, évitant toute coulée et utilisation universelle



REF 2680 Coffret seringue 5 x 2 g (A2, A3, A34623 A3.5, WO, GA5), teintier, accessoires


152,70 € 223,65 €***

SCELLEMENT

Bifix[®] Hybrid Abutment

Composite de collage universel, à durcissement dual pour l'utilisation intrabuccale et extrabuccale

- Tout-en-un – collage permanent de tous les matériaux dentaires connus
- Flexibilité élevée – utilisation intrabuccale au cabinet dentaire et extrabuccale au laboratoire
- Très esthétique – le parfait masquage des substrats foncés avec les teintes hautement opaques
- Incluant les pâtes Try-In – simulation précise des teintes pour les parties secondaires hybrides, couronnes sur abutment et le traitement coronaire



REF 2995 Implant coffret mixed – correspond à REF 2410 + 2412 + 2413 (3 x seringue QuickMix 10 g, 3 x seringue Try-In 2,5 g, accessoires)

389,00 € 562,80 €***

V46607

REF 2411 Seringue QuickMix 10 g (universel HO)
REF 2412 Seringue QuickMix 10 g (blanc HO)
REF 2413 Seringue QuickMix 10 g (translucide)
+ chacun incluant seringue Try-In 2,5 g, acc.

159,00 €

REF 2410 Implant coffret seringue QuickMix 10 g (universel HO), seringue Try-In 2,5 g, Ceramic Bond flacon 5 ml, Futurabond U SD 5 pcs, accessoires

199,00 € 244,80 €***

SOIN ORAL

Bifluorid 10®

Vernis aux fluorures pour le traitement d'hypersensibilités

- Effet de désensibilisation immédiate
- Création d'un film protecteur contre des influences thermiques et mécaniques
- Transparent – aucune coloration des dents
- Une base spéciale du vernis prolonge la durabilité et intensifie la fluoration profonde
- Compatible au blanchiment, réduction des sensibilités sans gêner le blanchiment

Idéal pour les thérapies orthodontiques et le blanchiment



A34636

REF 1615 Flacon 4 g, Solvant flacon 10 ml

78,30 €

A30188

REF 1616 Flacon 10 g

115,80 €

REF 1617
A46683

Flacon 3 x 10 g,
Solvant flacon 10 ml,
Pele Tim No. 1

328,80 € 404,30 €***

A31219

REF 1618 SingleDose 50 pcs, accessoires

75,10 €

A32927

REF 1619 SingleDose 200 pcs, accessoires

227,80 € 300,40 €***

Application



VOCO Profluorid® Varnish

Vernis aux fluorures pour la désensibilisation dentaire (5 % NaF)

- Désensibilisation rapide et diffusion d'ions de fluor (5 % NaF $\pm$ 22.600 ppm fluorures)
- Application simple – tolère l'humidité
- Disponible en sept parfums agréables
- Application d'une couche fine – très efficace
- Vernis esthétique en teinte de la dent

NOUVEAU
PINA COLADA



SingleDose 50 x 0,40 ml V34613

Melon REF 1269	Caramel REF 2226	Cerise REF 2227
-------------------	---------------------	--------------------

Menthe REF 2228	Bubble Gum REF 2238	Cola Lime REF 2240
--------------------	------------------------	-----------------------

Pina Colada
REF 2242

107,20 €

SingleDose 200 x 0,40 ml V39025

Melon REF 1271	Caramel REF 2229	Cerise REF 2230
-------------------	---------------------	--------------------

Menthe REF 2231	Bubble Gum REF 2239	Cola Lime REF 2241
--------------------	------------------------	-----------------------

Pina Colada
REF 2243

316,00 € 428,80 €***

A34612

SingleDose 48 x 0,40 ml

Mixed REF 2225

107,20 €

Contient tous les parfums

Application



VOCO Retraction Paste

Pâte astringente pour une ouverture et une mise à sec temporaire et efficace du sulcus

- Canule fine avec embout flexible – application facile et précise dans le sulcus
- Viscosity Change – la consistance de la pâte varie lors de l'application et l'ouverture du sulcus
- Bonne visibilité – bon contraste avec la gencive
- Net et propre – élimination facile par simple rinçage

NOUVEAU



Application facile dans le sulcus

A45965

REF 1012 Caps 25 x 0,3 g

62,50 €

A46323

REF 1013 Caps 100 x 0,3 g

187,50 € ~~250,00 €***~~

V-Posil

Matériau d'empreinte de précision, VPS

- Un silicone par addition hautement hydrophile pour la meilleure précision
- Temps de travail long, et temps de séjour en bouche court
- Une résistance élevée à la déchirure et une capacité élevée de repositionnement assurent une sécurité lors de la désinsertion
- La bonne hydrophilie, même en état polymérisé, optimise l'écoulement et permet ainsi de réaliser un travail prothétique parfait



Putty Fast / Heavy Soft Fast / Mono Fast



NOUVEAU
V-Posil Putty Soft Fast

Coffret intro Putty Fast / Light Fast

REF 2991 **A42810**

Putty Fast Cartouche 2 x 380 ml
Light Fast Cartouche 2 x 50 ml

Coffret intro Heavy Soft Fast / Light Fast

REF 2985 **A41215**

Heavy Soft Fast Cartouche 2 x 380 ml
Light Fast Cartouche 2 x 50 ml

Coffret intro Mono Fast / Light Fast

REF 2987 **A41459**

Mono Fast Cartouche 2 x 380 ml
Light Fast Cartouche 2 x 50 ml

228,00 € ~~269,10 €***~~

Coffret intro Putty Fast / Light Fast

REF 2984 **A41233**

Putty Fast Boîte 2 x 450 ml
Light Fast Cartouche 2 x 50 ml

Coffret intro Putty Soft Fast / Light Fast

REF 2904 **A46690**

Putty Soft Fast Boîte 2 x 450 ml
Light Fast Cartouche 2 x 50 ml

136,00 € ~~160,40 €***~~



*Pour une commande de cinq réassorts auprès d'un des délégués commerciaux VOCO vous recevrez une remise de 20 %. **par rapport à un achat individuel
***cumul des prix individuels