

# GUIDED BIOFILM THERAPY

VOOR EEN BETERE PREVENTIE VAN MONDGEZONDHEID

**ADF**  
STAND  
2M24



**EMS**   
MAKE ME SMILE.



# AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

EEN UNIEKE OPLOSSING VOOR DE PREVENTIE VAN CARIËS EN VOOR PARODONTAAL EN IMPLANTAAT ONDERHOUD. OOK IN ORTHODONTIE.



KIT PIEZON® LED (FS-455) :  
1 handstuk PIEZON® LED +  
1 PS tip +  
4 light guides

**AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER**

**+ 1 KIT PIEZON® LED**

**= 8 070€** ~~8 869€~~

## BEVAT :



### AIRFLOW® APPLICATION

1 handstuk AIRFLOW® MAX  
1 afzuigcanule met spiegel  
1 EasyClean  
1 waterfilter + 1 luchtfilter  
1 onderhoudskit



### PERIOFLOW® APPLICATION

1 handstuk PERIOFLOW®  
10 nozzle PERIOFLOW®  
1 Starter kit PIEZON® PI



### PIEZON® APPLICATION

1 handstuk PIEZON® LED  
3 PIEZON® PS tips  
4 light guides

## En ook :

- ▶ 2 poederkamers PLUS et CLASSIC
- ▶ 1 PIEZON® tank
- ▶ 1 NIGHT CLEANER tank + fles NIGHT CLEANER 800 ml
- ▶ 1 draadloze pedaal met boost modus
- ▶ 1 een Clip+Clean
- ▶ 1 Biofilm Discloser
- ▶ 3 aluminum flessen van 400g AIRFLOW® PLUS poeder  
2 flessen AIRFLOW® CLASSIC poeder  
Hoeveelheid poeder voor 155 behandelingen

Ref.: FT-229 | AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

Ref.: FS-455 | KIT PIEZON® LED

## AIRFLOW® MAX

**MAX EFFICIËNTIE. MAX COMFORT. MAX VEILIGHEID.**

Met een nieuw design en met een zeshoekige uitlaat zet EMS een nieuwe standaard: de GUIDED LAMINAR AIRFLOW TECHNOLOGY®.

De poederdeeltjes van AIRFLOW® PLUS bewegen zich nu lineair en zonder turbulentie, wat zorgt voor een optimale verwerkingsefficiëntie en een vermindering van het aantal microdruppeltjes aerosol.



Réf.: FS-475 | AF Max starting kit Smart : 1 handstuck AF Max + 1 alu poeder fles AF Plus, 400g + 1 Biofilm Discloser

# HET GBT PROFYLAXE STATION



Dankzij een onafhankelijk watergeleidingssysteem dat rechtstreeks in het toestel geïntegreerd is, kunt u met dit profylaxe-station de desinfecterende oplossing van uw keuze integreren tijdens uw AIRFLOW®- en PIEZON® behandelingen.

- ▶ 2 flessen voor AIRFLOW®- en PIEZON®-behandelingen.
- ▶ Compatibel met desinfecterende oplossingen op basis van : natriumhypochloriet, waterstofperoxide, chlorhexidine, povidon-iodium.
- ▶ Reinigen in 1 klik: volledige reiniging en desinfectie van 2 waterleidingen
- ▶ Regeling van de temperatuur tot 40°C



KIT PIEZON® LED (FS-455) :  
1 handstuk PIEZON® LED +  
1 PS tip +  
4 light guides



1 PSL TIP  
& 1 PSR TIP  
(FS-461)

## AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

### & AIRFLOW® STATION+

+ 1 KIT PIEZON® LED

+ 1 PSR TIP

+ 1 PSL TIP

= 9 265€ 10 329€


Ref.: FT-229 | AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

Ref.: DW-048A | AIRFLOW® STATION+

Ref.: FS-455 | KIT PIEZON® LED

Ref.: FS-461 | 1 PIEZON® PSR & 1 PIEZON® PSL TIPS

## GBT TOEPASSINGEN





# AIRFLOW® PLUS POEDER

## MINIMALE INVASIVITEIT. MAXIMALE PREVENTIE. OPTIMAAL COMFORT.

- ▶ Aluminium fles voor een vochtvrije opslag
- ▶ Ecologischer: 1 enkele fles vervangt 4 plastic flessen voor eenmalig gebruik
- ▶ Herbruikbaar waterfles
- ▶ Gepatenteerde formule: erythritol + CPC
- ▶ Kleine deeltjesgrootte: 14 µm

### 4 FLESSEN AIRFLOW® PLUS POEDER

+ 4 FLESSEN BACTERX® PRO

= 320€ ~~382€~~

Ref.: DV-167/X | 1 doos met 4 aluminium flessen AF Plus poeder 400g/fles  
Ref.: DV-114/A | 1 doos 4 flessen 11 BacterX Pro zonder alcohol



#### BIOFILM VOOR, HET REINIGEN

- ▶ Het glazuurprisma van natuurlijk tandglazuur is gemakkelijk herkenbaar.
- ▶ De foto laat de resten van de bacteriën zien gedood met natriumhypochloriet.



#### POLIJSTEN MET LICHT-SCHURENDE PASTA (RDA 27)

- ▶ Het vitale tandglazuur werd weg gepolijst. Polijstpasta kan krassen veroorzaken. Biofilm heeft zich verspreid in natuurlijke groeven.
- ▶ Een schuurpasta veroorzaakt verlies van van waardevol tandglazuur. Geen verbetering het tandoppervlak.



#### HET REINIGEN MET AIRFLOW® PLUS POEDER

- ▶ De biofilm werd volledig verwijderd met AIRFLOW®. Het oppervlak is schoon tot in de poriën. Geen schurende werking. Het Tandglazuur blijft intact en het oppervlak is volledig glad.
- ▶ De tong voelt niet meer ruw aan, polijsten is niet meer noodzakelijk. Dit beschermt het tandglazuur – en verkort de behandel tijd.



## 1 AIRFLOW® HANDY 3.0 PREMIUM

+ 1 FLES AIRFLOW® PLUS POEDER

= 1 487.20€ ~~1 779€~~

Ref.: FT-225#koppelingen | AIRFLOW® Handy 3.0 Premium - Koppelingen : KaVo, W&H, Sirona, Bien-Air, NSK, Castellini, Midwest  
Ref.: DV-167/Z | 1 fles 400g AF Plus poeder

# PIEZON® INSTRUMENTEN

## VEREENVOUDIG UW DAGELIJKS LEVEN MET HET PIEZON® PS INSTRUMENT



Het universele PS Perio Slim instrument is ideaal voor uw supra- en subgingivale behandelingen en is geïndiceerd in 95% van de gevallen.

Met een ontwerp dat lijkt op een parodontale sonde, vergemakkelijkt het de toegang tot interproximale en subgingivale gebieden tot 10mm.

Deze minimale invasieve behandeling veroorzaakt minder pijn aan uw patiënt.



## PIEZON® PSR & PSL INSTRUMENTEN

Voor alle gebieden waar het PS-instrument niet kan bereiken, zijn er 2 nieuwe gebogen instrumenten ontwikkeld: de PSR (Perio Slim Right) en de PSL (Perio Slim Left).

Aanbevolen voor het verwijderen van supra- en subgingivale tandsteen tot 8 mm en even dun als een parodontale sonde, bieden zij volledige toegankelijkheid tot alle tandoppervlakken, inclusief de furcaties, met een optimale ergonomie.

Efficiëntie en comfort gegarandeerd voor u en uw patiënten !

3 INSTRUMENTEN  
VOOR **100%**  
VAN UW  
BEHANDELINGEN

2 PIEZON® PS TIPS

+ 1 PSR TIP

+ 1 PSL TIP

+ 4 FLESSEN BACTERX® PRO

= **485€** 547€

4 PIEZON® PS TIPS

+ 4 FLESSEN BACTERX® PRO

= **440€** 502€

Ref.: DS-016A | 1 PIEZON® PS tip

Ref.: FS-461 | 1 PIEZON® PSR & 1 PIEZON® PSL tips

Ref.: DV-114/A | 1 doos 4 flessen 1l BacterX Pro zonder alcohol



NIEUWE  
FORMULE  
**CPC + CHX\***

## BACTERX® PRO DE MODERNE ANTIBACTERIËN MONDSPOEL OPLOSSING

- ▶ Vermindert de bacteriële en virale belasting in aërosolen
- ▶ Bestrijdt de biofilm in de mond en voorkomt gaatjes
- ▶ Een gezonde mond en een frisse adem
- ▶ Aangename smaak
- ▶ Zonder alcohol

\*CPC - Cetylpyridiniumchloride / CHX - Chloorhexidine digluconaat

KLINISCH BEWIJS





# SMILE IS IN THE AIR



NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR  
EEN LIVE DEMONSTRATIE  
PATRICK LITT  
+32 470 589 848 - [PLITT@EMS-FRANCE.FR](mailto:PLITT@EMS-FRANCE.FR)

[EMS-DENTAL.COM](http://EMS-DENTAL.COM)

**EMS**   
MAKE ME SMILE.