

NEW

Bien Air⁺
Dental

Lubricare 2



Lubricare 2 onderhoud van handstukken (oliën en reinigen), wat dagelijks noodzakelijk is

>>> Tot 4 handstukken in korte tijd

 IN SLECHTS 20 SEC.

Tot 4 handstukken in korte tijd. Dankzij de voorgeprogrammeerde instellingen welke aangepast zijn aan ieder handstuk. De Lubricare 2 kan automatisch tot maximaal 4 handstukken terzelfder tijd verwerken in zeer korte tijd. De Lubricare 2 verwijdert alle overtollige oliën, welke een snel onderhoud toelaat. Hij reinigt een turbine in ongeveer 20 seconden en een hoekstuk in 40 seconden.


>>> System Clean AirBlow

Gebruik makend van 2 elektro kleppen en een afzonderlijke leiding voor lucht, kan het systeem perfecte zuivere lucht aanleveren zonder menging met olie. Het verwijderen van water voor het oliën, in de kop, welk resulteert in het maximaal oliën en een minimale inactiviteit van het instrument.



Onderhoud :
snel, efficiënt en
economisch

>>> Met Spraynet®
Voor een perfecte hygiëne

 99.99% vermindering van micro-organismen

Voor een nog beter resultaat, raadt Bien-Air het gebruik van de Spraynet aan. Deze is bewezen een doeltreffende resultaat te hebben met een vermindering van 99,99% van de micro-organismen.



>>> Reiniging in eenvoud

Het bedieningsscherm is glad welke een gemakkelijk reiniging toelaat en de deur is afneembaar voor een betere toegang. Lubricare 2 heeft een ingebouwde afzuiging voor de oliedampen en aerosols te voorkomen tijdens de werking.

S W I S S  M A D E