

NEW

Bien Air<sup>+</sup>  
Dental

# Lubricare 2



Lubricare 2 effectue la maintenance des pièces à main (lubrification et nettoyage), ce qui est essentiel pour un travail quotidien.

>>> Jusqu'à quatre pièces à main en peu de temps

 SEULEMENT 20 SEC.

Grâce aux différents modes de fonctionnement préprogrammés adaptés spécifiquement à chaque pièce à main, Lubricare 2 peut effectuer automatiquement l'entretien de quatre pièces à main maximum en peu de temps. Lubricare 2 élimine efficacement le surplus d'huile, ce qui permet un entretien rapide. Il nettoie une turbine en 20 secondes environ et un contre-angle en 40 secondes.

>>> Système Clean Airblow

En utilisant le système de double électrovannes et un conduit dédié à l'air propre, le système peut fournir de l'air propre sans mélange d'huile. Pendant le processus d'élimination de l'eau avant la lubrification, le système élimine l'eau dans la tête, ce qui maximise les résultats de la lubrification et minimise la période d'inactivité avant la pratique.



Entretien  
rapide, efficient  
et économique

>>> Avec Spraynet®  
Pour une hygiène impeccable

 99.99% de réduction  
de la charge microbienne

Pour obtenir de meilleurs résultats, Bien-Air recommande vivement l'utilisation de Spraynet®, dont il est prouvé qu'il réduit 99.99% de la charge microbienne.



>>> Nettoyage facilité

Le panneau de commande est lisse afin de faciliter le nettoyage et la porte peut être retirée pour un meilleur accès. Lubricare 2 intègre un mécanisme d'aspiration des vapeurs d'huile pour empêcher la diffusion d'aérosols lors de son utilisation.

S W I S S  M A D E