



COLTENE

Promoties

Januari – Maart 2022



.....
MicroMega One Curve

→ p.4



.....
BRILLIANT EverGlow

→ p.8



.....
ONE COAT 7 UNIVERSAL

→ p.12

MicroMega One Flare[®]

Voor veiligere behandelingen.

Uw nieuwe generatie
heat-treated instrument!

- ▶ Veilige vooruitgang.
- ▶ Uitsluiting van interferentie aan de toegang van het wortelkanaal.
- ▶ Warmtebehandeling voor flexibiliteit en kracht.
- ▶ Steriel voor meervoudig gebruik.

THERMISCHE
BEHANDELING =

- + meer flexibiliteit
- + meer weerstand



MicroMega One Flare

Navulling

Toegangsvijl One Flare 17 mm

20952201	43,60€
----------	--------

5 x

One Flare



ROTATIESNELHEID
250 - 400 tr/min




MAXIMUM TORQUE
3 N.cm



KLINISCHE CASUS

Dr Jean-Philippe MALLET - France

Verbreding van het wortelkanaal met directe toegang tot de openingen. Verbeterde localisatie van de handvijlen bij het opzoeken van het wortelkanaal.



MicroMega One G



ROTATIESNELHEID
250 - 400 tr/min



MAXIMUM TORQUE
1,2 N.cm



De unieke glijpadvijl voor continue rotatie

- ▶ **Eenvoudig** : 1 enkel glijpadinstrument in continue rotatie, steriel en éénmalig gebruik. Eenvoudig en snel protocol. Bespaart tijd op de gehele wortelkanaalbehandeling.
- ▶ **Efficiënt** : Tijdbesparend voor de volledige endodontische behandeling.
- ▶ **Veilig** : Geruystellend voor de behandelaar en breukbestendig dankzij de innovatieve cross-section.



1 MicroMega One G instrument voor glijpad

Standaard sequentie

MicroMega One G



Glijpadvijl One G, 21 mm

20948201	49€
5 x	B5 One G n14/3% L21 Classics sterile

Glijpadvijl One G, 25 mm

20948202	49€
5 x	B5 One G n14/3% L25 Classics sterile

Glijpadvijl One G, 29 mm

20948203	49€
5 x	B5 One G n14/3% L29 Classics sterile

Manuele Vijlen MMC

Roestvrijstalen handvijlen voor de exploratie van de wortelkanaalanatomie.

De eerste fase van de endodontische behandeling bestaat uit de exploratie van het wortelkanaal met behulp van een handmatige roestvrij stalen vijl. In een tweede stap maakt deze vijl het mogelijk om, met behulp van een apex locator, de werklengte te bepalen.


- ▶ **Ergonomische handgreep** voor een goede grip op de vijl.
- ▶ **Radiopaque-siliconenstop** voor een perfecte aanpassing aan de werklengte.

Blister met 6 instrumenten
21, 25 of 29 mm

~~10€~~ 7,50€
6 x Manuele vijl MMC

-25%

	L21 steriel	L25 steriel	L31 steriel
P6 Vijlen MMC n006	60029717	60029718	60029719
P6 Vijlen MMC n008	60029720	60029721	60029722
P6 Vijlen MMC n010	60029723	60029724	60029725
P6 Vijlen MMC n015	60029726	60029727	60029728



MicroMega One Curve

Een uniek assortiment instrumenten voor continue rotatie Heat treatment C.Wire



100% +
flexibel



2,4% x
beter bestand tegen breuk
(cyclische vermoeidheid)



ROTATIESNELHEID
300 - 400 tr/min



MAXIMUM TORQUE
2,5 N.cm



INTELLIGENT

Een enkel instrument voor de vormgeving van het wortelkanaal.

- ▶ Eenvoudig in gebruik.
- ▶ Geen risico op cross-contaminatie: éénmalig gebruik.

Verminderde behandelingstijd.

- ▶ Verminderde irrigatietijd.

EFFICIENT

C.Wire : Warmtebehandeling van Nickel-Titanium, een exclusiviteit van One Curve.

- ▶ Controlled memory.
- ▶ Voorbuigbaar.
- ▶ Behoud van de kromming.

Voorbuigbaar.

- ▶ Opheffen van de beperkingen.
- ▶ Makkelijker toegang tot het wortelkanaal.



IN JANUARI
EN FEBRUARI
-25%
OP ONE CURVE

B5 One Curve Classics

~~53,73€~~ **40,30€**

5 x B5 One Curve Classics

	L21 mm	L25 mm	L31 mm
B5 One Curve n25/4%	20949431	20949441	20949451
B5 One Curve n25/6%	20949401	20949402	20949403
B5 One Curve n35/4%	20949432	20949442	20949452
B5 One Curve n45/4%	20949433	20949443	20949453



Guttaperchapunten en papierpunten
MicroMega One Curve





~~20€~~ **16€**

60 x OneCurve GP 25/.06 SB

HyFlex™ EDM




Een breukweerstand tot **700% hoger***

*Bron : interne studies COLTENE

	Orifice Opener 25/12	Handvijl MicroMega	Glijpadvijl naar keuze afhankelijk van de anatomie van het kanaal		Voorbereiding 20/05	Vormgeving 25/~ OneFile
			15/03	10/05		
						
	Refill pack x3 Rotatiesnelheid 400 tr/min en 2,5 Ncm		Refill pack x3 Rotatiesnelheid 300 tr/min en 1,8 Ncm	Refill pack x3 Rotatiesnelheid 300 tr/min en 1,8 Ncm	Refill pack x3 Rotatiesnelheid 400 tr/min en 2,5 Ncm	Refill pack x3 Rotatiesnelheid 400 tr/min en 2,5 Ncm
21 mm	-		60023493	60022269	60022275	60022270
25 mm	-		60023492	60019594	60022276	60019595
15 mm	60019596	Handvijl MicroMega 21, 25 of 29 mm een keuze	-	-	-	-

Kit Shaping Set HyFlex EDM


~~45,60€~~ **34,20€**

- 1 x  25/12 Orifice Opener
- 1 x  10/05 Glijpadvijl
- 1 x  25/~ Vormgevingsvijl

Ref.	Formaat
60022267	21 mm
60019363	25 mm

Kit Shaping Set Medium HyFlex EDM




~~45,60€~~ **34,20€**

- 1 x  10/05 Glijpadvijl
- 1 x  20/05 Voorbereidingsvijl
- 1 x  25/~ Vormgevingsvijl

Ref.	Formaat
60022277	21 mm
60022278	25 mm

Finishing Set HyFlex EDM 25 mm (optioneel)

60019364 ~~45,60€~~ **34,20€**

- 1 x  40/04
- 1 x  50/03
- 1 x  60/02



HyFlex EDM
(per doosje met 3 vijlen)

~~45,60€~~ **34,20€**

3 x Vijlen naar keuze



-20%

Guttapercha
Greater Taper
HyFlex EDM OneFile

60022707 ~~21,80€~~ **17,44€**

60 x Gutta percha punten
HyFlex EDM OneFile 25/~



GuttaFlow[®] bioseal



Working time : 5 min
Curing : 12 - 16 min
Identieke en ideale consistentie gedurende de ganse werktijd



Niet alleen vullen,
maar ook genezen

De eenvoudige weg naar wortelkanaalobturatie

- ▶ Koud vloeibaar twee-in-één-vulsysteem
- ▶ Expansie – geen tijdsverslindende condensatie noodzakelijk
- ▶ Adhesie aan guttaperchapunten en de dentinewand
- ▶ Gebruik van extra sealants is overbodig
- ▶ Uitstekende radiopaciteit
- ▶ Goede afsluiting van het wortelkanaal



ROEKO GuttaFlow bioseal Standard Set

60019560	148 €
1 x 5 ml	Automix-spuit
12 x	Mengtips
1 x	Mengblok



ROEKO GuttaFlow bioseal navulverpakking spuit

60019561	131 €	104,80 €
1 x 5 ml	Automix-spuit	

ROEKO GuttaFlow bioseal navulverpakking mengtips

60019562	36 €
24 x	Mengtips

MicroMega One RECI

Ontdek de nieuwe richtingen

Een unieke reciprocerende vijl

- ▶ Snij-efficiëntie : gepatenteerde asymmetrische en variabele doorsnede
- ▶ Veiligheid : weerstand tegen cyclische vermoeidheid
- ▶ Flexibiliteit : respect voor de anatomie van het wortelkanaal dankzij de C.Wire warmtebehandeling
- ▶ Minimaal-invasief : behoud van de peri-cervicale zone en het tandweefsel



ROTATIESNELHEID
300 - 400 tr/min



MAXIMUM TORQUE
4 N.cm



RECIPROC HOEK
170/60



MicroMega One RECI,
5 stks/pack (B5)

~~54,50€~~ 40,88€

	L21 mm	L25 mm	L31 mm
B5 One RECI n20 4% steriel	60029878	60029883	60029888
B5 One RECI n25 4% steriel	60029879	60029884	60029889
B5 One RECI n25 6% steriel	60029880	60029885	60029890
B5 One RECI n35 4% steriel	60029881	60029886	60029891
B5 One RECI n45 4% steriel	60029882	60029887	60029892
B5 One RECI steriel assortiment 1 × 20.04 + 1 × 25.04 + 1 × 25.06 + 1 × 35.04 + 1 × 45.04	60029898	60029899	60029900



Voor meer informatie betreffende
onze MicroMega One RECI :
bezoek onze website :
micro-mega.com/one-reci



Scan de QR-code voor het
uploaden van een gedetailleerde
lijst met referenties die u terugvindt
op channel.micro-mega.com

Guttaperchapunten MicroMega One RECI

20€

60 × Guttaperchapunten One RECI

GP 20/.04 DB	60031551
GP 25/.04 DB	60031552
GP 35/.04 DB	60031553
GP 45/.04 DB	60031554
GP 25/.06 DB	60031679



BRILLIANT EverGlow[®]

Uitzonderlijk polijstbaar
en duurzame glans

BRILLIANT EverGlow zorgt dankzij de uitgekiende samenstelling van de vulstof onmiddellijk voor een uitzonderlijk glad, satijnachtig en glanzend oppervlak zodra de vulling is geplaatst. Polijsten wordt een detail en zeer esthetische restauraties kunnen in een mum van tijd worden bereikt. Bovendien blinkt het.

- ▶ DuoShade Systeem
- ▶ 7 dentinekleuren voor de meeste restauraties
- ▶ 2 glazuurtinten
- ▶ 5 opakers voor complexere restauraties



EDITOR'S CHOICE



Beoordeling: Uitstekend + + + + +
 Zeer goed + + + +
 Goed + + +



-25%
OP BRILLIANT
EVERGLOW



Navullingen
BRILLIANT EverGlow draaispuit

~~50€~~ **37,50€**
1 x Seringue 3 g



Navullingen
BRILLIANT EverGlow tips

~~73,43€~~ **55,07€**
20 x Tips 0,2

	Kleur	Ref. draaispuit	Ref. tips
DENTINE	Bleach	60019697	60019706
	A1/B1	60019698	60019707
	A2/B2	60019699	60019708
	A3/D3	60019700	60019709
	A3.5/B3	60019701	60019710
	C2/C3	60019702	60019716
	A4/C4	60019703	60019717
GLAZUUR	TRANSLUCENT	60019704	60019718
	BLEACH TRANSLUCENT	60019705	60019719
OPAQUE	OPAQUE BLEACH	60019743	60019746
	OPAQUE A1	60019744	60019747
	OPAQUE A2	NIEUWE KLEUR 60023819	60023823
	OPAQUE A3	60019745	60019748
	OPAQUE A4	NIEUWE KLEUR 60023820	60023824

BRILLIANT EverGlow® Flow

-25%
OP BRILLIANT
EVERGLOW
FLOW

- ▶ Duo Shade systeem.
- ▶ Ideaal voor het afdichten van moeilijk bereikbare plaatsen en het afluiten van fissuren
- ▶ Goede aanpassingseigenschappen dankzij lage viscositeit.
- ▶ Glansbehoud.
- ▶ Hoge stabiliteit en perfecte thixotropie.
- ▶ Absoluut nauwkeurigheidsniveau.



Navullingen BRILLIANT EverGlow Flow

~~29,42€~~ **22,07€**

- 1 x 2 g Spuit
- 5 x Standaard applicatietips
- 5 x Fijne applicatietips

Ref.	Kleur
60019752	Bleach BL
60019753	A1/B1
60019754	A2/B2
60019755	A3/D3
60019756	A3.5/B3
60019757	A4/C4
60019758	TRANSLUCENT TRANS
60019751	OPAQUE A2
60023825	OPAQUE A3 NIEUWE KLEUR

BRILLIANT COMPONEER®

Direct composiet
restauratiesysteem :
voor een schitterende glimlach

- ▶ Extreem esthetische anteriorrestauraties
- ▶ Minimaal invasieve restauratie op basis van composiet
- ▶ Eén sessie - geen laboratoriumbezoek vereist
- ▶ Duurzame glans dankzij uitstekende polijsteigenschappen
- ▶ Hoog rendement voor de praktijk en de patiënt



BRILLIANT COMPONEER

BRILLIANT COMPONEER introkit Spuiten van elke kleur in spuit van 3 g

60023214 ~~1 276,66 €~~ 957,49 €

- 28 x Veneers
- 25 x Brushes
- 2 x COMPONEER Contour Guide
- 1 x 2,5 ml Etchant Gel S
- 4 x DIATECH Silicon Polisher
- 1 x 5 ml ONE COAT 7 UNIVERSAL
- 1 x BRILLIANT COMPONEER Shade Guide

Accessoires

Kleuren BRILLIANT EverGlow :

A1/B1, A2/B2, Translucent, Bleach Translucent



BRILLIANT COMPONEER introkit Tips van elke kleur 8 tips, 32 in totaal, 0,2 g per tip

60023215 ~~1 155,88 €~~ 866,91 €

- 28 x Veneers
- 25 x Brushes
- 2 x COMPONEER Contour Guide
- 1 x 2,5 ml Etchant Gel S
- 4 x DIATECH Silicon Polisher
- 1 x 5 ml ONE COAT 7 UNIVERSAL
- 1 x BRILLIANT COMPONEER Shade Guide

Accessoires

Kleuren BRILLIANT EverGlow :

A1/B1, A2/B2, Translucent, Bleach Translucent



SPECIALE AANBIEDING BRILLIANT EverGlow®

Bij aankoop van 30 x
navullingen BRILLIANT EverGlow

30 x

of

30 x



Lamp S·P·E·C 3™ LED

60013942 ~~1012,77 €~~ 1 €

Afmetingen handstuk : 174,5 x 24,8 mm

Gewicht handstuk : 125 g

Golflengte : tussen 430 en 490 nm

Stralingsintensiteit :

Standaardmodus : 1 600 mw/cm² ± 10 %

Ortho modus : 3 000-3 500 mw/cm²

1 x S.P.E.C 3 LED

1 x Netsnoer



LICHTUITHARDENDE UNIVERSELE ÉÉNSTAPS BONDING

ONE COAT 7 UNIVERSAL



Een universele éénstapsbonding geschikt voor alle indicaties en etstechnieken



Extreem economisch : tot 300 applicaties in een flesje



*AANBOD ALLEEN GELDIG OP REFERENTIE 60019539 VIA UW COLTENE VERTEGENWOORDIGER

ONE COAT 7 UNIVERSAL

ONE COAT 7 UNIVERSAL Navulling fles

60019539 90€ BIJ 2x 45€

1 x 5 ml Fles
1 x Accessoires

ONE COAT 7 UNIVERSAL Navulling unidoses

60019540 116€

50 x 0,1 ml Unidose
50 x Applicatieborstel
1 x Accessoires

SELF-ADHESIVE DUAL-CURING RESIN CEMENT

SoloCem[®]

Betrouwbaar cementeren in 1 stap

Uw partner voor bijna alle indirecte hechtingsindicaties.
Afhankelijk van de indicatie kunt u cementeren met of zonder bonding.
Voor een universeel gebruik - vraag naar Solocem.

U wint tijd omdat slechts één cement nodig is voor de 2 verklevingsopties
(adhesief en self-adhesief). Voor een nog betere hechting: gebruik additioneel
ONE COAT 7 UNIVERSAL op glazuur en dentine.



Een enkel cement voor bijna
alle indirecte indicaties




Duurzame restauratie



Esthetische hechting



Eenvoudig in gebruik



Navulling SoloCem

82€

- 1 x 5 ml Automix spuit (kleur naar keuze)
- 5 x Mengtips kort fijn
- 5 x Mengtips kort superfijn

Ref.	Kleur	
60014062		Dentine
60014061		White Opaque
60019840		Trans



Voor meer informatie betreffende
Solocem, download onze
documentatie



VERSTERKT COMPOSITBLOK VOOR PERMANENTE RESTAURATIES


BRILLIANT Crios NIEUWE KLEUR

Blokje en schijf 100 % versterkte composit voor permanente restauraties.
 Het wordt gebruikt met het CAD/CAM Cerec™* systeem voor indirecte restauraties in de stoel.

*Is geen merk van COLTENE



INDICATIES



BRILLIANT Crios CEREC/inLab – 5 blocs


111,64 € BIJ 3x 74,43 €

5 x Blocs
 (maat 12 of 14)

Teinte	MAAT 12		MAAT 14		
	Low Translucent	High Translucent	Low Translucent	High Translucent	Super Translucent
BLEACH	60019998 - BL LT 12	-	60019985 - BL LT 14	-	60024174 - BL ST 14
UNIVERSAL	-	-	-	-	60024175 - UN ST 14
A1	60019999 - A1 LT 12	60020007 - A1 HT 12	60019986 - A1 LT 14	60019994 - A1 HT 14	-
A2	60020000 - A2 LT 12	60020008 - A2 HT 12	60019987 - A2 LT 14	60019995 - A2 HT 14	-
A3	60020001 - A3 LT 12	60020009 - A3 HT 12	60019988 - A3 LT 14	60019996 - A3 HT 14	-
A3.5	60020002 - A3.5 LT 12	-	60019989 - A3.5 LT 14	-	-
B1	60020003 - B1 LT 12	60020010 - B1 HT 12	60019990 - B1 LT 14	60019997 - B1 HT 14	-
B2	60020004 - B2 LT 12	-	60019991 - B2 LT 14	-	-
B3	60020005 / B3 LT 12	-	60019992 / B3 LT 14	-	-
C2	60020006 / C2 LT 12	-	60019993 / C2 LT 14	-	-



*AANBOD ALLEEN GELDIG
VIA UW COLTENE
VERTEGENWOORDIGER



Gebruiksaanwijzing en productflyer
verkrijgbaar op aanvraag !



AFFINIS®

FAST

Nog steeds een van de snelste A-siliconen



*AANBOD ALLEEN GELDIG VIA UW COLTENE VERTEGENWOORDIGER



Putty

91,03 € BIJ 3x 60,69 €

2 x 300 ml Basis en catalysator
2 x Lepel

Ref.	Viscositeit
6530	Putty soft
6531	Putty soft fast
6535	Putty super soft



Klassiek of PRECIOUS

57,91 € BIJ 3x 38,61 €

2 x 50 ml
12 x Universele mixingtips

Ref.	Viscositeit
6501	Klassiek Light
6601	Klassiek Light fast
6511	Klassiek Regular
6611	Klassiek Regular fast
6775	PRECIOUS light
6776	PRECIOUS regular



System 360

197,24 € BIJ 3x 131,50 €

2 x 380 ml Verpakking
1 x Fixatie ring

Ref.	Viscositeit
6472	Putty
6487	Heavy Body
6482	MonoBody

PRESIDENT The Original

EEN KLEINE STAP VOOR DE TANDARTS
EEN GROTE STAP VOOR DE TANDHEELKUNDE



Gamma Putty

71,84 € BIJ 3x 47,90€

2 x 300 ml Basis en catalysator
2 x Lepel

Ref.	Viscositeit
60019942	Putty
60019943	Putty soft
60022166	Putty soft fast
60019944	Putty super soft



System 360

165,20 € BIJ 3x 110,14€

2 x 380 ml
1 x Fixatie ring

Ref.	Viscositeit
60019946	MonoBody
60019948	Heavy body




Gamma Light cartridge 50 ml

47,11 € BIJ 3x 31,41€

2 x 50 ml
12 x Universele mixingtips

Ref.	Viscositeit
60019939	Regular body
60019938	Light body
60019937	Xtra light body



*AANBOD ALLEEN GELDIG
VIA UW COLTENE
VERTEGENWOORDIGER



Mixingtips

60019663	60019694	6555	6223	6162	6163	6747	6759	6749	60019562	60022137
× 40	× 100	× 100	× 100	× 40	× 1	× 40	× 40	× 40	× 24	× 20
34,17 €	67,50 €	63,34 €	25 €	46,67 €	5 €	40 €	42,50 €	38,34 €	30,84 €	12,50 €

PRESIDENT The Original 50 ml Light body, Regular body, Xtra light body	✓	✓	✓							
PRESIDENT The Original System 360, Heavy body, MonoBody					✓	✓				
AFFINIS CLASSIC EN PRECIOUS 50 ml Light body, Light body fast, Regular body, Regular body fast	✓	✓	✓							
AFFINIS SYSTEM 360 MonoBody, Heavy Body, Putty, Heavy Body Black Edition					✓	✓				
JET BLUE BITE 50 ml Fast, Superfast	✓	✓		✓						
ParaCore 25 ml Automix dentine, Automix white	✓	✓	✓							
ParaCore 5 ml Automix intro kit, Automix dentine, Automix white, Refill						✓	✓	✓		
Fill-Up! 4,5 g Intro kit, Refill						✓	✓	✓		
TempoSIL 2 5 ml Dentin intro kit, Dentin refill, White intro kit, White refill						✓	✓	✓		
GuttaFlow bioseal 5 ml Kit, Refill									✓	
BRILLIANT EverGlow Flow Kit, Refill										✓

AFFINIS® Sympress II

VOORDEELPAKKET
=
1491 €

x1



Automatische mengmachine
AFFINIS Sympress II



x1



Introkit AFFINIS System 360

380 ml (base en catalyst)
+ 10 mixing tips
+ 1 fixatie ring

Viscositeiten naar keuze :

(Mixer is mogelijk)
Putty (6471) of
Heavy Body (6485) of
MonoBody (6480)



x8



Refills AFFINIS System 360

2 x 380 ml
+ 1 fixatie ring

Viscositeiten naar keuze :

(Mixer is mogelijk)
Putty (6472) of
Heavy Body (6487) of
MonoBody (6482)



x3



Refills AFFINIS Klassiek of PRECIOUS

2 x 50 ml
+ 12 mixing tips

Viscositeiten naar keuze :

(Mixer is mogelijk)
Light (6501) of
Light Fast (6601) of
Regular (6511) of
Regular Fast (6611) of
PRECIOUS Light (6775) of
PRECIOUS Regular (6776)



DuoTEMP™

Tijdelijk vulmateriaal met dubbele zekerheid



- ▶ 40 sec. polymeriseren
- ▶ Licht en speekseluithardend
- ▶ Goede randafsluiting
- ▶ Eenvoudig te verwijderen.

Makkelijke en snelle applicatie



Eén component, niet mengen. Goede retentie in de caviteit.
Gemakkelijke verwijdering

DuoTEMP

Eco Kit DuoTEMP

7090	77,86 €
5 x	Spuiten van 5 g



JET BLUE® BITE

Beetregistratiemateriaal

- ▶ Blijft op de aangebrachte plaats
- ▶ Geen weerstand bij toebijten
- ▶ Na het uitharden wordt het product zeer hard maar blijft gemakkelijk verwerkbaar
- ▶ Kies uw ideale werktijd en uithardingstijd

VERWERKINGSTIJD		UITHARDINGSTIJD	
SUPER FAST	FAST	SUPER FAST	FAST
20 SEC.	30 SEC.	30 SEC.	40 SEC.

JET BLUE BITE

Navullingen JET BLUE BITE


	27,05 €	22,99 €
Fast		6491
Super Fast		6493
1 x	50 ml	
6 x	Mixingtips	
6 x	Platte tips	

-15%
OP NAVULLINGEN
JET BLUE BITE



roeko

BEHANDELINGS-ACCESSOIRES



Hoofdstleunzakken

- ▶ Polyethyleen blad bedekt met een absorberende cellulose laag
- ▶ Keuze uit 3 afmetingen voor bijna alle soorten stoelen

Wit, 100 stks, 27 x 28 cm

670007 ~~25,99 €~~ 20,80 €

Wit, 100 stks, 27 x 31 cm

670008 ~~27,17 €~~ 21,74 €

Wit, 100 stks, 27 x 34 cm

670009 ~~28,35 €~~ 22,68 €



ROEKO Luna

Omdat Luna wattenrollen stevig en compact zijn, zijn ze zeer economisch. Het is niet nodig om ze dikwijls te vervangen tijdens de behandeling. Tijd en kostbaar ongemak behoren nu tot het verleden. De Luna wattenrol blijft continu absorberen gedurende de tandheelkundige procedure zonder te stoppen om de wang te spreiden - twee belangrijke factoren bij de keuze van een speekselrol.

- ▶ Behoud zijn vorm en rafelt niet wanneer het in speeksel gedrenkt is.
- ▶ Absorbeert vocht gedurende de gehele behandeling.

100001 300 g, formaat 1

100002 300 g, formaat 2

100003 300 g, formaat 3

~~9,17 €~~ 7,34 €



ISOLATIE EN FIXATIE

Dentale kofferdammen en klemmen

Verbeter uw isolatie

Totale isolatie met een dentale dam is essentieel in endodontische en restauratieve tandheelkunde.

Een droog operatieveld helpt om betrouwbare en hoogwaardige behandelingsresultaten te garanderen, beschermt patiënten tegen het inhaleren of inslikken van vreemde voorwerpen en beschermt weefsel tegen contact met andere instrumenten.

Studies tonen aan dat de kofferdam ook een effectieve barrière is tegen infectie en aanzienlijk de lading van potentieel besmettelijke deeltjes in de lucht vermindert. Het minimaliseert de productie van aërosolen gecontamineerd met speeksel - en bloeddruppeltjes en beperkt het verspreiden ervan tot een minimum .

COLTENE produceert al decennia een complete portefeuille van dentale kofferdammen, klemmen en hoogwaardige accessoires.

Verbeter uw isolatie met COLTENE.



Absolute
drooglegging



Onbelemmerd
gezichtsveld in
het behandelende
gebied



Veilig en
beschermend



Meer gegevens in onze
brochure : voordelen, selectiegids,
applicatievoorbeelden,
productreferenties


HYGENIC Kofferdam Latex



Kofferdam latex, Dim. 152 × 152 mm, × 36 vellen

Kleur	Dikte		
	Fijn	Gemiddeld	Dik
Helder	H00533	H00534	H00535
Donker	H00538	H00539	H00540
Groen	H02146	H02147	H02148
	17,50 €	17,50 €	21,67 €

HYGENIC klemmen



Klemmen HYGENIC finish brilliant


Anterieure tanden
Maxillaire en mandibulaire premolaren en anterieure tanden
Algemeen gebruik, maxillaire premolaren
Prémolaren en maxillaire incisieven
Premolaren en maxillaire incisieven
Afgevlakte kaken, kleine molaren
Kleine maxillaire molaren , melktanden
Afgevlakte kaken, algemeen gebruik, mandibulaire molaren
Universeel gebruik, maxillaire molaren
Bij naar beneden hellende kaken voor grote of gedeeltelijke geërupteerde molaren
Tanden anterieur
Voor gedeeltelijke geërupteerde of ongelijk gevormde molaren
Bij naar beneden hellende kaken voor grote of gedeeltelijke geërupteerde molaren
Molaarklem voor universeel gebruik



Zonder vleugels

H07792	n°212
H02769	n°W00
-	-
H02768	n°W2
H02775	n°W2A
H03814	n°W3
-	-
H02765	n°W7
H02767	n°W8
H02766	n°W8A
H02770	n°W9
H02774	n°W14
H02764	n°W14A
H03815	n°W56

13,34 € 11,34 €



Met vleugels

-	-
H02762	n°00
H02703	n°1
H02761	n°2
H05688	n°2A
H05689	n°3
H02704	n°4
H02758	n°7
H02760	n°8
H02759	n°8A
H02763	n°9
H05690	n°14
H02757	n°14A
-	-

13,34 € 11,34 €

ONTDEK UW ASSISTENTE JENI !

CanalPro™ Jeni

Digitaal assistentiesysteem
voor wortelkanaalbehandeling

CanalPro Jeni

CanalPro Jeni, complete set

60023659 **3 327,75 €**

- 1 x Besturingsapparaat
- 1 x Motor met apex meetcontact
- 1 x Volledig geïsoleerd hoekstuk 1:1
- 1 x Bluetooth-pedaal
- 1 x Stroomvoorziening
- 1 x Apex kabelset
- 1 x Apex kabelklem



VRAAG AAN UW
COLTENE/MICROMEGA
VERTEGENWOORDIGER
NAAR ONZE PROMOTIE

HEEFT U INTERESSE IN MEER INFORMATIE, EEN DEMONSTRATIE OF EEN WORKSHOP OVER...

HyFlex CM/EDM, BRILLIANT EverGlow, Fill-Up!, BRILLIANT COMPONEER, BioSonic,...

AARZEL DAN NIET EN CONTACTEER ONS VIA MAIL:


Nederland
Neeltje.Drenth@coltene.com
T +31(0) 64 320 40 60

België - Vlaanderen
(NL) Carine.Bulte@coltene.com
T +32 (0) 468 17 24 96

Niet contractuele documenten en foto's, prijzen mogen op ieder ogenblik aangepast worden zonder verwittiging.
Bij een foutieve prijs behoudt COLTENE zich het recht deze prijs aan te passen. aanbiedingen geldig tot en met 31 maart 2021.
Design : www.filigranestudio.fr. © COLTENE, Adobe Stock, Istockphoto.

Coltene/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland

T +41 71 757 53 00
info.ch@coltene.com

 COLTENE.benelux
www.coltene.com

 **COLTENE**