



SafeMask®

●●●●● FFP2 Maskers



Bescherming die u laat ademen

LOSER & CO
after mal was Gutes...



Kwaliteit ... made in Europe

3 MATEN
VOOR DE BESTE
BESCHERMING

Individuele pasvorm

Medicom FFP2 maskers zijn verkrijgbaar in drie maten. Een speciale maatgids zorgt ervoor dat elke gebruiker zijn masker voor optimale bescherming vindt.



Buitengewoon ademend


Door het gebruik van hoogwaardige basismaterialen is gemakkelijk en zorgeloos ademen mogelijk. De medische fleecelagen en filters van wereldwijd toonaangevende fabrikanten zorgen ervoor dat de Medicom FFP2 maskers ook over langere periodes betrouwbaar beschermen en zeer comfortabel zijn.

Uitstekend comfort


De bijzonder zachte fleecelagen als binneste laag van het latexvrije masker is erg aangenaam, vooral voor gebruikers met een gevoelige huid.

Eén masker – dubbele bescherming

Medicom FFP2-maskers zijn uniek: hun hoge bacteriële Filtratieefficiëntie (BFE 99,9%) beschermt de gebruiker betrouwbaar tegen vaste en vloeibare aerosols. Tegelijkertijd biedt de Type II R-classificatie van het masker een barrière die de drager beschermt tegen besmetting door sprays en spetters.



De twee ultrasoon gelast elastische hoofdbanden zorgen voor een perfecte pasvorm en een absoluut gesloten afsluiting van het masker op het gezicht.



Het FFP2-masker is gemaakt met spinvlies en meltblown-technologie voor maximale bescherming en een bovengemiddeld comfort.


Maximale draagtijd 8 uren.

„Goed passende FFP2-maskers verminderen het risico minstens in het bereik per duizend“

Een gedetailleerde analyse door Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization in Göttingen toont aan dat nauwsluitende FFP2-maskers 75 keer betere bescherming bieden in vergelijking met goed passende chirurgische maskers en dat de manier waarop een masker wordt gedragen een enorm verschil maakt.

Past voor iedereen

Voor de grootst mogelijke efficiëntie zijn Medicom FFP2/Type IIR Maskers verkrijgbaar in drie maten.



Scan QR-code en
meer informatie

SafeMask® ademhalingsmasker EU-Standard FFP2/Type IIR



Medicom FFP2 beschermmasker

PPE/MEDICAL FFP2 NR D
EN 149, Type IIR EN 14683

Kleur: wit

Inhoud: 50 stuks

Grootte: Art.-nr V47072

(S) Small 2292-WH

(M) Medium 2092-WH

(L) Large 2192-WH

