

# KaVo Dental Excellence

JANUARI - APRIL 2022



**Instrumenten**

Pagina 2 t/m 5



**Profylaxe**

Pagina 6 t/m 9



**Verzorging en  
Onderhoud**

Pagina 10



**Chirurgie**

Pagina 11



**Behandelunits**

Pagina 12 t/m 13



**Aftersales**

Pagina 14 t/m 15

Profiteer van vele voordelen, staffelprijzen  
en “Package Deals”

Direct te bestellen op :

**[www.denta.be](http://www.denta.be)**

KAVO

geproduceerd  
in **Duitsland**



**KAVO**  
Dental Excellence



## MASTER ASSORTIMENT

### Package Deal PD0029

Koop **2 x** (A39632) **51% korting**

#### KaVo MASTERMATIC Lux M20 L

(blauw hoekstuk) aan **409,50** per stuk  
en koop **2 x** (A37601) **Intra Head L67**  
en/of (A02234) **Intra Head L68**  
aan **194,40** per stuk.

### Package Deal PD0030

Koop **2 x** (A39633) **55% korting**

#### KaVo MASTERMATIC Lux M07 L

(groen hoekstuk) aan **429,75** per stuk  
en koop **2 x** (A37601) **Intra Head L67**  
en/of (A02234) **Intra Head L68**  
aan **194,40** per stuk.



#### KaVo MASTERmatic LUX M25 L 1:5

Onze referentie op het gebied van het rode hoekstuk dankzij een verkleining van de kop (H: 13,5 mm; diameter 10,3 mm), gepatenteerde kop/handgreepcombinatie, hardmetalen geleidstuk, drievoudige tandwieltechnologie en vervangbare waterfilter, spray met 3 uitgangen, klemsysteem met drukknop, keramische kogellagers, laag geluidsvolume (55 dB (A))  
Ref. 1.009.3630

A39631 **Promo: 819,00** **Promo per 2: 799,00 / stuk**



#### KaVo MASTERmatic LUX M05 L Mini 1:5

Minikop (H: 12,6 mm, diameter 9 mm) voor boren met korte schacht, drievoudige tandwieltechnologie, spray met 1 uitgang met klemsysteem met drukknop, keramische kogellagers, kop 43% kleiner dan die van de GENTLEpower 25 LP, perfect voor moeilijk bereikbare zones en ideaal voor de behandeling van kinderen en ouderen, laag geluidsvolume (55 dB(A))  
Ref. 1.009.3640

A39718 **Promo: 819,00** **Promo per 2: 799,00 / stuk**



#### KaVo MASTERmatic LUX M20 L 1:1

Voor de preparatie van caviteiten en kronen, de afwerking, de excavatie van caries en de endodontische behandelingen, lichtregeling door glasvezel tot 25.000 lux, vervangbare waterfilter, maximale behandelbaarheid dankzij de 14 verwisselbare koppen  
Ref. 1.009.3620

A39632 **Promo: 429,00**

**KaVo MASTERmatic LUX M20 L 1:1 + Kopje INTRA L67 of L68**



#### KaVo MASTERmatic LUX M07 L 2,7:1

Lichtregeling door glasvezel tot 25.000 lux, voor caries-excavaties en profylaxietoepassingen, vervangbare waterfilter, maximale behandelbaarheid dankzij de 14 verwisselbare koppen  
Ref. 1.009.3610

A39633 **Promo: 449,00**

**KaVo MASTERmatic LUX M07 L 2,7:1 + Kopje INTRA L67 of L68**



#### Kopje INTRA L67 2:1

Met klemsysteem met drukknop voor hoekstukkoren met een diameter van 2,35 mm, maximale rotatiesnelheid tijdens werking: 20.000 rpm  
Ref. 1.008.1832

A37601 **Promo: 209,00**



#### Kopje INTRA L68 1:1

Met klemsysteem met drukknop voor hoekstukkoren met een diameter van 2,35 mm, versterkt klemsysteem, maximale rotatiesnelheid tijdens werking: 40.000 rpm  
Ref. 1.008.1833

A02234 **Promo: 209,00**

# Geniet van een maximaal vermogen gecombineerd met het meest innoverende comfortniveau van KaVo

- Drievoudige versnellingstechnologie
- Vervangbaar waterfilter
- Flexibiliteit dankzij verwisselbare koppen
- 24 maanden garantie

## Nieuw!!! Vergroot vermogen



### KaVo MASTERtorque LUX M9000 L/LS\*

Maximaal vermogen tot **31 watt**,  
57 dB(A), kophoogte van 13,1 mm,  
spray met 4 uitgangen

Ref. 1.008.7900 L V37721

Ref. 1.008.5400 LS A37721-MLS

\*LS = Sirona Koppeling

Promo: 769,00 **Promo per 2: 749,00 / stuk**



### KaVo MASTERtorque Mini LUX M8700 L/LS\*

Kleine kop: 12,1 mm kophoogte, 59 dB(A),  
voor standaard- en miniatuuurboren,  
vermogen van **30 watt**, spray met  
3 uitgangen

Ref. 3.001.0000 L A39630-L

Ref. 3.001.0600 LS A39630-LS

\*LS = Sirona Koppeling

Promo: 779,00



- GRATIS ophalen en retourneren
- Originele onderdelen
- 1 jaar garantie op reparatie

[www.kavobox.com](http://www.kavobox.com)



### KaVo MASTERmatic LUX M10 L 1:1

Voor eenvoudige extraorale procedures,  
geschikt voor boren of handstukken  
voor hoekstukken, niet-vervangbare  
waterfilter

Ref. 1.009.3570

A39635 **Promo: 579,00 Promo per 2: 549,00 / stuk**

Extra instrumenten en koppelingen op: [www.kavo.com](http://www.kavo.com)





## EXPERT ASSORTIMENT

Vertrouw op de hightech prestaties van KaVo



### **KaVo EXPERTmatic E25 L 1:5**

Hardmetalen hoekstuk, lichtgeleiding door glasvezel tot 25.000 lux, snel en nauwkeurig werken dankzij een kleine kop, drukknop en keramische kogellagers, interne water- en luchtleidingen en spray met 3 uitgangen met vervangbare waterfilter  
Ref. 1.007.5550

A35485 **Promo: 599,00**



### **KaVo EXPERTmatic E20 L 1:1**

Lichtgeleiding door glasvezel tot 25.000 lux, gemakkelijke toegang dankzij een nog kleinere kop, spray met 1 uitgang, interne water- en luchtleidingen, gemakkelijk te hanteren dankzij de drukknop  
Ref. 1.007.5540

A35487 **Promo: 449,00**



### **KaVo EXPERTmatic E15 L 5,4:1**

Lichtgeleiding door glasvezel tot 25.000 lux, gemakkelijke toegang dankzij een nog kleinere kop, spray met 1 uitgang, interne water- en luchtleidingen, gemakkelijk te hanteren dankzij de drukknop  
Ref. 1.007.5530

A35489 **Promo: 489,00**



### **Versnellend hoekstuk EXPERTmatic E25 C (1:5, zonder licht)**

Hardmetalen hoekstuk, lichtgeleiding door glasvezel tot 25.000 lux, snel en nauwkeurig werken dankzij een kleine kop, drukknop en keramische kogellagers, interne water- en luchtleidingen en spray met 3 uitgangen met vervangbare waterfilter  
Ref. 1.007.5551

A35486 **Promo: 679,00**



### **Hoekstuk EXPERTmatic E20 C (1:1, zonder licht)**

Lichtgeleiding door glasvezel tot 25.000 lux, gemakkelijke toegang dankzij een nog kleinere kop, spray met 1 uitgang, interne water- en luchtleidingen, gemakkelijk te hanteren dankzij de drukknop  
Ref. 1.007.5541

A35488 **Promo: 469,00**



### **Vertragend hoekstuk EXPERTmatic E15 C (5,4:1, zonder licht)**

Lichtgeleiding door glasvezel tot 25.000 lux, gemakkelijke toegang dankzij een nog kleinere kop, spray met 1 uitgang, interne water- en luchtleidingen, gemakkelijk te hanteren dankzij de drukknop  
Ref. 1.007.5531

A35490 **Promo: 579,00**

# DUO-PACK EXPERT



**Duo-Pack E25L** Ref: 1.014.5499  
A46489 **Promo: 999,00**



**Duo-Pack E20L** Ref: 1.014.5505  
A46490 **Promo: 779,00**



**Duo-Pack E680L** Ref: 1.014.5478  
A46491 **Promo: 959,00**

**Ook beschikbaar Duo-Pack Mix E25 L / E20 L** Ref: 1.014.5475

A46492 **Promo: 899,00**

## Nieuw; Vergroot vermogen



**KaVo EXPERTmatic LUX E10 C 1:1**  
Spray met 1 uitgang, met interne water- en luchtleiding uitwisselbaar met boren voor handstukken en hoekstukken  
Ref. 1.007.5560

A35491 **Promo: 299,00**



**KaVo EXPERTtorque LUX E680 L**  
Vermogen tot **29 watt**, lichtgeleiding door glasvezel, spray met 4 uitgangen, kophoogte 13,6 mm, 62 dB(A)  
Ref. 1.006.8700

A35483 **Promo: 549,00**

**Hoog vermogen**



**KaVo EXPERTtorque Mini LUX E677 L**  
Kleine kop : kophoogte 12,2 mm, voor standaard- en miniaturoboren, spray met 3 uitgangen, lichtgeleiding door glasvezel, vermogen van **27 watt**, 65 dB(A)  
Ref. 1.007.3600

A35484 **Promo: 715,00**

**kleine kop**



**EXPERTtorque E680 C (zonder licht)**  
Vermogen tot **29 watt**, spray met 4 uitgangen, kophoogte 13,6 mm, 62 dB(A)  
Ref. 1.006.9000

A36652 **Promo: 689,00**

**Zonder licht**

# PROPHYflex 4

Omdat niet iedere behandeling hetzelfde is, is KaVo PROPHYflex 4 aanpasbaar aan uw behoeften. Met 3 verschillende canules en 2 hulzen voor aanpasbare lengte van het handstuk, profiteert u van 5 behandelingsconfiguraties.

## Klinische indicaties:

- Zeer efficiënte verwijdering van vlekken, tandplak en biofilm.
- Efficiënte verwijdering van biofilm in pockets parodontale en dieptereiniging kronen, bruggen en implantaten.
- Gerichte en veilige reiniging van pockets dankzij de dunne en stabiele Perio-tip met markeringen diepte.




## Productinformatie:

Geleverd met gemonteerde handgriepuls (lang), canule en poedercontainer, 1 sleeve handvat (kort) met canule, 1 poedercontainer met rubberen stop voor supragingivaal poeder (turkoois), 1 reinigingsnaald, 1 naald, 1 canulesleutel, 1 O-ringset.


PROPHYflex 4 BLAUW  
Ref. 3.002.8000  
PROPHYflex 4 ROZE  
Ref. 3.002.8800  
PROPHYflex 4 lemon  
Ref. 3.002.8200

V42110  
1275€ **Promo: 859,00**


### Supragingivaal



### Supragingivaal



### Subgingivaal



**ONTDEK  
Probeer nu  
KaVo**

Probeer gratis de PROPHYflex 4 gedurende 10 dagen.

**Tot 37% korting**

## Package Deal PD0018

Koop **PROPHYFLEX 4** (V42110 of V42321)



aan **promoprijs**  
en koop A02174

**MULTIFLEX LUX COUPLING 465 LRN WITH LIGHT** of

A22189 **PROPHYFLEX 4 PERIO KIT**

aan **50% korting** op de adviesprijs !



## Bijbehorende producten

- **PROPHYPEARLS** (80 sticks van 15g)  
munt Ref. 1.010.1828  
orange Ref. 1.010.1830  
kersen Ref. 1.010.1831  
perzik Ref. 1.010.1829

157€ **136€** V02008

- **PROPHYflex Poeder** (80 sticks van 15g)  
orange Ref. 1.007.0014  
berry Ref. 1.007.0015  
cherry Ref. 1.007.0016  
munt Ref. 1.007.0017

126€ **109€** V35058

- **PROPHYflex 4 Perio Kit**  
Ref. 1.011.9403 **281€**  
~~328€~~ A22189

- **PROPHYflex Perio poeder**  
(4 flessen van 100 g)  
Ref. 1.009.3732 **79€**  
~~92€~~ A43063



# RONDOflex plus

Air abrasion systeem met spraynevel om de hoeveelheid dispersie te verminderen. Verwijdert moeiteloos voorzichtig en pijnloos materiaal van het tandoppervlak.

De onder druk staande aluminiumoxide deeltjes worden gevangen in de waterstraal waardoor verspreiding wordt voorkomen. De RONDOflex plus 360 verspreidt een waterstraal en geconcentreerd en homogeen aluminiumoxidepoeder.

De RONDOflex plus 360 wordt aangesloten op dezelfde MULTIflex-aansluiting als een lucht turbine, waardoor het apparaat nog praktischer wordt.

## Mogelijke toepassingen:

- Minimaal invasieve caviteitspreparatie
- Voorbereiding van de hectoppervlakken voor de etstechnieken
- Voorbereiding van de hectoppervlakken voor de orthodontische toepassingen
- Preparatie van fissuursealingen
- Openmaken van fissuren
- Verwijdering van cementresten in bruggen, kronen, enz. (extra-oraal)

## Productinformatie:

Geleverd met 2 canules (diameter 0,46 mm of 0,6 mm) alsook 2 poederreservoirs en 2 poederflacons (75 g elk), eenvoudig aan te sluiten op het KaVo MULTIflex-systeem, 12 maanden garantie

Ref. 1.002.2179

~~1925€~~ A02354  
**Promo: 1275,00**


## Bijbehorende producten:

- RONDOflex-poeder 27 µ, gemiddeld abrasievermogen, 1000g:  
Ref. 1.000.5957

51€ A21156  
**Promo: 33,15**

- RONDOflex-poeder 50 µ, sterk abrasievermogen, 1000g:  
Ref. 1.000.5956

51€ A29228  
**Promo: 33,15**



## 37% korting Package Deal PD0021

Koop A02354 **RONDOflex plus 360** aan promoprijs en koop

A21156 **Poeder 27 µm 1000 g** en

A29228 **Poeder 50 µm 1000 g** aan **1,00 euro**.

## 37% korting Package Deal PD0022

Koop A02354 **RONDOflex plus 360** aan promoprijs en koop

A02174 **MULTIFLEX LUX COUPLING 465 LRN WITH LIGHT**

aan **50% korting** op de adviesprijs !

ONTDEK  
**Probeer nu**  
**KaVo**

Probeer gratis de RONDOflex gedurende 10 dagen.


# SONICflex™

De scaler die kracht en veelzijdigheid combineert

## SONICflex

De krachtigste scaler en de stilste in zijn klasse.

Het is ongetwijfeld het instrument met het breedste bereik. Krijg precisiedankzij de 3 instelbare standen, en veelzijdigheid aan de verwisselbare tips voor een breed scala aan toepassingen.



**52% korting**

## PACKAGE DEAL PD0019

Koop A36612 **SONICFLEX QUICK SET 2008 L, WITH TIPS NO. 5A/6A/7A, WITH LIGHT**  
**OF** A38030 **SONICFLEX QUICK SET 2008 LS, WITH TIPS NO. 5A/6A/7A, WITH LIGHT**  
 aan promoprijs en koop  
**3 x INSERT 60A / 61A / 62A** aan **1,00 euro per stuk** +  
 A36943 **STERI CASSETTE** aan **1,00 euro**

**52% korting**

## PACKAGE DEAL PD0020


Koop A02358 **SONICFLEX SET 2003 L WITH TIPS NO. 5/6/7, WITH LIGHT**  
 aan promoprijs en koop **3 x INSERT 60 / 61 / 62** aan **1,00 euro per stuk** +  
 A36943 **STERI CASSETTE** aan **1,00 euro**



# De juiste KaVo-tips voor elke indicatie

- Meer dan 50 tips, eenvoudig en snel te vervangen.
- Voor alle toepassingsgebieden (profylaxe, parodontologie, minimaal invasieve ingreep, gebitsprothese, apicale resectie, endodontie)

## Overzicht KaVo SONICflex-tips



# QUATTROcare PLUS

Goed onderhoud loont altijd

Dankzij het onderhoud van de QUATTROcare PLUS blijven uw instrumenten er als nieuw uitzien.

Het goedgekeurde reinigingsproces en de juiste hoeveelheid olie zorgen voor het juiste onderhoud van uw instrumenten. Ze zijn perfect gesmeerd en klaar om opnieuw gebruikt te worden.



**52% korting**

## Package Deal PD0023

Koop een A01254 **Kavo Quattrocare PLUS**

aan **promoprijs** + 6 x A21159

**Kavo Quattrocare PLUS SPRAY**

aan **promoprijs** (27,00)

en koop A35487

**EXPERTmatic LUX E20 L 1:1 RA**

(waarde 999,00) aan **1,00 euro !**

## Bijbehorende producten

### QUATTROcare plus Spray 2140P

Onderhoudsspray voor KaVo QUATTROcare PLUS, milieuvriendelijk drijfgas

A21159

**Promo: 27,00**

**Promo per 6: 25,95 per stuk**

### KaVo CLEANSpray/DRYSpray

Reinigings- en droogspray voor intensieve inwendige reiniging van de instrumenten. Bewezen efficiëntie om resterende proteïnen te verwijderen, volgens experts.

Pack. KaVo CLEANSpray 2110 P

A38613 **Promo: 20,00**

Pack. KaVo DRYSpray 2117 P

A38614 **Promo: 32,50**

**Promo per 4: 25,95 per stuk**

Startset KaVo CLEAN / DRYSpray 2116 P :

A46934 **Promo: 99,22**

### Spray KaVo

Universele smeerspray voor handmatige smering KaVo instrumenten, aerosol drijfgas milieuvriendelijk

A21087 **Promo: 21,25**



# Chirurgieprogramma

## MASTERSurg LUX draadloos

Met de draadloze chirurgiemotor KaVo MASTERSurg LUX kunt u procedures op een ongeveend niveau uitvoeren. Onze filosofie is om u in staat te stellen elke dag uitzonderlijke prestaties te leveren, dankzij praktische functies die een groot verschil zullen maken.



Ref. 1.009.1200

A44278 **Promo: 4799,00**

## EXPERTSurg LUX

De chirurgische motor die meer precisie en kracht biedt, voor nog meer veiligheid en betrouwbaarheid. Werk veilig en met hoge precisie dankzij een van de lichtste en kleinste micromotoren ter wereld met de unieke automatische kalibratiefunctie. Vertrouw op de hoge vermogensniveaus van het 80 Ncm-koppel van het instrument, en bespaar tijd dankzij de intuïtieve programmering van uw werkstappen en parameters.



Ref. 1.008.3500

A44279 **Promo: 3699,00**

**28% korting** **Package Deal PD0024**

Koop een A44278 **MASTERSurg LUX draadloos** aan promoprijs en koop A44276 **1 SURGmatic S201 XL Pro** (met kopje) en A45075 **1 Steriele slangenset** (10 stuks) aan **1,00 euro !**

**32% korting** **Package Deal PD0025**

Koop een A44279 **1 EXPERTSurg LUX** aan promoprijs en koop A44276 **1 SURGmatic S201 XL Pro** (met kopje) en A45075 **1 Steriele slangenset** (10 stuks) aan **1,00 euro !**

## SURGmatic™ Pro



Ref. 1.013.7540  
1595€

A44277  
**Promo: 999,00**


SURGmatic S201 L Pro (met kopje)



Ref. 1.013.7541  
1595€

A44276  
**Promo: 999,00**

SURGmatic S201 XL Pro (met kopje)



## Chirurgische handstukken INTRA



Ref. 1.009.1010  
1359€

A39771  
**Promo: 945,00**

INTRA chirurgisch handstuk S11L (met licht)



Ref. 0.524.5600  
1238€

A32435  
**Promo: 849,00**

INTRA chirurgisch handstuk 3610N1



Ref. 0.524.5610  
1238€

A30680  
**Promo: 849,00**

INTRA chirurgisch handstuk 3610N2



Ref. 0.524.5620  
1238€

A36365  
**Promo: 849,00**

INTRA chirurgisch handstuk 3610N3




## KaVo Primus 1058, het benodigde

Meer dan 50.000 verkochte eenheden



Tot **€ 5.000** aan voordelen  
+ inruilbonus van **€ 1.500**



## KaVo ESTETICA E50 Life, de grote standaard

Een ingenieus evenwicht  
tussen technologie en flexibiliteit




Tot **€ 12.000** aan voordelen  
+ inruilbonus van **€ 1.500**

# KaVo ESTETICA E70 Vision

De belichaming van uitmuntendheid  
in een uitzonderlijke behandelunit

Tot **€16.000** aan voordelen  
+ inruilbonus van **€1.500**



Maak een afspraak en ontdek de **KaVo ESTETICA Vision E70** in onze showroom.

03 450 93 20

[verkoop@denta.be](mailto:verkoop@denta.be)



Upgrade uw patiënten comfort zonder van behandelunit te wisselen

## RELAXline met zachte bekleding



Nieuwe ondersteuning  
zadelmakerij

Nieuw materiaal  
memoryfoam

Comfortabele bekleding,  
verfijnd en ergonomisch



RELAXline bekleding is de unieke kans om uw uitrusting te upgraden en om uw patiënten alle expertise van KaVo op het gebied van comfort en ergonomie te bieden met materialen die uw praktijk optimaliseren.

## Dagelijkse veiligheid met originele KaVo slangen

Zelfs bij regelmatig onderhoud slijten slangen die continu worden gebruikt. Na verloop van tijd kan de behandelunit er onhygiënisch uitzien. Om hygiëne normen te garanderen, zorg ervoor dat u uw slangen op tijd wisselt.





**Goedkoper**  
misschien.



**Beter**  
zeker niet.



Zorg ervoor dat uw KaVo Instrument een KaVo Instrument blijft.  
Kies voor een reparatie uitgevoerd in onze fabrieken met de KaVo BOX™.



**1** Ga naar [www.kavobox.com](http://www.kavobox.com)  
Registreer u op onze site.  
Uw KaVo BOX™ wordt op uw  
verzoek kosteloos opgestuurd.



**2** Plaats uw KaVo-product  
in de KaVo BOX™.  
UPS haalt het pakket de  
volgende werkdag gratis op.



**3** Ontvang uw gerepareerde  
en gecontroleerde  
KaVo-product snel retour.  
De verzendkosten zijn gratis

**Ga naar [www.kavobox.com](http://www.kavobox.com)**

Gratis ophaal- en retourzending van uw KaVo Box™



Reparatie Pakket:  
rode hoekstukken

319 €



Reparatie Pakket:  
Turbine

285 €



**NIEUW: KaVo Box™ PLUS 2 - Repair cost protection**

- Volledige bescherming tegen reparatiekosten gedurende 2 jaar na reparatie
- GRATIS ophaal- en retourzending van uw KaVo Box™

Volg ons op



**Denta nv**  
Heiveldekens 2  
2550 Kontich  
[www.denta.be](http://www.denta.be)



[www.denta.be](http://www.denta.be)

03 450 93 20

[verkoop@denta.be](mailto:verkoop@denta.be)

Om te profiteren van KaVo-promoties, kunt u contact opnemen met uw dentaldepot of uw KaVo-vertegenwoordiger. Deze aanbiedingen zijn enkel geldig in de door KaVo erkende en deelnemende dentaldepots. Alle getoonde prijzen, promoprijzen en voordelen zijn exclusief btw. De prijzen van het dentaldepot gelden en zijn van toepassing. Onder voorbehoud van drukfouten.

**KAVO**  
Dental Excellence

Ga naar [www.kavo.com](http://www.kavo.com)