

KaVo Dental Excellence

JANVIER - AVRIL 2022



Instrumentation

Pages 2 à 5



Prophylaxie

Pages 6 à 9



**Entretien
et Maintenance**

Page 10



Chirurgie

Page 11



**Unité de
traitement**

Pages 12 à 13



**Service
Après-Vente**

Pages 14 à 15

Nouvelle Année, nouvelles opportunités
Profitez de nombreux avantages

Fabriqué en
Allemagne



KAVO
Dental Excellence



SÉRIE MASTER

Package Deal PD0029

Achetez **2 x** (A39632) **Une remise de 51%**

KaVo MASTERMATIC Lux M20 L

(p-à-m bleu) à **409,50** par pièce

et achetez **2 x** (A37601) **Intra Head L67**

et/ou (A02234) **Intra Head L68**

à **194,40** par pièce.

Package Deal PD0030

Achetez **2 x** (A39633) **Une remise de 55%**

KaVo MASTERMATIC Lux M07 L

(p-à-m vert) à **429,75** par pièce

et achetez **2 x** (A37601) **Intra Head L67**

et/ou (A02234) **Intra Head L68**

à **194,40** par pièce.



KaVo MASTERmatic LUX M25 L 1:5

Notre référence en terme de contre-angle rouge grâce à une réduction de la taille de la tête (H: 13,5 mm; diamètre 10,3 mm), combinaison brevetée tête / manche, pièce de guidage en carbure, technologie triple engrenage et filtre de spray remplaçable, spray à 3 sorties système de serrage par bouton poussoir, roulements à billes en céramique, faible volume sonore (55 dB(A))
Réf. 1.009.3630

A39631 **Promo: 819,00** **Promo par 2: 799,00 / pièce**



KaVo MASTERmatic LUX M05 L Mini 1:5

Mini tête (H: 12,6 mm, diamètre 9 mm) pour fraises à tiges courtes, technologie triple engrenage, spray à 1 sortie avec système de serrage à bouton poussoir, roulements à billes céramiques, tête 43 % plus petite que celle du GENTLEpower 25 LP, parfaite pour les zones difficiles d'accès et idéale pour le traitement des enfants et des personnes âgées, faible volume sonore (55 dB(A))
Réf. 1.009.3640

A39718 **Promo: 819,00** **Promo par 2: 799,00 / pièce**



KaVo MASTERmatic LUX M20 L 1:1

Pour la préparation des cavités et des couronnes, la finition, l'excavation des caries et les traitements endodontiques, conduite de lumière par barreau de verre jusqu'à 25 000 lux, filtre de spray remplaçable, flexibilité de traitement maximale grâce aux 14 têtes interchangeables
Réf. 1.009.3620

A39632 **Promo: 429,00**

KaVo MASTERmatic LUX M20 L 1:1
+ Tête INTRA L67 ou L68



KaVo MASTERmatic LUX M07 L 2,7:1

Conduite de lumière par barreau de verre jusqu'à 25 000 lux, pour des applications d'excavation des caries et de prophylaxie, filtre de spray remplaçable, flexibilité de traitement maximale grâce aux 14 têtes interchangeables
Réf. 1.009.3610

A39633 **Promo: 449,00**

KaVo MASTERmatic LUX M07 L 2,7:1
+ Tête INTRA L67 ou L68



Tête INTRA L67 2:1

Avec système de serrage à bouton-poussoir pour fraises de contre-angles d'un diamètre de 2,35 mm, vitesse de fonctionnement max. : 20 000 tr/min
Réf. 1.008.1832

A37601 **Promo: 209,00**



Tête INTRA L68 1:1

Avec un système de serrage avec bouton poussoir pour les fraises de contre-angles d'un diamètre de 2,35 mm, avec système de serrage renforcé, vitesse de fonctionnement max. : 40 000 tr/min
Réf. 1.008.1833

A02234 **Promo: 209,00**

Profitez d'une puissance maximale conjugée au niveau de **confort KaVo le plus innovant**

- Technologie de triple engrenage
- Micro filtre de spray remplaçable
- Flexibilité grâce aux têtes interchangeables
- Garantie 24 mois

Nouveau !!! Puissance augmentée



KaVo MASTERtorque LUX M9000 L/LS*

Puissance maximale jusqu'à **31 watts**,
57 dB(A), hauteur de tête de 13,1mm,
spray à 4 sorties

*Réf. 1.008.7900 (raccord KaVo) V37721

*Réf. 1.008.5400 (raccord Sirona) A37721-MLS

Promo: 769,00 **Promo par 2: 749,00 / pièce**



KaVo MASTERtorque Mini LUX M8700 L/LS**

Petite tête : hauteur de tête
de 12,1mm, 59 dB(A), pour fraises standards
et miniatures, puissance de **30 watts**,
spray 3 sorties

**Réf. 3.001.0000 (Raccord KaVo) A39630-L

**Réf. 3.001.0600 (Raccord Sirona) A39630-LS

Promo: 779,00



- Enlèvement et retour GRATUIT
- Pièces d'origines
- Réparation garantie 1an



KaVo MASTERmatic LUX M10 L:1

Pour des procédures extraorales simples,
adaptée aux fraises ou pièces à main
pour contres-angle,
filtre de spray non remplaçable

Réf. 1.009.3570

A39635 **Promo: 579,00 Promo par 2: 549,00 / pièce**

SÉRIE EXPERT

Faites confiance aux performances high tech de KaVo



Contre-angle multiplicateur EXPERTmatic LUX E25 L (1 : 5)

Pièce de guidage en carbure conduite de lumière par barreau de verre jusqu'à 25 000 lux, travail rapide et précis grâce à une tête de petite taille, bouton poussoir et roulements à billes en céramique, conduites eau et air internes et spray à 3 sorties avec filtre de spray remplaçable
Réf. 1.007.5550

A35485 **Promo: 599,00**



Contre-angle EXPERTmatic LUX E20 L (1 : 1)

Conduite de lumière par barreau de verre jusqu'à 25 000 lux, efficacité d'accès grâce à une tête encore plus petite, spray 1 sortie, conduites eau et air internes, facile à manipuler grâce au bouton-poussoir
Réf. 1.007.5540

A35487 **Promo: 449,00**



Contre-angle réducteur EXPERTmatic LUX E15 L (5,4 : 1)

Conduite de lumière par barreau de verre jusqu'à 25 000 lux, efficacité d'accès grâce à une tête encore plus petite, spray 1 sortie, conduites eau et air internes, facile à manipuler grâce au bouton-poussoir
Réf. 1.007.5530

A35489 **Promo: 489,00**



Contre-angle multiplicateur EXPERTmatic E25 C (1 : 5, sans lumière)

Pièce de guidage en carbure, travail précis et rapide grâce à une tête encore plus petite avec bouton-poussoir et roulements à billes en céramique, spray à 3 sorties et filtre de spray remplaçable, conduites eau et air internes
Réf. 1.007.5551

A35486 **Promo: 679,00**



Contre-angle EXPERTmatic E20 C (1 : 1, sans lumière)

Efficacité d'accès grâce à une tête encore plus petite, spray 1 sortie, conduites de spray eau et air internes avec bouton-poussoir
Réf. 1.007.5541

A35488 **Promo: 469,00**



Contre-angle réducteur EXPERTmatic E15 C (5,4 : 1, sans lumière)

Efficacité d'accès grâce à une tête encore plus petite, spray 1 sortie, conduites de spray eau et air internes avec bouton-poussoir
Réf. 1.007.5531

A35490 **Promo: 579,00**

DUO-PACK EXPERT



Duo-Pack E25L Réf: 1.014.5499
A46489 **Promo: 999,00**



Duo-Pack E20L Réf: 1.014.5505
A46490 **Promo: 779,00**



Duo-Pack E680L Réf: 1.014.5478
A46491 **Promo: 959,00**

Egalement disponible **Duo-Pack Mix E25 L/ E20 L** Réf: 1.014.5475

A46492 **Promo: 899,00**

Nouveau !!! Puissance augmentée



Pièce à main EXPERTmatic E10 C

(1 : 1, sans lumière)
Spray 1 sortie, avec spray eau et air internes, compatible avec fraises ou mandrins pour pièces à main et contre-angles.
Réf. 1.007.5560

A35491 **Promo: 299,00**



EXPERTtorque LUX E680 L

Puissance jusqu'à **29 watts**, conduite de lumière par barreau de verre, spray à 4 sorties, hauteur de tête de 13,6 mm, 62 dB(A)
Réf. 1.006.8700

A35483 **Promo: 549,00**

Haute puissance



EXPERTtorque Mini LUX E677 L

Tête de petite taille: hauteur de tête de 12,2 mm, pour fraises standards et miniatures, spray à 3 sorties, conduite par barreau de verre, puissance de **27 watts**, 65 dB(A)
Réf. 1.007.3600

A35484 **Promo: 715,00**

Tête de petite taille



EXPERTtorque E680 C (sans lumière)

Puissance jusqu'à **29 watts**, spray à 4 sorties, hauteur de tête de 13,6 mm, 62 dB(A)
Réf. 1.006.9000

A36652 **Promo: 689,00**

Sans lumière

PROPHYflex 4

Parce que chaque cas est différent, KaVo PROPHYflex 4 est ajustable selon vos besoins. Avec ses 3 canules et ses 2 manchons vous bénéficiez de 5 configurations de traitement.

Indications thérapeutiques :

- Élimination hautement efficace des colorations, de la plaque dentaire et du biofilm.
- Élimination efficace du biofilm dans les poches parodontales et nettoyage en profondeur des couronnes, bridges et implants.
- Nettoyage ciblé et sécurisé des poches grâce à l'insert Perio fin et stable avec repères de profondeur.

Informations relatives au produit :


Livré avec manchon de poignée monté (long), canule et réservoir de poudre, 1 manchon de poignée (court) avec canule, 1 réservoir de poudre avec bouchon en caoutchouc supragingival (turquoise), 1 aiguille de nettoyage, 1 pointeau, 1 clé pour canule, 1 kit de joints toriques.

PROPHYflex 4 BLEU
Réf. 3.002.8000
PROPHYflex 4 ROSE
Réf. 3.002.8800
PROPHYflex 4 CITRON
Réf. 3.002.8200


V42110
1275€ **Promo: 859,00**



Supragingival



Supragingival



Sous-gingival



Découvrez TRY KaVo

Vous souhaitez essayer gratuitement le PROPHYflex 4 pendant 10 jours.

Package Deal PD0018 **Jusqu'à 37% de réduction**

Achetez **PROPHYFLEX 4** (V42110 ou V42321)

à **prix promo** et achetez

A02174 MULTIFLEX LUX COUPLING 465 LRN WITH LIGHT

ou **A22189 PROPHYFLEX 4 PERIO KIT**

à **50% de réduction** sur le prix conseillé !



Consommables

- **Poudre PROPHYPEARLS** (80 sticks de 15g)
menthe Réf. 1.010.1828
orange Réf. 1.010.1830
cassis Réf. 1.010.1831
pêche Réf. 1.010.1829

157€ **136 €** V02008

- **Poudre PROPHYflex** (80 sticks de 15g)
orange Réf. 1.007.0014
berry Réf. 1.007.0015
cherry Réf. 1.007.0016
menthe Réf. 1.007.0017

126€ **109 €** V35058

- **PROPHYflex 4 Perio Kit**
Réf. 1.011.9403 **281 €**
~~328€~~ A22189

- **Poudre PROPHYflex 4 Perio**
(4 bouteilles de 100 g)
Réf. 1.009.3732 **79 €**
~~92€~~ A43063

RONDOflex plus: La sableuse ergonomique et polyvalente

L'unique dispositif de sablage humide sur cordon turbine pour fiabiliser tous vos protocoles d'adhésion. Le gainage humide des particules d'alumine évite la dispersion. L'environnement buccal du patient est ainsi préservé.

Indications thérapeutiques :

- Nettoyage moins invasif des sillons et fissures
- Préparation "à minima" des cavités
- Ouverture des sillons
- Réalisation de tunnelisation
- Préparation des surfaces pour le collage métal et céramique
- Elimination extra-orale des restes de ciment présents dans une couronne prothétique ou un bridge.

Informations relatives au produit :

Livré avec 2 canules (diamètre 0,46 mm ou 0,6 mm ainsi que 2 réservoirs de poudre et 2 flacons de poudre (75 g chacun), facile à connecter au système KaVo MULTIflex, garantie 12 mois.
Réf. 1.002.2179

~~1925€~~ A02354
Promo: 1275,00



Consommables :

- Poudre RONDOflex 27 μ ,
abrasion moyenne, 1000 g :
Réf. 1.000.5957

51€ A21156
Promo: 33,15

- Poudre RONDOflex 50 μ m,
abrasion forte, 1000 g :
Réf. 1.000.5956

51€ A29228
Promo: 33,15



Package Deal PD0021

Réduction de 37%

Achetez A02354 **RONDOflex plus 360** à prix promo et achetez
A21156 **Poudre 27 μ m 1000 g** et A29228 **Poudre 50 μ m 1000 g**
à **1,00 euro**.

Package Deal PD0022

Réduction de 37%

Achetez A02354 **RONDOflex plus 360** à prix promo et achetez
A02174 **MULTIFLEX LUX COUPLING 465 LRN WITH LIGHT**
à **50% de réduction** sur le prix conseillé !

Découvrez TRY KaVo

Vous souhaitez essayer gratuitement
le RONDOflex pendant 10 jours.

SONICflex™

Le détartreur qui allie puissance et polyvalence

SONICflex

Avec KaVo SONICflex, vous disposez du détartreur le plus puissant et le plus silencieux de sa catégorie.

Il est sans aucun doute l'instrument ayant la plus large gamme d'indications. Gagnez en précision grâce à ses 3 niveaux de puissance réglables en fonction des applications et des inserts utilisés.



Une remise de 52%

PACKAGE DEAL PD0019

Achetez A36612 **SONICFLEX QUICK SET 2008 L, WITH TIPS NO. 5A/6A/7A, WITH LIGHT**
OU A38030 **SONICFLEX QUICK SET 2008 LS, WITH TIPS NO. 5A/6A/7A, WITH LIGHT**
à prix promo et achetez
3 x INSERT 60A / 61A / 62A à 1,00 euro par pièce +
A36943 **STERI CASSETTE à 1,00 euro**

Une remise de 52%


PACKAGE DEAL PD0020

Achetez A02358 **SONICFLEX SET 2003 L WITH TIPS NO. 5/6/7, WITH LIGHT**
à prix promo et achetez **3 x INSERT 60 / 61 / 62 à 1,00 euro par pièce +**
A36943 **STERI CASSETTE à 1,00 euro**

Le bon insert dentaire KaVo pour chaque indication

- Plus de 50 inserts différents, faciles et rapides à remplacer.
- Pour tous les domaines d'application (prophylaxie, parodontologie, intervention mini-invasive, prothèse dentaire, résection apicale, endodontie)

Aperçu des inserts KaVo SONICflex



QUATTROcare PLUS

Votre parc d'instrument a augmenté, ne négligez pas son entretien

L'effet moussant du composant nettoyant du spray d'entretien KaVo QUATTROcare plus détache les résidus inorganiques à l'intérieur des instruments et ceux-ci sont ensuite évacués à l'aide d'air comprimé, fournissant ainsi la condition préalable pour un graissage optimal.

Pour qu'une élimination efficace des protéines à l'intérieur des instruments soit également garantie, il est nécessaire de procéder au préalable à un nettoyage intensif avec le spray KaVo CLEAN and DRY. La rapidité du KaVo QUATTROcare PLUS soulage non seulement votre cabinet, mais vous offre également la sécurité d'un entretien parfait. La récompense : une plus grande longévité de vos instruments.



Réduction de 52%

Package Deal PD0023

Achetez A01254 **Kavo Quattrocare PLUS**

à **prix promo + 6 x A21159**

Kavo Quattrocare PLUS SPRAY

à **prix promo (27,00)**

ent achetez A35487

EXPERTmatic LUX E20 L 1:1 RA

(valeur 999,00) à **1,00 euro !**

Consommables

QUATTROcare plus Spray

Spray d'entretien pour les appareils de lubrification KaVo QUATTROcare PLUS, propulseur en aérosol respectueux de l'environnement

Pack. 2140 P
Réf. 1.005.4525

A21159
Promo: 27,00
Promo par 6: 25,95 par pièce

KaVo CLEANspray/DRYspray

Spray de nettoyage et de séchage pour un nettoyage manuel intensif et validé de l'intérieur des instruments. Prouvé comme éliminant les protéines résiduelles, selon les experts.

Pack. KaVo CLEANspray 2110 P
Réf. 1.007.0579 **A38613 Promo: 20,00**

Pack. KaVo DRYspray 2117 P
Réf. 1.007.0580 **A38614 Promo: 32,50**
Promo par 4: 25,95 par pièce

Ensemble de démarrage KaVo CLEAN/
DRYspray 2116 P : Réf. 1.007.0573
A46934 Promo: 99,22

Spray KaVo

Spray de lubrification universel pour la lubrification manuelle des instruments KaVo, propulseur en aérosol respectueux de l'environnement

Pack. 2112 A
Réf. 0.411.9640
A21087 Promo: 21,25



Gamme chirurgie

MASTERSurg LUX sans fil

Le moteur de chirurgie KaVo MASTERSurg LUX sans fil vous permet d'effectuer des interventions à un niveau inégalé. Notre philosophie est de vous permettre de réaliser des performances exceptionnelles au quotidien, grâce à des fonctionnalités pratiques qui feront toute la différence.



Réf. 1.009.1200
A44278 **Promo: 4799,00**

EXPERTSurg LUX

Le moteur de chirurgie qui offre une précision et une puissance accrues, pour une sécurité et une fiabilité encore meilleures. Travaillez en toute sécurité et avec une grande précision grâce à l'un des micromoteurs les plus légers et les plus petits disposant de la fonction unique de calibrage automatique. Faites confiance aux niveaux de puissance élevés offerts par le couple de 80 Ncm de l'instrument, et gagnez du temps grâce à la programmation intuitive de vos étapes de travail et paramètres.



Réf. 1.008.3500
A44279 **Promo: 3699,00**

Une remise de 28%

Package Deal PD0024

Achetez A44278 **MASTERSurg LUX sans fil**
à prix promo
et achetez A44276 **1 SURGmatic S201 XL Pro** (avec tête) et
A45075 **1 Tuyau d'irrigation srérite S60** (10 pièces)
à 1,00 euro !

Une remise de 32%

Package Deal PD0025

Achetez A44279 **1 EXPERTSurg LUX**
à prix promo
et achetez A44276 **1 SURGmatic S201 XL Pro** (avec tête) et
A45075 **1 Tuyau d'irrigation srérite S60** (10 pièces)
à 1,00 euro

SURGmatic™ Pro




Réf. 1.013.7540
1595€
A44277
Promo: 999,00

SURGmatic S201 L Pro (avec Tête)



Réf. 1.013.7541
1595€
A44276
Promo: 999,00

SURGmatic S201 XL Pro (avec Tête)



Pièce à main de chirurgie INTRA



Réf. 1.009.1010
1359€
A39771
Promo: 945,00

Pièce à main INTRA
Chirurgie S11L (avec lumière)



Réf. 0.524.5600
1238€
A32435
Promo: 849,00

Pièce à main INTRA
Chirurgie 3610N1



Réf. 0.524.5610
1238€
A30680
Promo: 849,00

Pièce à main INTRA
Chirurgie 3610N2



Réf. 0.524.5620
1238€
A36365
Promo: 849,00

Pièce à main INTRA
Chirurgie 3610N3

KaVo Primus 1058, l'incontournable

Plus de 50 000 unités vendues



Jusqu'à **5 000 €** d'avantages
+ prime de reprise de **1 500 €**



KaVo ESTETICA E50 Life, le grand standard

Un équilibre ingénieux
entre technologie et flexibilité



Jusqu'à **12 000 €** d'avantages
+ prime de reprise de **1 500 €**

KaVo ESTETICA E70 Vision

L'incarnation de l'excellence
dans un fauteuil d'exception

Jusqu'à **16 000 €** d'avantages
+ prime de reprise de **1500 €**



Prenez rendez-vous et découvrez le **KaVo ESTETICA Vision E70** dans notre showroom.

03 450 93 20

vente@denta.be

Surclassez vos patients sans changer de fauteuil **Sellerie RELAXline by KaVo**



Nouveau support
de sellerie

Nouveau matériau
à mémoire de forme

Revêtement confortable,
raffiné et ergonomique



Les selleries RELAXline sont l'occasion unique de remettre à niveau votre équipement et de faire bénéficier à vos patients de toute l'expertise KaVo en matière de confort, d'ergonomie et de matériau valorisant votre environnement.

Sécurité au quotidien avec les tuyaux d'origine KaVo

Même avec des entretiens continus, les tuyaux utilisés régulièrement s'usent très rapidement. Avec le temps, l'unité de traitement peut sembler peu hygiénique. Pour garantir des normes d'hygiène optimales, assurez-vous de changer vos tuyaux aussi souvent que nécessaire.



Moins cher
peut-être.



Meilleur
certainement pas.



Assurez-vous que votre Instrument Kavo reste un Instrument Kavo.
Choisissez une réparation effectuée dans nos usines avec la KaVo BOX™.



- 1 Rendez-vous sur www.kavobox.com
Commandez votre réparation.
Si vous n'avez pas d'emballage adéquat, vous pouvez commander gratuitement une KaVo Box vide.



- 2 Insérez votre instrument Kavo dans votre KaVo BOX™, UPS l'enlèvera gratuitement le jour ouvré suivant votre demande.



- 3 Recevez rapidement votre instrument Kavo réparé et contrôlé. L'envoi retour est également gratuit.

Rendez-vous sur kavobox.com/fr-fr

- Enlèvement et envoi retour gratuit
- Une année de garantie sur les réparations et pièces de rechange remplacées



Forfait Réparation
contre-angles rouge
319 €



Forfait Réparation
Turbine
285 €



NOUVEAU: KaVo Box™ PLUS 2 - Garantie complémentaire

- 2 ans de garantie totale après réparation
- Souscription au moment de la réparation
- Enlèvement et retour GRATUIT

Suivez-nous sur    



Denta nv
Heiveldekens 2
2550 Kontich
www.denta.be



Pour bénéficier des promotions KaVo, merci de contacter votre dépôt dentaire ou votre conseiller commercial KaVo. Ces offres sont valables uniquement auprès des dépôts dentaires KaVo agréés et participants. Les prix indiqués dans ce flyer sont les prix conseillés par KaVo; les prix du dépôt dentaire prévalent et sont d'applications. Les prix indiqués sont HTVA. Sous réserve de fautes d'impressions. Dans la limite des stocks disponibles.

www.denta.be

03 450 93 20

vente@denta.be

KAVO
Dental Excellence

Rendez-vous sur www.kavo.com/fr-fr