


Plastische Vulninstrumenten



Excavatoren



Paro-SET

SI-Paro-SET1
Inhoud: je 1x SI-972/5-6-GE,
7-8-GR, 11-12-OR, 13-14-BL,
SI-972/H6-H7-HBL



meer informatie

Plastische Vulninstrumenten



Composiet instrumenten



Met blauwe TITANIUM-OXIDE coating

Amalgam instrumenten




Heidemannspatel



Cement spatel



Pocketsondes




Servetkettingen

623RS-SET6
Inhoud: 6x 623RS



- Aangenaam draagbare sieradenketting
- Veilig te bevestigen borgclips

Mondspiegelheften



- Ook leverbaar als:
- 490RO
- 490GR
- 490GE
- 490SC
- 490BL

Kunststof greep up to 200°C

TwinSide Dubbelzijdige Rhodium mondspiegels

470/4 Ø 22mm vlak, Set 6 stuks



OneSide Eenzijdige Rhodium mondspiegels

471/4 Ø 22mm vlak, Set 6 stuks



Mondspiegels (12 stuks)

480/4 Ø 22mm vlak standaard, SET 12 stuk 10,90 €




478/3 Ø 20mm RHODIUM-EFFECT vlak Front Surface, SET 12 stuk 21,85 €



STANDARD

478/4 Ø 22mm RHODIUM-EFFECT vlak Front Surface, SET 12 stuk 21,85 €

Opbuigtang voor kronen



1112
Diamantachtig TITAN CARBIDE coating



FURRER tang



1164

104,40 €


Schuifmaat



1596 BOLEY

36,45 €

Cofferdam instrumenten



604 IVORY

52,20 €

607 STOKE

52,20 €


610 AINSWORTH

73,05 €

Syndesmotoom opzetstukken met handgreep in een etui

1809

Inhoud: 20 opzetstukken en handgreep zoals afgebeeld



CRYOSTEEL ice-tuned



Een perfecte houding van de opzetstukken in greep

Class 1 R MDR certified

Extractietangen-SET

GX100

Inhoud: 10 modellen (6 boven + 4 onder)



Complete serie met alle informatie!



Bovenkaak
fronttang Fig. 1
premoelaar Fig. 7
molaar rechts Fig. 17
molaar links Fig. 18
worteltang Fig. 51A
verstandskies Fig. 67A

Onderkaak
front + premoelaar Fig. 13
molaar Fig. 22
worteltang Fig. 33A
verstandskies Fig. 79



per stuk 87,70 €

NIEUW!

CRYOSTEEL ice-tuned

PROMO • Voorjaar 2022

Actie periode 1 maart - 30 juni 2022

www.carlmartin.de · info@carlmartin.de

*Carl Martin-actieprijzen. Prijzen per stuk/verpakking in €, excl. BTW, af fabriek, geldig tot 30.06.2022. Niet-bindende actie-adviesprijs bij alle deelnemende Carl Martin GmbH-afhhandelaren. Artikelen leverbaar zolang de voorraad strekt! / Levering van vergelijkbare artikelen is voorbehouden! Prijswijzigingen, fouten in prijzen of afwijkingen van het product voorbehouden. Onze Algemene voorwaarden en de Intrekingsclausule vindt u op www.carlmartin.de.



Denta
Heiveldkens 2 · 2550 Kontich
T: 03 450 93 20 · F: 03 457 85 73
verkoop@denta.be
www.denta.be

NEUENKAMPER STR. 80 - 86 · D-42657 SOLINGEN · GERMANY
TEL. +49(0)212/81 00 44 · FAX +49(0)212/8 73 45
E-MAIL: INFO@CARLMARTIN.DE · INTERNET: WWW.CARLMARTIN.DE

FINEST DENTAL INSTRUMENTS

B-002021-AN-Praxis-FR-2022 BENELUX all copyrights reserved by Carl Martin GmbH, Neuenkamper Str. 80-86, D-42657 Solingen, Tel. +49(0)212/81 00 44, Fax +49(0)212/8 73 45

Naaldvoerder

1155TC/15 CRILE-WOOD 15cm TC 87,50 €	1149TC/17 LICHTENBERG 17cm TC 109,65 €	1152TC/14 CASTROVIEJO 14cm TC 104,40 €	LS1152TC/16 CASTROVIEJO 16cm TC 163,50 €
---	---	---	---

• slijtvast • langere levensduur
 • stabiele naaldvoering

TC = Hardmetaal

Naaldvoerder

1160/14 1160/17 MATHIEU 14cm + 17cm 14cm 54,80 € 17cm 65,80 €
--

Wanghaak

633
 15,5cm
 CAWOOD-MINNESOTA
20,40 €

Wortelrestverwijderaar

579
 zeer fijn,
 1,8mm breed
40,50 €

Syndesmotom

1801/3
 16cm
 CHOMPRET
43,85 €

Scherpe lepel

1145/8 2,8mm per stuk 21,90 €	1145/9 3,3mm per stuk 21,90 €
---	---

Raspatorium

1804 WILLIGER 6mm 29,55 €	1805 WILLIGER 10mm 29,55 €	1864/24G 4mm 38,40 €	1865 5mm 34,40 €
---	--	--	--------------------------------------

Set van 2 oliepenen

990

- geen bruine verkleuring zoals bij conventionele oliën
- precieze dosering en conservering
- steriliseerbaar tot 260°
- geschikt voor alle sterilisatiemethoden
- transparant, reukloos en niet giftig

SET **21,90 €**

precieze dosering en conservering

Matrixspanner

LS599/1 TOFFLEMIRE Universal 26,25 €	599/1 TOFFLEMIRE 17,55 €	596/1 NYSTRÖM links per stuk 29,25 €	596/2 NYSTRÖM rechts per stuk 29,25 €
---	--	---	--

product video

Gum scharen-Set

9011
 Inhoud: IRIS 12cm,
 LA GRANGE micro-vertanding 12cm

SET **73,10 €**

SPECIAL

Tandvleescharen

802/12 gebogen, 12cm 30,70 €	805SC/12 recht 12cm 38,60 €	807SC/12 gebogen, 12cm 38,60 €	818/14 gebogen, 14cm 38,60 €
---	--	---	---

Hechtdraadschaar

868
 11,5cm
39,85 €

gebogen

Kronenschaar

828
 gebogen
 10,5 cm
20,85 €

Knabbeltang

1830/2
 FRIEDMANN
109,60 €

Wortel- en splintertang

1209RH 1209-20RH per stuk 135,75 €

QR code: meer informatie

rootator

SET **207,95 €**

Inhoud: 1209RH, 1209-20RH

Hevels BEIN

559/1 4,5mm per stuk 29,- €	559/2 3,5mm per stuk 29,- €	559/3 2,5mm per stuk 29,- €
--	--	--

MOND

515-SET-BL
 Inhoud: L, M, S met ketting
SET 57,35 €

NEUW!

M - voor volwassenen, medium
 S - voor kinderen

Pinct

771A/2 sterk model 16,40 €	770AS/2 COLLEGE 16,40 €	773A/2 COLLEGE 8,75 €	773/2 COLLEGE 8,75 €	772DP/3 Met stopstift 9,95 €	794 AMSTERDAM 16,40 €
--	---	---	--	--	---

770CS/2 MERIAM 16,40 €	773C/2 MERIAM 8,75 €
--	--

Articulatie pinct

650
 MILLER, recht,
 16cm
16,40 €

Speciale vertanding en hoge aandrukkraft zorgen voor een betere grip op het articulatiepapier

Mikro-SET

LSRH-Mikro-Set1
 Inhoud: LS1152RH/16, LS852RH/16, LS792DE-RH/16, 990

SET **281,10 €**

Rockhard the power coating

Oliepenen
 Pinct
 Micro-Naaldvoerder
 Micro-Schaar

Scalpelhouder

871A/3 6,05 €	871A/5 31,25 €
--------------------------------	---------------------------------

Scalpels 100 stuks

871B/11 per box 32,80 €	871B/12 per box 32,80 €	871B/15 43,80 €	871B/15C 43,80 €	871B/12D 43,80 €
--	--	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Scalpedoos

874
8,25 €

product video

1
 2
 3

voor het veilig verwijderen van scalpels (met opslagfunctie)

Luxatie instruments - Zeer fijn, slanke hals, licht scherpe uiteinden

588/5 2,5mm recht per stuk 41,70 €	588/1 3,0mm recht	588/6 4,0mm recht	588/2 5,0mm recht
588/7 2,5mm gebogen	588/3 3,0mm gebogen	588/8 4,0mm gebogen	588/4 5,0mm gebogen

Luxatie instrument
 Instrumenten voor het doorsnijden van het tandfixerend ligament. De zeer vlakke en scherpkantige vorm van de tip staat een traumatisch binnendringen in de parodontale spleet toe. De luxatie instrumenten zijn er in de 8 afgebeelde vormen.

Luxatie instruments-SET

9588
 Inhoud: 588/1, 2, 3, 4 + 993 (slijsteen)
SET 166,15 €

Chirurgische pinct

792/13 13cm 13 cm 10,90 €	792/14.5 14,5cm 14,5 cm 10,90 €	786 ADSON 12 cm 10,90 €	798A DE BAKY 15cm 26,05 €
---	---	--	--

• voor een zekere grip op de slijmvlies
 • De fijne micro vertanding verhindert een perforatie van het weefsel

Pinct

773D met gediamenteerde bek b.v. voor het vasthouden van keramische inlays 32,80 €	708 met gediamenteerde bek b.v. voor het vasthouden van keramische inlays 43,80 €	62,60 €
---	--	----------------

Cylinder-ampulenspuit

1950
 met 3 aspiratiehaken en zelfaspiratie
54,80 €

Geschikt voor alle angbare ampullen met rubber stop met verdiepte bodem. (1,8ml) Metrische draad