

SUPERIEURE RETRACTIE



RetraXil®

Goede sulcus opening – minimaal invasieve toepassing

RetraXil® zorgt voor een schone openstaande sulcus en garandeert goed blootliggende en bloedvrije preparatieranden. De innovatieve fixeershulp borgt de tip en vergroot zo het gebruiksgemak.

- » Atraumatische toepassing.
- » Efficiënt weefselmanagement.
- » Stabiele spuit voor meervoudig gebruik.
- » Materiaal krult niet op, scheurt niet en is makkelijk weg te spoelen.

Giving a hand to oral health.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

RetraXil® – Sublieme Retractie

Efficiënte gingivale retractor met de hoogste standaarden in gebruik en veiligheid

Veilig en zeker

- Geen risico op systemisch overdoseren.
- Blauwe kleur contrasteert met de gingiva en elementen; goed zichtbaar en goede controle bij wegspoelen.
- Fixeerhulp borgt de tip op de spuit en zorgt voor veilig op- en afdraaien.

Prettige handling

- Door de dunne tip kan precies en atraumatisch worden geapliceerd in de sulcus en interproximale ruimten.
- Compatibel met analoge en digitale afdruktechnieken.
- Minder handelingen vergeleken met het gebruik van retractor-draden.

De eerste indrukken van RetraXil®

“Retraxil heeft een prettige, niet te stugge consistentie. De goede hemostatische werking zorgt voor een schoon werkgebied.”

Dr. R.L. Nieboer,
tandarts bij de Kempenaer (Nederland)













“Er blijven geen materiaalresten achter bij het uitspoelen en de preparatie is daarna perfect te scannen! De tip van Retraxil gaat eenvoudig in de sulcus en opent deze effectief.”

Dr. C.D. Bos, tandarts (Nederland)

Gebaseerd op resultaten van tandartsen uit verschillende landen – gegevens beschikbaar.



RetraXil® biedt atraumatische en gemakkelijke toegang tot de sulcus dankzij de dunste tip op de markt

RetraXil®	Concurrent 1	Concurrent 2	Concurrent 3	Concurrent 4	Concurrent
					
Ø 0.9 mm	Ø 1.25 mm	Ø 1.25 mm	Ø 1.4 mm	Ø 1.4 mm	Ø 1.6 mm
					
Cannula	PLT	Cannula	PLT	PLT	Cannula

Art. Code	Artikel	Inhoud
Producten		
66077159	RetraXil Starter Pack	4 x 1 g RetraXil 2x Twisting aid 20x Tips
66077158	RetraXil Value Pack	20 x 1 g RetraXil 10x Twisting aid 100x Tips
Navullingen		
66087214	RetraXil Twisting aid Refill	2 x 10 Twisting aid
66087215	RetraXil Cannula Refill	5 x 20 Tips



[kulzer.nl/retraxil](https://www.kulzer.nl/retraxil)