



# COLTENE

April – Juni 2022

## Promoties



.....

**BRILLIANT EverGlow**

→ p. 2



.....

**HyFlex EDM**

→ p. 14



.....

**AFFINIS**

→ p. 20



# BRILLIANT EverGlow<sup>®</sup>

Uitzonderlijk polijstbaar en duurzame glans

BRILLIANT EverGlow zorgt dankzij de uitgekiende samenstelling van de vulstof onmiddellijk voor een uitzonderlijk glad, satijnachtig en glanzend oppervlak zodra de vulling is geplaatst. Polijsten wordt een detail en zeer esthetische restauraties kunnen in een mum van tijd worden bereikt. Bovendien blinkt het.

- ✓ DuoShade Systeem
- ✓ 7 dentinekleuren voor de meeste restauraties
- ✓ 2 glazuurtinten
- ✓ 5 opakers voor complexere restauraties



**DA**  
DENTAL ADVISOR  
Product insights  
you can trust.

## EDITOR'S CHOICE



Beoordeling:    Uitstekend    + + + + +  
                                 Zeer goed    + + + +  
                                 Goed            + + +



**96%**  
Aanbevolen voor  
zijn uitstekende  
eigenschappen  
door Dental  
Advisor





MEI 2022

## PRODUCT VAN DE MAAND

IN MEI  
**-50%**  
 BIJ AANKOOP VAN  
 10 REFILLS BRILLIANT  
 EVERGLOW

AANBOD ALLEEN GELDIG  
 VIA UW COLTENE VERTEGENWOORDIGER

### Navullingen BRILLIANT EverGlow draaispuit

52€ BIJ 10× 26€

1 × Draaispuit 3 g



### Navullingen BRILLIANT EverGlow tips

76€ BIJ 10× 38€

20 × Tips 0,2

Kleur		Draaispuit	Tips
DENTINE	Bleach	60019697	60019706
	A1/B1	60019698	60019707
	A2/B2	60019699	60019708
	A3/D3	60019700	60019709
	A3.5/B3	60019701	60019710
	C2/C3	60019702	60019716
GLAZUUR	A4/C4	60019703	60019717
	TRANSLUCENT	60019704	60019718
OPAQUE	BLEACH TRANSLUCENT	60019705	60019719
	OPAQUE BLEACH	60019743	60019746
	OPAQUE A1	60019744	60019747
	OPAQUE A2 <b>NIEUWE KLEUR</b>	60023819	60023823
	OPAQUE A3	60019745	60019748
	OPAQUE A4 <b>NIEUWE KLEUR</b>	60023820	60023824

# BRILLIANT EverGlow® Flow

Universeel submicron  
hybride composiet



AANBOD ALLEEN GELDIG  
VIA UW COLTENE VERTEGENWOORDIGER

MEI 2022

**PRODUCT  
VAN DE MAAND**



BRILLIANT EverGlow Flow zorgt voor overtuigende resultaten en is de perfecte partner voor de universele composiet BRILLIANT EverGlow.

BRILLIANT EverGlow Flow is een esthetisch en gemakkelijk te hanteren composiet met de volgende kenmerken :

- ✓ Duo Shade systeem.
- ✓ Ideaal voor het afdichten van moeilijk bereikbare plaatsen en het verzegelen van fissuren.
- ✓ Goede aanpassingseigenschappen dankzij lage viscositeit.
- ✓ Glansbehoud.
- ✓ Hoge stabiliteit en perfecte thixotropie.
- ✓ Absoluut nauwkeurighedsniveau.

## BRILLIANT EverGlow Flow

### Navullingen BRILLIANT EverGlow Flow

31 € BIJ 6x 20,67 €


1 x 2 g Spuit  
5 x Standaard applicatietips  
5 x Fijne applicatietips

Kleur	Draaispuit
Bleach BL	60019752
A1/B1	60019753
A2/B2	60019754
A3/D3	60019755
A3.5/B3	60019756
A4/C4	60019757
TRANSLUCENT TRANS	60019758
OPAQUE A2	60019751
OPAQUE A3	60023825




# DIATECH® ShapeGuard

Polijstmateriaal dat perfect complementair is met diamanten polijstboren en met de silicone polishers van diatech.



## ShapeGuard Trialkit Zirkonium

60022006	27,50 €
----------	---------



STAP 1      STAP 2

ISO Ø1/10 mm	140	140
Head L in mm	1.6	1.6
Ref. navulling (5 polishers)	60022004	60022005
Navulling (x 5)	.63€ 55,25 €	.65€ 55,25 €

## ShapeGuard Trialkit Composit

60019915	48,50 €
----------	---------



STAP 1      STAP 2

ISO Ø1/10 mm	110	140	110	140
Head L in mm	1.6	1.6	1.6	1.6
Ref. navulling (5 polishers)	60019877	60019878	60019879	60019880
Navulling (x 5)	.63€ 53,55 €	.63€ 53,55 €	.63€ 53,55 €	.63€ 53,55 €

## ShapeGuard Trialkit Keramiek

60019914	38,50 €
----------	---------



STAP 1      STAP 2      STAP 3

ISO Ø1/10 mm	140	140	140
Head L in mm	1.6	1.6	1.6
Ref. navulling (5 polishers)	60019881	60019882	60019883
Navulling (x 5)	.63€ 53,55 €	.63€ 53,55 €	.63€ 53,55 €

Elke trialkit bevat 1 polisher van elk artikelnummer van de kit.



SELF-ADHESIVE DUAL-CURING RESIN CEMENT

# SoloCem<sup>®</sup>

## Betrouwbaar cementeren in 1 stap

Uw partner voor bijna alle indirecte hechtingsindicaties. Afhankelijk van de indicatie kunt u cementeren met of zonder bonding. Voor een universeel gebruik - vraag naar Solocem.



### SoloCem

#### Navulling

- 1 x 5 ml Automix spuit (kleur naar keuze)
- 5 x Mengtips kort fijn
- 5 x Mengtips kort superfijn

~~108€~~

81€

#### Kleur

	Dentine	60014062
	White Opaque	60014061
	Trans	60019840



Voor meer informatie betreffende Solocem, download onze documentatie



Een enkel cement voor bijna alle indirecte indicaties



Duurzame restauratie



Esthetische hechting



Eenvoudig in gebruik





**NIEUW  
SUPERKRAFT**

LICHTUITHARDENDE UNIVERSELE ÉÉNSTAPS BONDING

# ONE COAT 7 UNIVERSAL

De hechting in alle situaties



Een universele éénstapsbonding  
geschikt voor alle indicaties  
en etstechnieken



Extreem economisch :  
tot 300 applicaties  
in een flesje

## Navulling fles

60019539	94€
----------	-----

1 x 5 ml	Fles
1 x	Accessoires

## Navulling unidoses

60019540	121€
----------	------

50 x 0,1 ml	Unidose
50 x	Applicatieborstel
1 x	Accessoires



DENTAL ADVISOR

Product insights  
you can trust.

EDITOR'S CHOICE



Beoordeling :   Uitstekend   +++++  
                          Zeer goed       +++  
                          Goed               +++




# ParaPost® Fiber



Glasvezel stiften voor indicaties in directe techniek

- ✓ Cylindrisch – conische stift voor smalle kanalen waar de bescherming van een gezonde tandstructuur essentieel is.
- ✓ 4 % tapered design zorgt voor een goede apicale pasvorm met greater taper vijltechniek.
- ✓ Translucent, lichtdoorlatend voor een snelle cementering.
- ✓ Ontwerp met drie koppen voor een eenvoudige lengteaanpassing van de stift.
- ✓ Afgeronde ondersneden kopvorm voor een optimale kernretentie
- ✓ Vier maten.



BIJ AANKOOP VAN INTROKIT TAPER LUX = PARAPOST REFILL TAPER LUX PF1815 VOOR **1€**

**-25%**  
OP REFILLS PARAPOST



### Introkit Taper Lux

PF180 **327,91 €**

15 x Glasvezel stiften  
4 x Boren

### ParaPost Taper Lux Refills

~~143,74 €~~ **107,81 €**

10 x Glasvezel stiften

~~76,18 €~~ **57,14 €**

5 x Glasvezel stiften



### Glasvezel stiften

Formaat	Ø in mm	10 Stks	5 Stks
3	0,90	-	-
4	1,00	-	-
4,5	1,14	60018577	PF18145
5	1,25	60018578	PF1815
5,5	1,40	60018579	PF18155
6	1,50	60018580	PF1816

## ParaBond®

Chemisch uithardend adhesief systeem voor enamel en dentine dat bestaat uit een non-rinse conditioner en een chemisch uithardend adhesief (adhesief A en B).

### Adhesive A&B Refill

7493 **78,47 €**

1 x 3 ml ParaBond Adhesive A  
1 x 3 ml ParaBond Adhesive B






# ParaCore®

Duaal uithardend composietcement, versterkt met glasvezelpartikels:  
**3 indicaties – 1 materiaal.**



- ✓ Stiftcementatie
- ✓ Stompopbouw materiaal
- ✓ Cementatie van kroon en brugwerk zonder metaal = monoblok!



ParaCore

Navulling ParaCore automix, 2 x 5 ml

~~99,17€~~ 74,38€

2 x 5 ml      Kleur naar keuze  
20 x          Mixing tips met intra-orale tip

Kleur	
White	5886
Dentine	5887
Dentine SLOW	60011391
Trans SLOW	60011392




# DuoTEMP®

Tijdelijk vulmateriaal met dubbele zekerheid



- ✓ 40 sec. polymeriseren
- ✓ Licht en speekseluithardend
- ✓ Goede randafsluiting
- ✓ Eenvoudig te verwijderen.

## VERGELIJKING VAN DE RANDAANSLUITING



Doorsnede van een geëxtraheerde molaar, met DuoTEMP gevuld en na uitharding in methyleenblauw gelegd om de randaansluiting te testen. DuoTEMP vertoont een uitstekende randaansluiting. Bron: interne gegevens. \*Zijn geen handelsmerken van COLTENE

## MAKKELIJKE EN SNELLE APPLICATIE



Eén component, niet mengen. Goede retentie in de caviteit. Gemakkelijke verwijdering

DuoTEMP

Eco Kit DuoTEMP

7090      81,67€

5 x          Spuiten van 5 g



# CanalPro™

## CanalPro NaOCI

Voor irrigatie en reiniging van het wortelkanaal en na preparatie.



**CanalPro NaOCI 3 %**  
1 x 500 ml

60019655V	<b>32,50€</b>	BIJ 3x <b>21,67€</b>
-----------	---------------	----------------------

**CanalPro NaOCI 6 %**  
1 x 500 ml

60019656V	<b>32,50€</b>	BIJ 3x <b>21,67€</b>
-----------	---------------	----------------------

## CanalPro EDTA 17 %

Verwijderen van de smeerlaag en het openen van de tubuli voor een betere verdeling van de desinfectiemiddelen.



**CanalPro EDTA 17 %**  
1 x 500 ml

60019651	<b>69,17€</b>	BIJ 3x <b>46,12€</b>
----------	---------------	----------------------

**CanalPro EDTA 17 %**  
1 x 100 ml

60019654	<b>20,84€</b>
----------	---------------

## CanalPro CHX 2 %

Bijkomende irrigatie bij een herbehandeling. zeer efficiënt tegen E. faecalis en schimmels.



**CanalPro CHX 2 %**  
1 x 500 ml

60019658	<b>52,50€</b>	BIJ 3x <b>35€</b>
----------	---------------	-------------------

**CanalPro CHX 2 %**  
1 x 100 ml

60019659	<b>19,17€</b>
----------	---------------

JUNI 2022  
**PRODUCT VAN DE MAAND**

IN JUNI  
**-33%**  
BIJ AANKOOP VAN 3 OPLOSSINGEN CANAL PRO 500 ML  
AANBOD ALLEEN GELDIG VIA UW COLTENE VERTEGENWOORDIGER

## CanalPro spuiten

**CanalPro Spuiten 5 ml**

**13,34€**

50 x CanalPro spuiten 5 ml

**CanalPro Spuiten 10 ml**

**15,84€**

50 x CanalPro spuiten 10 ml



	<span style="color:red">●</span>	<span style="color:blue">●</span>	<span style="color:yellow">●</span>	<span style="color:white">○</span>
5 ml	60019321	60019322	60019323	60019324
10 ml	60011173	60011174	60011175	60011176

## CanalPro SyringeFill Cap



**CanalPro SyringeFill Cap**

60019662	<b>9,17€</b>
----------	--------------

1 x SyringeFill Cap



# MicroMega One Flare®




THERMISCHE BEHANDELING =  
 † meer flexibiliteit  
 † meer resistentie

Voor veiligere behandelingen.  
 Uw nieuwe generatie heat-treated instrument!

- ✓ Veilige vooruitgang.
- ✓ Uitsluiting van interferentie aan de toegang van het wortelkanaal.
- ✓ Warmtebehandeling voor flexibiliteit en kracht.
- ✓ Steriel voor meervoudig gebruik.

ROTATIESNELHEID  
 250 - 400 tr/min

MAXIMUM TORQUE  
 3 N.cm



## MicroMega One Flare

Navulling  
 Toegangsvijl One Flare 17 mm

20952201	43,60 €
5 x	One Flare

# MicroMega One G



ROTATIESNELHEID  
 250 - 400 tr/min



MAXIMUM TORQUE  
 1,2 N.cm



De unieke glijpadvijl voor continue rotatie

- ✓ **Eenvoudig** : 1 enkel glijpadinstrument in continue rotatie, steriel en éénmalig gebruik. Eenvoudig en snel protocol. Bespaart tijd op de gehele wortelkanaalbehandeling.
- ✓ **Efficiënt** : Tijdbesparend voor de volledige endodontische behandeling.
- ✓ **Veilig** : Geruststellend voor de behandelaar en breukbestendig dankzij de innovatieve cross-section.



1 MicroMega One G instrument voor glijpad



Standaard sequentie

## MicroMega One G

Glijpadvijl One G, 21 mm

20948201	49 €
5 x	B5 One G n14/3% L21 Classics sterile

Glijpadvijl One G, 25 mm

20948202	49 €
5 x	B5 One G n14/3% L25 Classics sterile

Glijpadvijl One G, 29 mm

20948203	49 €
5 x	B5 One G n14/3% L29 Classics sterile

# MicroMega 2Shape mini

**NIEUW**  
PRODUCTEVOLUTIE

Conserverende endodontische preparatie

**VORMGEVING VAN HET WORTELKANAAL**

- ✓ Behoud van het pericervicaal dentine
- ✓ Minimale verwijdering van dentineweefsel
- ✓ Respect voor de wortelkanaalanatomie
- ✓ Creatie van de optimale ruimte voor zowel diepgaande desinfectie als doeltreffende obturatie

**EIGENSCHAPPEN**

- ✓ Kleine diameter en taper
- ✓ Draad van slechts 1mm diameter
- ✓ Thermische T-Wire behandeling
- ✓ Snij-efficiëntie
- ✓ 2 shaping files
- ✓ Steriele blisterverpakking
- ✓ 3 lengtes 21, 25 en 31mm
- ✓ Meervoudig gebruik

MicroMega 2Shape mini

5 x B5 2Shape mini steriel Classics S, 5 stks/pack

~~49,17 €~~ 32,78 €

	L21 mm	L25 mm	L31 mm
B5 2Shape TS1 mini N25 4 %	20953201	20953211	20953221
B5 2Shape TS2 mini N25 6 %	20953202	20953212	20953222
B5 2Shape F35 mini N35 6 %	20953203	20953213	20953223
B5 2Shape F40 mini N40 4 %	20953204	20953214	20953224



APRIL 2022

**PRODUCT  
VAN DE MAAND**

IN APRIL TOT  
**-33%**  
OP MICROMEGA  
2SHAPE MINI


AANBOD ALLEEN GELDIG  
VIA UW COLTENE VERTEGENWOORDIGER



ROTATIESNELHEID  
250 - 400 tr/min



MAXIMUM TORQUE  
2,5 N.cm



Voor meer informatie over  
MicroMega 2Shape mini,  
scan deze QR-code

**MicroMega 2Shape mini  
Guttapercha-  
en Papierputnen**

21,40 €

	60 Stks	144 Stks
GP 25/.04	60031543	-
GP 45/.04	60031544	-
GP 25/.0~	60031545	-
GP 35/.0~	60031546	-
PP 25/.04 CP	-	60031735
PP 40/.04 CP	-	60031737
PP 25/.06 CP	-	60031738
PP 35/.06 CP	-	60031739



# MicroMega One Curve mini

**NIEUW**  
PRODUCTEVOLUTIE

Conserverende endodontische preparatie



APRIL 2022

**PRODUCT  
VAN DE MAAND**

## MicroMega One Curve mini

1 x B5 One Curve mini steriel, 5 stks/pack

~~57,50 €~~ **38,34 €**

1 x B4 One Curve mini L25 Assorted steriel

~~56,66 €~~ **37,78 €**

	L21 mm	L25 mm	L31 mm
B5 One Curve mini N25 4 %	60030017	60030021	60030025
B5 One Curve mini N25 6 %	60030018	60030022	60030026
B5 One Curve mini N35 4 %	60030019	60030023	60030027
B5 One Curve mini N45 4 %	60030020	60030024	60030028
B4 One Curve mini L25 Assorted Sterile	60030033	60030034	60030035

IN APRIL TOT  
**-33%**  
OP MICROMEGA  
ONE CURVE MINI

AANBOD ALLEEN GELDIG  
VIA UW COLTENE VERTEGENWOORDIGER

## MicroMega One Curve mini Guttapercha- en Papierpunten

**21,40 €**

	60 Stks	144 Stks
GP 25/.04	60031547	-
GP 35/.04	60031548	-
GP 45/.04	60031549	-
GP 25/.0~	60031550	-
PP 25/.04 CP	-	60031741
PP 35/.04 CP	-	60031743
PP 45/.04 CP	-	60031744
PP 25/.06 CP	-	60031745



Voor meer informatie over  
MicroMega One Curve mini,  
scan deze QR-code

  
ROTATIESNELHEID  
**300 - 450 tr/min**

  
MAXIMUM TORQUE  
**2,5 N.cm**

# HyFlex™ EDM

Een breukweerstand tot **700% hoger\***



AANBOD ALLEEN GELDIG VIA UW COLTENE VERTEGENWOORDIGER

APRIL 2022

PRODUCT VAN DE MAAND

## HyFlex EDM refills

~~48,34 €~~ **32,23 €**

3 x Vijlen naar keuze

Orifice Opener  
25/.12



Handvijl  
MicroMega



Glijpadvijl naar keuze afhankelijk van de anatomie van het kanaal

15/.03

10/.05



Vorbereiding

20/.05



Vormgeving

25/~ OneFile



Formaat	Refill pack x 3 400 tr/min 2,5 Ncm	Refill pack x 3 300 tr/min 1,8 Ncm	Refill pack x 3 300 tr/min 1,8 Ncm	Refill pack x 3 400 tr/min 2,5 Ncm	Refill pack x 3 400 tr/min 2,5 Ncm
21 mm	-	60023493	60022269	60022275	60022270
25 mm	-	60023492	60019594	60022276	60019595
15 mm	60019596	-	-	-	-

## HyFlex EDM Kit Shaping Set

- 1 x 25/.12 Orifice Opener
- 1 x 10/.05 Glijpadvijl
- 1 x 25/~ Vormgevingsvijl

Formaat	
21 mm	60022267
25 mm	60019363

~~48,34 €~~ **32,23 €**

## HyFlex EDM Kit Shaping Set Medium

- 1 x 10/.05 Glijpadvijl
- 1 x 20/.05 Vorbereidingsvijl
- 1 x 25/~ Vormgevingsvijl

Formaat	
21 mm	60022277
25 mm	60022278

~~48,34 €~~ **32,23 €**

## HyFlex EDM Finishing Set 25 mm (optioneel)

- 1 x 40/.04
- 1 x 50/.03
- 1 x 60/.02

~~48,34 €~~ **32,23 €**

## HyFlex EDM Guttapercha punten

**22,50 €**

60 x Guttapercha punten HyFlex EDM

20/.05	60022706
OneFile 25/~	60022707
40/.04	60022708
50/.03	60022709
60/.02	60022710
Assortiment 20/.05 - 60/.02	60022705

## HyFlex EDM Papierpunten

**13,34 €**

100 x Papierpunten HyFlex EDM

20/.05	60022742
OneFile 25/~	60022743
40/.04	60022676
50/.03	60022741
60/.02	60022740
Assortiment 20/.05 - 60/.02	60022744

\*Bron : interne studies COLTENE



# HyFlex™ CM NiTi

Controlled Memory + extreme flexibiliteit  
= betere geleiding in het kanaal

- ✓ Neemt zijn oorspronkelijke vorm terug aan na behandeling met warmte = herbruikbaar en visueel controleerbaar op slijtage van de windingen.
- ✓ Tot 300% meer resistentie tegen breuk
- ✓ Beschikbaar in sequenties van 6 instrumenten in de lengtes 21, 25 en 31mm

IN APRIL  
TOT  
**-33%**  
OP HYFLEX CM

## Vijlen HyFlex™ CM NiTi




### Refill 6 vijlen HyFlex™ CM NiTi

~~73,87 €~~ 49,50 €




#### Refills van 6 instrumenten HyFlex CM in NiTi

	19 mm	21 mm	25 mm	31 mm
25/0,08	60011048	-	-	-
15/0,04	-	60011049	60011065	60018284
20/0,04	-	60011050	60011066	60018285
25/0,04	-	60011052	60011067	60018286
30/0,04	-	60011053	60011068	60018287
35/0,04	-	60011054	60011069	-
40/0,04	-	60011055	60011070	60018288
45/0,04	-	60011056	60011071	-
50/0,04	-	60011057	60011072	60018289
60/0,04	-	60011058	60011073	60018290
20/0,06	-	60011059	60011074	60018291
25/0,06	-	60011060	60011075	-
20/0,06, X-tra spirales	-	60018699	60018700	60018701
25/0,06, X-tra spirales	-	60018702	60018703	60018704
30/0,06	-	60011061	60011076	60018292
35/0,06	-	60011062	60011077	-
40/0,06	-	60011063	60011078	60018293




### Stap per stap

De HyFlex CM-vijlen in NiTi kunnen herbruikt worden in de corono-apicale Crow-down, de seriële Step-back-techniek of met de single length technique, die wij aanbevelen (bij 500 tr/min, tot 2,5Ncm).



Van zodra de werklengte bereikt is, kan meteen overgegaan worden naar stap 4.




# MicroMega One RECI

Ontdek de nieuwe richtingen

## EEN UNIEKE RECIPROKERENDE VIJL.

- ✓ Snij-efficiëntie : gepatenteerde asymmetrische en variabele doorsnede.
- ✓ Veiligheid : weerstand tegen cyclische vermoeidheid.
- ✓ Flexibiliteit : respect voor de anatomie van het wortelkanaal dankzij de C.Wire warmtebehandeling.
- ✓ Minimaal-invasief : behoud van de peri-cervicale zone en het tandweefsel.



AANBOD ALLEEN GELDIG  
VIA UW COLTENE VERTEGENWOORDIGER

APRIL 2022

PRODUCT  
VAN DE MAAND



ROTATIESNELHEID  
300 - 400 tr/min



MAXIMUM TORQUE  
4 N.cm



RECIPROC HOEK  
170/60

## MicroMega One RECI

1 x B5 One RECI steriel, 5 stks/pack

~~56,67€~~ 37,78€

	L21 mm	L25 mm	L31 mm
B5 One RECI n20 4%	60029878	60029883	60029888
B5 One RECI n25 4%	60029879	60029884	60029889
B5 One RECI n25 6%	60029880	60029885	60029890
B5 One RECI n35 4%	60029881	60029886	60029891
B5 One RECI n45 4%	60029882	60029887	60029892
<b>B5 One RECI</b>			
Assortiment steriel			
1 x 20.04			
1 x 25.04	60029898	60029899	60029900
1 x 25.06			
1 x 35.04			
1 x 45.04			



Voor meer informatie betreffende onze MicroMega One RECI :  
bezoek onze website :  
[micro-mega.com/one-reci](http://micro-mega.com/one-reci)



Scan de QR-code voor het uploaden van een gedetailleerde lijst met referenties die u terugvindt op [channel.micro-mega.com](http://channel.micro-mega.com)

## MicroMega One RECI Guttapercha punten

21,40€

60 x Guttapercha punten  
One RECI

GP 20/.04 DB	60031551
GP 25/.04 DB	60031552
GP 35/.04 DB	60031553
GP 45/.04 DB	60031554
GP 25/.0~ DB	60031679

## MicroMega One RECI Papierpunten

21,40€

144 x Papierpunten  
One RECI

PP 20/.04 CP	60031746
PP 25/.04 CP	60031747
PP 35/.04 CP	60031748
PP 45/.04 CP	60031749
PP 25/.06 CP	60031750





# roeko

## GuttaFlow<sup>®</sup> bioseal

Niet alleen vullen, maar ook genezen.

### De eenvoudige weg naar wortelkanaalobturatie

- ✓ Koud vloeibaar twee-in-één-vulsysteem.
- ✓ Expansie – geen tijdsverslindende condensatie noodzakelijk.
- ✓ Adhesie aan guttaperchapunten en de dentinewand.
- ✓ Gebruik van extra sealants is overbodig.
- ✓ Uitstekende radiopaciteit.
- ✓ Goede afsluiting van het wortelkanaal.



#### Stap 1 (Directe bescherming)

Bescherming al tijdens het vullen, bijvoorbeeld, met bioactiviteit vanwege het mogelijke residuele vocht in het wortelkanaal



#### Stap 2 (Indirecte bescherming)

Regeneratieve bescherming tegen mogelijk binnendringend vocht, bijv. bij wortelkanaal fracturen



**Working time** : 5 min

**Curing** : 12 - 16 min

**Identieke en ideale consistentie** gedurende de ganse werktijd

### ROEKO GuttaFlow bioseal navulverpakking spuit

60019561	142 €
----------	-------

1 x 5 ml      Automix-spuit

### ROEKO GuttaFlow bioseal navulverpakking mengtips

60019562	32,17 €
----------	---------

24 x      Mengtips

### ROEKO GuttaFlow bioseal Standard Set

60019560	157 €
----------	-------


1 x 5 ml      Automix-spuit  
12 x      Mengtips  
1 x      Mengblok



# MicroMega REMOVER / HyFlex™ Remover

Het essentiële onderdeel voor uw herbehandeling

- ✓ Slechts één vijl nodig voor de verwijdering van afdichtingsmaterialen
- ✓ Respect voor de anatomie van het wortelkanaal
- ✓ Efficiënt zonder enig oplosmiddel
- ✓ Inactieve tip



**30 / 07**  
 Maximum torque : **2.5 N.cm**  
 Rotatiesnelheid : **400-800 rpm**  
 Thermische behandeling : **C.Wire**



ROTATIESNELHEID  
**400 - 800 tr/min**



MAXIMUM TORQUE  
**2.5 N.cm**



## MicroMega REMOVER

1 × B5 MicroMega REMOVER  
 n30/7% Classics, 5 Stks/pack

~~57,50 €~~ **43,13 €**

Formaat

19 mm	20952301
23 mm	20952311

## HyFlex REMOVER

1 × B5 HyFlex REMOVER  
 n30/7% Classics, 5 Stks/pack

~~57,50 €~~ **43,13 €**

Formaat

19 mm	60023649
23 mm	60023648

### MENING VAN SPECIALISTEN

★★★★★ 5

Een veilige en snelle verwijdering.

**Dr Nicolas Guernier**

★★★★★ 4,5

Vijl voor alle gebieden. Eenvoudig efficiënt en snel. Onmisbaar.

**Dr Fabien Ambert**

★★★★★ 5

Efficiënt. Veilig. Snel.

**Dr Davy Aubeux**

★★★★★ 5

Ongelooflijk efficiënt. Desobturatie is vaak heel complex in verschillende stappen maar wordt met gebruik van deze vijl bijna anekdotisch.

**Dr Michel Ardouin**

★★★★★ 4,5

Verwijdert in feite makkelijk en vlug de vullingsmaterialen.

**Dr Nicolas Gardon**



# MicroMega Dual Pex

Apex locator




- ✓ Veilige endobehandeling: controle over beweging, snelheid en torque.
- ✓ Perfecte opvolging tijdens de vormgeving.
- ✓ Beide type bewegingen: continue rotatie en reciproke beweging.
- ✓ 6 programmeerbare geheugenstanden, met aangepaste snelheid, richting en maximale torque.

## Apex locator Dual Pex

51300050      537 €

- 1 x Dual Pex apex locator + batterij
- 2 x Wanghaken (lipelektroden)
- 1 x Tester
- 2 x Lipclips
- 1 x Meetkabel
- 1 x Lader met adapters
- 1 x Meertalige instructies



# MicroMega Dual Move

Draadloze motor EMB



PERFECT

DUO



Oriënteer het hoekstuk op de perfecte positie voor een optimale zichtbaarheid



Controleer uw wortelkanaalpreparatie met visuele en auditieve zintuigen



Voor alle praktische niveaus, voor alle niti vijlen !



Houd controle over uw behandeling !

## Dual Move met continue rotatie + reciproke beweging

52002004      1 064 €

- 1 x Dual Move handstuk + batterij
- 1 x Houder voor handstuk
- 1 x Gegevensoverdrachtkabel
- 1 x Lader met adapters
- 1 x Endokopje
- 1 x Silicone hoesje
- 1 x Meertalige instructie

NIEUW :  
RECIPROKE  
BEWEGING  
BESCHIKBAAR

# AFFINIS<sup>®</sup>

## FAST

Nog steeds een van  
de snelste A-siliconen





Vier kenmerken onderscheiden het A-silicoon : AFFINIS van andere afdruckmaterialen met oppervlakte activatoren :

- ✓ Innovatieve oppervlakteaffiniteit.
- ✓ Geoptimaliseerde vloeibaarheid.
- ✓ Modellen van uitstekende kwaliteit.
- ✓ Eerste autoclaveerbare afdrukken.






### AFFINIS Putty

~~97€~~ 72,75€

2 x 300 ml Basis en catalysator  
2 x Lepel

Viscositeit

	Putty soft	6530
	Putty soft fast	6531
	Putty super soft	6535






### AFFINIS System 360

~~205€~~ 153,75€

2 x 380 ml Verpakking  
1 x Fixatie ring

Viscositeit

	Putty	6472
	Heavy Body	6487
	MonoBody	6482









### AFFINIS Klassiek of PRECIOUS

~~62€~~ 46,50€

2 x 50 ml  
12 x Universele mixingtips

Viscositeit


	Klassiek Light	6501
	Klassiek Light fast	6601
	Klassiek Regular	6511
	Klassiek Regular fast	6611
	PRECIOUS light	6775
	PRECIOUS regular	6776



# PRESIDENT

## The Original

Een kleine stap voor de tandarts  
Een grote stap voor de tandheelkunde



MonoBody



heavy body



putty



putty soft



Putty soft fast



putty super soft



Xtra light body



Light body



Regular body

### DE AFDRUKLEPELAFDRUKMATERIALEN VAN PRESIDENT

De afdrukmaterialen voor afdruklepels van PRESIDENT zijn overtuigend vanwege hun scheurweerstand, en hun hoge elasticiteit. Dankzij hun verwijdering zonder residu zijn ze precies en correct zelfs in zeer uitdagende situaties. PRESIDENT heavy body en MonoBody bevatten surfactants (tensio-actieve stoffen), zijn thixotrop en laten zich gemakkelijk onder druk zetten om het rebasingmateriaal in de mond gemakkelijk in de af te drukken zone te duwen. De afdruklepelaafdrukmaterialen van PRESIDENT zijn eenvoudig te mengen en bestaan in 3 finale hardheden aangepast aan de specifieke toepassing.

### DE REBASINGAFDRUKMATERIALEN VAN PRESIDENT

De afdrukmaterialen van PRESIDENT voor rebasing of registratie zijn stabiel, dit bij een perfecte vloeibaarheid onder druk voor een preciese registratie van alle randdetails. Bij de aanwezigheid van vocht treden additieven naar het oppervlak en verminderen de oppervlaktespanning om zo de bevochtigbaarheid van het af te drukken oppervlak te verbeteren.









### PRESIDENT The Original Gamma Putty

~~76€~~ 57€

2 × 300 ml Basis en catalysator  
2 × Lepel

Viscositeit

	Putty	60019942
	Putty soft	60019943
	Putty soft fast	60022166
	Putty super soft	60019944





### PRESIDENT The Original System 360

~~171€~~ 128,25€

2 × 380 ml  
1 × Fixatie ring

Viscositeit

	MonoBody	60019946
	Heavy body	60019948






### PRESIDENT The Original Gamma Light cartridge 50 ml

~~50€~~ 37,50€

2 × 50 ml  
12 × Universele mixingtips

Viscositeit

	Regular body	60019939
	Light body	60019938
	Xtra light body	60019937



# DIATECH® Speedster

## Het samengaan van kracht en precisie


De Speedster boren worden met spitstechnologie vervaardigd vanuit een blok submicronisch hardmetaal van hoge kwaliteit. Het precieze multi-axiale slijpproces maken de angulaties, de dieptes van de groefjes, de snijhoekjes en de afstelling van de snijbladen mogelijk om optimale geometrieën en snijkpermanties te realiseren.

Het computer gestuurde design (CAO) ligt aan de basis van de creatie van uniforme en concentrische monobloc hardmetaalboren. Ons gespecialiseerd controlesysteem garandeert dat elke Speedsterboor beantwoordt aan de superieure kwaliteitsnormen van COLTENE.

Geavanceerde modellen en agressieve snijhoeken resulteren in een aanbod aan instrumenten met concentrische snijrichting, die zachter en duurzamer zijn om snel materialen te bewerken zoals amalgaam, goud, porcelein, glazuur en ceramo-metalen legeringen.

DIATECH Speedster - kracht en precisie wanneer u het nodig heeft.

### INDICATIES



Preparatie van de caviteit

Verwijderen van oude obturaties

Doorklieven van kronen

Kroonpreparatie



### GEAVANCEERDE ONTWIKKELING VAN DUURZAAM CONCENTRISCH MONOBLOC HARDSTAAL

- ✓ Opvallende snijdoeltreffendheid vermindert de preparatietijd en de behandeltijd
- ✓ Permanent contactbehoud tussen snijblad en dentinoppervalk voor een zachtere preparatie.
- ✓ Minder trilling en ratelen.
- ✓ Behoud van de tandstructuur.
- ✓ Grotere weerstand tegen slijtage.
- ✓ Een lagere levensduur.



### DIATECH Speedster

S5.012 - Doos van 10 boren

237114AA

41 €

S5.012 - Zak van 100 boren

237214AA

274 €



MEERLAGIGE DIAMANTINSTRUMENTEN

# DIATECH<sup>®</sup> Diamond

Diamantboren vervaardigd met  
Zwitserse precisie.

De meerdere diamantlagen verzekeren een maximale en uniforme  
bedekking voor een snelle, vlotte en comfortabele preparatie.  
Enkel natuurlijke diamanten worden gebruikt die een superieure  
efficiëntie garanderen met een langere levensduur.


















DIATECH Diamond

Verpakking van 5 stuks diamantboren

~~31,90€~~ 15,95€



## DIATECH TOP 15

200758AA	GFGL-801-315-016-MLX	
200081AA	G801-314-012 ML	
200083AA	G801-314-014 ML	
200086AA	G801-314-016 ML	
200502AA	G859-314-010 F	
200505AA	G859-314-010 XF	
200004AA	G368-314-016 3,5F	
200015AA	G368-314-023 ML	
200445AA	G856-314-016 8MLX	
200448AA	G856-314-018 8MLX	
200050AA	G392-314-016 F	
200619AA	G878-314-014 ML	
200376AA	G850-314-016 MLX	
200174AA	G830-314-010 ML	
200177AA	G830-314-012 ML	

# roeko VacuSoft

Afzuigcanule met groot volume voor zachte en stille afzuiging

De trechtervormige geometrie van de tips optimaliseert de doorstroming, waardoor het geluidsniveau wordt verminderd en wordt voorkomen dat door de zwaartekracht veroorzaakte terugstroming van de opgezogen media - de zogenaamde reflux - in de mond van de patiënt plaatsvindt.

- ✓ Zachte tips zorgen voor zacht contact met het mondslimvlies
- ✓ Geluidsarme aspiratie zonder reflux
- ✓ Flexibele aanpassing aan de behandelings situatie en inspelen op de behoeften van speciale patiëntengroepen, bijvoorbeeld patiënten met dementie, kankerpatiënten, kinderen

## Navulling VacuSoft Base

60023550	18,50€
10 x	VacuSoft Base



## Introkit VacuSoft

60023549	24,17€
2 x	Base
5 x	Tips sensitive comfort
5 x	Tips comfort
5 x	Tips solid



## Navulling VacuSoft Embout x 50


41€
50 x VacuSoft Tips naar keuze

## Navulling VacuSoft Embout x 200

139€
200 x VacuSoft Tips naar keuze

	50 x	200 x
Blauwe tip sensitive comfort	60023551	60023556
Groene Tip comfort	60023552	60023557
Zwarte tip solid comfort	60023554	60023558



 sensitive comfort


Extra zachte tip die ideaal is voor aspiratie bij (druk) gevoelige patiënten.



 comfort

Een zachte tip voor aspiratie in niet-gecompliceerde behandelingscasussen.



 solid comfort

Stabiele tip te gebruiken in situaties waarbij meer weerstand nodig is zoals bij retractie.



# SciCan OPTIM<sup>®</sup> 1

 **1 MINUUT**  
CONTACTTIJD



## Reinigings- en ontsmettingsmiddel in één stap

Met een snelle, breed-spectrum contacttijd is het een van de meest effectieve reinigers ter wereld. En ontsmettingsmiddelen op de markt, en is bovendien effectief tegen het Coronavirus. Het voldoet aan de desinfectie-eisen van de Europese kiemdodende middelen. OPTIM1 is niet giftig en milieuvriendelijk.

- ✓ Virucidaal in **30 seconden** (EN 14476)
- ✓ Onontwikkelde virussen Adenovirus, Poliovirus, Murine Norovirus in slechts **30 seconden!**
- ✓ 30-seconden virucidale contacttijd versus 2019-nCoV (Coronavirus)
- ✓ Bacteriedodend in **1 minuut** (EN 1327, EN 16615)
- ✓ Tuberculocide in **1 minuut** (EN 14348)
- ✓ Fungicide & Levuricide in **1 minuut** (EN 13624; EN 16615)

### SciCan OPTIM 1 doekjes

OPTEU1-12W	97,33 €
------------	---------

12 x      Dispenserdoos  
× 160 doekjes



**ACTIEF TEGEN HET  
CORONAVIRUS**  
Scan de QR-code voor  
meer informatie





ONTDEK UW ASSISTENTE JENI !

# CanalPro™ Jeni

Digitaal assistentiesysteem  
voor wortelkanaalbehandeling

## CanalPro Jeni, complete set

60023659 | 3 327,75 €

- 1 x Besturingsapparaat
- 1 x Motor met apex meetcontact
- 1 x Volledig geïsoleerd hoekstuk 1:1
- 1 x Bluetooth-pedaal
- 1 x Stroomvoorziening
- 1 x Apex kabelset
- 1 x Apex kabelklem



## HEEFT U INTERESSE IN MEER INFORMATIE, EEN DEMONSTRATIE OF EEN WORKSHOP OVER...

HyFlex CM/EDM, BRILLIANT EverGlow, Fill-Up!, BRILLIANT COMPONEER, BioSonic,...

### AARZEL DAN NIET EN CONTACTEER ONS VIA MAIL:

**Regional Manager Benelux**  
Sabien.Baisier@coltene.com  
T +32(0)472 095 035

**Nederland**  
Neeltje.Drenth@coltene.com  
T +31(0) 64 320 40 60

**België - Vlaanderen**  
(NL) Carine.Bulte@coltene.com  
T +32 (0) 468 17 24 96

Niet contractuele documenten en foto's, prijzen mogen op ieder ogenblik aangepast worden zonder verwittiging.  
Bij een foutieve prijs behoudt COLTENE zich het recht deze prijs aan te passen. aanbiedingen geldig tot en met 30 juni 2022.  
Design : www.filigranestudio.fr. © COLTENE, Adobe Stock, Istockphoto.

**Coltene/Whaledent AG**  
Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten/Switzerland

T +41 71 757 53 00  
info.ch@coltene.com

 COLTENE.benelux  
www.coltene.com

 **COLTENE**