



EN PARTENARIAT AVEC  
**Geistlich**  
Blomaterials

**VENDREDI 7 OCTOBRE 2022**  
**DE 9H À 17H30**  
**FACULTÉ, MARSEILLE**

**PRÉ-CONGRÈS LE 6 OCTOBRE**  
**WORKSHOP DE 14H À 17H30**  
**EN PARTENARIAT AVEC GEISTLICH**



## LE 1<sup>ER</sup> SOMMET GUIDED BIOFILM THERAPY

La prévention est la clé de la santé bucco-dentaire à long terme.

Aujourd'hui, des thérapies modernes et des technologies innovantes sont disponibles pour assurer le succès de tous types de traitements : prophylactiques, carieux, orthodontiques, parodontaux, implantaires.

Lors de ce sommet GBT, des cliniciens de renom se réuniront pour échanger et partager avec vous leur expérience sur la prévention bucco-dentaire.

Cette journée très didactique sera également l'occasion :

- ▶ d'aborder l'organisation des séances de prévention et maintenance afin d'allier rentabilité et efficacité en fonction du niveau de risque de chaque patient.
- ▶ de mettre en accord vos pratiques avec les avancées technologiques en parodontie non chirurgicale.
- ▶ de découvrir un nouveau protocole : la Guided Biofilm Therapy qui se base sur des recommandations d'hygiène orale et de traitement professionnel du biofilm.

Une bouche saine pour un corps sain !



**INSCRIVEZ-VOUS**  
**EMS-DENTAL.COM/FR**



- BOLOGNE
- JORDANIE
- CRACOVIE
- LISBONNE
- LONDRES
- MADRID
- MARSEILLE
- MUNICH
- SEOUL
- SYDNEY
- TOKYO

**EMS**   
MAKE ME SMILE.

# LA STATION DE PROPHYLAXIE GBT



Grâce à un système indépendant d'acheminement de l'eau directement intégré dans le cart, cette station de prophylaxie vous permet d'intégrer la solution désinfectante de votre choix lors de vos traitements AIRFLOW® et PIEZON®.

- ▶ 2 réservoirs d'irrigant pour les traitements AIRFLOW® et PIEZON®.
- ▶ Compatible avec les solutions désinfectantes à base de :  
Hypochlorite de sodium, Peroxyde d'hydrogène, Chlorhexidine, Povidone iodé.
- ▶ Propre en 1 clic : nettoyage et désinfection intégrale des 2 lignes d'eau.
- ▶ Régulation de la température de l'irrigant jusqu'à 40°C.



**AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER**

**& AIRFLOW® STATION+**

**+ 1 KIT INTRODUCTION AIRFLOW® MAX**

**= 9 636 €HT** ~~10 295,60€~~

## PIÈCE À MAIN AIRFLOW® MAX

EFFICACITÉ MAX. CONFORT MAX. SÉCURITÉ MAX.

Avec un nouveau design comportant une sortie hexagonale, EMS crée un nouveau standard : la GUIDED LAMINAR AIRFLOW TECHNOLOGY®. Désormais, les particules de poudre AIRFLOW® PLUS se déplacent dans la buse de manière linéaire, sans turbulence, ce qui garantit une efficacité de traitement optimale et une réduction des microgouttelettes en aérosol.

Réf.: FT-229 | AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

Réf.: DW-048A | AIRFLOW® STATION+

Réf.: FS-475 | kit introduction AIRFLOW® MAX

1 pièce à main AF Max + 1 bouteille en aluminium de poudre AF Plus, 400g



# AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

UNE SOLUTION EFFICACE POUR LA PRÉVENTION DES CARIES,  
LA MAINTENANCE PARODONTALE, IMPLANTAIRE ET ORTHODONTIQUE.

GUIDED  
BIOFILM  
THERAPY®



## AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

+ 4 BOUTEILLES DE BACTERX® PRO

+ 1 INSTRUMENT PSR

+ 1 INSTRUMENT PSL

= 8 393€HT 8 732,90€

INCLUS :



**AIRFLOW® APPLICATION**  
1 pièce à main AIRFLOW® MAX  
1 canule d'aspiration avec miroir  
1 dispositif EasyClean  
1 filtre à eau et 1 filtre à air  
1 kit de maintenance



**PERIOFLOW® APPLICATION**  
1 pièce à main PERIOFLOW®  
10 busettes PERIOFLOW®  
1 Starter kit PIEZON® PI



**PIEZON® APPLICATION**  
1 pièce à main PIEZON® LED  
3 instruments PIEZON® PS  
4 guides lumière

AINSI QUE :

- ▶ 2 chambres à poudre PLUS et CLASSIC
- ▶ 1 réservoir PIEZON®
- ▶ 1 réservoir NIGHT CLEANER + recharge de 800 ml
- ▶ 1 pédale sans fil avec mode « Boost »

- ▶ 1 accessoire Clip+Clean
- ▶ 1 Biofilm Discloser
- ▶ 3 bouteilles en aluminium de 400g de poudre AIRFLOW® PLUS
- ▶ 1 flacon de poudre AIRFLOW® CLASSIC

## BACTERX® PRO

SOLUTION MODERNE DE BAIN DE BOUCHE ANTIMICROBIEN

- ▶ Réduit la charge bactérienne et virale dans les aérosols
- ▶ Combat le biofilm oral et prévient l'apparition des caries
- ▶ Contribue à la santé bucco-dentaire et à la fraîcheur de l'haleine
- ▶ Goût agréable
- ▶ Sans alcool

\*CPC - Chlorure de cétypyridinium / CHX - Digluconate de chlorhexidine



NOUVELLE  
FORMULE  
CPC + CHX\*

Réf.: FT-229 | AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER  
Réf.: DV-114/A | 1 carton de 4 bouteilles de 1l de BacterX Pro sans alcool  
Réf.: FS-461 | 1 instrument PIEZON® PSR & 1 instrument PIEZON® PSL

# GAMME AIRFLOW®

## AIRFLOW® HANDY 3.0 PREMIUM

### AÉROPOLISSEUR POUR TOUS LES TRAITEMENTS SOUS ET SUPRA-GINGIVAUX SUR DENTS NATURELLES ET IMPLANTS

- ▶ Bien équilibré et étonnamment léger pour une utilisation confortable
- ▶ Design fin pour un confort de travail accru et une vue optimale de la zone à traiter
- ▶ Pivotement des pièces à main à 360° facile, ergonomique et sans effort
- ▶ S'utilise avec la poudre AIRFLOW® Plus



### AIRFLOW® HANDY 3.0 PREMIUM

+ 4 BOUTEILLES DE BACTERX® PRO

+ 1 FLACON DE BIOFILM DISCLOSER

= 1 758<sup>€HT</sup> ~~1 868,90€~~

### AIRFLOW® PLUS

INVASIVITÉ MINIMALE.  
PRÉVENTION MAXIMALE.  
CONFORT OPTIMAL.

- ▶ Elimine le biofilm, le tartre néo-formé et les colorations
- ▶ Efficace en supra et sous-gingival sur dents naturelles et implants
- ▶ Faible granulométrie : 14 µm
- ▶ Bouteille en aluminium garantissant un stockage sans humidité
- ▶ Contenance : 400g

Réf.: DV-158 | 1 flacon de Biofilm Discloser

Réf.: DV-114/A | 1 carton de 4 bouteilles de 1l de BacterX Pro sans alcool

Réf.: FT-225#adaptateur | AIRFLOW® Handy 3.0 Premium Adaptateurs disponibles : KaVo, W&H, Sirona, Bien-Air, NSK, Castellini, Midwest

“Je suis *aussi*  
une bouteille  
d'eau”

