



# DENTA OnLineStore




**1 MEI - 16 SEPTEMBER 2022** [www.denta.be](http://www.denta.be) Online winkelen , eenvoudig en goedkoop !

## Afdruk - Reinigen, smeren en steriliseren - Special



**Van 5% tot 50% of meer  
online-korting op onze prijzen,  
hoeveelheidskortingen  
en Package Deals !**





Science.  
Applied to Life.™

## 3M<sup>SM</sup> Health Care Academy

# Afdrukken met Impregum™ Penta™ Super Quick polyether afdrukmetaal.

Casus door: Sietske Temminghoff o.l.v. Bart Jansen, ACTA universiteit

### Klinische ervaring

Impregum Penta Super Quick polyether afdrukmetaal heb ik gebruikt voor het afdrukken van een onlay voor de 16. Het afdrukmetaal vond ik het prettig werken. Een groot voordeel is dat je het Impregum Super Quick light body afdrukmetaal tot 12 uur vooraf klaar kunt leggen en dat het metaal pas gemengd wordt bij het aanbrengen. Zo had ik het gevoel dat ik rustiger kon werken. Mijn assistent hoefde zich dan ook alleen bezig te houden met het vullen van de lepel, waardoor er minder handelingen zijn dan wanneer ook nog het spuitje gevuld moet worden.


Zelf vond ik het prettig dat het metaal binnen twee minuten uitgehard was. Ik had ook het idee dat je met het light body afdrukmetaal makkelijker en zonder luchtballen de outline in de afdruk naar voren kunt brengen. De uitgeharde afdruk uit de mond halen is, net als voorheen met ander polyether metaal, een hele klus. Mijn outline lag supragingivaal. Voor de vorm heb ik mesiaal wel een retractiedraad aangebracht, maar dit was niet echt nodig. Distaal kreeg ik sowieso geen retractiedraad in de sulcus, dus die was afwezig op de foto.



1  
Preparatie



2  
Retractie



3  
Afdruk

### Patiënt ervaring

De ervaring met het metaal was prettig wat betreft geur en smaak. De patiënt had na het nemen van de afdruk een blauwe plek en rode bloeduitstortinkjes, welke bij eerder afdrukken met alleen heavy body afdrukmetaal ook aanwezig waren. Door de intrinsieke hydrofiliteit van het metaal omsluit het de tanden vrij nauw, waardoor de afdruk niet gemakkelijk uit de mond te nemen was.

### Gebruikt materiaal

Impregum Penta Super Quick polyether afdrukmetaal is bijzonder geschikt voor accuraat en gedetailleerd afdrukken bij enkelvoudige casussen. Het metaal combineert het betrouwbare resultaat van polyether met de snelheid van VPS en heeft een frisse smaak. Ook diepe marges en een vochtige omgeving vormen door de intrinsieke hydrofiliteit geen obstakel om een goede afdruk te maken. Na maximaal 2 minuten uithardingsstijd heeft u de perfect afdruk in handen. In deze casus is gekozen voor de 1-staps techniek met Impregum Super Quick light body in 3M Intra Orale spuitjes, welke tot 12 uur van tevoren gevuld kunnen worden met het light body metaal.



Afdruk **3M** geniet van de **ONLINE-korting** op onze prijs !

## 3M Impregum Penta

PACKAGE DEAL PD0005

2 Refills

3M™ Impregum™ Penta™

(bv. 31644, 31730, 31764, 31740,  
31768, 69385 of 69406)

Promo  
**169,00**



+

1 Refill aan 1 euro !

3M™ Penta™  
Mengtips

(50 stuks, 77949)

(Waarde 50,75)



TOT  
**-41%**

### Opmerking:

Alleen het gebruik van de originele 3M mengtips garandeert een soepel en veilig mengproces en een uitstekende mengkwaliteit.



PACKAGE DEAL PD0072

8 Refills

3M™ Impregum™ Penta™

(bv. 31644, 31730, 31764, 31740,  
31768, 69385 of 69406)

Promo  
**169,00**



+

1 Pentamix 3

A32639 (Waarde 952,88)

aan 1 euro!

TOT  
**-55%**

Automatisch mengapparaat  
Snelste mengapparaat ter wereld  
Moeiteloos cartridges en mengtips vervangen  
Afmetingen standby: L 28,3 x B 22,5 x H 28 cm  
Gewicht 9,8 kg



2 Refills

Astringent Retraction Paste + 1 Restorative Capsules  
Dispenser

(A37062) 25 stuks

Promo  
**49,50**



A29728 (Waarde 48,56)

aan 1 euro!



**-57%**

### Pentamix 3

A32639 Automatisch mengapparaat, snelste mengapparaat ter wereld.  
Moeiteloos cartridges en mengtips vervangen.  
Afmetingen standby: L 28,3 x B 22,5 x H 28 cm. Gewicht 9,8 kg

Garantie: 2 jaar Adviesprijs: 952,88



STUNTPRIJS  
**675,00**

Afdruk **Cavex** geniet van de **ONLINE-korting** op onze prijs !

# CAVEX ALGINATE MIXER 3

V43072 **Alginate Mixer 3** + 10 x 500 g Cavex algiinaat  
+ 10 x 500 g CA 37NS of  
+ 10 x 500 g Impressional NS of  
+ 10 x 500 g Colorchange of  
+ 10 x 500 g Orthotrace of  
+ 10 x 500 g Cream

Garantie: 1 jaar

Adviesprijs: 1295,00

Promo

**1225,00**

-  
De Cavex Alginate Mixer 3 is het ideale apparaat om een homogene algiinaat mix te creëren, wat leidt tot de perfecte algiinaatafdruk.

## GA OOK VOOR DE PERFECTE AFDRUK!

- Eenvoudige en intuïtieve bediening
- Onderhoudsvrij dankzij verbeterde technologie
- Vier verschillende programma's



## YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

Probeer het toestel uit in uw praktijk  
zonder aankoopverplichting !  
Reserveer op **03 450 93 20** of via  
[verkoop@denta.be](mailto:verkoop@denta.be)

**CAVEX**

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | [cavex.nl](http://cavex.nl)

# Afdruk Cavex geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## Afdruk - Alginaten

- A00780 **Colorchange** 500 g  
 A00680 **CA 37 normal set dustfree** 500 g  
 A00693 **CA 37 fast set dustfree** 500 g  
 A00692 **Impressional normal** 500 g  
 A00691 **Impressional fast** 500 g

Adviesprijs: 12,34



A28998 **Orthotrace** 500 g

Adviesprijs: 12,34

Promo  
**8,55**

- A39449 **Cream Normal Set** 500 g  
 A41735 **Cream Fast Set** 500 g

Adviesprijs: 12,34

Promo  
**8,55**

Promo  
**8,55**



## Alginate Mixer II + 10 x 500 g Cavex alginat

- V30968 **Alginate mixer II**  
 + 10 x 500 g CA 37NS of  
 + 10 x 500 g Impressional NS of  
 + 10 x 500 g Colorchange of  
 + 10 x 500 g Orthotrace of  
 + 10 x 500 g Cream

Garantie: 1 jaar

Adviesprijs:  
1095,00

Promo  
**999,00**



## Cavex ScanSpray

A42646 200 ml  
 For a super detailed digital scan of the impression.

Adviesprijs:  
25,00

Promo  
**23,75**



## CAVEX mengspatel - metaal

A33493



Prijs  
**9,40**

## VacuFormer Instant Stone

A34192 72 sets

Adviesprijs:  
199,00

Promo  
**165,30**



## GreenClean alginaatverwijderaar

A00776 1 kg

Adviesprijs:  
23,50

Promo  
**18,90**



After 30 minutes take the tray out and rinse under the tab

## SiliconA bite

A37611 2 x 50 ml  
 Adviesprijs: 38,00

Promo  
**36,10**



## Modelleer was Set Up

V39447 23 platen  
 Extra Hard, Hard, Regular of Soft

Adviesprijs:  
8,40

Promo  
**6,75**



## Modelleer was Set Up

V35449 2500 g  
 Extra Hard, Hard, Regular of Soft

Adviesprijs:  
37,20

Promo  
**32,40**



## Cavex Alginate Adhesive

A28377 2 x 14 ml

Adviesprijs:  
16,60

Promo  
**14,25**



## Cavex Outline afdrukpasta

A11944 200 g

Adviesprijs:  
18,50

Promo  
**13,30**



### Cavex VacuFormer Starterkit

A34191 VacuFormer toestel, schaar, 6 base trays,  
12 Mouth Protector trays clear 3,8 mm,  
25 Splint+ trays 1 mm, 25 Bleach trays 1 mm  
Garantie: 1 jaar Adviesprijs: 582,00



Promo  
**495,00**

**CAVEX**

Workshop pagina 28

### VacuFormer toebehoren

#### Cavex Mouth Protector


De Mouthguard dieptrekplaten van Cavex zijn professionele platen van 3,8 mm met dubbele laag of 5 mm met driedubbele laag, met een gecombineerde harde en zachte laag.

##### Cavex Mouth Protectors (3,8mm)

V36427

Kleur	Artikelnr.	Aantal
Rood/wit/blauw	VT020	12 st
Transparant	VT036	12 st

Promo: **49,50**



##### Cavex Mouth Protectors X-Pro (5mm)

V36302

Kleur	Artikelnr.	Aantal
Groen	VT031	12 st
Transparant	VT033	12 st

Promo: **58,50**

##### Cavex Mouth Protectors Multi Color (4mm)

V40611

Kleur	Artikelnr.	Aantal
Pretty Pink	VT037	6 st
FreeStyle	VT038	6 st
Splash	VT039	6 st

Promo: **36,00**



Professionele mondbeschermers met twee gekoppelde lagen zacht EVA. Het materiaal biedt een uitstekende treksterkte.



#### Cavex Splint

Cavex Splintplaten zijn vervaardigd van een transparant, onbuigzaam materiaal dat bij uitstek geschikt is voor splints, bleeklepels, orthodontische splints etc.

A34317 Cavex Splint (0,6mm) Promo: **25,20**

Kleur	Artikelnr.	Aantal
transparant (0,6mm)	VT021	50 st



##### Cavex Splint X-heavy (1,5mm)

A36336

Kleur	Artikelnr.	Aantal
transparant	VT026	25 st

Promo: **25,20**

A41590 Cavex Splint + (1,0mm) Promo: **24,30**

Kleur	Artikelnr.	Aantal
transparant (1,0mm)	VT028	25 st

#### Cavex Bleach

Cavex Bleekplaten zijn vervaardigd van zacht/helder materiaal, dat zich gemakkelijk laat snijden, wat resulteert in een perfecte afwerking. Het zachte materiaal is bijzonder aangenaam voor het gingivaweefsel en is daarmee ideaal voor de productie van bleeklepels.

##### Cavex Bleach (1,0mm)

A34301

Kleur	Artikelnr.	Aantal
transparant	VT022	25 st

Promo: **28,80**



##### Cavex Bleach heavy (1,5mm)

A36442

Kleur	Artikelnr.	Aantal
transparant	VT030	25 st

Promo: **22,95**

#### Cavex Bruxism

Cavex Bruxismeplaten zijn hard en kristalhelder. De dikte bedraagt 2 mm. Dit is de perfecte plaat voor de behandeling van bruxisme en deze draagt bij aan voorkoming van slijtage van de elementen.

##### Cavex Bruxism (2,0mm)

A35766

Kleur	Artikelnr.	Aantal
transparant	VT027	25 st

Promo: **28,80**



#### CAVEX BITE & WHITE SPACER

VT029

A43960 2 x 1 ml + 5 tips



Promo: **14,25**

Afdruk **Cavex** geniet van de **ONLINE-korting** op onze prijs !

PREMIUM ALGINATE SYSTEM

# CAVEX IMPRESAFE

-  
Desinfecteersysteem voor  
alginaat-, siliconen- en  
polyetherafdrukken.

Doodt in slechts 3 minuten 99,99%  
van alle bacteriën, schimmels en  
virussen incl. het coronavirus.

De Cavex ImpreSafe starterkit bestaat uit:

- 1 liter Cavex ImpreSafe\*,  
voor 33 liter desinfecterende vloeistof
- Desinfecteercontainer met uitlektray
- Cavex timer
- 50 beschrijfbare sluitzakjes

\* ook los verkrijgbaar

**ImpreSafe starter kit**

A33468

- 1 Impresafe Container
- 1 Impresafe 1 liter
- toebehoren

Adviesprijs: 86,50

Promo

**65,50**



**32% korting**

## Package Deal PD0060

Koop A33468 ImpreSafe starter kit  
aan **promo prijs** (65,50)

en koop **Cavex Cream Alginate NS** of **FS**  
(500 g) aan **1,00 euro**



# YOUR IMPRESSION IS OUR SPECIALTY

A33469 Refill 1 l

Adviesprijs: 74,68

Promo

**59,40**

**CAVEX**

# Afdruk **Clan Border-Lock** geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## Autoclaveerbare afdruklepel onderkaak onbetand

V00580 21, 22, 23, 24 of 25

per stuk



Adviesprijs: 15,40

Promo  
**13,90**

## Autoclaveerbare afdruklepel onderkaak betand

V00571 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 of 58

per stuk



Adviesprijs: 16,00

Promo  
**14,40**

## Autoclaveerbare afdruklepel bovenkaak onbetand

V00585 31, 32, 33, 34 of 35

per stuk



Adviesprijs: 15,40

Promo  
**13,90**

## Autoclaveerbare afdruklepel bovenkaak betand

V00563 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 of 49

per stuk



Adviesprijs: 16,00

Promo  
**14,40**

### BORDER-LOCK

Vervormbare disposable  
afdruklepels :  
[www.denta.be](http://www.denta.be)



### A-Border-Lock adhesief

A29374 10 ml



Adviesprijs: 27,60

Promo  
**22,80**

### Autoclaveerbare afdruklepel assortimenten betand

A00562 **Onderkaak betand**

8 x onderkaak betand nrs 51-58

1 x opbergdoos, 1 x passer, 1 x maatsjabloon

Promo  
**149,00**

Adviesprijs: 172,00

A00561 **Bovenkaak betand**

10 x bovenkaak betand nrs 42-49

1 x opbergdoos, 1 x passer, 1 x maatsjabloon

Promo  
**184,00**

Adviesprijs: 204,20



# Afdruk **TransForm** geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !



BESCHIKBAAR IN 3 KLEURGECEDEERDE MATEN  
ZOWEL EDENTAAT ALS DENTAAT.

Verpakking:  
**12 stuks**

Betand V40122

No. 6 Small  
Upper Dentate



No. 4 Medium  
Upper Dentate



No. 2 Large  
Upper Dentate



Onbetand V40122

No. 12 Small  
Upper Edentulous



No. 10 Medium  
Upper Edentulous



No. 8 Large  
Upper Edentulous



### A40122-ASSBT

Betand assortiment  
2 x bovenlepels  
large, medium en small  
2 x onderlepels  
large, medium en small

### A40122-ASSTL

Onbetand assortiment  
2 x bovenlepels  
large, medium en small  
2 x onderlepels  
large, medium en small

No. 5 Small  
Lower Dentate



No. 3 Medium  
Lower Dentate



No. 1 Large  
Lower Dentate




No. 11 Small  
Lower Edentulous



No. 9 Medium  
Lower Edentulous



No. 7 Large  
Lower Edentulous



**10% korting**

Promo

**8,20**

V40122 Verpakking 12 stuks

Prijs: 6,95

**14% korting**

Per 5 / stuk

**5,95**



# Afdruk **Omnicolor** geniet van de **ONLINE**-korting op onze prijs !



## Alginat

A36176  
Pak 500 g stofvrij  
Adviesprijs 8,90

Per 20 / stuk

**6,98**

Per 40 / stuk

**6,48**



## Omnicolor

A36177  
Pak 500 g  
Adviesprijs 8,90

Per 20 / stuk

**6,98**

Per 40 / stuk

**6,48**



## Roze alginat

A36178 Pak 500 g  
normaalhardend  
Adviesprijs 8,90

Per 20 / stuk

**6,98**

Per 40 / stuk

**6,48**

A36179 Pak 500 g  
snelhardend  
Adviesprijs 8,90

A36288  
Maatbestek  
Adviesprijs 1,50



## Afdruklepels volgens Ehricke

5 modellen voor zowel de boven- (BO 0-4) en de onderkaak (BU0-4) Solide en vormvast roestvrij staal. Geperforeerd voor goede houvast van het afdruk materiaal. De afgeronde kanten garanderen een atraumatische afdruk. Langs electrolytische weg gepolijst waardoor zeer corrosiebestendig. Geschikt voor autoclaaf, thermodesinfector en ultrasoon reiniging. De richtlijnen van de fabrikant dienen nauwkeurig opgevolgd te worden).  
Adviesprijs: 10,19

Per 10 / stuk

**8,99**

### Bovenkaak V36180



### Onderkaak V36180



## Afdruklepels

OMNIDENT afdruklepels hebben een uitstekende retentie met het afdruk materiaal door de rondom doorlopende rand. 18/8 edelstaal. Kunnen zonder adhesief gebruikt worden.  
Adviesprijs: 10,19

Per 10 / stuk

**8,99**

### Bovenkaak V36181



### Onderkaak V36181



# Afdruk: geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## Miratray Hager & Werken

V00045

50 stuks

bovenkaak  
breed S-3, medium S-2, smal S-1  
onderkaak  
breed I-3, medium I-2, smal I-1



Adviesprijs: 22,50

Promo  
**16,20**

## Miratray Implant Hager & Werken

V35667

6 stuks

lower I1 small , lower I2 medium, lower I3 large,  
upper S1 small, upper S2 medium of upper S3 large



Adviesprijs: 35,65

Promo  
**29,70**

## Miratray adhesive spray Hager & Werken

A00622

200 ml



Adviesprijs: 13,80

Promo  
**11,25**

## Orange Solvent Liquid Hager & Werken

A10189

250 ml



Adviesprijs: 10,45

Promo  
**9,80**

## Miratray 3 IN 1 Hager & Werken

V34906 Miratray 3 IN 1

Posterior groen (36 stuks) , Quadrant geel (36 stuks), Anterior paars (32 stuks),  
Full Arch blauw (28 stuks)



Adviesprijs: 36,50

Promo  
**33,25**

## Spacer Trays Coe - GC

V00039 12 stuks

1D boven large      20D onder large      30D partiel large  
4D boven medium    21D onder medium    31D partiel medium  
7D boven small      22D onder small      32D partiel small



Adviesprijs: 15,54

Promo  
**10,45**

## Vaseline Covidien

A37561

97,5 ml



Promo  
**2,50**

Adviesprijs: 2,99

## Occluspray Omnident

A42346 75 ml, groen

Adviesprijs:  
9,70

Per 6 / stuk  
**9,15**

Per 12 / stuk  
**8,65**




## Impression Tray 3M

V00554 10 stuks

Upper of lower  
Small, medium of large

Adviesprijs: 18,08

Promo  
**14,40**



## Impregum F Katalysator 3M

A11619

15 ml



Promo  
**12,50**

Adviesprijs: 15,39

## Pressure Spot Indicator Coltene

A10486 55 ml base + 20 ml catalyst



Promo  
**34,20**

Adviesprijs: 47,40

# Afdruk Dürr / Dentsply geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## MD 520 Afdruk-desinfectie Dürr

A21096 2,5 l

Alcoholvrije gebruiksooplossing voor het efficiënt en materiaalvriendelijk desinfecteren en reinigen van afdrukken, prothesen, enz.

Promo  
**31,35**

Adviesprijs :  
42,50



## HYGOBOX met blauwe zeefinzet Dürr

A21117 Stevige, duurzame transport- en desinfectiedoos met een volume van 3 liter

Promo  
**54,90**

Adviesprijs :  
78,30



## Aquasil Ultra+ 50mL Cartridge 4-pack refills Dentsply

4 x 50 mL + 12 mixing tips

V41760 Aquasil Ultra+ XLV Fast Set, Aquasil Ultra+ XLV Regular Set, Aquasil Ultra+ LV Fast Set, Aquasil Ultra+ LV Regular Set, Aquasil Ultra+ XLV Extended Set

Adviesprijs: 130,34

Promo: **114,80**

V41765 Aquasil Ultra+ Medium Fast Set, Aquasil Ultra+ Medium Regular Set, Aquasil Ultra+ Heavy Fast Set, Aquasil Ultra+ Heavy Regular Set, Aquasil Ultra+ Heavy Extended Set

Adviesprijs: 120,92

Promo: **109,90**



## Digit Power Dispenser complete kit Dentsply

V41759 White of mint green

- 1 handpiece, 1 charging base,
- 1 power cord with power blades
- 3 cartridge caps, 50 disposable barrie
- 1 manual and quick start guide

**50% korting**

Zolang de voorraad strekt !

Adviesprijs :  
799,00

STUNTPRIJS

**399,50**



## Aquasil Ultra+ DECA Cartridge Standard Packs Dentsply

2 x 380 mL + mixing tips

V41771

Aquasil Ultra+ Deca Medium Fast Set, Aquasil Ultra+ Deca Medium Regular Set, Aquasil Ultra+ Deca Heavy Fast Set, Aquasil Ultra+ Deca Heavy Regular Set, Aquasil Ultra+ Deca Heavy Extended Set

Adviesprijs :  
241,69

Promo

**184,50**



## Beetregistratie Dentsply

### Aquasil Bite

A31731 2 x 50 ml + 12 tips

Adviesprijs:  
59,89

Promo

**44,65**



## Aquasil Ultra+ Hand Mix Putty Refills Dentsply

450 mL base jar + 450 mL catalyst jar , 2 measuring spoons

V41776

Aquasil Ultra+ Hand Mix Soft Putty Fast Set, Aquasil Ultra+ Hand Mix Firm Putty Regular Set

Adviesprijs :  
142,73

Promo

**109,80**



## Alginaten Dentsply

### Blueprint Xcreme (Cremix)

A00750 500 g

Adviesprijs:  
13,53

Per 12 / stuk  
+ box  
**9,50**



## Fix adhesive Dentsply

A11799 Vloeistof 30 ml

A11798 Spray 200 ml

Adviesprijs :  
20,42

Promo

**15,20**

Adviesprijs :  
20,40

Promo

**15,20**



# Afdruk: geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## Aquasil Putty Dentsply

V29000 Soft RS of Fast

900 ml

Adviesprijs:  
147,05

Promo  
**97,20**



## Affinis Putty Coltene

V27810 Soft, Soft Fast, Super Soft

2 x 300 ml

Adviesprijs:  
96,49

Promo  
**55,80**



## Flexitime Kulzer

A11907 Easy Putty

2 x 300 ml

Adviesprijs:  
109,00

Promo  
**69,30**



V11908 Heavy Tray, Monophase, Light Flow, Medium Flow, Correct Flow  
2 x 50 ml +12 tips



Adviesprijs:  
63,20

Promo  
**37,80**

## Provil Novo Putty Kulzer

V11417 Regular, Soft Regular, Fast, Soft Fast

2 x 450 ml

Adviesprijs:  
120,25

Promo  
**71,25**



## Speedex Coltene

V26550 Light Body of Medium Body

140 ml

Adviesprijs:  
15,06

Promo  
**10,75**



## Afdruk A-Siliconen Ivoclar Vivadent

V39460 Virtual Heavy Body Fast Set, Virtual Light Body Fast Set 2 x 50 ml

A39462 Virtual Putty Fast Set 2 x 300 ml



Adviesprijs:  
45,10

Promo  
**34,20**



Promo  
**70,30**

Adviesprijs: 78,30

## Affinis Precious Coltene

V32590 Light Body of Regular Body 2 x 50 ml + 12 tips

Adviesprijs:  
61,38

Promo  
**34,20**



## Affinis Coltene

V27720 2 x 75 ml + 8 mixing tips  
HeavyBody, Fast Heavy Body of Mono Body

Promo  
**35,10**

Adviesprijs:  
51,77



V27811 2 x 50 ml + 12 mixing tips  
Light Body, Fast Light Body,  
Regular Body of Fast Regular Body

Promo  
**34,20**

Adviesprijs:  
61,38



# Afdruk: geniet van de ONLINE-korting op onze prijs!

## Imprint 4 Tray materialen 3M

V37598 2 x 60 ml + 2 x 300 ml

Imprint 4 Penta Heavy  
Imprint 4 Penta Super Quick Heavy  
Imprint 4 Penta Putty

Promo  
**119,70**

Adviesprijs:  
164,41



## Imprint 4 Wash materialen 3M

V38111 4 x 50 ml

Imprint 4 Super Quick Ultra-Light  
Imprint 4 Light  
Imprint 4 Super Quick Light  
Imprint 4 Regular  
Imprint 4 Super Quick Regular

Promo  
**84,60**

Adviesprijs:  
109,80



## Polyether adhesie 3M

A42189 Polyether Contact Tray Adhesive (blue) ref.6940 17 ml

A11620 Polyether adhesive (red) ref.69408 17 ml



Promo  
**17,10**

Adviesprijs:  
22,84

## Fit Checker Advanced cartridge GC

V37647 Wit of blauw  
- 2 cartridges van 48 ml,  
- 3 roze mengtips  
- 3 gele mengtips

Adviesprijs:  
78,97

Promo  
**55,80**



## Fit Checker Advanced 1-1 pkg wit GC

A37855 - 1 basispasta 42 ml, 1 catalysator 42 ml, 1 retarder 3 g, 1 mengblok

Adviesprijs:  
69,93

Promo  
**49,50**



## ISO Functional Sticks GC

A11945

15 stuks

Adviesprijs:  
38,62

Promo  
**26,60**



## Exaclear Cartridges GC

A42499 2 x 51 g



Adviesprijs:  
69,00

Promo  
**59,85**

## Exaflex GC

A11937 Exaflex Regular

2 x 74 ml

A11936 Exaflex Injection

2 x 74 ml



Adviesprijs:  
51,61

Promo  
**30,60**

A11935 Exaflex Putty

2 x 278 ml



Adviesprijs:  
131,24

Promo  
**75,60**

## Orthodontic Tray Wax Wit Coltene

A09859

48 stuks

Adviesprijs:  
25,34

Promo  
**16,65**



## Wax Sticks Scented Coltene

A09649

48 stuks

Adviesprijs:  
25,58

Promo  
**23,13**



## Futar D Kettenbach

V11556 Normal, Fast Normal, Slow Normal  
2 x 50 ml + 6 mengtips

Adviesprijs:  
51,40

Promo  
**36,90**



# Afdruk **Kulzer** geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## Alginaten

A00792 **XantALGIN Crono** 500 g  
 A00689 **XantALGIN Select** 500 g  
 A00592 **ALGINoplast Fast Set** 500 g

Promo  
**9,50**



## A-Siliconen

**Flexitime Dynamix** 2 x 380 ml + 2 Tips + 1 Fixation Ring  
 V32299 **Putty, Heavy Tray, Monophase**



Adviesprijs:  
 190,00

Promo  
**119,70**

## A-Siliconen

**Provil Novo M CD 2**  
 V11585 Regular Set, Fast Set 2 x 50 ml

Adviesprijs: 63,30

Promo  
**36,10**



## C-Siliconen

**Xantopren Activator**  
 A11122 Vloeibaar 25 ml  
 A11123 Pasta 60 ml



Adviesprijs: 28,40

Promo  
**17,91**

## C-Siliconen

**Optosil P Plus & Comfort**  
 V11157 Optosil P Plus, Optosil Comfort 900 ml



Adviesprijs: 51,75

Promo  
**29,75**

## C-Siliconen

**Xantopren Comfort L / M CD**  
 V11205 Xantopren Comfort Light CD,  
 Xantopren Comfort Medium CD 2 x 50 ml



Adviesprijs: 41,60

Promo  
**31,50**

## C-Siliconen

**Universal Adhesive**  
 A11124 10 ml



Adviesprijs: 21,60

Promo  
**14,45**

## C-Siliconen

**Xantopren**  
 A11145 H Groen\* 140 ml  
 A11142 L Blauw\* 140 ml  
 A11140 M Mucosa\* 140 ml  
 A11146 VL Plus 140 ml



Promo  
**23,80**

Per 4 / stuk  
**19,55**  
 \*+ 2 mengblokken

# Afdruk **Voco** geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## Precisie-afdrukmateriaal A-silicone , VPS

A41233 **V-Posil Starterset Putty Fast / Light Fast**  
 - 2 x 450 ml V-Posil Putty Fast  
 - 2 x 50 ml V-Posil Light Fast  
 - 6 x mengtips en intra orale tips  
 Adviesprijs: 136,00

Promo  
**113,90**

V41215  
**V-Posil starter set Mono Fast / Light Fast**  
 - 2 x 380 ml Mono Fast  
 - 2 x 50 ml Light Fast  
 - 6 x mengtips en intra orale tips

**V-Posil starter set Heavy Soft Fast / Light Fast**  
 - 2 x 380 ml V-Posil Putty Soft Fast  
 - 2 x 50 ml V-Posil Light Fast  
 - 6 x mengtips en intra orale tips

Promo  
**174,90**

Adviesprijs:  
 228,00




V41230 2 x 50 ml  
**V-Posil Heavy Soft Fast**  
**V-Posil Light Fast**  
**V-Posil X-Light Fast**  
**V-Posil Mono Fast**

Adviesprijs:  
 51,70

Promo  
**41,40**

**Nieuw**



### Omnident mengtips V36210

100 % compatibel door de Omnident kwaliteit.

① A36210GE11 Geel 1:1

② A36210BK11 Blauw kort 1:1

③ A36210W11 Wit 1:1

④ A36210BL11 Blauw lang 1:1

⑤ A36210GR11 Groen 1:1

⑥ A36210R11 Roze 1:1

Verp. met 50 stuks 31,50 €

Vanaf 5 verp. 22,90 €

⑦ A36210G41 Geel 4:1 / 10:1

⑧ A36210B41 Blauw 4:1 / 10:1

Verp. met 50 stuks 31,50 €

Vanaf 5 verp. 22,90 €

⑨ A36211

Dynamik mengers, verp. met 50 stuks 49,90 €



### Intra-orale tips V36212

Intra-orale tips voor Omnident mengcanules.

A36212GE Geel ① - ⑦

A36212TR Transparant ③ - ⑤ - ⑥

Verp. met 100 stuks 18,90 €

Vanaf 2 verp. 17,90 €



Hier vindt u de passende

## OMNIDENT mengtips

voor uw favoriete afdruk materiaal

### Coltène

- Affinis light body ①
- Affinis regular body ①
- Affinis heavy body ⑤
- Cool Temp ④

### Dentsply

- Aquasil LV/ULV ①

### 3M

- Dimension Garant L ①
- Dimension Garant L Quick ①
- Impregum Garant L DuoSoft ③
- Imprint Bite ⑤
- Imprint II Garant Monophase ⑤
- Imprint II Garant Light Body ①
- Imprint II Garant Regular Body ①
- Imprint II Quick Step Light Body ①
- Imprint II Quick Step Regular Body ⑤
- Imprint II Quick Step Heavy ⑤
- Permadyne Garant 2:1 ③
- Protemp 4 ⑧

### GC

- Examix NDS ⑥
- Exafast NDS ⑥

### Kulzer

- Flexitime Correct Flow ①
- Flexitime Dynamics ⑨
- Flexitime Monophase ⑤
- Flexitime Heavy Tray ⑤
- Memosil 2 ⑤
- Memoreg 2 ⑤
- Prevision CB ⑧
- Provil Novo ①
- Xantopren Comfort ⑦

### Kettenbach

- Futar D occlusion ⑤
- Futar System 50 ⑤
- Futar D System 50 ⑤
- Monopren transfer ⑤
- Mucopren soft ②
- Mucopren transfer ⑤
- Panasil Contact Plus ①
- Panasil contact two in one ⑤

### KERR

- Temphase ④

### OMNIDENT

- Omnibite ⑤
- Omnibite Plus ⑤
- Omnibite Granit ⑤
- Omnisil A Dynamik 380 ⑨
- Omnitemp KB ⑧

### Voco

- Rebilda SC ①
- Registrado X-tra ⑤
- Structur 2 SC ②
- Ufi Gel hard C ⑥
- Ufi Gel SC ⑥

## RetraXil Kulzer -RETRACTIE

RetraXil zorgt voor een schone openstaande sulcus en garandeert goed blootliggende en bloedvrije preparatieranden. De innovatieve fixeerhulp borgt de tip en vergroot zo het gebruiksgemak.

A47814 RetraXil **Starter Pack**  
4 x 1 g + 2 x twisting aid + 20 x tips



Adviesprijs: 54,00  
**Promo 49,80**

A47815 RetraXil **Value Pack**  
20 x 1 g + 10 x twisting aid + 100 x tips



Adviesprijs: 199,00  
**Promo 189,00**

A47816 RetraXil **Twisting AID Refill**  
2 x 10 stuks



Adviesprijs: 19,00  
**Promo 17,85**

A47817 RetraXil **Cannula Refill**  
5 x 20 stuks



Adviesprijs: 89,00  
**Promo 79,85**



**KULZER**  
MITSUBISHI CHEMICALS GROUP

# Afdruk **retractie** geniet van de **ONLINE-korting** op onze prijs !

## Expasyl Acteon

A26105 **Expasyl canules**  
100 stuks Adviesprijs: 98,30

Promo  
**62,90**

A33371 **Expasyl voorgebogen canules**  
100 stuks Adviesprijs: 98,30

Promo  
**68,00**



A10829 **Expasyl Capsules**  
20 x 1 g

Adviesprijs: 220,10

Promo  
**99,45**



## Ultrapak Cord Ultradent Products

A28050 **#000 refill**

Adviesprijs:  
20,90

Promo  
**12,75**



A10527 **#00 refill**

Adviesprijs:  
18,40

Promo  
**12,75**



A10524 **#0 refill**

A10667 **#1 refill**

A10587 **#2 refill**

A10588 **#3 refill**



Promo  
**12,75**

Adviesprijs: 17,20

A39201 **Ultrapak Cleancut Cord kit**

- 1 retractiedraad #00
- 1 retractiedraad #0
- 1 retractiedraad #1
- 1 retractiedraad #2



Adviesprijs: 69,30

Promo  
**49,50**

## Retracto Roeko Coltene

V00786 Gevlochten niet geïmpregneerd  
0 Xfijn, 1 fijn, 2 medium, 3 dik



Adviesprijs:  
12,34

Promo  
**8,73**

## Stay-Put Roeko Coltene

V00623 Niet geïmpregneerd  
0 Xfijn, 1 fijn, 2 medium, 3 dik



Adviesprijs:  
16,95

Promo  
**12,51**

## Retractiestopper Roeko Coltene

A13524 Glad  
A13525 Getand

per stuk  
per stuk



Promo  
**23,50**

## Retraction Paste Caps VoCo

A46323 100 x 0,3 g

Adviesprijs:  
191,40

Promo  
**174,50**

A45965 25 x 0,3 g



Adviesprijs:  
63,80

Promo  
**57,50**

## Viscostat IndiSpense Ultradent Products

A10589 30 ml  
A38669 Clear 30 ml



Adviesprijs: 61,40

Promo  
**42,30**

## Magic Foamcord Intro Coltene

A28736 2 cartridges van 50 ml  
30 mengtips geel/small, 30 intra-oral tips geel  
10 Comprecap Anatomic small 7 mm  
10 Comprecap Anatomic medium 10 mm  
10 Comprecap Anatomic large 12,5 mm



Adviesprijs: 126,90

Promo  
**99,60**

## Astringent Retraction Paste 3M

A37062 25 stuks

Adviesprijs: 70,43

Promo  
**49,50**

A37063 100 stuks

Adviesprijs: 232,30

Promo  
**157,50**



## Astringent Ultradent Products

A38687 Flesje 15,5% Ferrosulfaat 30 ml  
A38577 Smit 15,5% Ferrosulfaat 30 ml



Adviesprijs:  
61,40

Promo  
**44,10**



**Ultrasoon reinigingsapparaten: geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !**

# Elmasonic Med\*



A46196 **ELMASONIC MED 30** Garantie: 1 jaar

Elmasonic Med toestel + deksel

Capaciteit: 1,6 l

Afmetingen buitenkant (W/D/H): 305 x 170 x 230 mm

Afmetingen binnenkant (W/D/H): 220 x 120 x 95 mm

Gewicht (incl. deksel): 3,6 kg



Promo  
**619,00**

**Prijs: 655,00**

**5% korting**

A46197 **ELMASONIC MED 60** Garantie: 1 jaar

Elmasonic Med toestel + deksel

Capaciteit: 4,3 l

Afmetingen buitenkant (W/D/H): 370 x 210 x 275 mm

Afmetingen binnenkant (W/D/H): 275 x 122 x 145 mm

Gewicht (incl. deksel): 5,2 kg



Promo  
**1059,00**

**Prijs: 1120,00**

**5% korting**

A28491 **ELMASONIC S30 / 30 MED KORF**

roestvrij staal

de handvatten zijn geïsoleerd met een kunststoflaag

binnenafmetingen: 198 x 106 x 50 mm




Prijs  
**46,00**

A35569 **ELMASONIC KORF S60 / 60 MED**

roestvrij staal

de handvatten zijn geïsoleerd met een kunststoflaag

binnenafmetingen: 255 x 115 x 75 mm



Prijs  
**65,00**



**Ondek alle modellen + toebehoren  
op [www.denta.be](http://www.denta.be)**



Elmasonic Med



## Elma Clean

EC 55  
**Instruments & Burs**  
A43197 **1 liter**  
**Promo: 37,80**



EC 10 Universal  
A26049 **1 liter**  
**Promo: 15,75**  
A26247 **5 liter**  
**Promo: 67,50**



A41669 **10 liter**  
**Promo: 112,50**

EC 60 Acidic Intense  
A26252 **1 liter**  
**Promo: 22,50**



EC 25  
**ALGINATE & PLASTERS**  
A26248 **1 liter**  
**Promo: 14,40**



# Ultrasoon reinigingsapparaten: geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !



Garantie: 2 jaar

**BioSonic® UC50DB**

A01215 Prijs: 1017,19 **Promo: 599,00**

BioSonic® ultrasoon toestel met digitale timer,  
Nuttige capaciteit: 2 L,  
1 x Metalen Instrumentenmand FingerGuard™,  
1 x Deksel,  
Afmetingen : L. 19,7 x B. 14,6 x H. 10,5 cm



Garantie: 2 jaar

**BioSonic® UC300**

A01126 Prijs: 3545,45 **Promo: 1990,00**

BioSonic® ultrasoon toestel, met vereenvoudigde lediging,  
Nuttige capaciteit: 11,4 L,  
1 x Deksel,  
1 x UC31 Multifunctionele reinigingsoplossing,  
Afmetingen : L. 35,6 x B. 22,9 x H. 17,1 cm

A41220  
**BIOSONIC UC40 UNIVERSAL  
ULTRASONIC SOLUTION**

1 liter  
Prijs: 28,46

**Promo  
22,50**



A41087  
**BIOSONIC UC40 UNIVERSAL  
ULTRASONIC SOLUTION**

5 liter  
Prijs: 113,28

**Promo  
89,10**



**COLTENE**

A01623 **BIOSONIC BEKER 600 ml  
met deksel**

Prijs  
**39,41**



A01647 **BIOSONIC UC300  
Instrumenten mand KLEIN**

Prijs  
**300,16**



A01646 **BIOSONIC UC300  
Instrumenten mand GROOT**

Prijs  
**380,57**



A01600 **BIOSONIC REK voor beker  
(600 ml) met deksel**

Prijs  
**35,58**



A21121 **BIOSONIC Enzymatic Solution  
UC32 236 ml**

Adviesprijs:  
54,68  
**Promo  
37,80**



A28735 **BIOSONIC CLEANER  
UC31 20 x 15 ml**

Adviesprijs:  
51,95  
**Promo  
43,20**



A21044 **BIOSONIC doseer fles  
UC30 473 ml**

Adviesprijs:  
48,98  
**Promo  
39,60**



Prijs

**429,00**



## OmniSonic Basic


A40173 De Omnisonic Basic heeft een **uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding** 2 ultrasonische golfgeneratoren ontwikkelen een verhoogd reinigingsvermogen.

- 3 liter roestvrijstalen bak
- Werktijden instelbaar tussen 1 tot 30 minuten
- Constante verwarming op 60°

Garantie: 2 jaar

### Toebehoren:

1. A40174 Kunststofdeksel **Prijs 24,50**
2. A40175 Korf staal **Prijs 42,90**
3. A40177 Kunststofhouder voor 2 bekers **Prijs 26,50**
4. A40176 Glazen bokaal 600 ml **Prijs 11,90**



# Reinigen, smeren en steriliseren : geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## Assistina Twin

A41206  
- Air supply hose 2 m  
- TWIN Care Set

Garantie: 1 jaar  
\*Geleverd zonder adaptoren

Adviesprijs: 2582,00

Promo\*  
**1784,00**

A41745 **ASSISTINA TWIN CARE SET**  
Activefluid MC-302, Service Oil F1 MD-302, HEPA filter  
Adviesprijs: 107,00 **Promo: 92,00**

A45430 **ADAPTER VOOR ASSISTINA (QUICK ISO)**  
Adviesprijs: 169,00 **Promo: 137,70**

A45028 **ADAPTER VOOR ASSISTINA (QUICK RM)**  
Adviesprijs: 88,50 **Promo: 72,30**



## Assistina 301 plus

A01259 Adviesprijs: 1347,00



Garantie: 1 jaar

Promo\*  
**949,00**



\*Geleverd zonder adaptor

A01865 **REINIGINGSVLOEISTOF MC-1000** 1000 ml  
Adviesprijs: 30,20 **Promo: 27,40**

A27194 **SERVICE OIL F1 MD-500** 500 ml  
Adviesprijs: 57,00 **Promo: 52,40**

A37752 **SERVICE OIL F1 MD-200 CARTRIDGE**  
Adviesprijs: 28,60 **Promo: 26,50**



## Lubricare 2 BienAir



De Lubricare 2 kan automatisch tot maximaal 4 handstukken terzelfder tijd verwerken in zeer korte tijd.

De Lubricare 2 verwijdert alle overtollige oliën, welke een snel onderhoud toelaat. Hij reinigt een turbine in ongeveer 20 seconden en een hoekstuk in 40 seconden.

Garantie: 2 jaar. Geleverd zonder adaptoren. Adviesprijs: 2428,86



A02418 A02028  
**Promo 34,00**

### 22% korting Package Deal PD0035

Koop A46939 **Lubricare 2** aan  
**promoprijs van 2190,00** (waarde: 2428,86)  
en koop **2 x Bien Air koppelingen** naar keuze aan **1 euro**  
per stuk (waarde: 200,56)

## KaVo QUATTROcare PLUS

A01254  
- Geen bedieningsfouten dankzij de eenvoudige en veilige bediening  
- Veilig onderhoud door de automatische onderhoudscyclus  
- Snelle beschikbaarheid van de instrumenten dankzij de korte cyclusduur van één minuut

Garantie: 1 jaar. Geleverd zonder adaptoren.

Adviesprijs:  
2439,00

Promo  
**1599,00**

A21159 KaVo QUATTROcare PLUS Spray  
500 ml



Adviesprijs:  
41,67

Promo per 6 / stuk  
**25,20**



### 52% korting

### Package Deal PD0023

Koop een A01254 **Kavo Quattrocare PLUS**  
aan **promoprijs + 6 x A21159**  
**Kavo Quattrocare PLUS SPRAY**  
aan **promoprijs (27,00)**  
en koop A35487  
**EXPERTmatic LUX E20 L 1:1 RA**  
(waarde 999,00) aan **149,85 euro !**



**KAVO**  
Dental Excellence

# Reinigen, smeren en steriliseren : geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## PG 8581 met EcoDry & PG 8591 met DryPlus

Garantie: 2 jaar

**Miele**  
PROFESSIONAL

**PG 8581** Thermodesinfector met warmwateraansluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel & EcoDry.  
Capaciteit/belading bijv. 22 hand- en hoekstukken of 22 afzuigers  
Milieuvriendelijk - verwarmingspomp met variabel toerental  
Veilig door controle - spoeldruk- en sproeiarmbewaking  
Comfortabele ondersteuning van de droging - EcoDry  
Absoluut veilig - aansluiting op procesdocumentatie mogelijk

**PG 8591** Thermodesinfector met warm- & demiwateraansluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel & heteluchtdroging DryPlus.  
Capaciteit/belading bijv. 22 hand- en hoekstukken of 22 afzuigers  
Milieuvriendelijk - verwarmingspomp met variabel toerental  
Veilig door controle - spoeldruk- en sproeiarmbewaking  
Efficiënte heteluchtdroging - DryPlus  
Absoluut veilig - aansluiting op procesdocumentatie mogelijk

Afmetingen hoogte: 835 mm - breedte: 600 mm - diepte: 600 mm



## PWD8531 Tafel-thermodesinfector met interne ontharder, heteluchtdroging DryPlus en 2 doseerpompen.

A43201

Capaciteit/charge bijv. 6 hand- en hoekstukken en 6 afzuigers  
Meer efficiëntie voor kleine praktijken - compact model  
Efficiënte heteluchtdroging - DryPlus  
Eenvoudig vloeibare media doseren - 2 geïntegreerde doseerpompen  
Eenvoudige bediening - LCD-display met toetsenvrij softtouch pad

Afmetingen hoogte: 555 mm - breedte: 645 mm - diepte: 575 mm

Gewicht 55 kg Garantie: 2 jaar

Super condities

03 450 93 20

verkoop@denta.be



### ProCare Dent 30 C

A37755 Neutralisatiemiddel 5 l



Prijs: 54,00

Promo  
**48,60**

### ProCare Dent 10 MA

A37754 Reinigingsmiddel 5 l



Prijs: 47,00

Promo  
**42,30**

### ProCare Universal 61

A37512 Regeneerzout 6 kg



Prijs: 31,00

Promo  
**27,90**

### ProCare Dent 40

A37756 Naspoelmiddel 1 l



Prijs: 16,00

Promo  
**14,40**

## Thermodesinfectorproducten Neodisher

A29285 **NEODISHER MA Dental** 10 kg

Adviesprijs: 89,00

Alkalische reiniger, poeder  
Bevat geen oxiderende toevoegingen.  
Zeer veilig voor materialen en toch een grondige reiniging. Aanbevolen voor thermodesinflectoren.

Promo  
**56,95**



A10791 **NEODISHER MIELCLEAR FA** 5 l

Adviesprijs: 49,65

Promo  
**37,40**



# Miele accessoires : geniet van 10% extra korting op de vermelde prijs !

## BOVENREK A 102

A40098 Bovenrek in hoogte verstelbaar, voor het optimaal plaatsen van inzetrekken.  
 - Installatiehoogte 205 +/- 30 mm,  
 - breedte 475 mm, -diepte 443 mm  
 - Met geïntegreerde sproeiarm



Prijs  
**351,00**

## ONDERREK A 151

A39581 Onderrek voor het plaatsen van DIN-zeefschalen en diverse inzetrekken.  
 - Installatiehoogte afhankelijk van gekozen bovenrek  
 - Beladingsbreedte 490 mm,  
 - diepte 498 mm



Prijs  
**268,00**

## INZETREK E 337/1

A32341 Gebruik voor het optimaal plaatsen van rechtopstaande instrumenten.  
 - Geschikt voor het plaatsen van sondes, pincetten of mondspiegels  
 - Uitgerust met 4 kunststof houders  
 - 12 vakken van ong. 22 x 28 mm breed  
 - 4 vakken van ong. 25 x 28 mm breed  
 - 48 vakken van ong. 13 x 14 mm breed



Prijs  
**400,00**

## ZEEFKORF E 379

A36999 Gebruik voor het plaatsen van verschillende instrumenten.  
 - 0,8 mm draadgaas, 1,7 mm maaswijdte, 5 mm frame  
 - Uitgerust met 2 handvaten  
 - Inzetbaar in boven- en onderrek



Prijs  
**227,00**

## INZETREK E 521/2

A28053 Gebruik voor het optimaal plaatsen van 7 extractie-, orthodontische of techniek tangen.  
 - Vakgrootte: 21 x 80 mm



Prijs  
**121,00**

## ZEEF MET DEKSEL VOOR BOREN E473/2


A32281 Zeef met deksel, geschikt voor boren.  
 - Om op te hangen  
 - Met gemakkelijk te openen dekselsluiting



Prijs  
**83,00**

## INJECTORSPROEIERSET A 836

A43761 Injectorsproeier set voor de optimale behandeling van tandverzorgingsinstrumenten met lumina.  
 - Voor de belading van bovenrek A 105/1  
 - Verpakkingseenheid met 22 Dental-injectoren A 833



Prijs  
**233,00**

## BOVENREK A 105/1


A39579 Bovenrek in hoogte verstelbaar, geen inspuiters, voor het plaatsen van instrumenten. Rechterkant: 22 injectorplaatsen. Linkerzijde voor het plaatsen van inzetten.  
 - Actieve binnendrogging van holle instrumenten  
 - Actieve binnendrogging van hand- en hoekstukken  
 - Filterbuis A 800 is te gebruiken in beide injectorlijsten



Prijs  
**553,00**

## STARTERS PACK VOOR PG 8581 / PG 8591

A46882  
 - Bovenrek A 102, Onderrek A 151, Inzetrek E 337/1  
 - Zeefkorf E 379, Inzetrek E 521, Zeef met deksel voor boren E 473/2



Prijs  
**1504,00**

## INJECTION PACK VOOR PG 8581 / PG 8591

A46577  
 - Bovenrek A 102, Onderrek A 151, Inzetrek E 337/1, Zeefkorf E 379  
 - Inzetrek E 521, Zeef met deksel voor boren E 473/2, Injectorsproeier set A 836  
 - Bovenrek A 105/1, Actieve binnendrogging van hand- en hoekstukken  
 - Filterbuis A 800 is te gebruiken in beide injectorlijsten



Prijs  
**1925,00**

# Coltene - SciCan : geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !



## STATMATIC smart

\*Geleverd zonder adaptoren

Garantie: 1 jaar

Het smeren van de interne componenten helpt de levensduur van de instrumenten te verlengen. In het standaard programma "cleaning and maintenance" neemt het proces slechts **3,30 minuten per instrument** in beslag. Vier programma's geven een antwoord op de individuele eisen die vandaag aan rotatie- instrumenten in de tandartspraktijk gesteld worden. Het display ondersteunt een eenvoudig gebruik en toont de resterende tijd van een proces. De "reiniger" en de olie worden gedurende het proces exact gedoseerd om fouten in het onderhoud en de kosten te reduceren.

STATMATIC smart **2 motoren**  
A40283

Adviesprijs: **3153,70**

Promo\*  
**2690,00**

STATMATIC smart **3 motoren**  
A40284

Adviesprijs: **3333,60**

Promo\*  
**2790,00**

## Thermodesinfector Hydrim C61wd G4

A37793

Garantie: 1 jaar

- Compacte thermodesinfector
- Afmetingen : 598 x 520 x 526 mm (B x H x D)
- Gewicht : 40 kg
- Desinfecteert tot 120 instrumenten in 35 minuten\*
- Netwerk- en USB connectie
- Minder risico op verwondingen in vergelijking met manueel wassen

**PROMO**  
A37793 Hydrim C61wd G4

**5490,00**

Adviesprijs: **6741,96**

\* de cyclustijd is afhankelijk van de watertemperatuur en de druk

**Vraag naar uw Denta-korting !**

**Geleverd en geplaatst !**



## Thermodesinfector Hydrim M2 G4

A32761 Bodemmodel : 830 x 600 x 600 mm (H x B x D)

- **220 V**
- Ontworpen overeenkomstig de internationale normen ISO 15883-1 en 15883-2
- Ontsmet tot 1500 instrumenten per dag van 10 uren
- Losse opstelling of onder een tablet
- Digitale opslag van onderhoudsgegevens en toegang op afstand
- Continu gevalideerde was- en ontsmettingscycli
- Capaciteit: 10 IMS cassettes van 8' op 11'
- USB poort
- Volledig uit roestvrij staal
- Actieve droging met HEPA filter
- Optioneel: systeem voor reiniging tot 10 hand- en hoekstukken

Adviesprijs: **8659,97**

**Geleverd en geplaatst !**

**Vraag naar uw Denta-korting !**

**PROMO**  
A32761 Hydrim M2 G4  
**6990,00**

Garantie: 1 jaar



## Autoklaaf Statim G4 ( conform de Europese norm EN 13060 )

Statim G4: geef uw hand- en hoekstukken een langer leven



A35826 Statim 2000 G4  
**4250,00**

Garantie: 1 jaar

Adviesprijs: **4991,75**

- 5 x sneller
- Luchtverwijdering
- Zijn tijd ver vooruit
- Snelle droging
- Controle
- Documentatie
- Zekerheid



A36146 Statim 5000 G4  
**5350,00**

**Vraag naar uw Denta-korting !**

Garantie: 1 jaar

Adviesprijs: **6288,13**

**Geleverd en geplaatst !**

A46310 **17 liter** Prijs: 5229,00

Promo  
**4750,00**

A46311 **22 liter** Prijs: 5859,00

Promo  
**5350,00**

A46312 **28 liter** Prijs: 6569,58

Promo  
**5990,00**

# SciCan BRAVO™ G4

Kamerautoclaaf

A46313 **BRAVO PURE 500**

DEMINERALISATOR Prijs: 1063,71

A46314 **BRAVO PURE 100**

DEMINERALISATOR Prijs: 486,82

**Geleverd en geplaatst !**

Garantie: 1 jaar



## De slimmere manier van steriliseren

De **SciCan BRAVO G4**, een sterilisator van type B, omvat zowel pre-sterilisatievacuüm om de stoompenetratie te verbeteren als post-sterilisatievacuüm om het drogen te verbeteren. De keuze uit eenheden van 17 l, 22 l of 28 l, vacuümondersteund drogen met gesloten deur en efficiënte omlooptijden verzekeren dat klinici altijd een ruime voorraad aan instrumenten klaar voor gebruik hebben.



### Slimme en efficiënte kenmerken

De BRAVO G4 kamerautoclaven bieden efficiënte cyclustijden waarbij instrumenten worden gesteriliseerd en gedroogd in amper 33 minuten.

Dankzij de vertraagde startfunctie kan de gebruiker cycli op een later tijdstip laten beginnen. Dit is handig om testcycli te laten starten voor het begin van de dag.



### Flexibel design

Verkrijgbaar in drie kamerformaten: 17 l, 22 l of 28 l met voldoende capaciteit voor de noden van praktijken van elke omvang.

De BRAVO G4-footprint past in elke Stericentre-opstelling. Dankzij de veelzijdige kamerformaten is het mogelijk om 5 (voor 17 l en 22 l) of 6 (voor 28 l) trays of 3 (voor 17 l en 22 l) of 4 (voor 28 l) cassettes op te werken.




### G4-technologie – connectiviteit en gegevensregistratie

Maakt een betrouwbare vrijgave van de lading, documentatie en gegevensopslag mogelijk; maakt verbinding met uw slimme apparaten of computer en verstuurt cyclusgegevens naar deze apparaten waardoor de cyclusgegevens en onderhoudsinformatie eenvoudig toegankelijk worden. Er is ook een USB-aansluiting voor de registratie van cyclusgegevens.



### Conform EN 13060

Biedt reproduceerbare sterilisatie resultaten die kunnen worden gevalideerd.



### Zacht

De BRAVO G4 gebruikt schoon gedemineraliseerd/gedestilleerd water bij elke cyclus en heeft een interne watergeleidbaarheidsmeter die de waterkwaliteit continu bewaakt en een alarm geeft als de limieten worden overschreden.



### Verschillende vulopties

De BRAVO G4 biedt talrijke vul- en afvoeropties, waaronder handmatig vullen aan de bovenkant en voorkant en automatisch vullen en afvoeren via openingen in de achterkant. De als toebehoren verkrijgbare watervoorziening maakt opties voor elke Stericentre-opstelling mogelijk.


**COLTENE**

# HYDRIM toebehoren

## HYDRIM C61wd G4



HIP ULTRA reinigingsoplossing  
A37794 CS-HIPC-U  
(8 x 750 ml)  
Prijs: 118,04



Mandrek  
A38004 01-113257  
407 x 153 x 38 mm (16" x 6" x 1,5")  
Prijs: 50,78



Rek met zes cassettes  
A38003 01-113251  
424 x 390 x 120 mm (17" x 15" x 5")  
Prijs: 179,71



Vier dubbelgestapelde cassettes  
A42870 01-113252  
407 x 380 x 127 mm (16" x 15" x 5")  
Prijs: 159,51



Hygiëmand  
A38370 01-113546  
216 x 178 x 38 mm (8,5" x 7" x 1,5")  
Prijs: 121,23



Trolleyset  
A39286 01-113256  
495 x 432 x 140 mm (19,5" x 17" x 5,5")  
Prijs: 219,06



Verticaal instrumentenrek  
A39285 01-113255  
178 x 102 x 95 mm (7" x 4" x 3,75")  
Prijs: 161,63




Lumen reinigingssysteem  
(Alleen compatibel met LCS-model)  
A47827 01-113625  
Prijs: 591,48

## HYDRIM® M2 G4



Fles reinigingsoplossing  
A32433 CS-HIPL  
Behuizing van 2 x 3,8 L  
Prijs: 148,88



Mand met scharnierdeksel,  
1/4 formaat  
A32976 01-109966S  
159 x 216 x 51 mm (6" x 8,5" x 2")  
Prijs: 142,49



Lange mand  
A33013 01-108232  
442 x 150 x 38 mm (18" x 6" x 1,5")  
Prijs: 226,50



Hygiëmand  
A33025 01-109967S  
156 x 216 x 44 mm  
(6,25" x 8,5" x 1,75")  
Prijs: 142,49



Rek 5 cassettes, volledig formaat  
A33020 01-109963S  
480 x 335 x 158 mm (19" x 13" x 6")  
Prijs: 154,19



4 XL cassetterek  
A37326 01-109965S  
480 x 334 x 150 mm  
(18,875" x 13,125" x 5,875")  
Prijs: 169,08



Trayrek  
A33024 01-110412S  
480 x 346 x 114 mm  
(18,5" x 13,625" x 4,5")  
Prijs: 192,48



Verticaal instrumentenrek  
A33023 01-110411S  
(330 x 165 x 121 mm)  
13" x 6,5" x 4,75"  
Prijs: 313,71




## Toebehoren voor beide modellen



Rek voor drie cassettes en twee manden

A38068 01-113253  
407 x 380 x 127 mm (16" x 15" x 5")  
Prijs: 193,54



Grote mand

A39068 01-113545  
424 x 390 x 56 mm (16" x 15" x 2")  
Prijs: 160,57



Mand met scharnierdeksel

A39177 01-113547  
216 x 172 x 54 mm (8,5" x 7" x 2")  
Prijs: 109,53



Rek voor 10 trays/2 manden

A39178 01-113254  
407 x 381 x 127 mm (16" x 15" x 5")  
Prijs: 214,81



Onderste trolleymand

(te gebruiken met Lumen reinigungs-systeem) 390 x 299 x 58 mm  
A47825 01-114942  
Prijs: 121,23



Instrumentenscharnierrek

A33026 01-110409S  
192 x 100 x 109 mm (7,5" x 4" x 4,3")  
Prijs: 91,30



Stang voor punt tandreiniger met aanhaalgereedschap

(te gebruiken met LCS-systeem)  
A47821 01-114841 Prijs: 320,16



Stang voor meervoudig gebruik (voor reiniging van herbruikbare afzuigslangen, handstukken en punten van tandreiniger; te gebruiken met LCS-systeem)

A47822 01-114842 Prijs: 195,59



Rek 5 cassettes, half formaat

A33021 01-109964S  
480 x 168 x 158 mm (19" x 7" x 6")  
Prijs: 135,05



Gaasmand

A42871 01-114817  
308 x 204 x 42 mm (12" x 8" x 1,7")  
Prijs: 129,74



Gaasmand 2/PK

A42872 01-114818  
184 x 104 x 42 mm (7,25" x 4" x 1,7")  
Prijs: 197,79



STATIM 2000 mand

A01868 01-107240  
275 x 178 x 38 mm (11" x 7" x 1,5")  
Prijs: 80,18



Handstukhouder (9 handstukken)

A47823 01-113113S  
229 x 165 x 25 mm (9" x 6,5" x 1")  
Prijs: 125,63



Handstukhouder (21 handstukken)

A47824 01-113112S  
457 x 165 x 25 mm (18" x 6,5" x 1")  
Prijs: 198,59



LCS-adapter

A47826 01-114405S  
Prijs: 580,62



STATIM 5000 mand

A01867 01-107241  
373 x 178 x 32 mm (14" x 7" x 1,25")  
Prijs: 97,40

**W&H** : geniet van de **ONLINE**-korting op onze prijs !

#whdentalwerk



video.wh.com



Garantie: 2 jaar

# Incredible inside & outside

Geleverd  
en  
geplaatst !

A35531  
**MULTIDEM C27**  
Prijs: 381,00



- Hand en hoekstuk cyclus; 0,5 kg in 13 minuten
- Lading van 2 kg in 30 minuten
- Gebruiksvriendelijke bediening
- Intuïtief Touchscreen
- Efficiënte Eco Dry+ functie, past droogtijd aan lading aan
- Geïntegreerde digitale documentatie van cycli
- Real Time monitoring met de Lisa Mobile App
- Trayhouder voor 5 trays of cassettes
- Aansluiting voor labelprinter en waterdeminalisatiesysteem

A42621

**LISA 17 liter sterilisator**

Adviesprijs: 7840,00

PROMO

**5750,00**

A42687

**LISA 22 liter sterilisator**

Adviesprijs: 8409,00

PROMO

**5990,00**

lisa

# Reinigen, smeren en steriliseren : geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## Autoklaaf Lara

A42622

**LARA 17 liter sterilisator**

ref.19941120 **Adviesprijs: 6281,00**

PROMO

**4999,00**

Geleverd  
en  
geplaatst !

A42686

**LARA 22 liter sterilisator**

ref.19942120 **Adviesprijs: 6842,00**

PROMO

**5299,00**



Garantie: 2 jaar

## Thermodesinfector TEON

- Gebruiksgemak display
- Hoge reinigingsprestaties
- Zacht voor materiaal dankzij speciale programma's
- Grote keuze aan accessoires
- Reiniging van het holle lichaam
- Traceerbaarheid en connectiviteit via Ethernet-module
- Betrouwbaarheid dankzij verwarmingselementen buiten de waskamer en de naadloze kamer

Geleverd  
en  
geplaatst !

Vraag naar  
uw Denta-korting op  
de promo prijs !



Garantie: 1 jaar

A42961 **TEON**

**Adviesprijs: 6607,00**

PROMO

**5290,00**

A42962 **TEON+**

Active air-drying with HEPA filter

**Adviesprijs: 9570,00**

PROMO

**8990,00**



## Omnifol & Omnibag Omnident

Omnifol : sterilisatiefolie voor éénmalig gebruik. Geschikt voor autoclaaf.

A36190 **Omnifol 50**

Rol 50 mm x 200 m **Prijs: 19,90**

A36191 **Omnifol 75**

Rol 75 mm x 200 m **Prijs: 22,90**

A36192 **Omnifol 100**

Rol 100 mm x 200 m **Prijs: 29,90**

A37167 **Omnifol 200**

Rol 200 mm x 100 m

Voor trays : 200 mm x 50 mm **Prijs: 59,90**



A42353 **Omnibag**

57 x 102 mm, 200 stuks  
**Prijs: 6,90**

A42357 **Omnibag**

89 x 229 mm, 200 stuks  
**Prijs: 9,90**

A42356 **Omnibag**

70 x 229 mm, 200 stuks  
**Prijs: 8,90**

Zolang de voorraad  
strekt !

## Thermisch sealen Seal<sup>2</sup> W&H

A33878 Een snelle hermetische afdichting is een voorwaarde om uw gesteriliseerd instrument te beschermen tegen zijn omgeving. Seal<sup>2</sup> waarborgt een 12 mm brede sluiting in exact 2 seconden.

Garantie: 1 jaar

**Adviesprijs: 678,00**

PROMO

**599,00**



Denta en Cavex willen u graag uitnodigen voor een niet-te-missen workshop !

## “MONDBESCHERMER, BLEEKLEPEL EN SPLINT MAKEN MET DE CAVEX VACUFORMER”



**Vrijdag 10 juni 2022**

van 10.00 tot 15.00 uur door **Betty Guns** en **Tineke Visser** (Cavex)

**D-Hotel, Abdijmolenweg 1, 8510 Marke**



Of het nu gaat om een mondbeschermer, splint of een bitje voor een bleekbehandeling; "Het Cavex VacuFormer Systeem" voorziet in alle stappen die nodig zijn om van een alginaat afdruk tot het gewenste eindproduct te komen.

### Inhoud workshop VacuFormer

- Uitgieten van een alginaat afdruk met Cavex Instant Stone
- Het voorbereiden met de Cavex Barrier/Spacer
- Een plaat dieptrekken met de Cavex VacuFormer
- Het afwerken van het gemaakte werkstuk



Tijdens de workshop krijgt u waardevolle tips om tot een perfect passende oplossing te komen. u volgt u een practicum waarbij het geleerde direct in praktijk wordt gebracht.. Veilig en effectief tanden bleken  
Naast de workshop ontvangt u uitleg over bleekmaterialen, wetgeving en effectieve bleekmethodes.

### Inschrijven


De workshop is geschikt voor het hele tandheelkundig team. Of u nu **tandarts**, **assistent** of **mondhygiënist** bent: iedereen kan leren werken met het doordachte VacuFormer System.

### Voor een optimale persoonlijke begeleiding: maximum 10 deelnemers

Inschrijving **workshop + lunch** : **85 euro** (excl. btw) per persoon.  
Tweede persoon (per praktijk) **65 euro** (excl. btw) per persoon.

Het inschrijvingsbedrag wordt verrekend bij aankoop van CAVEX producten twv 400 euro.  
Geldig tot 1 maand na datum van cursus.  
Uw betaling is tevens uw bewijs van inschrijving.

**Inschrijven** kan via tel. **03 450 93 20** of via e-mail: **verkoop@denta.be**  
of **www.denta.be**



**Met lunch !**



# DENTA Anesthesie

Tandvlees en mondslimvlies verdoven...  
snel en efficiënt

Hurricaine Gel  
36,42 euro

## Hurricaine Gel

A00974 28,5 g



### 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Hurricaine Oplossing 230 mg/ml, oplossing voor gingivaal gebruik  
Hurricaine Gel 200 mg/g, gel voor gingivaal gebruik  
Hurricaine Spray 200 mg/ml, oplossing in spray-vorm voor gingivaal gebruik

### 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Hurricaine Oplossing : Benzocaine 230 mg/ml oplossing

Hurricaine Gel : Benzocaine 200 mg/g gel

Hurricaine Spray : Benzocaine 200 mg/ml oplossing spray

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. van de SKP

### 3. FARMACEUTISCHE VORM

Hurricaine Oplossing: Vorm: oplossing voor gingivaal gebruik (tandvlees en mondslimvlies)

Hurricaine Gel: Vorm: gel voor gingivaal gebruik (tandvlees en mondslimvlies).

Hurricaine Spray: Vorm: oplossing in spray-vorm voor gingivaal gebruik (tandvlees en mondslimvlies)

### 4. KLINISCHE GEGEVENS

#### 4.1 Therapeutische indicaties

Hurricaine is geïndiceerd voor gebruik bij volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar voor lokale oppervlakkige anesthesie van het tandvlees.

#### 4.2 Dosering en wijze van toediening

Dosering Hurricaine-preparaten zijn uitsluitend bestemd voor artsen voor lokale anesthesie van het tandvlees/ mondslimvlies, in heel geringe concentraties en meestal éénmalig. Pediatriche patiënten Hurricaine mag niet worden gebruikt bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar.

#### Wijze van toediening

Hurricaine Oplossing: Een cotton tip laten doordrenken met Hurricaine Oplossing en daarmee op het tandvlees wrijven. De gemiddelde aangewende hoeveelheid is 0,27 g (ongeveer 54 mg benzocaine). Laat 30 tot 60 seconden inwerken. Een nieuwe dosis aanbrengen indien de werking niet voldoende is.

Hurricaine Gel: Een cotton-tip laten doordrenken met Hurricaine Gel en daarmee op het tandvlees wrijven. De gemiddelde aangewende hoeveelheid is 0,63 g (ongeveer 126 mg benzocaine). Laat 30 tot 60 seconden inwerken. Een nieuwe dosis aanbrengen indien de werking niet voldoende is.

Hurricaine Spray: Het tandvlees/mondslimvlies bestuiven met Hurricaine Spray oplossing, door de knop van de spraybus 2x kort in te drukken. De gemiddelde aangewende hoeveelheid is 0,27 g (ongeveer 54 mg benzocaine). Laat 30 tot 60 seconden inwerken. Een nieuwe dosis aanbrengen indien de werking niet voldoende is.

#### 4.3 Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor één van de in rubriek 6.1 van de SKP vermelde hulpstof(fen).

#### 4.4 Bijwerkingen

Allergische reacties kunnen voorkomen en kunnen eventueel een anafylactische shock veroorzaken. De behandeling van een anafylactische shock bestaat uit het toedienen van adrenaline, corticoiden of een antihistaminicum.

Er kan tevens methemoglobinemie optreden, vooral bij baby's en jonge kinderen. Dit kan secundair leiden tot: - cardio-vasculaire effecten zoals tachycardie, hypotensie en myocardinfarct en - effecten ter hoogte van het centraal zenuwstelsel zoals neurologische effecten (lethargie en gevoelloosheid in geval van zeer ernstige gevallen van methemoglobinemie), convulsies, slaperigheid, hoofdpijn en vermoeidheid.

Benzocaine kan tevens een kruisreactie veroorzaken met andere lokale anesthetica van het estertype, zoals procaine, tetracaine en chloroprocaine. Kruisreacties (inclusief urticariële reacties en anafylaxis) kunnen echter ook optreden met andere stoffen waaronder sulfonamiden, thiaziden, glyceryl PABA, paraminobenzoaat, para-aminosalicylaat en meprylcaine. Paraphenylenediamine (haarkleuring) kan allergische contactdermatitis veroorzaken in benzocaine-gevoelige individuen.

Topische toediening van 20% benzocaine spray, oplossing of gel ter hoogte van de farynx kan een slechte smaak, nasale irritatie, voorbijgaand kokhalzen en slikmoeilijkheden veroorzaken. Melding van vermoedelijke bijwerkingen Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico's van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via het nationale meldsysteem: Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Afdeling Vigilantie EUROSTATION II Victor Hortaplein, 40/ 40 B-1060 Brussel

Website: [www.fagg.be](http://www.fagg.be)

e-mail: [adversedrugreactions@fagg-afmps.be](mailto:adversedrugreactions@fagg-afmps.be)

### 5. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

N.V. VEDEFAR Moeremanslaan, 29 1700 DILBEEK Tel: 02 466 53 67

### 6. NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Hurricaine Oplossing: BE149423 Hurricaine Gel: BE149642 Hurricaine Spray: BE149432

### 7. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/ HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING

Datum van eerste verlening van de vergunning: 27 oktober 1989

### 8. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST

Goedkeuringsdatum: 12/2015

**AFLEVERING : op medisch voorschrift**

## EEN GOED GEVOEL – NIETS TE VOELEN

Lokale anesthesie zonder injectie voor scalen en root planing

Prijs per  
verpakking:  
**118,89 euro**



A32359 Oraqix verpakking 1,7 g, 20 stuks

- Applicatie zonder naald, zonder injectie
- Werkt in 30 seconden
- Anesthetisch effect gedurende 20 minuten
- Flexibele dosis - behandeling van één element, kwadrant of volledige mond
- Geïndiceerd voor volwassenen die lokale anesthesie nodig hebben tijdens het scalen en/of root planing

**DENTSPLY**



Voor verdere inlichtingen  
of prijzen:

**Denta nv**  
Heiveldekens 2  
2550 Kontich  
Tel. 03 450 93 20  
verkoop@denta.be

[www.denta.be](http://www.denta.be)

# Anesthesie - Oraqix

**1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL** Oraqix periodontale gel

**2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING** 1 g bevat 25 mg lidocaïne en 25 mg prilocaïne. Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie 6.1. van de SKP.

**3. FARMACEUTISCHE VORM** Periodontale gel. Transparante, kleurloze gel.

## 4. KLINISCHE GEGEVENS

### 4.1 Therapeutische indicaties

Oraqix is bij volwassenen geïndiceerd voor lokale anaesthesie van periodontale pockets ten behoeve van diagnostische procedures zoals sonderen, tandsteen verwijderen en/of gladmaken en het polijsten van worteloppervlakken.

### 4.2 Dosering en wijze van toediening

Volwassenen, waaronder ouderen. Gemiddeld is één patroon (1,7 g) Oraqix of minder voldoende voor één kwadrant van het gebit. De maximale aanbevolen dosis Oraqix tijdens één behandelingsessie bestaat uit vijf patronen, dat is 8,5 g gel met 212,5 mg lidocaïnebase en 212,5 mg prilocaïnebase. Vul de periodontale pockets met Oraqix, met gebruikmaking van een dentale spuit of de Oraqixdispenser, totdat de gel bij de rand van het tandvlees te zien is; gebruik hiervoor de in de verpakking meegeleverde applicator met de stompe tip. Wacht een halve minuut alvorens met de behandeling te beginnen (door langer wachten neemt de gevoelloosheid niet verder toe). De duur van de gevoelloosheid, beoordeeld door de pockets te sonderen, bedraagt ongeveer 20 minuten. Als de gevoelloosheid begint af te nemen kan zonodig opnieuw Oraqix worden aangebracht. Zie, als naast het gebruik van Oraqix aanvullende lokale anaesthesie nodig is, de specifieke samenvatting van de productkenmerken van elk aanvullend anaestheticum. Omdat de systemische toxische effecten additief zijn wordt niet aanbevolen tijdens dezelfde behandelingsessie verdere lokale anaesthetica toe te dienen, als de toegediende hoeveelheid Oraqix overeenkomt met de maximaal aanbevolen dosis van vijf patronen.

Bij het aanbrengen moet Oraqix vloeibaar zijn. Als het een gel geworden is, moet het in een koelkast worden bewaard totdat het weer vloeibaar is. Het in de patroon zichtbare luchtbelletje beweegt dan wanneer de patroon schuin wordt gehouden. Het gebruik van Oraqix bij kinderen en adolescenten is niet beoordeeld; daarom wordt het gebruik ervan niet aanbevolen bij patiënten beneden de 18 jaar. Toedieningswijze Periodontaal gebruik. Oraqix mag niet worden geïnjecteerd.

### 4.3 Contra-indicaties

Oraqix is gecontra-indiceerd bij patiënten die bekend zijn met overgevoeligheid voor lidocaïne, voor prilocaïne, voor lokale anaesthetica van het amidetype of voor andere bestanddelen van het product.

Oraqix is gecontra-indiceerd bij patiënten met congenitale of idiopathische methemoglobinemie

Oraqix is gecontra-indiceerd bij patiënten met terugkerende porfyrie.

### 4.4 Bijwerkingen

De frequentie en het type van de reacties bij gebruik van Oraqix leken sterk op die bij gebruik van placebo. Van de patiënten die werden blootgesteld aan Oraqix en placebo meldde 15% bijwerkingen van lichte intensiteit. Van beide groepen meldde 4% bijwerkingen van matig-ernstige intensiteit. De gemelde lokale reacties, zoals pijn, ulceratie, irritatie en roodheid, representeren een patroon van symptomen die normaalgesproken gevonden worden na tandsteenverwijdering en het polijsten van worteloppervlakken. Soortgelijke symptomen kunnen ook geassocieerd worden met periodontale aandoeningen.

**Tabel 1. Overzicht van de bijwerkingen**

	Vaak (≥ 1/100 - < 1/10)	Soms (≥ 1/1 000 - < 1/100)	Onbekend (kan niet op grond van de beschikbare gegevens worden geschat)
Aandoeningen van het zenuwstelsel	Hoofdpijn	Duizeligheid	
Gastro-intestinale aandoeningen	Smaakperversie <sup>2</sup>	Misselijkheid	
Algemene aandoeningen en aandoeningen op de toedieningsplaats	Lokale pijn, gevoeligheid, doof gevoel, ulcus, irritatie, roodheid <sup>1</sup>	Lokale verdoving, pulsatie, blaren, oedeem, branderig gevoel <sup>1</sup>	Allergische reacties <sup>3</sup>

<sup>1</sup> d.w.z. symptomen in de mondholte

<sup>2</sup> waaronder klachten van een onaangename of bittere smaak in de mond gedurende maximaal 4 uur na toediening van Oraqix

<sup>3</sup> Er zijn in de periode na het op de markt brengen allergische reacties gemeld. Meestal zijn deze reacties in de vorm van huiduitslag en rood en gezwollen tandvlees.

Af en toe zijn ernstige reacties, zoals larynxoedeem en anafylactoïde reacties, opgetreden.

Methemoglobinemie: prilocaïne kan verhoogde methemoglobinespiegels veroorzaken, waardoor cyanose wordt veroorzaakt.

Methemoglobinemie werd niet gemeld tijdens klinisch onderzoek met Oraqix.

### Melding van vermoedelijke bijwerkingen

Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico's van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden van

Website: [www.fagg.be](http://www.fagg.be), e-mail: [adversedrugreactions@fagg-afmps.be](mailto:adversedrugreactions@fagg-afmps.be)

### 4.5 Overdosering

Als Oraqix alleen en op de aanbevolen wijze wordt gebruikt, dan is het niet waarschijnlijk dat het toxische plasmaconcentraties (> 5 mg/l) zal veroorzaken. Als echter tegelijkertijd andere lokale anaesthetica worden toegediend om de anaesthesie te versterken, dan versterken de toxische effecten elkaar met als mogelijk gevolg een overdosering met systemische toxische reacties.

Mochten er symptomen van systemische toxiciteit optreden, dan valt te verwachten dat de aard van de verschijnselen lijkt op die na toediening van lokale anaesthetica via andere toedieningswegen, bijv. infiltratie- en zenuwblokanaesthesie.

Toxiciteit van lokale anaesthetica manifesteert zich als symptomen van prikkeling van het centrale zenuwstelsel en, in ernstige gevallen, van onderdrukking van het centrale zenuwstelsel en het cardiovasculaire systeem.

Ernstige CZS-symptomen (convulsies, CZS-onderdrukking) of cardiovasculaire symptomen moeten symptomatisch worden behandeld met toediening van bijvoorbeeld anticonvulsiva, ademhalingsondersteuning en/of zonodig cardiovasculaire reanimatie.

Prilocaïne in hoge doseringen kan, met name in combinatie met andere middelen die methemoglobine induceren, de methemoglobineconcentratie verhogen.

Een klinisch significante methemoglobinemie moet worden behandeld met een langzame intraveneuze injectie van methyleenblauw.

Een patiënt die tekenen vertoont van toxiciteit moet een aantal uren onder observatie worden gehouden na spoedeisende behandeling.

### 5. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

DENTSPLY DeTrey GmbH De-Trey Strasse 1 D-78467 Konstanz Duitsland

### 6. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE288601

### 7. DATUM VAN GOEDKEURING/VERNIEUWING VAN DE VERGUNNING

Datum van eerste goedkeuring: 2006-11-20 Datum van laatste vernieuwing: 2008-03-01

### 8. DATUM VAN HERZIENING VAN DE SAMENVATTING

2016-08-19

Datum van goedkeuring van de tekst: 02/2017

**AFLEVERING : op medisch voorschrift**

# www.denta.be

eenvoudig bestellen  
aan uw prijs !

## NIEUW





## Package Deals !

Bestel onze "Package Deals" **direct** via de webshop en doe meteen uw voordeel !

### PACKAGE DEAL IMPREGUN PENTA

Koop 2 x 3M Impregun Penta aan promotieprijs van 169,00 euro en koop de 3M Penta Mengtips Rood aan 1 euro (waarde: 50,75 euro)

**TOT 41% VOORDEEL**



## De staffelkorting !





Ontdek meteen uw staffelkorting bij aankoop van meerdere items uit een reeks. Zo stelt u zelf de ideale kleurenmix samen van uw vertrouwde composiet en geniet u automatisch van de **beste staffelprijs** in uw winkelmand.

## Vraag naar uw "Offerte" op maat !

Wenst u een **offerte** voor een **apparaat** of **grote afnames** (composieten, endo vijlen, cementen...) kan u steeds terecht op het document van de "**Offerte aanvraag**".

Denta geeft u steeds de beste prijs !



Recupel-bijdrage: 0,10. Prijzen zijn in euro exclusief btw en per stuk of verkoopseenheid. Druk- en zetfouten voorbehouden. Foto's zijn niet bindend. Bij bestellingen boven de 150 euro exclusief btw worden geen administratie - en verzendkosten aangerekend. Promoties geldig van **01/09/2022** tot **31/12/2022** en zolang de voorraad strekt. Acties niet cumuleerbaar met andere promoties.

Denta nv, Heiveldekens 2, 2550 Kontich, www.denta.be

