

LE „GAME CHANGER“ DANS LE DOMAINE DE LA FABRICATION DE PROTHÈSES !

saremco print - DENTURETEC

SUR MESURE À PARTIR DE L'IMPRIMANTE 3D

- simple, rapide et précise à fabriquer
- toujours parfaitement ajusté

PERFORMANCE AT IT'S BEST

- à la fois très solide et élastique
- durabilité plus longue et confort de port élevé

HAUTEMENT BIOCOMPATIBLE

- manifestement* aucun monomère résiduel
- matériau prothétique sans MMA

LES „GAME CHANGER“

Base de prothèse et dents
sur mesure à partir de
l'imprimante 3D avec
DENTURETEC et
CROWNTEC



*Univ.-Prof. Dr. Dr. Franz-Xaver Reichl, Institut Walther-Straub de Pharmacologie et de Toxicologie, Université Ludwig Maximilian, Munich
**voir les informations produit séparées

Spécifications techniques

Cohérence

Couleur

Profondeur de durcissement (DIN EN ISO 4049)

Résistance en flexion (DIN EN ISO 4049)

E-Module (DIN EN ISO 4049)

Dureté Barcol

Date de péremption

Dispositif médical

viscosité moyenne, homogène

gingival clair

≥ 1,5 mm

> 100 MPa

> 1000 MPa

> 20

2 ans

classe IIa

Informations sur la commande (500g bouteille)

REF	Description du produit
8062	saremco print - DENTURETEC

