

SlimShaper®

LE PREMIER SYSTEME
MINIAMELEMENT INVASIF
TRIPLE-ALLIAGE DU MARCHE



FROM ODONTOLOGISTS
TO ODONTOLOGISTS

Plus flexible et moins invasif

Le système de mise en forme SlimShaper® présente une flexibilité qui n'a jamais été vue jusqu'à maintenant. De plus, grâce à sa conicité de 4%, c'est un système moins invasif et plus sécurisant.

SlimShaper®

GOLD

Une efficacité de coupe maximale et une forte résistance à la torsion.

PINK

L'équilibre parfait entre capacité de coupe et flexibilité.

BLUE

Flexibilité extra ordinaire et une meilleure résistance à la fatigue cyclique.



LE **TRIPLE ALLIAGE** GOLD, PINK ET BLUE PERMET D'OBTENIR UNE **PREPARATION TRES RAPIDE** DES CANAUX, TOUT EN **RESPECTANT AU MAXIMUM L'ANATOMIE ORIGINALE.**

+ VITESSE + EFFICACITE + PRECISION

Un design très INNOVANT


Spécialement conçu pour traiter les canaux complexes, étroits, ou présentant des courbes franches.



FROM ODONTOLOGISTS
TO ODONTOLOGISTS



Résultats validés par des spécialistes




Arman Gazi

SlimShaper® a la parfaite combinaison flexibilité/efficacité. C'est logique : ils suivent les courbures canales sans difficulté.



José Aranguren

Une mise en forme minimalement invasive en sécurité et une excellente efficacité.



Carlos Franco

SlimShaper® est mon système préféré pour l'instrumentation des canaux avec des courbures complexes.



FLEXIBILITE MAXIMALE

SlimShaper®

Les couleurs du mandrin permettent d'identifier rapidement la nature de l'alliage et de choisir en fonction de l'étape du traitement.

SlimShaper®

Rapide, efficace et ultra-flexible

Le premier système triple alliage
minimalement invasif proposé sur le marché.



Références Du Système

SlimShaper® 21 mm

ZSS2100001 ZS1 21 mm (6 limes) steriles
ZSS2100002 ZS2 21 mm (6 limes) steriles
ZSS2100003 ZS3 21 mm (6 limes) steriles
ZSS21ASST6 ZS1-ZS3 21 mm (6 limes) steriles

SlimShaper® 25 mm

ZSS2500001 ZS1 25 mm (6 limes) steriles
ZSS2500002 ZS2 25 mm (6 units) sterile
ZSS2500003 ZS3 25 mm (6 units) sterile
ZSS25ASST6 ZS1-ZS3 25 mm (6 units) sterile

SlimShaper® 31 mm

ZSS3100001 ZS1 31 mm (6 units) sterile
ZSS3100002 ZS2 31 mm (6 units) sterile
ZSS3100003 ZS3 31 mm (6 units) sterile
ZSS31ASST6 ZS1-ZS3 31 mm (6 units) sterile

SlimShaper® Gutta-percha

ZSSGP00ZS2 Gutta-percha ZS2 (60 cônes)
ZSSGP00ZS3 Gutta-percha ZS3 (60 cônes)

SlimShaper® Pointes de Papier

ZSSPP00ZS2 Pointes de papier ZS2 (60 pointes)
ZSSPP00ZS3 Pointes de papier ZS3 (60 pointes)



FROM ODONTOLOGISTS
TO ODONTOLOGISTS

hola@zarc4endo.com
www.zarc4endo.com

