

De betaalbare CS 1200 is eenvoudig in het gebruik, gemakkelijk om te delen en brengt hoogkwalitatieve, intraorale beeldverwerking binnen uw bereik.

CS 1200



Superieure beeldkwaliteit tegen een betaalbare prijs

Met de hoge beeldresolutie van 1024 x 768 ziet u met de CS 1200 zelfs de kleinste details. Als betaalbaar instapmodel voor digitale beeldverwerking brengt de CS 1200 hoogkwalitatieve, intraorale beeldverwerking binnen het bereik van elke praktijk.

Betere communicatie met de patiënt

Dankzij de kristalheldere afbeeldingen ondersteunt de CS 1200 de communicatie met uw patiënten en is het een perfect middel om patiënten goede uitleg te geven. Beter geïnformeerde patiënten nemen betere beslissingen met betrekking tot hun behandeling—waardoor de omzet verbetert en de investering maximaal wordt terugverdiend.



Vastleggen van hoogkwalitatieve, intraorale afbeeldingen



Eenvoudig om te delen

Patiëntenfoto's maken en ze rechtstreeks vanaf de CS 1200 beoordelen. Met de mogelijkheid om tot wel 300 foto's in de camera op te slaan, vervalt met de CS 1200 de noodzaak tot extra geheugenkaarten of computers in elke behandelkamer. De camera ondersteunt zowel pc als analoge* weergave en zorgt met zijn rechtstreekse aansluiting voor snel en gezamenlijk gebruik tussen behandelkamers.

Ontworpen voor comfort

De lichtgewicht en compacte CS 1200 past in iedere hand en zorgt voor zo min mogelijk vermoeidheid van de behandelaar. De ronde kop en de conische vormgeving van de camera zorgen voor het comfort van de patiënt.

Eenvoudig in het gebruik

De CS 1200 beschikt over een verlichting dat uit 6 LED-lampjes bestaat die zich in elke lichtsituatie automatisch aanpast voor perfecte belichting van de opnames. Het scherpstelbereik van de camera zorgt voor het kunnen vastleggen van een verscheidenheid aan intraorale afbeeldingen.

Eenvoudig te integreren

De CS 1200 voldoet volledig aan TWAIN en werkt met de beeldverwerkingssoftware van KODAK/CS, evenals met de software van andere toonaangevende fabrikanten. Bovendien is de camera voorzien van een monteerbare houder en diverse kabels waarmee de camera op elke aansluiting past: USB, AV*, en S-video*.

Uitstekende service en ondersteuning

De CS 1200 is eenvoudig te installeren en te gebruiken, wordt voorzien van uitstekende service en ondersteuning, één 1 jaar productgarantie, en mogelijkheden tot het verlengen van de garantie.

Technische specificaties

Beeldresolutie	1024 (H) x 768 (V)
Videoresolutie	640 (H) x 480 (V)
Scherptebereik	3 mm – 25 mm
Kijkhoek	90°
Gezichtsveld	80°
Scherpte	Vaste scherpste
Lichtbron	Serie van 6 witte LED-lampjes
Video-uitgang*	TV-NTSC*, TV-PAL*, S-Video*
PC-aansluiting	USB 2.0 hoge-snelheid interface



Inclusief aansluitingen voor S-Video, AV,* en USB

Wilt u meer weten? Ga naar www.carestreamdental.com of neem contact op met uw lokale, erkende dealer. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? E-mail dentalnews@carestream.com.