



# COLTENE

Juillet – Septembre 2022

## Promotions



HyFlex EDM

→ p. 4



PRESIDENT The Original

→ p. 14



BRILLIANT COMPONEER

→ p. 19

# LES GAMMES DE PRODUITS COLTENE

## Restauration

Gamme BRILLIANT



## Prothèse

Gamme AFFINIS  
Gamme PRESIDENT The Original



## Endodontie

Gamme COLTENE  
Gamme MicroMega



## Accessoires pour le traitement - Contrôle des infections

Gamme ROEKO



## Instruments rotatifs

Gamme DIATECH



# MicroMega HandFiles\*

Évaluation de l'anatomie canalaire.




LONGUEURS  
DISPONIBLES  
**21, 25 et 31 mm**



TAILLES  
De **006 à 140**



CONICITÉ  
**2%**



- ✓ Blister de 6 instruments pré-stérilisé.
- ✓ Limes à usage multiple.

## LIMES K

La lime K est utilisée pour l'exploration du canal radiculaire avant l'étape de mise en forme. Cette lime donne une première indication sur l'anatomie du canal, cette étape est à compléter avec une radiographie. Lors de la première exploration, la lime K aide à déterminer la longueur de travail, avec ou sans l'utilisation d'un localisateur d'apex permet de supprimer les principales contraintes mécaniques par une action d'élargissement.

## RACLEURS

Leurs angles très tranchants sont les plus adaptés pour la découpe verticale de la dentine et pour l'élargissement du canal radiculaire et l'élimination des débris de l'apex à la partie coronaire, en particulier lorsque les parois des canaux sont irrégulières.



### MicroMega K-Files (limes K) Blister stérile de 6 instruments

6 × Limes K-Files B6

B6 K-Files n006 L25 sterile	60029718	<b>10,33 €</b>
B6 K-Files n006 L31 sterile	60029719	
B6 K-Files n008 L25 sterile	60029721	
B6 K-Files n008 L31 sterile	60029722	
B6 K-Files n010 L25 sterile	60029724	
B6 K-Files n010 L31 sterile	60029725	
B6 K-Files n015 L25 sterile	60029727	
B6 K-Files n015 L31 sterile	60029728	
B6 K-Files n020 L25 sterile	60029730	
B6 K-Files n020 L31 sterile	60029731	
B6 K-Files n025 L25 sterile	60029733	
B6 K-Files n025 L31 sterile	60029734	



### MicroMega H-Files (racleurs) Blister stérile de 6 instruments

6 × Racleurs H-Files B6

B6 H-Files n008 L25 sterile	60029781	<b>10,33 €</b>
B6 H-Files n008 L31 sterile	60029782	
B6 H-Files n010 L25 sterile	60029784	
B6 H-Files n010 L31 sterile	60029785	
B6 H-Files n015 L25 sterile	60029787	
B6 H-Files n015 L31 sterile	60029788	
B6 H-Files n020 L25 sterile	60029790	
B6 H-Files n020 L31 sterile	60029791	
B6 H-Files n025 L25 sterile	60029793	
B6 H-Files n025 L31 sterile	60029794	

\*Limes K, broches, racleurs



# HyFlex EDM

Une résistance à la rupture jusqu'à 700% supérieure\*

\*Source : essais internes COLTENE



## HyFlex EDM Réassort

~~48,34 €~~ 36,26 €

3 x Lime de votre choix

Orifice Opener  
25/12



HandFiles



Limes de sécurisation au choix  
suivant l'anatomie canalaire  
15/03 10/05



Lime de préparation  
20/05



Mise en forme  
25/~ OneFile



Long.	Réassort x 3 400 tr/min / 2,5 Ncm		Réassort x 3 300 tr/min / 1,8 Ncm	Réassort x 3 300 tr/min / 1,8 Ncm	Réassort x 3 400 tr/min / 2,5 Ncm	Réassort x 3 400 tr/min / 2,5 Ncm
21 mm	-	cf. page 3	60023493	60022269	60022275	60022270
25 mm	-	ou lime de votre choix	60023492	60019594	60022276	60019595
15 mm	60019596		-	-	-	-

## HyFlex EDM Kit de mise en forme simple

- 1 x 25/12 Orifice Opener
- 1 x 10/05 Lime de cathétérisme
- 1 x 25/~ Lime de mise en forme

Long.	
21 mm	60022267
25 mm	60019363

~~48,34 €~~ 36,26 €

## HyFlex EDM Kit de mise en forme medium

- 1 x 10/05 Lime de cathétérisme
- 1 x 20/05 Lime de préparation
- 1 x 25/~ Lime de mise en forme

Long.	
21 mm	60022277
25 mm	60022278

~~48,34 €~~ 36,26 €

## HyFlex EDM Kit de finition 25 mm (facultatif)

- 1 x 40/04
- 1 x 50/03
- 1 x 60/02

~~48,34 €~~ 36,26 €

## HyFlex EDM pointes de Guttapercha

~~22,41 €~~ 17,92 €

60 x Pointes de Guttapercha HyFlex EDM

20/05	60022706
OneFile 25/~	60022707
40/04	60022708
50/03	60022709
60/02	60022710
Assortiment 20/05 - 60/02	60022705



## HyFlex EDM pointes de Papier

~~13,28 €~~ 10,62 €

100 x Pointes de Papier HyFlex EDM

20/05	60022742
OneFile 25/~	60022743
40/04	60022676
50/03	60022741
60/02	60022740
Assortiment 20/05 - 60/02	60022744



# MicroMega One Flare



VITESSE DE ROTATION  
250 - 400 tr/min



COUPLE MAXIMUM  
3 N.cm

## L'endo sécurisée.

Votre évaseur nouvelle génération traité thermiquement !

- ✓ Progression sécurisée.
- ✓ Suppression des interférences à l'entrée du canal.
- ✓ Traitement thermique pour davantage de flexibilité et de résistance.
- ✓ Stérile à usage multiple.



# MicroMega One G



VITESSE DE ROTATION  
250 - 400 tr/min



COUPLE MAXIMUM  
1,2 N.cm




## La lime unique de cathétérisme en rotation continue


- ✓ Simplicité : 1 seul instrument de cathétérisme en rotation continue. Protocole simple et rapide.
- ✓ Efficacité : Pré-élargissement efficace. Gain de temps sur l'ensemble du traitement canalaire.
- ✓ Sécurité : Résistant à la fracture et au dévissage grâce à sa section et son pas innovants.

### MicroMega One G

1 seul instrument de cathétérisme



Séquence de mise en forme habituelle



### MicroMega One Flare

Réassort  
Lime d'évasement One Flare, 17 mm

20952201 46,21 €

5 x One Flare



### MicroMega One G

Lime de cathétérisme One G  
5 x B5 One G n14/3% - Classics sterile

L21 mm	20948201	50,77 €
L25 mm	20948202	
L29 mm	20948203	



# MicroMega 2Shape mini

Préparation endodontique conservatrice

### FAÇONNAGE DU CANAL RADICULAIRE

- ✓ Préservation de la dentine péricervicale
- ✓ Élimination d'un minimum de structure dentaire
- ✓ Respect de la forme du canal radiculaire
- ✓ Création d'un espace optimal pour une désinfection en profondeur et une obturation adéquate

### CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Petite taille / conicité
- ✓ Fil de  $\varnothing$  1 mm
- ✓ Traitement thermique T.Wire
- ✓ Efficacité de coupe
- ✓ 2 limes de façonnage
- ✓ Blister stérile
- ✓ 3 longueurs : 21, 25 et 31 mm
- ✓ Usage multiple

**NOUVEAU**  
ÉVOLUTION PRODUIT



VITESSE DE ROTATION  
**250 - 400 tr/min**



COUPLE MAXIMUM  
**2,5 N.cm**



## MicroMega 2Shape mini

5 x B5 2Shape mini stérile Classics S (5 pcs./pack)

	L21 mm	L25 mm	L31 mm	
B5 2Shape TS1 mini N25 4 %	20953201	20953211	20953221	<b>49,18 €</b>
B5 2Shape TS2 mini N25 6 %	20953202	20953212	20953222	
B5 2Shape F35 mini N35 6 %	20953203	20953213	20953223	
B5 2Shape F40 mini N40 4 %	20953204	20953214	20953224	



Pour plus d'informations  
sur MicroMega  
2Shape mini, veuillez  
scanner le code QR.

### MicroMega 2Shape mini pointes de Guttapercha et pointes de Papier

**21,40 €**

	60 pcs.	144 pcs.
GP 25/.04	60031543	-
GP 45/.04	60031544	-
GP 25/.0~	60031545	-
GP 35/.0~	60031546	-
PP 25/.04 CP	-	60031735
PP 40/.04 CP	-	60031737
PP 25/.06 CP	-	60031738
PP 35/.06 CP	-	60031739



# MicroMega One Curve mini


## Préparation endodontique conservatrice

### FAÇONNAGE DU CANAL RADICULAIRE

- ✓ Préservation de la dentine péricervicale
- ✓ Élimination d'un minimum de structure dentaire
- ✓ Respect de la forme du canal radiculaire
- ✓ Création d'un espace optimal pour une désinfection en profondeur et une obturation adéquate

### CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Petite taille / conicité
- ✓ Fil de Ø 1 mm
- ✓ Traitement thermique C.Wire
- ✓ Efficacité de coupe
- ✓ Lime unique, usage unique
- ✓ Blister stérile
- ✓ 3 longueurs : 21, 25 et 31 mm
- ✓ Tailles 25/.04, 25/.06, 35/.04, 45/.04



**NOUVEAU**  
ÉVOLUTION PRODUIT



VITESSE DE ROTATION  
**300 - 450 tr/min**



COUPLE MAXIMUM  
**2,5 N.cm**



## MicroMega One Curve mini

5 × B5 One Curve mini stérile (5 pcs./pack)

	L21 mm	L25 mm	L31 mm		
B5 One Curve mini N25 4 %	60030017	60030021	60030025	<del>56,21 €</del>	42,16 €
B5 One Curve mini N25 6 %	60030018	60030022	60030026		
B5 One Curve mini N35 4 %	60030019	60030023	60030027	<del>53,37 €</del>	40 €
B5 One Curve mini N45 4 %	60030020	60030024	60030028		
B4 One Curve mini L25 Assorted Sterile	60030033	60030034	60030035		



Pour plus d'informations  
sur MicroMega  
One Curve mini,  
veuillez scanner le code QR.

### MicroMega One Curve mini pointes de Guttapercha et pointes de Papier

21,40 €

	60 pcs.	144 pcs.
GP 25/.04	60031547	-
GP 35/.04	60031548	-
GP 45/.04	60031549	-
GP 25/.0~	60031550	-
PP 25/.04 CP	-	60031741
PP 35/.04 CP	-	60031743
PP 45/.04 CP	-	60031744
PP 25/.06 CP	-	60031745



# MicroMega One RECI

Explorez de nouvelles directions



## UNE LIME UNIQUE EN RÉCIPROCITÉ.

- ✓ Efficacité de coupe : section dissymétrique et variable brevetée.
- ✓ Sécurité : résistance à la fatigue cyclique.
- ✓ Flexibilité : respect de l'anatomie canalaire grâce au traitement thermique C.Wire.
- ✓ Mini-invasif : préservation de la zone péri-cervicale et des tissus dentaires.



Pour plus d'informations concernant MicroMega One RECI, visitez notre site web : [micro-mega.com/one-reci](http://micro-mega.com/one-reci)



Scannez le QR Code pour télécharger la liste détaillée des références ou retrouvez-la sur [channel.micro-mega.com](http://channel.micro-mega.com)



VITESSE DE ROTATION  
**300 - 400 tr/min**



COUPLE MAXIMUM  
**4 N.cm**



ANGLES DE RÉCIPROCITÉ  
**170/60**

## 5 pcs/pack (B5)

~~56,67€~~ 42,50€

5 x B5 One RECI stérile

	L21 mm	L25 mm	L31 mm
B5 One RECI n20 4%	60029878	60029883	60029888
B5 One RECI n25 4%	60029879	60029884	60029889
B5 One RECI n25 6%	60029880	60029885	60029890
B5 One RECI n35 4%	60029881	60029886	60029891
B5 One RECI n45 4%	60029882	60029887	60029892
B5 One RECI Assortiment stérile 1 x 20.04 – 1 x 25.04 – 1 x 25.06 1 x 35.04 – 1 x 45.04	60029898	60029899	60029900

## MicroMega One RECI pointes de Guttapercha

~~21,40€~~ 17,12€

60 x Pointes de Guttapercha One RECI

GP 20/.04 DB	60031551
GP 25/.04 DB	60031552
GP 35/.04 DB	60031553
GP 45/.04 DB	60031554
GP 25/.0~ DB	60031679



## MicroMega One RECI pointes de Papier

~~21,86€~~ 17,49€

144 x Pointes de Papier One RECI

PP 20/.04 CP	60031746
PP 25/.04 CP	60031747
PP 35/.04 CP	60031748
PP 45/.04 CP	60031749
PP 25/.06 CP	60031750





# MicroMega Dual Move

Moteur endo sans-fil



Orientez le contre-angle jusqu'à la position parfaite pour une visibilité optimale !



Contrôlez votre préparation canalaire avec vos sens visuels et auditifs !



Tous niveaux de pratique, toutes limes niti !



Gardez la maîtrise de votre traitement !



VITESSE DE ROTATION MAXIMALE  
1 000 tr/min



Dual Move avec rotation continue + réciprocité

52002004 | 1 027 €

- 1 × Pièce à main Dual Move + batterie
- 1 × Support de la pièce à mains
- 1 × Câble de transfert de données
- 1 × Chargeur avec adaptateurs
- 1 × Buse de pulvérisation
- 1 × Manchon en silicone
- 1 × Notice multilingue



## OFFRE Dual Move/One RECI

30 blisters de  
5 instruments



MicroMega  
Dual Move

~~2 722 €~~ 1 660 €



MicroMega  
One Flare  
× 1



MicroMega  
One G  
× 4



MicroMega  
One RECI  
× 25

### Détail de l'offre

Réf.	Désignation	Réf.
	1 × One Flare	20952201
	4 × One G	20948202
	1 × One RECI 20.04	60029883
	11 × One RECI 25.04	60029884
	11 × One RECI 25.06	60029885
	1 × One RECI 35.04	60029886
	1 × One RECI 45.04	60029887
	1 × Dual Move <b>POUR 1 €</b>	52002004

60032991

DÉCOUVREZ L'ASSISTANT ENDO JENI !

# CanalPro Jeni

Système d'assistance numérique pour le traitement canalaire

Le nouveau moteur d'endodontie CanalPro Jeni est équipé d'un système d'assistance numérique en attente de brevet destiné au traitement canalaire qui commande le mouvement de la lime à la milliseconde près par le biais d'algorithmes complexes. Le mouvement de rotation ainsi que la vitesse de rotation sont réglés en continu à l'aide de l'intensité du courant et du couple.

- ✓ 5 systèmes de limes NiTi programmés, HyFlex CM & EDM, MicroMega One Curve, MicroMega Remover et MicroMega 2Shape
- ✓ Notification de rinçage
- ✓ Détection des risques de fracture
- ✓ Programme Doctor's Choice permettant de sauvegarder des séquences individuelles
- ✓ Localisateur d'apex intégré garantissant une mesure précise et continue de la longueur de travail

En profiter dès maintenant : [jeni.coltene.com](http://jeni.coltene.com)










**Écran tactile couleur panoramique 7"**  
Format paysage clair et contrasté

**Pédale Bluetooth**  
La pédale sans câble est automatiquement reliée à l'unité de commande.



CONSULTEZ VOTRE REPRÉSENTANT COLTENE POUR UNE OFFRE SPÉCIALE

-  **Nouveau système d'assistance autonome pour le traitement canalaire**
-  **Atteindre sa cible avec le mode Jeni**
-  **Idéalement adapté aux quatre systèmes de limes**
-  **Notification de rinçage**
-  **Système de prévention de la rupture de lime**
-  **Apex Locator – une mesure de longueur sans interruption**
-  **Utilisation flexible avec fonction Doctor's Choice\***
-  **Résolument axé sur l'avenir grâce aux mises à jour**

## CanalPro Jeni, set complet

60023659	<b>3 444 €</b>
----------	----------------

- 1 × Dispositif de commande
- 1 × Moteur avec contact de mesure de l'apex
- 1 × Contre-angle entièrement isolé 1:1
- 1 × Pédale Bluetooth
- 1 × Bloc d'alimentation
- 1 × Set de câble d'apex
- 1 × Étrier pour câble d'apex

\*sans mode Jeni (aucune commande du mouvement de la lime personnalisée et variable, aucune notification de rinçage ni avertissement de rupture de lime)

# roeko GuttaFlow bioseal

Bien plus qu'un système d'obturation :  
un outil de guérison

- ✓ Poudre de gutta-percha [polydiméthylsiloxane, catalyseur (platine), dioxyde de zirconium, micro-argent (conservateur), colorant, vitrocéramique bioactive].
- ✓ Expansion - pas de condensation requise, donc pas de perte de temps.
- ✓ Adhésion à la pointe de gutta-percha et à la paroi dentinaire.



### Étape 1 (sécurité directe) :

Protection dès l'obturation, p. ex. par bioactivité en cas d'humidité résiduelle dans le canal radiculaire



### Étape 2 (sécurité latente) :

Protection régénérative en cas d'une possible introduction d'humidité ultérieure, p. ex. à cause de la formation de fissures, etc.

CONSISTANCE  
IDÉALE ET  
IDENTIQUE  
pendant toute  
la durée du temps  
de travail



**Temps de travail :** 5 mn  
**Polymérisation :** 12 - 16 mn



EN JUILLET

**-33%**

À L'ACHAT DE 3 RÉASSORTS  
GUTTAFLOW  
BIOSEAL

OFFRE VALABLE  
UNIQUEMENT AUPRÈS  
DE VOTRE RESPONSABLE  
SECTEUR COLTENE

PRODUIT DU MOIS

### Réassort ROEKO GuttaFlow bioseal

60019561	142 €
----------	-------

1 × 5 ml      Seringue à corps double

### Kit ROEKO GuttaFlow bioseal

60019560	157 €
----------	-------

1 × 5 ml      Seringue à corps double  
12 ×          Embouts mélangeurs  
1 ×          Bloc de papier pour mélange

### Réassort embouts mélangeurs ROEKO GuttaFlow bioseal

60019562	32,17 €
----------	---------

24 ×          Embouts mélangeurs





# AFFINIS

# VITESSE

Toujours l'un des silicones A  
les plus rapides



EN SEPTEMBRE

 -33%  
 SUR LA GAMME  
 AFFINIS

 OFFRE VALABLE  
 UNIQUEMENT AUPRÈS  
 DE VOTRE RESPONSABLE  
 SECTEUR COLTENE

PRODUIT DU MOIS



## Couronné de succès dans les moindres détails

**Un silicone A toujours parmi les plus rapides de sa génération.** AFFINIS fast, avec une durée totale de prise de 2 min 10 s garantit une efficacité.

**Moulage précis de chaque détail même dans les conditions les plus difficiles.** Le système hautement performant de tensioactifs est caractérisé par une excellente affinité de surface dans un environnement humide.

**Prise d'empreinte en toute confiance.** La consistance autolissante prévient les bulles d'air et les déformations.

**Contrôle aisé pour une réussite garantie.** Les matériaux wash AFFINIS PRECIOUS avec pigmentation argent et or pour une excellente lisibilité et une reproduction fidèle des détails.

### AFFINIS putty

96,49 €

 2 × 300 ml Base et catalyseur  
 2 × Cuillères

Viscosité

putty soft	6530
putty soft fast	6531
putty super soft	6535

### AFFINIS system 360

204,14 €

 2 × 380 ml Réassort  
 1 × Bague de serrage

Viscosité

putty	6472
heavy body	6487
MonoBody	6482

### AFFINIS et AFFINIS PRECIOUS

61,38 €

 2 × 50 ml  
 12 × Embouts mélangeurs universels

Viscosité

light	6501
light fast	6601
regular	6511
regular fast	6611
PRECIOUS light	6775
PRECIOUS regular	6776



MATÉRIAU POUR EMPREINTE À BASE DE SILICONE A

# PRESIDENT

The Original

**UN PETIT PAS POUR LE DENTISTE**  
UN GRAND PAS POUR LA DENTISTERIE



## PRESIDENT The Original putty

76,14€

2 x 300 ml Base et catalyseur  
2 x Cuillères

Viscosité

	putty	60019942
	putty soft	60019943
	putty soft fast	60022166
	putty super soft	60019944



## PRESIDENT The Original system 360

170,99€

2 x 380 ml  
1 x Bague de serrage

Viscosité

	MonoBody	60019946
	heavy body	60019948



## PRESIDENT The Original light cartouche 50 ml

49,93€











2 x 50 ml  
12 x Embouts mélangeurs universels

Viscosité

	regular body	60019939
	light body	60019938
	Xtra light body	60019937




## LA GAMME PRESIDENT EN UN COUP D'ŒIL

	Aptitude à l'écoulement	Viscosité	Dureté finale	Résistance au déchirement	Reprise élastique	
REBASAGE	Xtra light body			50 Shore A	1,9 MPa	99,8
	Light body			50 Shore A	1,9 MPa	99,8 %
	Regular body			55 Shore A	2,5 MPa	99,8 %
PORTE-EMPREINTE	MonoBody			58 Shore A	3,0 MPa	99,7 %
	heavy body			63 Shore A	3,5 MPa	99,7 %
	putty super soft			55 Shore A	2,5 MPa	99,5 %
	putty soft			65 Shore A	2,8 MPa	99,4 %
	putty			75 Shore A	3,5 MPa	99,2 %



### MATÉRIAUX POUR PORTE-EMPREINTE PRESIDENT

Les matériaux pour porte-empreinte PRESIDENT sont convaincants par leur résistance au déchirement et leur élasticité élevées. Grâce au retrait sans résidu, les empreintes sont précises et réussies, même dans les conditions les plus difficiles. PRESIDENT heavy body et MonoBody contiennent des activateurs de surface, sont thixotropes et se caractérisent par une mise en pression rapide, ce qui permet de diriger facilement le matériau de rebasage dans les endroits difficiles d'un point de vue clinique. Les matériaux pour empreintes PRESIDENT se mélangent rapidement et sont proposés avec trois duretés finales différentes adaptées pour chaque cas.



### NOUVELLES COULEURS

Les nouvelles couleurs vives de la famille PRESIDENT offrent un meilleur contraste entre les matériaux de rebasage et de porte-empreinte pour une meilleure lisibilité des détails.




### MATÉRIAUX DE REBASAGE PRESIDENT

Les matériaux de rebasage PRESIDENT sont stables, tout en étant fluides sous pression pour un enregistrement précis de tous les détails marginaux. Les propriétés hydrophiles résultent des agents de surface présents dans le matériau. En présence d'humidité, ces additifs migrent à la surface et réduisent la tension de surface, améliorant ainsi la mouillabilité.

# BRILLIANT EverGlow

Aptitude au polissage exceptionnelle et brillant durable

Teinte		Seringues	Tips
DENTINE	Bleach	60019697	60019706
	A1/B1	60019698	60019707
	A2/B2	60019699	60019708
	A3/D3	60019700	60019709
	A3.5/B3	60019701	60019710
	C2/C3	60019702	60019716
	A4/C4	60019703	60019717
ÉMAIL	TRANSLUCENT	60019704	60019718
	BLEACH TRANSLUCENT	60019705	60019719
OPAQUE	OPAQUE BLEACH	60019743	60019746
	OPAQUE A1	60019744	60019747
	OPAQUE A2 <b>NOUVELLE TEINTE</b>	60023819	60023823
	OPAQUE A3	60019745	60019748
	OPAQUE A4 <b>NOUVELLE TEINTE</b>	60023820	60023824



## BRILLIANT EverGlow Réassort Seringues

~~52€~~ 41,60€

1 x Seringue 3 g

## BRILLIANT EverGlow Réassort Tips

~~76€~~ 60,80€

20 x Tips 0,2



# BRILLIANT EverGlow Flow

Le complément idéal

Teinte	Seringues
Bleach BL	60019752
A1/B1	60019753
A2/B2	60019754
A3/D3	60019755
A3.5/B3	60019756
A4/C4	60019757
TRANSLUCENT TRANS	60019758
OPAQUE A2	60019751
OPAQUE A3 <b>NOUVELLE TEINTE</b>	60023825



## BRILLIANT EverGlow Flow Réassort Seringues

~~31€~~ 24,80€

- 1 x 2 g Seringue
- 5 x Aiguilles d'application standards
- 5 x Aiguilles d'application fines 0,4 mm

ADHÉSIF UNIVERSEL MONOCOMPOSANT PHOTOPOLYMÉRISABLE

# ONE COAT 7 UNIVERSAL

La cohésion dans toutes les situations

Le **ONE COAT 7 Universal**, photopolymérisable, est le seul agent adhésif dont vous avez besoin pour le traitement d'obturation direct et indirect dans votre cabinet. Pas d'apprêt, pas de silanisation – il suffit d'appliquer, de disperser à l'air et de polymériser – c'est tout !



**96%**  
note globale  
obtenue par  
les éditeurs  
Dental

**DA**  
DENTAL ADVISOR  
Product insights  
you can trust.

EDITOR'S CHOICE



Système de notation : Excellent + + + + +  
Très bien + + + +  
Bien + + +



Un seul agent adhésif universel pour  
toutes les indications et techniques  
de mordançage



Extrêmement  
économique : jusqu'à  
300 applications par flacon



**ONE COAT 7 UNIVERSAL**  
Réassort Flacon

60019539	<del>94 €</del>	75,20 €
----------	-----------------	---------

1 x 5 ml	Flacon
1 x	Accessoires



Application  
optimisée pour un  
travail confortable  
et une utilisation  
économique

**ONE COAT 7 UNIVERSAL**  
Réassort Unidoses

60019540	121 €
----------	-------


50 x 0,1 ml	Unidose
50 x	Brossettes noires
1 x	Accessoires





# Kits de restauration **HIGHLIGHT**

Les **kits HIGHLIGHT** contiennent les dernières nouveautés de la gamme permettant de réaliser une restauration complète.



### Kit Restauration HIGHLIGHT en Seringues

60020090    ~~286,68 €~~    229,34 €

- 3 ×    Seringue de 3 g BRILLIANT EverGlow (1 × 3 g par teinte : A1/B1, A2/B2, A3/D3)
- 1 × 5 ml    ONE COAT 7 UNIVERSAL
- 50 ×    Brossette noire
- 2 ×    Polissoir DIATECH ShapeGuard (1 pré-polissoir et 1 polissoir pour le brillantage)

### Kit Restauration HIGHLIGHT en Tips

60020091    ~~243,02 €~~    194,42 €

- 30 ×    Tips de 0,2 g BRILLIANT EverGlow (10 × 0,2 g par teinte : A1/B1, A2/B2, A3/D3)
- 1 × 5 ml    ONE COAT 7 UNIVERSAL
- 50 ×    Brossette noire
- 2 ×    Polissoir DIATECH ShapeGuard (1 pré-polissoir et 1 polissoir pour le brillantage)

# BRILLIANT COMPONEER

## Système de restauration composite directe

BRILLIANT COMPONEER sont des coquilles composites prêtes à l'utilisation destinées à la restauration de dents antérieures. Ce système sophistiqué allie les avantages de la restauration directe aux avantages de la technique indirecte de pose de facettes. Chaque correction peut être exécutée de manière aussi simple et efficace que des restaurations complètes de dents antérieures. Les facettes sont disponibles en différentes tailles et teintes d'émail et peuvent être individualisées sans effort. **Pour le patient, cela correspond à un sourire brillant en une seule séance.**

- ✓ Restaurations hautement esthétiques des dents antérieures
- ✓ Restauration mini-invasive à base de composite
- ✓ Une seule séance – pas de passage au laboratoire nécessaire
- ✓ Un brillant durable grâce à d'excellentes propriétés de polissage
- ✓ Haute rentabilité pour le cabinet et le patient



Bleach Translucent

Translucent


**BRILLIANT COMPONEER Réassorts**

~~50,87 €~~ **38,15 €**

1 × Facette (réf. au choix)

Maxillaire						
FDI	13	12	11	21	22	23



Maxillaire		
FDI	14	24



Mandibule						
FDI	43	42	41	31	32	33



			Bleach Translucent				Translucent			
			S	M	L	XL	S	M	L	XL
Maxillaire	11	1 unité	60023122	60023128	60023134	60023140	60023158	60023164	60023170	60023176
	12	1 unité	60023123	60023129	60023135	60023141	60023159	60023165	60023171	60023177
	13	1 unité	60023124	60023130	60023136	60023142	60023160	60023166	60023172	60023178
	21	1 unité	60023125	60023131	60023137	60023143	60023161	60023167	60023173	60023179
	22	1 unité	60023126	60023132	60023138	60023144	60023162	60023168	60023174	60023180
	23	1 unité	60023127	60023133	60023139	60023145	60023163	60023169	60023175	60023181
Mandibule	31	1 unité	60023146	60023152			60023182	60023188		
	32	1 unité	60023147	60023153			60023183	60023189		
	33	1 unité	60023148	60023154			60023184	60023190		
	41	1 unité	60023149	60023155			60023185	60023191		
	42	1 unité	60023150	60023156			60023186	60023192		
	43	1 unité	60023151	60023157			60023187	60023193		

# DuoTEMP

Une double sécurité pour garder le sourire !

- ✓ Durcissement dual
- ✓ Un matériau avec des indications multiples
- ✓ Intégrité marginale élevée
- ✓ Retrait facile



## Application facile et rapide



Un seul composant, pas de mélange.  
Bonne rétention dans la cavité. Dépose facile.

## Kit Éco DuoTEMP

7090	81,89 €
------	---------

5 x Seringues de 5 g



# JET BLUE BITE

Matériau d'enregistrement de l'occlusion

- ✓ Reste exactement à l'endroit de l'application
- ✓ Pas de résistance à la fermeture, ni de reprise !
- ✓ Précis grâce à sa dureté, tout en étant suffisamment flexible pour un ajustage aisé
- ✓ Choisissez votre temps idéal de travail et de prise



TEMPS DE TRAVAIL	
SUPER FAST	FAST
<b>20</b> SEC.	<b>30</b> SEC.

TEMPS DE PRISE EN BOUCHE	
SUPER FAST	FAST
<b>30</b> SEC.	<b>40</b> SEC.

## Réassort JET BLUE BITE

<del>29,61 €</del>	<b>23,69 €</b>
--------------------	----------------

Fast 6491  
Super Fast 6493  
1 x 50 ml  
6 x Embouts mélangeurs  
6 x Embouts plats





# roeko VacuSoft

## Canule d'aspiration gros volume pour une aspiration douce et silencieuse

La géométrie conique spéciale des embouts garantit une aspiration optimisée des flux, elle est ainsi plus silencieuse. Parallèlement, elle empêche le renvoi par gravité des fluides aspirés (ou reflux) dans la bouche du patient.

- ✓ Contact tout en douceur avec la muqueuse buccale grâce aux embouts souples
- ✓ Faible bruit d'aspiration, sans reflux
- ✓ Flexibilité d'adaptation au traitement en cours et selon le type de patients : enfants, patients atteints d'un cancer et patients atteints d'un handicap.



sensitive comfort

Un embout très souple qui garantit une aspiration en douceur aux patients particulièrement sensibles (à la pression).



comfort

Les embouts souples pour une aspiration en douceur lors d'interventions simples.



solid comfort

Embout stable pour les aspirations nécessitant un écartement plus ferme.

### VacuSoft kit intro

60023549    29 €

- 2 × VacuSoft Base
- 5 × Embout sensitive confort
- 5 × Embout confort
- 5 × Embout solide

### VacuSoft réassort base

60023550    22 €

- 10 × VacuSoft Base



### VacuSoft réassort embout × 50

49 €

- 50 × VacuSoft Embout au choix

### VacuSoft réassort embout × 200

166 €

- 200 × VacuSoft Embout au choix

	50 ×	200 ×
Embout bleu sensitive confort	60023551	60023556
Embout vert confort	60023552	60023557
Embout noir solid confort	60023554	60023558

# SciCan OPTIM 1

 **1 MINUTE**  
DE TEMPS  
DE CONTACT\*\*



Nettoyant et désinfectant en une seule étape

#### DÉSINFECTANT RAPIDE À LARGE SPECTRE

- ✓ Tuberculocide et fongicide en **1 minute**.
- ✓ Bactéricide et virucide en **30 secondes** tout en respectant la norme EN 14476.

#### UN NETTOYANT EFFICACE EN UNE SEULE ÉTAPE

- ✓ Un nettoyant désinfectant efficace en 1 étape élimine les résidus organiques pendant qu'il désinfecte.

#### SÛR ET DOUX

- ✓ Non toxique.
- ✓ Non irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires.
- ✓ Pas de pictogrammes de danger SGH, de mentions d'avertissement ou de déclarations spécifiques.
- ✓ Ne laisse aucun résidu actif ; ne contribue pas à la résistance aux antimicrobiens.

#### SciCan OPTIM 1 lingettes

OPTEU1-12W **97,33 €**

12 x Boîte distributrice x 160 lingettes



**ACTIF CONTRE  
LE CORONAVIRUS**  
Plus d'informations en  
scannant le QR Code



\*\*Efficace en 1 minute selon les normes européennes ; EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624, EN 16615.  
Selon la norme RKI/DVV requise en Allemagne, OPTIM 1 est **ENTIÈREMENT VIRUCIDE** en 2 minutes.

roeko

# Surgitip

## Canules d'aspiration

Ils répondront à vos aspirations en chirurgie et endodontie

Les canules d'aspiration Surgitip sont des auxiliaires éprouvés pour assurer le séchage du champ opératoire buccal lors d'interventions peu invasives et pour aspirer des particules. Les canules en plastique permettent une aspiration extrêmement précise, car leur forme et leur conception sont spécialement développées pour le travail sous le microscope ou la loupe. Les canules convainquent en outre par leur maniement hygiénique et simple.

- ✓ Aspiration précise grâce à la pointe verte qui se distingue clairement
- ✓ Aucune gêne à la visibilité grâce à la forme longue et fine et à la pointe conique
- ✓ Utilisation hygiénique et peu chronophage car les canules sont stériles, emballées individuellement et sont immédiatement prêtes à l'emploi
- ✓ Différents diamètres de l'orifice d'aspiration pour un large spectre de traitements

### Surgitip

Ouverture de la pointe  
2,8 ou 4,9 mm, Stérile

Ø 2,8 mm, × 20 pcs.

462025	40,15 €
--------	---------

Ø 2,8 mm, × 100 pcs.

462026	170,62 €
--------	----------

Ø 4,9 mm, × 20 pcs.

462048	36,34 €
--------	---------

Ø 4,9 mm, × 100 pcs.

462049	154,74 €
--------	----------



### Surgitip-micro


Ouverture de la pointe  
1,2 mm, Stérile

Ø 1,2 mm, × 20 pcs.

462012	44,17 €
--------	---------

Ø 1,2 mm, × 100 pcs.

462013	187,71 €
--------	----------



### Surgitip-endo

Ouverture de la pointe  
0,35 mm, Stérile

Ø 0,35 mm, × 20 pcs.

60018280	44,85 €
----------	---------





# roeko

## Protège-tête

Protège-tête ROEKO en rouleau

- ✓ Feuille de polyéthylène recouverte d'une couche de cellulose absorbante
- ✓ Utilisable avec Simplimat
- ✓ 3 tailles pour presque tous les types de fauteuil



**-20%**

SUR LES PROTÈGES-TÊTIÈRE ROEKO

Blanc, 100 pcs.

27 x 28 cm

670007 ~~26,90€~~ 21,52€

Blanc, 100 pcs.

27 x 31 cm

670008 ~~28,12€~~ 22,50€

Blanc, 100 pcs.

27 x 34 cm

670009 ~~29,34€~~ 23,47€



### UN RENSEIGNEMENT, UNE DÉMO, UN WORK-SHOP...

HyFlex CM/EDM, BRILLIANT EverGlow, Fill-Up!, BRILLIANT COMPONEER, BioSonic,...

#### VOS INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS :

**Regional Manager Benelux**  
Sabien.Baisier@coltene.com  
T +32(0)472 095 035


**Belgique - Flandres**  
(NL) Carine.Bulte@coltene.com  
T +32 (0) 468 17 24 96

**Belgique - Wallonie**  
(FR) Celine.Poels@coltene.com  
T +32 (0) 475 36 07 99

Documents et photos non contractuels. Les prix peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.  
En cas d'erreur de prix sur un produit, COLTENE se réserve le droit de modifier ce prix.  
Offres valables jusqu'au 30 septembre 2022. Design : www.filgranestudio.fr.  
Crédits photo : banque d'image COLTENE, Adobe Stock, Istockphoto.

**Coltene/Whaledent AG**  
Feldwiesenstrasse 20  
9450 Altstätten/Switzerland

T +41 71 757 53 00  
info.ch@coltene.com

 COLTENE.benelux  
www.coltene.com

 **COLTENE**