

## LA COURONNE PERMANENTE DE L'IMPRIMANTE 3D

---

### saremco print - CROWNTEC

LES „GAME CHANGER“

Dents et base de prothèse  
sur mesure à partir de  
l'imprimante 3D avec  
CROWNTEC et  
DENTURETEC\*

CROWNTEC est une résine de haute qualité pour la production de restaurations permanentes hautement biocompatibles.

- pour dents artificielles pour prothèses dentaires
- pour couronnes, inlays, onlays et facettes
- matériau monophasé hautement esthétique avec une opacité parfaitement adaptée
- excellente biocompatibilité:  
aucune substance éluable en milieu aqueux
- immédiatement utilisable sans secouer longuement
- finition avec saremco els paintart\* possible

\*voir les informations produit séparées

Plus d'informations sur: [www.saremco.ch](http://www.saremco.ch)



SAREMCO

## Spécifications techniques

Consistance	viscosité moyenne, homogène
Couleur	selon le standard VITA®
Profondeur de polymérisation (DIN EN ISO 4049)	≥ 1,5 mm
Résistance en flexion (DIN EN ISO 4049)	> 135 MPa (moyenne)
E-Module (DIN EN ISO 4049)	> 4000 MPa
Dureté Barcol	> 40
Date de péremption	3 ans
Dispositif médical	classe IIa

## Informations sur la commande (bouteille à 500g)

REF	Description du produit
8063	CROWNTEC, A1
8052	CROWNTEC, A2
8051	CROWNTEC, A3
8065	CROWNTEC, B1
8066	CROWNTEC, SW (couleur blanchissante)

Teintes suivantes par demande: A3.5, A4, B2, B3, C3, C4, D3

