



CLASSIC LINE

RESTAURATION AUX COMPOSITES



Produit de qualité Suisse 
www.saremco.ch

SAREMCO
DENTAL



SAREMCO MICROCID ETCHANT GEL

Gel de mordantage, translucide, de couleur bleue, pour l'émail et la dentine. Mouille l'émail sans s'égoutter ou s'écouler. Contrôle visuel du processus (des bulles d'air annoncent la fin de la procédure de mordantage).

assure un mordantage rapide et efficace


contrôle visuel du processus: des bulles gazeuses indiquent le moment pour débuter le rinçage

aussi actif que l'acide phosphorique liquide, donc très efficace


pas d'assèchement tout au long de la durée de conservation

application ciblée grâce à la fine canule d'application

	REF
seringue, 2.5 ml	7310
paquet stock, seringue, 25 ml	7315



Le résultat fiable: émail préparé avec saremc microcid etchant gel.
(Photo Université de Zurich 2001)



Grâce à la production nettement visible de bulles de CO₂, le temps de mordantage très variable selon la qualité individuelle de l'émail se laisse apprécier de manière précise.



JAMES-2 BOND


Adhésif mono-composant photopolymérisable pour l'émail et la dentine. Sans solvant. Utilisation universelle, application directe avec les composites et les compomères et pour le scellement superficiel des collets dentaires sensibles.

pénètre et couvre en une seule étape

excellente indentation avec l'émail mordancé et remarquable liaison micromorphologique avec la dentine conditionnée

hydrophile avant la prise, hydrophobe après la prise

	REF
bouteille, 5 ml	7413



Excellente pénétration du james-2 dans les tubules dentinaires.
(Photo Université de Chieti 2004)



SAREMCO MICROHYBRID SERINGUE

Composite micro-hybride photopolymérisable. Utilisable pour toutes restaurations des classes I à V dans les secteurs antérieur et postérieur (convient également pour la technique indirecte). Résistant à l'abrasion, radio-opaque, ferme in situ, apte à être finement et facilement poli, adaptation marginale active, charges extrêmement fines à très faible dispersion.

composite microhybride photopolymérisable, à haute teneur en charges, radio-opaque

une expérience de plus de 20 ans atteste une excellente résistance à l'abrasion et une grande stabilité de la teinte

stabilité initiale

effet d'autolissage

charges extrêmement fines avec une très faible variation de la dispersion

teinte	seringue 1 x 4 g	teinte	seringue 1 x 4 g
	REF		REF
A1	7210	B2	7240
A2	7220	B3	7245
A3	7225	C2	7250
A3op.	7227	D3	7270
A3.5/B4	7230	IB	7201
B1	7235		


mhc start-up set 1 x microcid etchant gel 2.5 ml, 3 x mhc seringue 4 g (A1, A2, A3*), 1 x james-2 5 ml, Accessoires

7622

mhc workstation 2 x microcid etchant gel 2.5 ml, 6 x mhc seringue 4 g (A1, A2, A3, A3.5/B4, B2, C2*), 1 x james-2 5 ml, Accessoires – instruction d'emploi / flow chart. Dans une boîte solide.

7915

* Disponible en différentes combinaisons de teintes.



À gauche: Composite classique: vue de particules, grossissement de 500.
À droite: saremco microhybrid composite: vue des particules, grossissement de 500 (Photos Université de Bâle)

BIJOUX DENTAIRES SWAROVSKI

Bijoux dentaires de très grande qualité et très bien finis. Mise en place indolore, rapide et préservant l'émail tout en permettant une dépose ne laissant aucune trace.

finement taillés (ø 1.8 mm)

très facilement placés et déposés

disponible en cinq teintes très nobles

	REF
diamond crystal, 10 pieces	7815
shimmershell, 5 pieces	7816
ruby, 5 pieces	7817
aqua marine, 5 pieces	7818
sapphire, 5 pieces	7819
start-up kit 10 x diamond crystal, 1 x shimmershell, 1 x ruby, 1 x aqua marine, 1 x sapphire	7813
colour kit 10 x diamond crystal, 10 x shimmershell, 10 x ruby, 10 x aqua marine, 10 x sapphire	7811
economy kit 50 x diamond crystal	7814

SAREMCO

DENTAL



VERS LE SUCCÈS AVEC UN NOUVEL ASPECT RADIEUX ET DES PRODUITS OPTIMISÉS!

29 ans après la création de l'entreprise, SAREMCO Dental se présente sous une image resplendissante. Le logo et la présentation sont en harmonie avec les produits de grande qualité destinés à l'obturation dentaire. L'entreprise s'est transformée au cours des dernières années en une valeur sûre dans son domaine de par un grand savoir faire dans le secteur de la chirurgie dentaire. Avec des produits brillants tel le composite «els extra low shrinkage®»

SAREMCO Dental est dans le vent et offre aux patients et aux utilisateurs présentant des allergies avérées des solutions en matière de composites exemptes de TEGDMA et d'HEMA. Visitez la page internet www.saremco.ch et laissez-vous convaincre par les produits suisses de grande qualité.

SAREMCO Dental – Nous n'avons jamais été aussi près de la nature!

