

Endo-support d'instruments

Steri Endo Guard Engine

- Jusqu'à 11 instruments mécaniques et 5 instruments à main

Dimensions: 13,7 x 1,0 x 5,6 cm
N° art.: 50Z452
Couleurs: (A-S)
Prix: € 37,40



Steri Endo Guard Hand

- Jusqu'à 16 instruments à main

Dimensions: 13,7 x 1,0 x 5,6 cm
N° art.: 50Z450
Couleurs: (A-S)
Prix: € 37,40



Porte-fraises

Steri-Bur Guards

Bur Guard 12 trous

Dimensions: 7,3 x 1,0 x 3,9 cm
N° art.: 50Z406
Couleurs: (A-S)
Prix: € 18,98



Bur Guard 12 trous « Chirurgie »

Dimensions: 7,3 x 1,0 x 4,2 cm
N° art.: 50Z4081
Couleur: gris
Prix: € 19,55



Bur Guard 22 trous

Dimensions: 12,4 x 1,1 x 3,9 cm
N° art.: 50Z400
Couleurs: (A-S)
Prix: € 19,98



Bur Block magnétique

Bur Block 8 trous

Dimensions: 3,8 x 3,8 x 1,3 cm
N° art.: 50Z400
Couleurs: (A-S)
Prix: € 18,40



Bur Block 14 trous

Dimensions: 7,5 x 3,8 x 1,3 cm
N° art.: 50Z403
Couleurs: (A-S)
Prix: € 19,26



Couvercle Bur Block

- Protège contre la pollution pendant le stockage et la contamination pendant le transport
- Transparent – ne pas stériliser



Couvercle Bur Block pour 8 trous

Dimensions: 4,1 x 4,1 x 2,7 cm
N° art.: 50Z401
Prix: € 9,08

Couvercle Bur Block pour 14 trous (standard)

Dimensions: 7,9 x 4,1 x 2,7 cm
N° art.: 50Z404
Prix: € 9,08

Couvercle Bur Block pour 14 trous (haut)

Dimensions: 7,9 x 4,1 x 5,7 cm
N° art.: 50Z405
Prix: € 9,08



Anneaux et rubans de marquage

Anneaux E-Z ID

Anneaux

Contenu: 25 pièces
Couleurs: (A-S)

S N° art.: 70Z100
Prix: € 9,20

L N° art.: 70Z200
Prix: € 9,49

XL N° art.: 70Z000
Prix: € 9,78

Assortiment « classic »

Contenu: 8 distributeurs de 25 anneaux
Couleurs: 2xA, 2xB, 2xD, 1xG, 1xI

S N° art.: 70Z105
Prix: € 59,80

L N° art.: 70Z205
Prix: € 60,95

XL N° art.: 70Z005
Prix: € 62,10

Assortiment « jewel »

Contenu: 8 distributeurs de 25 anneaux
Couleurs: 1xI, 1xJ, 2xE, 1xM, 2xT, 1xU

S N° art.: 70Z115
Prix: € 59,80

L N° art.: 70Z215
Prix: € 60,95

XL N° art.: 70Z015
Prix: € 62,10

Assortiment « vibrant »

Contenu: 8 distributeurs de 25 anneaux
Couleurs: 1xN, 1xO, 1xP, 1xQ, 2xR, 2xS

S N° art.: 70Z110
Prix: € 59,80

L N° art.: 70Z210
Prix: € 60,95

XL N° art.: 70Z010
Prix: € 62,10



E-Z ID rubans

Rubans de repérage EZ-ID

Longueur: 3,0m
N° art.: 70Z300
Couleurs: (A-S)
Prix: € 13,20

Assortiment « classic »

Contenu: 8 rouleaux de 91 cm
Couleurs: 2xA, 2xB, 2xD, 1xG, 1xI

N° art.: 70Z305
Prix: € 53,90

Assortiment « jewel »

Contenu: 8 rouleaux de 91 cm
Couleurs: 1xI, 1xJ, 2xE, 1xM, 2xT, 1xU

N° art.: 70Z315
Prix: € 53,90

Assortiment « vibrant »

Contenu: 8 rouleaux de 91 cm
Couleurs: 1xN, 1xO, 1xP, 1xQ, 2xR, 2xS

N° art.: 70Z310
Prix: € 53,90



Souhaitez-vous plus d'information sur l'organisation en couleur de votre cabinet?

+32 (0)3 450 93 20

vente@denta.be

Tous les prix sont HT, valables jusqu'au 31.12.2022, et sous réserve d'erreurs ou modifications. Les couleurs, etc. des illustrations peut différer de celle du produit original. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

L'efficacité est tout ... et coloré!



Denta sa
Tél.: +32 (0)3 450 93 20
E-mail: vente@denta.be
www.denta.be

LOSER & CO
öfter mal was Gutes...
www.loser.eu



LE SYSTEME

Voulez-vous avoir une atmosphère plus organisée, plus efficace et relaxante de travail dans votre cabinet? Alors Zirc vous offre les produits les plus adaptés : bacs, plateaux, cassettes, etc qui vous permettront d'organiser vos matériels de façon intelligente, de nettoyer vos instruments en toute sécurité et de les ranger de manière plus ordonnée et moins encombrante. Le système de codage par couleur vous aidera non seulement à structurer l'exécution de vos tâches, mais aussi à accroître votre rendement. La plupart des produits Zirc sont offerts en 16 couleurs différentes, vous facilitant ainsi de rendre votre cabinet plus attrayant et d'organiser vos matériels en fonction de praticiens traitants, du type des soins à apporter ou des salles de consultation.

LES CARACTÉRISTIQUES

La plupart des produits Zirc sont non seulement désinfectables mais aussi autoclavables à 136°C. En plus, beaucoup de produits ont une protection antimicrobienne qui arrête la croissance des bactéries et protège contre les pellicules et la décoloration. Faites juste attention aux signes suivants sur la descriptions des produits :

 Autoclavable
  Protection antimicrobienne
  Désinfectable
  Thermo-désinfectable

Bacs à matériaux

Les bacs à matériaux Zirc servent à stocker, organiser et transporter tous les instruments et matériaux nécessaires aux traitements et qui doivent être amenés en toute sécurité de la salle de nettoyage au fauteuil de traitement et inversement.

Plateaux

Un plateau pour garder le contrôle! Enfin de l'ordre et de la clarté pendant les soins! Le système unique garantit un contrôle efficace des infections et le transport en toute sécurité des instruments contaminés entre la salle de soins et la zone d'hygiène.

Cassettes

Assurent une plus grande efficacité grâce au gain de temps lors du nettoyage et du tri des instruments. Une réduction du risque de blessure et d'infection se traduit par une sécurité accrue. Le rangement sûr et sans contact permet de prolonger la durée de vie des instruments.

Endo-support d'instruments

La solution parfaite pour l'organisation et le contrôle de la fréquence d'utilisation de vos instruments! Les Endo Guard stériles accueillent la série d'instruments qu'il vous faut pour un traitement défini. Garantit une bonne visibilité de chaque instrument ainsi que le nettoyage et la désinfection en profondeur.

Porte-fraises

Disponible en deux versions: avec un cadre pliant pour maintenir les instruments ou avec une base magnétique qui maintient les forets en toute sécurité et les empêche de rouler de manière incontrôlée. Les orifices d'écoulement préviennent la formation de corrosion sur les forets.

Anneaux et rubans de marquage

Les rubans et les anneaux EZ-ID organisent de nombreux processus dans la pratique. Ils sont disponibles en 16 couleurs et peuvent être autoclavés et désinfectés. Ils offrent également la sécurité - un certificat de retraitement validé est disponible.

Bacs à matériaux

Bac complet avec accessoires

- Bac   
- Tapis (antidérapant)
- Parois de séparation (à raccourcir et adapter)
- Boîte pour petites pièces avec couvercle transparent (petit)  
- Boîte pour petites pièces avec couvercle transparent (grand)  
- Plateau coulissant avec compartiments (transparent)  
- Couvercle Verrouillable (transparent)  

Dimensions: 31,9 x 28,5 x 10,2 cm
N° art.: 20Z455
Couleurs: (A-S)
Prix: € 85,10



Bac (Tub seul)

Dimensions: 31,1 x 27,6 x 7,0 cm
N° art.: 20Z463
Couleurs: (A-S)
Prix: € 25,30



Cloisons

Dimensions: 25,4 x 23,0 x 3,2 cm
N° art.: 20Z461
Prix: € 15,95



Kit d'accessoires pour bac à matériaux et seringues

- Boîte pour petites pièces format long  
- Plateau coulissant avec compartiments  
- Présentoir pour 20 seringues   
- Porte-seringue  

N° art.: 20Z489
Prix: € 63,25



Kit d'accessoires pour bac à matériaux et compules

- 4 boîtes pour petites pièces format long  
- Plateau coulissant avec compartiments  
- Support à compules   
- Tapis

N° art.: 20Z479
Prix: € 63,25



Couvercle

Dimensions: 32,4 x 28,5 x 4,0 cm
N° art.: 20Z459
Prix: € 24,20



Tapis (antidérapant)

Dimensions: 24,4 x 21,8 x 0,5 cm
N° art.: 20Z462
Prix: € 8,50



Plateaux coulissants

- Conçus pour reposer sur le bord du bac, libérant le fond de la cuvette pour le stockage de matériaux.

Dimensions: 24,8 x 13,7 x 2,7 cm
Prix: € 15,40

Plateau coulissant avec compartiments

N° art.: 20Z466

Plateau coulissant sans compartiments

N° art.: 20Z467



Boîtes pour petites pièces avec couvercle

Petit
Dimensions: 5,7 x 4,1 x 2,9 cm
N° art.: 20Z471
Prix: € 9,90

Grand
Dimensions: 8,5 x 5,6 x 2,9 cm
N° art.: 20Z472
Prix: € 9,90

Long
Dimensions: 21,3 x 5,7 x 2,9 cm
N° art.: 20Z473
Prix: € 17,25



Plateaux

Plateau B-Lok

- Bord plus large pour une préhension sûre
- Pieds antidérapants pour une bonne stabilité
- Surface brillante pour un nettoyage rapide et méticuleux

Dimensions: 34,0 x 24,5 x 2,2 cm
Couleurs: (A-S)



Sans compartiments

N° art.: 20Z401
Prix: € 16,68

Avec compartiments

- Accueille jusqu'à 12 instruments à mains
- Porte-foret pour 9 instruments FG et à contre-angle
- Support pour canules ou pompe à salive

N° art.: 20Z451
Prix: € 18,98



Mini-plateau

- Surface brillante pour un nettoyage rapide et méticuleux
- Pieds antidérapants pour une bonne stabilité
- Les mini-plateaux sont parfaits pour les instruments d'examen et les kits de prophylaxie

Dimensions: 23,6 x 16,1 x 2,3 cm
N° art.: 20Z101
Couleurs: (A-S)
Prix: € 14,95



Cassettes

Petite cassette E-Z Jett

• Accueille jusqu'à 5 instruments
Dimensions: 20,1 x 7,8 x 3,0 cm
N° art.: 50Z925
Couleurs: (A-S)
Prix: € 34,10



Cassette E-Z Jett intermédiaire - Slim Design

• Accueille jusqu'à 8 instruments
Dimensions: 17,9 x 10,3 x 3,0 cm
N° art.: 50Z911
Couleurs: (A-S)
Prix: € 41,40



Couvercle de plateau B-Lok

- Compatible avec les plateaux B-Lok avec et sans compartiments
- Transparent - ne pas stériliser

Verrouillable

- Mécanisme latéral de fermeture pour un verrouillage sûr du couvercle



(standard)

Dimensions: 35,5 x 25,2 x 2,8 cm
N° art.: 20Z445
Prix: € 21,85

(haut)

Dimensions: 35,5 x 25,2 x 3,4 cm
N° art.: 20Z446
Prix: € 23,00

Non verrouillable

(standard)

Dimensions: 35,6 x 25,2 x 2,3 cm
N° art.: 20Z441
Prix: € 21,28

Couvercle de mini-plateau

- Meilleure contrôle des infections grâce au transport en toute sécurité au sein du cabinet des instruments contaminés sur le plateau fermé hermétiquement.
- Transparent - ne pas stériliser



Verrouillable

- Mécanisme latéral de fermeture pour un verrouillage sûr du couvercle

Dimensions: 25,0 x 16,6 x 2,8 cm
N° art.: 20Z103
Prix: € 19,55

Cassette E-Z Jett intermédiaire

• Accueille jusqu'à 8 instruments
Dimensions: 20,1 x 11,3 x 3,0 cm
N° art.: 50Z927
Couleurs: (A-S)
Prix: € 47,15



Grande cassette E-Z Jett

• Accueille jusqu'à 10 instruments
• Compartiment additionnel verrouillable pour les petites pièces
Dimensions: 20,1 x 17,7 x 3,0 cm
N° art.: 50Z930
Couleurs: (A-S)
Prix: € 52,90

