

Endo-Instrumentenhouder

Steri Endo Guard Engine

- Voor maximaal 11 machinale en 5 handinstrumenten
- Afmetingen: 13,7 x 1,0 x 5,6 cm
 Art.nr.: 50Z452
 Kleuren: (A-S)
 Prijs: € 37,40



Steri Endo Guard Hand

- Voor maximaal 16 handinstrumenten
- Afmetingen: 13,7 x 1,0 x 5,6 cm
 Art.nr.: 50Z450
 Kleuren: (A-S)
 Prijs: € 37,40



Boren-Houder

Steri-Bur Guards


- Boorbescherming met 12 gaten**
 Afmetingen: 7,3 x 1,0 x 3,9 cm
 Art.nr.: 50Z406
 Kleuren: (A-S)
 Prijs: € 18,98



- Boorbescherming met 12 gaten 'Chirurgie'**
 Afmetingen: 7,3 x 1,0 x 4,2 cm
 Art.nr.: 50Z4081
 Kleur: grijs
 Prijs: € 19,55




- Boorbescherming met 22 gaten**
 Afmetingen: 12,4 x 1,1 x 3,9 cm
 Art.nr.: 50Z410
 Kleuren: (A-S)
 Prijs: € 19,98



Magnetisch boorblok

- Boorblok met 8 gaten**
 Afmetingen: 3,8 x 3,8 x 1,3 cm
 Art.nr.: 50Z400
 Kleuren: (A-S)
 Prijs: € 18,40



- Boorblok met 14 gaten**
 Afmetingen: 7,5 x 3,8 x 1,3 cm
 Art.nr.: 50Z403
 Kleuren: (A-S)
 Prijs: € 19,26



Boorblokdeksel

- Beschermt tegen verontreiniging tijdens opslag en besmetting tijdens transport
- Transparant – Niet steriliseren



- Voor boorblok met 8 gaten**
 Afmetingen: 4,1 x 4,1 x 2,7 cm
 Art.nr.: 50Z401
 Prijs: € 9,08

- Voor boorblok met 14 gaten (standaard)**
 Afmetingen: 7,9 x 4,1 x 2,7 cm
 Art.nr.: 50Z404
 Prijs: € 9,08

- Voor boorblok met 14 gaten (hoog)**
 Afmetingen: 7,9 x 4,1 x 5,7 cm
 Art.nr.: 50Z405
 Prijs: € 9,08



Markeringsringen & -tape

E-Z ID ringen


- Ringen van een kleur**
 Inhoud: 25 stuks
 Kleuren: (A-S)

- S Art.nr.: 70Z100
 Prijs: € 9,20
 L Art.nr.: 70Z200
 Prijs: € 9,49
 XL Art.nr.: 70Z000
 Prijs: € 9,78



- Assortiment 'Classic'**
 Inhoud: 8 dispensers met 25 ringen
 Kleuren: 2x A, 2x B, 2x D, 1x G, 1x I

- S Art.nr.: 70Z105
 Prijs: € 59,80
 L Art.nr.: 70Z205
 Prijs: € 60,95
 XL Art.nr.: 70Z005
 Prijs: € 62,10



- Assortiment 'Jewel'**
 Inhoud: 8 dispensers met 25 ringen
 Kleuren: 1x I, 1x J, 2x E, 1x M, 2x T, 1x U

- S Art.nr.: 70Z115
 Prijs: € 59,80
 L Art.nr.: 70Z215
 Prijs: € 60,95
 XL Art.nr.: 70Z015
 Prijs: € 62,10



- Assortiment 'Vibrant'**
 Inhoud: 8 dispensers met 25 ringen
 Kleuren: 1x N, 1x O, 1x P, 1x Q, 2x R, 2x S

- S Art.nr.: 70Z110
 Prijs: € 59,80
 L Art.nr.: 70Z210
 Prijs: € 60,95
 XL Art.nr.: 70Z010
 Prijs: € 62,10



E-Z ID tape

- E-Z ID-markerings-tape**
 Lengte: 3,0 m
 Art.nr.: 70Z300
 Kleuren: (A-S)
 Prijs: € 13,20



- Assortiment 'Classic'**
 Inhoud: 8 rollen met een lengte van 91 cm
 Kleuren: 2x A, 2x B, 2x D, 1x G, 1x I
 Art.nr.: 70Z305
 Prijs: € 53,90



- Assortiment 'Jewel'**
 Inhoud: 8 rollen met een lengte van 91 cm
 Kleuren: 1x I, 1x J, 2x E, 1x M, 2x T, 1x U
 Art.nr.: 70Z315
 Prijs: € 53,90



- Assortiment 'Vibrant'**
 Inhoud: 8 rollen met een lengte van 91 cm
 Kleuren: 1x N, 1x O, 1x P, 1x Q, 2x R, 2x S
 Art.nr.: 70Z310
 Prijs: € 53,90



Hebt u meer informatie nodig over het organiseren van uw praktijk met kleur?

+32 (0)3 450 93 20
 verkoop@denta.be

Alle prijzen zijn exclusief de wettelijke belasting toegevoegde waarde en zijn geldig tot en met 31.12.2022. Vergissingen en prijswijzigingen voorbehouden. De afbeeldingen kunnen wat betreft kleur etc. afwijken van het oorspronkelijke product. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Efficiëntie is alles
 ... en kleurrijk!



Denta nv
 Tel.: +32 (0)3 450 93 20
 Email: verkoop@denta.be
 www.denta.be

LOSER & CO
after mal was Gutes...
 www.loser.eu



HET SYSTEEM

U wilt werken in een georganiseerde, efficiënte en ontspannen sfeer? Zirc biedt daarvoor de juiste producten aan: Tubs, trays, cassettes en nog veel meer om uw materialen slim te organiseren, om instrumenten veilig schoon te maken, om een duidelijk overzicht te bieden en om ruimte te besparen.

Het kleurcodesysteem helpt u bij het structureren van de werkstappen en het verder vergroten van uw efficiëntie. Zirc biedt vele producten aan in 16 verschillende kleuren.

U kunt niet alleen uw praktijk aantrekkelijker maken, u kunt ook materialen en instrumenten samenstellen volgens de kleur van de behandeling, behandelaar of spreekkamer.

DE EIGENSCHAPPEN

Het merendeel van de Zirc-producten is niet alleen desinfecteerbaar, maar ook autoclaveerbaar tot 136 °C. Bovendien hebben veel producten een antimicrobiële bescherming, die de groei van bacteriën remt en beschermt tegen afzettingen en verkleuring. Let op de volgende tekens bij de omschrijving van het product.

- Autoclaveerbaar
- Antimicrobiële bescherming
- Desinfecteerbaar
- Thermo-desinfecteerbaar

Materialbakken

Zirc materialbakken dienen als opslag-, organisatie- en transportmogelijkheid voor alle instrumenten en materialen die nodig zijn voor de behandelingen en die veilig van de reinigingsruimte naar de behandelstoel en weer terug moeten worden gebracht.

Trays

De behandelingstray maakt alles overzichtelijk! Eindelijk orde en overzicht op de behandelplaats! Het unieke systeem maakt nauwgezette infectiecontrole en veilig transport van gecontamineerde instrumenten van behandelruimte naar hygiëneruimte mogelijk.

Cassettes

Zorgen voor een verbeterde efficiëntie doordat er minder tijd nodig is voor het reinigen en sorteren van instrumenten. Minder risico op letsel en infectie leidt tot meer veiligheid. Veilige, contactloze bewaring maakt een langere levensduur van de instrumenten mogelijk.

Endo-Instrumentenhouder

De perfecte oplossing voor de organisatie en controle van de gebruiksfrequentie van uw endo-instrumenten! De Steri-Endo Guards nemen precies de instrumentenvolgorde op die u nodig hebt. Zorg voor een goed zicht op elk instrument en een grondige reiniging en desinfectie.

Boren-Houder

Verkrijgbaar in twee versies: met opvouwbaar frame om de instrumenten vast te zetten of met een magnetische basis die de boren goed vast houdt en voorkomt dat ze ongecontroleerd rondrollen. Afvoergaten voorkomen dat de boren roesten tijdens het reinigingsproces.

Markeringsringen & -tape


EZ-ID tapes en EZ-ID ringen organiseren vele processen in de praktijk. Ze zijn verkrijgbaar in 16 kleuren en kunnen worden geautoclaveerd en gedesinfecteerd. Ze bieden ook veiligheid – een gevalideerd reprocessingscertificaat is beschikbaar.

Materialbakken

Complete materialbak

- Bak
- Bodemat (antislip)
- Scheidingsschotten (kort en instelbaar)
- Bakje voor kleine artikelen, met transparant deksel (klein)
- Bakje voor kleine artikelen, met transparant deksel (groot)
- Schuiftray met indeling (transparant)
- Afsluitbaar afdekkap (transparant)

Afmetingen: 31,9 x 28,5 x 10,2 cm
 Art.nr.: 20Z455
 Kleuren: (A-S)
 Prijs: € 85,10




Materialbak

Afmetingen: 31,1 x 27,6 x 7,0 cm
 Art.nr.: 20Z463
 Kleuren: (A-S)
 Prijs: € 25,30



Scheidingsschotten

Afmetingen: 25,4 x 23,0 x 3,2 cm
 Art.nr.: 20Z461
 Prijs: € 15,95



Afdekkap

Afmetingen: 32,4 x 28,5 x 4,0 cm
 Art.nr.: 20Z459
 Prijs: € 24,20



Schuiftrays

- Passen in de bak en worden op de rand geplaatst, zodat opslag van materialen eronder mogelijk is


Afmetingen: 24,8 x 13,7 x 2,7 cm
 Prijs: € 15,40

Schuiftray met indeling

Art.nr.: 20Z466
 Prijs: € 9,90

Schuiftray zonder indeling

Art.nr.: 20Z467
 Prijs: € 9,90



met indeling zonder indeling

Bodemmat (antislip)

Afmetingen: 24,4 x 21,8 x 0,5 cm
 Art.nr.: 20Z462
 Prijs: € 8,50



Bak voor kleine artikelen, met deksel

Klein
 Afmetingen: 5,7 x 4,1 x 2,9 cm
 Art.nr.: 20Z471
 Prijs: € 9,90

Groot
 Afmetingen: 8,5 x 5,6 x 2,9 cm
 Art.nr.: 20Z472
 Prijs: € 9,90

Lang
 Afmetingen: 21,3 x 5,7 x 2,9 cm
 Art.nr.: 20Z473
 Prijs: € 17,25



Toebehorenkit spuiten materiaalbak

- Lange houder voor kleine benodigdheden
- Schuiftray met indeling
- Standaard voor 20 spuiten
- Spuitenhouder

Art.nr.: 20Z489
 Prijs: € 63,25



Toebehorenkit voor minifill-materiaalbak

- 4 lange houders voor kleine benodigdheden
- Schuiftray met indeling
- Minifill-houder
- Bodemat

Art.nr.: 20Z479
 Prijs: € 63,25



Trays

B-Lok Tray

- Brede rand om de tray goed vast te kunnen pakken
- Antislippootjes voor goede stabiliteit
- Hoogglanzend oppervlak maakt snelle en grondige reiniging mogelijk

Afmetingen: 34,0 x 24,5 x 2,2 cm
 Kleuren: (A-S)

Zonder onderverdeling
 Art.nr.: 20Z401
 Prijs: € 16,68

Met indeling

- Ruimte voor max. 12 handinstrumenten
- Boorhouder voor 9 FG- en hoekstuk-instrumenten
- Houder voor canules en speekselzuiger

Art.nr.: 20Z451
 Prijs: € 18,98

Mini Tray

- Hoogglanzend oppervlak maakt snelle, grondige reiniging mogelijk
- Antislippootjes voor goede stabiliteit
- Mini Trays zijn het bijvoorbeeld geschikt voor onderzoeksets en profylaxesets

Afmetingen: 23,6 x 16,1 x 2,3 cm
 Art.nr.: 20Z101
 Kleuren: (A-S)
 Prijs: € 14,95

Cassettes

Kleine E-Z Jett-cassette

- Ruimte voor maximaal 5 instrumenten

Afmetingen: 20,1 x 7,8 x 3,0 cm
 Art.nr.: 50Z925
 Kleuren: (A-S)
 Prijs: € 34,10



Middenmaat E-Z Jett-cassette – Slim Design

- Capaciteit maximaal 8 instrumenten

Afmetingen: 17,9 x 10,3 x 3,0 cm
 Art.nr.: 50Z911
 Kleuren: (A-S)
 Prijs: € 41,40



Traydeksel

- Passend voor B-Lok-trays met en zonder onderverdeling
- Transparant – Niet steriliseren

Vergrendelbaar

- Sluitmechanisme aan de zijkant, voor zekere vergrendeling van het deksel

(standaard)
 Afmetingen: 35,5 x 25,2 x 2,8 cm
 Art.nr.: 20Z445
 Prijs: € 21,85

(hoog)
 Afmetingen: 35,5 x 25,2 x 3,4 cm
 Art.nr.: 20Z446
 Prijs: € 23,00

Niet vergrendelbaar

(standaard)

Afmetingen: 35,6 x 25,2 x 2,3 cm
 Art.nr.: 20Z441
 Prijs: € 21,28

Deksel voor Mini Tray

- Verbeterde infectiecontrole door veilig transport van de gecontamineerde instrumenten binnen de praktijk, in een goed afgesloten tray.
- Transparant – Niet steriliseren

Vergrendelbaar


- Sluitmechanisme voor zekere vergrendeling van het deksel

Afmetingen: 25,0 x 16,6 x 2,8 cm
 Art.nr.: 20Z103
 Prijs: € 19,55

Middenmaat E-Z Jett-cassette

- Capaciteit maximaal 8 instrumenten


Afmetingen: 20,1 x 11,3 x 3,0 cm
 Art.nr.: 50Z927
 Kleuren: (A-S)
 Prijs: € 47,15



Grote E-Z Jett-cassette

- Capaciteit maximaal 10 instrumenten
- Als extra een afsluitbaar vak voor kleine benodigdheden

Afmetingen: 20,1 x 17,7 x 3,0 cm
 Art.nr.: 50Z930
 Kleuren: (A-S)
 Prijs: € 52,90



- A - Wit
- B - Blauw
- D - Groen
- E - Paars
- G - Beige
- I - Grijs
- J - Turquoise
- M - Rood
- T - Donkerblauw
- U - Koper
- N - Neon Blauw
- O - Neon Geel
- P - Neon Groen
- Q - Neon Oranje
- R - Neon Lila
- S - Neon Roze