

ACTEON
moving
forward

HERFST AANBIEDINGEN 2022

geldig van 12 september tot 23 december 2022

Benelux | Prijzen excl. btw | Voor tandheelkundige dealers



Ontdek onze nieuwe **oplossingen**
voor al uw klinische workflows



Workflow
Prosthetic



Workflow
Prophylaxis



Workflow
Implantology



Workflow
Endodontics

ACTEON

HERFST AANBIEDINGEN 2022

geldig van 12 september tot 23 december 2022

HERFST AANBIEDINGEN 2022 geldig van 12 september tot 23 december 2022. Deze promoties zijn enkel geldig bij de deelnemende verdelers. Prijzen excl. btw. Toepassingsgebied: Benelux. Niet-contractueel document. Copyright © 2022 ACTEON®. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document mag op geen enkele wijze worden gekopieerd of verstuurd zonder voorafgaande toestemming van ACTEON. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door ACTEON®. Aanmaakdatum: 09/2022.

1	PROPHYLAXIS WORKFLOW.....	4 - 12
	Intraorale camera's	5
	Ultrasoon	6 - 9
	Airpolisher.....	10 - 12
2	IMPLANTOLOGY WORKFLOW	13 - 25
	Beeldvormingssoftware	14 - 15
	extra-orale Radiologie	16 - 21
	Botchirurgie	22 - 25
3	RESTORATIVE WORKFLOW	26 - 39
	Intra-orale Radiologie	27 - 33
	Handmatige instrumentatie	34 - 36
	Polymerisatie	38
	Hiegiëne	39
4	CONTACTGEGEVENS	40

De hier gepresenteerde medische hulpmiddelen zijn gezondheidsproducten die het CE-merk dragen in overeenstemming met de regelgeving. De fabrikanten van deze medische hulpmiddelen zijn SATELEC®, SOPRO®, DE GÖTZEN, PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND® en PRODONT HOLLIGER (tenzij anders vermeld). Medische hulpmiddelen in de handel gebracht door SATELEC®, SOPRO®, DE GÖTZEN, PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND® en PRODONT HOLLIGER worden niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars. Lees aandachtig de aanwijzingen op het etiket of in de bijsluiter bij de producten. Alle informatie die nodig is voor het correcte gebruik van elk medisch hulpmiddel is opgenomen in de gebruikershandleiding of de samenvatting van de productkenmerken voor dat hulpmiddel, die beiden beschikbaar zijn op www.acteongroup.com.

De klinische oplossing voor uw workflows* Preventieve gezondheidszorg

by ACTEON®

Hoge kwaliteit en
uitmuntendheid

Een unieke oplossing
voor uw preventieve
gezondheidszorgprocedures

De ACTEON® workflow voor preventieve
gezondheidszorg biedt tandartsen een
complete oplossing voor elke fase van
het patiëntenbeheer, verbetert de zorg
en dient de belangen van artsen en
patiënten.



OPSPORING
EN
DIAGNOSE > BEHANDELING > FOLLOW-UP > BESCHERMING

*Klinische stadia

Medische apparaten, raadpleeg de specifieke instructies of etikettering voor meer informatie

ACTEON® Group
17 avenue Gustave Eiffel ■ ZI du Phare ■ 33700 MERIGNAC ■ FRANCE
www.acteongroup.com

ACTEON

SOPROCARE

3 modi, 3 behoeften

4079,2-€
3 490 €

met Mini Dock USB2
Ref. S_717_1602



4079,2-€
3 490 €


met Mini Dock U_USB2



PERIO-modus



CARIO-modus



DAYLIGHT-modus

SOPROCARE®-handstuk

Ref. S_950_0008

Geleverd met vier SOPROTIPS en een
handstukhouder.

SELECTIEVE CHROMATISCHE VERSTERKING

- ▶ Onthul tandplak en tandvleesontsteking.
- ▶ Diagnosticeer gaatjes voor minder invasieve behandelingen
- ▶ Onderzoek het oneindig kleine met macrovisie.



Medische apparaten klasse I.
Fabrikant: Sopro®ACTEON® Groep (Frankrijk)

MADE IN
FRANCE



Compatibel met
DICOM®

Compatibel met
WINDOWS®

Ultrasoon



NEUTRON
P5XS B.LED

Newtron®, elke dag,
voor elke klinische situatie

Ref. F62100

Wordt geleverd met een Newtron® Slim B.LED-handstuk met blauwe ring, een witte LED-ring, een F.L.A.G.-kit (5x 1,5 ml), een voeding, 3 tips (N°1, N°1S, H3), een autoclaveerbare platte sleutel en een reservoir van 300 ml.

3-356 €
1 990 €

Bliss
by Acteon



4 Bliss® - instrumenten om uit te kiezen

Gamma
Instrumenten
Algemene praktijk
+ Bliss®- Tarief



Bliss®, de nieuwe generatie
handinstrumenten

ULTRA
LICHT
15g

VERMINDERT
SPIERVERMOEIDHEID

ERGONOMISCHE EN
COMFORTABELE
HANDGRIEP

*3 356 € = 1 NEWTRON® P5 XS B.LED + 1 Gracey 1-2 Rff. 402.01SI + 1 universele curette Barnhart 5-6 408.05SI + 1 assen M23 Ref. 404.23SI + 1 dubbel uiteinde H5-L5 Ref. 406.05SI

NEWTRON® P5 XS B.LED: Ultrasonische controleconsole voor conventionele tandheelkunde

Medische apparaten klasse I - CE 0459 (GMED) - Fabrikant: SATELEC® (Frankrijk)

INSTRUMENTS BLISS®: Medische apparaten klasse I - CE - Fabrikant: Prodont Holliger (Frankrijk)

Ultrasoon



89.90 €
79 €

DENTAL PLAQUE DISCLOSER
Ref. F62203
F.L.A.G.™ voor B.LED 100ml

769 €
460 €



NEWTRON® SLIM B.LED HANDSTUK
Autoclaveerbaar

- ▶ Met blauwe LED-ring: Ref. F12900
- ▶ Met witte LED-ring: Ref. F12905

555.5 €
289 €



Ref. F12281

NEWTRON® HANDSTUK
Autoclaveerbaar

Newtron tip

periodontics

VERMOGEN 0 TO 25%



H3
F00369
x3 91 €pce



H4L
F00114
95 €



H4R
F00115
95 €

perioSoft

VERMOGEN 0 à 30%



PH1
F00702
81 €

Kit de 4 inserts

perio**m**aintenance

VERMOGEN 0 TO 25%



TK1-1S
F01001
x3 91 €pce



TK2-1L
F02162
95 €



TK2-1R
F02161
95 €

implant**P**rotect

Pure Titanium

VERMOGEN 0 TO 30%



IP1
F02121
x3 91 €pce



IP2L
F02122
111 €



IP2R
F02123
111 €



IP3L
F02124
111 €



IP3R
F02125
111 €

Newtron tip

scaling

VERMOGEN 50 TO 100%



N°1S
F00245
x3 59 €pce



N°1
F00246
x3 53 €pce



N°10P
F00253
x3 59 €pce



N°10Z
F00254
x3 78 €pce



N°10X
F00359
x3 78 €pce

Polishers

AIR N GO


EASY



1.307,70 €
1 150 €

Alle klinische toepassingen kunnen makkelijk worden uitgevoerd dankzij de all-in-one airpolisher

- ▶ AIR-N-GO® easy met KaVo®- adapter Ref. F10100
- ▶ AIR-N-GO® easy met Sirona®- adapter Ref. F10101
- ▶ AIR-N-GO® easy met W&H®- adapter Ref. F10102
- ▶ AIR-N-GO® easy met Bien-Air®- adapter Ref. F10103
- ▶ AIR-N-GO® easy met Midwest®- adapter Ref. F10105



Wordt geleverd met een omvormbaar AIR-N-GO® easy-handstuk, een SUPRA-nozzle, 1 introductiekit met zakjes van 20 g «CLASSIC»- en «PEARL»-poeder, 1 AIR-N-GO easy-onderhoudsset (extra o-ringen, spuit met siliconenvet en borstels, canule, reinigingsboor).

*KaVo, Sirona, W&H, Bien-Air en Midwest zijn geregistreerde handelsmerken.

AIR N GO

PERIO

PERIO easy-kit

Geleverd met een AIR-N-GO® PERIO Easy-mondstuk en 1 fles AIR-N-GO® "PERIO"-glycinepoeder van 160 g.
Ref. F10120



606,60 €
300 €

Polishers



100%
compatibele
poeders



AIR-N-GO® "CLASSIC"-poeder

4 flessen van 250 g

- ▶ Peppermunt: Ref. F10250
- ▶ Citroen: Ref. F10251
- ▶ Framboos: Ref. F10252
- ▶ Cola: Ref. F10253
- ▶ Neutraal: Ref. F10254
- ▶ 4 smaken: Ref. F10255

~~92,2 €~~
86 € pce
x2 69 € pce



117,40 €
109 €

AIR-N-GO® "PERIO"-poeder

3 flessen van 160 g
Ref. F10270

Airpolish

airMax

2.734,30 €
2 300 €

Supra-gingivale airpolish

Ref. F11400
Wordt geleverd met een ProphyPen™-handstuk, een 135° titanium mondstuk, 1 fles van 250 g pepermuntpoeder, 1 fles van 250 g citroenpoeder en een enkelvoudige voetpedaal.



MADE IN FRANCE

prophyMax

4.553,10 €
3 350 €

Combinatie van ultrasone generator en supra-gingivale luchtpolijster

Ref. F11610
Wordt geleverd met een ProphyPen™-handstuk, een 135° titanium mondstuk, een universele sleutel, 1 fles 250 g pepermuntpoeder, 1 fles 250 g citroenpoeder, een autoclaveerbaar NEWTRON®-handstuk en een dubbele pedaal.



AIR MAX en PROPHY MAX™ : controleconsole voor tandheelkundige airpolisher
Medische apparaten klasse IIa - CE0459 (GMED). Fabrikant: SATELEC® group ACTEON® (Frankrijk)

MADE IN FRANCE



De klinische oplossing voor uw workflows inzake Implantologie

by ACTEON®

Expertise en innovatie

Een compleet aanbod voor alle fasen van de implantologische workflow
Door de combinatie van expertise in beeldvorming en echografie biedt Acteon® innovatieve producten om implantologen te helpen comfortabele procedures uit te voeren in alle veiligheid, van diagnose tot behandeling en follow-up.



Medische apparaten, raadpleeg de specifieke instructies of etikettering voor meer informatie

SATELEC® - A Company of ACTEON® Group
17 avenue Gustave Eiffel • ZI du Phare • 33700 MERIGNAC • FRANCE
www.acteongroup.com


ACTEON

WEES EFFICIËNT

IN UW ANALYSE,
IN RECORDTIJD




GEAVANCEERDE FUNCTIES VOOR INTUÏTIEVE NAVIGATIE

ACTEON® Imaging Suite-software biedt intuïtieve navigatie en geavanceerde functies. De software is in staat om al uw beelden zelf te verwerken, van scannen tot het bekijken van beelden van alle ACTEON® -beeldvormingsapparatuur (CBCT, panoramisch, digitaal intraoraal radiografiesysteem, intraorale camera, en meer). Compatibel met Dicom.



- ▶ Implantaatplanning
- ▶ Plaatsen van kronen
- ▶ Tracering van de onderkaakzenuw
- ▶ Eenvoudige navigatie door de verschillende secties
- ▶ Bediening d.m.v. muis
- ▶ Bepaling van de botdichtheid en meting van het volume
- ▶ Oppervlakte, afstand en hoekmeting
- ▶ Een consistente en schaalbare implantaatbibliotheek
- ▶ Maak uw eigen chirurgische gids
- ▶ Afgedrukt implantaatrapport

- ▶ Informatie delen op een netwerk
- ▶ Export van casussen op CD of USB-stick
- ▶ Exporteren in STL-formaat
- ▶ Filter voor vermindering van metalen artefacten
- ▶ Filter voor optimalisering van panoramische en cefalometrische beelddetails
- ▶ Module voor ENT/luchtwegen
- ▶ Virtuele endoscoop
- ▶ ATM-module
- ▶ Integreert met verschillende software voor patiëntenbeheer



extra-orale
radiologie

X MIND trium



TRUE
LOW DOSE

Verlaag de doses zonder afbreuk te doen
aan de 3D-beeldkwaliteit

Tot
50%
dosisreductie**

4 FOV

- ▶ ø 40x40 mm ▶ ø 80x90 mm
- ▶ ø 60x60 mm ▶ ø 110x90 mm

ALGORITME VOOR BEELDOPTIMALISATIE

STANDAARDDOSERING
90 kV - 8 mA

LOW DOSE KLASSIEK
90 kV - 4 mA

TRUE LOW DOSE[†]
90 kV - 4 mA



3-in-1

Systeem voor
panoramische, 3D
en cefalometrische
onderzoeken

3D

Cartographie de la
densité osseuse
pour un meilleur taux
de réussite

75 µm

Image à haute
résolution
pour un diagnostic
fiable

INTELLIGENTE SCHUIFBEWEGING

STANDAARDPOSITIE




DICHTE POSITIE



Kleinere patiënten hebben er baat bij dat de sensor tijdens de opname
dichter wordt geplaatst om de uitgezonden dosis te verminderen.

[†]Echte verminderde dosis..

**Rapport gebaseerd op DAP-metingen uitgevoerd met standaard
X-Mind® trium-parameters, d.w.z. 90 kV-8 mA-300 prjs.






extra-orale
radiologie



WINDOWS[®]
COMPATIBLE

DICOM[™]
COMPATIBLE



	PAN CEPH	Werkstation met standaard beeldscherm PAN 3D	PAN CEPH 3D
X MIND trium	43-692.70 € 32 500 €	77-975.90 € 48 990 €	89-851.50 € 63 500 €
TRUE LOW DOSE			

*Verhouding gebaseerd op DAP-metingen met standaard X-Mind® Trium-instellingen 90 kV-8 mA-300 prjs
Medische apparaten klasse IIb (IMQ – CE 0051). Fabrikant: de Götzen ACTEON group (Italië).

X-MIND® trium is een laserproduct van klasse 3R volgens IEC 60825-1:2007. Vermijd directe blootstelling van de ogen aan laserstraling.
De laseroutput bekijken met vergrotende optische instrumenten (bijv. chirurgische microscoop en vergrootbril) kan gevaarlijk zijn voor de ogen, dus mag
de gebruiker de straal niet richten op een gebied waar zulke instrumenten doorgaans worden gebruikt.

extra-orale
radiologie

2D- en 3D-diagnostiek nu toegankelijker
dan ooit dankzij een slimme en compacte
oplossing

24.574,40 €

14 900 €



ONGEËVENAARDE
SNELHEID VAN
INSTALLATIE

X-MIND® prime 2D

- ▶ Nauwkeurige panoramische onderzoeken
- ▶ Verbeterde communicatie met uw patiënten
- ▶ Minimum aan voorbereiding voor onderzoeken
- ▶ Scherp beeld bij eerste weergave
- ▶ Rolstoelvriendelijk



2D-wandversie
Ref. W1200001

41.281,90 €
25 500 €

extra-orale
radiologie

Eenvoudige
gebruikers-
interface

Eenvoudige
positionering



X-MIND® prime 2D CEPH

Ref. W1200009

X MIND prime



3D-wand versie
Ref. W1200005



70.048,50 €

39 900 €

X-MIND® prime 2D/3D

- ▶ Kies uw 2D- en 3D-onderzoek uit een brede selectie aan klinische toepassingen
- ▶ Plan uw behandeling
- ▶ Communiceer efficiënt met uw patiënt

4 FOV

50x50, 50x85,
85x93 en
120x100*

1 to 1
Face to face
positionering



X-MIND® prime 2D/3D CEPH





Ref. W1200010

80.308,80 €

53 900 €



extra-orale
radiologie



extra-orale
radiologie



77.976,90€

64 900€

X-MIND® trium pan 3D

Ref. W0920010

Inclusief computer
en beeldscherm

NIEUW

**MEDIT
I700**

Scanner intraoral
Ref. S_700835

Geleverd met MEDIT AIS-software



70.048,50€

55 900€

**X-MIND® prime
2D/3D**

3D-wand versie
Rtf. W1200005

Inclusief computer
en beeldscherm

Medische apparaten klasse IIb - (IMQ – CE 0051). Fabrikant: de Götzen ACTEON® group (Italië).
X-MIND® trium est un produit laser de classe 3R selon la norme CEI 60825-1 : 2007. Évitez l'exposition directe des yeux au rayonnement laser. Regarder la sortie laser avec des instruments optiques grossissants, tels que des loupes et des lunettes binoculaires, peut présenter un risque pour les yeux. Par conséquent l'utilisateur ne doit pas diriger le faisceau dans une zone où de tels instruments sont susceptibles d'être utilisés.
MEDIT i700 : Medische apparaten klasse I - CE - Fabrikant: Medit Corp. (Rep.Korea)

PIEZOTOME

CUBE

6-696,5-€

5 490 €



Ref. F50100
 Wordt geleverd met een multifunctionele voetschakelaar, een Piezotome® CUBE LED handstuk, 1 handstukhouder, een Essential II-kit (6 tips), een Piezotome® dynamometrische sleutel, 1 irrigatielijn staander, 2 autoclaveerbare irrigatielijnen, 5 clips en 15 perforators.




1 Kit Essential

INBEGREPEN

implantologiecassette met een waarde van **700 €**

IMPLANTOLOGIECASSETTE



Ref. 360 XL

CASSETTE MET 13 INSTRUMENTEN

INHOUD: Spiegel met handvat, Satin College-pincet, Adson-pincet, Sonde nr. 6, XL CK6-scaler, Hemingway-botcurette, Scalpel met handvat, H.E.I. n° 1, Botlepel, Castroviejo-naaldhouder met rechte kaken, Joseph-schaar, Oprolmechanisme met contragewicht, Luxator-lift

Medische apparaten klasse IIa (GMED) - CE0459. Fabrikant: Satelec® (Frankrijk)

Medische apparaten klasse I - CE - Fabrikant: Prodont Holliger (Frankrijk)

-30%
 korting op de
 2^{ème} Kit*



Botchirurgiekit

Ref. F87509
 Tips BS1S II, BS2L II, BS2R II, BS4 II, BS5 II, BS6 II.

~~1-255-€~~
890 €



Sinus Lift II Kit

Ref. F87519
 Tips SL1 II, SL2 II, SL3 II, SL4 II, SL5 II.

~~971 €~~
890 €



Intralift™ II Kit

Ref. F87536
 Tips TKW1 II, TKW2 II, TKW3 II, TKW4 II, TKW5II (Ø 3 mm).

~~1-231-€~~
890 €



Extractiekit

Ref. F87546
 Tips LC1 II, LC2 II x2, LC2L II, LC2R II, Ninja® II.

~~953-€~~
890 €

* -30% op de goedkoopste van de 2 kits.

Te kiezen onder de voorgestelde kits op pagina's 23 en 24. Aanbieding niet cumuleerbaar

Medische apparaten klasse IIa (GMED) - CE0459.

Fabrikant: Satelec® (Frankrijk)

MADE IN
FRANCE

INTRA-OPERATIEF



VEILIG



NAUWKEURIG



COMFORT



ZICHTBAARHEID

botchirurgie



Universal Kit
Ref. F87539
Tips BS6, LC1, LC2,
CE1, CE3 et PZ1.
~~1.255 €~~
890 €



Piezocision™ Kit
Ref. F87576
Tips PZ1 II, PZ2L II,
PZ2R II, PZ3 II.
~~703 €~~
680 €



Essential II Kit
Ref. F87528
Tips BS1S II, BS4 II,
SL1 II, SL2 II, SL3 II, LC2 II.
~~1.255 €~~
890 €



Crest Splitting II Kit
Ref. F87567
Tips CS1 II, CS2 II, CS3 II,
CS4 II, CS5 II, CS6 II.
~~842 €~~
780 €



Crown Extension II Kit
Ref. F87554
Tips BS6 II, CE1 II, CE2 II, CE3 II.
~~632 €~~
580 €

-30%
korting op de
2^{ème} Kit*

POSTOPERATIEF



Zie prijslijst voor
inzetstukken



ONVERGELIJKBARE
RESULTATEN



WONDGENEZING VAN
GOEDE KWALITEIT

IMPLANT CENTER 2

13.114,90 €


9 990 €

botchirurgie

De combinatie van technologieën
voor krachtige en veilige
botchirurgie

3 modi:

- Piezotome® (botchirurgie)
- Newtron® (klassieke behandelingen: perio, endo,...).
- I-Surge™ (implantatiemotor).



Ref. F27200

Wordt geleverd met een
LED-motor, een LED-motorsnoer, een progressieve voetschakelaar, 2 beugels,
2 handstukhouders, 2 steriliseerbare irrigatielijnen en 30 perforators.

INCLUSIVE



Ref. F12815

Piezotome® LED-handstuk + snoer met een waarde van **1.436,20 €**

Medische apparaten IIa - CE0459 (GMED). Fabrikant: SATELEC® (Frankrijk)

SERVOTOME®

1.827,5 €


1 399 €

Hoogfrequentie elektrochirurgie




Ref. F57210


Wordt geleverd met één
voetschakelaar, een doos
met 10 elektoden, een
geleidende armband.



Tandvleesverwijdering



Incisie en drainage
van abces



Coagulatie

MADE IN
FRANCE

Elektrochirurgische console voor oraal zacht weefsel
Medische apparaten Klasse IIb - CE0459 (GMED). Fabrikant: SATELEC® (Frankrijk)

De klinische workflowoplossing voor Esthetische Restauratie

by ACTEON®

Minimaal invasief

Nauwkeurige en minimaal invasieve benadering die de gehele workflow voor esthetische restauratie dekt

Met specifieke farmaceutische producten en hoogwaardige medische apparatuur en camera's, biedt ACTEON® een complete klinische oplossing voor een nauwkeurige, betrouwbare en pijnloze procedure, die de gehele workflow van de esthetische restauratie omvat.



DIAGNOSE > VOORBEREIDING EN BEHANDELING > PROTHESEPLAATSING > BESCHERMING

Medische apparaten, raadpleeg de specifieke instructies of etikettering voor meer informatie

SATELEC® • A Company of ACTEON® Group
17 avenue Gustave Eiffel • ZI du Phare • 33700 MERIGNAC • FRANCE
www.acteongroup.com

Uitzonderlijke beeldkwaliteit, geschikt voor de meest complexe endodontische behandelingen

extra-orale radiologie



SOPIX²

SOPIX² levert een uitstekende beeldkwaliteit dankzij de beste technologieën op de markt.

6-243-€
4 090 €

SOPIX² USB-sensor grootte 1 - Hoge definitie

▶ Ref. S_802_0008.
Wordt geleverd met een sensorhouder en 10 beschermhoesjes voor de sensor.

Ook verkrijgbaar in grootte 2 (Ref. S_802_0009)

7-200-€ 5 650 €



- ▶ Dankzij de Technologie , geen enkel risico op overmatige belichting.
- ▶ Ultrasnel: De opnames zijn meteen te zien op het scherm
- ▶ De gepatenteerde ACE-technologie staat bij elke opname borg voor kwaliteitsvolle beelden, voor een precieze en betrouwbare diagnose zonder overmatige belichting. U bespaart tijd omdat u geen overbodige opnames meer hoeft te maken.



U-SENSE

Een voordelige oplossing voor een perfecte diagnose

3.572,2-€
2 590 €

Ref. W130001
GROOTTE 1

4.771,4-€
3 590 €

Ref. W130002
GROOTTE 2



U-SENSE kan ontsmet worden door onderdompeling en beschermt worden met de beschermingshoesjes voor eenmalig gebruik, voor nog meer hygiëne en veiligheid voor de patiënten en behandelaars.

Medische inrichting van klasse IIa Fabrikant: De Gotzen

X MIND DC

Intraorale röntgenopnamen

- ▶ Zeer hoge kwaliteit
- ▶ Minimale belichtingstijd: 0,02 s
- ▶ Precieze en flexibele positionering
- ▶ Programmeerbare timer
- ▶ Snel wisselen van traditionele naar digitale modus
- ▶ Montage boven of onder



4.264,4 €

2 790 €

Wordt geleverd met een generator (lange conus), een pantograaf, een extensor en een timer.



Versie aan de wand:	Montage boven lange conus	Montage boven vierkante conus	Montage onder lange conus	Montage onder vierkante conus
Extensor 0,40 m	Ref. 5.92.23137	Ref. 5.92.23167	Ref. 5.92.23130	Ref. 5.92.23160
Extensor 0,80 m	Ref. 5.92.23138	Ref. 5.92.23168	Ref. 5.92.23131	Ref. 5.92.23161
Extensor 1,10 m	Ref. 5.92.23139	Ref. 5.92.23169	Ref. 5.92.23132	Ref. 5.92.23162

X MIND unity

Een scherp en contrastrijk beeld

- ▶ De aanpasbare parameters zoals kV, mA en belichtingstijd gecombineerd tot een focus van 0,4 mm, zorgen ervoor dat de X-Mind® unity ongeëvenaarde beelddefinitie levert voor een betrouwbaardere diagnose.



5.202,4 €

3 190 €



reddot design award winner 2013

Versie aan de wand:	Montage boven		Montage onder	
	Lange conus	Vierkante conus	Lange conus	Vierkante conus
Extensor 0,40 m	W0800003	W0800006	W0800012	W0800015
Extensor 0,80 m	W0800004	W0800007	W0800013	W0800016
Extensor 1,10 m	W0800005	W0800008	W0800014	W0800017

intraorale
radiologie



FIBER[®]
2PIXEL


DIFFERENTIATIE VAN HET TANDWEEFSEL

FIBER2PIXEL[®]-technologie is gebaseerd op het gebruik van breedwerkende optische microvezels voor het geleide transport van fotonemissies met het oog op het produceren van contrastrijke beelden.


Pedodontologie
grootte 0



Endodontie
grootte 1



Endodontie
grootte 1



Orthodontie
grootte 1




Cariologie
grootte 2




Implantologie
grootte 2




Occlusaal grootte 4



Bitewing grootte 3



- ▶ Dankzij de FIBER2PIXEL[®]-technologie produceert PSPIX^{®2} nauwkeurige beelden en opvallend contrast voor een betrouwbare diagnose.
- ▶ Er zijn verscheidene groottes verkrijgbaar, aangepast aan de morfologie van de patiënt en de klinische toepassing.



PSPIX²

7.539,7-€

5 990 €

intraorale
radiologie

De eerste persoonlijke beeldplaatscanner



Mac

DICOM[®]
COMPATIBLE

WINDOWS[®]
COMPATIBLE



TWAIN

- ▶ Compact ontwerp en makkelijk bereikbaar: de kleinste beeldplaatscanner op de markt voor uw persoonlijk gemak.
- ▶ Beelden in enkele seconden: u hoeft niet langer naar een andere ruimte te gaan om uw beelden te scannen.
- ▶ Dankzij het exclusieve 'klik & scan'-concept werkt de nieuwe PSPIX[®] volledig intuïtief: maak uw keuze op het grote touchscreen, plaats uw beeldplaat en de PSPIX[®] doet de rest...



reddot award 2015
winner



Ref. S_702_0013

Wordt geleverd met 4 ERLM (2x grootte 1, 2x grootte 2), 200 beschermende zakjes (100x grootte 1, 100x grootte 2), een bewaardoos voor de beeldvormingsplaten, 1 pen voor het touchscreen, 1 beschermende hoes voor het PSPIX²-systeem, 1 voeding 100-240 VAC, 1 ethernetkabel, ACTEON[®] Imaging Suite-software (AIS).

Medische apparaten klasse I. Fabrikant: Sopro[®] (Frankrijk)

75,9-€
59,9 €

Beschermhoes en karton voor fosforplaat

Voor **PSPIX^{®2}** en **PSPIX[®]** (vorige generatie)



PSPIX[®]
vorige generatie

		PSPIX [®] (vorige generatie)	
		Doos met 250	
Grootte 0		700338L	
Grootte 1		700339L	
Grootte 2		700340L	
Grootte 3		700341L	

Standaard fosforplaat

voor **PSPIX²**

116-€
72 €



		PSPIX ^{®2}	
		Doos met 2	
Grootte 0 (22 x 35mm)		990215	
Grootte 1 (24 x 40mm)		990216	
Grootte 2 (31 x 41mm)		990217	
Grootte 3 (27 x 54mm)		990218	

Beschermhoesjes voor fosforplaat*

Voor **PSPIX²** et **PSPIX[®]**
(vorige generatie)

42,5-€
33 €

		PSPIX ^{®2} & PSPIX [®] (vorige generatie)	
		Doos met 250	
Compatibel met			
PSPIX [®]	✓	✓	Taille 0 700342L
SOREDEX [®] Digora	✓	✓	Taille 1 700343L
INSTRUMENTARIUM [®] Express	✓	✓	Taille 2 700344L
DÜRR DENTAL [®] Vistascan [®]	✓	✓	Taille 3 700345L
KAVO [®]	✓	✓	

Beschermhoes en karton voor fosforplaat

PSPIX²

89,2-€
65,5 €



		PSPIX ^{®2}	
		Doos met 300	
Grootte 0		700546	
Grootte 1		700547	
Grootte 2		700548	
Grootte 3		700549	

- ▶ Bescherming tegen krassen, licht en kruisbesmetting
- ▶ Ergonomisch en eenvoudig te gebruiken
- ▶ Kosteneffectieve oplossing

miroirs

PUREREFLECT

PUREREFLECT



PURE REFLECT®

TECHNOLOGIE

exclusief van ACTEON® GROUP


Geïnspireerd door de ruimtevaartsector

Geen dubbel beeld (frontaal oppervlak)




Geen vervormde kleuren en vormen
Nauwkeurig en scherp beeld

De authentieke kleurreflectie



PUREREFLECT

MICRO-SPIEGELS PURE REFLECT®



fotospiegels



SUPER PROMO

FOTOSPIEGELS CHROME®



50.3 €
47 €

Face occlusale adulte
Ref. MZP512

Ref. MZP214
DRAAIENDE HOUDER
voor fotospiegels

65.9 €
57 €

Geanodiseerd aluminium, licht conusvormig. Dankzij het bovenstuk met scharnieren kunt u foto's vanuit verschillende posities nemen zonder de spiegel aan te raken. Beide zijden van onze dubbelzijdige fotospiegels kunnen worden gebruikt zodat ze langer meegaan. Op ons nieuwe heft passen alle soorten en vormen fotospiegels.

Medische apparaten klasse I - CE - Fabrikant: Prodont Holliger (Frankrijk)




Kit Prophylaxie Bliss®
7 instrumenten

Ref. 400SS.SI
315 €



Kit Endo Bliss®
11 instrumenten

Ref. 401SS.SI
611 €



Kit Diagnostic Bliss®
3 instrumenten

Ref. 402SS.SI
96 €



Kit Soins Bliss®
4 instrumenten

Ref. 403SS.SI
136 €



Kit Restauration Bliss®
8 instrumenten

Ref. 404SS.SI
290 €



AARZEL DAN NIET OM

uw verdeler of het ACTEON®-team te raadplegen om een installatiebestek op maat op te stellen!



0,90 €
PER INSTRUMENT*

PERSONALISEER uw instrumenten!*

Lasermarkering

- ▶ Mogelijkheid om op 2 regels te schrijven
- ▶ Markering in hoofdletters: 15 tekens per regel, spaties inbegrepen
- ▶ Markering in kleine letters: 19 tekens per regel, spaties inbegrepen



*Minimum bestelhoeveelheid: 20 identieke instrumenten



MINILED
STANDARD

1.013 €
790 €



Uithardingslamp

Polymerisatie van elk type composiet in minder dan 12 seconden (3 mm).
3 modi: snel, pulserend en oplopend.

Vermogen: 1 250 mW/cm² Ref. F02507

Wordt geleverd met een opalescente lichtgeleider van Ø 7,5 mm en een lichtschild.



Video Riskcontrol

hygiene



MINILED
SUPERCHARGED

Eenvoudig en krachtig

Polymerisatie van elk type composiet in 3 seconden.
3 modi: snel, pulserend en oplopend.

Vermogen:

- ▶ 2 000 mW/cm² met lichtgeleider van Ø 7,5 mm
- ▶ 3 000 mW/cm² met lichtgeleider van Ø 5,5 mm

Ref. F05214

Wordt geleverd met een opalescente lichtgeleider van Ø 5,5 mm en een lichtschild.

1.301,3 €
990 €

MINILED
ORTHO 2

Snelle polymerisatie van enkele elementen tot de volledige kaak

4 polymerisatiecycli: 4, 8, 12 en 32 seconden.

Vermogen: 3 000 mW/cm²

Ref. F05220

Wordt geleverd met 1 opalescente lichtgeleider van Ø 5,5 mm.

1.347,3 €
990 €



Total Protec by
RisKontrol®

29.70 €
26,9 €

Niet-steriele wegwerptips met plastic omhulsel (x 100)

 Ref. 201 750



Medische apparaten klasse I - CE

BESCHERMING
20 keer minder kans op kruisbesmetting

FLEXIBEL
Respect voor de anatomie van de patiënt

DROGE LUCHT
gegarandeerd door twee gescheiden kanalen

Classic by
RisKontrol®

51.10 €
29,9 €



Niet-steriele wegwerptips (x 250)

 Ref. 201 664

 Ref. 201 665

 Ref. 201 666

 Ref. 201 667

 Ref. 201 668

Medische apparaten klasse I - CE

UNIVERSEEL
Geschikt voor alle lucht water spuiten

ECONOMISCH
Vereenvoudigd processen / Bespaar tijd

ECOLOGISCH
Milieuvriendelijk



Softly™
Amalgamator voor vooraf gemeten capsules

448.20 €
390 €

HUB Country Manager

Marc COLIN

Tel.: +32 (0) 496 529 763

marc.colin@acteongroup.com

Area Sales Manager Belux

Raphaël NEF

Tel.: +32 (0) 472 711 580

raphael.nef@acteongroup.com

Imaging Sales Promoter and Technical Manager

Kris VLEMINCKX

Tel.: +32 (0) 488 253 771

kris.vleminckx@acteongroup.com

ACTEON KLANTENSERVICE

U kunt de klantenservice van ACTEON
op de volgende manieren bereiken:

IMAGING

PSPIX - SOPIX - CAMERAS - X MIND

cs@acteongroup.com

Tel.: +33 (0) 186 656 928

X MIND TRIUM - X MIND PRIME

imaging.italysupport@acteongroup.com

Tel.: +39 (0) 331 37 67 62

EQUIPMENT/PHARMA

sav@acteongroup.com

Tel.: +33 (0) 556 349 163

Verkoopadministratie

Sabine PARIS

Belgium

Tel.: +33 (0) 556 349 332

Fax: +33 (0) 556 349 331

sabine.paris@acteongroup.com

Nirina INISAN

Luxembourg / Netherlands

Tel.: +33 (0) 556 349 250

Fax: +33 (0) 556 349 331

nirina.inisan@acteongroup.com

