



COLTENE

Oktober – December 2022

Promoties



.....

BRILLIANT EverGlow

→ p. 6



.....

HyFlex EDM

→ p. 14



.....

HySolate Dental Dam

→ p. 24

A-SILICONE AFDRUKMATERIAAL

PRESIDENT

The Original



MonoBody



heavy body



putty



putty soft




putty soft fast



putty super soft

HET GAMMA PRESIDENT IN ÉÉN OOGOPSLAG

		Vloeieigenschappen	Viscositeit	Finale hardheid	Scheurweerstand	Elastisch herstel
Washmateriaal	Xtra light body			50 Shore A	1,9 MPa	99,8 %
	Light body			50 Shore A	1,9 MPa	99,8 %
	Regular body			55 Shore A	2,5 MPa	99,8 %
Afdrukpeelmateriaal	MonoBody			58 Shore A	3,0 MPa	99,7 %
	heavy body			63 Shore A	3,5 MPa	99,7 %
	putty super soft			55 Shore A	2,5 MPa	99,5 %
	putty soft			65 Shore A	2,8 MPa	99,4 %
	putty			75 Shore A	3,5 MPa	99,2 %



NIEUWE KLEUREN

De nieuwe levendige kleuren van de PRESIDENT-familie bieden een beter contrast tussen afdrukpepel- en washmateriaal voor een betere leesbaarheid van de details.




Xtra light body



light body



regular body



IN NOVEMBER
EN DECEMBER
-25%
OP HET GAMMA
PRESIDENT THE
ORIGINAL

Universele mixingtips
voor cartridge 50 ml

60019663 **38,28 €**

40 x

60019694 **72,14 €**

100 x



PRESIDENT The Original
putty

~~79,95 €~~ **59,96 €**

2 x 300 ml Basis en catalysator
2 x Lepel

Viscositeit

	putty	60019942
	putty soft	60019943
	putty soft fast	60022166
	putty super soft	60019944



PRESIDENT The Original
system 360

~~176,11 €~~ **132,08 €**

2 x 380 ml
1 x Fixatie ring

Viscositeit

	MonoBody	60019946
	heavy body	60019948



PRESIDENT The Original
light cartridge 50 ml

~~52,43 €~~ **39,32 €**

2 x 50 ml
12 x Universele mixingtips

Viscositeit


	regular body	60019939
	light body	60019938
	Xtra light body	60019937



AFFINIS

FAST

Nog steeds een van
de snelste A-siliconen



Met glans geslaagd tot in de kleinste details

IN NOVEMBER
EN DECEMBER
-25%
OP GAMMA
AFFINIS



Een A-silicoon dat nog steeds één van de snelsten is van zijn generatie. AFFINIS fast, met een totale setting time van 2 min 10 s staat voor efficiëntie.



Een precieze afdruk van elk detail zelfs in de meest uitdagende omstandigheden. De tensio-actieve stoffen in de afdrukmasse zorgen voor een uiterst goede aansluiting aan het af te drukken oppervlak zelfs in een vochtige omgeving.



In alle vertrouwen een afdruk nemen. De egaliserende consistentie voorkomt luchtbelvorming en vervormingen.





Eenvoudige controle voor een gegarandeerd succes. De washmaterialen van de AFFINIS PRECIOUS met zilver- of goudpigmenten bieden een uitstekende leesbaarheid en een betrouwbare reproductie van de details.



AFFINIS putty

~~101,31 €~~ 75,98 €


2 x 300 ml Basis en katalysator
2 x Lepels

Viscositeit		
putty soft		6530
putty soft fast		6531
putty super soft		6535

AFFINIS system 360

~~210,27 €~~ 157,71 €





2 x 380 ml Navulling
1 x Fixatie

Viscositeit		
putty		6472
heavy body		6487
MonoBody		6482

AFFINIS en AFFINIS PRECIOUS

~~64,45 €~~ 48,34 €

2 x 50 ml
12 x Universele mixing tips

Viscositeit		
light		6501
light fast		6601
regular		6511
regular fast		6611
PRECIOUS light		6775
PRECIOUS regular		6776

BRILLIANT EverGlow

Uitzonderlijk polijstbaar
en duurzame glans

BRILLIANT EverGlow zorgt dankzij de uitgekiende samenstelling van de vulstof onmiddellijk voor een uitzonderlijk glad, satijnachtig en glanzend oppervlak zodra de vulling is geplaatst. Polijsten wordt een detail en zeer esthetische restauraties kunnen in een mum van tijd worden bereikt. Bovendien blinkt het.

- ✓ DuoShade Systeem
- ✓ 7 dentinekleuren voor de meeste restauraties
- ✓ 2 glazuurtinten
- ✓ 5 opakers voor complexere restauraties

IN NOVEMBER
TOT
-50%
OP BRILLIANT EVERGLOW

★ PRODUCT
VAN DE MAAND ★

AANBOD ALLEEN GELDIG VIA UW
COLTENE VERTEGENWOORDIGER

BRILLIANT EverGlow Flow

Universeel submicron hybride composiet

BRILLIANT EverGlow Flow zorgt voor overtuigende resultaten en is de perfecte partner voor de universele composiet BRILLIANT Everglow. BRILLIANT EverGlow Flow is een esthetisch en gemakkelijk te hanteren composiet met de volgende kenmerken :

- ✓ Duo Shade systeem
- ✓ Ideaal voor het afdichten van moeilijk bereikbare plaatsen en het verzegelen van fissuren
- ✓ Goede aanpassingseigenschappen dankzij lage viscositeit
- ✓ Glansbehoud
- ✓ Hoge stabiliteit en perfecte thixotropie
- ✓ Absoluut nauwkeurigheidsniveau

IN NOVEMBER
TOT
-33%
OP BRILLIANT EVERGLOW
FLOW

★ PRODUCT
VAN DE MAAND ★

AANBOD ALLEEN GELDIG VIA UW
COLTENE VERTEGENWOORDIGER



DENTAL ADVISOR
Product insights
you can trust.

EDITOR'S CHOICE



Beoordeling : Uitstekend ++++
Zeer goed ++++
Goed +++


BRILLIANT EverGlow Refill Smitjes

 51,99€ BIJ x 10 26€

1 x Draaispuit 3 g

Kleur

		Draaispuit	Tips
DENTINE	Bleach	60019697	60019706
	A1/B1	60019698	60019707
	A2/B2	60019699	60019708
	A3/D3	60019700	60019709
	A3.5/B3	60019701	60019710
	C2/C3	60019702	60019716
GLAZUUR	A4/C4	60019703	60019717
	TRANSLUCENT	60019704	60019718
	BLEACH TRANSLUCENT	60019705	60019719
OPAQUE	OPAQUE BLEACH	60019743	60019746
	OPAQUE A1	60019744	60019747
	OPAQUE A2 NIEUWE KLEUR	60023819	60023823
	OPAQUE A3	60019745	60019748
	OPAQUE A4 NIEUWE KLEUR	60023820	60023824

BRILLIANT EverGlow Refill Tips

 76,02€ BIJ x 10 38,01€

20 x Tips 0,2 g

BRILLIANT EverGlow Flow Refill Smitjes

 30,71€ BIJ x 6 25,34€

- 1 x 2 g Spuit
- 5 x Standaard applicatietips
- 5 x Fijne applicatietips

Kleur

Draaispuit

Bleach BL	60019752
A1/B1	60019753
A2/B2	60019754
A3/D3	60019755
A3.5/B3	60019756
A4/C4	60019757
TRANSLUCENT TRANS	60019758
OPAQUE A2	60019751
OPAQUE A3 NIEUWE KLEUR	60023825



96%
Aanbevolen voor
zijn uitstekende
eigenschappen
door Dental
Advisor

BRILLIANT COMPONEER

Direct composiet restauratiesysteem

- ✓ Uitermate esthetische restauraties van de frontelementen
- ✓ Minimaal invasieve restauraties op composietbasis
- ✓ Slechts 1 zittijd – geen vervaardiging in het labo
- ✓ Een duurzame glans dankzij de excellente polijstbaarheid van het composietmateriaal
- ✓ Hoge rendabiliteit voor patiënt en cabinet



BRILLIANT COMPONEER

BRILLIANT COMPONEER introkit Spuiten van elke kleur in spuit van 3 g

60023214 **1 353,26 €**

- 28 x Veneers
- 25 x Brushes
- 2 x COMPONEER Contour Guide
- 1 x 2,5 ml Etchant Gel S
- 4 x DIATECH Silicon Polisher
- 1 x 5 ml ONE COAT 7 UNIVERSAL
- 1 x BRILLIANT COMPONEER Shade Guide
- Accessoires
- Kleuren BRILLIANT EverGlow :
A1/B1, A2/B2, Translucent, Bleach Translucent



BRILLIANT COMPONEER introkit Tips van elke kleur 8 tips, 32 in totaal, 0,2 g per tip

60023215 **1 353,26 €**

- 28 x Veneers
- 25 x Brushes
- 2 x COMPONEER Contour Guide
- 1 x 2,5 ml Etchant Gel S
- 4 x DIATECH Silicon Polisher
- 1 x 5 ml ONE COAT 7 UNIVERSAL
- 1 x BRILLIANT COMPONEER Shade Guide
- Accessoires
- Kleuren BRILLIANT EverGlow :
A1/B1, A2/B2, Translucent, Bleach Translucent



LICHTUITHARDENDE UNIVERSELE EENSTAPS BONDING

ONE COAT 7 UNIVERSAL

De hechting in alle situaties

Lichtuithardende éénstapsbonding aangepast voor alle applicatietechnieken met of zonder etsen. Uitzonderlijke hechtingswaarden zowel op glazuur als op dentine. Uitmekende verzegeling van de caviteit. Excellent postoperatief comfort.



Een universele éénstapsbonding geschikt voor alle indicaties en etstechnieken



Extreem economisch : tot 300 applicaties in een flesje



ONE COAT 7 UNIVERSAL Refill Flesje

60019539	99,17 €
----------	---------

1 x 5 ml	Flesje
1 x	Accessoires



ONE COAT 7 UNIVERSAL Refill Unidose

60019540	145 €
----------	-------

50 x 0,1 ml	Unidose
50 x	Applicatieborstel
1 x	Accessoires



DENTAL ADVISOR

Product insights you can trust.

EDITOR'S CHOICE



Beoordeling : Uitstekend + + + + +
Zeer goed + + + +
Goed + + +



96%
Aanbevolen voor zijn uitstekende eigenschappen door Dental Advisor



RESTAURATIE

SYNERGY D6 Limited Edition

Universeel nano composiet met duoshade kleurensysteem

-10%
OP SYNERGY D6
LIMITED EDITION



Tijdelijke promotiekit Synergy D6 (13 spuiten)

60014361 ~~313,48€~~ **282,13€**

5 × Spuiten van 4 g van de kleuren A2/B2, A3/D3
1 × Spuit van 4 g van de kleuren A3.5/B3, A4/C3,
Enamel Universal, Shade Guide

Tijdelijke promotiekit Synergy D6 (130 tips)

60014362 ~~313,48€~~ **282,13€**

50 × Tips van 0,25 g van de kleuren A2/B2, A3/D3
10 × Tips van 0,25 g van de kleuren A3.5/B3, A4/C3,
Enamel Universal, Shade Guide



IDEAAL VOOR
BRILLIANT EverGlow
(zie pagina 6)


DIATECH ShapeGuard



ISO Ø1/10 mm	140	140
Head L in mm	1.6	1.6
Ref. navulling (5 polishers)	60022004	60022005
Navulling (× 5)	59,11 €	59,11 €

Trialkit Zirkonium

60022006 **26 €**



ISO Ø1/10 mm	110	140	110	140
Head L in mm	1.6	1.6	1.6	1.6
Ref. navulling (5 polishers)	60019877	60019878	60019879	60019880
Navulling (× 5)	59,11 €	59,11 €	59,11 €	59,11 €

Trialkit Composiet

60019915 **46 €**



ISO Ø1/10 mm	140	140	140
Head L in mm	1.6	1.6	1.6
Ref. navulling (5 polishers)	60019881	60019882	60019883
Navulling (× 5)	59,11 €	59,11 €	59,11 €

Trialkit Keramiek

60019914 **34 €**

Elke trialkit bevat 1 polisher van elk artikelnummer van de kit.

ParaCore


Duaal uithardend composietcement,
versterkt met glasvezelpartikels:

3 indicaties – 1 materiaal


- ✓ Stiftcementatie
- ✓ Stompopbouw materiaal
- ✓ Cementatie van kroon en brugwerk zonder metaal = monoblok!




Stiftcementatie



Stompopbouw



Cementeren van kronen,
bruggen, inlays en onlays



Monoblok restauratie

IN OKTOBER
TOT
-33%
OP NAVULLINGEN
PARACORE

★ PRODUCT
VAN DE MAAND ★

AANBOD ALLEEN GELDIG VIA UW
COLTENE VERTEGENWOORDIGER



Navulling ParaCore automix, 2 × 5 ml

99,07€ BIJ × 6 66,05€

2 × 5 ml Kleur naar keuze
20 × Mixing tips met intra-orale tip

Kleur	
White	5886
Dentine	5887
Dentine SLOW	60011391
Trans SLOW	60011392



Navulling Paracore cartridge automix, 1 × 25 ml

214,58€ BIJ × 6 143,05€

1 × 25 ml Kleur naar keuze
20 × Mixing tips met intra-orale tip

Kleur	
White	5854
Dentine	5853



ParaPost Fiber

Glasvezel stiften voor indicaties in directe techniek

- ✓ Cylindrisch – conische stift voor smalle kanalen waar de bescherming van een gezonde tandstructuur essentieel is.
- ✓ 4 % tapered design zorgt voor een goede apicale pasvorm met greater taper vijltechniek.
- ✓ Translucent, lichtdoorlatend voor een snelle cementering.
- ✓ Ontwerp met drie koppen voor een eenvoudige lengteaanpassing van de stift.
- ✓ Afgeronde ondersneden kopvorm voor een optimale kernretentie
- ✓ Vier maten.




ParaPost Taper Lux Refills

~~143,74 €~~ **107,81 €**
10 × Glasvezel stiften

~~76,18 €~~ **57,14 €**
5 × Glasvezel stiften

Glasvezel stiften

Formaat	Ø in mm	10 Stks	5 Stks
3	0,90	-	-
4	1,00	-	-
4,5	1,14	60018577	PF18145
5	1,25	60018578	PF1815
5,5	1,40	60018579	PF18155
6	1,50	60018580	PF1816



-25%
OP REFILLS
PARAPOST



Introkit Taper Lux

PF180 **327,91 €**

15 × Glasvezel stiften
4 × Boren

BIJ AANKOOP VAN
INTROKIT TAPER LUX,
= PARAPOST REFILL
TAPER LUX PF1815 VOOR
1 €



ParaBond

Chemisch uithardend adhesief systeem voor enamel en dentine dat bestaat uit een non-rinse conditioner en een chemisch uithardend adhesief (adhesief A en B).

Adhesive A&B Refill

7493 **78,47 €**

1 x 3 ml ParaBond Adhesive A
1 x 3 ml ParaBond Adhesive B



ONTDEK UW ASSISTENT ENDO JENI

CanalPro Jeni

Digitale assistentie
voor wortelkanaalbehandeling



De nieuwe endomotor CanalPro Jeni is uitgerust met een digitaal assistentiesysteem waarvoor een patent is aangevraagd bedoeld om tijdens de endobehandeling de beweging van de vijl tot op de milliseconde aan te sturen met behulp van complexe algoritmes. De rotatiebeweging en de rotatiesnelheid worden permanent geregeld op basis van de intensiteit van de stroom en het koppel.

- ✓ 5 voorgeprogrammeerde NiTi-vijlsystemen, HyFlex CM & EDM, MicroMega OneCurve, MicroMega REMOVER en MicroMega 2Shape
- ✓ Verwittiging voor irrigatie
- ✓ Doctor's Choice*-programma om individuele sequenties op te slaan
- ✓ De geïntegreerde apexlocator garandeert een precieze en permanente meting van de werklengte

*zonder Jenimodus (zonder controle van de beweging van de gepersonaliseerde en variabele vijl, geen verwittiging voor irrigatie noch waarschuwing bij risico op breuk)



Nieuw autonoom assistentiesysteem voor de wortelkanaalbehandeling



Zijn doelgroep bereiken met de Jenimodus



Perfect aangepast aan 4 vijlsystemen



Verwittigt als spoelen vereist is



Waarschuwt als de vijl riskeert te breken



De apexlocator: ononderbroken meting van de lengte



Flexibel gebruik dankzij de functie Doctor's Choice*



Op de toekomst gericht dankzij de regelmatige updates

CanalPro Jeni, complete set

60023659	3 547,55 €
----------	-------------------

- 1 × Besturingsapparaat
- 1 × Motor met apex meetcontact
- 1 × Volledig geïsoleerd hoekstuk 1:1
- 1 × Bluetooth-pedaal
- 1 × Stroomvoorziening
- 1 × Apex kabelset
- 1 × Apex kabelklem

Ontdek meer
over jeni op:
jeni.coltene.com



HyFlex EDM

Een breukweerstand tot **700% hoger***

*Bron : interne studies COLTENE

IN DECEMBER
TOT
-33%
OP HYFLEX EDM

PRODUCT
VAN DE MAAND

AANBOD ALLEEN GELDIG VIA UW
COLTENE VERTEGENWOORDIGER

HyFlex EDM Refills

~~49,79€~~ **33,19€**

3 x Vijlen naar keuze

	Orifice Opener 25/.12	Handvijl MicroMega	Glijpadvijl naar keuze afhankelijk van de anatomie van het kanaal 15/.03	10/.05	Voorbereiding 20/.05	Vormgeving 25/~ OneFile
Formaat	Refill pack x 3 400 tpm / 2,5 Ncm		Refill pack x 3 300 tpm / 1,8 Ncm	Refill pack x 3 300 tpm / 1,8 Ncm	Refill pack x 3 400 tpm / 2,5 Ncm	Refill pack x 3 400 tpm / 2,5 Ncm
21 mm	-		60023493	60022269	60022275	60022270
25 mm	-	of Handvijl naar keuze	60023492	60019594	60022276	60019595
15 mm	60019596		-	-	-	-

HyFlex EDM Guttapercha punten

24,20€

60 x Guttapercha punten HyFlex EDM

20/.05	60022706
OneFile 25/~	60022707
40/.04	60022708
50/.03	60022709
60/.02	60022710
Assortiment 20/.05 - 60/.02	60022705



HyFlex EDM Papierpunten

14,35€

100 x Papierpunten HyFlex EDM

20/.05	60022742
OneFile 25/~	60022743
40/.04	60022676
50/.03	60022741
60/.02	60022740
Assortiment 20/.05 - 60/.02	60022744



HyFlex EDM Kit Shaping Set

- 1 x 25/.12 Orifice Opener
- 1 x 10/.05 Glijpadvijl
- 1 x 25/~ Vormgevende vijl

Formaat

21 mm	60022267
25 mm	60019363

~~49,79€~~ **33,19€**

HyFlex EDM Kit Shaping Set Medium

- 1 x 10/.05 Glijpadvijl
- 1 x 20/.05 Preparatievijl
- 1 x 25/~ Vormgevende vijl

Formaat

21 mm	60022277
25 mm	60022278

~~49,79€~~ **33,19€**

HyFlex EDM Finishing Set 25 mm (optioneel)

- 1 x 40/.04
- 1 x 50/.03
- 1 x 60/.02

Formaat

21 mm	60022268
25 mm	60019364

~~49,79€~~ **33,19€**



HyFlex CM NiTi


Controlled Memory + extreme flexibiliteit
= **betere geleiding in het kanaal**

- ✓ Neemt zijn oorspronkelijke vorm terug aan na behandeling met warmte = herbruikbaar en visueel controleerbaar op slijtage van de windingen.
- ✓ Tot 300% meer resistentie tegen breuk
- ✓ Beschikbaar in sequenties van 6 instrumenten in de lengtes 21, 25 en 31 mm

IN DECEMBER
TOT
-33%
OP HYFLEX CM

PRODUCT
VAN DE MAAND

AANBOD ALLEEN GELDIG VIA UW
COLTENE VERTEGENWOORDIGER



Vijlen HyFlex CM NiTi

Refill 6 vijlen HyFlex CM NiTi

76,08 €






Refills van 6 instrumenten HyFlex CM in NiTi


	19 mm	21 mm	25 mm	31 mm
25/0,08	60011048	-	-	-
15/0,04	-	60011049	60011065	60018284
20/0,04	-	60011050	60011066	60018285
25/0,04	-	60011052	60011067	60018286
30/0,04	-	60011053	60011068	60018287
35/0,04	-	60011054	60011069	-
40/0,04	-	60011055	60011070	60018288
45/0,04	-	60011056	60011071	-
50/0,04	-	60011057	60011072	60018289
60/0,04	-	60011058	60011073	60018290
20/0,06	-	60011059	60011074	60018291
25/0,06	-	60011060	60011075	-
20/0,06, X-tra spirales	-	60018699	60018700	60018701
25/0,06, X-tra spirales	-	60018702	60018703	60018704
30/0,06	-	60011061	60011076	60018292
35/0,06	-	60011062	60011077	-
40/0,06	-	60011063	60011078	60018293

Stap per stap

De HyFlex CM-vijlen in NiTi kunnen herbruikt worden in de corono-apicale Crow-down, de seriële Step-back-techniek of met de single length techniek, die wij aanbevelen (bij 500 tr/min, tot 2,5Ncm).



Van zodra de werklengte bereikt is, kan meteen overgegaan worden naar stap 4.



MicroMega One Curve mini

Conserverende endodontische preparatie

VORMGEVING VAN HET WORTELKANAAL

- ✓ Behoud van het pericervicaal dentine
- ✓ Minimale verwijdering van tandweefsel
- ✓ Respect voor de wortelkanaalanatomie
- ✓ Creatie van de optimale ruimte voor zowel diepgaande desinfectie als doeltreffende obturatie

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Small size / taper
- ✓ Draad van slechts 1 mm diameter
- ✓ Thermische T-Wire behandeling
- ✓ Snij-efficiëntie
- ✓ Single file, single use
- ✓ Steriele blisterverpakking
- ✓ 3 lengtes 21, 25 en 31mm
- ✓ Sizes 25/.04, 25/.06, 35/.04, 45/.04



ROTATIESNELHEID
300 - 450 tpm



MAXIMUM TORQUE
2,5 N.cm

IN DECEMBER
TOT
-33%
OP MICROMEGA
ONE CURVE MINI

★ PRODUCT
VAN DE MAAND ★

AANBOD ALLEEN GELDIG VIA UW
COLTENE VERTEGENWOORDIGER



MicroMega One Curve mini

5 x B5 One Curve mini steriel (5 stks./pack)

	L21 mm	L25 mm	L31 mm		
B5 One Curve mini N25 4 %	60030017	60030021	60030025	57,90 €	38,60 €
B5 One Curve mini N25 6 %	60030018	60030022	60030026		
B5 One Curve mini N35 4 %	60030019	60030023	60030027		
B5 One Curve mini N45 4 %	60030020	60030024	60030028		
B4 One Curve mini L25 Assortiment	60030033	60030034	60030035	54,97 €	36,65 €



Voor meer informatie over
MicroMega One Curve mini,
scan deze QR-code

MicroMega One Curve mini Guttapercha en Papierpunten

	60 stks.	144 stks.	
GP 25/.04	60031547	-	23 €
GP 35/.04	60031548	-	
GP 45/.04	60031549	-	
GP 25/.0~	60031550	-	
PP 25/.04	-	60031741	
PP 35/.04	-	60031743	
PP 45/.04	-	60031744	
PP 25/.06	-	60031745	

MicroMega One RECI

Ontdek de nieuwe richtingen

EEN UNIEKE RECIPROCERENDE VIJL

- ✓ Snij-efficiëntie : gepatenteerde asymmetrische en variabele doorsnede
- ✓ Veiligheid : weerstand tegen cyclische vermoeidheid
- ✓ Flexibiliteit : respect voor de anatomie van het wortelkanaal dankzij de C.Wire warmtebehandeling
- ✓ Minimaal-invasief : behoud van de peri-cervicale zone en het tandweefsel



Voor meer informatie betreffende onze MicroMega One RECI :
bezoek onze website :
micro-mega.com/one-reci



Scan de QR-code voor het uploaden van een gedetailleerde lijst met referenties die u terugvindt op channel.micro-mega.com

IN DECEMBER
TOT
-33%
OP MICROMEGA
ONE RECI

★ **PRODUCT VAN DE MAAND** ★

AANBOD ALLEEN GELDIG VIA UW
COLTENE VERTEGENWOORDIGER



ROTATIESNELHEID
300 - 400 tpm



MAXIMUM TORQUE
4 N.cm



RECIPROC HOEK
170/60

MicroMega One RECI

5 × B5 One RECI steril (5 stks./pack)

~~58,10€~~ **38,73€**

	L21 mm	L25 mm	L31 mm
B5 One RECI n20 4% - 5 × 20.04	60029878	60029883	60029888
B5 One RECI n25 4% - 5 × 25.04	60029879	60029884	60029889
B5 One RECI n25 6% - 5 × 25.06	60029880	60029885	60029890
B5 One RECI n35 4% - 5 × 35.04	60029881	60029886	60029891
B5 One RECI n45 4% - 5 × 45.04	60029882	60029887	60029892
B5 One RECI	1 × 20.04	60029898	60029899
Assortiment	1 × 25.04		60029900
	1 × 25.06		
	1 × 35.04		
	1 × 45.04		



MicroMega One RECI Guttapercha punten

23€

60 × Guttapercha punten One RECI

GP 20/.04	60031551
GP 25/.04	60031552
GP 35/.04	60031553
GP 45/.04	60031554
GP 25/.06	60031679



MicroMega One RECI Papierpunten

23€

144 × Papierpunten One RECI

PP 20/.04	60031746
PP 25/.04	60031747
PP 35/.04	60031748
PP 45/.04	60031749
PP 25/.06	60031750

MicroMega 2Shape mini

Conserverende endodontische preparatie

VORMGEVING VAN HET WORTELKANAAL

- ✓ Behoud van het pericervicaal dentine
- ✓ Minimale verwijdering van tandweefsel
- ✓ Respect voor de wortelkanaalanatomie
- ✓ Creatie van de optimale ruimte voor zowel diepgaande desinfectie als doeltreffende obturatie

EIGENSCHAPPEN

- ✓ Kleine diameter en taper
- ✓ Draad van slechts 1mm diameter
- ✓ Thermische T-Wire behandeling
- ✓ Snij-efficiëntie
- ✓ 2 shaping files
- ✓ Steriele blisterverpakking
- ✓ 3 lengtes 21, 25 en 31 mm
- ✓ Meervoudig gebruik

IN DECEMBER
TOT
-33%
OP MICROMEGA
2SHAPE MINI

★ **PRODUCT
VAN DE MAAND** ★

AANBOD ALLEEN GELDIG VIA UW
COLTENE VERTEGENWOORDIGER



ROTATIESNELHEID
250 - 400 tpm



MAXIMUM TORQUE
2,5 N.cm



MicroMega 2Shape mini

5 x B5 2Shape mini steriel Classics S (5 stks./pack)

	L21 mm	L25 mm	L31 mm	
B5 2Shape TS1 mini N25 4 %	20953201	20953211	20953221	50,65 € 33,77 €
B5 2Shape TS2 mini N25 6 %	20953202	20953212	20953222	
B5 2Shape F35 mini N35 6 %	20953203	20953213	20953223	
B5 2Shape F40 mini N40 4 %	20953204	20953214	20953224	




Voor meer informatie over
MicroMega 2Shape mini,
scan deze QR-code

MicroMega 2Shape mini Guttapercha en Papierpunten

	60 stks.	144 stks.	
GP 25/.04	60031543	-	23 €
GP 40/.04	60031544	-	
GP 25/.06	60031545	-	
GP 35/.06	60031546	-	
PP 25/.04	-	60031735	
PP 40/.04	-	60031737	
PP 25/.06	-	60031738	
PP 35/.06	-	60031739	


MicroMega One Flare



Voor veiligere behandelingen

Uw nieuwe generatie
heat-treated instrument!

- ✓ Veilige vooruitgang
- ✓ Uitsluiting van interferentie aan de toegang van het wortelkanaal
- ✓ Warmtebehandeling voor flexibiliteit en kracht
- ✓ Steriel voor meervoudig gebruik



ROTATIESNELHEID
250 - 400 tpm



MAXIMUM TORQUE
3 N.cm


Navulling
Toegangsvijl One Flare 17 mm

20952201	47,60€
----------	--------

5 x One Flare




MicroMega One G



De unieke glijpadvijl voor continue rotatie

- ✓ **Eenvoudig:** 1 enkel glijpadinstrument in continue rotatie, steriel en éénmalig gebruik. Eenvoudig en snel protocol
- ✓ **Efficiënt:** Eerste doeltreffende verbreding
Tijdbesparend voor de volledige endodontische behandeling
- ✓ **Veilig:** Geruistellend voor de behandelaar en breukbestendig dankzij de innovatieve cross-section



MicroMega One G

1 instrument
voor glijpad

Standaardsequentie



ROTATIESNELHEID
250 - 400 tpm



MAXIMUM TORQUE
1,2 N.cm

Glijpadvijl One G

5 x B5 One G n14/3% - Classics sterile

L21 mm	20948201	52,30€
L25 mm	20948202	
L29 mm	20948203	




CanalPro

Irrigatie en spoeling

- ✓ Innovatief modulair systeem voor het veilige en efficiënt vullen van injectiespuiten met irrigatie oplossingen
- ✓ Bescherming tegen besmetting
- ✓ Veilige en hygiënische toepassing
- ✓ Snelle bediening met één hand
- ✓ Preventie van materiaalverspilling

-15%
OP STATIONS
CANALPRO



Vrijstaand station

60031347	244,18€	207,55€
----------	--------------------	----------------

- 1 × Houder fles met basis
- 3 × Capjes

CanalPro SyringeFill Cap

60019662	11€	9,77€
----------	----------------	--------------

- 1 × SyringeFill Cap

Fleshouder voor wandmontage

60031348	136,57€	116,08€
----------	--------------------	----------------

- 1 × Houder voor fles
- 3 × Capjes

CanalPro Spuiten

13,61€

- 50 × CanalPro Spuiten 5 ml

16,48€

- 50 × CanalPro Spuiten 10 ml



	●	●	●	●
5 ml	60019321	60019322	60019323	60019324
10 ml	60011173	60011174	60011175	60011176

Irrigatie oplossingen

-25%
OP OPLOSSINGEN



CanalPro NaOCI

Voor irrigatie en reiniging van het wortelkanaal en na preparatie.

CanalPro NaOCI 3 %

1 x 500 ml

60019655V	34,23 €	25,67 €
-----------	--------------------	----------------

CanalPro NaOCI 6 %

1 x 500 ml

60019656V	34,23 €	25,67 €
-----------	--------------------	----------------

CanalPro EDTA 17 %

Verwijderen van de smeerlaag en het openen van de tubuli voor een betere verdeling van de desinfectiemiddelen.

CanalPro EDTA 17 %

1 x 500 ml

60019651	71,37 €	53,48 €
----------	--------------------	----------------

CanalPro EDTA 17 %

1 x 100 ml

60019654	21,07 €	15,80 €
----------	--------------------	----------------

CanalPro CHX 2 %

Bijkomende irrigatie bij een herbehandeling, zeer efficiënt tegen E. faecalis en schimmels.

CanalPro CHX 2 %

1 x 500 ml

60019658	54,53 €	40,90 €
----------	--------------------	----------------

CanalPro CHX 2 %

1 x 100 ml

60019659	19,35 €	14,51 €
----------	--------------------	----------------

roeko GuttaFlow bioseal

**GELIJKE
& IDEALE
CONSISTENTIE**
gedurende
de volledige
werktijd



-20%
OP ROEKO
GUTTAFLOW BIOSEAL
NAVULVERPAKKING
SPUIT

Niet alleen vullen, maar ook genezen

De eenvoudige weg naar wortelkanaalobturatie

- ✓ Koud vloeibaar twee-in-één-vulsysteem
- ✓ Expansie – geen tijdsverslindende condensatie noodzakelijk
- ✓ Adhesie aan guttaperchapunten en de dentinewand
- ✓ Gebruik van extra sealants is overbodig
- ✓ Uitstekende radiopaciteit
- ✓ Goede afsluiting van het wortelkanaal



Working time: 5 mn
Curing: 12 - 16 mn



Stap 1 (Directe bescherming)
Bescherming al tijdens het vullen,
bijvoorbeeld met bioactiviteit
vanwege het mogelijke residuele
vocht in het wortelkanaal



Stap 2 (Indirecte bescherming)
Regeneratieve bescherming tegen
mogelijk binnendringend vocht,
bijv. bij wortelkanaalbarsten



ROEKO GuttaFlow bioseal navulverpakking spuit

60019561	147,78 €	94,22 €
----------	---------------------	----------------

1 x 5 ml Automix-spuit

ROEKO GuttaFlow bioseal Standard Set

60019560	163,28 €
----------	-----------------

1 x 5 ml Automix-spuit
12 x Mengtips
1 x Mengblok

ROEKO GuttaFlow bioseal navulverpakking mengtips

60019562	33,46 €
----------	----------------

24 x Mengtips

roeko VacuSoft

Afzuigcanule met groot volume voor zachte en stille afzuiging

De trechtervormige geometrie van de tips optimaliseert de doorstroming, waardoor het geluidsniveau wordt verminderd en wordt voorkomen dat door de zwaartekracht veroorzaakte terugstroming van de opgezogen media - de zogenaamde reflux - in de mond van de patiënt plaatsvindt.

- ✓ Zachte tips zorgen voor zacht contact met het mondslijmvlies
- ✓ Geluidsarme aspiratie zonder reflux
- ✓ Flexibele aanpassing aan de behandelingssituatie en inspelen op de behoeften van speciale patiëntengroepen, bijvoorbeeld patiënten met dementie, kankerpatiënten, kinderen

-25%
OP ROEKO VACUSOFT NAVULLINGEN



↓ sensitive comfort

Extra zachte tip die ideaal is voor aspiratie bij (druk) gevoelige patiënten.



↓ comfort

Een zachte tip voor aspiratie in niet-gecompliceerde behandelingssituaties.



↓ solid comfort

Stabiele tip te gebruiken in situaties waarbij meer weerstand nodig is zoals bij retractie.



Introkit VacuSoft

60023549 **24,84€**

- 2 × Base
- 5 × Tips sensitive comfort
- 5 × Tips comfort
- 5 × Tips solid

Navulling VacuSoft Base

60023550 ~~18,81€~~ **13,58€**

- 10 × VacuSoft Base



Navulling VacuSoft Tips × 50

~~41,93€~~ **31,45€**

- 50 × VacuSoft Tips naar keuze

Navulling VacuSoft Tips × 200

~~142,56€~~ **106,92€**


- 200 × VacuSoft Tips naar keuze

	50 ×	200 ×
Blauwe tip sensitive comfort	60023551	60023556
Groene Tip comfort	60023552	60023557
Zwarte tip solid comfort	60023554	60023558

HySolate NIEUW Dental Dam

Een slimme zet voor isolatie

De latex dam HySolte is vervaardigd uit pure natuurlijke latex en is niet gepoederd. De poedervrije dental dam bevat weinig proteïnes en is daardoor de eenvoudigste en beste voorzorg om geen latexallergie te ontwikkelen. Latex geeft een perfecte retractie. HySolate Dental Dam is beschikbaar in meerdere kleuren, maten (127 × 127 mm en 152 × 152 mm), geuren en diktes.



- ✓ De heldere kleuren laten het operatieveld oplichten en donkere kleuren zorgen voor een beter contrast
- ✓ Dental Dam in latex zonder poeder met een laag proteïnegehalte: verlagen het risico op latexovergevoeligheid
- ✓ Verbeterde zichtbaarheid dankzij een doeltreffende isolatie
- ✓ Infectiewerende barrière
- ✓ Creëert een droog operatieveld

**VRAAG EEN GRATIS STAAL AAN UW
COLTENE VERTEGENWOORDIGER**

60033844 BLACK EDITION - 152 × 152 mm - MEDIUM ×2

60033845 GREEN - 152 × 152 mm - MEDIUM ×2

	Hoeveelheid	Afmetingen	Kleur	Geur	Ref.	Prijs
Latex dental dam Hysolate, Thin	36 ×	152 × 152 mm	Black	-	60031351	22,60 €
Latex dental dam Hysolate, Medium	36 ×	152 × 152 mm	Black	-	60031352	24,91 €
Latex dental dam Hysolate, Heavy	36 ×	152 × 152 mm	Black	-	60031353	27,76 €
Latex dental dam Hysolate, X-heavy	36 ×	152 × 152 mm	Black	-	60031354	28,61 €
Latex dental dam Hysolate, Medium	360 ×	152 × 152 mm	Black	-	60031355	237,39 €
Latex dental dam Hysolate, Thin	52 ×	127 × 127 mm	Green	-	60034414	19,65 €
Latex dental dam Hysolate, Medium	52 ×	127 × 127 mm	Green	-	60034415	21,66 €
Latex dental dam Hysolate, Heavy	52 ×	127 × 127 mm	Green	-	60034416	24,14 €
Latex dental dam Hysolate, X-heavy	52 ×	127 × 127 mm	Green	-	60034417	24,88 €
Latex dental dam Hysolate, Thin	36 ×	152 × 152 mm	Green	-	60034418	19,65 €
Latex dental dam Hysolate, Medium	36 ×	152 × 152 mm	Green	-	60034419	21,66 €
Latex dental dam Hysolate, Heavy	36 ×	152 × 152 mm	Green	-	60034420	24,14 €
Latex dental dam Hysolate, X-heavy	36 ×	152 × 152 mm	Green	-	60034421	24,88 €
Latex dental dam Hysolate, Medium	364 ×	127 × 127 mm	Green	-	60034422	206,42 €
Latex dental dam Hysolate, Medium	360 ×	152 × 152 mm	Green	-	60034423	206,42 €
Latex dental dam Hysolate, Thin	52 ×	127 × 127 mm	Light	-	60034424	19,65 €
Latex dental dam Hysolate, Medium	52 ×	127 × 127 mm	Light	-	60034425	21,66 €
Latex dental dam Hysolate, Heavy	52 ×	127 × 127 mm	Light	-	60034426	24,14 €
Latex dental dam Hysolate, Thin	36 ×	152 × 152 mm	Light	-	60034427	19,65 €
Latex dental dam Hysolate, Medium	36 ×	152 × 152 mm	Light	-	60034428	21,66 €
Latex dental dam Hysolate, Heavy	36 ×	152 × 152 mm	Light	-	60034429	24,14 €
Latex dental dam Hysolate, X-heavy	36 ×	152 × 152 mm	Light	-	60034430	24,88 €
Latex dental dam Hysolate, Medium	360 ×	152 × 152 mm	Light	-	60034431	206,42 €
Latex dental dam Hysolate, Medium	364 ×	127 × 127 mm	Light	-	60034432	206,42 €
Latex dental dam Hysolate, Medium	52 ×	127 × 127 mm	Blue	-	60034441	21,66 €
Latex dental dam Hysolate, Medium	36 ×	152 × 152 mm	Blue	-	60034442	21,66 €
Latex dental dam Hysolate, Heavy	36 ×	152 × 152 mm	Blue	-	60034443	24,14 €
Latex dental dam Hysolate Fiesta, Thin	36 ×	152 × 152 mm	Assorted	Tutti Fruitti	60034433	20,08 €
Latex dental dam Hysolate Fiesta, Thin	52 ×	127 × 127 mm	Assorted	Tutti Fruitti	60034434	20,08 €
Latex dental dam Hysolate Fiesta, Medium	52 ×	127 × 127 mm	Assorted	Tutti Fruitti	60034435	23,28 €
Latex dental dam Hysolate Fiesta, Medium	36 ×	152 × 152 mm	Assorted	Tutti Fruitti	60034436	23,28 €
Latex dental dam Hysolate Fiesta, Heavy	52 ×	127 × 127 mm	Assorted	Tutti Fruitti	60034437	24,96 €
Latex dental dam Hysolate Fiesta, Heavy	36 ×	152 × 152 mm	Assorted	Tutti Fruitti	60034438	24,96 €
Latex dental dam Hysolate Fiesta, Medium	364 ×	127 × 127 mm	Assorted	Tutti Fruitti	60034439	206,42 €
Latex dental dam Hysolate Fiesta, Medium	360 ×	152 × 152 mm	Assorted	Tutti Fruitti	60034440	248,08 €



DIATECH Z-Rex

Gecontroleerde oerkracht

Gecontroleerde oerkracht om zirconium oxide nauwkeurig en efficiënt te bewerken



DIATECH Z-Rex Introkit

60022153 **77,13 €**

- 1 × ZR801-314-014-M
- 1 × ZR801-314-018-M
- 1 × ZR850-314-016-10-M
- 1 × ZR881-314-016-8-C
- 1 × ZR379-314-023-5-M

	ZR801	ZR801	ZR850	ZR881	ZR379
ISO Ø 1/10 mm	014	018	016	016	023
L hoofd in mm	-	-	10	8	5

DIATECH Zirconia Aanpassing en Polijst Kit


60022152 **77,80 €**

- 1 × ZR379-314-023-5-M
- 1 × ZR862-314-014-8-M
- 1 × ZR863-314-014-10-M
- 1 × 9703RA
- 1 × 975G14RA
- 1 × 9803RA
- 1 × 985G14RA



DIATECH Z-Rex Navulling par 5

48,56 €



	1. ENDO ACCESS			2. KROONAAANPASSING			3. KROONVERWIJDERING				
	ZR801 Bolletje	ZR379 Ei	ZR862 Vlam	ZR863 Vlam	ZR850 Conisch afgeronde top	ZR856 Conisch afgeronde top	ZR881 Cylindrisch afgeronde top				
ISO 806 314 001 524...											
ISO Ø 1/10 mm	012	014	018	023	014	014	016	018	018	014	016
L hoofd in mm	-	-	-	5	8	10	10	10	8	8	8
Ref. C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60022032
Ref. M	60022023	60022024	60022025	60022022	60022029	60022030	60022026	60022027	60022028	60022031	-

DIATECH Speedster

Het samengaan van kracht en precisie


De Speedster boren worden met spitstechnologie vervaardigd vanuit een blok submicronisch hardmetaal van hoge kwaliteit. Het precieze multi-axiale slijpproces maken de angulaties, de dieptes van de groefjes, de snijhoekjes en de afstelling van de snijbladen mogelijk om optimale geometrieën en slijkperformanties te realiseren.

Het computer gestuurde design (CAO) ligt aan de basis van de creatie van uniforme en concentrische monobloc hardmetaalboren. Ons gespecialiseerd controlesysteem garandeert dat elke Speedsterboor beantwoordt aan de superieure kwaliteitsnormen van COLTENE.

Geavanceerde modellen en agressieve snijhoeken resulteren in een aanbod aan instrumenten met concentrische snijrichting, die zachter en duurzamer zijn om snel materialen te bewerken zoals amalgaam, goud, porcelein, glazuur en ceramo-metalen legeringen.

DIATECH Speedster - kracht en precisie wanneer u het nodig heeft.

INDICATIES



Preparatie van de caviteit

Verwijderen van oude obturaties

Doorklieven van kronen

Kroonpreparatie



GEAVANCEERDE ONTWIKKELING VAN DUURZAAM CONCENTRISCH MONOBLOC HARDSTAAL

- ✓ Opvallende snijdoeltreffendheid vermindert de preparatietijd en de behandelijd
- ✓ Permanent contactbehoud tussen snijblad en dentinoppervalk voor een zachtere preparatie.
- ✓ Minder trilling en ratelen.
- ✓ Behoud van de tandstructuur.
- ✓ Grotere weerstand tegen slijtage.
- ✓ Een lagere levensduur.



S5.012 - Doos van 10 boren

237114AA	29,36 €
----------	---------

S5.012 - Zak van 100 boren

237214AA	275,88 €
----------	----------

MicroMega Dual Move

Draadloze motor EMB



MAXIMALE
ROTATIESNELHEID
1 000 tpm



RECIPROKE
BEWEGING
BESCHIKBAAR

Dual Move met continue rotatie + reciproke beweging

52002004 1 095 €

- 1 × Dual Move handstuk + batterij
- 1 × Houder voor handstuk
- 1 × Gegevensoverdrachtkabel
- 1 × Lader met adapters
- 1 × Endokopje
- 1 × Silicone hoesje
- 1 × Meertalige instructie

AANBOD Dual Move/One RECI

30 doosjes met 5
instrumenten erin

+ MicroMega
Dual Move

~~2 722 €~~ 1 660 €



MicroMega
One Flare
× 1



MicroMega
One G
× 4



MicroMega
One RECI
× 25



HEEFT U INTERESSE IN MEER INFORMATIE, EEN DEMONSTRATIE OF EEN WORKSHOP OVER...

HyFlex CM/EDM, BRILLIANT EverGlow, Fill-Up!, BRILLIANT COMPONEER, BioSonic,...

AARZEL DAN NIET EN CONTACTEER ONS VIA MAIL:

Regional Manager Benelux
Sabien.Baisier@coltene.com
T +32 (0) 472 095 035

Nederland
Neeltje.Drenth@coltene.com
T +31 (0) 64 320 40 60

België - Vlaanderen
(NL) Carine.Bulte@coltene.com
T +32 (0) 468 17 24 96

Niet contractuele documenten en foto's. prijzen mogen op ieder ogenblik aangepast worden zonder verwittiging. Bij een foutieve prijs behoudt COLTENE zich het recht deze prijs aan te passen. aanbiedingen geldig tot en met 31 December 2022.
Design : www.fliigranestudio.fr. © COLTENE, Adobe Stock, Istockphoto.

Coltene/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten/Switzerland

T +41 71 757 53 00
info.ch@coltene.com

COLTENE.benelux
www.coltene.com

COLTENE