

Geldig tot 30/06/2023

Bien Air⁺
Dental

AANBIEDINGEN 2023



DISCOVER THE BEST OF
SWISS TECHNOLOGY

SWISS  MADE

NEW CONTRA-ANGLE

NOVA

Beste gebruiker,

Bien-Air begeleidt u al meer dan 60 jaar in het hart van uw beroep. Als Zwitsers familiebedrijf met een internationale reputatie zetten wij ons jaar na jaar in voor de ontwikkeling van innovatieve, betrouwbare en gebruiksvriendelijke roterende instrumenten en systemen.

Naast de kwaliteit van onze producten bieden wij een compleet dienstenpakket aan om uw klantervaring tot een succes te maken.

In uw praktijk of op afstand, we zijn er elke dag. Van productdemonstraties tot de installatie van onze systemen. Van advies over onderhoud en service van onze instrumenten tot training van uw assistenten, onze teams en ons dealernetwerk helpen u om DE juiste oplossing voor uw behoeften te vinden.

Profiteer van een unieke en innovatieve klantervaring met ons Repair Center dat al uw technische vragen beantwoordt en gecertificeerde reparaties door onze Bien-Air technici garandeert.

Bij Bien-Air investeert u niet alleen in een product maar ook in kwaliteit van dienstverlening. Wij bieden u een eersteklas klantenservice.

Wat uw vraag ook is, u vindt altijd uw vaste contactpersoon.

ONTDEK ONZE AANBIEDINGEN

IN UW PRAKTIJK OP ONZE

 **ONLINE SHOP**
www.bienair.com/eshop



ONS TEAM TER UWER DIENST

Neem met ons contact om de dichtsbijzijnde erkende dealer te kennen



Karl BEERNAERT
Area Sales Manager



+32 477 87 90 18
karl.beernaert@bienair.com

Bestellingen :
sales.benelux@bienair.com



Scan de QR code of
op www.bienair.com



NEW TORNADO

NEW
PROTECTIVE
SHIELD

4X
RESISTENTER

SWISS MADE

TURBINES



TORNADO
899€

1 x TORNADO LED
REF. 1600908-001
1 x TORNADO LK
REF. 1600907-001

- Protective Shield (PVD behandeling)
- Krachtiger - 30 Watts*
- Stillter - 55 dBA
- Afmetingen Kopje - Ø 12,2mm, h 13 mm
- 4 Asymetrische gemengde lucht- watersprays
- LED licht



TORNADO^S
899€

1 x TORNADO^S LED
REF. 1600933-001
1 x TORNADO^S LK
REF. 1600932-001

- Protective Shield (PVD behandeling)
- Krachtiger - 30 Watts*
- Stillter - 55 dBA
- Afmetingen Kopje - Ø 12,2mm, h 13 mm
- 4 Asymetrische gemengde lucht- watersprays
- LED licht



Kracht
met controle

De Tornado's zijn de krachtigste turbines van het merk dankzij de **Steady Torque-technologie**, die een optimale luchtdrukverdeling en uitlaatgasstroming combineert.




Langere
levensduur

Slijtvaste keramische kogellagers zorgen voor een lange levensduur. Het herontworpen en geoptimaliseerde rotorontwerp vermindert de turbineslijtage aanzienlijk.



TORNADO


TORNADO^S



DUO PACK
TORNADO PVD
1 600€

~~1 798€~~

2 x TORNADO LED
REF. 1600908-001
OF 2 x TORNADO LK
REF. 1600907-001



DUO PACK
TORNADO^S PVD
1 600€


~~1 798€~~

2 x TORNADO^S LED
REF. 1600933-001
OF 2 x TORNADO^S LK
REF. 1600932-001



Betrouwbaarheid en
nauwkeurigheid

Het **Accu-Chuck PreciPlus** aandrijf- en klemmechanisme zorgt ervoor dat de boor stevig wordt vastgeklemd. Trillingen worden sterk verminderd, waardoor de Tornado een ongeëvenaarde stabiliteit en comfort biedt.



Anti
terugslagklep

Verminderd risico op kruisbesmetting dankzij de terugslagklep en de **Sealed Head** bescherming. Bovendien vermindert dit het effect van het aanzuigen van vloeistoffen in de instrumentkop.

TURBINES

TURBINES



BORA 2 LED
629€

2 JAAR GARANTIE

1 x BORA 2 LED
REF. 1601152-001

- 20 Watts
- 59 dBA
- Afmetingen Kopje - Ø 11,9 mm, h 13,2 mm
- 4 Asymetrische gemengde lucht-watersprays
- LED licht



BORA 2 LK
629€

2 JAAR GARANTIE

1 x BORA 2 LK
REF. 1601153-001

- 20 Watts
- 59 dBA
- Afmetingen Kopje - Ø 11,9 mm, h 13,2 mm
- 4 Asymetrische gemengde lucht-watersprays
- LED licht



BORALINA
487€

1 JAAR GARANTIE

1 x BORALINA
REF. 1600373-001

- 12 Watts
- 62 dBA
- 1 spray (gescheiden 2x1)



BLACK PEARL ECO 4V
487€

1 JAAR GARANTIE

1 x BLACK PEARL ECO 4V
REF. 1600040-001

- 13 Watts
- 62 dBA
- 1 spray (gescheiden 2x1)

KOPPELINGEN



**DUO PACK
BORA 2 LED**
1 195€

~~1-258€~~

2 x BORA 2 LED
REF. 1601152-001



**DUO PACK
BORA 2 LK**
1 195€

~~1-258€~~

2 x BORA 2 LK
REF. 1601153-001



**KOPPELINGEN
UNIFIX 4 KANALEN**

200€

REF 1600363-001



**KOPPELINGEN
LK LK**

232€

REF 1600902-001



**KOPPELINGEN
UNIFIX**

285€

REF 1600086-001

- met regelbare spray



**KOPPELINGEN
LK LK**

385€

REF 1600866-001

- met regelbare spray

NEW

NOVA

Het Nova hoekstuk met zijn kleine kop en slank handvat vergroot uw gezichtsveld en vergemakkelijkt de toegang tot de achterkant van de mondholte. De Nova is het hoekstuk met de kleinste kop en het dunste handvat van het hele Bien-Air-gamma

SEE BEYOND

MORE VISION, BETTER ACCESSIBILITY



CA NOVA 1:1 L REF 1601137-001
CA NOVA 1:1 L MICRO-SERIES REF 1601136-001

CA NOVA 1:5 L REF 1601139-001
CA NOVA 1:5 L MICRO-SERIES REF 1601138-001



4x resistenter kop

De keuze voor roestvrij staal materiaal vermindert de slijtage van het Nova hoekstuk aanzienlijk en maakt hem **4 maal** beter bestand tegen schokken.



Langere levensduur

Cylcro tandwielen zijn ontworpen om wrijving te beperken en slijtage te verminderen. Dit nieuwe ontwerp zorgt ervoor dat het Nova hoekstuk uiterst duurzaam is.



Grotere betrouwbaarheid

Het klemsysteem is nu voorzien van de nieuwe **PVD coating**. Het verbetert de betrouwbaarheid van het openings-/sluitingssysteem en verlengt de levensduur met 30% in vergelijking met een conventioneel hoekstuk.




Meer veiligheid

De gepatenteerde **Cool Touch+** anti-verhittingstechnologie, die is ingebouwd in de thermisch geïsoleerde keramische drukknop op de Nova-kop, voorkomt de opbouw van hitte om het risico op verbranding van uw patiënten te verminderen.



Niks zal u in de weg staan

Voor een optimale irrigatie van het operatiegebied convergeert het **Accu-Spray Quattro Mix** systeem met laserprecisie vier asymmetrische* lucht/water-sprays naar de punt van de boor.



Anti-terugslagklep

Vermindert het risico op kruisbesmetting dankzij de terugslagklep en de **verzegelde kopbescherming**. Bovendien vermindert dit het effect van vloeistoffen die in de kop van het instrument worden gezogen

CA klassiek



CA NOVA 1:5 L



VERKRIJGBAAR
micro
SERIES



NOVA 1:5L
999€

1X NOVA 1:5L
REF 1601139-001
1X NOVA 1:5L MICRO-SÉRIES
REF 1601138-001



VERKRIJGBAAR
micro
SERIES



NOVA 1:1L
779€

1X NOVA 1:1L
REF 1601137-001
1X NOVA 1:1L MICRO-SÉRIES
REF 1601136-001



DUO PACK NOVA 1:5L
1 898€

~~1 998€~~

2 x CA NOVA 1:5L
REF. 1601139-001
OF 2 x CA NOVA 1:5L MS
REF. 1601138-001

HOEKSTUKKEN – HANDSTUKKEN



VERKRIJGBAAR
micro
SERIES

DUO MIXTE

1 177€

~~1 308€~~

2 JAAR GARANTIE

1X CA 1:5L STANDARD
REF 1600386-001
+ 1X CA 1:1L STANDARD
REF 1600384-001

OF 1X CA 1:5L MICRO-SERIES
REF 1600690-001
+ 1X CA 1:1L MICRO-SERIES
REF 1600691-001



VERKRIJGBAAR
micro
SERIES

CA 1:5L

709€

2 JAAR GARANTIE

1X CA 1:5L MICRO-SERIES
REF 1600690-001

OF 1X CA 1:5L STANDARD
REF 1600386-001



VERKRIJGBAAR
micro
SERIES

CA 1:1L

599€

2 JAAR GARANTIE

1X CA 1:1L MICRO-SERIES
REF 1600691-001

OF 1X CA 1:1L STANDARD
REF 1600384-001



CA 10:1L

809€

2 JAAR GARANTIE

1X CA 10:1L
REF 1600385-001



VERKRIJGBAAR
micro
SERIES

PM 1:1

449€

2 JAAR GARANTIE

1X PM 1:1 MICRO-SERIES
REF 1600693-001

OF 1X PM 1:1 STANDARD
REF 1600383-001



CA ENDO 4:1

699€

1 JAAR GARANTIE

1X CA ENDO
REF 1600955-001



CAP PROPHY 15:1

489€

2 JAAR GARANTIE

1X CAP 15:1
REF 1600290-001



PM 10:1 PROPHY

309€

2 JAAR GARANTIE

1X PM 10:1 PROPHY
REF 1600289-001

* Prophy hoeken niet verkocht met het handstuk

MICROMOTOREN



MICROMOTOREN
MC3 LED / MC3 LK

759€

18 MAANDEN GARANTIE

1X MC3 LED REF 1600680-001
OF 1X MC3 LK REF 1600077-001



MICROMOTOREN
MC2 LED / MC2 ISOLITE 300

759€

18 MAANDEN GARANTIE

1X MC2 LED REF 1600681-001
OF 1X MC2 ISOLITE 300 REF 1600078-001



MICROMOTOREN
MX-i LED 3RD GEN

1 070€

3 JAAR GARANTIE

1X MX-i LED REF 1601008-001



MICROMOTOREN
MX-i LED PLUS

1 080€

3 JAAR GARANTIE

1X MX-i LED REF 1600755-001

• Compatibel voor Chiropro
en Chiropro PLUS 3rd Gen

AANBIEDING

PACK ONDERHOUD

SNEL, EFFICIËNT EN VOORDELIG ONDERHOUD

Lubricare 2 verzorgt het onderhoud van het handstuk (smearing en reiniging), wat essentieel is voor het dagelijkse werk. Tot 4 handstukken kunnen in zeer korte tijd automatisch worden onderhouden, aangezien de hoeveelheid smeermiddel en de onderhoudstijd voor elk handstuk in Lubricare 2 wordt geprogrammeerd.

>>> Tot vier handstukken in korte tijd

 **SLECHT 20 SECONDEN**

Met verschillende voorgeprogrammeerde bedrijfsmodi die specifiek op elk handstuk zijn afgestemd, kan Lubricare 2 in korte tijd automatisch tot vier handstukken onderhouden. Lubricare 2 verwijdert efficiënt overtollige olie, waardoor snel onderhoud mogelijk is. Hij reinigt een turbine in ongeveer 20 seconden en een hoekstuk in 40 seconden.

>>> Eenvoudige reiniging

Het bedieningspaneel is glad voor een gemakkelijke reiniging en de deur kan worden verwijderd voor een betere toegang. Lubricare 2 bevat een oliedampafzuigmechanisme om aërosolvorming tijdens het gebruik te voorkomen.

>>> Spraynet® zijn beste metgezel

 **99.99% vermindering van de microbiële belasting**

Voor de beste resultaten raadt Bien-Air sterk het gebruik van Spraynet® aan, waarvan bewezen is dat het 99,99% van de microbiële belasting vermindert

>>> Zuinig in onderhoud
4X minder oliegebruik

Door het gebruik van Lubricare 2 wordt het oliegebruik met 25% verminderd in vergelijking met een manuele procedure, waardoor het onderhoud sneller en economischer kan gebeuren

LUBRICARE 2

2 389 €

1 X LUBRICARE 2 REF. 1601156-001

SWISS  MADE

VOOR **110 €** EXTRA,

DWZ **2 499 €**

ONTVANGT U

2 KOPPELINGEN NAAR KEUZE

KEUZE UIT VOLGENDE TURBINE KOPPELING VOOR LUBRICARE :

- W&H
- Sirona
- KaVo
- Bien Air



VERBRUIKSGOEDEREN



LUBRIFLUID
KARTON VAN 6 FLESSEN

223 €

REF 1600064-006



SPRAYNET
KARTON VAN 6 FLESSEN

223 €

REF 1600036-006



AQUACARE
KARTON VAN 6 FLESSEN

191 €

REF 1600617-006



VETSPUIT LUBRIMER

41 €

REF 1000003-001



PATRONEN LUBRIMER

34 €

REF 1600037-006



BEDIEINGSKNOP

59 €

REF 1307031-001



DOOS VAN 10 IRRIGATIELIJNEN

75 €

REF 1500984-010



STERILE PROTECTIES

63 €

VOOR IPAD ICHIROPRO
REF 1501746-010

VOOR CHIROPRO 3RD GEN
REF 1502329-010



PRIJS EX. BTW

iCHIROPRO

ULTIMATE IMPLANTOLOGY

IMPLANTOLOGIE

ORALE CHIRURGIE

Uniek en revolutionair, iChiropro is de ultieme assistent voor uw implantologie en tandheelkundige chirurgie procedures.

Dit intuïtieve systeem wordt bestuurd door een iPad-toepassing en begeleidt u bij elke stap van uw werkzaamheden. Selecteer gewoon de voorgeprogrammeerde procedure die u wilt en laat iChiropro u door het proces leiden. Voor optimaal beheer en analyse van patiëntendossiers kunt u met de toepassing gegevens importeren uit coDiagnostiXTM software en met één klik uw operatieverslagen opslaan en exporteren.

Eenvoud, comfort en moderniteit: ontdek een nieuwe werkfilosofie

S W I S S  M A D E

SET iCHIROPRO

VANAF

4 070€

1 x SET iCHIROPRO REF. 1700439-001

SET iCHIROPRO

met 1 hoekstuk
CA 20:1 L

4 599€

1 x SET iCHIROPRO REF. 1700440-001

SET iCHIROPRO

met 2 hoekstukken
CA 20:1 L

5 129€

1 x SET iCHIROPRO REF. 1700440-001
+ 1 X CA 20:1 L MICRO-SERIES REF. 1600692-001

Aanbieding bevat:

- 1 x console iChiropro
- 1 x micromotor MX-i LED
- 1 x kabel MX-i LED
- 1 x pedaal
- 1 x handstukhouder
- 10 x irrigatielijnen

2 JAAR GARANTIE

Aanbieding bevat:

- 1 x console iChiropro
- 1 x hoekstuk CA 20:1L
- 1 x micromotor MX-i LED
- 1 x kabel MX-i LED
- 1 x pedaal
- 1 x handstukhouder
- 10 x irrigatielijnen

2 JAAR GARANTIE

Aanbieding bevat:

- 1 x console iChiropro
- 2 x hoekstukken CA 20:1L
- 1 x micromotor MX-i LED
- 1 x kabel MX-i LED
- 1 x pedaal
- 1 x handstukhouder
- 10 x irrigatielijnen

2 JAAR GARANTIE



- ✓ Multi-implantaat operaties
- ✓ Voorgeprogrammeerde instellingen
- ✓ Operatieverslag en Patiënten verslag
- ✓ Gekoppeld met CoDiagnostix (Implantaat Planningssoftware)
- ✓ Multi-user interface
- ✓ Barcode lezer voor implantaten
- ✓ Koppel > 70 Ncm

CHIROPRO PLUS

IMPLANTOLOGIE

ORALE CHIRURGIE

 PURE EENVOUD

De Chiropro Plus is speciaal ontworpen voor maxillofaciale tandartsen. Dankzij de vele combinatiemogelijkheden is de Chiropro PLUS het ideale systeem om al uw implantologische, parodontologische en kaakchirurgische ingrepen uit te voeren, inclusief het verwijderen van verstandskiezen.



SWISS  MADE

CHIROPRO PLUS

VANAF

3 170€

1 x SET CHIROPRO PLUS 3rd GEN REF. 1700710-001

Aanbieding bevat:

- 1 x console Chiropro PLUS 3rd Gen
- 1 x micromotor MX-i LED PLUS 3rd Gen met 3 jaar garantie
- 1 x kabel MX-i LED PLUS 3rd Gen
- 1 x pedaal
- 1 x handstukhouder
- 5 x irrigatielijnen

2 JAAR GARANTIE

CHIROPRO PLUS met 1 hoekstuk CA 20:1 L

3 699€

1 x SET CHIROPRO PLUS 3rd GEN REF. 1700709-001

Aanbieding bevat:

- 1 x console Chiropro PLUS 3rd Gen
- 1 x hoekstuk licht CA 20:1 L Micro-Series
- 1 x micromotor MX-i LED PLUS 3rd Gen met 3 jaar garantie
- 1 x kabel MX-i LED PLUS 3rd Gen
- 1 x pedaal
- 1 x handstukhouder
- 5 x irrigatielijnen

2 JAAR GARANTIE

CHIROPRO PLUS met 2 hoekstukken CA 20:1 L

4 229€

1 x SET CHIROPRO PLUS 3rd GEN REF. 1700709-001
+ 1 X CA 20:1 L MICRO-SERIES REF. 1600692-001

Aanbieding bevat:

- 1 x console Chiropro PLUS 3rd Gen
- 2 x hoekstuk licht CA 20:1 L Micro-Series
- 1 x micromotor MX-i LED PLUS 3rd Gen met 3 jaar garantie
- 1 x kabel MX-i LED PLUS 3rd Gen
- 1 x pedaal
- 1 x handstukhouder
- 5 x irrigatielijnen

2 JAAR GARANTIE

✓ Duidelijke en beknopte interface

Het sobere en eenvoudige scherm geeft u in één oogopslag toegang tot alle informatie die essentieel is voor het goede verloop van uw operatie: type instrumenten, snelheid, koppel, irrigatiestroom en draairichting.

✓ Eenvoudig te onderhouden

De bedieningsknop kan gemakkelijk van de console worden verwijderd en worden gesteriliseerd. Bovendien wordt het controlegebied beschermd door een zeer resistent en gemakkelijk te reinigen glas

✓ Intuïtieve navigatie

Dankzij de unieke bedieningsknop wordt navigeren een fluitje van een cent. Draai aan de knop om door de menu's te bladeren en bevestig uw keuze met een simpele druk op de knop. Zei je eenvoud?

✓ Absolute nauwkeurigheid

Dankzij een uiterst nauwkeurig elektronisch systeem komt het op de console geselecteerde koppel exact overeen met het koppel dat aan de uitgang van uw instrument wordt verkregen. Er is dus geen extra kalibratie nodig. Het is zo simpel als het klinkt.

✓ Herprogrammeerbare bedieningssequenties

Met voorgeprogrammeerde operatiesequenties voert u uw procedures uit in de kortst mogelijke tijd. Bepaal op basis van de klinische gegevens van uw patiënt het aantal sequenties dat nodig is om uw procedure uit te voeren

PRIJS EX. BTW

CHIROPRO

Of u nu een algemene tandarts bent of een ervaren implantoloog, de Chiropro is de snelle en gemakkelijke oplossing voor uw implantologische procedures.

Dankzij de unieke bedieningsknop wordt navigeren kinderspel. Draai aan de knop om door de menu's te bladeren en bevestig uw keuze met een simpele druk op de knop.

Zeij simpel?

IMPLANTOLOGIE



PURE EENVOUD



SWISS  MADE

CHIROPRO

VANAF

2 670€

1 x SET CHIROPRO 3RD GEN REF. 1700708-001

Aanbieding bevat:

- 1 x console Chiropro
- 1 x micromotor MX-i LED 3rd Gen
- 1 x kabel MX-i LED 3rd Gen
- 1 x pedaal
- 1 x handstukhouder
- 5 x irrigatielijnen

2 JAAR GARANTIE

CHIROPRO

met 1 hoekstuk
CA 20:1 L

3 199€

1 x SET CHIROPRO 3RD GEN REF. 1700707-001

Aanbieding bevat:

- 1 x console Chiropro
- 1 x hoekstuk licht CA 20:1 L Micro-Series
- 1 x micromotor MX-i LED 3rd Gen
- 1 x kabel MX-i LED 3rd Gen
- 1 x pedaal
- 1 x handstukhouder
- 5 x irrigatielijnen

2 JAAR GARANTIE

CHIROPRO

met 2 hoekstukken
CA 20:1 L

3 799€

1 x SET CHIROPRO 3RD GEN REF. 1700707-001
+ 1 X CA 20:1 L MICRO-SERIES REF. 1600692-001

Aanbieding bevat:

- 1 x console Chiropro
- 2 x hoekstukken CA 20:1 L Micro-Series
- 1 x micromotor MX-i LED 3rd Gen
- 1 x kabel MX-i LED 3rd Gen
- 1 x pedaal
- 1 x handstukhouder
- 5 x irrigatielijnen

2 JAAR GARANTIE



✓ De nieuwe MX-i micromotor en CA 20:1 hoekstuk combinatie, bestuurd door de Chiropro, biedt u het beste van roterende technologie voor al uw implantologische ingrepen.

✓ Het meest duurzame implantologische handstuk op de markt*, het CA 20:1 hoekstuk heeft een uniek intern irrigatiesysteem. Hierdoor wordt u niet gehinderd door de irrigatielijne wanneer u het instrument in uw hand heeft.

✓ Gekoppeld aan de MX-i micromotor zorgt het CA 20:1 hoekstuk (ook verkrijgbaar in Kirschner/Meyer en Micro-Series versies) voor ongeëvenaarde snelheidsstabiliteit voor nauwkeurige en soepele procedures.

✓ Gemakkelijk, uw procedures kunnen met vertrouwen worden uitgevoerd

IMPLANTOLOGIE



CA 20:1
1 049 €

2 JAAR GARANTIE

1 x CA 20:1
REF. 1600632-001

- Zonder licht



VERKRIJGBAAR
micro
SERIES

CA 20:1 L
1 059 €

2 JAAR GARANTIE

1 x CA 20:1L MICRO-SERIES
REF. 1600692-001
OF 1 x CA 20:1L
REF. 1600598-001



PM 1:1
489 €

2 JAAR GARANTIE

1 x PM 1:1
REF. 1600052-001

- Spray buiten
- Compatibel met het hele gamma micromotoren



SET MX-i LED PLUS + KABEL
(VOOR ICHIROPRO EN CHIROPRO PLUS)

1 364 € ~~1 648 €~~

REF 1700758-001

-50%
op de kabel



SET MX-i LED + KABEL
(VOOR CHIROPRO)

1 354 € ~~1 638 €~~

REF 1700744-001

-50%
op de kabel

LABORATORIUM



STS TRIMMER STATION
+ TDS 890

1 427 €

1 x STS TRIMMER STATION + TDS 890
REF. 1700296-001

Het aanbod omvat :

- 1 x STS-Trimmer station met spray
- 1 x TDS 890 turbine met interne spray
- 1 x voetpedaal
- 1 x recht snoer met 4-gaats aansluiting



S001
TAFELSTATION + TD
783

610 €

1 x S001 TAFELSTATION + TD 783
REF. 1700126-001

Het aanbod omvat:

- 1 x S001 tafelstation
- 1 x turbine TD 783
- 1 x voetpedaal
- 1 x spiraalkoord

PRIJS EX. BTW