




Série 7

*Sit Down
Naturally*



Confortable
Élégant
Différent

Sit Down Naturally






TRADITION INDUSTRIELLE DEPUIS 1958.



TECHNOLOGIE, SERVICE ET ENGAGEMENT.





BIENVENUE CHEZ ANCAR

Tradition Industrielle depuis 1958.

La philosophie de travail d'ANCAR est très claire : Créer le meilleur équipement dentaire dont les professionnels ont besoin. Pour ce faire, nous nous appuyons sur 6 valeurs qui identifient chacune de nos créations : la valeur, l'ergonomie, la technologie, le design, la flexibilité et le facteur humain.

L'union de tous ces piliers, ainsi que l'effort et le désir d'être meilleurs, nous permettent de relever chaque jour de nouveaux défis et d'élargir notre gamme de produits avec les avancées technologiques les plus innovantes.

Nos débuts remontent à 1958, mais l'année qui marque un véritable tournant pour ANCAR est 1988, lorsque nous avons présenté notre première unité dentaire, le modèle Pyrinee. À cette époque, nous ne pouvions pas prévoir ni même imaginer la croissance et la notoriété qu'aurait l'ANCAR sur la scène internationale 30 ans plus tard.

Le chemin n'a pas été sans difficultés, mais grâce à des valeurs telles que la détermination, la sérénité et l'humilité, nous sommes parvenus à nous faire une place et à obtenir la reconnaissance d'un marché exigeant et concurrentiel, et en même temps, à établir les bases d'une marque forte et prisée dans 32 pays d'Europe, du Moyen Orient, de l'Océanie et du Maghreb.

Actuellement, notre offre se compose de plus de 40 modèles, tous fabriqués avec les meilleurs matériaux et soignés dans les moindres détails. Chez ANCAR, nous sommes conscients des besoins des professionnels dentaires et des patients, c'est pourquoi tous nos produits sont conçus pour répondre à toutes les exigences essentielles.

Grâce à cette méthodologie de travail, nous sommes en mesure de construire des équipements dentaires fiables, durables et fabriqués avec des matériaux de qualité, en nous appuyant sur l'amélioration de l'ergonomie et en utilisant les dernières innovations technologiques.

Ancar ne doit pas le succès de ces 60 dernières années à une personne en particulier car le mérite revient à tous ! Seul un véritable travail d'équipe, honnête et professionnel, est capable de justifier notre trajectoire et d'assurer notre avenir.

«Telle est notre histoire,
telle est notre philosophie,
tel est notre engagement».

Antoni Carles Bosch
General Manager



Antoni Carles Pujol
Fondateur



Antoni Carles Bosch
General Manager

Série 7

*Sit Down
Naturally*

Une irrésistible
gamme d'appareils
garantissant un grand
confort de manière
très naturelle.

■ L'aspect épuré du nouveau
S7 est désormais une réalité,
et avec l'élégance infinie
caractéristique de l'ensemble
de la gamme de produits
d'Ankar, il se distingue une
fois de plus par sa fiabilité et
son ergonomie de travail.

En plus d'une structure
coordonnée, il dispose
des meilleurs éléments de
fabrication et couvre les
besoins liés à la pratique
odontologique, offrant au
praticien un produit de qualité
capable d'offrir d'immenses
possibilités de travail.

Et... bien évidemment,
fabriqué en aluminium.

Fauteuil S7

■ Incarnation parfaite de
l'élégance associée à l'ergonomie,
offrant un résultat exclusif destiné
aux spécialistes du monde de
l'odontologie qui recherchent
l'aspect pratique, le confort et la
perfection non seulement pour
leur travail mais aussi pour leurs
patients.

Découvrez un nombre infini
de possibilités avec le fauteuil
S7 associé aux versions
Scandinavian Alone !

S7

*Sit Down
Naturally*





Hauteur maximum du fauteuil : 780 mm



Hauteur minimum du fauteuil : 480 mm

Détails
techniques

Fauteuil S7



Tension 220-240 V.
Fréquence 50/60 Hz.
Puissance consommée maximum 400 W.
Classe de protection électrique I type B
Type d'opération : intermittente
Charge maximum patient : 160 kg
Course de déplacement : 300 mm.
Déplacement automatique : supplément repose-jambe
1 joystick des mouvements du fauteuil
1 joystick d'enregistrement 4 mémoires de position
Fauteuil standard fixé au sol
Base pour appui du fauteuil sans fixation au sol optionnel




ancar

NOUS PRENONS SOIN DE VOUS

www.ancar-online.com

Sit Down Naturally



QS LEA 086.V1

La ligne et/ou les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.
Fabriqué en Europe.

Antoni Carles, S.A.

Volta dels Garrofers, 41-42 Polígono Industrial "Els Garrofers"
08340 Vilassar de Mar (Barcelona-SPAIN)

Tel. (34) 93 754 07 97 Fax (34) 93 759 26 04

www.ancar-online.com / e-mail: ancar@ancar-online.com