


SONICflex™ tipboek

Overzicht van KaVo SONICflex-tips






scaler | paro | implantaat | clean | rootplaner




micro | bevel | omslijpen, vormgeven | seal | caries



kroon verwijdering



endo | retro



goud | ceram | CAD/CAM | CEM | kroon

**SONICflex -
De geweldige allrounder
voor bijna elke indicatie.**

Dankzij zijn veelzijdigheid zal de KaVo SONICflex binnenkort een van uw meest gebruikte instrumenten worden. Met meer dan 50 tips, die snel en eenvoudig met één draai kunnen worden vervangen, past hij zich aan uw behoeften aan voor een groot aantal toepassingen.



Overzicht van SONICflex™ -handstuk.



MASTER
serie

EXPERT
serie

SMART
serie

Uw dagelijks voordeel op het gebied van prestaties.

Uw KaVo SONICflex is de krachtigste en stilste aircaler in zijn klasse. Het handstuk met de meest uiteenlopende toepassingen.

Hij ondersteunt uw inspanningen met instelbare prestatieniveaus, voor elke indicatie - sterk en nauwkeurig.

Superieure technologie – belangrijkste kenmerken en voordelen voor u:

- Drie behandelingsinstellingen – optimale werkomstandigheden, voor elke indicatie
- Aanzienlijk stiller dan vergelijkbare modellen van de concurrentie (tot 15 dB) – wat zich direct vertaalt in minder stress voor het tandheelkundig team en de patiënten
- Er is geen extra apparatuur nodig; gewoon aansluiten op de KaVo MULTIflex of Sirona-koppeling
- Optimale verlichting: 25.000 LUX – voor een helder zicht zonder vermoeide ogen
- Legendarische KaVo-kwaliteit – de SONICflex 2008 L vertegenwoordigt de derde generatie scalers van KaVo, het hoogtepunt van tientallen jaren kennis en ervaring

PROFYLAXE

SONICflex-scalertip nr. 5 / 5A

Behandeling: voor het verwijderen van grote oppervlakten calculus
 Vorm: universeel




Bestelnummer: Scalertip nr. 5
 Scalertip nr. 5A

0.571.5171
 1.005.8949

SONICflex-scalertip nr. 6 / 6A

Behandeling: voor het verwijderen van grote oppervlakten supragingivale tandsteen
 Vorm: sikkel




Bestelnummer: Scalertip nr. 6
 Scalertip nr. 6A

0.571.5181
 1.005.8950

SONICflex-scalertip nr. 7 / 7A

Behandeling: voor het verwijderen van grote oppervlakten supragingivale tandsteen
 Vorm: perio



Bestelnummer: Scalertip nr. 7
 Scalertip nr. 7A


0.571.5191
 1.005.8951

Belangrijke informatie over
 materiaalnummers:

XX: Tip voor SONICflex 2003/2000 (lange schroefdraad)
 XXA: Tip voor SONICflex 2008 (korte schroefdraad)

SONICflex-scalertip nr. 8 / 8A

Behandeling: voor het verwijderen van supragingivale en subgingivale tandsteen
 Vorm: perio, extra lang




Bestelnummer: Scalertip nr. 8
 Scalertip nr. 8A

0.571.5371
 1.006.1953

SONICflex clean-tip nr. 48 / 48 A

Behandeling: verwijderen van tandplak, reinigen van fissuren, reinigen van caviteiten en prepareren van kronen
 Vorm: diverse opzetstukken, disposable borsteltjes



Bestelnummer: Tip nr. 48
 Tip nr. 48A
 Clean borstel nr. 1
 Clean borstel nr. 2
 Clean borstel nr. 3
 Clean borstel nr. 4
 Clean borstel nr. 5
 Clean borstel nr. 6

0.571.0401
 1.006.1982
 0.571.0402
 0.571.0412
 0.571.0422
 0.571.0432
 0.571.0472
 0.571.0482

PARODONTOLOGIE

SONICflex Para-tip nr. 60 / 60A

Behandeling: zachte pocketreiniging tijdens parodontale behandeling; effectieve reiniging in pockets tot 9 mm diep; voor de anterieure regio, gladde oppervlakken

Vorm: lange rechte tip - afgerond oppervlak



Bestelnummer: Para-tip nr. 60
Para-tip nr. 60A

0.571.7402
1.006.1934

SONICflex Para-tip nr. 61 / 61A

Behandeling: zachte pocketreiniging tijdens parodontale behandeling; effectieve reiniging in pockets tot 9 mm; voor premolaren en molaren

Vorm: gehoekte tip, **links** - afgerond oppervlak



Bestellingnummer: Para-tip nr. 61
Para-tip nr. 61A

0.571.7412
1.006.1935

SONICflex Para-tip nr. 62 / 62A

Behandeling: zachte pocketreiniging tijdens parodontale behandeling; effectieve reiniging in pockets tot 9 mm; voor premolaren en molaren

Vorm: gehoekte tip, **rechts** - afgerond oppervlak



Bestelnummer: Para-tip nr. 62
Para-tip nr. 62A

0.571.7422
1.006.1936


Belangrijke informatie over
materiaalnummers:

XX: Tip voor SONICflex 2003/2000 (lange schroefdraad)
XXA: Tip voor SONICflex 2008 (korte schroefdraad)

SONICflex-implantaattip

Behandeling: effectieve verwijdering van subgingivale tandplak en tandsteen rond implantaten

Vorm: conische tips, kunststof basis voor eenmalig gebruik (PEEK)



Bestelnummer: Implantaatset
Implantaatset A
Implantaatennavulling (30 stuks)

1.003.8167
1.006.2027
1.003.8168

PARODONTOLOGIE

SONICflex Rootplaner-tip nr. 24 / 24A

Behandeling: voor moeilijk bereikbare furcaties, maakt toegang mogelijk tot proximale furcaties, zelfs in gevallen van niet-onderbroken gebitslijnen

Vorm: contra-hoekige tip klein, **links**, diamantcoating D25



Bestellingnummer: Rootplaner-tip nr. 24
Rootplaner-tip nr. 24A

0.571.5621
1.006.1957

SONICflex Rootplaner-tip nr. 25 / 25A

Behandeling: voor moeilijk bereikbare furcaties, maakt toegang mogelijk tot proximale furcaties, zelfs in gevallen van niet-onderbroken gebitslijnen

Vorm: contra-hoekige tip klein, **rechts**, diamantcoating D25



Bestellingnummer: Rootplaner-tip nr. 25
Rootplaner-tip nr. 25A

0.571.5631
1.006.1959

SONICflex Rootplaner-tip nr. 26 / 26A

Behandeling: effectieve reiniging van gladde oppervlakken

Vorm: universeel, tip, **klein**, diamantcoating D25



Bestelnummer: Rootplaner-tip nr. 26
Rootplaner-tip nr. 26A

0.571.5641
1.006.1961


Belangrijke informatie over
materiaalnummers:

XX: Tip voor SONICflex 2003/2000 (lange schroefdraad)
XXA: Tip voor SONICflex 2008 (korte schroefdraad)

SONICflex Rootplaner-tip nr. 27 / 27A

Behandeling: effectieve reiniging van gladde oppervlakken

Vorm: extra lange perio, toets, **groot**, diamantcoating D25



Bestelnummer: Rootplaner-tip nr. 27
Rootplaner-tip nr. 27A

0.571.5651
1.006.1963


MINIMAAL INVASIEF

**Belangrijke informatie over
materiaalnummers:**

XX: Tip voor SONICflex 2003/2000 (lange schroefdraad)
XXA: Tip voor SONICflex 2008 (korte schroefdraad)

SONICflex Micro-tip nr. 30 / 30A

Behandeling: minimaal invasieve behandeling, voor beginnende cariës
Vorm: kleine hemisfeer, **mesiaal**, diamantcoating D46




Bestelnummer: Micro-tip nr. 30
Micro-tip nr. 30A

0.571.6811
1.006.1969

SONICflex Micro-tip nr. 33 / 33A

Behandeling: minimaal invasieve behandeling, voor beginnende cariës
Vorm: grote hemisfeer, **distaal**, diamantcoating D46




Bestelnummer: Micro-tip nr. 33
Micro-tip nr. 33A

0.571.6821
1.006.1975

SONICflex Micro-tip nr. 31 / 31A

Behandeling: minimaal invasieve behandeling, voor beginnende cariës
Vorm: kleine hemisfeer, **distaal**, diamantcoating D46



Bestelnummer: Micro-tip nr. 31
Micro-tip nr. 31A

0.571.6801
1.006.1971

SONICflex Schuine tip nr. 58 / 58A

Behandeling: bevelling van proximale caviteitranden
Vorm: **mesiaal**, diamantcoating D46




Bestelnummer: Schuine tip nr. 58
Schuine tip nr. 58A

0.571.7392
1.006.1988

SONICflex Micro-tip nr. 32 / 32A

Behandeling: minimaal invasieve behandeling, voor beginnende cariës
Vorm: grote hemisfeer, **mesiaal**, diamantcoating D46




Bestelnummer: Micro-tip nr. 32
Micro-tip nr. 32A

0.571.6831
1.006.1973

SONICflex Schuine tip nr. 59 / 59A

Behandeling: bevelling van proximale caviteitwanden
Vorm: **distaal**, diamantcoating D46




Bestelnummer: Schuine tip nr. 59
Schuine tip nr. 59A

0.571.7382
1.006.1990

MINIMAAL INVASIEF

SONICflex Seal-tip conisch nr. 45 / 45A

Behandeling: minimaal invasieve preparatie van fissuren, geen pijn bij het openen van fissuren
 Vorm: conisch, rechte tip Ø 0,5 mm, diamantcoating D46




Bestelnummer: Seal-tip nr. 45
 Seal-tip nr. 45A

1.000.8323
 1.007.1506

SONICflex Caries-tip 0.8 nr. 42 / 42A

Behandeling: ultraconservatieve, sonoabrasieve excavatie van cariës, fijn
 Vorm: bolvorm, Ø 0,8 mm, diamantcoating D64




Bestelnummer: Cariex D-tip nr. 42
 Cariex D-tip nr. 42A

1.000.7105
 1.006.1980

SONICflex Caries-tip 1.2 nr. 43 / 43A

Behandeling: ultraconservatieve, sonoabrasieve excavatie van cariës, fijn
 Vorm: bolvorm, Ø 1,2 mm, diamantcoating D64



Bestelnummer: Caries D-tip nr. 43
 Caries D-tip nr. 43A

1.000.7167
 1.006.1981

Belangrijke informatie over
 materiaalnummers:

XX: Tip voor SONICflex 2003/2000 (lange schroefdraad)
 XXA: Tip voor SONICflex 2008 (korte schroefdraad)

SONICflex Cariex-tip 1.0 nr. 71 / 71A

Behandeling: gecontroleerde, laag-voor-laag verwijdering van carieuze weefsels
 Vorm: bolvorm, Ø 1,0 mm, hardmetaal



Bestelnummer: Caries TC-tip nr. 71
 Caries TC-tip nr. 71A

1.000.7362
 1.006.2002

SONICflex Cariex-tip 1.4 nr. 72 / 72A

Behandeling: gecontroleerde, laag-voor-laag verwijdering van carieuze weefsels
 Vorm: bolvorm, Ø 1,4 mm, hardmetaal



Bestelnummer: Caries TC-tip nr. 72
 Caries TC-tip nr. 72A


1.000.7363
 1.006.2004

RESTAURATIE

SONICflex Prep gouden tip nr. 49 / 49A mesiaal

Behandeling: nauwkeurig prepareren van verschillende bevels rond de randen, na "ruwe preparatie" met een roterend instrument; dit maakt een betere tandheelkundige restauratie mogelijk

Vorm: **mesiaal**, tips met gedefinieerde bevel hoeken: lateraal - 60°, cervicaal - 30°, diamantcoating D46




Bestelnummer: Prep gouden tip nr. 49
Prep gouden tip nr. 49A

0.571.7212
1.006.1983

SONICflex Prep gouden tip nr. 50 / 50A distaal

Behandeling: nauwkeurig prepareren van verschillende bevels rond de preparatieranden, na "ruwe preparatie" met een roterend instrument; dit maakt een betere tandheelkundige restauratie mogelijk

Vorm: **distaal**, tips met gedefinieerde bevel randen: lateraal - 60°, cervicaal - 30°, diamantcoating D46




Bestelnummer: Prep gouden tip nr. 50
Prep gouden tip nr. 50A

0.571.7222
1.006.1984

SONICflex Prep ceram-tip nr. 51 / 51A

Behandeling: nauwkeurige preparatie van verschillende bevels rond de preparatieranden, met geleidelijke hoekovergangen van cervicale naar laterale gebieden

Vorm: **mesiaal**, tips met gedefinieerde schuine hoeken lateraal - 60°, cervicaal - 75°, diamantcoating D46



Bestelnummer: Prep ceram-tip nr. 51
Prep ceram-tip nr. 51A

0.571.7262
1.006.1985


Belangrijke informatie over
materiaalnummers:

XX: Tip voor SONICflex 2003/2000 (lange schroefdraad)
XXA: Tip voor SONICflex 2008 (korte schroefdraad)

SONICflex Prep ceram-tip nr. 52 / 52A

Behandeling: nauwkeurige preparatie van verschillende bevels rond de preparatieranden, met geleidelijke hoekovergangen van cervicale naar laterale gebieden

Vorm: **distaal**, tips met gedefinieerde bevel randen: lateraal - 60°, cervicaal - 75°, diamantcoating D46



Bestelnummer: Prep ceram-tip nr. 52
Prep ceram-tip nr. 52A


0.571.7272
1.006.1986

RESTAURATIE

SONICflex Prep CAD/CAM-tip nr. 34 / 34A

Behandeling: perfecte aanpassing van caviteitspreparaties, aan de specifieke eisen van CAD/CAM-systemen

Vorm: **mesiaal**, laterale hoek 30°, cervicale hoek 90°, diamantcoating D46




Bestelnummer: Prep CAD/CAM-tip nr. 34
Prep CAD/CAM-tip nr. 34A

1.002.1984
1.006.1977

SONICflex Prep CAD/CAM-tip nr. 35 / 35A

Behandeling: perfecte aanpassing van caviteitspreparaties, aan de specifieke eisen van CAD/CAM-systemen

Vorm: **distaal**, laterale hoek 30°, cervicale hoek 90°, diamantcoating D46



Bestelnummer: Prep CAD/CAM-tip nr. 35
Prep CAD/CAM-tip nr. 35A

1.002.1986
1.006.1979

**Belangrijke informatie over
materiaalnummers:**

XX: Tip voor SONICflex 2003/2000 (lange schroefdraad)

XXA: Tip voor SONICflex 2008 (korte schroefdraad)

SONICflex Stripping-tip nr. 73 / 73A*

Behandeling: separatie voordat wordt begonnen met het prepareren van de kroonstomp, afronden van scherpe overgangen op proximale preparatieranden in het kader van caviteitspreparatie, anatomisch ontwerp van proximale oppervlakken van composietvullingen, proximale glazuurreductie in het kader van orthodontie vlak, mesiale diamantcoating D25

Vorm:



Bestelnummer: Stripping-tip nr. 73
Stripping-tip nr. 73A

1.011.2993
1.011.2994

SONICflex Stripping-tip nr. 74 / 74A*

Behandeling: separatie voordat wordt begonnen met het prepareren van de kroonstomp, afronden van scherpe overgangen op proximale preparatieranden in het kader van caviteitspreparatie, anatomisch ontwerp van proximale oppervlakken van composietvullingen, proximale glazuurreductie in het kader van orthodontie vlak, distale diamantcoating D25

Vorm:



Bestelnummer: Stripping-tip nr. 74
Stripping-tip nr. 74A

1.011.2995
1.011.2996

*Buiten de EU alleen verkrijgbaar in landen die CE-conformiteit accepteren. Neem contact op met uw lokale KaVo-dealer.

RESTAURATIE

SONICflex Shaping-tip nr. 75 / 75A*

Behandeling: separatie voordat wordt begonnen met het prepareren van de kroonstomp, afronden van scherpe overgangen op proximale preparatieranden in het kader van caviteitspreparatie, anatomisch ontwerp van proximale oppervlakken van composietvullingen, proximale glazuurreductie in het kader van orthodontie gebogen, mesiale diamantcoating D25

Vorm:



Bestelnummer: Vormtip nr. 75
Vormtip nr. 75A

1.011.2997
1.011.2998

SONICflex Shaping-tip nr. 76 / 76A*

Behandeling: separatie voordat wordt begonnen met het prepareren van de kroonstomp, afronden van scherpe overgangen op proximale preparatieranden in het kader van caviteitspreparatie, anatomisch ontwerp van proximale oppervlakken van composietvullingen, proximale glazuurreductie in het kader van orthodontie gebogen, distale diamantcoating D25

Vorm:



Bestelnummer: Vormtip nr. 76
Vormtip nr. 76A

1.011.2999
1.011.3000

**Belangrijke informatie over
materiaalnummers:**

XX: Tip voor SONICflex 2003/2000 (lange schroefdraad)
XXA: Tip voor SONICflex 2008 (korte schroefdraad)

SONICflex CEM-tip nr. 12 / 12A

Behandeling: zachte en veilige plaatsing van inlays
Vorm: afgeronde kunststof kap





Bestelnummer: CEM-tip nr. 12 met 1 CEM-bevestiging
CEM-tip nr. 12A met 1 CEM-bevestiging
CEM-bevestiging

0.571.5431
1.006.2021
0.571.7142

SONICflex Prep crown-tip nr. 97 / 97A

Behandeling: kroonpreparatie - het gebruik van roterende kroonpreparatie-instrumenten, in combinatie met sonisch-getrilde tips van dezelfde vorm, is het perfecte protocol voor succesvolle kroonpreparatie

Vorm: radius, diamantcoating D46





Bestelnummer: Prep Crown-tip nr. 97
Prep Crown-tip nr. 97A

1.008.6383
1.008.6384

SONICflex Prep crown-tip nr. 98 / 98A

Behandeling: kroonpreparatie - het gebruik van roterende kroonpreparatie-instrumenten, in combinatie met sonisch-getrilde tips van dezelfde vorm, is het perfecte protocol voor succesvolle kroonpreparatie

Vorm: vlak, diamantcoating D46



Bestelnummer: Prep Crown-tip nr. 98
Prep Crown-tip nr. 98A

1.008.6385
1.008.6386


*Buiten de EU alleen verkrijgbaar in landen die CE-conformiteit accepteren. Neem contact op met uw lokale KaVo-dealer.

APEXRESECTIE

SONICflex Retro-tip nr. 56 / 56A

Behandeling: zoeken/lokaliseren van wortelkanaal; aanzienlijke werkvereenvoudiging tijdens retrograde caviteitspreparatie

Vorm: extreem smalle cilindrische punt, **links**, diamantcoating D46




Bestelnummer: Retro-tip nr. 56
Retro-tip nr. 56A

0.571.7322
1.006.2040

SONICflex Retro-tip nr. 57 / 57A

Behandeling: zoeken/lokaliseren van wortelkanaal; aanzienlijke werkvereenvoudiging tijdens retrograde caviteitspreparatie

Vorm: smalle cilindrische punt, **rechts**, diamantcoating D46




Bestelnummer: Retro-tip nr. 57
Retro-tip nr. 57A

0.571.7332
1.006.2041

SONICflex Retro-tip nr. 16 / 16A

Behandeling: voorbereiding van het wortelkanaal, aanzienlijk vereenvoudigde toegang, zelfs bij moeilijk toegankelijke wortels.

Vorm: **links**, kleine cilinder, diamantcoating D64



Bestelnummer: Retro-tip nr. 16
Retro-tip nr. 16A

0.571.5541
1.006.2036

Belangrijke informatie over
materiaalnummers:


XX: Tip voor SONICflex 2003/2000 (lange schroefdraad)

XXA: Tip voor SONICflex 2008 (korte schroefdraad)

SONICflex Retro-tip nr. 17 / 17A

Behandeling: preparatie van het wortelkanaal, aanzienlijk vereenvoudigde toegang, zelfs bij sterk geconvolueerde wortels.

Vorm: **rechts**, kleine cilinder, diamantcoating D64




Bestelnummer: Retro-tip nr. 17
Retro-tip nr. 17A

0.571.5581
1.006.2035

SONICflex Retro-tip nr. 20 / 20A en nr. 21 / 21A

Behandeling: preparatie van de ondersnijding; correcte, interne circumferentiële wortelkanaalpreparatie, met minimale botdefecten.

Vorm: peervormig, **klein, links**, diamantcoating D64



Bestelnummer: Retro-tip nr. 20
Retro-tip nr. 20A

0.571.5521
1.006.2037

Vorm: peervormig, **klein, rechts**, diamantcoating D64



Bestelnummer: Retro-tip nr. 21
Retro-tip nr. 21A

0.571.5561
1.006.2038

SONICflex Retro-tip nr. 55 / 55A

Behandeling: voor wortels, met apices die sterk in de buccale richting zijn georiënteerd.

Vorm: diamantcoating D46



Bestelnummer: Retro-tip nr. 55
Retro-tip nr. 55A

0.571.7342
1.006.2039

ENDODONTIE

SONICflex Endo-tip nr. 66 / 66A


Behandeling: vormgeving van de caviteit, verwijdering van overmaat
 Vorm: toets, **groot**, diamantcoating D46



Bestelnummer: Endo-tip nr. 66 1.000.5825
 Endo-tip nr. 66A 1.006.1992

SONICflex Endo-tip nr. 67 / 67A

Behandeling: uitbreiding van grotere kanalen
 Vorm: conisch **125°**, diamantcoating D46



Bestelnummer: Endo-tip nr. 67 1.000.5822
 Endo-tip nr. 67A 1.006.1994

SONICflex Endo-tip nr. 68 / 68A

Behandeling: uitbreiding van grotere kanalen
 Vorm: conisch **112°**, diamantcoating D46




Bestelnummer: Endo-tip nr. 68 1.000.5823
 Endo-tip nr. 68A 1.006.1996

Belangrijke informatie over materiaalnummers: **XX:** Tip voor SONICflex 2003/2000 (lange schroefdraad) **XXA:** Tip voor SONICflex 2008 (korte schroefdraad)

SONICflex Endo-tip nr. 69 / 69A


Behandeling: verwijdering van restanten van het wortelkanaalvulmateriaal
 Vorm: toets, **klein**, diamantcoating D46



Bestelnummer: Endo-tip nr. 69 1.000.5827
 Endo-tip nr. 69A 1.006.1998

SONICflex Endo-tip nr. 70 / 70A

Behandeling: voor bijzonder diepe en brede kanalen
 Vorm: conisch **117°**, diamantcoating D25, voorste gedeelte is niet voorzien van diamantcoating




Bestelnummer: Endo-tip nr. 70 1.000.5821
 Endo-tip nr. 70A 1.006.2000

SONICflex Endo clean nr. 96 / 96A

Behandeling: voor het spoelen van het wortelkanaal, voor het verwijderen van debris en smeerlaag en voor het verbeteren van de werking van de antibacteriële spoeloplossing

Vorm: 105° resp. hoek van 75°



Bestelnummer:
 Endo clean-houder nr. 96: 1.008.5163 | A: 1.008.5164
 Endo clean-naalden (elk 6 stuks) voor alle SONICflex:
 015 wit: 1.006.2042 | 020 geel: 1.006.2043 | 025 rood: 1.006.2044



CHIRURGIE


**Belangrijke informatie over
materiaalnummers:**

XX: Tip voor SONICflex 2003/2000 (lange schroefdraad)
XXA: Tip voor SONICflex 2008 (korte schroefdraad)

SONICflex-kroonverwijderingstip 020 nr. 90 / 90A*

Behandeling: chirurgische kroonverwijdering voor herstel van de biologische breedte in aanwezigheid van: niet-symmetrisch arcadeprofiel, gummy smile, aanpassing van de biologische breedte

Vorm: klein, recht, buitenoppervlak met diamantcoating D46




Bestelnummer: Kroonverlengingstip 020 nr. 90
Kroonverlengingstip 020 nr. 90A

1.011.3001
1.011.3002

SONICflex-kroonverlengingstip 020 nr. 92 / 92A*

Behandeling: chirurgische kroonverlenging zonder flapvorming voor herstel van de biologische breedte in aanwezigheid van: niet-symmetrisch arcadeprofiel, gummysmile aanpassing van de biologische breedte

Vorm: klein, schuin, oppervlak met diamantcoating D46




Bestelnummer: Kroonverlengingstip 020 nr. 92
Kroonverlengingstip 020 nr. 92A

1.011.3005
1.011.3006

SONICflex-kroonverlengingstip 020 nr. 91 / 91A*

Behandeling: chirurgische kroonverlenging zonder flapvorming voor aanpassing van de biologische breedte in aanwezigheid van: niet-symmetrisch arcadeprofiel, gummysmile, aanpassing van de biologische breedte

Vorm: klein, schuin, oppervlak met diamantcoating D46




Bestelnummer: Kroonverlengingstip 020 nr. 91
Kroonverlengingstip 020 nr. 91A

1.011.3003
1.011.3004

SONICflex-kroonverlengingstip 030 nr. 93 / 93A*

Behandeling: chirurgische kroonverlenging zonder flapvorming voor herstel van de biologische breedte in aanwezigheid van: niet-symmetrisch arcadeprofiel, gummysmile, aanpassing van de biologische breedte

Vorm: groot, recht, oppervlak met diamantcoating D46



Bestelnummer: Kroonverlengingstip 030 nr. 93
Kroonverlengingstip 030 nr. 93A

1.011.3007
1.011.3008

*Buiten de EU alleen verkrijgbaar in landen die CE-conformiteit accepteren. Neem contact op met uw lokale KaVo-dealer.


*Buiten de EU alleen verkrijgbaar in landen die CE-conformiteit accepteren. Neem contact op met uw lokale KaVo-dealer.

CHIRURGIE

SONICflex-kroonverlengingstip 030 nr. 94 / 94A*

Behandeling: chirurgische kroonverlenging zonder flapvorming voor herstel van de biologische breedte in aanwezigheid van: niet-symmetrisch arcadeprofiel, gummymile, aanpassing van de biologische breedte

Vorm: groot, schuin, met diamant gecoat oppervlak D46




Bestelnummer: Kroonverlengingstip 030 nr. 94
Kroonverlengingstip 030 nr. 94A

1.011.3009
1.011.3010

SONICflex-kroonverlengingstip 030 nr. 95 / 95A*

Behandeling: chirurgische kroonverlenging zonder flapvorming voor herstel van de biologische breedte in aanwezigheid van: niet-symmetrisch arcadeprofiel, gummymile aanpassing van de biologische breedte

Vorm: groot, schuin, met diamant gecoat oppervlak D46



Bestelnummer: Kroonverlengingstip 030 nr. 95
Kroonverlengingstip 030 nr. 95A

1.011.3011
1.011.3012

Belangrijke informatie over
materiaalnummers:

XX: Tip voor SONICflex 2003/2000 (lange schroefdraad)
XXA: Tip voor SONICflex 2008 (korte schroefdraad)

Accessoires:



Momentsleutel

1.000.4887



Cassette voor maximaal 6 tips

0.411.9101



Sleutel

0.411.0892

*Buiten de EU alleen verkrijgbaar in landen die CE-conformiteit accepteren. Neem contact op met uw lokale KaVo-dealer.

Tandheelkundige uitmuntendheid op elk gebied.



Tandheelkundige units

Behandeleenheden en lampen, tandartsstoelen, systemen voor communicatie met de patiënt, tandheelkundige microscoop en aanvullende bedieningsaccessoires van KaVo.



Instrumenten

Tandheelkundige hand en hoekstukken, turbines, polijstinstrumenten en kleine apparaten voor diverse toepassingsgebieden zoals diagnostiek, profylaxe, restauraties, chirurgie, endodontie en onderhoud van instrumenten.