

**MYLUNOS DUO® –
HET VEELZIJDIGE TALENT VOOR ALLES**
VOOR PREVENTIE EN MINIMAAL-INVASIEVE THERAPIE



DE ALLROUNDER VOOR ALLE GEVALLEN.

MyLunos® Duo combineert twee van de belangrijkste behandelmethoden voor een profylaxebehandeling: poederstraal en ultrasoon. Het combinatieapparaat maakt een complete profylaxebehandeling mogelijk met maar één apparaat – van supra- en subgingivale verwijdering van tandsteen en concrementen met ultrasoon tot verwijdering van verkleuringen en biofilm met de poederstraler.

FLEXIBEL WATERSYSTEEM

MyLunos Duo® heeft een vaste wateraansluiting voor beide toepassingsgebieden – polijsten en ultrasoon – en een opzetbaar waterreservoir met een capaciteit van 500 ml voor ultrasoon.



SCALER-HANDUNIT MET LED

Bijzonder lichte en handzame scaler-handunit met led-verlichting voor een optimaal zicht op het werkgebied in de mond van de patiënt.



Video over
MyLunos Duo®

VERWISSELBARE NOZZLES PERIO EN SUPRA

Door een snelle wisseling tussen beide nozzles ontstaat een probleemloos behandelingsverloop. Doordat ze 360° draaibaar zijn, kunnen moeilijk bereikbare plekken in de mond van de patiënt doelgericht worden behandeld.



POEDERRESERVOIR SUPRA EN PERIO

Er zijn 2 poederreservoirs beschikbaar: Supra-reservoir voor supragingivaal gebruik van Lunos® profylaxepoeder Gentle Clean en Perio-reservoir voor het fijnere Lunos® profylaxepoeder Perio Combi.

DUBBELE BESCHERMING TEGEN VERSTOPPING

De permanente luchtstroom in het poederwaterstraal-handstuk beschermt actief tegen verstopping. Bovendien zijn alle Lunos® profylaxepoeders volledig in water oplosbaar.



INTUÏTIEF TOUCHDISPLAY

Alle functies kunnen intuïtief worden aangestuurd. Het oppervlak kan snel en eenvoudig worden gereinigd en gedesinfecteerd.



POEDERSTRALEN – MET MYLUNOS DUO®

De poederstraalfunctie van het MyLunos Duo® combinatieapparaat zorgt met de passende nozzle en het passende profylaxepoeder voor een grondige toepassing van de poederstraal – zowel sub- als supragingivaal. De op elkaar afgestemde componenten en functies zorgen voor de best mogelijke resultaten en zijn bijzonder zacht en comfortabel voor de patiënt.

MYLUNOS DUO® POEDERSTRAAL

Op de behoefte afgestemde toepassing:

- Sub- en supragingivaal poederstraalgebruik
- Flexibel en snel wisselen tussen functies en poeder tijdens de behandeling

Bescherming tegen verstopping:

- Permanente luchtstroom in het handstuk
- Volledig in water oplosbaar Lunos® profylaxepoeder

Bijzonder patiëntcomfort:

- Het water wordt tijdens de behandeling verwarmd
- De Lunos® profylaxepoeders smaken aangenaam en laten geen poederresten achter in de mond van de patiënt.



VERWISSELBARE NOZZLES SUPRA EN PERIO

Voor het MyLunos Duo® poederstraal-handstuk zijn twee verschillende nozzles voor supra- en subgingivaal gebruik beschikbaar. Die kunnen beide 360° draaien voor een eenvoudigere toegang tot moeilijk bereikbare plekken in de mond van de patiënt. Beide nozzles kunnen tijdens de behandeling snel en eenvoudig worden verwisseld, zodat zeer efficiënt werken mogelijk is.



VOOR SUPRAGINGIVALE TOEPASSINGEN

De nozzle-opening heeft een ideale openingshoek en richt de poederstraal exact op een groot werkgebied.

KRACHTIG EN TOCH ZACHT – LUNOS® PROFYLAXEPOEDERS.

De Lunos® profylaxepoeders Gentle Clean en Perio Combi zijn verkrijgbaar voor de MyLunos Duo®. Het innovatieve middel trehalose is zeer goed oplosbaar in water. Het poeder smaakt aangenaam zoet maar is niet cariogeen; in de mond van de patiënt blijven geen poederresten achter en het beschermt het mondslijmvlies.



VRIJ VAN:

- ✓ DIERLIJKE INHOUDSSTOFFEN
- ✓ LACTOSE
- ✓ GLUTEN
- ✓ FRUCTOSE



LUNOS® PROFYLAXEPOEDER GENTLE CLEAN

Voor de supragingivale reiniging en verwijdering van extrinsieke verkleuringen.

Innovatief polijstdeeltje trehalose:

- korrelgrootte ca. 65 µm
- geen irritatie van het slijmvlies

Optimaal in water oplosbaar:

- laat geen poederresten achter in de mond van de patiënt
- beschermt de afzuigunit



VRIJ VAN:

- ✓ DIERLIJKE INHOUDSSTOFFEN
- ✓ LACTOSE
- ✓ GLUTEN
- ✓ FRUCTOSE



LUNOS® PROFYLAXEPOEDER PERIO COMBI

Voor subgingivale biofilmverwijdering en supragingivale reiniging.

Innovatief polijstdeeltje trehalose:

- korrelgrootte ca. 30 µm
- geen irritatie van het slijmvlies

Optimaal in water oplosbaar:

- laat geen poederresten achter in de mond van de patiënt
- beschermt de afzuigunit

PERIO NOZZLE



VOOR SUBGINGIVALE TOEPASSINGEN

De flexibele en bijzonder kleine Periotip wordt geleverd in een steriele verpakking en kan na gebruik veilig worden weggegooid.

COMPATIBEL NOZZLE-SYSTEEM

De unieke compatibiliteit van de nozzles met het mobiele MyLunos® poeder-waterstraalhandstuk zorgt voor flexibel gebruik van de accessoires.



ULTRASOON – MET MYLUNOS DUO®

De ultrasoonfunctie van het MyLunos Duo® combinatieapparaat, de slanke en lichte scaler-handunit met led-verlichting en een breed scala aan instrumenten maken de grondige sub- en supragingivale verwijdering van concrement en tandsteen mogelijk. Afhankelijk van het gebruikte instrument kan de passende krachtinstelling eenvoudig via het touchdisplay worden gekozen.

MYLUNOS DUO® ULTRASOON

In één oogopslag:

- Sub- en supragingivale verwijdering van concrement en tandsteen
- Flexibel en snel tijdens de behandeling tussen ultrasoon en poederstraal wisselen
- Flexibel watersysteem: vaste wateraansluiting of watertank met een volume van 500 ml

MYLUNOS DUO® SCALER-HANDUNIT*

Optimaal te gebruiken:

- Lichte en slanke scaler-handunit*
- Led-verlichting voor een optimaal zicht op het werkgebied in de mond van de patiënt
- Snel wisselen van instrument en veilig vastschroeven dankzij de momentsleutel



UNIEK VEELZIJDIG – SCALER-INSTRUMENTEN

Mylunos Duo® biedt een ruime keuze aan scaler-instrumenten* om een op de behoefte afgestemd gebruik van het systeem in een breed scala aan behandelscenario's mogelijk te maken. De instrumenten zijn gemaakt van chirurgisch roestvrij staal en het IC1-hulpstuk voor implantaatreiniging is gemaakt van 100% PEEK (een hightech kunststof).

SCALER-INSTRUMENTEN*


Op de behoefte afgestemde toepassing:

- Groot assortiment instrumenten (ook voor implantaten)
- Flexibel van instrument wisselen met de momentsleutel
- Verschillende instelbare vermogensstanden
- Alle instrumenten, opzetstukken en de momentsleutel zijn volledig herbruikbaar

BIJ HET VERKOOPPAKKET INBEGREPEN

OPTIONEEL VERKRIJGBAAR


S2



Korter werkuiteinde, driehoekige dwarsdoorsnede en afgerond oppervlak voor universeel gebruik op interproximale oppervlakken en posterieure gebieden.

Functie: Scaler


S1-S



Smal, langer werkuiteinde, driehoekige dwarsdoorsnede en afgerond oppervlak voor de verwijdering van supragingivaal tandsteen.

Functie: Scaler


P10



Extralang, licht gebogen werkuiteinde en afgerond oppervlak voor de behoedzame verwijdering van subgingivale concrementen.

Functies: Supra en Scaler


P16L



Naar links gebogen, curettelvormig werkuiteinde voor supra- en subgingivale verwijdering van tandsteen en biofilm in diepe pockets en furcaties rond de premolaren/molaren.

Functie: Perio Scaler


P11



Naar rechts gebogen (15°) werkuiteinde en afgerond oppervlak voor de behoedzame verwijdering van subgingivale concrementen.

Functies: Supra en Scaler


P16R



Naar rechts gebogen, curettelvormig werkuiteinde voor supra- en subgingivale verwijdering van tandsteen en biofilm in diepe pockets en furcaties rond de premolaren/molaren.

Functie: Perio Scaler


P12



Naar links gebogen (15°) werkuiteinde en afgerond oppervlak voor de behoedzame verwijdering van subgingivale concrementen.

Functies: Supra en Scaler

ICS + IC1



Tweedelig speciaal instrument met instrumenthouder ICS en conisch opzetstuk IC1 voor de reiniging van implantaatoppervlakken en restauraties.

Functie: Perio Scaler

WWW.LUNOS-DENTAL.COM

DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

 **DÜRR
DENTAL**
THE BEST, BY DESIGN