

MYLUNOS DUO® –
L'APPAREIL POLYVALENT EN TOUTES SITUATIONS
POUR LA PRÉVENTION ET LA THÉRAPIE MINI-INVASIVE



L'APPAREIL POLYVALENT EN TOUTES SITUATIONS.

L'appareil MyLunos® Duo combine les deux méthodes de traitement les plus importantes dans le cadre d'une séance de prophylaxie : l'aéropolissage et les ultrasons. L'appareil combiné permet un traitement prophylactique complet avec seulement un appareil – de l'élimination sous-gingivale et supra-gingivale de la plaque dentaire et des résidus par ultrasons jusqu'à l'élimination des colorations et du biofilm avec la poudre.

SYSTÈME D'EAU FLEXIBLE



MyLunos Duo® est équipé d'un raccord d'eau pour l'aéropolissage et les ultrasons, et également d'un réservoir d'eau enfichable d'une capacité de 500 ml.



PIÈCE À MAIN SCALER À LED



Pièce à main Scaler particulièrement légère et maniable avec éclairage LED pour une visibilité optimale de la zone de travail dans la bouche du patient.



Vidéo sur MyLunos Duo®

BUSES PERIO ET SUPRA INTERCHANGEABLES

Grâce à un échange rapide des deux buses, le traitement se déroule sans accroc. La possibilité de rotation à 360° permet de traiter de façon ciblée les zones difficiles d'accès dans la bouche du patient.



RÉSERVOIR DE POUVRE SUPRA ET PERIO

Deux réservoirs de poudre sont disponibles : le réservoir Supra pour l'utilisation supra-gingivale de la poudre prophylactique Gentle Clean Lunos® et le réservoir Perio pour la poudre prophylactique Lunos® Perio Combi.

DOUBLE PROTECTION CONTRE L'OBSTRUCTION

Le flux d'air constant et continu dans la pièce à main de l'aéropolisseur protège activement de toute obstruction. Toutes les poudres prophylactiques Lunos® sont entièrement solubles dans l'eau.



L'INTERFACE TACTILE INTUITIVE

Toutes les fonctions peuvent être commandées de façon intuitive. La surface peut être nettoyée et désinfectée de façon simple et rapide.



AÉROPOLISSAGE – AVEC MYLUNOS DUO®

Associée à l'utilisation de la buse et de la poudre prophylactique adaptées, la fonction de l'aéropolissage de l'appareil combiné MyLunos Duo® assure une application minutieuse de la poudre, aussi bien sous-gingivale que supra-gingivale. Les composants et fonctions parfaitement adaptés les uns aux autres garantissent des résultats optimaux, pour un traitement à la fois agréable et tout en douceur pour le patient.

AÉROPOLISSEUR MYLUNOS DUO®

Application adaptée aux besoins :

- Application de polissage sous-gingivale et supra-gingivale
- Permutation flexible et rapide entre les différentes poudres et fonctions pendant le traitement

Protection contre l'obstruction :

- Flux d'air constant et continu dans la pièce à main
- Poudre prophylactique Lunos® entièrement soluble dans l'eau

Confort élevé pour le patient :

- L'eau est chauffée pendant le traitement
- Les poudres prophylactiques Lunos® ont un goût agréable et ne laissent aucun résidu de poudre dans la bouche du patient



BUSES SUPRA ET PERIO INTERCHANGEABLES

Pour la pièce à main de l'aéropolisseur MyLunos Duo®, deux buses différentes sont disponibles pour l'utilisation supra-gingivale et sous-gingivale. Avec leur capacité de rotation à 360°, elles permettent d'atteindre aisément les zones difficiles d'accès dans la bouche du patient. Les deux buses peuvent être facilement et rapidement permutes au cours du traitement, pour un travail efficace.



POUR LES APPLICATIONS SUPRA-GINGIVALES

L'orifice de la buse a un angle d'ouverture idéal et concentre le faisceau de poudre précisément sur une grande zone de travail.

LUNOS® – L'ALLIANCE DE LA PUISSANCE ET DE LA DOUCEUR.

Pour MyLunos Duo®, les poudres prophylactiques Lunos® Gentle Clean et Perio Combi sont disponibles. La substance abrasive innovante « tréhalose » est particulièrement soluble dans l'eau. La poudre a un goût agréablement sucré sans être cariogène. Elle ne laisse aucun résidu de poudre dans la bouche du patient et ménage la muqueuse buccale.



- SANS :**
- ✓ INGRÉDIENTS D'ORIGINE ANIMALE
 - ✓ LACTOSE
 - ✓ GLUTEN
 - ✓ FRUCTOSE



- SANS :**
- ✓ INGRÉDIENTS D'ORIGINE ANIMALE
 - ✓ LACTOSE
 - ✓ GLUTEN
 - ✓ FRUCTOSE



LUNOS® POUVRE PROPHYLACTIQUE GENTLE CLEAN

Pour le nettoyage supra-gingival et l'élimination des colorations externes.

Substance abrasive innovante Tréhalose :

- Grosseur du grain env. 65 µm
- Sans irritation des muqueuses

Excellente solubilité :

- Ne laisse aucune trace de poudre dans la bouche du patient
- Préserve le système d'aspiration

LUNOS® POUVRE PROPHYLACTIQUE PERIO COMBI

Pour l'élimination sous-gingivale du biofilm et le nettoyage supra-gingival.

Substance abrasive innovante Tréhalose :

- Grosseur du grain env. 30 µm
- Sans irritation des muqueuses

Excellente solubilité :

- Ne laisse aucune trace de poudre dans la bouche du patient
- Préserve le système d'aspiration

BUSE PERIO



POUR LES APPLICATIONS SOUS-GINGIVALES

La pointe Perio-Tip, particulièrement fine et flexible, est livrée dans un emballage stérile et peut être jetée en toute sécurité après l'utilisation.

SYSTÈME DE BUSE COMPATIBLE

La compatibilité unique des buses avec la pièce à main de l'aéropolisseur MyLunos® permet une utilisation flexible des accessoires.



ULTRASONS – AVEC MYLUNOS DUO®

La fonction à ultrasons de l'appareil combiné MyLunos Duo®, la pièce à main Scaler fine et légère avec éclairage LED et la large gamme d'instruments disponibles permettent une élimination minutieuse des résidus ainsi que de la plaque dentaire sous-gingivale et supra-gingivale. Selon l'instrument utilisé, il est possible de sélectionner le niveau de puissance adaptée en toute simplicité via l'interface tactile.

ULTRASONS MYLUNOS DUO®

En un coup d'œil :

- Élimination sous-gingivale et supra-gingivale de la plaque dentaire et des résidus
- Permutation flexible et rapide entre la fonction ultrasons et aéro-polissage pendant le traitement
- Système d'eau flexible : raccord d'eau ou réservoir d'eau d'une capacité de 500 ml

PIÈCE À MAIN SCALER MYLUNOS DUO®*

Manipulation optimale :

- Pièce à main Scaler fine et légère*
- Éclairage LED pour une visibilité optimale de la zone de travail dans la bouche du patient
- Changement rapide d'instrument et vissage sécurisé grâce à la clé dynamométrique



UNE DIVERSITÉ INÉGALÉE – INSTRUMENTS SCALER

MyLunos Duo® offre un grand choix d'instruments Scaler* et permet ainsi une utilisation adaptée aux besoins pour les situations de traitements les plus diverses. Les instruments sont fabriqués en acier inoxydable de qualité médicale, et l'embout IC1 destiné au nettoyage des implants entièrement en PEEK (matière plastique haute technologie).

INSTRUMENTS SCALER*

Application adaptée aux besoins :

- Large choix d'instruments (également pour implants)
- Changement d'instrument flexible via la clé dynamométrique
- Différents niveaux de puissance réglables
- Tous les instruments et les embouts ainsi que la clé dynamométrique sont entièrement stérilisables

ÉLÉMENTS CONTENUS DANS LE KIT

ÉLÉMENTS DISPONIBLES EN OPTION

S2



S2
Pointe de travail plus courte, section triangulaire et surface arrondie pour une utilisation universelle sur les surfaces interproximales et dans les zones postérieures.
Fonction: Scaler

S1-S



S1-S
Pointe de travail plus longue et fine, section triangulaire et surface arrondie pour l'élimination supra-gingivale de la plaque dentaire.
Fonction: Scaler

P10



P10
Pointe de travail extra-longue et légèrement courbée et surface arrondie pour l'élimination sous-gingivale en douceur des résidus.
Fonctions : Supra et Scaler

P16L



P16L
Pointe de travail coudée à gauche en forme de curette pour l'élimination sous-gingivale et supra-gingivale de la plaque dentaire et du biofilm dans les poches profondes et les furcations dans la zone des molaires et prémolaires.
Fonction: Perio Scaler

P11



P11
Pointe de travail courbée et coudée à droite (15°) et surface arrondie pour l'élimination sous-gingivale en douceur des résidus.
Fonctions : Supra et Scaler

P16R



P16R
Pointe de travail coudée à droite en forme de curette pour l'élimination sous-gingivale et supra-gingivale de la plaque dentaire et du biofilm dans les poches profondes et les furcations dans la zone des molaires et prémolaires.
Fonction: Perio Scaler

P12



P12
Pointe de travail courbée et coudée à gauche (15°) et surface arrondie pour l'élimination sous-gingivale en douceur des résidus.
Fonctions : Supra et Scaler

ICS + IC1



ICS + IC1
Instrument spécial en deux parties avec support d'instruments ICS et embout conique IC1 pour le nettoyage des surfaces des implants et des restaurations.
Fonction: Perio Scaler

WWW.LUNOS-DENTAL.COM

Dispositifs médicaux classe IIa CE0051

Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur les notices de nos produits.
Produits non remboursés par les organismes de santé.

DÜRR DENTAL FRANCE
71 rue des Hautes Pâtures
92000 Nanterre
France
www.duerrdental.com
infodurrfr@duerrdental.com



**DÜRR
DENTAL**
LE MEILLEUR, TOUT UN SYSTÈME