



elements™ Connect en Apex Connect

Draadloze endodontische motor en elektronische apex locator

Naadloze verbinding. Meer vertrouwen.

Vormgeven met vertrouwen, met de intuïtieve producten elements Connect en Apex Connect. Het onderling op elkaar afgestemde systeem, ontworpen voor naadloos samenwerken, bevordert de patiëntveiligheid en vereenvoudigt uw procedures.

elements™ Connect en Apex Connect

Een onderling samenwerkend systeem



Dubbele lichtindicatoren

Met de intuïtieve lichtindicatoren in zowel het handstuk van de motor als in de Apex-vijlclip, beschikt u over grotere zichtbaarheid, voor vormgeven met vertrouwen.



Patiëntveiligheid

De intuïtieve, gemakkelijk zichtbare, slimme lichtindicatoren en geluidssignalen en het grote, heldere display melden wanneer u de apex bereikt. Kunnen afzonderlijk of als onderling samenwerkend systeem worden gebruikt.



Draagbaar gemak

Gemakkelijke verplaatsingen van behandelkamer naar behandelkamer met dit onderling samenwerkende systeem; lichtgewicht, ergonomisch en draadloos ontwerp.



Diverse bewegingen

Met behulp van adaptieve, reciproke en roterende bewegingen biedt elements Connect praktijken de mogelijkheid om hun bestaande technieken en protocollen aan te houden.

Voorinstellingen

9 voorinstelde Kerr-vijlinstellingen, 1 reciproke instelling en 4 zelf te kiezen instellingen.

Continu bruikbaar



Er worden twee uitneembare batterijen meegeleverd, om te verzekeren dat er altijd één van is opgeladen, zodat u uw procedures veilig en zonder onderbreking kunt afronden.




Ingebouwde nauwkeurigheid

Verzeker u van nauwkeurige metingen met de automatische zelfkalibreringsfunctie van Apex Connect, die steeds wordt geactiveerd als het apparaat wordt ingeschakeld.

Vormgeven met vertrouwen

Lees real-time-informatie over de werklengete tijdens procedures af aan de hand van een slimme lichtindicator die van kleur verandert bij het bereiken van de apex, waarbij bovendien nog geluidsignalen hoorbaar zijn.



Bestelinformatie

elements Connect

- 815-1801 Set draadloze motor elements Connect
- 815-1906 AC/DC-adapter elements Connect
- 815-1908 Hoekstuk elements Connect
- 815-1909 Laadstation elements Connect
- 815-1910 Batterijpakket elements Connect

Apex Connect

- 815-1803 Set Apex Connect
- 815-1907 AC/DC-adapter Apex Connect
- 815-1912 Sondesnoer Apex Connect
- 815-1913 Liphaak Apex Connect
- 815-1914 Vijlhouderadapter Apex Connect
- 815-1915 Vijlhouder A Apex Connect
- 815-1916 Vijlhouder B Apex Connect
- 815-1917 Vervangende batterij Apex Connect

Netvoedingskabel

- 815-1805 Netvoedingskabel elements Connect/Apex Connect



Neem voor meer informatie over de endodontische oplossingen van Kerr contact op met uw Kerr-vertegenwoordiger.

