



elements™ Connect et Apex Connect

Moteur d'endodontie sans fil et localisateur d'apex électronique

Une connexion irréfutable. Une confiance accrue.

Gagnez en confiance dans la mise en forme grâce aux dispositifs intuitifs elements Connect et Apex Connect. Conçus pour fonctionner de manière harmonieuse, le système interconnecté contribue à la sécurité des patients tout en simplifiant vos procédures.

elements™ Connect et Apex Connect

Un système interconnecté



Indicateurs à double témoin

Des témoins lumineux intuitifs sur la pièce à main du moteur et le clip de lime vous permettent une visibilité accrue pour encore plus de confiance dans la mise en forme.



Sécurité des patients

Les indicateurs lumineux, audibles, intuitifs et identifiables, ainsi qu'un large écran lumineux, vous alertent lorsque vous atteignez l'apex. Peuvent être utilisés de manière indépendante ou sous forme de système connecté.



Portabilité

Déplacement aisé entre les salles de soin grâce à ce système interconnecté ; léger, ergonomique et sans fil.



Mouvements variés

elements Connect offre en un seul moteur les mouvements adaptatif, de rotation continue et de réciprocité qui permettent aux opérateurs de maintenir leurs techniques et protocoles existants.

Préconfiguration

4 réglages personnalisables, et 10 réglages de lime prédéfinis Kerr dont 1 avec un mouvement alternatif.

Usage continu



Deux batteries intégrées et amovibles permettent d'être sûr qu'une des batteries est toujours chargée afin de pouvoir exécuter vos procédures en toute sécurité sans aucune interruption.



Précision intégrée

Soyez sûr(e) de la précision de mesure grâce à la fonction automatique d'auto-étalonnage du système Apex Connect qui est activée à chaque fois que le dispositif est mis en marche.

Mise en forme en toute confiance

Vérifiez la longueur de travail en temps réel au cours des procédures grâce à un témoin lumineux intelligent qui change de couleur, ainsi que d'indicateurs sonores, au fur et à mesure que vous atteignez l'apex.



Références de commande

elements Connect

- 815-1801 Kit moteur sans fil elements Connect
- 815-1906 Adaptateur AC/CC elements Connect
- 815-1908 Contre-angle elements Connect
- 815-1909 Base de chargement elements Connect
- 815-1910 Bloc-batterie elements Connect

Apex Connect

- 815-1803 Kit Apex Connect
- 815-1907 Adaptateur AC/CC Apex Connect
- 815-1912 Cordon de l'électrode Apex Connect
- 815-1913 Crochet labial Apex Connect
- 815-1914 Adaptateur de porte-lime Apex Connect
- 815-1915 Porte-lime Apex Connect A
- 815-1916 Porte-lime Apex Connect B
- 815-1917 Batterie de rechange Apex Connect

Câble d'alimentation

- 815-1805 Câble d'alimentation elements Connect/Apex Connect



Pour en savoir plus sur les solutions endodontiques Kerr contactez votre représentant Kerr

