



NICHROMINOX - 18, rue des Frères Lumière - F-69720 SAINT-BONNET-DE-MURE - FRANCE

# NICHROMINOX

Tél. 04 78 74 04 15 - Fax 04 78 01 61 80 - office@nichrominox.fr - www.nichrominox.fr



## CATALOGUE 2024



# 80 ANS d'Innovation ensemble

## Plug'In PLUS

Ces supports sont équipés d'un bassin amovible pour recevoir les fraises utilisées !  
Les instruments souillés sont isolés, cela simplifie la gestion des instruments lors du nettoyage et facilite la reconstitution des kits. Les tubes silicone reçoivent indifféremment les fraises turbines ou contre angle.



Disponibles en coloris :

- 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13



**NOUVEAU**

**PLUG'IN 8 PLUS**  
• Réf. 190282  
Format 8,4 x 2,5 x 3 cm



**NOUVEAU**

**PLUG'IN 12 PLUS**  
• Réf. 190284  
Format 10,3 x 2,5 x 3 cm



**NOUVEAU**

**PLUG'IN 20 PLUS**  
• Réf. 190286  
Format 11 x 3,5 x 3,4 cm

## Eco Bloc PLUS

Ces supports en aluminium sont équipés d'un bassin de trempage !

Dans le cas de ce support en aluminium, le bassin sert de réceptacle à un liquide de décontamination : les instruments souillés sont isolés et prédécontaminés après utilisation.

Disponibles en coloris :

- 1 2 3 4 5



**NOUVEAU**

**ECO BLOC PLUS 12 FG**  
• Réf. 190258  
Format 6 x 2,5 x 3 cm



**NOUVEAU**

**ECO BLOC PLUS 12 MX**  
• 8 FG /4 CA - Réf. 190257  
Format 6 x 2,5 x 3 cm



## Bur Flash *Simple et Pratiques !*



Inox, téflon et silicone.

Supports aérés et légers, pour une meilleure visibilité des fraises et facilité de nettoyage.  
Bonne stabilité. Les Bur Flash peuvent être stockés verticalement. Livrés avec 4 index silicones interchangeables de coloris 2 3 4 5. Spécialement étudiés pour machine à laver, ultrasons, stérilisation.

**Nouvelle conception plus fonctionnelle !** Le cadre inox est plus résistant aux multiples cycles de lavage et le support téflon est entièrement démontable pour une hygiène optimisée.

**NOUVEAU Modèle!**



**BUR FLASH 5 PERFO.**

Format 4,3 x 3,3 x 1,3 cm

- Bur Flash 5 perfo. FG ..... Réf. 190226
- Bur Flash 5 perfo. MX (3FG + 2CA) ..... Réf. 190225

Réassorts Silicones p.42 et 43



**BUR FLASH 10 PERFO.**

Format 7,3 x 3,3 x 1,3 cm

- Bur Flash 10 perfo. FG ..... Réf. 190221
- Bur Flash 10 perfo. MX (5FG + 5CA) ..... Réf. 190220



## Mini Séquenceurs *Une Valeur Sûre !*




Acier inoxydable et téflon - Format 4,5 x 3 x 1,5 cm - 5 Perforations - Multi orientables.

Les Mini Séquenceurs existent en coloris blanc 8 : FG - CA ou MX (3 perfos FG + 2 CA) ou coloris bleu 2 vert 4 et jaune 5 : FG uniquement.



**SÉQUENCEUR 5 PERFO. BLANC**

- Séquenceur 5 perfo. FG blanc ..... Réf. 190290-8
- Séquenceur 5 perfo. CA blanc ..... Réf. 190292-8
- Séquenceur 5 perfo. MX blanc ..... Réf. 190293-8



**SÉQUENCEUR 5 PERFO. COULEUR**

- Séquenceur 5 perfo. FG bleu 2 ..... Réf. 190290-2
- Séquenceur 5 perfo. FG vert 4 ..... Réf. 190290-4
- Séquenceur 5 perfo. FG jaune 5 ..... Réf. 190290-5

# Supports pour Fraises



## Plug'In

Fixation sûre des fraises grâce aux supports en silicone !

Inox et silicone. Multi orientables. Vaste choix de formats.

Pour fraises turbines ou contre angle. Gain de temps et de sécurité. **Existents en coloris** 2 3 4 5.



### PLUG'IN 2 PERFO.

• Réf. 190203 - Format 2,5 x 2 x 3 cm



### PLUG'IN 4 PERFO.

• Réf. 190205 - Format 4,5 x 2 x 3 cm



### PLUG'IN 6 PERFO.

• Réf. 190208 - Format 3,5 x 2,5 x 3 cm



### PLUG'IN 8 PERFO.

• Réf. 190210 - Format 4,5 x 2,5 x 3 cm

*Meilleure Vente !*



### PLUG'IN 10 PERFO.

• Réf. 190213 - Format 5,2 x 2,5 x 3 cm



### PLUG'IN 12 PERFO.

• Réf. 190211 - Format 6,3 x 2,5 x 3 cm



### PLUG'IN 16 PERFO.

• Réf. 190212 - Format 8,5 x 2,5 x 3 cm



### ERGO PLUG

• 8 perfo. - Format 5 x 3,3 x 2,8 cm .....Réf. 190310  
• 16 perfo. - Format 8,5 x 3,3 x 2,8 cm .....Réf. 190312

Meilleure visibilité des fraises grâce à leurs pans inclinés

# Supports pour Fraises

## Plug'In « Fraises Hautes »




### H.4 CM - 2 PERFO.

• Réf. 206023  
Format 2,5 x 2 x 4 cm



### H.4 CM - 4 PERFO.

• Réf. 206025  
Format 4,5 x 2 x 4 cm



### H.4 CM - 6 PERFO.

• Réf. 206002  
Format 7,5 x 2 x 4 cm



### H.4 CM - 8 PERFO.

• Réf. 206030  
Format 4,5 x 2,5 x 4 cm



### H.4 CM - 12 PERFO.

• Réf. 206012  
Format 6,3 x 2,5 x 4 cm



### H.5 CM - 6 PERFO.

• Réf. 206000  
Format 7,5 x 2 x 5 cm



### H.5 CM - 12 PERFO.

• Réf. 206010  
Format 6,3 x 2,5 x 5 cm



### H.6 CM - 6 PERFO.

• Réf. 206003  
Format 7,5 x 2 x 6 cm



### H.7 CM - 6 PERFO.

• Réf. 206004  
Format 7,5 x 2 x 7 cm

## Plug'In « Maxi »



### PLUG'IN 20 PERFO.

• Réf. 190214 - Format 9,7 x 2,5 x 3,4 cm  
Format réduit pour stockage optimal sur surface minimale



### PLUG'IN 30 PERFO.

• Réf. 190230 - Format 11 x 3,5 x 3,4 cm  
Format réduit pour stockage optimal sur surface minimale



### PLUG'IN 40 PERFO.

• Réf. 190218  
Format 10,9 x 8 x 3,5 cm



### PLAQUE DE PLUG 40 PERFO.

et cassette pour plaque de plug  
• Plaque de Plug - Réf. 190215 - Format 11 x 8 x 1,5 cm  
• Cassette (vide) - Réf. 190216 - Format 11,5 x 9 x 4 cm  
• Plaque de Plug + Cassette - Réf. 190217



### REASSORT DE PLUGS

• Réf. 190200 - La pochette de 8  
Coloris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.

# Supports pour Fraises

## Fraisiers UltraLight

Cassette extra plate, spéciale thermo désinfecteur.  
Existent en coloris 2 3 4 5



### 5 PERFO.

• Réf. 190370  
Format 5,7 x 5,3 x 1,9 cm

### 9 PERFO.

• Réf. 190380  
Format 9,3 x 5,3 x 1,9 cm



## Plug'In Mixtes



Permet le maintien de fraises + 1 ou 2 inserts ou accessoires.

- Plug'In 4+1 - Format 4 x 2,5 x 4,2 cm ..... Réf. 190408
- Plug'In 6+2 - Format 6 x 2,5 x 4,2 cm ..... Réf. 190410
- Plug'In 10+2 - Format 10 x 2,5 x 4,2 cm ..... Réf. 190412

# Supports pour Fraises

## Clips Fraises

Acier inoxydable, couvercle autobloquant. Livrés avec 4 index silicone interchangeables de coloris 2 3 4 5. 2 types de perforations existants : turbine (FG), ou contre-angle + turbine (MX).



### CLIP FRAISES 8 PERFO.

Format 3,5 x 2,8 x 2,8 cm  
• Clip fraises 8 perfo. FG ..... Réf. 191266  
• Clip fraises 8 perfo. MX (4 FG / 4 CA)..... Réf. 191265

### CLIP FRAISES 17 PERFO.

Format 6 x 4,5 x 2,8 cm  
• Clip fraises 17 perfo. FG ..... Réf. 191261  
• Clip fraises 17 perfo. MX (12 FG / 5 CA)..... Réf. 191260


## Supports Polyvalents



Format 6 x 4,5 cm  
Conçus spécialement pour les fraises de chirurgie, inserts de détartrage, forets d'implantologie et accessoires.  
• 6 perfo. Ø 2 à 3,5 mm ..... Réf. 205010  
• 6 perfo. Ø 3,5 à 5 mm ..... Réf. 205012

## Multi Plugs

Inox et silicone.



Format 6,3x2,5x5,1 cm  
Encoches sur couvercle permettant le montage et démontage des inserts sur la pièce à main.  
• Multi Plug 2+2 - 2 inserts + 2 fraises/brossettes ..... Réf. 190421  
• Multi Plug 5 - 5 inserts détartrage ..... Réf. 190420



## Clips Fraises Plus

Stabilité des fraises, Performance et Robustesse !  
Acier inoxydable - Couvercle autobloquant. Livrés avec 4 index silicone interchangeables de coloris 2 3 4 5.



CLIP FRAISES PLUS 11 PERFO. MX (8 FG + 3 CA)  
• Réf. 191368 - Format 4,4 x 2,4 x 3,2 cm

CLIP FRAISES PLUS 17 PERFO. MX (12 FG + 5 CA)  
• Réf. 191360 - Format 6 x 4 x 3,2 cm

## Clips Polyvalents



• 2 perfo. - Format 3,5 x 2,5 x 4,1 cm ..... Réf. 205025  
• 6 perfo. - Format 6 x 3,5 x 4,8 cm.....Réf. 205022

Particulièrement adapté au rangement et à la stérilisation des inserts de détartrage. Pour instruments Ø 3,5 à 5 mm.

## Blocs Porte Fraises

Format 4 x 3 x 2,3 cm - 12 perfo.  
(le modèle MX est composé de 6 FG + 6 CA)



• FG : Réf. 190250 • CA : Réf. 190252 • MX : Réf. 190253

Les Blocs Porte Fraises peuvent être rangés :

- à l'unité, dans la Boite 5x4x3 Alu (Réf. 180004) / Inox (Réf 182004)
- par 4, dans la Boite 13x5x3 Alu (Réf. 180007) / Inox (Réf 182007)

(Plus d'informations sur les boites, pages 32-33)



## Color Blocs Alu

Des prix bas mais hauts en couleur !

Aluminium anodisé - 5 couleurs au choix : 1 2 3 4 5



COLOR BLOC 11 PERFO.MX (8 FG + 3 CA)  
• Réf. 190368 - Format 4,4 x 2,4 x 3 cm

COLOR BLOC 17 PERFO.MX (12 FG + 5 CA)  
• Réf. 190360 - Format 6 x 4 x 3 cm

# Supports pour Fraises

## Eco Blocs

Aluminium anodisé - 3 formats et 5 couleurs au choix : 1 2 3 4 5



### ECO BLOC 4 PERFO.

Format 3,5 x 1,5 x 3 cm  
 • Eco Bloc 4 perfo. FG.....Réf. 190256  
 • Eco Bloc 4 perfo. MX (2 FG / 2 CA)..... Réf. 190255

### ECO BLOC 8 PERFO.

Format 3 x 2,5 x 3 cm  
 • Eco Bloc 8 perfo. FG..... Réf. 190236  
 • Eco Bloc 8 perfo. MX (4 FG / 4 CA)..... Réf. 190235

### ECO BLOC 14 PERFO.

Format 5 x 2,5 x 3 cm  
 • Eco Bloc 14 perfo. FG..... Réf. 190246  
 • Eco Bloc 14 perfo. MX (7 FG / 7 CA)..... Réf. 190245

## Maxi Bur Blocs

Couvercle amovible, aluminium anodisé.



### MAXI BUR BLOC 200

• Réf. 190260  
 Format 18,5 x 9,5 x 4,5 cm  
 160 perfo. FG + 40 perfo. CA

### MAXI BUR BLOC 100

• Réf. 190270  
 Format 12 x 8,5 x 4,5 cm  
 80 perfo. FG + 20 perfo. CA

### MAXI BUR BLOC 50

• Réf. 190240  
 Format 10,6 x 4,7 x 4 cm  
 40 perfo. FG + 10 perfo. CA

### MAXI BUR BLOC 25

• Réf. 190265  
 Format 6,4 x 5 x 3,8 cm  
 20 perfo. FG + 5 perfo. CA

# Supports pour Endodontie

## Endo Cassettes

**Ergonomie et facilité d'emploi !** Boîte inox perforée, insert téflon, couvercle à système de verrouillage. Spécial nettoyage et stérilisation. Curseur silicone intégré pour compter le nombre d'utilisations.



### ENDO CASSETTE 1

16 perfo. pour instr. canalaires  
 • Réf. 182151 - Format 3,5 x 3,9 x 5 cm

### ENDO CASSETTE 2

32 perfo. pour instr. canalaires  
 • Réf. 182150 - Format 6,5 x 4,3 x 5 cm

### ENDO CASSETTE 3

60 perfo. + 3 godets plastiques + 1 logette  
 • Réf. 182152 - Format 11,5 x 5,8 x 5 cm

## Endo Zippo nouveau

**Une collection complète de coffrets dédiés aux séquences endodontiques !**

Formats compacts, adaptés pour stockage en cassettes. Acier inoxydable et téflon, compatibles thermolaveurs. Traitement de surface anti-tâches.



### ENDO ZIPPO 6

• Réf. 182153  
 Format 2,3 x 3,5 x 5 cm

### ENDO ZIPPO 8

• Réf. 182154  
 Format 2,3 x 4,5 x 5 cm

### ENDO ZIPPO 12

• Réf. 182155  
 Format 2,3 x 5,5 x 5 cm

### ENDO ZIPPO 16

Réf. 182156  
 Format 2,3 x 6,6 x 5 cm

# Supports pour Endodontie

## Endo Flash *Simple et Pratiques !*

Acier inox et téflon. Support aéré et léger. Meilleure visibilité des instruments. Facilité de nettoyage et stérilisation. Bonne stabilité. Anse autobloquante avec curseur silicone pour compter le nombre d'utilisations.



**ENDO FLASH 4**  
• Réf. 182104  
Format 4,2 x 1,3 x 5 cm

**ENDO FLASH 8**  
• Réf. 182108  
Format 7,3 x 1,3 x 5 cm



**Modèle spécial limes longues !**  
Convient à toutes les limes, y compris longueur 31 mm.



**ENDO FLASH 8 XL**  
• Réf. 182118  
Format 7,3 x 1,3 x 5,2 cm

**ENDO FLASH 12**  
• Réf. 182112  
Format 9 x 1,3 x 5 cm

# Supports pour Endodontie

## Endo Pro



**Nouveau Design !** Cassettes ultra-ajourées pour compatibilité avec les thermolaveurs. 1 endomètre + 1 stérimètre pour compter le nombre d'utilisations. Couvercle avec système de verrouillage.



**ENDO PRO 4 XL**  
Convient à toutes les limes, y compris longueur 31 mm !  
• Réf. 182340 - Format 4,8 x 6 x 2 cm



**ENDO PRO 8**  
• Réf. 182350  
Format 7,7 x 5,8 x 2 cm



**ENDO PRO 12**  
• Réf. 182360  
Format 9,2 x 5,8 x 2 cm



## Endo Ultralight *Un écrin pour vos limes !*



**ENDO ULTRALIGHT 4**  
• Réf. 182320 - Format 5 x 6 x 2 cm

**ENDO ULTRALIGHT 8**  
• Réf. 182380 - Format 8,4 x 6 x 2 cm



**ENDO ULTRALIGHT 12**  
• Réf. 182390 - Format 11,9 x 6 x 2 cm

Acier inox et silicone. Traitement de surface brillant, spécial anti-tâche. Casette extra plate et ultra ajourés pour assurer l'efficacité du nettoyage en thermo désinfecteur. Le présentoir intérieur est orientable pour présenter les instruments verticalement lorsque la cassette est ouverte. Stérimètre pour compter le nombre d'utilisations et règlette de mesure..



## Endo Star *Concept "Tout en un" !*

**NOUVEAU DESIGN** ultra ajouré pour optimiser le nettoyage !!



**ENDO STAR 5**  
• Réf. 182160 - Format 5 x 2 x 5 cm  
5 instruments d'endo + 2 fraises



**ENDO STAR 8**  
• Réf. 182170 - Format 7,3 x 2,5 x 5 cm  
8 instruments d'endo + 3 fraises



**ENDO STAR 12**  
• Réf. 182180 - Format 9,4 x 2,5 x 5 cm  
12 instruments d'endo + 3 fraises

Acier inox et silicone. Les Endo Star permettent de grouper votre instrumentation d'endo traditionnelle ou nickel titane, plus des fraises turbine ou contre angle. Equipés d'1 stérimètre, pour compter le nombre d'utilisations. Le patin silicone est antidérapant et amovible. Traitement de surface anti taches.



## Barrettes Endo

**Un Grand Classique !** Acier inoxydable et téflon. Multi orientable. Coloris 2 4 5 8. Curseur silicone intégré pour compter le nombre d'utilisations.



**BARRETTE ENDO 8 perfo.**  
• Réf. 182210 - Format 6,8 x 4,6 x 1,7 cm



**BARRETTE ENDO 12 perfo.**  
• Réf. 182260 - Format 9 x 5 x 1,7 cm

Bagues en acier inoxydable avec règle graduée rotative pour régler la longueur des instruments à canaux. S'adapte à toute taille de doigt, main droite et main gauche.

**ENDO RING**  
• Réf. 182110 - Format 3,9 x 1,2 cm  
Le lot de 2



**ENDO RING PLUS**  
• Réf. 182115 - Format 4 x 3,2 cm  
L'unité



**Réassort Mousse**  
Boîte de 40  
Réf. 182116



# Supports pour Endodontie



## ENDO MICRO PLUS

Format 6,5 x 5 x 5 cm - Aluminium anodisé coloris 1 2 3 4  
 • Réf. 180183 - 24 perforations pour instruments canaux, 2 godets plastique stérilisables + 1 mini clean gripp

## ENDO MICRO PULPA

Format 6,5 x 5 x 5 cm - Aluminium anodisé coloris 1 2 3 4  
 • Réf. 180180 - 30 perforations pour instruments canaux



## MINI ENDO

Format 14 x 5,5 x 5 cm - Aluminium anodisé coloris 1 2 3 4  
 • Réf. 180193  
 60 perforations pour instruments canaux, 4 godets plastique stérilisables

## MINI ENDO MIXTE

Format 14 x 5,5 x 5 cm - Aluminium anodisé coloris 1 2 3 4  
 • Réf. 180192  
 36 perforations pour instruments canaux, 3 godets plastique stérilisables, 1 clean gripp



## ENDO TOTAL

• Réf. 180196 - Coloris 1 2  
 30 perfo. pour instr.can., 6 godets plastique stérilisables, 5 perfo. pour fraises (3 FG + 2 CA), 1 endomètre, 1 clean gripp, logette pour boulettes coton

Format 12 x 9 x 6 cm - Aluminium anodisé

## ENDO TOTAL BASIC

• Réf. 180197  
 Coloris 1 uniquement  
 96 perforations pour instruments canaux



## ENDO ECO

• Réf. 180195 - Format 22 x 10,5 x 5 cm  
 Aluminium anodisé coloris 1 2 3 4 5  
 180 perforations pour instruments canaux, 8 godets plastique stérilisables

# Supports pour Endodontie

## MINI GRIPP

Pour regrouper les instruments utilisés et les décontaminer. Compresse amovible, cuve pour liquide de désinfection.



## MINI GRIPP ALU

• Réf. 180250  
 Ø 4 - H. 3,5 cm - Aluminium anodisé coloris 1 2 3 4 5 7 13

## MINI GRIPP INOX+TEFLON

• Réf. 182400  
 Ø 4 - H. 3 cm



## PULPA / GUTTA BOX

Format Ø 4,8 cm - H. 5,5 cm - Aluminium anodisé coloris 1 2 3 4  
 • Pulpa Box - Réf. 180150 - 18 perfo. pour instr. canaux  
 • Gutta Box - Réf. 180160 - 6 godets plastique stérilisables



## GUTTA BATH

• Réf. 180135 - Format 7 x 5 x 1,2 cm



## BOITES DE PULPECTOMIE

Format 22 x 10,5 x 2 cm  
 Aluminium anodisé coloris 1 uniquement.  
 • Boîte de pulpectomie 12 bassins amovibles - Réf. 180100  
 • Boîte de pulpectomie 16 bassins amovibles - Réf. 180101



## ENDOMODULE

Format 13,5 x 5,5 x 1,8 cm  
 • Endomodule Alu - Réf. 180130  
 Aluminium anodisé coloris 1 2 3 4.  
 • Endomodule Inox - Réf. 182130

# Supports pour instruments

Augmentez l'efficacité et le rendement de votre cabinet, choisissez l'organisation en cassettes !

La gamme Galaxy se caractérise par un design très ajouré : les ouvertures entrelacées assurent la bonne circulation des flux et liquides lors du process de retraitement, tout en garantissant la robustesse des cassettes.




## Les Cassettes GALAXY

Efficacité maximale de l'action mécanique du jet d'eau en thermo-laveur.



Coloris disponibles : 2 3 4 5 7 13 Nouveaux coloris !



### CASSETTE 28 X 18 GALAXY

Format 28,5 x 18 x 3,4 cm  
couvercle amovible

- Réf. 182049 - Pour 20 instruments
- Réf. 182027 - Pour 12 instruments + espace libre



Bouton de fermeture plus ergonomique



### CASSETTE 18 X 20 GALAXY

Format 18,5 x 20,5 x 3,4 cm  
couvercle amovible

- Réf. 182048 - Pour 10 instruments + espace libre



Réassorts Silicones p.42 et 43

## LES SILICONES «RÉTENTIFS»

**Nouveau !**

Doubliez la capacité de vos cassettes !

Grâce à leur forme ingénieuse, ces supports en silicone permettent de doubler le nombre d'instruments stockés dans les Cassettes : les instruments peuvent être positionnés dans le fond, mais aussi dans le couvercle de la Cassette.

CASSETTE 18 x 14 GALAXY - SILICONE RÉTENTIF

- Réf. 183046 - Pour 20 instruments

CASSETTE 18 x 10 GALAXY - SILICONE RÉTENTIF

- Réf. 183025 - Pour 14 instruments

CASSETTE 18 x 7 GALAXY - SILICONE RÉTENTIF

- Réf. 183044 - Pour 10 instruments



### CASSETTE 18 X 14 GALAXY

Format 18,5 x 14 x 3,4 cm

- Réf. 182046 - Pour 10 instruments



### CASSETTE 18 X 10 GALAXY

Format 18,5 x 10,8 x 3,4 cm

- Réf. 182025 - Pour 7 instruments



### CASSETTE 18 X 7 GALAXY


Format 18,5 x 7,5 x 3,4 cm

- Réf. 182044 - Pour 5 instruments

# Supports pour instruments

## Les accessoires pour Cassettes GALAXY...

A assembler sur le couvercle, une clé de montage est fournie avec chaque kit.



2 types d'attache : pour pince et pour ciseaux.

Voir la vidéo suivante pour le montage :



### JEU DE 2 ATTACHES

- Réf. 182053-B..... 1 Pince + 1 Ciseau
- Réf. 182053-P..... 2 Pinces
- Réf. 182053-C..... 2 Ciseaux



Pour extraire facilement la Cassette Galaxy du Container !

Voir la vidéo suivante pour le montage :



### KIT POIGNEE

- Réf. 182015

## Les Paniers GALAXY



Donnez de la hauteur à vos cassettes !

Véritables compléments des Cassettes 18x14\* ou 28x18\*\* : en plus de l'instrumentation stockée dans la Cassette, le panier peut recevoir les instruments ou accessoires volumineux type pinces, maillets, élévateurs, seringues, cupules, etc...

Coloris disponibles : 2 3 4 5 7 13



### PANIER GALAXY 28x18

- Réf. 182020 - Format 28,5 x 18 x 3 cm (hors anses)

\*\*Compatible avec Cassettes Réf. 182049 - 182027 - 182068 - 182058 - 182087



### PANIER GALAXY 18x14


- Réf. 182010 - Format 18,5 x 14 x 3 cm (hors anses)

\*Compatible avec Cassettes Réf. 182046 - 182066 - 182056

## Les Cassettes GALAXY Extra Plates



COLORIS DISPONIBLES : 1 2 3 4 5 7 8 9 13




### CASSETTE 18 x 13

- Réf. 183062
- Format 18 x 13 x 2,5 cm
- Pour 10 instruments



### CASSETTE 18 x 9

- Réf. 183055
- Format 18 x 9,5 x 2,5 cm
- Pour 7 instruments



### CASSETTE 18 x 6

- Réf. 183063
- Format 18 x 6,5 x 2,5 cm
- Pour 5 instruments



# Supports pour instruments

Augmentez l'efficacité et le rendement de votre cabinet, choisissez l'organisation en cassettes !



## Les Cassettes Classiques

Un grand classique du retraitement !



Coloris disponibles : 2 3 4 5 7 13 **Nouveaux coloris !**



### CASSETTE 28 X 18

- Format 28 x 18 x 3,4 cm
- Réf. 182068 - Pour 16 instruments
  - Réf. 182058 - Pour 20 instruments
  - Réf. 182087 - Pour 10 instruments
- + espace libre

Ouvertures dans les angles pour meilleure évacuation de l'eau



### CASSETTE 18 x 14

- Format 18,5 x 14 x 3,4 cm
- Réf. 182066 - Pour 8 instruments
  - Réf. 182056 - Pour 10 instruments



### CASSETTE 18 X 10

- Format 18,5 x 10,8 x 3,4 cm
- Réf. 182054 - Pour 6 instruments



### CASSETTE 18 X 20

- Format 18 x 20,5 x 3,4 cm
- Réf. 182057 - Pour 8 instruments
- + espace libre



### CASSETTE 18 X 7

- Format 18,5 x 7 x 3,4 cm
- Réf. 182069 - Pour 4 instruments
  - Réf. 182079 - Pour 2 turbines



## Les Cassettes Extra Plates



COLORIS DISPONIBLES : 1 2 3 4 5 7 8 9 13



Price choc



### CASSETTE 18 x 13

- Réf. 182062 - Format 18 x 13 x 2,5 cm
- Pour 10 instruments



### CASSETTE 18 x 9

- Réf. 182055
- Format 18 x 9,5 x 2,5 cm
- Pour 7 instruments



### CASSETTE 18 x 6

- Réf. 182063
- Format 18 x 6,5 x 2,5 cm
- Pour 5 instruments

# Containers pour Cassettes

Une alternative responsable aux gaines de stérilisation jetables.




## Les Containers de Stérilisation Alu

Ces Containers permettent la stérilisation efficace de toutes les Cassettes Nichrominox, y compris les modèles Classiques et Galaxy. Coloris disponibles : 1 2 3 4 5 7 13




### De nombreuses finitions :

- Les Containers sont empilables grâce aux 4 pions sur le couvercle : pratique pour le stockage et facilite la circulation de la vapeur pendant la stérilisation.
- Les Containers sont équipés d'un support pour plomb (inclus dans le système de fermeture). Le plomb plastique est rompu lors de l'ouverture, pour une identification immédiate des boîtes non stériles.
- Les Containers sont équipés d'une étiquette d'identification. Livrée vierge, on peut y apposer une étiquette autocollante ou la faire graver.



KIT POIGNÉE (voir p.15)  
• Réf. 182015



### Nouveau système de filtration, pour filtre papier ou filtre téflon !

Les Containers peuvent être équipés soit d'un filtre papier à usage unique, soit d'un filtre téflon efficace jusqu'à 2000 cycles. Le montage et démontage du filtre se fait d'un simple clic ! En cas d'utilisation du Filtre Téflon Nichrominox, le Container reste stérile au moins 3 mois.



### CONTAINER ALU 20X16

- Réf. 300350 - Formats :
- Ext. 22,4 x 16,8 x 5,5 cm - Int. 20,2 x 15,9 x 4 cm

Exemples de contenances possibles (modèle Classique ou Galaxy) :  
1 x Cassette 18x14 / 2 x Cassettes 18x7

- Réf. 187447 - Filtre Téflon - l'unité
- Réf. 187468 - Filtres Papier - 100 pc

• Réf. 187468 - Gravure sur Etiquette (15 caractères max)



### CONTAINER ALU 30X20

- Réf. 300300 - Formats :
- Ext. 32,2 x 20,8 x 5,5 cm - Int. 29,9 x 19,9 x 4 cm

Exemples de contenances possibles (modèle Classique ou Galaxy) :  
1 x Cassette 28x18 / 2 x Cassettes 18x14 / 1 x Cassette 20x18 + 1 x Cassette 18x7

- Réf. 187446 - Filtre Téflon - l'unité
- Réf. 187458 - Filtres Papier - 100 pc

# Supports pour instruments



## Les Easy Clips




Anse de fermeture autobloquante, articulée et escamotable.

Finition brillante, anti tâche et sans bords coupants. Inox et silicone.

Peuvent être utilisés en complément d'un plateau standard 28 x 18 ou 18 x 14.

Ultra ajourés pour une efficacité optimale du nettoyage en thermo-désinfecteur.

Coloris disponibles :



**EASY CLIP 10**

• Réf. 182910 - Format 18 x 12,8 x 3 cm  
Permet le rangement de 10 instruments



**EASY CLIP 15**

• Réf. 182912 - Format 20,7 x 18 x 3 cm  
Permet le rangement de 15 instruments



**EASY CLIP 20**

• Réf. 182920 - Format 25 x 18 x 3 cm  
Permet le rangement de 20 instruments



**EASY CLIP 3**

• Réf. 182903 - Format 18 x 5,5 x 3 cm  
Permet le rangement de 3 instruments



**EASY CLIP 5**

• Réf. 182900 - Format 18 x 8,5 x 3 cm  
Permet le rangement de 5 instruments

Réassorts  
Silicones  
p.42 et 43



Meilleure Vente!

# Supports pour instruments

Plus qu'un plateau, mieux qu'une cassette !

Finition brillante, anti tâche et sans bords coupants. Coloris disponibles : 1 2 3 4 5 7 8 9 13

## Les Easy Trays



Anse de fermeture articulée et escamotable !



**EASY TRAY 18 X 5**

Format 18 x 5 x 3 cm  
• Réf. 183703 - pour 3 instruments  
• Réf. 183704 - pour 4 instruments

**EASY TRAY 18 X 7**

• Réf. 183700 - Format 18 x 7 x 3 cm  
Pour 5 instruments

**EASY TRAY 18 X 10**

• Réf. 183705 - Format 18 x 10 x 3 cm  
Pour 5 instruments + Barrette droite multi-support

**EASY TRAY 18 X 14**

• Réf. 183710 - Format 18 x 14 x 3 cm  
Pour 10 instruments + Barrette droite multi-support

**EASY TRAY 21 X 18**

• Réf. 183715 - Format 21 x 18 x 3 cm  
Pour 15 instruments + Barrette droite multi-support

**EASY TRAY 28 X 18**

• Réf. 183720 - Format 28 x 18 x 3 cm  
Pour 20 instruments + Barrette droite multi-support

Meilleure Vente!

Réassorts  
Silicones  
p.42 et 43



## Les Ergo Clips

Des formes arrondies ergonomiques !

**ERGO CLIP 3**

• Réf. 182703  
Format 18,4 x 8 x 2,5 cm  
Pour 3 instruments

**ERGO CLIP 5**

• Réf. 182700  
Format 18,4 x 11 x 2,5 cm  
Pour 5 instruments

**ERGO CLIP 10**

• Réf. 182710  
Format 18,4 x 15 x 2,5 cm  
Pour 10 instruments

**ERGO CLIP 15**

• Réf. 182712  
Format 23 x 18,4 x 2,5 cm  
Pour 10 instruments + Barrette droite multi-support

**ERGO CLIP 20**

• Réf. 182720  
Format 28,8 x 18,4 x 2,5 cm  
Pour 20 instruments  
Existe aussi en version 10 instruments + vagues - Réf. 182725

LES MODÈLES 5, 10, 15 ET 20 EXISTENT ÉGALEMENT AVEC COUVERCLE AMOVIBLE :

Ergo Cassette 5	18,7 x 11 x 2,5 cm - Réf. 182753
Ergo Cassette 10	18,7 x 15 x 2,5 cm - Réf. 182750
Ergo Cassette 15	22 x 18,8 x 2,5 cm - Réf. 182752
Ergo Cassette 20	28,4 x 18,8 x 2,5 cm - Réf. 182751

# Supports pour instruments

## Les Micro Cassettes

Acier inoxydable et silicone. Pour la stérilisation en vrac des instruments rotatifs et accessoires de dentisterie. Livrés avec 4 index silicone interchangeables de coloris 2 3 4 5



**MICRO CASSETTE 1**  
• Réf. 182060  
Format 7,4 x 4,5 x 2 cm



**MICRO CASSETTE 2**  
• Réf. 182070  
Format 7,4 x 5,9 x 2,4 cm



**MICRO CASSETTE 3**  
• Réf. 182040  
Format 4 x 5,5 x 2 cm



• N°1 - Réf. 182090  
Format 8,4 x 6 x 2,5 cm




• N°2 - Réf. 182092  
Format 5,7 x 4,8 x 2,7 cm

Les modèles «Spécial CRAMPONS»



## Les Cassettes à Compartiments

Permettent la classification et la stérilisation de votre petite instrumentation (brackets, bagues d'orthodontie, petits instruments d'implantologie) mais aussi des instruments plus longs (instruments d'endo, forets...). 3 formats et 2 types de compartiments. Inox et silicone.



**CASSETTES 21 X 12**  
Format 21 x 13 x 2 cm  
• Réf. 182076 ..... 12 compartiments  
• Réf. 182075 ..... 24 compartiments



**CASSETTES 21 X 6**  
Format 21 x 7 x 2 cm  
• Réf. 182096 ..... 6 compartiments  
• Réf. 182095 ..... 12 compartiments



**CASSETTES 11 X 6**  
Format 11 x 7 x 2 cm  
• Réf. 182094 ..... 3 compartiments  
• Réf. 182093 ..... 6 compartiments



# Gamme Spécifique Orthodontie

**NOUVEAU !**  
SUPPORTS POUR SETS  
D'ORTHODONTIE



## Les Easy Trays ORTHO

La solution adaptée au stockage des séquences d'ortho!

Inox et silicone. Attention les cassettes sont vendues vides, instruments non fournis.

Coloris disponibles : 1 2 3 4 5 7 8 9 13



**EASY TRAY ORTHO 18X9**  
• Réf. 183728 - Format 18 x 8,5 x 3 cm



**EASY TRAY ORTHO 18X14**  
• Réf. 183730 - Format 18 x 14 x 3 cm




**EASY TRAY ORTHO 21X18**  
• Réf. 183732 - Format 21 x 18 x 3 cm



**EASY TRAY ORTHO 28X18**  
• Réf. 183734 - Format 28 x 18 x 3 cm

La anse de fermeture est articulée et escamotable. En position ouverte, elle sert de chevalet pour faciliter la prise en main des pinces.



### Quelques accessoires utiles...



**PLUG'IN 2 H.4 CM**  
• Réf. 206023  
Format 2,5 x 2 x 4 cm  
(voir toute la gamme page 5)



**PLUG'IN MIXTE 4+1**  
• Réf. 190408  
Format 4 x 2,5 x 4,2 cm  
(voir toute la gamme page 5)

Réassorts Silicones p.42 et 43



## ORTHO Cassette

Maxi stockage !



Equipée d'1 chevalet permettant le maintien vertical de 10 pinces + 9 casiers pour instruments longs + 1 compartiment pour 4 pinces à ligatures.



**ORTHO CASSETTE**  
• Réf. 182030  
Format 12 x 8 x 17,5 cm

# Implantologie

## Cassettes Modulis



Pour une composition sur mesure, nous consulter : [office@nichrominox.fr](mailto:office@nichrominox.fr)

### CASSETTE MODULIS 4

• Réf. 500914 - Format 10 x 7,5 x 2,3 cm  
Equipée de 1 module pour clé + 1 module bassin + 1 module 4 plugs.



### CASSETTE MODULIS 8

• Réf. 500918 - Format 20 x 7,5 x 2,3 cm  
Equipée de 1 module pour clé + 1 module bassin + 1 module 12 tubes + 1 module 4 plugs.


# Implantologie

## Cassettes d'Implantologie

Design innovant !



• Réf. 500301 - Format 10 x 8 x 2 cm  
Pour 8 instruments et 1 clé à cliquet (longueur clé maxi 9,5 cm).



• Réf. 500302 - Format 16 x 8 x 2 cm  
Pour 15 instruments et 1 clé à cliquet (longueur clé maxi 10 cm) + 1 bassin de récupération

nouveau

## Plug'In d'Implantologie



• N°1 - Réf. 500401  
Format 10 x 4,5 x 5 cm  
6 tubes silicone - 1 support pour clé à cliquet (longueur clé maxi 9 cm).

Réassorts Silicones p.42 et 43



• N°2 - Réf. 500501 - Format 15 x 4,5 x 5 cm  
13 tubes silicone - 1 support pour clé à cliquet (longueur clé maxi 10 cm) - 1 bassin inox amovible ajouré pour faciliter le nettoyage.

## Kits d'Implantologie



### KIT D'IMPLANTOLOGIE N°1

• Réf. 500571 - Format 10 x 9 x 5 cm  
14 tubes silicone - 1 support pour clé à cliquet (longueur clé maxi 9 cm) - 1 bassin inox amovible.



Meilleure Vente !

### KIT D'IMPLANTOLOGIE N°2

• Réf. 500631 - Format 15 x 8,5 x 5 cm  
24 tubes silicone - 1 support pour clé à cliquet (longueur clé maxi 9,5 cm) - 1 bassin inox amovible.

## Easy Gauge

Le placement idéal de vos implants



• Réf. 500550 - Format 12,7 x 6,6 x 0,7 cm  
Composé de 2 réglettes (1 distale + 1 mésiale), Easy Gauge permet de positionner avec précision le premier perçage.

## Guide Implant Universel



• Réf. 500540  
Le lot de 2 (mandibulaire + maxillaire)  
Permet de positionner facilement le premier perçage, en respectant les impératifs biologiques.  
Les «fourchettes» en aluminium anodisé noir peuvent être légèrement déformées avec les doigts pour s'adapter à l'arcade.



Modèle T  
• Réf. 500850-T

### KIT D'IMPLANTOLOGIE N°5

Format 8 x 5,5 x 4 cm



Modèle P  
• Réf. 500850-P

Réassorts Silicones p.42 et 43






# Photo Intra-Buccale



## Les Miroirs en Verre

**Titanium, Haute Brilliance !** Restitution fidèle des couleurs. Image nette sans dédoublement. Métallisés sur les 2 faces. Epaisseur 3 mm. Précautions d'emploi : se référer à la notice d'utilisation



## Les Miroirs avec Manche

**Titanium, Haute Brilliance !** Miroirs en verre, réalisés en Float Glass métallisé Titanium, épaisseur 3 mm bords rodés. Equipés d'une glissière et d'un manche inox démontable.



• Réf. 190792 - Format du miroir 10 x 6,9 cm  
Miroir palatine AE - Vues occlusales

• Réf. 190791 - Format du miroir 11,7 x 4,5 cm  
Miroir latéral T1 - Vues buccales


# Photo Intra-Buccale

## Les Kits Photo



## Les Cassettes Photo

Inox et silicone. Les miroirs et accessoires sont protégés par des supports en silicone adaptés à leur forme pendant les phases de stockage et de nettoyage.



**attention, les Écarteurs Plastique sont stérilisables à 121°C**

**KIT PHOTO N°2**  
Format 29 x 18,3 x 3,7 cm

Réf. 182735 - contient 1 Palatin adulte + 1 Palatin enfant + 1 Latéral C + 1 Lingual P + 2 écarteurs Plastique  
Cassette Vide, Réf. 182730

**Barrette autobloquante et amovible !**



**KIT PHOTO N°1**

Format 19,8 x 16,5 x 3,7 cm

Réf. 182734 - contient 1 Palatin adulte + 1 Latéral C + 1 Lingual P  
Cassette Vide, Réf. 182731



**CASSETTE PHOTO N°1**


Format 18 x 15 x 4,7 cm

Réf. 182739 - contient 1 Palatin adulte + 1 Palatin enfant + 1 Latéral T1 + 1 Manche Silicone  
Cassette Vide, Réf. 182737

Existe également dans le même format :

**CASSETTE PHOTO N°2** - Réf. 182769 (contient 1 Palatin adulte + 1 Palatin enfant + 1 Latéral C + 1 Lingual P) - Cassette Vide - Réf. 182767

**Nouvelle ergonomie : système de fermeture avec bouton rotatif !**



**CASSETTE PHOTO N°3**

Format 22,5 x 12 x 4,7 cm

Réf. 182779 - contient 1 Universel L + 1 Contrastor Palatin Double + 1 Contrastor Supérieur Double  
Cassette Vide, Réf. 182777

Réassorts Silicone sur demande



## Les Cassettes Solo



Véritables étuis de protection pour le nettoyage et la stérilisation des Miroirs Photo. Moins de risques de rayures pendant le nettoyage.

Miroirs vendus séparément (voir p.24)

Coloris disponibles : 2 3 4 5




**CASSETTE SOLO N°1**

• Réf. 182746 - Format 12 x 8,5 x 1,5 cm  
Convient à 1 Palatin ou 1 Latéral T1




**CASSETTE SOLO N°2**

• Réf. 182747 - Format 16,2 x 7 x 1,5 cm  
Convient à 1 Latéral C ou S ou 1 Lingual



**CASSETTE SOLO N°3**

• Réf. 182748 - Format 18,6 x 9 x 1,5 cm  
Convient à 1 Universel ou 1 Palatin XL



**CASSETTE SOLO N°4**

• Réf. 182749 - Format 12 x 8,5 x 1,9 cm  
Spécial Miroir AE ou T1 avec glissière

**La Cassette Duo**

**nouveau**

• Réf. 183748 - Format 18,4 x 9,4 x 2,2 cm  
Permet le rangement de 2 miroirs (y compris les plus grands\*) dans un format ultra plat.



\*hors miroirs à glissière

# Photo Intra-Buccale



LES CONTRASTORS PALATINS

## Les Contrastors

Les Contrastors (Aluminium ou Silicone) masquent les éléments non désirés en créant un écran noir sur les zones à dissimuler. Les Contrastors supérieurs permettent de masquer la lèvre supérieure, et les fosses nasales. Egalement utilisés en vues latérales.



LES CONTRASTORS SUPERIEURS

### CONTRASTORS ALUMINIUM



CONTRASTORS PALATINS ALU

• Réf. 190780 - **Le lot de 2**  
(1 large + 1 étroit)



CONTRASTORS SUPERIEURS ALU

• Réf. 190776 - **Le lot de 2**  
(1 large + 1 étroit)

### CONTRASTORS SILICONE



Peuvent être modelés avec les doigts.

CONTRASTOR PALATIN LARGE

• Réf. 190781 - **L'unité**

CONTRASTOR PALATIN ETROIT

• Réf. 190782 - **L'unité**



CONTRASTOR PALATIN DOUBLE

• Réf. 190783 - **L'unité**



CONTRASTOR SUPERIEUR LARGE

• Réf. 190777 - **L'unité**

CONTRASTOR SUPERIEUR ETROIT

• Réf. 190778 - **L'unité**



CONTRASTOR SUPERIEUR DOUBLE

• Réf. 190774 - **L'unité**

# Photo Intra-Buccale



Nouveau coloris!



Miroirs vendus séparément (voir p.24)



### MANCHE PORTE MIROIR SILICONE

• Réf. 190796 - **Lame acier gainée de silicone** - Incassable et modelable avec les doigts. Coloris Bleu 2 - Vert 4 - Rose 11. Convient à tous nos miroirs, évite rayures et traces de doigts.



### ECARTEURS DE COMMISSURES NOIRS

• Réf. 190779 - **Le lot de 2**  
Utilisables des 2 côtés.



### LAMES PHOTO MÉTAL


• Réf. 190711 - N°1 Petite  
• Réf. 190712 - N°2 Grande



Inox poli brillant effet miroir. Rendu photo excellent. Clichés occlusaux avec le côté large et vestibulaires avec le côté étroit.

## Les Ecarteurs Photo Plastique

Stérilisation autoclave 121°C, voir notice d'utilisation.



### ECARTEURS DE COMMISSURES DOUBLES

• Réf. 072750 - **Etroit** • Réf. 072752 - **Médium** • Réf. 072751 - **Large**  
Ecarteur autostatique équipé d'ailettes latérales pour augmenter l'écartement.

### ECARTEURS PLASTIQUE

• Réf. 072700 - **Le lot de 2**  
Utilisables des 2 côtés : 1 côté large + 1 côté étroit.



## Les Plateaux Inox



### PLATEAUX INOX 28X18

- Acier inoxydable
- Plateau 28 x 18 x 1,9 cm.....Réf. 182450
  - Couvercle 28 x 18 x 2,5 cm.....Réf. 182451
  - Porte-instruments (11).....Réf. 182452



### PLATEAUX INOX 18X14

- Acier inoxydable
- Plateau 18 x 14 x 1,9 cm.....Réf. 182460
  - Couvercle 18 x 14 x 2,5 cm.....Réf. 182461
  - Porte-instruments (7).....Réf. 182462



### PLATEAUX INOX PERFORÉS 28X18

- Acier inoxydable
- Plateau 28 x 18 x 1,9 cm.....Réf. 185450
  - Couvercle 28 x 18 x 2,5 cm.....Réf. 185451
  - Porte-instruments (11).....Réf. 182452



### PLATEAUX INOX PERFORÉS 18X14

- Acier inoxydable
- Plateau 18 x 14 x 1,9 cm.....Réf. 185460
  - Couvercle 18 x 14 x 2,5 cm.....Réf. 185461
  - Porte-instruments (7).....Réf. 182462

## Les Displays Inox



### DISPLAY INOX 28 X 18

- Format 30 x 19 x 27 cm.....Réf. 182455 (vide)
- Pour 6 plateaux 28 x 18 avec couvercles  
Possibilité de fixation murale



### DISPLAY INOX 18 X 14

- Format 19 x 16 x 27 cm.....Réf. 182465 (vide)
- Pour 6 plateaux 18 x 14 avec couvercles  
Possibilité de fixation murale



## Les Plateaux Alu

Coloris Plateaux 1 2 3 4 5 6 - Coloris Couvercles 1 uniquement




### PLATEAUX ALU 28X18

- Aluminium anodisé
- Plateau 28 x 18 x 1,9 cm.....Réf. 181450
  - Couvercle 28 x 18 x 2,5 cm.....Réf. 181451
  - Porte-instruments (16).....Réf. 181452




### PLATEAUX ALU 18X14

- Aluminium anodisé
- Plateau 18 x 14 x 1,9 cm.....Réf. 181460
  - Couvercle 18 x 14 x 2,5 cm.....Réf. 181461
  - Porte-instruments (10).....Réf. 181462



### PLATEAUX ALU PERFORÉS 28X18

- Aluminium anodisé
- Plateau 28 x 18 x 1,9 cm.....Réf. 184450
  - Couvercle 28 x 18 x 2,5 cm.....Réf. 184451
  - Porte-instruments (16).....Réf. 181452



### PLATEAUX ALU PERFORÉS 18X14

- Aluminium anodisé
- Plateau 18 x 14 x 1,9 cm.....Réf. 184460
  - Couvercle 18 x 14 x 2,5 cm.....Réf. 184461
  - Porte-instruments (10).....Réf. 181462

## Les Displays Alu



### DISPLAY ALU 28 X 18


- ① Dans le sens de la largeur :  
• Format 30 x 19 x 27 cm.....Réf. 181455 (vide)
  - ② Dans le sens de la longueur :  
• Format 19 x 30 x 27 cm.....Réf. 181456 (vide)
- Pour 6 plateaux 28 x 18 avec couvercles  
Possibilité de fixation murale



### DISPLAY ALU 18 X 14

- Format 19 x 16 x 27 cm.....Réf. 181465 (vide)
- Pour 6 plateaux 18 x 14 avec couvercles  
Possibilité de fixation murale

## Les Plateaux 20x10 et 20x15




### PLATEAUX ALU



Aluminium anodisé - Coloris 1 2 3 4 5 6

- Format : 20 x 15 x 2 cm ..... Réf. 181480
- Format : 20 x 10 x 2 cm ..... Réf. 181470



### DISPLAY ALU

- Pour 6 plateaux 20 x 15 :
- Format 16 x 20 x 18,5 cm ..... Réf. 181485 (vide)
- Pour 6 plateaux 20 x 10 :
- Format 10,3 x 20 x 18,5 cm ..... Réf. 181475 (vide)

Ne pas utiliser de solution incompatible avec l'aluminium



### PLATEAUX INOX

Acier inoxydable - Haute résistance  
Spécialement conçus pour les sets d'examen dans la pratique quotidienne

- Format : 20 x 15 x 2 cm ..... Réf. 182480
- Format : 20 x 10 x 2 cm ..... Réf. 182470



### DISPLAY INOX

- Pour 6 plateaux 20 x 15
- Format : 21 x 15,8 x 18,2 cm ..... Réf. 182485 (vide)
- Pour 6 plateaux 20 x 10
- Format : 20,6 x 10,2 x 18,2 cm ..... Réf. 182475 (vide)
- Possibilité de fixation murale

## Les Tubs Aluminium



Plateau d'organisation et de transport très léger. Gain de temps pour l'assistante. Peut être équipé de séparateurs et disposé dans un display.

- Tub Alu - Coloris 1 2 3 4 - Format 33,5 x 23,5 x 5,2 cm ..... Réf. 181510
  - Séparateur ..... Réf. 181520
  - Display vide (pour 4 Tubs) - Format 34 x 24 x 41 cm ..... Réf. 181525
- Possibilité de fixation murale

## Les Stéri Trays Les Containers

Boîtes de stérilisation équipées d'un filtre papier (à usage unique) - Aluminium anodisé coloris 1. Couvercles multi perforés avec clips de fermeture. Joint silicone d'étanchéité (230°C).



### STERI TRAY 18X14

- Réf. 187460 - Formats :  
- Ext. 19 x 14,5 x 4,6 cm - Int. 18 x 13,5 x 2,8 cm
- Réf. 187468 - Réassort de 100 Filtres Papier

Avec porte-instruments en aluminium



### STERI TRAY 28X18

- Réf. 187450 - Formats :  
- Ext. 29,5 x 19 x 4,6 cm - Int. 28 x 18 x 2,8 cm
- Réf. 187458 - Réassort de 100 Filtres Papier



### CONTAINER 25X10X5

- Réf. 300100 - Formats :  
- Ext. 26 x 11 x 7,5 cm - Int. 25 x 10 x 5,1 cm
- Réf. 300150 - Réassort de 100 Filtres Papier



### CONTAINER 25X15X6

- Réf. 300200 - Formats :  
- Ext. 26 x 16 x 8,5 cm - Int. 25 x 15 x 5,8 cm
- Réf. 300250 - Réassort de 100 Filtres Papier



## Les Stéri Box

Boîtes de stérilisation performantes et écologiques ! Elles sont équipées d'un filtre Téflon efficace jusqu'à 2000 cycles, d'un double joint silicone d'étanchéité, un porte étiquette et deux supports pour plomb. Aluminium anodisé coloris 1. Pour des cassettes adaptées, nous consulter.



### STERI BOX 18X14

- Réf. 187445 - Formats :  
- Ext. 19 x 15,6 x 5,5 cm - Int. 18 x 13,5 x 3,5 cm
- Réf. 187447 - Réassort Filtre Téflon - l'unité

Etiquette aluminium d'identification, en supplément & sur demande :  
• Réf. 187448

Système de filtration avec double joint d'étanchéité et filtre Téflon.



### STERI BOX 28X18

- Réf. 187440 - Formats :  
- Ext. 30 x 19 x 6 cm - Int. 28 x 18 x 4 cm
- Réf. 187446 - Réassort Filtre Téflon - l'unité



### STERI BOX 32X21

- Réf. 187470 - Formats :  
- Ext. 35 x 21,7 x 8 cm - Int. 32 x 21 x 7 cm
- Réf. 187446 - Réassort Filtre Téflon - l'unité



# Boîtes de Rangement et Stérilisation

# Boîtes de Rangement et Stérilisation

## Boîtes Aluminium



Formats (cm)*	Coloris Gris
17 x 7 x 3	180014-1
18 x 9 x 3	180016-1
18 x 9 x 4	180017-1
21 x 10 x 3	180019-1
21 x 10 x 4	180020-1
21 x 10 x 5	180021-1



Formats (cm)*	Coloris Bleu	Coloris Rouge	Coloris Vert	Coloris Doré
17 x 7 x 3	180014-2	180014-3	180014-4	180014-5
18 x 9 x 3	180016-2	180016-3	180016-4	180016-5
21 x 10 x 3	180019-2	180019-3	180019-4	180019-5
21 x 10 x 5	180021-2	180021-3	180021-4	180021-5



## Boîtes Aluminium Perforées

SPECIAL AUTOCLAVE

Coloris 1 uniquement



Formats (cm)*	Référence
17 x 7 x 3	184014
18 x 9 x 3	184016
21 x 10 x 3	184019
21 x 10 x 5	184021

## Boîtes Aluminium Grands Formats

Aluminium supérieur anodisé épaisseur 15/10.

Coloris 1 uniquement



Formats (cm)*	Référence
25 x 10 x 5	180022-1
25 x 15 x 6	180024-1

## Boîtes Aluminium Petits Formats



Compatibles Blocs Porte Fraises (p.6)

### BOITES 5 X 4 X 3 CM\*

Coloris	Référence
Coloris Gris	180004-1
Coloris Bleu	180004-2
Coloris Rouge	180004-3
Coloris Vert	180004-4
Coloris Doré	180004-5



### BOITES 10 X 3 X 2 CM\*

Coloris	Référence
Coloris Gris	180005-1
Coloris Bleu	180005-2
Coloris Rouge	180005-3
Coloris Vert	180005-4



### BOITES 13 X 5 X 3 CM\*

Coloris	Référence
Coloris Gris	180007-1
Coloris Bleu	180007-2
Coloris Rouge	180007-3
Coloris Vert	180007-4

Compatibles Blocs Porte Fraises (p.6)

## Boîtes Inox

Formats (cm)*	Référence
5 x 4 x 3	182004
13 x 5 x 3	182007

Compatibles Blocs Porte Fraises (p.6)



Formats (cm)*	Référence
17 x 7 x 3	182014
18 x 9 x 3	182016
21 x 10 x 3	182019
21 x 10 x 5	182021



SPECIAL AUTOCLAVE

## Boîtes Inox Perforées



Formats (cm)*	Référence
17 x 7 x 3	185014
18 x 9 x 3	185016
21 x 10 x 3	185019
21 x 10 x 5	185021

\* Les formats mentionnés sont les désignations commerciales. Les dimensions exactes sont disponibles sur demande.

\* Les formats mentionnés sont les désignations commerciales. Les dimensions exactes sont disponibles sur demande.



## ECARTEURS INFÉRIEURS

- Réf. 074000 - la paire (côté droit + côté gauche)

Ces écarteurs sont destinés à l'extraction des dents de sagesse inférieures.

Griffes d'appui. Ils dégagent en position verticale et horizontale la commissure labiale. Ils dégagent le champ opératoire et la main de l'aide. Excellente tenue dans la main du praticien.



## ECARTEURS SUPÉRIEURS

- Réf. 071700 - la paire (côté droit + côté gauche)

Ces écarteurs sont destinés à l'extraction des dents de sagesse supérieures.

Griffes d'appui. Leur originalité réside dans le fait que le lambeau est récliné en le repoussant et non en le tirant. Le praticien travaille à l'intérieur de la concavité de l'instrument, ce qui libère l'accès à la dent de sagesse.



## ECARTEURS UNIVERSELS

- Réf. 071108 - L'unité, largeur 8 mm
- Réf. 071112 - L'unité, largeur 12 mm

Pour dents de sagesse supérieures ou inférieures.

Griffes d'appui - L'écarteur universel permet, les griffes prenant appui sur l'os, de récliner le lambeau en écartant la lèvre. Cet écarteur est utilisable pour l'extraction des dents de sagesse supérieures ou inférieures mais aussi pour toute intervention endo-buccale.



## ECARTEURS TYPE GINESTET

- Réf. 072400 - la paire (côté droit + côté gauche)

Ces écarteurs, lors des interventions sur les dents de sagesse incluses, permettent de maintenir le lambeau en place.



## ECARTEURS TYPE DAUTREY

- Réf. 072200 - L'unité, version courte (H. 6 et 4,5 cm)
- Réf. 072201 - L'unité, version longue (H. 9 et 7,5 cm)

Cet écarteur en forme de gouttière permet de ne pas traumatiser les commissures lors des extractions de dents de sagesse.



## ECARTEURS TYPE FARABEU

- Réf. 072100 - Le lot de 2

Cet écarteur très polyvalent est adapté à tous les types de travaux endo-buccaux.



## CALES OUVRE-BOUCHE

- Réf. 070300 - Le jeu de 2 (1 Petite + 1 Grande dans 1 boîte alu)
- 2 hauteurs : 15 et 25 mm

Acier inoxydable anti-reflets et gouttières silicones. Ces cales ouvre-bouche servent de repose-dents pour les soins prolongés. Les gouttières enduites de silicone évitent tout traumatisme.



## LAMES MALLÉABLES

- Réf. 071000 - Le jeu de 3

Existent en 3 largeurs : 10, 15 et 20 mm

Ces lames malléables peuvent être facilement modelées avec les doigts ou avec une pince chirurgicale, tout en étant suffisamment résistantes pour ne pas se déformer.



## LAMES ABORD LINGUAL ①


- Réf. 070800 - Le lot de 2

Cette lame en forme de baïonnette est conçue pour faciliter un abord lingual pour l'avulsion des dents de sagesse.

## LAMES ABAISSE LANGUE ②

- Réf. 072000 - Le lot de 2

Cette lame permet d'abaisser la langue et de la récliner en la protégeant lors des interventions en bouche.



## ECARTEUR DE COMMISSURES INOX

- Réf. 072600 - Le lot de 2
- Utilisable des 2 côtés.



## ECARTEUR DE SOINS «VISIO-N»

- Réf. 075100 - L'unité

Adapté à tout type d'acte du quotidien, permet un écartement optimal et atraumatique pour le patient, de la joue au maxillaire, des prémolaires jusqu'à la face distale des dernières molaires.

Le manche en forme de poignée permet également un maintien plus ferme et moins fatigant pour l'utilisateur.



## ECARTEUR POLYVALENT

- Réf. 075000 - L'unité

Permet de récliner un lambeau, une commissure.

Adapté à tout type de petite chirurgie endo-buccale.



## ECARTEUR EN "S"

- Réf. 072500 - L'unité

Bords incurvés, atraumatiques pour les commissures.

Deux extrémités (12 mm et 20 mm) permettent de s'adapter à la largeur de l'incision.



## PROTÈGE-LANGUE

- Réf. 190514 - La paire (côté droit + côté gauche)


**Sans miroir.** Protection linguale et jugale.  
Facilitent l'accès à l'arcade dentaire et permettent de travailler avec un contre angle même incliné.



## PROTÈGE-LANGUE MIROIR

- Réf. 190515 - L'unité

**Avec miroir incorporé.** Protection linguale et jugale.  
Facilitent l'accès à l'arcade dentaire et permettent de travailler avec un contre angle même incliné.



## MIROIRS D'EXAMEN

- Réf. 193510 - Le jeu de 6

Manches aluminium anodisé - Miroir Ø 2 cm. Vendus par lot de 6 avec manches coloris assortis : 1 2 3 4 5 6.



## MIROIR DE PARALLÉLISME

- Réf. 190750 - Vendu avec manche

Miroir front de surface avec marquage laser. Les lignes parallèles espacées de 3 mm donnent un repère dans l'espace pour faciliter le contrôle visuel du parallélisme des tailles de piliers. Format du miroir 4,5 x 2,9 cm



## MIROIRS GRANDS FORMATS

- Réf. 190772 - Miroir Ø 4 cm
- Réf. 190773 - Miroir Ø 5 cm

**Spécial photo en bouche et motivation du patient.**  
Vendus avec manches



## SILICONE CODE RING

- Réf. 190202 - La boîte de 50

6 coloris 1 2 3 4 5 7 13 - Codification et organisation des instruments à main en cassette.  
**Stérilisation autoclave 134°C.**



## CUPULES

- Petit Format - Réf. 182041  
Ø 5,3 cm - H. 2,5 cm - contenance 1,8 cl
- Grand Format - Réf. 182042  
Ø 6,1 cm - H. 2,7 cm - contenance 3,4 cl

Acier inoxydable.  
Petits bols pour rinçage, dilution et mélange.



## POTS COTON

- Format Ø 5,5 cm - H. 7,5 cm
- Réf. 190300-1 - Alu coloris 1
- Réf. 190300-2 - Alu coloris 2
- Réf. 190300-4 - Alu, coloris 4
- Réf. 192300 - Inox



## DÉCONTAMINATEUR POLYVALENT

- Réf. 182050 - Format Ø 7,5 cm - H. 3,5 cm
- Acier inoxydable. Composé de 3 éléments : une cuve de base, un panier égouttoir et un couvercle.  
**Permet de limiter la contamination aéroportée.**



## POTS DÉCHETS

- Format Ø 7 cm - H. 8 cm
  - Réf. 190400-1 Alu coloris 1
  - Réf. 190400-2 Alu coloris 2
  - Réf. 190400-4 Alu coloris 4
  - Réf. 192400 - Inox
- Godet intérieur



## PORTE-EMPREINTES OCCLUSO-COMPRESSIFS

- Réf. 190150 - Jeu de 2
- Acier inoxydable - Lame amovible - Pour mordus



## PORTE-EMPREINTES OCCLUSION

- Réf. 190110 - Jeu de 10
- Fils d'acier inox modelables - pour mordus



## GRILLES INOX

- Réf. PM190650
- Pour renfort de résine.\*
- Acier inoxydable. 1 mètre de grille, soit 10 tubes de 10 cm.



## TIGES CYLINDRIQUES STRIEES

- Nickel Chrome 18.10 crantés sur toute la longueur.
- Pour tenons provisoires.\*
- 6 diamètres disponibles : Ø 9/10 à 14/10
- Réf. PM119709 à PM119714 ..... la pochette de 12 (par taille)




## SOUDURE C4

- Réf. 140100
- Haute fluidité, faible température de liaison (550°C), résistance mécanique élevée, de 35 à 45 kg/mm<sup>2</sup>.
- Présentée en filament de 0,35 mm livrée en bobine de 5 mètres, soit environ 5 grammes avec fondant en pâte. Permet de souder sans les recuire 2 fils élastiques même de petit diamètre.

\* Utilisation en bouche à court terme : 30 jours maximum

## CAVALIERS INOX

de 1,75 à 4 mm



- Pour constructions orthodontiques, prothétiques et contention.\*
- Les cavaliers inox sont disponibles en 10 largeurs (mm) : 1,75, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 3,75, 4,00.
- Réf. PM119608 à PM119680 - la pochette de 24 (par taille)
- Réf. PM119699 - le Coffret de Cavaliers Inox complet



## PARALLÉLISEUR BUCCAL

- Réf. 190530
- Indispensable pour le positionnement des cavaliers inox, dans le cadre d'une contention. (voir ci-dessus)



## FILS INOX EXTRA MOU - NICHRO C4

- Ø 3/10 mm ..... Réf. PM119203
- Ø 4/10 mm ..... Réf. PM119204
- Ø 5/10 mm ..... Réf. PM119205
- Ø 2,5/10 mm ..... Réf. PM119325

Bobines de 15 m. Fil réalisé en Nickel Chrome 18.10, particulièrement adapté à la prise de périmètres et constructions orthodontiques.

## FIL INOX EN ROULEAUX ROND ET DEMI ROND



Les Fils Ronds NICHROMINOX existent en différentes duretés et divers diamètres. Ils sont vendus en rouleaux de 10 mètres. Les Fils Mous sont conditionnés en rouleaux de 1 mètre.

- FIL ROND DUR** - Résistance 160-170 kg
  - Ø 4/10 à 9/10 ..... Réf. PM112204 à PM112209
  - Ø 10 à 13/10 + 15/10 ..... Réf. PM112210 à PM112215
- FIL ROND DEMI DUR** - Résistance 140-150 kg
  - Ø 5/10 à 7/10 + 9/10 ..... Réf. PM111205 à PM111209
  - Ø 10/10 à 15/10 ..... Réf. PM111210 à PM111215
- FIL ROND MOU** - Résistance 60-80 kg
  - Ø 3/10 ..... Réf. PM110103
  - Ø 4/10 à 6/10 ..... Réf. PM110104 à PM110106

Composition des fils : alliage NiCr 18.12




Les Fils Demi-Ronds NICHROMINOX existent en différentes duretés et divers diamètres. Ils sont vendus en rouleaux de 10 mètres.

- FIL DEMI ROND DUR** - Résistance 160-170 kg
  - Ø 13/10 à 15/10 ..... Réf. PM117213 à PM117215
- FIL DEMI ROND DEMI DUR** - Résistance 140-150 kg
  - Ø 13/10 à 15/10 ..... Réf. PM116213 à PM116215

Utilisation en bouche à court terme : 30 jours maximum

## MÉTAL EN TIGES


- Nickel Chrome 18.10
- Ø 6/10 à 16/10 + 20/10
- 2 longueurs disponibles : 15 cm et 30 cm



- Réf. PM119400 - Métal en Tige - longueur 15 cm
- Réf. PM119500 - Métal en Tige - longueur 30 cm

## MÉTAL EN TUBES

- Nickel Chrome 18.10
- Calibré pour Métal en Tige de diamètre Ø 9/10 - 11/10 - 13/10 - 15/10
- 2 longueurs disponibles : 15 et 30 cm




- Réf. PM120100 - Métal en Tube - longueur 15 cm
- Réf. PM120200 - Métal en Tube - longueur 30 cm



## BARRE LINGUALE

- Réf. PM119103
- Pour renfort de résine.\*
- Fil de section ovale - Largeur 2,3 mm x épaisseur 1,4 mm.
- Résistance 160 - 170 kg. Livré en lot de 5 pochettes de 1 m.
- \* Utilisation en bouche à court terme : 30 jours maximum



## PLAQUES ACIER INOX

- Plaque au 5 (2,5/10 mm) ..... Réf. PM160105
- Plaque au 10 (5/10 mm) ..... Réf. PM160110
- Plaque au 12 (6/10 mm) ..... Réf. PM160112
- Nickel Chrome 18.10. Format 150 x 85 mm.

# Accessoires de Chirurgie

## LES ARCS DE CONTENTION MAXILLAIRE

Les Arcs de Contention sont modelables.  
Il existe 6 modèles, tous conditionnés par 2 :

### Arcs à Crochets

• Réf. 010100  
Longueur 121 mm



### Arcs à Créneaux

• Réf. 010200  
Longueur 121 mm



### Arcs Dr Duclos

• Réf. 010150  
(1 arc à crochet + 1 arc à créneaux)  
Longueur 121 mm



### Arcs à Créneaux Encochés

(type Dautrey)  
• Réf. 010300  
Longueur 136 mm



### Arcs Longs

(Dr Péri)  
• Réf. 010500  
Longueur 156,5 mm



### Arcs à Crochets Doubles

(Dr Champy)  
• Réf. 010600  
Longueur 121 mm



Utilisation en bouche à court terme : 30 jours maximum



Utilisation en bouche  
à court terme :  
30 jours maximum

## FIL INOX EXTRA MOU EN BOBINES MÉTALLIQUES

Bobine de 5 mètres. 3 diamètres disponibles :

- Ø 3/10 mm - Réf. PM014003
- Ø 4/10 mm - Réf. PM014004
- Ø 5/10 mm - Réf. PM014005



## ELASTIQUES DE BLOCAGE

Boîtes de 100 pièces. 5 tailles disponibles :

- n°0 à n°5 ..... Réf. 090800 à 090805
- Assortis ..... Réf. 090810



## FILS DE LIGATURE APPONTÉS ET DRESSÉS

Pour fixation des Arcs de Contention Maxillaire\*

Tubes de 28 fils. Longueur 135 mm

- 3 diamètres disponibles :
- Ø 3/10 mm - Réf. 012003
- Ø 4/10 mm - Réf. 012004
- Ø 5/10 mm - Réf. 012005

\* Utilisation en bouche  
à court terme : 30 jours  
maximum



## OUVRE-BOUCHE CHIRURGICAL

- Réf. 070000 - Ouvre-bouche standard
- Réf. 070001 - Ouvre-bouche petit modèle

Lame abaisse-langue amovible taille adulte (lame taille enfant en option). Bonne visibilité, dégagement de la muqueuse jugale à l'extérieur et de la langue à l'intérieur.

# Accessoires de Chirurgie



## LES ORO PACKS · Réf. 091500 - Boîte de 80 unités

Compresse destinée aux tamponnements oro-pharyngés lors des interventions sous anesthésie générale dans les domaines de l'O.R.L., la stomatologie, et la chirurgie maxillo-faciale.

L'Oro-Pack complète la protection qu'offre le ballonnet. Placé au carrefour aérodigestif en arrière de la langue, il constitue une première barrière indispensable pour les liquides, sang, eau et muquosités.

La compresse peut être facilement découpée à l'aide de ciseaux.

Stérilisation à l'autoclave à 134°C.



## PINCE À LIGATURES

• Réf. 054000

Longueur 14cm, permet de réaliser tout type de ligatures en bouche.



## CISEAU À FILS DE LIGATURE ·

Réf. 055000

Grâce à la lame crantée, la coupe du fil est très précise.



## CISEAU À DÉLIGATER

• Réf. 055400

Permet de sectionner le fil sur la dent sans desserrer la ligature.

# Réassorts Silicones

## PLUGS POUR FRAISES

• Réf. 190200  
La pochette de 8




Vendus par lots de 8.

Coloris 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

Utilisés sur les supports Plug In, les Porte-Fraises Ultralight (p.2-4-5-6), les Endo Star (p.11) et Kits d'Implantologie (p.22-23).

## PLUGS ENDO

• Réf. 182175  
La pochette de 8



Vendus par lots de 8.

Coloris 2 uniquement.

Utilisés sur les Endo Ultralight (p.10) et les Endo Star (p.11).


## TUBES SILICONES

Pochette de 6, coloris 2 3 4 5


L'encoche centrale se décline en 3 tailles :



• Réf. 500600 - Lot de 6 tubes  
Pour instruments Ø 2 à 3,5 mm



• Réf. 500610 - Lot de 6 tubes  
Pour instruments Ø 3,5 à 5 mm



• Réf. 500620 - Lot de 6 tubes  
Pour instruments Ø 5 à 6,5 mm

Utilisés dans les Kits d'Implantologie (p.22-23), les Supports Polyvalents, Clips Polyvalents et Plug In Mixte (p.6).

## CURSEURS POUR STERIMETRE

• Réf. 182370  
Le lot de 12




Coloris 2 3 4 5

Utilisés sur tous les Supports d'Endo (hors gamme Aluminium) (p.9 à 11)

## INDEX COULEUR

• Réf. 190275  
Le lot de 12



Coloris 2 3 4 5

Utilisés sur les Bur Flash (p.3), Multi Plugs (p.6), Clips Fraises (p.7), Micro Cassettes et Cassettes à Compartiments (p.20).

## POUR ERGO CLIPS / ERGO CASSETTES (page 19) et FLEXI CLIPS (hors catalogue)

Coloris : 1 2 3 4 5 7 8 9 13



Format et Réf. Casette		Composition	Réf. Réassort
18x8 cm	182703/182803	3 ENCOCHES Ø 10 MM	182713
18x11 cm	182700/182753/182800	5 ENCOCHES Ø 8,5 MM	182705
	182801	5 ENCOCHES Ø 11 MM	182724
18x15 cm	182710/182750/182810	10 ENCOCHES Ø 8,5 MM	182715
	182811	8 ENCOCHES Ø 11 MM	182729
23x18 cm	182712/182752	10 ENCOCHES Ø 8,5 MM + PATIN PLAT	182722
	182812	15 ENCOCHES Ø 8,5 MM	182743
28x18 cm	182720/182751/182820	20 ENCOCHES Ø 8,5 CM	182736
	182725	10 ENCOCHES Ø 8,5 MM + VAGUES	182721

## POUR CASSETTES EXTRA PLATES (page 15 et 16) - Coloris : 1 2 3 4 5 7 8 9 13




Format et Réf. Casette		Composition	Réf. Réassort
18x6 cm	182063/183063	5 ENCOCHES Ø 8,5 MM	182073
18x9 cm	182055/183055	7 ENCOCHES Ø 8,5 MM	182089
18x13 cm	182062/183062	10 ENCOCHES Ø 8,5 MM	182072

# Réassorts Silicones


## POUR CASSETTES GALAXY (page 14), CLASSIQUES (page 16) ET ULTRALIGHT (hors catalogue)

Coloris : 2 3 4 5 7 13



Format et Réf. Casette		Composition	Réf. Réassort
18x7 cm	182069	4 ENCOCHES Ø 11 MM	182078
	182039	5 ENCOCHES Ø 8 MM	182052
	182079	2 ENCOCHES PORTE TURBINES	182088
	182044	5 ENCOCHES GALAXY	182045
	183044	10 ENCOCHES «RÉTENTIVES»	183045
18x10 cm	182054	6 ENCOCHES Ø 11 MM	182084
	182025	7 ENCOCHES GALAXY	182026
18x14 cm	182066	8 ENCOCHES Ø 11 MM	182077
	182056/182036	10 ENCOCHES Ø 8 MM	182083
	182046	10 ENCOCHES GALAXY	182047
18x20 cm	183046	20 ENCOCHES «RÉTENTIVES»	183047
	182057	8 ENCOCHES Ø 11 MM + ESPACE LIBRE	182082
28x18 cm	182048	10 ENCOCHES GALAXY + ESPACE LIBRE	182028
	182068	16 ENCOCHES Ø 11 MM	182071
	182058	20 ENCOCHES Ø 8 MM	182081
	182049	20 ENCOCHES GALAXY	182029
	182087	10 ENCOCHES Ø 11 MM + ESPACE LIBRE	182074
	182037	12 ENCOCHES Ø 8 MM + ESPACE LIBRE	182059
	182027	12 ENCOCHES GALAXY + ESPACE LIBRE	182024

## POUR CASSETTES EASY CLIPS (page 18) - Coloris : 1 2 3 4 5 7 8 9 13



Format et Réf. Casette		Composition	Réf. Réassort
18x5 cm	182903	3 ENCOCHES Ø 10 MM	182953
	182904	4 ENCOCHES Ø 9 MM	182954
18x8 cm	182900	5 ENCOCHES Ø 8,5 MM	182955
	182901	5 ENCOCHES Ø 11 MM	182956
18x13 cm	182910	10 ENCOCHES Ø 8,5 MM	182960
	182911	8 ENCOCHES Ø 11 MM	182961
20x18 cm	182912	15 ENCOCHES Ø 8,5 MM	182965
25x18 cm	182920	20 ENCOCHES Ø 8,5 CM	182970

## POUR CASSETTES EASY TRAYS (page 19) - Coloris 1 2 3 4 5 7 8 9 13



Format et Réf. Casette		Composition	Réf. Réassort
18x5 cm	183703	3 ENCOCHES Ø 10 MM	182953
	183704	4 ENCOCHES Ø 9 MM	182954
18x7 cm	183700	5 ENCOCHES Ø 8,5 MM	183701
18x10 cm	183705	5 ENCOCHES Ø 8,5 MM + PATIN PLAT	183706
18x14 cm	183710	10 ENCOCHES Ø 8,5 MM + PATIN PLAT	183711
21x18 cm	183715	15 ENCOCHES Ø 8,5 CM + PATIN PLAT	183716
28x18 cm	183720	20 ENCOCHES Ø 8,5 CM + PATIN PLAT	183721

## POUR CASSETTES EASY TRAYS ORTHO (page 21) - Coloris 1 2 3 4 5 7 8 9 13



Format et Réf. Casette		Composition	Réf. Réassort
18x9 cm	183728	VAGUES	183729
18x14 cm	183730	2 ENCOCHES Ø 8,5 MM + VAGUES	183731
21x18 cm	183732	3 ENCOCHES Ø 8,5 MM + VAGUES	183733
28x18 cm	183734	3 ENCOCHES Ø 8,5 MM + VAGUES	183735

Coordonnées Contact / Distributeur :



PICTOGRAMMES / ICONS :

BAIN A ULTRASONS  
ULTRASONIC BATH



THERMO-LAVEUR  
THERMODISINFECTOR



AUTOCLAVE  
AUTOCLAVE



Validité du 01.01.2024 au 31.12.2024

La créativité de **L'ARTISAN**

La rigueur de **L'INDUSTRIEL**