

# KaVo Dental Excellence

FÉVRIER - JUILLET 2024

Préservez-vous avec KaVo.

**Votre manière de  
travailler ... a des répercussions  
sur votre mode de vie.**



**Séduisant sous tous ses aspects.**

Sécurisez votre bien-être pour vos  
20 prochaines années

**Les Fauteuils dentaires KaVo - l'investissement pour votre santé !**

**KAVO**  
Dental Excellence



**KAVO**

KaVo ESTETICA E30



À PARTIR DE  
**15 065 €**

KaVo Primus 1058 Life



À PARTIR DE  
**17 968 €**

## Séduisant sous tous ses aspects.

Sécurisez votre bien-être pour vos 20 prochaines années

Profitez dès maintenant d'avantages tarifaires attrayants sur votre nouveau Fauteuil Dentaire KaVo.

**Les Fauteuils dentaires KaVo - l'investissement pour votre santé !**

KaVo uniQa



À PARTIR DE  
**26 955 €**

KaVo ESTETICA E70/E80 Vision



À PARTIR DE  
**32 595 €**



## PACK Fauteuil Dentaire + Instrumentation

A l'achat d'un fauteuil dentaire KaVo neuf en combinaison avec l'achat d'au moins trois instruments KaVo MASTERserie ou KaVo EXPERTserie, vous **bénéficiez GRATUITEMENT d'une extension de garantie de 2 ans** sur votre fauteuil dentaire.





KAVO

KAVO

UNIQA

---





## KaVo uniQa, ses points forts :

### Le fauteuil patient : ergonomiquement parfait

1. Design moderne, inspirant, compact pour une ergonomie maximale
2. Position la plus haute à 830 mm et position la plus basse à 350 mm
3. Mouvement de Trendelenburg intégré pour vos patients
4. Lignes épurées grâce aux courbes, accoudoirs sur le côté pour une montée et une descente aisées
5. Charge maximale de 185 kg

### L'élément praticien(ne) : la simplicité du toucher

6. Concept de fonctionnement intuitif grâce à un accès direct et rapide à toutes les fonctions importantes, donc gain de temps et fluidité des processus de traitement
7. Quatre versions de tablettes : tablettes compactes TM et S, variante Cart, convenant également aux gauchers, ou tablette T plus élégante et ergonomique pour les droitiers

### Communication avec le patient : affichage direct

8. KaVo DIAGNOcam Vision Full HD : caméra intra-orale 3 en 1 pour un diagnostic pointu des caries en full HD
9. Écrans haute résolution : KaVo Screen HD en 22 pouces et KaVo Screen One en 19 pouces
10. CONEXIO : interface de données pour accéder aux données patient directement sur l'unité de traitement

11. Communication avec le patient ultra simple et indépendante du réseau grâce à la version autonome KaVo CONNECTbase

### Hygiène : efficace et automatisée

12. Protocoles d'hygiène pratiques : programmes de rinçage intégrés, DEKAmat et OXYmat ainsi que l'unité d'hygiène avec adaptateur intégré et amovible pour instruments et tuyaux d'aspiration, pour un nettoyage et une désinfection automatisés qui font gagner du temps

### Fonctions endodontiques et chirurgicales totalement intégrées

13. Fonctions endodontiques avec trois modes différents pour le contrôle de fichiers et une base de données de fichier évolutive contenant presque 200 fichiers prédéfinis
14. Fonction chirurgicale : moteur chirurgical petit et léger et pompe pour liquide physiologique intégrée

### Accessoires : parfaitement combinés

15. Confort de traitement maximal avec KaVo LUX 540 LED grâce à la lumière naturelle et à un champ lumineux uniforme

Plus d'informations  
sur: [www.kavo.com](http://www.kavo.com)





# KAVO















## KaVo Original Nouvel ensemble de sellerie.

**Prix Spécial**  
**750 €\*  
Nouvel ensemble de sellerie  
E70/ E80 Vision**  
**626 €\*  
Nouvel ensemble de sellerie  
E50 / 1058 Life**

Avec un nouvel ensemble de sellerie KaVo Original, votre fauteuil dentaire KaVo n'a pas seulement l'air neuf, il est neuf et cela ce voit !

### Couleurs de revêtement standards :

 black Nr. 33	 mint Nr. 38	 purple Nr. 52	 ocean blue Nr. 64
 night blue Nr. 39	 greenery Nr. 70	 berry Nr. 60	 anthracite Nr. 46
 smoky blue Nr. 66	 chocolate brown Nr. 62	 orange Nr. 592	 pearl grey Nr. 45

**Tarif:** une qualité améliorée à un prix avantageux

**Nouveau Look :** rajeunissez votre unité de traitement à moindre coût

**Complète :** la nouvelle sellerie inclue la tête, le dossier et l'assise

**Gain de temps:** montage facile grâce à un ajustement parfait

### C'est si facile:

- 1) Contactez votre distributeur agréé et prenez rendez-vous.
- 2) KaVo enverra le nouvel ensemble de sellerie à la date prévue et le technicien de votre distributeur remplacera votre sellerie actuelle.
- 3) Votre fauteuil dentaire KaVo est comme neuf.



KaVo Original nouvelle ensemble de sellerie

**Découvrez maintenant**

[kavo.com/fr-be/accessoires-kavo-dorigine/nouvelle-sellerie-original-kavo](https://kavo.com/fr-be/accessoires-kavo-dorigine/nouvelle-sellerie-original-kavo)

\* Hors frais d'installation et de déplacement.

# KaVoLUX 540 LED

Une lumière parfaite pour les plus hautes exigences



Le scialytique KaVo est intuitif, il peut s'allumer en fonction des positions du fauteuil que vous aurez paramétrées. Vous pouvez également le déclencher sans contact sur simple passage de la main devant le scialytique. Cette fonction lui confère des qualités en termes d'ergonomie et d'asepsie qui deviendront rapidement indispensables. Les poignées amovibles et stérilisables complètent le dispositif d'hygiène que KaVo met à votre disposition.

Le scialytique KaVo est également l'allié de votre pratique de la dentisterie tout au long de la journée. Il vous apporte en effet un confort optimal du fait de ses qualités optiques telles que la focalisation du faisceau lumineux quelle que soit l'orientation du scialytique. L'accent a été mis sur l'homogénéité lumineuse autour du champ opératoire afin de restituer tous les détails nécessaires à l'élaboration du diagnostic.

Vous pourrez compter sur le scialytique KaVo pour être votre partenaire tout au long de la longue vie des équipements KaVo grâce aux composants de premier choix qui le composent.



Mode lumière neutre



Changement du mode d'éclairage sans contact



Mode COMPOsave™

## une visibilité optimale pour un traitement idéal

- Fonction Compo SAVE permettant la manipulation des résines de reconstitution photo initiées.
- Intensité lumineuse réglable de 8000 Lux à 15000 Lux.
- Échelle de température allant de 4000 degrés Kelvin à 6000 degrés Kelvin pour la plus grande fidélité des teintes et des volumes.
- Technologie silent LED permettant aux diodes de réguler leur température dans un silence total.

DISPONIBLE EN  
MONTAGE PLAFOND

**4720 €**

# DENTAL EX CEL LEN CE



## Une équipe à votre service

### Marc Temmerman

Sales Manager et conseiller équipement  
Tel : +32 471 12 69 93  
marc.temmerman@kavo.com

### Belgique et Grand Dûché du Luxembourg

### Marino Sabbadini

Conseiller instrumentation  
Flandre  
Tel : +32 490 42 50 62  
marino.sabbadini@kavo.com

### Raphaël Vaneetveld

Conseiller équipement et instrumentation  
Wallonie, Bruxelles  
et Grand Dûché du Luxembourg  
Tel : +32 495 46 10 17  
raphael.vaneetveld@kavo.com

### Pel Sterk

Responsable service technique  
BeNeLux  
Tel : +31 683 15 06 00  
pel.sterk@kavo.com

Rendez-vous sur  
[www.kavo.com](http://www.kavo.com)

Suivez-nous sur



Pour bénéficier des promotions KaVo, merci de contacter votre dépôt dentaire ou votre conseiller commercial KaVo. Ces offres promotionnelles sont valables uniquement auprès des dépôts dentaires KaVo agréés et participants. Les prix indiqués dans ce flyer sont les prix conseillés par KaVo ; les prix du dépôt dentaire prévalent et sont d'applications. Tous les prix indiqués sont HTVA. Sous réserve de fautes d'impressions. Dans la limite des stocks disponibles.

**KAVO**  
Dental Excellence