




Catalogue des produits


Organisation du cabinet en couleur

Efficacité et gain
de temps


Couleurs Zirc



Blanc




Bleu



Vert



Beige



Gris



Prune



Turquoise




Rouge




Bleu foncé



Cuivré



Néon
Bleu



Néon
Jaune



Néon
Vert



Néon
Orange



Néon
Violet



Néon
Rose



SYSTEME DE CODE COULEUR DE ZIRC 4 - 5

Le système	4
Les qualités et les avantages	5

ORGANISATION & STOCKAGE 6 - 17

Bacs & accessoires	6
Plateaux	9
Châssis	10
Cassettes	11
Conteneur stérile & tapis	12
Bur Guards & Bur Blocks	14
Endo-garde limes	16
Anneaux & rubans de marquage E-Z ID	17

DRAINAGE 18 - 21

Mr. thirsty® one-step	18
Autres systèmes pour drainer	19

MIROIRS BUCCAUX 22 - 25

Miroir buccal Crystal HD®	22
Solution anti-buée mirror magic®	25

ACCESSOIRES POUR LE CABINET 26 - 35

Support E-Z Access Shelf	26
Organiseurs	27
Distributeurs	29
Gobelets & spatules de mélange	30
Accessoires au fauteuil	31
Des choses spéciales pour vos patients	32
Organisateur blocs de fraisage	33
Désinfection	34
Produits d'hygiène	35

LE SYSTEME

Voulez-vous avoir une atmosphère plus organisée, plus efficace et relaxante de travail dans votre cabinet? Alors Zirc vous offre les produits les plus adaptés : bacs, plateaux, cassettes, etc qui vous permettront d'organiser vos matériels de façon intelligente, de nettoyer vos instruments en toute sécurité et de les ranger de manière plus ordonnée et moins encombrante. Le système de codage par couleur vous aidera non seulement à structurer l'exécution de vos tâches, mais aussi et à accroître votre rendement. La plupart des produits Zirc sont offerts en 16 couleurs différentes, vous facilitant ainsi de rendre votre cabinet plus attrayant et d'organiser vos matériels en fonction de praticiens traitants, du type des soins à apporter ou des salles de consultation.

Exemples



Bac à matériaux pour compules

Bac avec couvercle, kit d'accessoires pour compules (minifills)



Bac à matériaux pour Endo

Bac avec couvercle, tapis antidérapant, cloisons, plateau coulissant avec compartimentson






Plateau pour nettoyage professionnel

Plateau B-Lok avec couvercle, cassette E-Z Jett, mini mat



LES CARACTÉRISTIQUES

La plupart des produits Zirc sont non seulement désinfectables mais aussi autoclavables à 136 °C. En plus, beaucoup de produits ont une protection antimicrobienne qui arrête la croissance des bactéries et protège contre les pellicules et la décoloration. Faites juste attention aux signes suivants sur la descriptions des produits :

-  Autoclavable
-  Désinfectable
-  Thermodésinfectable



LES AVANTAGES

Utilisez le système de codage par couleur pour atteindre plus...

D'efficacité – Vous devenez plus efficace dans le stockage, stérilisation, recharge et préparation du matériel. L'identification plus aisée et l'accessibilité plus facile aux matériels et instruments ainsi que leur rangement selon les praticiens traitants, les salles de consultation, vous permettent une réelle économie de temps et d'énergie.

De productivité – Avec un cabinet organisé, vous augmentez la productivité. Vous perdez moins de temps à rechercher les instruments et matériels. En réduisant le stress, vous optimisez l'efficacité de vos processus et consacrez plus de temps à vos patients.

De simplification – Le système peut aisément être applicable et consolidé. Après avoir accordé une couleur à chaque type de traitement, à chaque salle des soins et à chaque praticien traitant, il devient plus facile de regrouper les matériels et de retrouver ce dont on a besoin. Zirc vous offre trois groupes de couleurs - vibrantes, classiques et métalliques - que vous pourrez adapter au style préféré de votre cabinet.

De protection – les produits Zirc vous protègent efficacement contre toute contamination et infection. La qualité des matériaux et leur design rendent leur nettoyage plus efficace et protègent contre des dommages et blessures pendant leur stérilisation et leur transport.

De conformité – Soyez en ordre avec les directives et règles européennes concernant le transport du matériel et instruments entre le cabinet et la salle de stérilisation

De l'impression – donner une meilleure impression à vos patients, car ils apprécient - à un très haut niveau - un environnement thérapeutique hygiénique et bien rangé.

De l'économie – Les produits Zirc sont bon marché. Vous gagnerez plus de temps dans le futur, car moins d'instruments seront perdus ou endommagés et la date de péremption de vos matériels ne sera plus dépassée.













BACS & ACCESSOIRES












Kit d'accessoires pour bac à matériaux et seringues

- Boîte pour petites pièces format long  
- Plateau coulissant avec compartiments  
- Présentoir pour 20 seringues  
- Porte-seringue  

N° art. : 20Z489
Prix : € 75,00






Bac complet avec accessoires

- Bac (autoclavable)  
- Tapis (antidérapant)
- Parois de séparation (à raccourcir et adapter) 
- Boîtes pour petites pièces avec couvercle transparent (petit) 
- Boîtes pour petites pièces avec couvercle transparent (grand) 
- Plateau coulissant avec compartiments (transparent)  
- Couvercle Verrouillable (transparent)  

Dimensions : 31,9 x 28,5 x 10,2cm
N° art. : 20Z455
Couleurs : A-S
Prix : € 95,45



Kit d'accessoires pour bac à matériaux et compules

- 4 boîtes pour petites pièces format long 
- Plateau coulissant avec compartiments  
- Support à compules  
- Tapis

N° art. : 20Z479
Prix : € 72,45




Bac (Tub seul) S ⚠

Dimensions : 31,1 x 27,6 x 7,0cm
 N° art. : 20Z463
 Couleurs : A-S
 Prix : € 25,88



Couvercle S ⚠

Dimensions : 32,4 x 28,5 x 4,0cm
 N° art. : 20Z459
 Prix : € 25,88



Tapis (antidérapant)


Dimensions : 24,4 x 21,8 x 0,5cm
 N° art. : 20Z462
 Prix : € 8,50



Garniture du bac S

- Utilisable dans le bac
- La subdivision en 10 compartiments simplifie l'organisation des matériaux
- Repose sur le bord de la cuvette, d'autres produits peuvent être logés en-dessous

N° art. : 20Z465
 Prix : € 19,25



Cloisons S

Dimensions : 25,4 x 23,0 x 3,2cm
 N° art. : 20Z461
 Prix : € 17,25



Tub-Box S

- Rangement/organisation des petites pièces telles que brochettes, pâtes prophylactiques, canules, crochets, accessoires d'implant, etc.

Dimensions : 9,5 x 9,2 x 4,8 cm
 N° art. : 20Z474
 Couleur : gris
 Prix : € 18,98



Plateaux coulissants S ⚠

- Conçus pour reposer sur le bord du bac, libérant le fond de la cuvette pour le stockage de matériaux.

Plateau coulissant avec compartiments

Dimensions : 24,8 x 13,7 x 2,7cm
 N° art. : 20Z466
 Prix : € 16,68

Plateau coulissant sans compartiments

Dimensions : 24,8 x 13,7 x 2,7cm
 N° art. : 20Z467
 Prix : € 16,68



Boîtes pour petites pièces avec couvercle S

- Utilisation des boîtes pour petites pièces par exemple pour : brosses, pinces, boules d'ouate, pâtes prophylactiques, embouts de seringues, etc.
- Des rubans adhésifs de couleurs peuvent être apposés pour l'identification des contenus particuliers
- Permettent de stocker les petits accessoires individuels et sont également utilisées dans les tiroirs, sur les plateaux, etc.
- Couvercles transparents
- Couleur : gris

Petit

Dimensions : 5,7 x 4,1 x 2,9cm
 N° art. : 20Z471
 Prix : € 10,93

Grand

Dimensions : 8,5 x 5,6 x 3,0cm
 N° art. : 20Z472
 Prix : € 10,93

Long

Dimensions : 21,3 x 5,7 x 2,9cm
 N° art. : 20Z473
 Prix : € 17,83



Présentoir pour 20 seringues



- Facilite la saisie des seringues à composites
- Rabattable pour un stockage peu encombrant dans les bacs ou les tiroirs
- Accueille jusqu'à 20 seringues

N° art. : 20Z487

Prix : € 29,00

Extension de présentoir pour 10 seringues



- Extension pour le présentoir de 20 seringues
- Offre de la place pour 10 seringues supplémentaires

N° art. : 20Z488

Prix : € 12,10



Porte seringue à clipser



- Garantit un accès rapide pendant le traitement
- Rapide et simple à fixer de chaque côté du bac ou d'un plateau à instruments
- Conçu pour 15 seringues et 3 compules d'application

N° art. : 20Z486

Prix : € 12,10



Support à compules à clipser



- Garantit un accès rapide pendant le traitement
- Rapide et simple à fixer de chaque côté du bac ou d'un plateau à instruments
- Conçu pour 8 compules et 4 seringues

N° art. : 20Z476

Prix : € 12,10

PLATEAUX

« B-Lok » – le plateau à instruments


Un plateau pour garder le contrôle! Enfin de l'ordre et de la clarté pendant les soins! Le système « B-Lok » unique garantit un contrôle efficace des infections et le transport en toute sécurité des instruments contaminés entre la salle de soins et la zone d'hygiène. Le couvercle « B-Lok » est verrouillable et conçu pour le plateau à instruments « B-Lok ».

Plateau B-Lok sans compartiments



- Bord plus large pour une préhension sûre
- Pieds antidérapants pour une bonne stabilité
- Surface brillante pour un nettoyage rapide et méticuleux

Dimensions : 34,0x 24,5x 2,2 cm
N° art. : 20Z401
Couleurs : A-S
Prix : € 17,25



Plateau B-Lok avec compartiments



- Accueille jusqu'à 12 instruments à mains
- Pieds antidérapants pour une bonne stabilité
- Surface brillante pour un nettoyage rapide et méticuleux
- Porte-foret pour 9 instruments FG et à contre-angle
- Support pour canules ou pompe à salive

Dimensions : 34,0x 24,5x 2,2 cm
N° art. : 20Z451
Couleurs : A-S
Prix : € 19,55



Mini-plateau



- Surface brillante pour un nettoyage rapide et méticuleux
- Pieds antidérapants pour une bonne stabilité
- Bord plus large pour une préhension sûre
- Les mini-plateaux sont parfaits pour les instruments d'examen et les kits de prophylaxie

Dimensions : 23,6x 16,1x 2,3 cm
N° art. : 20Z101
Couleurs : A-S
Prix : € 15,53



Couvercle de plateau B-Lok

- Compatible avec les plateaux B-Lok avec et sans compartiments
- Transparent – *ne pas stériliser*

Verrouillable



- Mécanisme latéral de fermeture pour un verrouillage sûr du couvercle

(standard)

Dimensions : 35,5x 25,2x 2,8 cm
N° art. : 20Z445
Prix : € 22,43

(haut)

Dimensions : 35,5x 25,2x 3,4 cm
N° art. : 20Z446
Prix : € 23,58



Non verrouillable



(standard)

Dimensions : 35,6 x 25,2 x 2,3 cm
N° art. : 20Z441
Prix : € 21,85

Insti-Grip (2 pièces)

- Compatible uniquement avec les plateaux à instruments avec compartiments
- Garantit un stockage silencieux et doux des instruments

Dimensions : 16,8x 0,6x 1,0 cm
N° art. : 20Z4541
Prix : € 3,45



Couvercle de mini-plateau



- Meilleure contrôle des infections grâce au transport en toute sécurité au sein du cabinet des instruments contaminés sur le plateau fermé hermétiquement.

Couvercle de mini-plateau (verrouillable)

- Mécanisme latéral de fermeture pour un verrouillage sûr du couvercle

• Transparent – *ne pas stériliser*
Dimensions : 24,4x 16,8x 2,3 cm
N° art. : 20Z103
Prix : € 20,13

CHÂSSIS

Les avantages des châssis :

Les plateaux et bacs rangés sur les châssis sont faciles et rapides à retirer. Fini le déplacement laborieux et long des systèmes de rangements empilés.

Peu encombrants et facilement accessibles, les plateaux et bacs peuvent être classés sur le châssis. Par ailleurs, le transport de plusieurs plateaux et/ou bacs est ainsi rendu possible.

Châssis réglable avec 8 positions S

- Accueille par exemple 4 cuvettes avec couvercles ou 8 plateaux avec couvercles

N° art. : 21Z410
Prix : € 170,50

Châssis réglable avec 6 positions S


- Accueille par exemple 6 plateaux ou 3 bacs avec couvercles

N° art. : 21Z105
Prix : € 162,80

Châssis Mini-plateau S

- Accueille 6 mini-plateaux avec couvercles
- Convient aux plateaux de taille F

N° art. : 21Z101
Prix : € 138,00



NOUVEAU!
Châssis pour 6 mini-plateaux



Les avantages :

- Montage simple sans outil supplémentaire
- Charge possible des deux côtés
- Permet le rangement de la plupart des plateaux standard
- Construction métallique robuste
- Pieds antidérapants



CASSETTES

Cassette E-Z Jett

- Efficacité accrue – gain de temps lors du nettoyage et du classement des instruments
- Sécurité accrue – réduction du risque de blessure et d'infection
- Longue durée de vie des instruments – stockage sûr et sans contact
- Clarté totale – ordre de rangement des embouts d'instruments
- Couverture rabattable facile à ouvrir
- Pieds antidérapants pour une bonne stabilité



Petite cassette E-Z Jett


- Accueille jusqu'à 5 instruments

Dimensions : 20,1 x 7,8 x 3,0cm

N° art. : 50Z925

Couleurs : A-S

Prix : € 39,10



Cassette E-Z Jett intermédiaire


- Accueille jusqu'à 8 instruments

Dimensions : 20,1 x 11,3 x 3,0cm

N° art. : 50Z927

Couleurs : A-S

Prix : € 50,60



Cassette E-Z Jett intermédiaire – Slim Design




- Accueille jusqu'à 8 instruments

Dimensions : 17,9 x 10,3 x 3,0cm

N° art. : 50Z911

Couleurs : A-S

Prix : € 44,85



Grande cassette E-Z Jett

- Accueille jusqu'à 10 instruments
- Compartiment additionnel verrouillable pour les petites pièces

Dimensions : 20,1 x 17,7 x 3,0cm

N° art. : 50Z930

Couleurs : A-S

Prix : € 56,35

Cassette compacte

- Permet la stérilisation sûre et non agressive du nombre maximal possible d'instruments par cycle
- Adaptée aux appareils à ultrasons standard et aux autoclaves (une chambre de 20,3 cm peut accueillir jusqu'à 12 cassettes; Statim 2000 accepte jusqu'à 4 cassettes)
- Boucle de verrouillage qui sécurise les instruments (2 unités fournies cassette)
- Protège les instruments des dommages extensifs
- Cassette pouvant accueillir les instruments pendant les soins
- Pieds antidérapants pour une bonne stabilité

Dimensions : 18,1 x 9,8 x 1,6 cm

N° art. : 50Z915

Couleurs : A-S

Prix : € 40,25

Boucle de verrouillage (2 pièces)

N° art. : 50Z9171

Couleur : gris

Prix : € 7,48



CONTENEUR STÉRILE & TAPIS

Performance Tool Organizer

- Organise vos instruments spéciaux, par ex. des pinces, instruments chirurgicaux, pinces ou des ciseaux, pendant le traitement ou le nettoyage/stérilisation
- Permet un stockage stable et un transport sans risques
- Des pieds intérieurs insérables individuels permettent l'assemblage individuel
- Offre stabilité optimal grâce aux fond antidérapant et couvercle latéral compact et pliable

Dimensions : 20,8 x 10,6 x 4,0 cm

N° art. : 50Z940

Couleurs : A-S

Prix : € 72,45

Performance Tool Organizer pieds de remplacement (couple)

N° art. : 50Z944

Prix : € 9,20



Pieds intérieurs en caoutchouc souple pour fixer vos instruments






Conteneur stérile

Conteneur durable pour la stérilisation et le stockage des instruments

- Pour l'entreposage couleurcodé des instruments qui sont reconditionné et prêt pour être placé sur des plateaux au dans des bacs
- Exemple : Statim 2000 pour 7 conteneurs compacts stériles



Conteneur standard stérile

Dimensions : 20,6 x 5,1 x 5,4cm
 N° art. : 50Z900
 Couleurs : A-S
 Prix : € 14,95



Tapis à instruments


- Caoutchouc mou antidérapant
- Partie avant conçue pour 10 instruments à main, partie arrière pour 4 instruments chirurgicaux
- Design mince facilitant la saisie des instruments
- Organise les instruments en fonction des soins envisagés
- À découper pour s'adapter aux mini-plateaux

Dimensions : 17,2 x 5,1 x 1,0cm
 N° art. : 20Z464
 Couleurs : A-S
 Prix : € 18,15



Conteneur compact stérile

Dimensions : 18,1 x 3,8 x 3,8 cm
 N° art. : 50Z905
 Couleurs : A-S
 Prix : € 14,95



Mini-tapis

- Accueille jusqu'à 8 instruments
- Base antidérapante pour une meilleure stabilité
- Organisation des instruments pendant les soins et la stérilisation, idéal pour le rangement en toute sécurité des instruments dans l'autoclave

Dimensions : 9,8 x 8,9 x 1,3cm
 N° art. : 20Z480
 Couleurs : A-S
 Prix : € 17,25

Boucle de verrouillage (2 pièces)


N° art. : 50Z9171
 Couleur : gris
 Prix : € 7,48



BUR GUARDS & BUR BLOCKS

Bur Guard stérile

- Stabilise les instruments pendant le nettoyage aux ultrasons et la stérilisation
- Pour tous les instruments FG et à contre-angle
- Hauteur réglable pour forets de différentes longueurs (exception : 50Z408I)
- Stabilise les forets et garantit ainsi un nettoyage maximal
- Les orifices d'écoulement préviennent la formation de corrosion sur les forets



Bur Guard Adapter

- Permet de saisir les forets longs et courts
- L'adaptateur sécurise 2 forets
- Un adaptateur est fourni à la livraison



Bur Guard 12 trous

Dimensions : 7,3 x 1,0 x 3,9 cm
 N° art. : 50Z406
 Couleurs : A-S
 Prix : € 19,55




Bur Guard 12 trous « Chirurgie »

Dimensions : 7,3 x 1,0 x 4,2 cm
 N° art. : 50Z408I
 Couleur : gris
 Prix : € 20,13




Bur Guard 22 trous

Dimensions : 12,4 x 1,1 x 3,9 cm
 N° art. : 50Z410
 Couleurs : A-S
 Prix : € 20,70



Bur Guard Adapter (5 pièces)

N° art. : 50Z412
 Prix : € 6,25



Bur Guard Adapter « Chirurgie » (5 pièces)

N° art. : 50Z409
 Prix : € 6,25



Bur Block magnétique et couvercle

- Le fond magnétique stabilise les forets / pieds antidérapants pour une bonne stabilité
- Les orifices d'écoulement préviennent la formation de corrosion sur les forets
- Pour tous les instruments FG et à contre-angle
- Couvercle pour rangement à l'abri de la poussière des fraises : hauteur 2,5 cm pour instruments FG et à contre-angle, hauteur 5,1 cm pour les forets chirurgicaux et de laboratoire



Bur Block 8 trous

Dimensions : 3,8 x 3,8 x 1,3 cm
 N° art. : 50Z400
 Couleurs : A-S
 Prix : € 18,98



Bur Block 14 trous

Dimensions : 7,5 x 3,8 x 1,3 cm
 N° art. : 50Z403
 Couleurs : A-S
 Prix : € 19,55



Zone spécial pour les fraises utilisés

Couvercle Bur Block

- Protège contre la pollution pendant le stockage et la contamination pendant le transport
- Transparent – ne pas stériliser



Couvercle Bur Block pour 8 trous

Dimensions : 4,1 x 4,1 x 2,7 cm
 N° art. : 50Z401
 Prix : € 9,78



Couvercle Bur Block pour 14 trous (standard)

Dimensions : 7,9 x 4,1 x 2,7 cm
 N° art. : 50Z404
 Prix : € 9,78



Couvercle Bur Block pour 14 trous (haut)

Dimensions : 7,9 x 4,1 x 5,7 cm
 N° art. : 50Z405
 Prix : € 9,78

ENDO-GARDE LIMES

Endo Guard stérile

La solution parfaite pour l'organisation et le contrôle de la fréquence d'utilisation de vos instruments d'endodontie! Les Endo Guard stériles accueillent la série d'instruments qu'il vous faut pour un traitement défini. Fini les boîtes encombrantes sans clarté avec un contrôle insuffisant de la stérilité! Un système efficace pour l'organisation, le stockage et le retraitement de tous les instruments d'endodontie.


Le fermoir est au choix pivotant et verrouillable sur 360°. De grands espaces intermédiaires garantissent une bonne visibilité de chaque instrument ainsi que le nettoyage et la désinfection en profondeur.



Endo Guard stérile mécanique

- Jusqu'à 11 instruments mécaniques et 5 instruments à main

Dimensions : 13,7 x 1,0 x 5,6 cm
N° art. : 50Z452
Couleurs : A-S
Prix : € 40,83



Endo Guard stérile manuel

- Jusqu'à 16 instruments à main
- Dimensions : 13,7 x 1,0 x 5,6 cm
N° art. : 50Z450
Couleurs : A-S
Prix : € 40,83

Cubes à usage unique en mousse (48 pièces)

N° art. : 50Z451
Prix : € 40,83

Cubes à usage unique en mousse (144 pièces)

N° art. : 50Z451V
Prix : € 80,50

Endo Assist

- Contient une jauge de mesure pour vérifier la longueur et le positionnement des butées endo-stop
- Avec petits et grands anneaux pour la majorité des tailles de doigts
- Base plane pour un maintien sécurisé de l'Endo Assist Pour gauchers et droitiers
- Avec 12 cubes à usage unique en mousse pour le stockage et le nettoyage provisoires des instruments
- Adaptable latéralement à l'Endo Guard stérile

Dimensions : 3,8 x 4,5 x 4,1 cm
N° art. : 50Z460
Couleurs : A-S
Prix : € 36,23



Cubes à usage unique en mousse (48 pièces)

N° art. : 50Z451
Prix : € 40,83

Cubes à usage unique en mousse (144 pièces)

N° art. : 50Z451V
Prix : € 80,50

Assist Stand

- Support de nettoyage pour déposer et nettoyer les instruments d'endodontie pendant les soins
- Compatible avec toutes les cuvettes à matériaux Zirc
- Garniture en mousse pour stabiliser les instruments dans la solution de nettoyage
- Nettoyage simple grâce aux bords arrondis

Dimensions : 4,8 x 4,8 x 3,2 cm
Couleur : noir
N° art. : 50Z462
Prix : € 20,70



Garniture à usage unique en mousse Assist Stand (48 pièces)

N° art. : 50Z466
Prix : € 39,68


Garniture à usage unique en mousse Assist Stand (144 pièces)

N° art. : 50Z466V
Prix : € 80,50

ANNEAUX & RUBANS DE MARQUAGE E-Z ID

Anneaux E-Z ID

- Conditionnés en distributeur pratique – pas de recherche laborieuse des anneaux individuels. Prélever un anneau E-Z ID du distributeur et le glisser simplement sur l'instrument
- Présentoir pour maintenir et ordonner les distributeurs
- Existents en petit, grand et extra-grand format et adaptés à tous les manches
- Anneaux stérilisables



Anneaux

Contenu : 25 pièces
Couleurs : A-S

S N° art. : 70Z100
Prix : € 9,20

L N° art. : 70Z200
Prix : € 9,49

XL N° art. : 70Z000
Prix : € 9,78

Assortiment « classic »

Contenu : 8 distributeurs
de 25 anneaux
Couleurs : 2xA, 2xB, 2xD,
1xG, 1xI

S N° art. : 70Z105
Prix : € 59,80

L N° art. : 70Z205
Prix : € 60,95

XL N° art. : 70Z005
Prix : € 62,10

Assortiment « jewel »

Contenu : 8 distributeurs
de 25 anneaux
Couleurs : 1xI, 1xJ, 2xE,
1xM, 2xT, 1xU

S N° art. : 70Z115
Prix : € 59,80

L N° art. : 70Z215
Prix : € 60,95

XL N° art. : 70Z015
Prix : € 62,10

Assortiment « vibrant »

Contenu : 8 distributeurs
de 25 anneaux
Couleurs : 1xN, 1xO, 1xP,
1xQ, 2xR, 2xS

S N° art. : 70Z110
Prix : € 59,80

L N° art. : 70Z210
Prix : € 60,95

XL N° art. : 70Z010
Prix : € 62,10

E-Z ID Rubans

- Dérouleur (dimensions : 5,7 x 1,0 x 4,1 cm) avec système de coupe pratique
- Le distributeur empêche la torsion de la rubans
- Présentoir pour maintenir et ordonner les distributeurs
- Les rubans sont autoclavables



Rubans de repérage EZ-ID

Longueur : 3,0m
Distributeur : 5,7 x 1,0 x 4,1 cm
Couleurs : A-S
N° art. : 70Z300
Prix : € 13,20

Assortiment « classic »

Contenu : 8 rouleaux de 91 cm
Couleurs : 2xA, 2xB, 2xD,
1xG, 1xI
N° art. : 70Z305
Prix : € 53,90

Assortiment « jewel »

Contenu : 8 rouleaux de 91 cm
Couleurs : 1xI, 1xJ, 2xE,
1xM, 2xT, 1xU
N° art. : 70Z315
Prix : € 53,90

Assortiment « vibrant »

Contenu : 8 rouleaux de 91 cm
Couleurs : 1xN, 1xO, 1xP,
1xQ, 2xR, 2xS
N° art. : 70Z310
Prix : € 53,90

MR. THIRSTY ONE-STEP



mr. thirsty[®]
one - step

Votre troisième main – solution efficace pour un espace de travail sec et dégagé

- Rétraction optimale de la langue et des joues
- Aspiration efficace des liquides
- Brancher simplement à l'aspiration et placer dans la bouche du patient (Adaptateur inclus)
- Confortable pour le patient
- Produit à usage unique



Recharge Mr. Thirsty (25 pièces)

Petit format (néon violet)

N° art. : 50Z986SM16

Grand format (néon bleu)

N° art. : 50Z986LG16

Prix : € 77,00/pack



Recharge Mr. Thirsty (100 pièces)

Petit format (néon violet)

N° art. : 50Z986SM-B16

Grand format (néon bleu)

N° art. : 50Z986LG-B16

Prix : € 247,50/pack



Adaptateur Mr. Thirsty

Dimensions : Ø 16 mm

N° art. : 50Z994

Prix : € 7,50





AUTRES SYSTEMES POUR DRAINER

SE Cushion

Embouts mousse pour canule à salive
pour patient sensible

- Embouts mousse pour canule à salive pour patient sensible
- Évite les irritations lors de longues séances de travail
- Particulièrement indiquée lors de l'utilisation de la digue
- Usage unique
- Réduit les bruits d'aspiration typiques



SE Cushion (100 pièces)

N° art. : 50Z970
Prix : € 26,40



Lingua-Fix®

Aspiration et écarteur de langue en
un seul élément

- Assure un champ de travail sec
- Éloigne efficacement la langue et empêche ainsi toute blessure
- Facile à brancher à aspiration salivaire et à placer en bouche
- Pas de petits bords et arête vifs
- Grande surface d'aspiration qui prévient le blocage de l'extracteur de salive et filtre les particules fines
- Produit à usage unique



Lingua-Fix

10 pièces
N° art. : 50Z953S
Prix : € 16,00

50 pièces
N° art. : 50Z953
Prix : € 58,65



Pink Petal

Aspiration sans stress!

- Une aide fiable pour positionner et fixer le l'aspirateur de salive
- Juste poussez le Pink Petal sur votre aspirateur de salive et mettez sur la joue dans la zone arrière de la bouche
- Très efficace et confortable pour les patients
- L'assistant peut faire des choses plus important
- Usage unique




Pink Petal (50 pièces)

N° art. : 50Z975
Prix : € 29,70

Airway Armor

La protection, qui crée la confiance

- Empêche l'aspiration de petites particules ou d'instruments
- Mise en place facile dans la bouche du patient
- Détend le praticien, calme le patient
- Usage unique



Kit d'essai (15 pièces)

- Comprend 5 pièces de chaque taille

N° art. : 50Z960TRI
Prix : € 22,00

Recharge (25 pièces)

Prix : € 27,50 / pack

Small

N° art. : 50Z960SM


Medium

N° art. : 50Z960MD

Large

N° art. : 50Z960LG





Insti-Dam®

- Digue a usage unique prête-à-l'emploi avec cadre souple
- Ouverture précise prédécoupée et indéchirable
- D'autres ouvertures peuvent être pratiquées à tout moment
- Le cadre se positionne fermement et à bonne distance de l'ouverture de la bouche
- Confortable pour le patient
- Une radio est possible à tout moment en repliant le cadre sans le retirer



Insti-Dam, sans latex (20 pièces)

Dimensions : Ø 10,8 cm
Couleur : bleu
N° art. : 50Z459
Prix : € 72,60



Distributeur Insti-Dam S

- Distributeur pratique pour la table de soins et le montage mural
- Pour 35 digues Insti-Dam
- Base antidérapante pour une stabilité optimale
- Compatible avec Insti-Dam™ dent antérieure

Dimensions : 12,4 x 12,4 x 15,6 cm
Couleurs : blanc
N° art. : 50Z471A
Prix : € 24,15

Insti-Dam Relaxed-fit®

Idéal pour l'isolation des dents postérieures difficiles d'accès

- Cadre rabattable qui facilite les radios sans retrait de la digue
- D'autres ouvertures peuvent être pratiquées à tout moment pendant les soins de plusieurs dents
- Le diamètre de 11,1 cm garantit un positionnement sûr et à bonne distance de l'ouverture de la bouche
- Confortable pour le patient
- Produit à usage unique




Insti-Dam Relaxed-fit, sans latex (20 pièces)

Dimensions : Ø 11,1 cm
Couleur : violet
N° art. : 50Z457
Prix : € 83,60




CRYSTAL HD MIROIRS BUCCAUX



Clarté = efficacité = CRYSTALHD®

Le miroir buccal avec une réflexion de la lumière supérieure de 40 % !

Crystal HD vous permet enfin une vision optimale pendant traitement, surtout dans la région postérieure. L'image est sans ombre, exceptionnellement lumineux, détaillé et avec des couleurs vraies. Tout cela conduit à une fatigue oculaire considérablement réduite. Tous les miroirs buccales Crystal HD sont autoclavables. Préviennent la formation de plaque grâce à la transition lisse de la monture.



**40%
PLUS CLAIRE**
que miroirs en
rhodium



Rhodium VS Crystal HD®

Précision de réflexion

Rhodium = 75%

Crystal HD® = 99%

Crystal HD Miroirs buccaux



TOUS LES
MIROIRS ZIRC
SONT AUTOCLA-
VABLES



Thin Grip



Assortiment « vibrant » (12 pièces)

#4 (Ø22 mm) N° art. : 50Z353-NEON
#5 (Ø24 mm) N° art. : 50Z354-NEON
Couleurs : N, O, P, Q, R, S (2 de chaque)
Prix : € 92,40 / pack

Assortiment « jewel » (12 pièces)

#4 (Ø22 mm) N° art. : 50Z353-JWL
#5 (Ø24 mm) N° art. : 50Z354-JWL
Couleurs : I, E, J, M, T, U (2 de chaque)
Prix : € 92,40 / pack



Soft Grip




Assortiment « vibrant » (12 pièces)

#4 (Ø22 mm) N° art. : 50Z363-NEON
#5 (Ø24 mm) N° art. : 50Z364-NEON
Couleurs : N, O, P, Q, R, S (2 de chaque)
Prix : € 92,40 / pack

Assortiment « jewel » (12 pièces)

#4 (Ø22 mm) N° art. : 50Z363-JWL
#5 (Ø24 mm) N° art. : 50Z364-JWL
Couleurs : I, E, J, M, T, U (2 de chaque)
Prix : € 92,40 / pack



Soft Grip



Gris / Noir (4 pièces)

#4 (Ø22 mm) N° art. : 50Z361
#5 (Ø24 mm) N° art. : 50Z362
Couleurs : Gris / Noir
Prix : € 35,65 / pack

Gris / Noir (12 pièces)

#4 (Ø22 mm) N° art. : 50Z363
#5 (Ø24 mm) N° art. : 50Z364
Couleurs : Gris / Noir
Prix : € 92,40 / pack

Têtes pour miroirs bucaux Crystal HD



**DIVERS
VARIANTES ET
COULEURS DIS-
PONIBLES**



Têtes en plastique pour miroirs bucaux



Pack unicolore (12 pièces)

#4 (Ø22 mm) N° art. : 50Z392
#5 (Ø24 mm) N° art. : 50Z393
Couleurs : A-S et K = noir
Prix : € 92,40/pack

Assortiment « classic » (12 pièces)

#4 (Ø22 mm) N° art. : 50Z392-PSTL
#5 (Ø24 mm) N° art. : 50Z393-PSTL
Couleurs : A, B, D, G, I, K (2 de chaque)
Prix : € 92,40/pack

Assortiment « jewel » (12 pièces)

#4 (Ø22 mm) N° art. : 50Z392-JWL
#5 (Ø24 mm) N° art. : 50Z393-JWL
Couleurs : I, E, J, M, T, U (2 de chaque)
Prix : € 92,40/pack

Assortiment « vibrant » (12 pièces)

#4 (Ø22 mm) N° art. : 50Z392-NEON
#5 (Ø24 mm) N° art. : 50Z393-NEON
Couleurs : N, O, P, Q, R, S (2 de chaque)
Prix : € 92,40/pack



Têtes de miroir buccal double-face - Simple Stem



Assortiment « vibrant » (4 pièces)

Dimensions : #4 (Ø22 mm)
N° art. : 50Z394-NEON
Couleurs : N, O, R, S (1 unité de chaque)
Prix : € 49,50



Pack unicolore (4 pièces)

Dimensions : #4 (Ø22 mm)
N° art. : 50Z394
Couleur : gris
Prix : € 49,50



Têtes pour miroirs bucaux en acier inoxydable - Simple Stem



(1 pièce)

#0 (Ø14 mm) N° art. : 50R388
Prix : € 15,40/unité



(12 pièces)

#3 (Ø20 mm) N° art. : 50R389
#4 (Ø22 mm) N° art. : 50R390
#5 (Ø24 mm) N° art. : 50R391
Prix : € 92,40/pack

Quelle taille de miroir est votre?

- #0 Ø14mm
- #3 Ø20mm
- #4 Ø22mm
- #5 Ø24mm



Manches



Manche Ergo Grip (1 pièce)

N° art. : 50Z347
Couleurs : B-S et K = noir
Prix : € 20,55



sans mirror magic®



avec mirror magic®



MIRROR MAGIC®

Mirror Magic est la solution simple pour une vision claire dans la cavité buccale. La solution antibuée empêche la formation de buée sur la surface du miroir en garde la miroir propre. Cela signifie un travail plus confortable et une meilleure reconnaissance des détails importants. Grâce au tampon a usage unique et convivial pour le gant, le miroir est rapidement débarrassé des contaminants inquiétant pendant le traitement. Il suffit de frotter le miroir sur le tampon une fois – c'est fait!



Kit d'essai Mirror Magic

- 2 flacons de solution anti-buée (6 ml chacun)
- 24 tampons de nettoyage a usage unique auto-adhésifs

N° art. : 50R200X
Prix : € 29,00



Anti-Fog Solution

- 10 flacons de solution anti-buée (6 ml chacun)

N° art. : 50R205
Prix : € 87,40



Swipe Pads

- 96 compresses de nettoyage a usage unique

N° art. : 50R210
Prix : € 29,00



Organizer S

- Boîte de rangement pouvant accueillir jusqu'à 96 compresses de nettoyage a usage unique ainsi qu'un flacon de solution anti-buée (6 ml)

N° art. : 50R201
Prix : € 18,98

Clarity Collection

- 10 flacons de solution anti-buée (6 ml chacun)
- 96 compresses de nettoyage a usage unique (auto-adhésives)
- 1 organisateur Mirror Magic
- 1 miroir buccal Crystal HD

N° art. : 50R220
Prix : € 115,50



SUPPORT E-Z ACCESS SHELF

Accessoires utiles pour plus de place et de clarté au fauteuil. Votre troisième main pour les soins!

E-Z Access Shelf S

- Console supplémentaire et accès simple à tous les matériaux nécessaires
- Montage aisé sans outil supplémentaire sur le pilier standard (diamètre 4,5 – 7,0cm)
- Réglable dans toutes les positions et pivotant sur 360°
- Bord relevé qui prévient la chute des petites pièces
- Facile à désinfecter grâce à la résistance aux dépôts de la surface
- Capacité de charge: jusqu'à 11,5kg
- Standard Access Shelf pour piliers de Ø 4,5 à 5,7cm.
Adaptateur pour diamètre maximal de 7,0cm

Dimensions : 41,9 x 25,4 x 5,7cm

N° art. : 20Z420

Couleurs : A, G, I

Prix : € 135,00



Adaptateur et vis S

Adaptateur E-Z Access Shelf pour piliers de faible épaisseur

- Conçu pour les piliers de faible épaisseur (Ø 3,5– 4,5cm)

Dimensions : 5,1 x 4,8 x 1,9cm

N° art. : 20Z422

Couleurs : A, G, I

Prix : € 8,05



Fixation murale S

- Pour le montage des E-Z Access Shelf aux murs ou à des armoires
- Angle de montage de 90° pour une rotation de 180°

Dimensions : 16,5 x 14,6 x 12,4cm

N° art. : 20Z426

Couleurs : A, G, I

Prix : € 35,00



Montage sur table E-Z Access S

- Uniquement adapté aux surfaces horizontales et planes

Dimensions : 9,5 x 9,5 x 7,3cm

N° art. : 20Z424

Couleurs : A, G, I

Prix : € 19,00



Vis pour piliers d'épaisseur supérieure

- Conçu pour les piliers de Ø 5,7 cm à 6,0cm

Longueur : 9,0cm

N° art. : 20Z437

Couleurs : A, G, I

Prix : € 13,80

Vis pour piliers d'épaisseur supérieure

- Conçu pour les piliers de Ø 6,1 cm à 7,0cm

Longueur : 11,4cm

N° art. : 20Z438

Couleurs : A, G, I

Prix : € 13,80



Bras suspendu S

- Permet de placer le châssis directement au-dessus du patient avec la même capacité de charge
- Montage au choix mural ou sur table ainsi que directement au pilier

Dimensions : 25,4 x 10,2 x 11,4cm

N° art. : 20Z428

Couleurs : A, G, I

Prix : € 35,00



Porte-gobelet à clipser S

- Compatible avec tous les gobelets standard
- Clipser – terminé!

Dimensions : 7,9 x 6,4 x 2,5cm

N° art. : 20Z4361

Prix : € 13,80



ORGANISEURS

Vue d'ensemble et ordre dans tous les tiroirs!

Les organisateurs de tiroirs aident à garder les matériaux et les accessoires bien organisés. L'organisateur peut être divisé en sept compartiments pour trier les produits. Disponible en six couleurs vives. Des subdivisions supplémentaires sont disponibles. Parfait pour stocker des produits à usage unique tels que des rouleaux de coton ou pour d'autres consommables spécifiques au traitement tels que les ampoules d'injection.

Drawer Organizer S

- Chaque organisateur de tiroir est livré avec 1 grand, 2 moyens et 4 petits séparateurs
- Des partitions supplémentaires sont disponibles

Dimensions : 29,2 x 16,8 x 5,1 cm

N° art. : 20Z210

Couleurs : A, G, I, N, P, R, S

Prix : € 42,00

Partitions pour Drawer Organizer S

Taille de partition S (2 pièces)

Dimensions : 8,1 x 1,6 x 5,0 cm

N° art. : 20Z207

Couleurs : A, G, I, N, P, R, S

Prix : € 11,00

Taille de la partition M (1 pièce)

Dimensions : 16,4 x 1,6 x 5,0 cm

N° art. : 20Z208

Couleurs : A, G, I, N, P, R, S

Prix : € 11,00

NOUVEAU!

Organisateurs
de tiroirs
modulaires



Cabinet Trays S ⌘

- Pour l'organisation des instruments et matériels dans les tiroirs et armoires

Plateau pour instruments à main

Dimensions : 20,0 x 9,5 x 2,4 cm

N° art. : 20Z201

Couleurs : A, B

Prix : € 10,45



Plateau pour instruments à main (section profonde – exemple: miroirs, etc.)

Dimensions : 20,0 x 9,5 x 2,5 cm

N° art. : 20Z202

Couleurs : A, B

Prix : € 10,45



Plateau avec 3 compartiments (exemple: pour crochets, matrices, tampons, etc.)

Dimensions : 20,0 x 9,5 x 1,9 cm

N° art. : 20Z203

Couleurs : A, B

Prix : € 10,45




Plateau avec 3 compartiments longs (exemple: pour bandes abrasives, pincettes, etc.)

Dimensions : 20,0 x 9,5 x 1,9 cm

N° art. : 20Z204

Couleurs : A, B

Prix : € 10,45



Plateau sans compartiment (exemple: pour pincettes, ciseaux, etc.)

Dimensions : 20,0 x 9,5 x 1,9 cm

N° art. : 20Z205

Couleurs : A, B

Prix : € 10,45



Plateau avec 6 petits compartiments (exemple: pour petites pièces)

Dimensions : 20,0 x 9,5 x 1,9 cm

N° art. : 20Z206

Couleurs : A, B

Prix : € 10,45



Organiseurs de restauration S

- La forme de l'organiseur imite l'arcade dentaire et indique la position des facettes, des inlays, des onlays, etc. dans la bouche.
- Avec 25 bols à usage unique pratiques pour adhésif et ciment
- Compartiment additionnel pour les brosses et autres accessoires
- Pour une identification rapide, la position de la dent et le nom du patient peuvent être notés sur le compartiment correspondant ou sur le couvercle
- Le couvercle opaque sert de protection de polymérisation pour prévenir un durcissement précoce

Dimensions : 17,5 x 11,8 x 1,6 cm

Couleur : néon violet

N° art. : 20Z495R

Prix : € 37,95



Organiseur d'implants S

- Organisez vos accessoires pour implants et restauration à pivot radiculaire!
- Forme de l'organiseur imitant l'arcade dentaire
- Compartiments individuels pour différents accessoires
- Pour une identification rapide, la position de la dent et le nom du patient peuvent être notés sur le compartiment correspondant ou sur le couvercle
- Couvercle de protection et stabilisation des pièces individuelles
- Surface lavable

Dimensions : 17,5 x 11,8 x 1,6 cm

Couleur : bleu

N° art. : 20Z490B

Prix : € 32,20



Bols à usage unique

N° art. : 20Z496V (144 pièces)

Prix : € 27,60





DISTRIBUTEURS



Distributeur de boulettes de coton S

- Prélèvement aisé des pastilles grâce au ressort inférieur

Distributeur de petites pastilles

Dimensions : 4,8 x 4,8 x 5,2 cm

N° art. : 28R825

Couleur : blanc

Prix : € 39,10

Distributeur de pastilles moyennes

Dimensions : 4,8 x 4,8 x 5,2 cm

N° art. : 28R850

Couleur : blanc

Prix : € 39,10



Distributeur de bande matrice S

- Contient un rouleau bande matrice transparente (9,5 mm x 11,0 m – calibre 0,002)
- La matrice déroulée est préformée en U
- Lame en acier pour sectionner facilement la matrice
- Utilisation extrêmement simple

Dimensions : 5,1 x 5,4 cm

N° art. : 55Z200

Couleurs : A, B

Prix : € 32,78



Distributeur de coton salivaire S

- Fond solide et antidérapant
- Dispense jusqu'à trois rouleaux de ouate simultanément
- Boîtier robuste

Dimensions : 10,6 x 5,2 x 10,2 cm

N° art. : 28R800

Couleurs : A, B

Prix : € 37,40

GOBELET & SPATULES DE MÉLANGE



Bol de mélange pour alginates Mighty Mixer Bowl (36 pièces)

- A usage unique, gain de temps de nettoyage

Bol de mélange pour alginates

Couleurs : Assortiment (R, P, N, J)
N° art. : 50Z505ASTD
Prix : € 26,00



Bol de mélange pour alginates Mighty Mixer Bowl (36 pièces)

- A usage unique, gain de temps de nettoyage

Bol de mélange pour alginates

Couleur : blanc
N° art. : 50Z505
Prix : € 25,00



Spatule pour alginates Mighty Mixer



- Nettoyage simple grâce à la surface lisse
- Spatule large pratique facilitant le mélange des alginates et plâtres (18,6 x 0,5 x 3,2 cm)

Spatule pour alginates (4 pièces)

Couleurs : Assortiment (R, P, N, J)
N° art. : 50Z501ASTD
Prix : € 24,20



Spatule pour alginates Mighty Mixer



- Nettoyage simple grâce à la surface lisse
- Spatule large pratique facilitant le mélange des alginates et plâtres (18,6 x 0,5 x 3,2 cm)

Spatule pour alginates (1 pièce)

Couleur : blanc
N° art. : 50Z501
Prix : € 7,25



Spatule Delrin (10 pièces)



- Spatule plane souple
- Surface non adhérente
- Résistance aux produits chimiques
- Pour le mélange des ciments, résines, etc.

N° art. : 50Z523
Prix : € 12,65



Spatule à ciment



- Double spatule en plastique blanc
- Pour matériaux d'obturation, ciments, etc.
- Nettoyage simple grâce à la surface lisse

Dimensions : 16,2 x 0,6 x 1,0 cm
N° art. : 50Z502
Prix : € 8,05



Spatule de mélange (100 pièces)

- A usage unique
- Dimensions : 11,4 cm lang
N° art. : 50Z521
Prix : € 25,50

ACCESSOIRES AU FAUTEUIL

E-Z Storage Tub System S

- Verrouillage du couvercle pour une préhension directe
- Cloison de séparation pour un aménagement individuel de la boîte
- Couvercle (blanc ou transparent) amovible et désinfectable
- Présentoir de table en option (voir organisateurs avec châssis)

Spécial: E-Z Storage Organizer avec châssis assorti

- Contenu : organisateur avec couvercle transparent, châssis

E-Z Storage Organizer (avec couvercle blanc)

Dimensions : 14,9 x 12,4 x 14,6 cm

N° art. : 29R605

Prix : € 42,55

E-Z Storage Organizer (avec couvercle transparent)

Dimensions : 14,9 x 12,4 x 14,6 cm

N° art. : 29R610

Prix : € 42,55

Charnières (2 pièces)

Dimensions : 2,2 x 1,3 x 0,3 cm

N° art. : 29R627

Prix : € 6,25




Châssis E-Z Storage S

- Placement vertical ou en biais de l'organiseur pour un accès aisé
- Châssis indépendant
- Support pour fixation murale et dans une armoire
- Construction métallique robuste avec revêtement en plastique blanc
- Pieds antidérapants

Dimensions : 17,8 x 12,7 x 12,1 cm

N° art. : 29R650

Prix : € 25,30




Fixation murale E-Z Storage S

- Fixation métallique blanche pour rack organisateur E-Z Storage
- Orifices pour le montage mural ou dans une armoire

Dimensions : 13,0 x 2,5 x 3,8 cm

N° art. : 29R651

Prix : € 6,25



Poubelle Handi Hopper S

- Pour tous les déchets formés pendant les soins au fauteuil
- Le plateau à instruments reste propre
- Fixation qui facilite le retrait de la poubelle
- Sacs poubelle proposés en rouge (exemple: pour les déchets contaminés) et transparents (exemple: pour les déchets normaux)

Poubelle Handi Hopper

Dimensions : 17,8 x 10,2 x 16,2 cm

N° art. : 20Z404

Couleurs : G, I

Prix : € 25,30

Crochet Handi Hopper

Dimensions : 5,7 x 0,6 x 2,5 cm

N° art. : 20Z408

Couleurs : G, I

Prix : € 5,18

Sacs poubelle Handi Hopper

Sacs poubelle Handi-Hopper 100 pièces/boîte (rouge)

Dimensions : 18,7 x 14,9 x 6,7 cm

N° art. : 20Z405

Prix : € 27,50

Sacs poubelle Handi-Hopper 100 pièces/boîte (transparent)

Dimensions : 19,7 x 14,9 x 6,7 cm

N° art. : 20Z410

Prix : € 27,50

DES CHOSES SPÉCIALES POUR VOS PATIENTS

Boîtes de rangement S

Rangement sécurisé des contentions, des gouttières et des prothèses Petit geste pour grand effet: la publicité idéale pour votre cabinet!

Toutes les boîtes de rangement sont fabriquées en une seule pièce et ont un verrou solide. Ils sont empilables et donc peu encombrants.



Boîte plate pour contention

- 2,5 cm profondeur x 7,6 cm longueur

Assortiment (12 pièces)

N° art. : 25X500
Couleurs : J, N, P, R (3 de chaque)
Prix : € 16,10

Unicolore (12 pièces)

N° art. : 25X500
Couleurs : J, N, O, P, R, S
Prix : € 16,10

Boîte profonde pour contention

- 3,8 cm profondeur x 7,6 cm longueur

Assortiment (12 pièces)

N° art. : 25X550
Couleurs : J, N, P, R (3 de chaque)
Prix : € 17,25

Unicolore (12 pièces)

N° art. : 25X550
Couleurs : J, N, O, P, R, S
Prix : € 17,25

Boîte pour prothèse

- 4,5 cm profondeur x 7,6 cm longueur

Assortiment (12 pièces)

N° art. : 30X800
Couleurs : I, E, J, T (3 de chaque)
Prix : € 18,00

Unicolore (12 pièces)

N° art. : 30X800
Couleurs : I, E, J, T
Prix : € 18,00

Mega Mirror S

- « Miroir de prophylaxie » pour la formation des patients et comme accessoire dans la salle des soins. Facilite l'acceptation des soins même chez les jeunes patients.

- Diamètre du miroir 6,35 cm

N° art. : 50Z309
Couleurs : N, O, P, Q, R, S
Prix : € 24,00





ORGANISATEUR BLOCS DE FRAISAGE

CAD/CAM Block Organizer™ S

- Organisation et stockage modernes et compacts pour les blocs de fraisage CAO/FAO
- Fournit un aperçu rapide et une présentation professionnelle des blocs de fraisage
- Tiroirs coulissants pour faciliter le remplissage et l'enlèvement
- Des étiquettes ou des cartes peuvent être apposées pour indiquer le type et la couleur des blocs de fraisage
- Peut contenir jusqu'à 48 blocs de fraisage

Block Organizer

Dimensions : 14,0 x 4,7 x 19,7 cm
 N° art. : 50Z417
 Couleurs : E, J, N, Q, S, T, U
 Prix : € 60,50



Bac à prothèse Lab-Pan Labor S ⌘

- Pour l'organisation des travaux de laboratoire tels que les empreintes, les modèles et les restaurations
- Idéal aussi pour le transport entre cabinet et laboratoire
- Code de couleur (exemple: par jours de travail ou commande)

Bac à prothèse Lab-Pan Labor

Dimensions : 19,1 x 14,6 x 17,8 cm
 N° art. : 17Z101
 Couleurs : A, B, D, G, M
 Prix : € 8,53

Bac suspendu à prothèse Lab-Pan Labor

Dimensions : 19,1 x 14,6 x 17,8 cm
 N° art. : 17Z102
 Couleurs : A, B, D, G, M
 Prix : € 8,53



Rails de suspension pour bacs de laboratoire

- Complet avec vis et douilles pour le montage mural
 - Accueille 3 bacs
- Longueur : 45,7 cm
 N° art. : 17Z104
 Prix : € 11,55

Pince en acier inoxydable pour fixer des étiquettes, etc.





DÉSINFECTION

Steri-Soaker

Bac de décontamination avec couvercle pour la désinfection manuelle et le transport. La conception de l'insert de tamis et les poignées ergonomiques permettent une vidange rapide et un retrait facile des instruments. Capacité de 3,78 l. Le niveau est affiché par incréments d'un quart de litre. Le couvercle est fermement attaché à la baignoire avec des charnières. Convient pour une utilisation sûre de produits chimiques tels que: détergents (enzymes, détergents), désinfectants (phénols), stérilisateurs à froid pour le glutaraldéhyde et le chlore.

Dimensions : 35,2 x 24,5 x 13,0 cm

N° art. : 50Z805

Couleurs : B, I

Prix : € 120,75



Les couvercles rappellent de manière fiable à l'équipe de changer la solution désinfectante



PRODUITS D'HYGIÈNE

Masques faciaux a usage unique

- Pose rapide et simple
- Protège vos patients de la poussière et des éclaboussures
- Grâce à la partie en gaze, le patient conserve une bonne visibilité
- N'endommage pas le maquillage de vos patientes

Masques faciaux a usage unique (50 pièces)

N° art. : 8-1110 (W,B)

Couleurs : **W** = blanc, **B** = bleu

Prix : € 84,50



Masques faciaux en tissu éponge

- Lavable et durable
- Pose rapide et simple
- Protège vos patients de la poussière et des éclaboussures
- Grâce à la partie en gaze, le patient conserve une bonne visibilité
- N'endommage pas le maquillage de vos patientes

Masques faciaux en tissu éponge (12 pièces)

N° art. : 8-4020 (W, B, M, G, S)

Couleurs : **W** = blanc, **B** = bleu, **M** = menthe, **G** = jaune ou **S** = assortiment (jaune, menthe, bleu – 4 de chaque)

Prix : € 104,90



© Sabrina Dogan

Serviette de protection pour patient

- Lavable, désinfectable et autoclavable
- Pose rapide et simple grâce à la bande velcro
- Avec 2 clips métalliques pour ajouter une serviette en papier
- Résistance aux liquides, même agressifs
- Étanche aux bactéries (99,998%), protection antimicrobienne
- Longue durée de vie d'où le bon rapport qualité-prix

Serviettes de protection pour patients, non doublées (4 pièces)

N° art. : 8-3105 (W, B)

Couleurs : **W** = blanc, **B** = bleu

Prix : € 105,80

Serviettes de protection pour patients, doublées (2 pièces)

- Utilisation en chirurgie par exemple comme couverture chauffante

N° art. : 8-3150 (W, B)

Couleurs : **W** = blanc, **B** = bleu

Prix : € 92,50





Medicom GmbH
e-mail: info.dental.eu@medicom.com · www.loser.eu

Product Manager Benelux:
Bart Lambrechts · Mobil: +32 (0) 478 33 92 99
e-mail: blambrechts@medicom.com



Visitez notre site web