



BESCHERMING  
VAN HOOFD  
TOT TEEN  
CATALOGUS







# Medicom®

Pride in Protection™

## Over ons

De Medicom Group is opgericht in 1988 en behoort wereldwijd tot de meest vooraanstaande fabrikanten en distributeurs van producten voor eenmalig gebruik van topkwaliteit en infectiepreventiecontrole voor de medische, tandheelkundige, overheids- en industriële markten, laboratoria en onderzoekscentra, diergezondheids- en gezondheids- en wellnessgemeenschappen en de detailhandel.

## Onze visie

Medicom is een wereldwijd actief gezondheidszorgbedrijf dat zich inzet voor het leveren van uitstekende producten en diensten. Wij streven ernaar om met onze klanten samen te werken door het opbouwen van sterke relaties, het leveren van optimale waarde, producten van hoge kwaliteit en uitstekende service via continue procesverbetering. Wij koesteren een werkomgeving die het beste haalt uit elke medewerker en worden gestuurd door de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

## Onze missie

Medicom levert uitstekende waarde en een merk met een betrouwbare naam aan onze distributeurs en eindgebruikers. Wij ondernemen met passie bij alles wat we doen, om buitengewone klantervaringen te bieden.

## Onze klanten

Onze producten worden gebruikt door tandartsen, mondhygiënisten en andere tandheelkundige professionals. Wij bieden een complete lijn infectiecontroleproducten en persoonlijke beschermingsmiddelen van topkwaliteit, waaronder een breed assortiment medische mondkapjes, handschoenen en speciaal voor de tandheelkunde bestemde producten.

# Kenmerken & markeringen



## Made in EU

Een groot aantal producten van Medicom wordt gefabriceerd in de Europese Unie in overeenstemming met de hygiëne- en kwaliteitsnormen van de Europese Unie.



Class I medical device

## Medische hulpmiddelen

Onze producten, die zijn geclassificeerd als medische hulpmiddelen, voldoen aan alle vereisten voor het in de handel brengen, beschikbaar maken op de markt en in gebruik stellen in overeenstemming met de Richtlijn medische hulpmiddelen (MDR) of de Richtlijn medische hulpmiddelen van de EU.



Latexvrij

## Latexvrije producten

Dit pictogram geeft aan dat er geen natuurlijk rubberlatex als materiaal werd gebruikt bij de fabricage van het product, de container van het product en/of de verpakking.

## Kenmerken van het masker



Spatwaterdicht



Masker met oorelastieken



Bindmasker



Anticondens neusstuk



Speciaal voor de gevoelige huid



Met vizier

06



Maskers

13



Handschoenen

18



Kleding

21



Praktijkbenodigdheden

24



Dentale producten

29



Sterilisatie




# Maskers

Medicom gelaatsmaskers worden gefabriceerd in Europa onder de strengste hygiënevereisten. Productie onder cleanroomcondities, in overeenstemming met de vereisten van ISO-klasse 7, verzekert dat de maskers microbiologisch zuiver zijn als zij worden verpakt en verzonden.

De nauwgezet geselecteerde huidvriendelijke stoffen zijn ideaal voor dragers met een gevoelige huid. De maskers bevatten geen nanoform grafeen of ander type grafeen.

# Onze cleanroomproductie

Medicom levert met trots een breed assortiment medische en FFP2-maskers van topkwaliteit die zorgverleners voorzien van betrouwbare bescherming zonder negatief effect op comfort of ademend vermogen. Wij fabriceren onze maskers voor eenmalig gebruik in een schone omgeving conform ISO klasse 7, wat niet wordt vereist door norm EN 14683:2019, maar ons in staat stelt te zorgen voor microbiologische reinheid van ons product dat gebruiksklaar is voor in de operatiekamer.



## Microbiële reinheid of “bioburden” van onze maskers

De reinheid van het medisch gelaatsmasker wordt gedefinieerd door het vrij zijn van populaties levensvatbare micro-organismen op een product en/of verpakking. De norm EN 14683:2019 bepaalt dat het medisch gelaatsmasker moet worden getest in overeenstemming met norm EN ISO 11737-1 die een richtlijn biedt bij de telling van de levensvatbare micro-organismen op een medisch hulpmiddel, ook wel “bioburden” genoemd. Bij een test in overeenstemming met EN ISO 11737-1 moet de bioburden van het medisch masker minder zijn dan 30 kve (kolonievormende eenheden) per gram getest masker.




## Ademhalingsweerstand (delta p) of de differentiële druk

Deze test bepaalt de luchtdoorlaatbaarheid en het ademend vermogen van het masker. Deze wordt gemeten door het verschil te bepalen van de druk door het masker onder specifieke condities van luchtstroming, temperatuur en vochtigheid. Hoe lager de delta P van het medisch gelaatsmasker, des te beter en gemakkelijker het voor de drager is om er in te ademen. Ons masker overtreft het ademend vermogen zoals vereist in EN 14683:2019 en behoort tot de maskers met het hoogste ademend vermogen in zijn klasse en heeft tegelijkertijd een hoog niveau van filtratie (BFE).

# SafeMask® ademhalingsgelaatsmasker EU-norm FFP2 en type IIR

Halfmasker met hoge filtratie, efficiëntieklasse FFP2, type IIR. Dit masker filtert op effectieve wijze vaste en vloeibare aerosolen voor betrouwbare bescherming tegen infectieziekten (BFE 99,9%). Zachte, lichte fleecestof levert maximaal comfort en een buitengewoon ademend vermogen. De twee ultrasoon gesealde elastische hoofdbanden zorgen voor een gepersonaliseerde pasvorm en nauwe sluiting rond het gelaat. Maximale draagtijd 8 uur.



50 STUKS
Standaard € 49,90
Per stuk verpakt € 59,90



Scan gewoon de QR-code om de video te bekijken.

## SUPERIEUR COMFORT

Ultrazachte latexvrije binnenlaag maakt dit masker ideaal voor dragers met een gevoelige huid.

## INDIVIDUELE PASVORM

Medicom FFP2 maskers zijn verkrijgbaar in drie maten. Een speciale maatgids helpt elke drager bij het kiezen van de juiste maat voor optimale bescherming.

## DUBBELE BESCHERMING

Medicom FFP2 maskers zijn uniek: zij beschermen zowel de drager als mensen in de onmiddellijke nabijheid tegen infectie. Medicom maskers hebben ook een hoge score als het gaat om efficiëntie en tests op algehele doorlaatbaarheid.


## EXTREEM ADEMEND VERMOGEN

Hoge kwaliteit grondstoffen zorgen voor buitengewoon ademend vermogen. Niet-geweven spingebonden materialen van toonaangevende fabrikanten verzekeren dat FFP2-maskers van Medicom betrouwbare bescherming en maximaal comfort bieden, zelfs bij langdurig dragen.




**“Goed passende FFP2-maskers verminderen het risico ten minste naar tot 1 per duizend”**

Een gedetailleerde analyse door het Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen (Duitsland) toont dat strak passende FFP 2-maskers een 75 maal betere bescherming bieden vergeleken met goed passende chirurgische maskers en dat de manier waarop een masker wordt gedragen een enorm verschil maakt. Scan de QR-code en lees meer:



**Medicom FFP2-maskers zijn verkrijgbaar in drie maten, om de best mogelijke pasvorm te garanderen:**




**Medicom FFP2 masker – Maat: Small**

Kleur: wit, Inhoud: 50 stuks

Standaardpakket Art.-nr.: 2292-WH

Individueel verpakt Art.-nr.: 2292S-WH




**Medicom FFP2 masker – Maat: Medium**

Kleur: wit, Inhoud: 50 stuks

Standaardpakket Art.-nr.: 2092-WH

Individueel verpakt Art.-nr.: 2092S-WH




**Medicom FFP2 masker – Maat: Large**

Kleur: wit, Inhoud: 50 stuks

Standaardpakket Art.-nr.: 2192-WH

Individueel verpakt Art.-nr.: 2192S-WH




# SafeMask® medisch gelaatsmasker type IIR

Medicom biedt een breed assortiment aan hoogwaardige medische maskers voor elke behoefte.

Medicom® SafeMask® SofSkin®, een type IIR vochtbestendig masker, is zeer zacht en biedt onovertroffen comfort. Het is bijzonder geschikt voor mensen met een gevoelige huid.


Draag je een bril? De unieke „fog-free“ strip op het neusstuk voorkomt dat lenzen en vizieren beslaan.



## ANTICONDENSEFFECT

De meeste maskers zijn verkrijgbaar in een "condensvrije" versie met een speciale strook op het neusstuk die voorkomt dat veiligheidsbrillen en/of spatschermen beslaan.

Gewoon de binnenste strook optillen en over de neusbrug plaatsen.



## SUPERIEUR COMFORT

Latexvrij Medicom type IIR maskers bieden ongeëvenaard comfort.

SoftSkin maskers met een superzachte binnenlaag worden speciaal aanbevolen voor gebruikers met een gevoelige huid.

## SPATBESTENDIG

Medische beschermende maskers Type IIR hebben een uitstekende, vochtbestendige niet-geweven binnen- en buitenzijde die een veilige barrière bieden tegen spuitnevel, spatten en deeltjes.

## EFFICIËNTIE VAN BACTERIËLE FILTRATIE

De hoge filtratie-efficiëntie (BFE) van de maskers zorgt voor een veilige barrière tegen bacteriële contaminatie.

## EXTREEM ADEMEND

Het ademend vermogen van de maskers is uniek in de markt en overtreft de vereisten van de norm EN 14683: 2019.

### De dubbele barrière

Medische maskers type IIR bieden een fysieke barrière die voorkomt dat andere mensen worden blootgesteld aan bacteriën en beschermen tegelijkertijd de drager tegen biologische vloeistoffen, aerosols, spatten en partikels in de lucht.



# Medische gelaatsmasker met oorelastieken



€ 16,90

## Medicom® SafeMask® SofSkin® fog-free met oorelastieken

Inhoud: 50 stuks

Kleur	Art.-nr.	Farbe	Art.-nr.
● Blauw	2155-FF-30	● Lavendel	2153-FF-30
○ Wit	2159-FF-30	● Pink	2156-FF-30
● Groen	2158-FF-30	● Oranje	2162-FF-30



€ 6,90

## Medicom® SafeMask® Standard met oorelastieken

Inhoud: 50 stuks

Kleur	Art.-nr.	Kleur	Art.-nr.
● Blauw	2115-30	● Lavendel	2113-30
○ Wit	2119-30	● Pink	2116-30
● Groen	2118-30	● Oranje	2122-30



€ 59,90

## Medicom® SafeMask® SofSkin® fog-free met oorelastieken en vizier

Inhoud: 25 stuks

Kleur	Art.-nr.
● Blauw	2155-FFV-30



# Medische tie-on gelaatsmaskers



€ 20,40

## Medicom® SafeMask® SofSkin® fog-free tie-on masker

Inhoud: 50 stuks

Kleur	Art.-nr.
● Blauw	2050-BFF-30



€ 64,90

## Medicom® SafeMask® SofSkin® fog-free tie-on masker met vizier

Inhoud: 25 stuks

Kleur	Art.-nr.
● Blauw	2050-FFV-30



# Handschoenen



Medicom SafeTouch handschoenen voor medisch onderzoek bieden buitengewone kwaliteit en comfort. De handschoenen voldoen aan alle Europese kwaliteitsnormen voor beschermende medische handschoenen. Hoge weerstand en buitengewone tactiele gevoeligheid, gecombineerd met betrouwbare bescherming, maken SafeTouch handschoenen tot een onmisbaar metgezel in de dagelijkse praktijk.




# Latex vs. latexvrije handschoenen

Latex handschoenen verdienen vaak de voorkeur van professionals in de tandheelkunde, omdat deze het hoogste niveau van elasticiteit, comfort en pasvorm bieden. Chirurgen hebben vaak voorkeur voor latex handschoenen omdat deze grotere precisie bieden met een hoge tactiele gevoeligheid.

Ondanks de voordelen van latex komen latexallergieën vaker voor, zodat veel zorgverleners kiezen voor latexvrije handschoenen zoals handschoenen van vinyl of nitril.

Gemaakt van synthetische latex, wordt nitril als een uitstekend alternatief beschouwd voor mensen die allergisch zijn voor natuurlijke latex, omdat deze handschoenen het rekbare gevoel van latex handschoenen het beste benaderen en ook uiterst duurzaam en prikbestendig zijn. Nitril handschoenen bieden een superieure bescherming tegen contaminatie en infecties.

Een ander verschil om rekening mee te houden bij het nemen van een beslissing over de keuze tussen latex en latexvrije handschoenen is de bescherming die wordt geboden door elk type materiaal. In het algemeen bieden latex handschoenen de beste bescherming tegen bacteriën en virussen, terwijl synthetische handschoenen een betere chemische bescherming bieden. Van de verschillende typen latexvrije handschoenen bieden nitril handschoenen een hogere mate van bescherming tegen virussen alsmede bescherming tegen chemische stoffen.



**Maattabel volgens EN 420:**

Maat	Hand-omtrek	Hand-lengte	Min. handschoenlengte
6 XS	152 mm	160 mm	220 mm
7 S	178 mm	171 mm	230 mm
8 M	203 mm	182 mm	240 mm
9 L	229 mm	192 mm	250 mm
10 XL	254 mm	204 mm	260 mm
11 XXL	279 mm	215 mm	270 mm

# EU-normen

## **Medische handschoenen voor eenmalig gebruik – bent u in veilige handen?**

In Europa wordt een reeks normen gebruikt om de handschoenendrager en de patiënt te beschermen tegen kruisbesmetting. Hier vindt u een selectie van de belangrijkste normen.

### **EN 455-1: Medische handschoenen voor eenmalig gebruik**

#### **Deel 1: Eisen en beproevingsmethoden voor de afwezigheid van gaten**

De handschoen fungeert als een barrière. Als er gaatjes in de handschoenen zitten, heeft dit een negatieve invloed op deze barrière en daardoor de bescherming tegen kruisbesmetting. De test wordt uitgevoerd op een statistische steekproef. De handschoenen worden getest tijdens de productie en voorafgaand aan de verzending.

### **EN 455-2: Medische handschoenen voor eenmalig gebruik**

#### **Deel 2: Eisen en beproeving voor fysische eigenschappen**

De norm specificeert de vereisten en de testmethoden die betrekking hebben op de fysische eigenschappen van niet-herbruikbare medische handschoenen, zoals de breekweerstand voor en na versneld verouderen. Het is ook belangrijk dat de handschoenen worden gefabriceerd in een bepaalde lengte, waardoor de hele hand kan worden bedekt. De sterkte van de handschoenen is belangrijk om er zeker van te zijn dat de handschoen niet scheurt terwijl de handschoen wordt aangetrokken en wordt gebruikt voor het beoogde doel. De challenge-test bewijst dat het materiaal onder bepaalde parameters zijn sterkte zal behouden.

### **EN 455-3: Medische handschoenen voor eenmalig gebruik**

#### **Deel 3: Eisen en beproevingsmethoden voor de biologische evaluatie**

De handschoen mag tijdens het dragen geen ziekte noch sensibiliteit veroorzaken en de irriterende bestanddelen moeten in een zo laag mogelijk gehalte aanwezig zijn.

Er is altijd een risico op een reactie op een handschoen, maar dit risico moet laag zijn.

Als iemand op de handschoen reageert, moet u in staat zijn om er achter te komen welke handschoen wel gebruikt kan worden. Hier helpt de norm ook, omdat deze een lijst bevat van de chemische stoffen die in de handschoenen worden gebruikt.

### **EN 455-4: Medische handschoenen voor eenmalig gebruik**

#### **Deel 4: Eisen en beproevingsmethoden voor bepaling van de houdbaarheid**

Het is belangrijk dat de handschoen de verwachte bescherming biedt. Omdat een handschoen in de loop van de tijd slechter van kwaliteit wordt, kan deze slechts een bepaalde periode mee, mits deze op de juiste wijze wordt opgeslagen.

Een handschoen mag niet meer worden gebruikt na de vervaldatum, omdat deze dan mogelijk niet meer de verwachte bescherming kan bieden.

### **EN ISO 374-5: 2016 Bescherming tegen micro-organismen**

Omdat virussen zo klein zijn, kunnen zij gemakkelijk door de gaatjes in gewone beschermende handschoenen dringen. Van handschoenen die voldoen aan de EN 374-5 VIRUS-normen is echter bewezen dat deze fungeren als een effectieve barrière, zelfs tegen kleine virussen. De handschoenen voldoen aan de vloeistofdichtheidstest in overeenstemming met de norm EN ISO 374-2:2019.

# Poedervrije nitril handschoenen

Kwaliteitshandschoenen van nitril bieden door hun zachte textuur een gevoel van een tweede huid. De verbeterde polymeertechnologie zorgt voor een comfortabele pasvorm om optimale vingervaardigheid in natte en droge condities te bieden. De ruwe vinger-toppen verzekeren een betere gripcontrole. Nitril handschoenen bieden een hoge prikweerstand, die driemaal beter is dan die van latex en een hoge schuurbestendigheid.



## Medicom® SafeTouch® Advanced™ Rejuvenate

Gewicht: 4,0g/st. (maat M)  
Kleur: Wit, Inhoud: 100stuks

Maat	Art.-nr.	Maat	Art.-nr.
6 XS	1176-A	9 L	1176-D
7 S	1176-B	10 XL	1176-E
8 M	1176-C		



## Medicom® SafeTouch® Advanced™ Vitals™

Gewicht: 3,2g/st. (maat M)  
Kleur: Blauw, Inhoud: 100stuks

Maat	Art.-nr.	Maat	Art.-nr.
6 XS	1193N-A	9 L	1193N-D
7 S	1193N-B	10 XL	1193N-E
8 M	1193N-C		



## Medicom® SafeTouch® Advanced™ Slim

Gewicht: 3,5g/st. (maat M)  
Kleur: Violetblauw, Inhoud: 100stuks

Maat	Art.-nr.	Maat	Art.-nr.
6 XS	1175N-A	9 L	1175N-D
7 S	1175N-B	10 XL	1175N-E
8 M	1175N-C		



## Medicom® SafeTouch® Advanced™ Platinum

Gewicht: 3,5g/st. (maat M)  
Kleur: Wit, Inhoud: 100stuks

Maat	Art.-nr.	Maat	Art.-nr.
6 XS	1174N-A	9 L	1174N-D
7 S	1174N-B	10 XL	1174N-E
8 M	1174N-C		



# Poedervrije latex handschoenen

Latex handschoenen zijn zeer flexibel en elastisch. Zij bieden een uitstekende pasvorm, comfort en vingervaardigheid en hebben een extreme gevoeligheid en daardoor een goede gripcontrole. Latex biedt een uitstekende mechanische weerstand tegen scheuren en vouwen en een effectieve barrière tegen biologische contaminerende stoffen. Let op: Latex brengt een mogelijk risico van allergieën met zich mee bij langdurig en rechtstreeks huidcontact.



€ 12,90

## Medicom® SafeTouch® Connect™ Rejuvenate

Gewicht: 5,2g/st. (maat M)  
Kleur: Naturel (beige), Inhoud: 100st.

Maat	Art.-nr.	Maat	Art.-nr.
6 XS	1163-A	9 L	1163-D
7 S	1163-B	10 XL	1163-E
8 M	1163-C		



€ 6,90

## Medicom® SafeTouch® Connect™ Soft

Gewicht: 6,2g/st. (maat M)  
Kleur: Naturel (beige), Inhoud: 100st.

Maat	Art.-nr.	Maat	Art.-nr.
6 XS	1130-A	9 L	1130-D
7 S	1130-B	10 XL	1130-E
8 M	1130-C		



€ 5,20

## Medicom® SafeTouch® Connect™ Vitals

Gewicht: 5,5g/st. (maat M)  
Kleur: Naturel (beige), Inhoud: 100st.

Maat	Art.-nr.	Maat	Art.-nr.
6 XS	1122-A	9 L	1122-D
7 S	1122-B	10 XL	1122-E
8 M	1122-C		



### Wist u dat?

Niet gepoederde handschoenen bevatten gewoonweg geen maïszetmeel. Hierdoor zijn ze huidvriendelijker, veel sterker en veelzijdiger. Poedervrije handschoenen kunnen duurder zijn als gevolg van het proces dat vereist is voor het verwijderen van de poedercoating van de handschoen.

Poedervrije handschoenen veroorzaken echter minder allergische reacties, omdat ze minder eiwit en chemische stoffen bevatten.

# Kleding

Medicom biedt het team een keuze aan beschermende kleding gemaakt van hoogwaardige materialen voor betrouwbare bescherming zonder dat dit ten koste gaat van comfort of stijl.

Medicom beschermende kleding geeft dragers vertrouwen in kwaliteit en duurzaamheid. Patiënten zullen de professionele uitstraling van het behandelteam waarderen.



# Hoofdbescherming

Tandartsen, assistenten en profylaxespecialisten moeten zich beschermen tegen aerosols en het poederspraymengsel dat wordt geproduceerd tijdens professionele tandreiniging. De hoofdhuid en het haar zijn vectoren voor bacteriën tijdens het werken aan de stoel. Onze hoofdbescherming zorgt voor maximale hygiëne, bescherming van haar en hoofd met een ademend, pluisarm ontwerp om het tandheelkundig team te beschermen en de patiënt te beschermen tegen kruisbesmetting.



€ 16,90

## Medicom® SafeWear™ Premium Clip Caps

Materiaal: PP 15 g/m<sup>2</sup>  
Inhoud: 250 stuks



Kleur	Art.-nr.
 Blauw	870112
 Wit	870111
 Groen	870113



€ 27,80

## Medicom® SafeWear™ Premium Universal Caps

Materiaal: Viscose 40 g/m<sup>2</sup>  
Inhoud: 100 stuks

Kleur	Art.-nr.
 Blauw	813600
 Groen	813700



### VOORDELEN

- Voorkomt dat haar rondvliegt en terechtkomt in de praktijkruimte, op beschermende jassen, apparatuur of zelfs in het behandelgebied
- Voorkomt dat het team bacteriën, virussen en ziektekiemen in het haar draagt
- Voorkomt dat haar van voor het gezicht moet worden gehaald en daardoor contaminatie zou ontstaan van handschoenen en huid
- Biedt bescherming voor het team en de patiënt
- Helpt bij het concentreren op waar het om gaat – de behandeling
- Elke dag het haar wassen na een praktijkdag is niet nodig
- Biedt een professionele en serieuze uitstraling van de praktijk

# Schoenbeschermers

Schoenbeschermers worden gebruikt om contaminatie van de buitenzijde van de schoen in schone gedeelten van de tandheelkundige kliniek te voorkomen zonder dat specifieke schoenen hoeven te worden gebruikt. Schoenbeschermers zijn met name nuttig voor gebruik door patiënten bij het binnenkomen van de operatiekamer, omdat zij op deze manier hun schoenen niet hoeven uit te trekken of te verwisselen.

€ 46,50



## Medicom® SafeFeet™ Vitals schoenbeschermers

Materiaal: 100% PP  
Gewicht: 30 g/m<sup>2</sup>  
Maat: 160 x 380 mm (L)  
Inhoud: 500 stuks

Kleur	Art.-nr.
<input type="radio"/> Wit	81039A



# Praktijkbenodigdheden



Medicom biedt een compleet assortiment producten die de patiëntenzorg veiliger, gemakkelijker en comfortabeler maken, elke dag weer. Medicom heeft essentiële benodigdheden, van patiëntenservetten tot hoofdsteunbeschermers, met de hoge kwaliteit die u nodig hebt. De disposable producten maken het onder controle houden van de hygiëne in tandheelkundige praktijken gemakkelijker en helpen het team en de patiënten te beschermen. Veel benodigdheden zijn verkrijgbaar in allerlei kleuren om de praktijk een beetje kleur te geven.

# Papieren bekens

Medicom papieren bekens zijn gemaakt van materiaal met een hoge dichtheid. Hun gewicht van 190g/m<sup>2</sup> verzekert temperatuurbestendigheid om de handen te beschermen tegen heet en koud. Ze zijn stevig en stabiel om morsen te voorkomen. Alle papieren bekens hebben een capaciteit van 180ml en passen in de meeste bekerdispensers.



€ 109,00

## Medicom® papieren bekens

Capaciteit: 180 ml  
 Hoogte: 8,0 cm  
 Dikte: 190g/m<sup>2</sup>  
 Inhoud: 60 verpakkingen á 50 stuks (3.000 stuks)

Kleur	Art.-nr.	Kleur	Art.-nr.
● Blauw	120	● Roze	125
○ Wit	121	● Oranje	126
● Groen	122	● Donkerblauw	127
● Geel	123	● Assortiment	128
● Lavendel	124		



€ 69,90

## Medicom® "Green for You" papieren bekens

Composteerbare bekens, in overeenstemming met de normen ISODINEN 13432 alsmede ASTM D6400.

Capaciteit: 180 ml  
 Hoogte: 8,0 cm  
 Dikte: 190g/m<sup>2</sup>  
 Inhoud: 1.000 stuks

Kleur	Art.-nr.
○ Wit/licht beige	150



Geeft u de voorkeur aan duurzame en milieuvriendelijke producten? Medicom® "Green for You" papieren bekens zijn gemaakt van stevig papier met een coating die lekkage voorkomt.



Medicom® bekens zijn een kleurrijke toevoeging aan uw praktijk! Kies uit acht levendige tinten en combineer de bekens met kleurrijke Medicom speekselzuigers, hoofdsteunbeschermers en servetten.



## Patiënten servetten

Deze gekleurde servetten bieden een uitstekende absorptie plus effectieve patiëntbescherming en comfort dankzij hun extra papierlaag en folie-achterzijde. Horizontaal patroon met reliëf en unieke waterafstotende randen bieden aanvullende bescherming. Dankzij de praktische dispenser kunnen de servetten gemakkelijk direct bij het behandelstation worden afgenomen.








### Dry-Back® Patiënten servetten







Maat: 33,0x45,5 cm

Materiaal: 3-lagig (2 papierlagen + 1 polyethyleenlaag)

Inhoud: Dispenser met 100 stuks of 500 stuks zoner dispenser

100 stuks € 8,40	500 stuks € 19,90
---------------------	----------------------

	100stuks	500stuks
Kleur	Art.-nr.	Art.-nr.
 Lavendel	8280-100	8280-N
 Blauw	8282-100	8282-N
 Wit	8283-100	8283-N
 Geel	8284-100	8284-N
 Groen	8285-100	8285-N
 Roze	8286-100	8286-N
 Perzik	8288-100	8288-N

	100 stuks	500stuks
Kleur	Art.-nr.	Art.-nr.
 Aqua	8289-100	8289-N
 Donkerblauw	8290-100	8290-N
 Oranje	8291-100	8291-N
 Zwart	8292-100	8292-N
 Limoen	8293-100	8293-N
 Turquoise	8294-100	8294-N



## Hoofdsteunbeschermers

Hygiënische hoofdsteunbeschermers zorgen voor een extra hygiënemaatregel voor de patiënt. De uit twee lagen bestaande beschermer is gemaakt van papier en folie en beschermt tegen infecties, voorkomt vervuiling van de hoofdsteun en geeft patiënten de indruk van een hygiënische behandelkamer.







### Medicom® SafeBasics™ hoofdsteunbeschermers




Maten: 25x25 cm en 25x33 cm

Materiaal: Papierlaag + polyethyleenlaag

Inhoud: 500 stuks

25x25 cm € 32,80	25x33 cm € 38,20
---------------------	---------------------


	25x25 cm	25x33 cm
Kleur	Art.-nr.	Art.-nr.
 Wit	3014	3017
 Blauw	3015	3018
 Roze	3019	3023
 Paars	3020	3024

	25x25 cm	25x33 cm
Kleur	Art.-nr.	Art.-nr.
 Donkerblauw	3021	3025
 Groen	3022	3026
 Orange	3028	3027





# Dentale producten

A young woman with dark hair is lying back in a dental chair, smiling broadly. She is wearing a light blue dental bib. A dental mirror is positioned near her mouth. The background is a clean, bright white wall.

Medicom biedt een compleet assortiment dentale producten die de patiëntenzorg veiliger, gemakkelijker en comfortabeler maken, elke dag weer. Medicom tandheelkundige producten omvatten matrixbandjes voor eenmalig gebruik, hygiënische tips voor de lucht-/waterspuit, wattenbolletjes en speekselzuigers verkrijgbaar in vele levendige kleuren.

## Speekselzuigers





Medicom speekselzuigers zorgen voor een continue afzuiging van vloeistoffen en kleine deeltjes uit de mond van de patiënt om een duidelijk operatieveld te behouden. De metaaldraad van de speekselzuiger is stevig geïntegreerd, hij houdt zijn vorm perfect vast zodra hij gebogen is en aangepast aan de mond van de patiënt. Het afgeronde zachte spuitstuk houdt rekening met het gevoelige tandvlees en vermijdt de aspiratie in de mond, maar kan indien nodig ook worden verwijderd.






L: 13 cm	L: 15 cm
€ 3,60	€ 4,10

### Medicom® speekselzuigers

Inhoud: 100 stuks

Kleur	Lengte: 13 cm	Lengte: 15 cm
	Art.-nr.	Art.-nr.
 Lavendel	510-L	710-L
 Blauw	505-B	705-B
 Transparant	504-C	704-C
 Geel	508-Y	708-Y

Kleur	Lengte: 13 cm	Lengte: 15 cm
	Art.-nr.	Art.-nr.
 Groen	506-G	706-G
 Oranje	511-O	711-O
 Roze	512-P	712-P



## Wattenrollen

Het flexibele bolletje behoudt zijn vorm tijdens gebruik. Geschikt voor een breed scala van behandelingen, zelfs bij gevoelige patiënten. Niet irriterend voor het slijmvlies en gemakkelijk te verwijderen. Zacht, flexibel en zeer absorberend (absorbeert vijf maal zijn gewicht). Gemaakt van 100% katoen. Latex- en chloorvrij; niet fluorescerend.

### Medicom® wattenrollen

Inhoud: 300g

Maat	Art.-nr.
#1 (0,8 x 3,8 cm)	4551-300
#2 (1,0 x 3,8 cm)	4552-300
#3 (1,2 x 3,8 cm)	4553-300
#4 (1,4 x 3,8 cm)	4554-300



€ 5,90



# Disposable matrixbandjes


SafeMatrix™ is een eenvoudig hulpmiddel dat veel restauraties veel gemakkelijker maakt voor elk behandelteam. De geprefabriceerde matrixband maakt een veilige toepassing en een hoog patiëntencomfort mogelijk.



Scan de QR-code voor meer informatie over SafeMatrix™!



© Dr. Maximilian Dobbertin



## OPTIMALE PASVORM

Spanningsmechanisme en conische aanpassing aan de tand verzekeren nauw interproximaal contact.

## UNIVERSELE TOEPASSING

SafeMatrix is geschikt voor alle MO-/OD- en MOD-caviteiten alsmede voor cuspidaat-opbouw en als bescherming voor de naastliggende tanden tijdens het prepareren.

## PRAKTISCH ONTWERP

Smalle hals en afgeronde hoeken bieden veilige en gemakkelijke toegang tijdens de behandeling.

## HYGIËNISCH

Elke matrix wordt individueel verpakt. Als product voor eenmalig gebruik is reprocessing niet nodig.

## COMPATIBILITEIT

Kan worden gebruikt met alle restauratiematerialen en met wigjes en rubberdams.


## TIJD- EN KOSTENBESPARING

Geen tijdrovende montage van bandje en houder.

## ZACHT

Geen risico op letsel aan gingiva en kaken zoals vaak gebeurt.

### 3 STAPPEN NAAR EEN PERFECTE VULLING



Maak het SafeMatrix-bandje gereed door de pen te drukken aan de kant waar u het bandje nauwer wilt maken tot de pin is uitgelijnd met de houder. Deze zijde moet worden geplaatst naar de gingiva toe. Het bandje past zich conisch aan aan de tandanatomie.



Plaats het matrixbandje rond de tand en begeleid het voorzichtig op zijn plaats. Zet het bandje vast door de duimschroef rechtsom te draaien. Het bandje kan indien nodig worden gepolijst. Gebruik indien nodig wigjes.



Maak uw restauratieve vulling en hard deze uit zoals gebruikelijk. Verwijder het bandje door de duimschroef linksom te draaien om het los te maken en u bent klaar!

© Dr. Maximilian Dobbertin



#### Medicom® SafeMatrix™

Disposable matrixbandjes  
Inhoud: 50 stuks

**Wide – Bandbreedte: 6,0 mm**

Art.-nr.: 30045

**Narrow – Bandbreedte: 4,5 mm**

Art.-nr.: 30050



#### Medicom® SafeMatrix™ Contour

Voorgevormde disposable matrixbandjes  
Inhoud: 50 stuks

**Wide – Bandbreedte: 6,0 mm**


Art.-nr.: 30055

**Narrow – Bandbreedte: 4,5 mm**


Art.-nr.: 30060



### STANDAARD VS CONTOUR



De standaardversie van de SafeMatrix disposable matrix is recht en niet voorgevormd.



De SafeMatrix Contour disposable matrix is voorgevormd en past zich aan de vorm van de tand aan.



# Disposable tips voor de multifunctiespuit

SafeJet™ disposable tips voor lucht- en waterspuiten zorgen voor infectiecontrole en voorkomen kruisbesmetting in de tandartspraktijk. Medicom SafeJet™ disposable spuit-tips zorgen voor een veilig alternatief voor herbruikbare spuittips die een hoog risico op kruisbesmetting met zich meebrengen. SafeJet™ zorgt voor een betrouwbare scheiding tussen lucht en water door een uniek tweekanaalsysteem en produceert een consistente nevel. SafeJet™ past in elke SafeJet™, Pro-Tip® en Pro-Tip® Turbo\* converter.

## Medicom® SafeJet™

Inhoud: 250 stuks  
Art.-nr.: 1007074

MD


€ 38,90



Geïntegreerd multikanaal-systeem zorgt voor scheiding van lucht en water.

Stevig ontwerp zorgt voor veilige en comfortabele retractie van de wangen.

Betrouwbaar borgsysteem houdt de tip veilig op zijn plaats.




Smal tipontwerp verzekert optimale zichtbaarheid en toegang.

Glad oppervlak voor optimaal patiëntcomfort.

Vier handige groeven voor gemakkelijke hantering.

## GEMAKKELIJKE MONTAGE



Plaats de SafeJet tip in de adapter zoals getoond.



Om de SafeJet op zijn plaats vast te zetten, hoeft u deze alleen maar iets rechtsom te draaien.

\*PRO-TIP en PRO-TIP TURBO zijn geregistreerde handelsmerken van ASTEK INNOVATIONS LIMITED. De producten van Medicom worden niet ondersteund door, hebben geen directe connectie met en worden niet onderhouden, geautoriseerd of gefinancierd door Astek.



# Sterilisatie

SafeSeal® | Quattr

Brown  
te (EO)

Medicom sterilisatiezakjes en -rollen zijn betrouwbare hulpmiddelen voor gevalideerde herverwerking en veilige opslag van steriele benodigdheden. Beide hebben een unieke verzegeling voor een vaste verbinding tussen de film en het medisch papier. De scheurbestendige film gemaakt van polypropyleen en polyethyleen maakt visuele inspectie van de inhoud mogelijk. Interne en externe indicatoren bevestigen de sterilisatieparameters van tijd, temperatuur en stoom.

# Classificatie

Tandheelkundige instrumenten zijn geclassificeerd in drie categorieën, afhankelijk van hun risico op het overbrengen van infectie bij patiënten en medewerkers van de tandheelkundige praktijk:

## Niet-kritieke instrumenten

Deze instrumenten komen uitsluitend in contact met de intacte huid. Dergelijke instrumenten zijn bijvoorbeeld röntgenkoppen of de hoofdlamp. Deze instrumenten hebben een laag risico op kruisbesmetting. Daarom kunnen ze worden gereinigd en gedesinfecteerd.

## Semi-kritieke instrumenten

Deze instrumenten penetreren het mondweefsel niet. Ze komen echter in contact met het slijmvlies van de mond of met niet-intacte huid. Dergelijke instrumenten zijn tandheelkundige spiegels, amalgaamcondensator en afdruktrays. Aanbevolen wordt om deze instrumenten idealiter na elk gebruik te steriliseren.

## Kritieke instrumenten

Dit zijn alle instrumenten die de huid of het slijmvlies penetreren of worden blootgesteld aan de bloedstroom. Deze instrumenten moeten na elk gebruik worden gesteriliseerd, kritieke instrumenten die in de tandheelkunde worden gebruikt zijn tandheelkundige tangen, scalpels, botbeitels en chirurgische boortjes.



# Sterilisatiezakjes

Maximale efficiëntie! Medicom® SafeSeal® Quattro zelfafsluitende sterilisatiezakjes zijn verkrijgbaar in diverse maten. Vul het zakje en sluit het af door de kleefstrip te verwijderen en de flap voorzichtig omlaag te drukken.

## Platte sterilisatiezakjes – zelfklevend

Inhoud: 200 stuks/pak

Maat:	57 x 102 mm	70 x 229 mm	89 x 133 mm	89 x 229 mm
Art.-nr.:	88015	88000	88005	88010
Prijs:	€ 12,90	€ 16,10	€ 15,40	€ 17,50
Maat:	133 x 254 mm	191 x 330 mm	254 x 356 mm	305 x 432 mm
Art.-nr.:	88025	88030	88035	88040
Prijs:	€ 36,70	€ 45,00	€ 54,70	€ 92,60




# Sterilisatierollen

Medicom® SafeSeal® Quattro sterilisatierollen zijn verkrijgbaar in diverse breedtes die in de vereiste lengte kunnen worden gesneden. Sluit eenvoudigweg het ene uiteinde van het zakje af, plaats de te steriliseren benodigdheden in het zakje en sluit het andere uiteinde af. Voor het afsluiten is een afsluithulpmiddel vereist.

## Platte sterilisatierollen

Lengte: 200 m/rol

Breedte:	50 mm	75 mm	100 mm	150 mm
Art.-nr.:	9850	9860	9870	9880
Prijs:	€ 22,60	€ 27,50	€ 36,50	€ 54,00
Breedte:	200 mm	250 mm	300 mm	
Art.-nr.:	9890	98100	98110	
Prijs:	€ 78,00	€ 95,00	€ 122,00	



Alle prijzen zijn geldig tot 31.12.2024. Prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten (voor bestellingen onder de 100,- €). Alle prijzen zijn niet-bindende adviesprijzen. Fouten en wijzigingen voorbehouden. De kleuren van de afbeeldingen kunnen afwijken van het originele product. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

**LOSER & CO**  
*öfter mal was Gutes...*



[www.medicomeurope.com](http://www.medicomeurope.com)

Medicom GmbH  
Benzstraße 1c  
D-51381 Leverkusen  
Tel. +49 (0) 2171/70 66 70  
[info.dental.eu@medicom.com](mailto:info.dental.eu@medicom.com)  
[www.loser.eu](http://www.loser.eu)