



PROTECTION
DE LA TÊTE
AUX PIEDS

CATALOGUE



À propos de nous

Fondé en 1988, le Groupe Medicom est une entreprise internationale leader spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits de prévention et de contrôle des infections à usage unique de haute qualité pour le marché médical, dentaire, gouvernemental et industriel, les laboratoires et les instituts de recherche, le secteur de la santé et du bien-être, le secteur de la santé animale et le commerce de détail.

Notre philosophie

Medicom est une société mondiale de soins de santé qui s'engage à fournir des produits et des services d'excellence. Nous nous efforçons de développer des relations solides avec nos clients en leur offrant des produits de qualité supérieure à haute valeur ajoutée et des services exceptionnels grâce à un processus d'amélioration continu. Nous favorisons un environnement de travail qui contribue à l'épanouissement de chaque employé et nous sommes guidés par les principes de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Notre mission

Medicom fournit des produits de marque fiables à forte valeur ajoutée à ses distributeurs et à ses utilisateurs finals. Nous apportons une passion entrepreneuriale à tout ce que nous faisons pour créer des expériences clients remarquables.

Nos clients

Nos produits sont utilisés par des dentistes, des hygiénistes et autres professionnels du secteur dentaire. Nous leur offrons une large gamme d'équipement de protection individuelle et de contrôle des infections et un assortiment complet de masques et de gants à usage médical et de produits dentaires.

Caractéristiques & marquages



Fabriqué dans l'UE

Les produits Medicom sont largement fabriqués dans l'Union européenne, conformément aux normes de qualité et d'hygiène de l'Union européenne.



Dispositif
médical de
classe I

Dispositif médical

Classés comme des dispositifs médicaux, nos produits satisfont à toutes les exigences de mise sur le marché, de mise à disposition sur le marché et de mise en service, conformément au Règlement relatif aux dispositifs médicaux (MDR) ou au Règlement relatif aux dispositifs médicaux de l'Union européenne.



Sans latex

Produits sans latex

Ce pictogramme signifie que le latex de caoutchouc naturel n'a pas été utilisé comme matériau pour la fabrication du produit, de son récipient et/ou de son emballage.

Marquage des masques



Résistant aux
éclaboussures



Masque à
élastiques



Masque à
lanières



Avec bande
anti-buée



Spécialement
pour les peaux
sensibles



Avec visière
intégrée

06



Masques

13



Gants

18



Vêtements

21



Fournitures essentielles

24



Produits dentaires

29



Stérilisation


Masques

Les masques Medicom sont fabriqués en Europe dans les conditions d'hygiène les plus strictes. Des conceptions innovantes et des matériaux de haute qualité assurent une protection fiable, une respirabilité exceptionnelle et un confort supérieur dans toutes les applications médicales. Des tissus hypoallergéniques sélectionnés avec soin conviennent parfaitement aux peaux sensibles. Les masques fabriqués et distribués par Medicom ne contiennent pas de graphène.

Production en salle blanche


Medicom est fière de proposer une large gamme de masques à usage médical (communément appelé masque chirurgical) et de masques FFP2 de haute qualité aux professionnels de la santé qui disposent ainsi d'une protection fiable, sans compromettre le confort ou la respirabilité.

L'environnement de salle blanche ISO Classe 7 dans lequel nous fabriquons nos masques non réutilisables, n'est pas requis par la norme EN 14683+AC:2019, mais il nous permet de garantir la propreté microbienne de nos produits qui sont prêts à l'emploi dans la salle d'opération.



Propreté microbienne ou « charge microbienne » de nos masques

« La propreté » d'un masque chirurgical est définie par l'absence de micro-organismes viables sur un produit et/ou un emballage. La norme EN 14683+AC:2019 stipule que l'essai du masque à usage médical doit être effectué conformément aux spécifications de la norme EN ISO 11737-1 et elle fournit le mode opératoire à suivre pour déterminer les micro-organismes viables, ou charge microbienne, sur ou dans un dispositif médical. Lors d'un essai effectué selon l'EN ISO 11737-1, la charge microbienne du masque à usage médical doit être inférieure à 30 UFC (unités formant colonies) par gramme de masque testé.




Respirabilité (delta P) ou pression différentielle

Cet essai détermine la perméabilité à l'air du masque et donc sa « respirabilité ». La respirabilité est mesurée en calculant la différence de pression à travers le masque dans des conditions spécifiques de débit d'air, de température et d'humidité. Plus le delta P du masque à usage médical est faible et plus le porteur du masque peut respirer facilement. Notre masque va au-delà des exigences de respirabilité de la norme EN 14683+AC:2019 : c'est l'un des masques les plus performants de sa classe avec une efficacité de filtration bactérienne (EFB) élevée.

Masque de protection respiratoire SafeMask® norme UE FFP2 & Type IIR

Demi-masque à haute filtration, classe d'efficacité FFP2, type IIR. Ce masque filtre efficacement les aérosols solides et liquides et offre une protection fiable contre les maladies infectieuses (EFB 99,9%). Le molleton doux et léger fournit un confort maximum et une respirabilité exceptionnelle. Les deux élastiques transversaux soudés par ultrasons garantissent un ajustement au visage sur mesure et une étanchéité optimale. Durée d'utilisation maximum 8 heures.



CONFORT SUPÉRIEUR

Avec sa couche intérieure sans latex ultra-douce, ce masque convient idéalement aux peaux sensibles.

AJUSTEMENT SUR MESURE

Medicom FFP2 masks are available in three sizes. A special size guide helps each wearer select the correct size for optimal protection.

HAUT NIVEAU DE PROTECTION

Les masques Medicom FFP2 sont uniques: ils protègent à la fois le porteur du masque et les personnes présentes dans son environnement immédiat contre les infections. Les masques Medicom sont aussi classés en fonction de leur efficacité et ils sont soumis à des essais de perméabilité globale.

RESPIRABILITÉ EXCEPTIONNELLE

Des matières premières de qualité supérieure offrent une respirabilité exceptionnelle. Grâce à des matériaux non-tissés (spunbond) de fabricants de premier plan, les masques Medicom FFP2 fournissent une protection fiable et un confort maximum, même lors d'une utilisation prolongée.

50 PIÈCES

Emballage standard
€ 49,90

Emballage individuel
€ 59,90




Scanner le code QR et regarder la vidéo

« Les masques FFP2 bien ajustés réduisent le risque au moins à quelques pour mille. »

Une analyse détaillée de l'Institut Max Planck pour la dynamique et l'auto-organisation de Göttingen (Allemagne) montre que des masques FFP2 bien ajustés offrent une protection 75 fois supérieure à celle des masques chirurgicaux bien ajustés et que la façon dont un masque est porté fait une énorme différence. Scannez le code QR pour en savoir plus :



Les masques Medicom FFP2 sont disponibles en trois tailles pour garantir le meilleur ajustement possible :




Taille : petite

Couleur : blanc, contenu : 50 pièces

Emballage standard N° art. : 2292-WH

En emballage individuel N° art. : 2292S-WH



Taille : moyenne

Couleur : blanc, contenu : 50 pièces

Emballage standard N° art. : 2092-WH

En emballage individuel N° art. : 2092S-WH



Taille : grand

Couleur : blanc, contenu : 50 pièces

Emballage standard N° art. : 2192-WH

En emballage individuel N° art. : 2192S-WH




SafeMask® Masque chirurgical de Type IIR

Medicom est fière de proposer une large gamme de masque chirurgical de haute qualité aux professionnels de la santé qui disposent ainsi d'une protection fiable sans compromettre le confort ou la respirabilité. Une couche extérieure en spunbond non-tissé fournit une protection maximale contre la pénétration de fluides biologiques. Le masque Medicom® SafeMask® SofSkin® fog-free de type IIR offre un confort et une douceur inégalés et convient idéalement aux peaux sensibles. Pour ceux qui portent des lunettes, la bande anti-buée unique au niveau du nez empêche les verres et les visières de s'embuer.



EFFET ANTI-BUÉE

La plupart des masques sont disponibles en version « anti-buée » avec une bande spéciale au niveau du nez qui empêche la formation de buée sur les lunettes et/ou les visières. Il suffit de plier la bande intérieure, d'ajuster le masque et de se préparer à voir clair à nouveau!



CONFORT SUPÉRIEUR

Les masques Medicom de type IIR sans latex offrent un confort inégalé. Avec leur couche intérieure extra douce, les masques SofSkin conviennent tout particulièrement aux peaux sensibles.

RÉSISTANT AUX ÉCLABOUSSURES

Les masques ont des non-tissés intérieur et extérieur imperméables excellents qui offrent une barrière sûre contre les pulvérisations, les éclaboussures et les particules.

RESPIRABILITÉ EXCEPTIONNELLE

La respirabilité de nos masques est unique sur le marché et va au-delà des exigences de la norme EN 14683: 2019.

EFFICACITÉ DE FILTRATION BACTÉRIENNE

L'efficacité de filtration bactérienne (EFB) élevée de nos masques fournit une barrière sûre contre la contamination bactérienne.

La double barrière

Les masques médicaux de type IIR fournissent une barrière physique qui empêche l'exposition aux bactéries des autres personnes tout en protégeant le porteur du masque contre les fluides biologiques, les pulvérisations, les éclaboussures et les particules en suspension dans l'air.



Masque chirurgical avec élastiques auriculaires



€ 16,90

Medicom® SafeMask® SofSkin® fog-free avec élastiques auriculaires

Contenu: 50 pièces

Couleur	N° art.	Couleur	N° art.
Bleu	2155-FF-30	Lavende	2153-FF-30
Blanc	2159-FF-30	Rosé	2156-FF-30
Vert	2158-FF-30	Orange	2162-FF-30



€ 6,90

Medicom® SafeMask® Standard avec élastiques auriculaires

Contenu: 50 pièces

Couleur	N° art.	Couleur	N° art.
Bleu	2115-30	Lavende	2113-30
Blanc	2119-30	Rosé	2116-30
Vert	2118-30	Orange	2122-30



€ 59,90

Medicom® SafeMask® SofSkin® fog-free avec élastiques auriculaires et visière

Contenu: 25 pièces

Couleur	N° art.
Bleu	2155-FFV-30



Masques médicaux avec lanières



€ 20,40

Medicom® SafeMask® SofSkin® fog-free avec lanières

Contenu : 50 pièces

Couleur	N° art.
---------	---------

● Bleu	2050-BFF-30
--------	-------------



€ 64,90

Medicom® SafeMask® SofSkin® fog-free avec lanières et visière

Contenu : 25 pièces

Couleur	N° art.
---------	---------

● Bleu	2050-FFV-30
--------	-------------



Gants



Les gants d'examen médical SafeTouch Medicom offrent une qualité et un confort exceptionnels. Nos gants satisfont à toutes les normes de qualité européennes pour les gants médicaux. Grâce à une résistance élevée, une sensibilité tactile exceptionnelle et une protection fiable du patient, les gants SafeTouch sont des incontournables de la pratique quotidienne. Et avec un choix d'options nitrile et latex, Medicom propose des gants idéalement adaptés à tous les besoins.

Gants en latex vs gants sans latex

Les dentistes préfèrent souvent les gants en latex qui offrent un niveau plus élevé d'élasticité, de confort et d'ajustement. Les chirurgiens préfèrent aussi souvent les gants en latex qui offrent une plus grande précision avec une sensibilité tactile plus élevée.

Malgré les avantages du latex, les allergies au latex sont de plus en plus courantes et de nombreux prestataires de soins choisissent des variantes sans latex, telles que le vinyle ou le nitrile.

Réalisé à partir de caoutchouc synthétique, le nitrile est une excellente alternative pour les personnes allergiques au latex naturel : le sentiment d'étirement de ces gants est comparable à celui des gants en latex, leur durabilité est aussi très élevée et ils offrent une très bonne résistance à la perforation. Les gants en nitrile offrent une meilleure protection contre les contaminations et les infections.

La protection offerte par chaque type de matériau est une autre différence qu'il faut prendre en considération au moment de choisir entre des gants en latex et des gants sans latex. En général, les gants en latex offrent une meilleure protection contre les bactéries et les virus, tandis que les gants synthétiques offrent une meilleure protection chimique. Parmi les différents types de gants sans latex, les gants nitrile offrent un degré de protection plus élevé contre les virus et les composants chimiques




Tableau des dimensions selon EN 420 :

Taille	Circonférence de la main	Longueur de la main	Longueur min. du gant
6 XS	152 mm	160 mm	220 mm
7 S	178 mm	171 mm	230 mm
8 M	203 mm	182 mm	240 mm
9 L	229 mm	192 mm	250 mm
10 XL	254 mm	204 mm	260 mm
11 XXL	279 mm	215 mm	270 mm

Normes UE

Gants médicaux à usage unique – êtes-vous en mains sûres ?

En Europe, un certain nombre de normes protègent le porteur des gants et le patient contre toute contamination croisée. Voici une sélection des normes les plus importantes :

EN 455-1 : Gants médicaux non réutilisables

Partie 1 : Exigences et essais pour la détection de l'absence de trous

Les gants agissent comme une barrière. Si les gants sont troués, cette barrière et la protection contre la contamination croisée sont rompues. Le test est effectué à partir de lots échantillonnés. Les gants sont testés pendant la production et avant l'expédition.

EN 455-2 : Gants médicaux non réutilisables

Partie 2 : Exigences et essais pour propriétés physiques

La présente norme européenne spécifie les exigences et les méthodes d'essai relatives aux propriétés physiques des gants médicaux non réutilisables, telles que la force à la rupture, avant et après le vieillissement accéléré. Les gants fabriqués doivent également avoir une certaine longueur pour pouvoir couvrir toute la main. Il faut aussi tenir compte de la résistance des gants pour garantir que les gants ne se déchirent pas à l'enfilage et lors d'une utilisation aux fins prévues. Les essais montrent que le matériau conserve sa résistance sous certains paramètres.

EN 455-3 : Gants médicaux non réutilisables

Partie 3 : Exigences et essais pour évaluation biologique

Les gants ne devraient pas avoir d'effet nocifs pour le porteur, ils ne devraient pas non plus constituer une source de sensibilisation et l'irritation devrait être aussi faible que possible. Un gant peut toujours provoquer une réaction, mais le risque doit être faible. En cas de réaction, il est important de pouvoir trouver un gant de remplacement. La norme est également utile dans la mesure où elle stipule que le fabricant doit fournir, sur demande, une liste des composants chimiques utilisés lors de la fabrication des gants.

EN 455-4 : Gants médicaux non réutilisables

Partie 4 : Exigences et essais relatifs à la détermination de la durée de conservation

Il est important que les gants fournissent la protection attendue. Comme les gants se dégradent avec le temps, ils ne durent que pendant une certaine période, quand ils sont stockés correctement. Les gants ne devraient pas être utilisés au-delà de leur date limite, étant donné qu'ils risquent de ne plus offrir la protection attendue.

EN ISO 374-5 : 2016 Protection contre les micro-organismes

En raison de leur petite taille, les virus peuvent facilement passer à travers les trous des gants de protection ordinaires. Il a été prouvé que les gants qui satisfont à l'EN 374-5 VIRUS constituent une barrière étanche contre les petits virus. Les gants doivent satisfaire à l'essai d'étanchéité selon la norme EN ISO 374-2:2019.

Gants en nitrile non poudrés

Les gants de qualité nitrile fournissent une sensation « seconde peau » due à leur texture douce. La technologie polymère améliorée offre un ajustement confortable pour une dextérité optimale en conditions humides et sèches. Une finition texturée au bout des doigts améliore la préhension. Les gants nitrile ont une grande résistance à la perforation (trois fois supérieure au latex) et à l'abrasion.



€ 12,90

Medicom® SafeTouch® Advanced™ Rejuvenate

Poids unitaire: 4,0g (taille M)

Couleur: blanc, contenu: 100 pièces

Taille	N° art.	Taille	N° art.
6 XS	1176-A	9 L	1176-D
7 S	1176-B	10 XL	1176-E
8 M	1176-C		



€ 4,10

Medicom® SafeTouch® Advanced™ Vitals™

Poids unitaire: 3,2g (taille M)

Couleur: bleu, contenu: 100 pièces

Taille	N° art.	Taille	N° art.
6 XS	1193N-A	9 L	1193N-D
7 S	1193N-B	10 XL	1193N-E
8 M	1193N-C		



€ 6,90

Medicom® SafeTouch® Advanced™ Slim

Poids unitaire: 3,5g (taille M)

Couleur: bleu violet, contenu: 100 pièces

Taille	N° art.	Taille	N° art.
6 XS	1175N-A	9 L	1175N-D
7 S	1175N-B	10 XL	1175N-E
8 M	1175N-C		



€ 6,90

Medicom® SafeTouch® Advanced™ Platinum

Poids unitaire: 3,5g (taille M)

Couleur: blanc, contenu: 100 pièces

Taille	N° art.	Taille	N° art.
6 XS	1174N-A	9 L	1174N-D
7 S	1174N-B	10 XL	1174N-E
8 M	1174N-C		



Gants en latex non poudrés

Les gants en latex sont très flexibles et élastiques. Ils offrent un ajustement, un confort et une dextérité remarquables et ils ont une extrême sensibilité pour une bonne préhension. Le latex présente une excellente résistance mécanique aux déchirures et aux pliures et forme une barrière efficace contre les contaminants biologiques. Veuillez noter: Le latex peut provoquer une réaction allergique en cas de contact prolongé et directe avec la peau.



€ 12,90

Medicom® SafeTouch® Connect™ Rejuvenate

Poids unitaire: 5,2g (taille M)

Couleur: naturel (beige), contenu: 100 pièces

Taille	N° art.	Taille	N° art.
6 XS	1163-A	9 L	1163-D
7 S	1163-B	10 XL	1163-E
8 M	1163-C		



€ 6,90

Medicom® SafeTouch® Connect™ Soft

Poids unitaire: 6,2g (taille M)

Couleur: naturel (beige), contenu: 100 pièces

Taille	N° art.	Taille	N° art.
6 XS	1130-A	9 L	1130-D
7 S	1130-B	10 XL	1130-E
8 M	1130-C		



€ 5,20

Medicom® SafeTouch® Connect™ Vitals

Poids unitaire: 5,5g/st. (taille M)

Couleur: naturel (beige), contenu: 100 pièces


Taille	N° art.	Taille	N° art.
6 XS	1122-A	9 L	1122-D
7 S	1122-B	10 XL	1122-E
8 M	1122-C		



Le saviez-vous ?

Les gants non poudrés ne contiennent pas d'amidon de maïs. Ils sont hypoallergéniques, beaucoup plus solides et polyvalents. Ils sont parfois plus chers en raison du processus nécessaire pour retirer le revêtement poudre des gants. Cependant, les gants non poudrés minimisent les risques d'allergie car ils contiennent moins de protéines et de substances chimiques. Les gants non poudrés sont également plus propres car ils ne laissent pas de résidus sur les vêtements ou les surfaces.

Vêtements



Medicom propose un assortiment de vêtements de protection réalisés à partir de matériaux de premier choix et conçus pour former une barrière fiable, sans compromis sur le confort ou le style. Les matériaux de premier choix des vêtements de protection Medicom veillent à la sûreté et au confort des utilisateurs. Des modèles uniques assurent un ajustement personnalisé, une qualité constante et une grande longévité.

Coiffes de protection




Les praticiens, les assistants et les prophylaxistes devraient se protéger contre la nébulisation et la pulvérisation de poudres lors du nettoyage professionnel des dents. Le cuir chevelu et les cheveux sont des vecteurs bactériens lorsque l'on soigne le patient. Nos coiffes de protection assurent un maximum d'hygiène et une protection optimale des cheveux et de la tête grâce à un design respirant et peu pelucheux qui protège les membres de l'équipe dentaire et le patient de la contamination croisée.



€ 16,90

Medicom® SafeWear™ Premium Clip Caps

Matériau: PP 15g/m²
Contenu: 250 pièces



Couleur	N° art.
 Bleu	870112
 Blanc	870111
 Vert	870113



€ 27,80

Medicom® SafeWear™ Premium Universal Caps

Matériau: Viscose 40g/m²
Contenu: 100 pièces

Couleur	N° art.
 Bleu	813600
 Vert	813700



CARACTÉRISTIQUES D'UNE COIFFE DE PROTECTION

- Empêche les cheveux lâches de contaminer l'espace de travail, les blouses de protection, le matériel et même la zone de soins
- Offre une protection pour l'équipe et le patient
- Évite la contamination des gants et de la peau en écartant les cheveux du visage
- Permet de se concentrer sur l'essentiel – le traitement
- Pas besoin de se laver les cheveux tous les jours après le travail
- Le cabinet bénéficie d'une image de professionnalisme et de sérieux

Surchaussures

Les surchaussures sont utilisées pour éviter que la contamination extérieure ne pénètre dans les cabinets dentaires sans avoir à porter de chaussures spéciales. Les surchaussures sont particulièrement utiles sur les patients qui entrent en salle d'opération et qui n'ont donc pas à enlever leurs chaussures ou à en changer.

€ 46,50



Medicom® SafeFeet™ Vitals Surchaussures

Matériau: 100% PP

Poids: 30 g/m²

Taille: 160 x 380 mm (L)

Contenu: 500 pièces

Couleur	N° art.
<input type="radio"/> Blanc	81039A



Fournitures essentielles



Medicom offre une gamme complète de produits qui rendent les soins aux patients plus sûrs, plus faciles et plus confortables chaque jour. Une variété de produits jetables de haute qualité facilite la gestion de l'hygiène dans les cabinets dentaires et aide à protéger l'équipe et les patients. De nombreux articles sont disponibles dans une variété de teintes pour ajouter une touche de couleur à tout cabinet.

Gobelets en papier










Les gobelets en papier Medicom sont fabriqués à partir de matériaux très denses. Avec leur grammage de 190g/m², ils résistent à la température pour protéger les mains du chaud et du froid. Ils sont rigides et stables pour éviter de se renverser. Tous les gobelets en papier ont une capacité de 180ml et ils s'adaptent sur la plupart des distributeurs.



€ 109,00

Medicom® Gobelets en papier

Contenance: 180ml
Hauteur: 8,0 cm
Grammage: 190g/m²
Contenu: 60 packs de 50 pcs. (3.000 pcs.)

Couleur	N° art.	Couleur	N° art.
 Bleu	120	 Rosé	125
 Blanc	121	 Orange	126
 Vert	122	 Bleu foncé	127
 Jaune	123	 Assorti	128
 Lavende	124		




€ 69,90

Medicom® "Green for You" Gobelets en papier

Compostables selon les normes ISO DIN EN 13432 et ASTM D6400.

Contenance: 180ml
Hauteur: 8,0 cm
Grammage: 190g/m²
Contenu: 1.000 pcs.

Couleur	N° art.
 Blanc / beige clair	150



Vous souhaitez intégrer le développement durable dans votre cabinet et vous préférez les produits respectueux de l'environnement ? Les gobelets en papier « Green for You » sont fabriqués en papier rigide muni d'un revêtement qui prévient les fuites.



Les gobelets en papier Medicom ajoutent une touche de couleur à votre programme d'hygiène ! Choisissez parmi huit couleurs éclatantes pour créer votre palette de couleurs attrayantes assorties aux autres accessoires Medicom, tels que les pompes à salive, housses têtes et bavettes.

Serviettes dentaires

Avec leur structure multicouche papier/polyéthylène, ces bavettes colorées à fort pouvoir absorbant offrent une protection efficace du patient et un confort élevé. Un gaufrage horizontal et des rebords hydrofuges uniques assurent une protection supplémentaire. Les serviettes sont proposées dans un distributeur pratique. Une grande variété de couleurs éclatantes vous permet de choisir des teintes assorties aux gobelets et aux pompes à salive.

Dry-Back® Serviettes dentaire

Taille: 33,0x45,5 cm

Matériau: 3 plis (2 couches de papier + 1 couche de polyéthylène)

Inhalt: Boîte distributrice de 100 pièces ou 500 pièces sans boîte distributrice

100 pièces | 500 pièces
€ 8,40 | € 19,90

	100 pièces	500 pièces
Couleur	N° art.	N° art.
● Lavende	8280-100	8280-N
● Bleu	8282-100	8282-N
○ Blanc	8283-100	8283-N
● Jaune	8284-100	8284-N
● Vert	8285-100	8285-N
● Dusty rose	8286-100	8286-N
● Pêche	8288-100	8288-N

	100 pièces	500 pièces
Couleur	N° art.	N° art.
● Aqua	8289-100	8289-N
● Bleu nuit	8290-100	8290-N
● Orange	8291-100	8291-N
● Noir	8292-100	8292-N
● Citron vert	8293-100	8293-N
● Turquoise	8294-100	8294-N



Housses têtes

Les housses têtes offrent une mesure d'hygiène supplémentaire au patient. Cette housse à deux couches papier/polyéthylène protège les fauteuils dentaires contre les dommages et l'usure. Elle évite la contamination de la tête et donne une impression d'hygiène dans la salle de soins.

Medicom® SafeBasics™ Housses têtes

Taille: 25x25 cm et 25x33 cm

Matériau: Tissue + polyethylene

Contenu: 500 pièces

25x25 cm | 25x33 cm
€ 32,80 | € 38,20

	25x25 cm	25x33 cm
Couleur	N° art.	N° art.
○ Blanc	3014	3017
● Bleu	3015	3018
● Rosé	3019	3023
● Violet	3020	3024

	25x25 cm	25x33 cm
Couleur	N° art.	N° art.
● Bleu nuit	3021	3025
● Vert	3022	3026
● Orange	3028	3027



Produits dentaires

Medicom propose toute une gamme de produits qui améliorent quotidiennement la sécurité, la convivialité et le confort des patients.

Les produits dentaires Medicom comprennent des bandes matricielles à usage unique, des embouts pour seringue à air/eau, des pompes à salives et des rouleaux de coton.

Pompes à salive

Les pompes à salive Medicom permettent de réaliser une aspiration continue de la salive, du sang et des débris dans la bouche du patient pour maintenir la visibilité du champ opératoire. Le fil métallique de la pompe à salive est solidement fixé dans le tube pour garantir la mémoire de forme après pliage et l'adaptation à la bouche des patients. L'embout souple arrondi respecte les gencives sensibles et évite l'aspiration des chairs. La grande flexibilité et l'absence de plis assurent une aspiration excellente.



L: 13 cm	L: 15 cm
€ 3,60	€ 4,10

Medicom® Pompes à salive

Contenu: 100 pièces

Couleur	13cm de long N° art.	15cm de long N° art.
Lavende	510-L	710-L
Bleu	505-B	705-B
Transparent	504-C	704-C
Jaune	508-Y	708-Y

Couleur	13cm de long N° art.	15cm de long N° art.
Vert	506-G	706-G
Orange	511-O	711-O
Rosé	512-P	712-P



Rouleaux de coton dentaire

Ce rouleau flexible est à mémoire de forme. Il convient pour des traitements divers, même sur des patients sensibles. Il est facile à retirer et n'irrite pas les muqueuses. Il est doux, flexible et très absorbant (5 fois son poids). 100% coton. Sans latex ni chlore ; non fluorescent.

Medicom® Rouleaux de coton

Contenu: 300g

Taille	N° art.
#1 (0,8 x 3,8 cm)	4551-300
#2 (1,0 x 3,8 cm)	4552-300
#3 (1,2 x 3,8 cm)	4553-300
#4 (1,4 x 3,8 cm)	4554-300



€ 5,90



Matrices à usage unique

Cette nouvelle bande matricielle Medicom est le fruit de trente années d'expérience : plus facile à utiliser, elle améliore la visibilité du champ chirurgical et assure de meilleurs résultats.



Scannez le code QR pour obtenir plus d'informations sur SafeMatrix™!



AJUSTEMENT OPTIMAL

Mécanisme de tension et adaptation conique sur la dent pour un contact interproximal étroit.

APPLICATION UNIVERSELLE

SafeMatrix peut être utilisé pour les cavités MO/OD et MOD et pour les restaurations de cuspidés, ainsi que pour protéger les dents voisines pendant la préparation.

CONCEPTION ERGONOMIQUE

Col étroit et bords arrondis pour un accès sûr et facile pendant le traitement.

HYGIÉNIQUE

Chaque matrice est emballée séparément. Produit à usage unique ne nécessitant pas de retraitement.

COMPATIBILITÉ

Peut être utilisé avec tous les matériaux de restauration, les coins interdentaires et les digues en caoutchouc.


GAIN DE TEMPS

Pas de longs assemblages de bande et de support.

CONVIVALITÉ

Réduit le risque de blessures souvent causées aux gencives et aux joues.

3 ÉTAPES POUR UNE RESTAURATION PARFAITE



Préparez la bande SafeMatrix en poussant la broche du côté où vous voulez rétrécir la matrice jusqu'à ce que la broche se trouve à ras du support. Ce côté doit être placé contre la gencive. La bande s'adapte de manière conique à l'anatomie de la dent.



Placez la matrice autour de la dent et ajustez-la soigneusement. Serrez la bande en tournant la molette dans le sens des aiguilles d'une montre. La bande peut être polie en cas de nécessité. Des coins interdentaires peuvent être éventuellement utilisés.



Réalisez le remplissage et le durcissement selon la procédure habituelle. Retirez la bande en tournant la molette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la desserrer et le tour est joué !

© Dr. Maximilian Dobbertin



€ 49,90



Medicom® SafeMatrix™

MD
CLASS I

Bande de matrice à usage unique
Contenu: 50 pièces

Wide – Largeur de la bande: 6,0 mm

N° art.: 30045

Narrow – Largeur de la bande: 4,5 mm

N° art.: 30050



€ 56,90



Medicom® SafeMatrix™ Contour

MD
CLASS I

Bande de matrice préformée à usage unique.
Contenu: 50 pièces


Wide – Largeur de la bande: 6,0 mm

N° art.: 30055

Narrow – Largeur de la bande: 4,5 mm

N° art.: 30060

STANDARD VS CONTOUR



droite

La version standard de la SafeMatrix est droite et non préformée.



préformée

La bande matricielle SafeMatrix Contour est préformée pour épouser la forme de la dent.

Embouts jetables pour seringue à air et à eau

Les embouts jetables pour seringue à air et à eau SafeJet préviennent les infections et la contamination croisée dans le cabinet dentaire. Les embouts jetables pour seringue Medicom SafeJet sont une alternative plus sûre que les embouts de seringue réutilisables qui présentent un risque de contamination croisée. Grâce à un système unique à deux canaux, SafeJet garantit une séparation fiable de l'air et de l'eau et génère une vaporisation parfaite. SafeJet™ convient à tous les adaptateurs SafeJet, Pro-Tip® et Pro-Tip® Turbo* disponibles sur le marché.

Medicom® SafeJet™

Contenu: 250 pcs.
N° art.: 1007074

MD

€ 38,90



Système intégré à deux canaux assure la séparation de l'air et de l'eau

Conception solide pour le retrait sûr et confortable des joues


Système de verrouillage fiable pour sécuriser l'embout en position

Embout étroit pour optimiser la visibilité et l'accès

Surface lisse pour un confort optimal du patient

Quatre cannelures pratiques pour faciliter la manipulation

ASSEMBLAGE FACILE



Insérez l'embout dans l'adaptateur comme sur la photo.



Pour bloquer le SafeJet en position, tournez légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre.

*PRO-TIP et PRO-TIP TURBO sont des marques déposées d'ASTEK INNOVATIONS LIMITED. Les produits Medicom ne sont ni approuvés, ni directement affiliés, ni soutenus, ni autorisés, ni commandités par Astek.

Stérilisation

SafeSeal® Quattro

Brown
te (EO)

Les sachets et les bobines de stérilisation Medicom® SafeSeal® Quattro sont des outils fiables pour le retraitement validé et le stockage sûr du matériel stérile. Ils sont munis d'un scellement unique pour une liaison sûre entre le film et le papier médical. Le film multicouche de polypropylène et de polyéthylène résiste au déchirement et permet la visualisation du contenu. Des indicateurs internes et externes confirment les paramètres de stérilisation (temps, température et vapeur).

Classification

Les instruments dentaires ont été classés en trois catégories en fonction du risque infectieux potentiel pour le patient et le prestataire de soins dentaires :

Instruments non critiques

Ces instruments sont sans contact direct avec le patient ou en contact avec la peau saine du patient. Ces instruments comprennent, par exemple, les têtes à rayons X ou les arc faciales. Ces instruments présentent un faible risque d'infections croisées. Ils peuvent donc être nettoyés et désinfectés.

Instruments semi-critiques

Ces instruments ne pénètrent pas dans les tissus buccaux. Ils sont cependant en contact avec la membrane de la muqueuse buccale ou la peau non saine. Ces instruments comprennent les miroirs dentaires, les condenseurs d'amalgame et les porte-empreinte. Ces instruments devraient être idéalement stérilisés après chaque utilisation.

Instruments critiques

Cette catégorie comprend tous les instruments qui traversent la peau ou les muqueuses ou qui pénètrent dans le système vasculaire. Ces instruments devraient être stérilisés après chaque usage. Les instruments critiques utilisés en dentisterie comprennent les daviers, scalpels, ciseaux à os et fraises chirurgicales.



Sachets de stérilisation

Efficacité maximale ! Les sachets de stérilisation auto-adhésifs Quattro sont disponibles dans de nombreuses tailles. Remplir simplement le sachet et le sceller en retirant la bande adhésive et en repliant le rabat avec précaution.

Medicom® SafeSeal® Quattro sachets de stérilisation plats – auto-adhésif

Contenu : 200 pièces/pack

Taille :	57 x 102 mm	70 x 229 mm	89 x 133 mm	89 x 229 mm
N° art :	88015	88000	88005	88010
Prix :	€ 12,90	€ 16,10	€ 15,40	€ 17,50
Taille :	133 x 254 mm	191 x 330 mm	254 x 356 mm	305 x 432 mm
N° art :	88025	88030	88035	88040
Prix :	€ 36,70	€ 45,00	€ 54,70	€ 92,60




Bobines de stérilisation

Les bobines de stérilisation Quattro sont disponibles dans de nombreuses largeurs différentes et elles peuvent être coupées à la longueur désirée. Sceller simplement l'une des extrémités du sachet, introduire les articles à stériliser et sceller l'autre extrémité. Nécessite un dispositif de scellement.

Medicom® SafeSeal® Quattro rouleaux de stérilisation plats

Longueur : 200 m/rouleau

Largeur :	50 mm	75 mm	100 mm	150 mm
N° art :	9850	9860	9870	9880
Prix :	€ 22,60	€ 27,50	€ 36,50	€ 54,00
Largeur :	200 mm	250 mm	300 mm	
N° art :	9890	98100	98110	
Prix :	€ 78,00	€ 95,00	€ 122,00	



Tous les prix sont valables jusqu'au 31.12.2024. Les prix ne comprennent pas la TVA et les frais d'expédition (pour les commandes inférieures à 100,- €). Tous les prix sont des prix recommandés non contraignants. Sous réserve d'erreurs et de modifications. Les couleurs des images peuvent différer du produit original. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

LOSER & CO
öfter mal was Gutes...



www.medicomeurope.com

Medicom GmbH
Benzstraße 1c
D-51381 Leverkusen
Tel. +49 (0) 2171/70 66 70
info.dental.eu@medicom.com
www.loser.eu