


PROMOTIES GELDIG VAN  
01.05.2024 TOT 31.07.2024


**NEW**

**330<sup>00</sup>**



BamBasic

**749<sup>00</sup>**



Original


Special  
2024

### BamBasic / Bambach® Original

Speciale ergotherapeutische zadelstoel

- Standaard zadelvorm
- Zeer gewaardeerd door mensen met een normale bekkenmaat
- Zorgt voor een comfortabele en gezonde zithouding
- Om een eind aan rugpijn te maken én deze te voorkomen

Artikel	REF		PROMO
BamBasic	A50401	412,50	<b>330,00</b>
BAMBACH zadelstoel zwart Vinyl	A46787		<b>749,00</b>
BAMBACH zadelstoel zwart Leder	A46682		<b>784,00</b>



**475<sup>00</sup>**



### Integra Cart De Luxe II

- Met drukluchtaansluiting
- Geïntegreerde stroomvoorzorging (2 universele stopcontacten)
- Bovenste tray met lade voor materiaal (met handvat)
- Met stroomaansluiting voor spiraalsnoeren
- Licht lopende wielen voor het snel en eenvoudig verschuiven van de cart
- Hoogwaardige lakkering
- Buitenafmetingen (h x b x d): 75,5 x 40 x 50 cm
- Gewicht: 22,8 kg

Artikel	REF		PROMO
Integra Cart De Luxe II	A41294	-649,00-	<b>475,00</b>

### Integra® Cart Smart

Voordelige bijzetwagen met 3 trays

- 2 universele stekkers
- 2 trays met beschermand tegen het weggrollen van instrumenten
- Draagvermogen per tray: 10 kg
- Afmetingen (b x h x d): 35 x 78 x 45 cm
- Gewicht: 14,5 kg

**369<sup>00</sup>**



Artikel	REF		PROMO
Integra Cart Smart	A41146	-795,00-	<b>369,00</b>

**675<sup>00</sup>**

### Integra Cart De Luxe III

- Geïntegreerde stroomvoorzorging (3 universele stopcontacten)
- De middelste tray heeft twee lades voor materiaal + handvat
- De bovenste deksel van de lade is als tray gevormd en voor het neerzetten van een apparaat te gebruiken
- De trays zijn niet in de hoogte verstelbaar
- Met stroomaansluiting voor spiraalsnoeren
- De voorste wielen kunnen worden vastgezet
- Hoogwaardige lakkering
- Buitenafmetingen (h x b x d): 77,8 x 35 x 44,5 cm
- Gewicht: 21,4 kg



Artikel	REF		PROMO
Integra Cart De Luxe III	A41295	-799,00-	<b>675,00</b>



COMPTOIR DENTAIRE  
DE BRUXELLES

Web : [www.denta.be](http://www.denta.be)  
Tél : 03 450 93 20  
E-mail : [verkoop@denta.be](mailto:verkoop@denta.be)





**5<sup>95</sup>**




### Bio Apply-Tips®

Fijne applicatiestaafjes

- Gemaakt van een combinatie van tarwe en kunststof
- Voor het precieze aanbrengen van vloeistoffen en pasta's
- Buigzame einden voor moeilijk te bereiken plaatsen
- Zuinige omgang met dure materialen (zoals bonding, medicamenten etc.)
- Zuurbestendig tegen bondings en andere soorten materiaal
- Hygiënische dispenser, staafjes per stuk uitneembaar
- Verkrijgbaar in 3 maten
- Biologisch afbreekbaar



Artikel	REF		PROMO
Bio Apply-Tips voor micro applicatiestaafjes (fijn, 1,9 mm)	A47178	6,50	<b>5,95</b>
Bio Apply-Tips voor micro applicatiestaafjes (medium, 3 mm)	A47179	6,50	<b>5,95</b>
Bio Apply-Tips voor micro applicatiestaafjes (extra-fijn, 1,5 mm)	A47177	6,50	<b>5,95</b>



**36<sup>45</sup>**

### Bio Tray

Wegwerp trays voor tandartsinstrumenten

- PLA bio-polymer van plantaardige oorsprong (van maïzetmeel gemaakt)
- Zeer duurzaam product
- Transparant van kleur
- Composteerbaar



Artikel	REF		PROMO
Bio Tray	A47176	43,50	<b>36,45</b>



Dento Box I: Personaliseer met jouw logo bij 500+stuks prijs op aanvraag

Dento Box II: hoogte 4 cm

vanaf **10<sup>35</sup>**

### Dento Box® I / Dento Box® II / Bio Dento Box® II

Stabiele reis- en opbergboxen

- Van biokunststof (terralene 75 %, mineraalandaal 25 %)
- Voor prothesen, orthodontische modellen etc.
- Schokvrij, veilige kliksluiting en met kleine ventilatiegaaatjes
- Biologisch afbreekbare pellets



Bio Dento Box II



Artikel	REF		PROMO
Bio Dento Box II	A48937	21,50	<b>19,35</b>
Dento Box II, blauw	A10010	15,99	<b>14,35</b>
Dento Box II, wit	A10011	15,99	<b>14,35</b>
Dento Box II, roze	A10554	15,99	<b>14,35</b>
Dento Box I, wit	A09917	11,50	<b>10,35</b>

**11<sup>85</sup>**



### Miratray® Spray

Adhesiefspray voor alginaat

- Een spray als ideaal hechtmiddel voor alle tandheelkundige afdruklepel
- Afdrukken hechten veel beter aan afdruklepel van metaal of kunststof
- Alleen in combinatie met alginaat gebruiken

Artikel	REF		PROMO
Miratray Spray, 200 ml	A00622	15,99	<b>11,85</b>

### Miratray®

Wegwerp afdruklepel van ivoorkleurige kunststof


- Voordelig en solide
- Goede retentie van het afdrukmateriaal door retentiekorfjes
- Praktisch, met viltstift beschrijfbaar
- Als complete lepel leverbaar in 6 maten



**18<sup>50</sup>**

Artikel	REF		PROMO
Miratray Inferior, I1 (small)	A00046	25,99	<b>18,50</b>
Miratray Inferior, I2 (medium)	A00047	25,99	<b>18,50</b>
Miratray Inferior, I3 (large)	A00048	25,99	<b>18,50</b>
Miratray Superior, S1 (small)	A00043	25,99	<b>18,50</b>
Miratray Superior, S2 (medium)	A00044	25,99	<b>18,50</b>
Miratray Superior, S3 (large)	A00045	25,99	<b>18,50</b>
Miratray Assortment I	A00042	24,99	<b>18,50</b>

**29<sup>90</sup>**



### Miratray® Implant

Afdruklepel voor implantaten met folietechniek

- Eenvoudig te plaatsen door gepatenteerde folietechniek
- Verbindt de voordelen van "reposition" (gebruiksgemak, kosten) met de precisie van de "pick-up" techniek
- Geen bijlijpen meer nodig, de abutments zijn door de folie goed zichtbaar
- Spaart tandarts en patiënt een extra behandeling
- Spaart enorme kosten, geen individuele lepel meer nodig (lage labkosten)
- Schone en precieze afdrucken – het afdrukmateriaal loopt niet over
- In 3 maten voor de boven- en voor de onderkaak, voor dentate en edentate kaken
- Voor elk afdrukmateriaal voor implantaten en alle gebruikelijke implantaatsystemen

Artikel	REF		PROMO
Miratray Implant starter assortiment	A34054	39,99	<b>29,90</b>
Miratray Implant Superior, S1 (small)	A35667-S1	39,99	<b>29,90</b>
Miratray Implant Superior, S2 (medium)	A35667-S2	39,99	<b>29,90</b>
Miratray Implant Superior, S3 (large)	A35667-S3	39,99	<b>29,90</b>
Miratray Implant Inferior, I1 (small)	A35667-I1	39,99	<b>29,90</b>
Miratray Implant Inferior, I2 (medium)	A35667-I2	39,99	<b>29,90</b>
Miratray Implant Inferior, I3 (large)	A35667-I3	39,99	<b>29,90</b>



239<sup>90</sup>



9<sup>45</sup>

## Airsonic® Mini Zandstraalapparaat

Gemakkelijk hanteerbaar zandstraalapparaat

- Voor het ruw maken van de bonding oppervlakken van kronen, bruggen, brackets, stiften, etc.
- Grondig ruw gemaakte oppervlakken voor een optimale hechting aan verschillende soorten materiaal
- Ideaal voor alle soorten metaal en keramiek
- Tevens geschikt om cementresten uit kronen en bruggen te verwijderen

Artikel	REF		PROMO
Airsonic Mini zandstraler	A01083	319,00	<b>239,90</b>
Airsonic Alu-Oxyd poeder 50 µm	A01589	11,99	<b>9,45</b>
Airsonic Alu-Oxyd poeder 90 µm	A01819	11,99	<b>9,45</b>




575<sup>00</sup>

## Airsonic® Absorbo Box®

Handige afzuigbox

- Draagbare afzuigbox – het slijpsel blijft in de box en wordt compleet in de filter opgevangen
- Geluidsarm met een groot prestatievermogen
- Solide en tijdloos design
- Probleemlose reiniging door uitneembare filter
- Ideaal voor praktijk en laboratorium in combinatie met de Airsonic mini zandstraler (REF A01083)
- Geen extra afzuigstelsel nodig

Artikel	REF		PROMO
Airsonic Absorbo Box	A01675	699,00	<b>575,00</b>



vanaf  
35<sup>99</sup>

## Airsonic® Adapter

Artikel	REF		PROMO
a) Airsonic aansluiting K voor Kavo Multiflex	A01830	99,99	<b>89,99</b>
b) Airsonic aansluiting S voor Sirona turbine	A40784	92,99	<b>83,69</b>
c) Airsonic aansluiting WH Rotoquick	A40785	106,00	<b>95,40</b>
d) Airsonic aansluiting Bien Air Uniflex	A40786	111,00	<b>99,90</b>
e) Airsonic aansluiting EMS box	A40787	42,00	<b>37,80</b>
f) Airsonic aansluiting Labokoppeling	A40788	39,99	<b>35,99</b>
g) Airsonic aansluiting NSK	A42534	99,99	<b>89,99</b>



29<sup>90</sup>

## Durotanic mondspiegel

Rhodium-gecoate spiegel

- Roestvrij, hoogwaardige kwaliteit
- Gaat lang mee, vervormingsvrij, autoclaveerbaar
- Smalle Slimlinekop

Artikel	REF		PROMO
Durotanic Mouth Mirror, size 5	A00916	33,99	<b>29,90</b>
Durotanic Mouth Mirror, size 4	A12306	33,99	<b>29,90</b>

## Miraject® Endotec Duo

Speciale naald met 2 laterale openingen

- Efficiënte spoeling en voorzichtige omgang met het wortelkanaal
- 2 laterale openingen voorkomen druk op de apex
- Met afgeronde naald, dus weinig perforatiegevaar
- Ideaal voor voorzichtig spoelen van parodontale pockets
- Steriel verpakt
- Voor spuiten met Luer-konus
- Kleurgecodeerd, inhoud: 25 stuks



24<sup>95</sup>



Artikel	REF		PROMO
Miraject Endotec Luer 0.8 x 25 mm/21G	A26390-21	30,44	<b>24,95</b>
Miraject Endotec Luer 0.6 x 25 mm/23G	A26390-23	30,44	<b>24,95</b>
Miraject Endotec Luer 0.5 x 25 mm/25G	A26390-25	30,44	<b>24,95</b>
Miraject Endotec Luer 0.4 x 25 mm/27G	A26390-27	30,44	<b>24,95</b>
Miraject Endotec Luer 0.3 x 25 mm/30G	A26390-30	30,44	<b>24,95</b>

999<sup>00</sup>

## hf Surg®

Compact HF apparaat voor de chirurgie

- Snijdt zo fijn als een scalpel, zonder druk – de frequentie biedt de mogelijkheid te snijden zowel zonder als met coagulatie om bloed te stelpen
  - Snelle en pijnloze wondgenezing
  - Hoogst mogelijke functionaliteit en hygiëne
  - Eenvoudige bediening met analoge energie instelling en wisselchakelaar voor de vormgolven
  - Automatische controle van het uitgangsvermogen. Dit wordt bij contact met metaal geblokkeerd
  - Handstuk en elektroden autoclaveerbaar op 134 °C
  - **Verpakking bevat:** Apparaat met voetweerstand, handstuk, 4 snijelektroden (Nr. 1, 2, 15, 13) en 1 neutrale elektrode
- Raadpleeg [www.denta.be](http://www.denta.be) voor alle bijbehorende elektroden.



Artikel	REF		PROMO
hf Surg	A42269	1350,00	<b>999,00</b>



## Variator® Dental Kit

Onderzoekset voor eenmalig gebruik

- Bestaat uit een mondspiegel, pincet en een sonde
- Grote spatel om cement en vulmaterialen te mengen
- Kogelkop en Heidemannspatel voor de vulling
- Praktisch bij huisbezoeken, risicopatiënten en noodsituaties
- Alle 3 instrumenten zijn steriel en samen in een blister verpakt

10<sup>95</sup>

Artikel	REF	PROMO
Variator Dental Kit, 10 stuks	A40612	<del>12,59</del> <b>10,95</b>

## Miratorch®

Voordelige brander voor praktijk en labo

- Kleine, handige brander (170 g)
- Eenvoudig in te stellen en temperatuur en vlam traploos te regelen
- Brandtemperatuur 1.300 °C, brandduur 60 – 70 minuten
- Navulbaar met APT-gas (wordt niet meegeleverd)

41<sup>90</sup>



Artikel	REF	PROMO
Miratorch	A27631	<del>46,99</del> <b>41,90</b>

## Cold-Bag

Ijsskoude compressen ter pijnvermindering

- Gebruiksklaar, koelt ca. 30 minuten lang. (ca. 5 – 10 °C)
- Wordt binnen een paar seconden ijskoud
- Vermindert zwellingen

13<sup>45</sup>



Artikel	REF	PROMO
Cold-Bag, 10 stuks	A10469	<del>17,99</del> <b>13,45</b>

## Miracold® Plus

Koudespray

- Ca. -50 °C aan de tip van de canule (kunststof)
- Sinasappelsmaak
- Voor het testen van de vitaliteit

7<sup>45</sup>



Artikel	REF	PROMO
Miracold Plus, 200 ml	A00705	<del>8,99</del> <b>7,45</b>

## Spandex®

Wang- en liphouders

- Geeft een vrij zicht op het werkveld
- Ideaal voor mondfoto's, chirurgische ingrepen, aanbrengen van bonding, etc.
- Autoclaveerbaar, van transparante kunststof, reflecteert niet

12<sup>59</sup>



Artikel	REF	PROMO
Spandex Regular	A09448	<del>13,99</del> <b>12,59</b>
Spandex Mini (children)	A09449	<del>13,99</del> <b>12,59</b>

## Miratoi® No. 22

Kralenarmbanden met eenhoorn

21<sup>95</sup>



Artikel	REF	PROMO
Miratoi Nr. 22, Kralenarmbanden met eenhoorn	A49330	<del>25,99</del> <b>21,95</b>

## Miratoi® No. 20

Zweefvliegtuigjes voor dappere patientjes

21<sup>95</sup>



Artikel	REF	PROMO
Miratoi Nr. 20, Zweefvliegtuigjes voor dappere patientjes	A49328	<del>25,99</del> <b>21,95</b>

## Miratoi® No. 8

Stuiterballen

- Verschillende kleuren
- ø 2,5 cm

22<sup>75</sup>



Artikel	REF	PROMO
Miratoi No. 8 Stuiterballen, 2,5 cm ø	A09895	<del>30,99</del> <b>22,75</b>

## BESTELLEN VIA:



COMPTOIR DENTAIRE DE BRUXELLES

Web : [www.denta.be](http://www.denta.be)  
Tel : 03 450 93 20  
E-mail : [verkoop@denta.be](mailto:verkoop@denta.be)

Prijzen zijn in euro exclusief btw. Recupel-bijdrage: 0,10. Geen verzendkosten bij een bestelling boven € 150 exclusief btw. Promoties geldig van 01/05/2024 tot 31/07/2024. Vergissingen en veranderingen voorbehouden.