



# DENTA OnLineStore



**1 JUNI - 15 SEPTEMBER 2024** [www.denta.be](http://www.denta.be) Online winkelen aan de scherpste prijzen!

**Nieuwigheden - Roterende instrumenten -  
Apparatuur - Preventie - Pinsystemen en noodkronen -  
Reiniging en desinfectie**

**Van 5% tot 50% of meer online-korting**

**op onze prijzen, hoeveelheidskortingen en Package Deals !**



**Nieuw**  
GUM  
**Soft-Picks Pro**  
Pagina 69



**Nieuw**  
Elsodent  
**PureShade**  
Pagina 37



**Nieuw**  
Ultradent Products  
**Transcend**  
Pagina 6



**Nieuw**  
Coltene  
**Kenda Polishette**  
Pagina 35



**Promoties W&H**  
Pagina 14 - 21

**Made in  
AUSTRIA**  
and used all  
over the  
world! ✓

# Index productnamen

|                                      |         |                                   |         |                           |              |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|---------------------------|--------------|
| 07 active                            | 71      | Harmonize                         | 41      | Pro-Expert Premium floss  | 65           |
| Access Floss                         | 65      | Healthypops                       | 66      | Profluorid Varnish        | 67           |
| Admira Fusion                        | 58      | Herculite XRV                     | 41      | PROPHYflex 4              | 9            |
| Admira Fusion 5                      | 58      | Hydrim                            | 26      | Protemp 4                 | 32           |
| AltaClear Gel                        | 73      | Hygopac                           | 26      | Protemp Crown             | 62           |
| Aquacare                             | 8       | Icon starter kit                  | 65      | Proxeo Ultra              | 17           |
| Aseptonet pop-up                     | 78      | Implantmed Classic                | 19      | PureFill 2                | 37           |
| Assistina                            | 20      | Implantmed Plus                   | 18-19   | Purefill flow             | 37           |
| Astringent Retraction Paste          | 32      | Impregum Penta                    | 31-32   | PureShade                 | 37           |
| Bactryl                              | 78      | Imptrint 4 Bite                   | 31      | PWD8531                   | 28           |
| BePro                                | 21      | Indicator 35 medium               | 74      | Quadrant                  | 34           |
| Bien-Air handstukken                 | 7       | Infant-O-Brush                    | 74      | QUATTROcare PLUS          | 8            |
| Bien-Air hoekstukken                 | 7       | Injectienaalden                   | 81      | QuiXfil                   | 36           |
| Bifluorid 10                         | 66      | Injectiespuiten                   | 81      | Reach Floss               | 65           |
| Biofilm discloser                    | 65      | InnoProtect                       | 78      | Rebilda Post GT           | 64           |
| Biosonic                             | 22      | InnoSoft                          | 78      | Rebilda Post GT           | 64           |
| Bite&White ExSense                   | 66      | Katana Cleaner                    | 51, 61  | RelyX Fiber Post          | 62           |
| Bite&White StainLess                 | 66      | KaVo DUO-PACK                     | 12      | RONDOflex                 | 9-13         |
| Bluephase                            | 55      | KaVo EXPERTseries                 | 9-10    | Rotomix                   | 33           |
| Boil & Bite                          | 66      | KaVo MASTERseries                 | 9-10    | Rush Brush                | 74           |
| Bora turbine                         | 7       | KaVo Spray                        | 10      | S-11 handstuk             | 17           |
| BRAVO G4                             | 24      | Kenda Polishette                  | 35      | S-8 handstuk              | 18           |
| BRAVO Pure                           | 24      | Kinder Tandborstel                | 73      | SafeSeal                  | 26           |
| Brilliant Bulk Fill Flow             | 35      | Koudespray                        | 81      | Saremco APT               | 56           |
| Brilliant EverGlow                   | 35      | Lara                              | 20      | Saremco CMF               | 56, 61       |
| Capmix                               | 33      | Lisa                              | 20      | Saremco ELS               | 56, 57       |
| Carbopost                            | 63      | Lubricare 2                       | 8       | SatinFloss                | 65           |
| Carbotech                            | 63      | Mengblokken                       | 61      | Scotchbond Universal Plus | 30           |
| CariesDetector                       | 65      | MI Paste Plus                     | 67      | SDR flow+                 | 36           |
| CaviCide                             | 78      | Micro 10+                         | 78      | Seal?                     | 21           |
| Caviwipes                            | 78      | Micro motor MC2                   | 8       | Sekusept                  | 78           |
| Ceram.x Spectra                      | 35,36   | Micro motor MC3                   | 7-8     | Service Oil F1 MD-400     | 17           |
| Charisma                             | 44      | Microbrush                        | 60      | Silvermix                 | 40           |
| Chirurgische handstukken             | 17      | Miele ProCare                     | 28      | Simplishade               | 4, 5, 41, 51 |
| Chirurgische hoekstukken             | 17      | Mira-2-Ton                        | 65      | SimpliShade Bulk Fill     | 4-5          |
| Clearfil Majesty46, 47, 48, 49, 50   |         | Miracold Plus                     | 81      | Snowlight                 | 63           |
| Clearfil Photo                       | 46      | mirafloor-gel                     | 65      | SoF-Lex                   | 33           |
| Clinpro Sealant                      | 66      | Miramatic Safety-Set              | 81      | SoSilk                    | 80           |
| Clip Flow                            | 61      | Monobond Plus                     | 54      | SOFT-PICKS PRO            | 69           |
| coolPack                             | 81      | Monobject                         | 81      | SONIC daily               | 70           |
| Core D                               | 37, 61  | Monoject                          | 81      | SONICflex                 | 9            |
| Core.X flow                          | 36      | Multidem C27                      | 21      | Sopira Citoject N         | 81           |
| CUBE X PST                           | 27      | MULTIflex                         | 10      | Spray Lubrifluid          | 8            |
| D.T. Light-Post                      | 64      | Neodisher                         | 28      | Spraynet                  | 8            |
| Dekaseptol                           | 78      | Noodkronen Iso-Form               | 62      | Stabilok                  | 64           |
| Demi Plus LED                        | 42      | Noodkronen Ni-Chro                | 62      | Stainbuster               | 63           |
| Dental Floss                         | 65      | Noodkronen Polycarbonate          | 62      | Statim                    | 25-26        |
| Dentatus Wortelschroeven             | 64      | Novafil                           | 80      | Statim 6000B G4+          | 25           |
| Dentosept                            | 78      | Omnibag                           | 26      | StatMatic                 | 26           |
| desderman Care                       | 78      | Omnibiozid                        | 79      | Stripkronen transparant   | 62           |
| Durr Dental Reiniging en desinfectie | 77 - 78 | Omnicare                          | 79      | Technique Pro             | 73           |
| Easy Care                            | 81      | OmniCeram                         | 53      | Teon                      | 20           |
| Elipar DeepCure                      | 30      | Omndrill                          | 79      | Terumo                    | 81           |
| Elma Clean                           | 23      | Omni-Etch                         | 61      | Tetric EvoCeram           | 53           |
| Elmasonic Med                        | 23      | OmniFlow                          | 26      | Tetric EvoFlow            | 53           |
| Empress                              | 54      | OmniSept Plus                     | 79      | Tetric Prime              | 53, 54       |
| EMS BACTER X PRO                     | 65      | OmniStar                          | 79      | TMS Link Plus             | 63           |
| Enamelast                            | 66      | Omnisuc                           | 79      | Tong-Clin set             | 66           |
| Endo-Frost                           | 81      | OmniTouch                         | 79      | Tornado turbine           | 7            |
| EQUIA Forte HT                       | 40      | Omniwipes                         | 79      | Transcend                 | 6            |
| Essentia                             | 37      | Opalescence Whitening Tooth-paste | 66      | TRAV-LER                  | 68           |
| Essentia Modifier                    | 37      | Opti1Step Polisher                | 5       | UBrush!                   | 67           |
| Etchant Gel                          | 61      | Optibond Applicatietips           | 5       | Ultra-Etch                | 60           |
| everX Flow Bulk                      | 38      | OptiDisc Kit                      | 42      | Ultraseal XT              | 65           |
| ExiTE F                              | 61      | Optim 1 wipes                     | 26, 78  | Umonium air control       | 75           |
| Filtek One Bulk                      | 29,34   | OptraGate                         | 54      | Umonium Medical Spray     | 76           |
| Filtek Supreme                       | 29,34   | OptraGloss                        | 54      | Umonium38                 | 76           |
| Filtek Universal                     | 29,34   | OptraStick                        | 61      | Unimetric Penetratieboor  | 64           |
| Filtek Z250                          | 34      | Oral Pre Rinse                    | 66      | Unimetric Stiften         | 64           |
| Flexitime                            | 43,45   | Oral-B CrossAction                | 74      | Variolink                 | 54           |
| Frasaco Stripkronen                  | 62      | Oral-B Elektrische                | 74      | Velosorb                  | 80           |
| Futurabond U                         | 58      | Tandenborstel                     | 74      | Venus                     | 43,44        |
| G-aenial                             | 38      | Oral-B Precision Clean            | 74      | Venus One                 | 43           |
| G-aenial A'CHORD                     | 39      | Oral-B Sensitive Clean            | 74      | Venus Pure                | 3            |
| G-aenial Universal                   | 38-39   | Oraqix                            | 82-83   | Venus Supra               | 44           |
| GC Composite Modeling Kit            | 60      | Panavia                           | 51, 52  | VisCalor bulk             | 59           |
| GC Fuji                              | 40      | Parapost                          | 63      | W&H Proxeo                | 16           |
| GC Tooth Mousse                      | 67      | Paroex                            | 72      | W&H Synea Fusion          | 14           |
| G-Etch                               | 61      | Pentamix 3                        | 32      | W&H Synea Vision          | 15           |
| Gluma Desensitizer                   | 61,66   | PF seal                           | 65      | WS-75 hoekstuk            | 17           |
| G-Premio Bond                        | 39      | PG 8581 / PG 8591                 | 28      | WS-91 hoekstuk            | 17           |
| Gradia Direct                        | 38      | Phytogel nature                   | 75      | WS-92 hoekstuk            | 17           |
| Grandio Seal                         | 65      | Phytogel sanitizer                | 75 - 76 | x-post                    | 64           |
| Grandio SO                           | 59      | Piezomod Plus                     | 19      | X-tra fil                 | 59           |
| HaliControl                          | 73      | Polysorb                          | 80      | Xylitol Chewing Gum       | 65           |
| Happy Morning                        | 74      | Porcelain Etch                    | 60      | Young wegwerphoekstukken  | 13           |
|                                      |         |                                   |         | Zooby wegwerphoekstukken  | 13           |

# dentex

HÉT VAKEVENT VOOR DE DENTALE SECTOR

**3 - 5 oktober 2024**  
**Brussels Expo – Paleis 5**  
**DENTA stand 5231**



**Ontdek de nieuwste innovaties met live demo's van topmerken op onze stand!**



Denta is exclusieve Ancar dealer in België.



dentalart

**Kulzer Venus Pure : geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !**

# Venus<sup>®</sup> PURE



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

# TAKE

**NIEUW !**

# IT



Wilt u de stoeltijd verkorten en tegelijkertijd anterieure en posterieure restauraties moeiteloos uitvoeren met monochromatische layering? Met de vier nieuwe **Venus Pearl Pure Shades** voldoet u aan de eisen van uw patiënten terwijl u uw workflow maximaal vereenvoudigt.

# EASY.



V50408 **Venus Pure Pearl**  
Spuut 3 g

Prijs: 61,20

**Tot 23% korting**

Promo  
**49,75**

Per 5 / stuk  
**46,75**

V50409 **Venus Pure Pearl**  
PLT 20 x 0,2 g

Prijs: 81,60

**Tot 23% korting**

Promo  
**67,75**

Per 5 / stuk  
**62,75**

V50406 **Venus Pure Diamond**  
Spuut 4 g

Prijs: 81,60

**Tot 23% korting**

Promo  
**67,75**

Per 5 / stuk  
**62,75**

V50407 **Venus Pure Diamond**  
PLT 20 x 0,25 g

Prijs: 102,00

**Tot 23% korting**

Promo  
**84,75**

Per 5 / stuk  
**78,75**

A50404 **Venus Pure Pearl spuit Kit**  
3 g spuit Venus Pure Pearl LIGHT,  
3 g spuit Venus Pure Pearl MEDIUM  
2 g spuit Venus Bulk Flow ONE,  
2 ml flacon iBOND Universal,  
5 Flow Cannulas, Vertaalkaart,  
Werkkaart iBOND Universal, IFUs

Prijs: 139,00

**17% korting**

Promo

**114,75**



A50402 **Venus Pure Diamond spuit Kit**  
4 g spuit Venus Pure Diamond LIGHT  
4 g spuit PLTs Venus Pure Diamond MEDIUM  
2 g spuit Venus Bulk Flow ONE,  
2 ml flacon iBOND Universal,  
5 Flow Cannulas, Vertaalkaart,  
Werkkaart iBOND Universal, IFUs

Prijs: 169,00

**17% korting**

Promo

**139,75**



A50405 **Venus Pure Pearl PLT Kit**  
20 x 0,2 g PLTs Venus Pure Pearl LIGHT,  
20 x 0,2 g PLTs Venus Pure Pearl MEDIUM  
2 g spuit Venus Bulk Flow ONE,  
2 ml flacon iBOND Universal  
5 Flow Cannulas, Vertaalkaart,  
Werkkaart iBOND Universal, IFUs

Prijs: 169,00

**17% korting**

Promo

**139,75**



A50403 **Venus Pure Diamond PLT Kit**  
20 x 0,25 g PLTs Venus Pure Diamond LIGHT  
20 x 0,25 g PLTs Venus Pure Diamond MEDIUM  
2 g spuit Venus Bulk Flow ONE,  
2 ml flacon iBOND Universal,  
5 Flow Cannulas, Vertaalkaart,  
Werkkaart iBOND Universal, IFUs

Prijs: 199,00

**17% korting**

Promo

**165,00**



# SimpliShade™ FAMILY



## SimpliShade™ UNIVERSAL

### Vereenvoudig uw workflow met slechts drie tinten

SimpliShade dekt alle 16 klassieke VITA® tinten met slechts 3 kleuren. Met SimpliShade reduceert u uw voorraad en bespaart u tijd bij het selecteren van de juiste kleurtint. Laat uw patiënten zelfverzekerde glimlachen terwijl u uw workflow eenvoudig houdt.

V45322 **Spuit** 4 g

V45327 **Unidose Pack** 20 x 0,25 g

V45329 **Unidose Pack** 10 x 0,25 g



**NIEUW !**

## SimpliShade™ BULK FILL

### Eenvoud met één kleur in één stap

Prachtige restauraties, maar dan nog wat eenvoudiger: met SimpliShade™ Bulk Fill. U kunt de afdeklaag overslaan door aanbrengen in één stap en met slechts één kleur voor alle 16 klassieke VITA®-kleurtinten verlaagt u tevens uw voorraad.

A50488 **Spuit** 4 g

A50489 **Unidose Pack** 20 x 0,25 g



**NIEUW !**

## SimpliShade™ BULK FILL FLOW

### De eenvoud van één kleurtint in combinatie met superieure adaptatie

Ieder deel van de anatomie van een tand bereiken en toch tijd besparen: met SimpliShade Bulk Fill Flow. Met slechts één kleurtint voor alle 16 klassieke VITA®-kleurtinten laat SimpliShade Bulk Fill Flow zich bovendien gemakkelijk aan de bodem van de caviteit adapteren – en dat met een uitzonderlijke duurzaamheid en uithardingsdiepte.

A50490 **Spuit** 4 g

A50491 **Unidose Pack** 20 x 0,25 g

**Kerr™**

**Kerr SimpliShade : geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !**



Bij gebruik van flow composietmateriaal (1) en afwerking met SimpliShade Bulk Fill (2)



SimpliShade Bulk Fill vult de caviteit eenvoudig en zonder inspanning tot een laag van 5 mm.

## KIES VOOR EENVOUD

met ons volledige assortiment SimpliShade producten!



### SimpliShade Universal Composit

Unidose 0,25g (20 of 10 st.)

Artikelnummer Artikel Omschrijving

V45327 Prijs: 73,52 **PROMO: 46,85**

37006 Light - 20 stuks

37007 Medium - 20 stuks

V45329 Prijs: 49,00 **PROMO: 31,25**

37008 Dark - 10 stuks

37009 Bleach White - 10 stuks

37010 Universal Opaque - 10 stuks

### Spuit 4g

Artikelnummer Artikel Omschrijving

V45322 Prijs: 61,26 **PROMO: 38,95**

37001 Light

37002 Medium

37003 Dark

37004 Bleach White

37005 Universal Opaque

**NIEUW !**



### SimpliShade Bulk Fill

**50% korting**

Artikelnummer Artikel Omschrijving

37211 SimpliShade Bulk Fill Composit in spuit (4g)

37212 SimpliShade Bulk Fill Composit in Unidose (20 x 0,25g)

A50488 Prijs: 66,00

**PROMO: 64,50**

Per 2 : 33,00 stuk

A50489 Prijs: 87,50

**PROMO: 85,50**

Per 2 : 43,75 stuk

**NIEUW !**



### SimpliShade Bulk Fill Flow

**50% korting**

Artikelnummer Artikel Omschrijving

37217 SimpliShade Bulk Fill Flow in spuit (2x 2g)

37218 SimpliShade Bulk Fill Flow in Unidose (20x 0,25g)

A50490 Prijs: 66,00

**PROMO: 64,50**

Per 2 : 33,00 stuk

A50491 Prijs: 87,50

**PROMO: 85,50**

Per 2 : 43,75 stuk



Gebruik voor een afwerking met ultrahoge glans de polijstinstrumenten van Kerr!

### OPTI1STEP POLISHER 12 stuks

A34713 Cups

A34759 Disc

A34544 Flame

**5% korting**

Prijs: 69,24 Promo : 65,75 stuk

Promo prijzen

per 2 geldig

tot 31/07/2024

**Kerr**

**NIEUW !**

**TRANSCEND™**  
UNIVERSAL COMPOSITE



# Restorations with **JUST ONE SHADE**

De universele composiet Transcend zorgt voor een ongekende kleuraanpassing met maar één kleur ("Universal Body") dankzij de gepatenteerde Resin Particle Match™-technologie. Hierdoor is geen opaker nodig.

Transcend heeft ook vier dentine- en twee glazuurkleuren voor als u liever in lagen werkt.



Scan de QR-code voor meer informatie



### A50433 Transcend spuit INTRO KIT

4 g A1D, 4 g A2D, 4 g A3D, 4 g B1D, 4 g Enamel Neutral, 4 g Enamel White, 4 g Universal Body

Prijs: 329,00

**15% korting**

Promo

**278,75**



### A50436 Transcend singles INTRO KIT

10 x 0,2 g A1D, 10 x 0,2 g A2D, 10 x 0,2 g A3D, 10 x 0,2 g B1D, 10 x 0,2 g Enamel Neutral, 10 x 0,2 g Enamel White, 10 x 0,2 g Universal Body

Prijs: 189,00

**15% korting**

Promo

**159,75**



### V50431 Transcend spuit 4 g

A1D, A2D, B1D, enamel neutral, enamel white of universal body

Prijs: 58,90

**15% korting**

Promo

**49,75**

### A50432 Transcend spuit 4 x 4 g

Universal body

Prijs: 199,00

**15% korting**

Promo

**167,75**



### V50434 Transcend singles 10 x 0,2 g

A1D, A2D, B1D, enamel neutral, enamel white of universal body

Prijs: 33,90

**15% korting**

Promo

**28,75**

### A50435 Transcend singles 40 x 0,2 g

Universal body

Prijs: 115,00

**15% korting**

Promo

**97,75**

# Bien-Air promoties : geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## CA 1:1 L

A31588 Standaard hoekstuk, Blauw



Prijs: 966,97 **58% korting** Promo **399,00**

A42524 Micro series hoekstuk, Blauw



Prijs: 966,97 **58% korting** Promo **399,00**

## Nova 1:5 L

A46905 Standaard hoekstuk, Rood



Prijs: 1513,14 **37% korting** Promo **950,00**

A46906 Micro series hoekstuk, Rood



Prijs: 1513,14 **37% korting** Promo **950,00**

## Micro motor MC3 LED

A36143



Prijs: 1325,30 **51% korting** Promo **639,00**

## Tornado Led turbine voor Unifix

A41541



Prijs: 1681,56 **46% korting** Promo **899,00**

## Tornado<sup>s</sup> LK turbine

A41911



Prijs: 1681,56 **46% korting** Promo **899,00**

## Tornado X LK Multiflex turbine

A42275



Prijs: 1559,17 **45% korting** Promo **850,00**

## Tornado X LED turbine

A42419



Prijs: 1559,17 **45% korting** Promo **850,00**

## Bora 2 LED turbine

A46903



Prijs: 1120,00 **46% korting** Promo **595,00**

## Bora 2 LK turbine

A46904



Prijs: 1120,00 **46% korting** Promo **595,00**

## Boralina turbine

A30844



Prijs: 496,67 **7% korting** Promo **459,00**

## Prestige L turbine voor Unifix

A37513



Prijs: 1616,61 **38% korting** Promo **995,00**

## Handstuk 1:1

A32074



Prijs: 584,00 **33% korting** Promo **389,00**

## Handstuk 1:1 Micro series

A42003



Prijs: 584,00 **33% korting** Promo **389,00**

## Handstuk 1:2

A41666



Prijs: 1584,31 **46% korting** Promo **849,00**

## Bien-Air promoties : geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

### Micro motor MC3 LK

A28858



Prijs: 1219,27

**42% korting**

Promo

**695,00**

### Micro motor MC2 LED

A40718



Prijs: 1282,66

**51% korting**

Promo

**619,00**

### Micro motor MC2 IR

A30211



Prijs: 954,22

**31% korting**

Promo

**655,00**

### Micro motor MC2 ISOLITE 300

A30109



Prijs: 1166,26

**43% korting**

Promo

**659,00**

### Spraynet

A02418 500 ml



Prijs: 64,67

Promo

**34,00**

**47% korting**

### Lubrifiant

A02028 500 ml



Prijs: 64,67

Promo

**34,00**

**47% korting**

### Aquacare

A22727 500 ml



Prijs: 41,15

Promo

**34,00**

### Lubricare 2



A46939

De Lubricare 2 kan automatisch tot **maximaal 4 handstukken** terzelfder tijd verwerken in zeer korte tijd.

De Lubricare 2 verwijdert alle overtollige oliën, welke een snel onderhoud toelaat. Hij reinigt een turbine in ongeveer 20 seconden en een hoekstuk in 40 seconden.

Garantie: 2 jaar. **Geleverd zonder adaptoren.**

Prijs: 2574,10

**12% korting**

Promo

**2245,00**

**Bien Air**  
Dental

## KaVo promoties : geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

### KaVo QUATTROcare PLUS

Verleng de levensduur van uw instrumenten



#### QUATTROcare plus Spray

Réf. 1.005.4525 A21159

Prijs: 47,00 **Promo: 24,45 Per 3 : 22,90 stuk**

#### QUATTROcare PLUS 2124A

Réf. 1.008.3805 A01254

Prijs: 2795,00 **Promo: 1595,50**



#### Package Deal PD0271

**47% korting**

Koop de **QUATTROcare PLUS** aan **promoprijs van 1595,00 euro**  
(waarde: 2795,00 euro)

en koop **6 x QUATTROcare plus Spray** aan **1 euro per stuk**  
(waarde: 47,00 euro per stuk)



**KaVo promoties : geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !**



**KAVO**

**dentex**   
HÉT VAKEVENT VOOR DE DENTALE SECTOR

**3 – 5 oktober 2024**  
**Brussels Expo – Paleis 5**  
**KAVO DENTA stand 5231**



**MASTERtorque Mini LUX M8700**  
V39630 L of LS  
Prijs: 1891,00  
**Promo: 895,00**



**MASTERmatic LUX M25 L (1:5)**  
A39631  
Prijs: 2136,00  
**Promo: 945,00**



**MASTERtorque M9000 L**  
V37721 Bruin, donkergrijs of grijs  
A37721-MLS LS  
Prijs: 1891,00  
**Promo: 895,00**



**MASTERmatic LUX M05 L (1:5)**  
A39718  
Prijs: 2136,00  
**Promo: 945,00**



**EXPERTtorque LUX E680**  
V35483 L, LN of LS  
Prijs: 1418,00  
**Promo: 645,00**



**EXPERTmatic LUX E25 L (1:5 FG)**  
A35485  
Prijs: 1569,00  
**Promo: 694,50**



**EXPERTtorque Mini LUX E677**  
V35484 L of LN  
Prijs: 1418,00  
**Promo: 645,00**



**EXPERTmatic LUX E20 L (1:1 RA)**  
A35487  
Prijs: 1144,00  
**Promo: 525,00**



**L68 1:1 2.35 mm + M20 L (1:1)**  
A02234 + A39632  
Prijs: 1435,00  
**Promo: 714,00**



**EXPERTmatic LUX E15 L (5,4:1)**  
A35489  
Prijs: 1276,00  
**Promo: 625,00**



**L67 2:1 2.35 mm + M07 L (2.7:1)**  
A37601 + A39633  
Prijs: 1590,00  
**Promo: 764,00**



**SONICflex handpiece 2003 set**  
A02358 L (met licht)  
Prijs: 2370,00  
**Promo: 1345,00**  
A02357 (zonder licht)  
Prijs: 1959,00  
**Promo: 1145,00**



**L53 + M29 L (7.4:1)**  
A37599 + A39634  
Prijs: 1741,00  
**Promo: 954,00**



**SONICflex handpiece 2008 set**  
V36612 L of LS (met licht)  
Prijs: 2370,00  
**Promo: 1345,00**



**PROPHYflex 4**  
V42110 flamingo, lime of wave  
Prijs: 1461,00  
**Promo: 925,00**



**RONDOflex**  
A02354  
Prijs: 2206,00  
**Promo: 1275,00**

**Package Deal PD0283**

**Tot 65% korting**

Koop **4 x KaVo instrumenten** naar keuze uit **MASTERtorque serie** en/of **EXPERTtorque serie** en/of **MASTERmatic LUX** en/of **EXPERTmatic LUX** en/of **SONICFLEX set** en/of **PROPHYflex 4** en/of **RONDOflex** aan **promoprijs** en koop **1 x KaVo instrument** uit **EXPERTtorque serie** of **EXPERTmatic LUX** of **PROPHYflex 4** aan **1 euro**

# KaVo promoties : geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## MASTERseries

Garantie: 24 maanden

V37721 **MASTERtorque M9000 L**  
met Direct Stop Technology (DST)  
Grijs, donkergrijs of bruin



Prijs: 1891,00

**52% korting**

Promo  
**895,00**

V39630 **MASTERtorque Mini LUX M8700 L of LS**



Prijs: 1891,00

**52% korting**

Promo  
**895,00**

## SUPERPACKAGE DEAL

PD0235

**Tot 65% korting**

Koop **3 x instrumenten** uit de  
**KaVo MASTER-serie**  
aan **promoprijs** en koop  
een **KaVo MASTERtorque**  
instrument  
aan **1 euro**  
(waarde: 1891,00 euro).

## EXPERTseries

Garantie: 24 maanden

### EXPERTtorque

A35483 **EXPERTtorque LUX E680 L**



Prijs: 1418,00

**54% korting**

Promo  
**645,00**

### EXPERTmatic

A35485 **EXPERTmatic LUX E25 L 1:5 FG**



Prijs: 1569,00

**55% korting**

Promo  
**694,50**

### EXPERTmatic

A35489 **EXPERTmatic LUX E15 L 5,4:1**



Prijs: 1276,00

**51% korting**

Promo  
**625,00**

### EXPERTmatic

A35488 **EXPERTmatic E20 C 1:1 RA**



Prijs: 910,00

**50% korting**

Promo  
**455,00**

### EXPERTmatic

A35487 **EXPERTmatic LUX E20 L 1:1 RA**



Prijs: 1144,00

**54% korting**

Promo  
**525,00**

### KaVo Spray

A21087 500 ml



Prijs: 47,00

**STUNTPromo**  
**21,90**

A21114 Spray-canule  
Intra/Quick plastiek RA  
Prijs: 7,20

**Promo: 5,50**



A21106 Spray-canule  
Multiflex plastiek FG  
Prijs: 7,20

**Promo: 5,50**



### EXPERTmatic

A35487 **EXPERTmatic LUX E20 L 1:1 RA**

### EXPERTmatic

A35491 **EXPERTmatic E10-C 1:1 RA**



Prijs: 728,00

**45% korting**

Promo  
**395,00**

### Oliespray Omnident

A36201 Bus 500 ml  
Prijs: 15,90



**STUNTPRIJS**  
Promo

**13,90**

### Koppeling MULTiflex LUX

A02174 **465 LRN** 4-gats



Prijs: 563,00

**49% korting**

Promo  
**285,00**

### Koppeling MULTiflex LED

A34339 **465 LED** 4-gats



Prijs: 631,00

**45% korting**

Promo  
**345,00**

# KaVo promoties : geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## M20 L (1:1)

A39632 toerental 40.000



Prijs: 939,00

**48% korting**

Promo **485,00**

## Kopje standard

A02234 **L68 1:1** 2.35 mm

**51% korting**



Prijs: 496,00

Promo **239,00**

A40936 **L80 1:1** FG 1.60 mm

**33% korting**



Prijs: 590,00

Promo **395,00**

## Kopje chirurgie

A02195 **L22 1:1** round burand/or U-inverted cone bur size 0 and 2



Prijs: 457,00

**28% korting**

Promo **325,00**

## M05 L (1:5)

A39718 toerental 200.000



Prijs: 2136,00

**60% korting**

Promo **845,00**

## M25 L (1:5)

A39631 toerental 200.000



Prijs: 2136,00

**60% korting**

Promo **845,00**

## M10 L (1:1)

A39635 toerental 40.000



Prijs: 1374,00

**50% korting**

Promo **688,00**

## M07 L (2.7:1)

A39633 toerental 14.800



Prijs: 1094,00

**52% korting**

Promo **525,00**

## Kopje standard

A40937 **L66 B 3:1** 2.35 mm

**30% korting**



Prijs: 496,00

Promo **345,00**

A40938 **L52 Mini 1:1** 2.35 mm

**28% korting**



Prijs: 457,00

Promo **325,00**

A37601 **L67 2:1** 2.35 mm

**51% korting**



Prijs: 496,00

Promo **239,00**

## Kopje prophylaxis

A40939 **L31 2:1** polishing cups and brushes



Prijs: 457,00

**28% korting**

Promo **325,00**

A40940 **L61 R** dampened stroke 0.8 mm 36 snap-in positions. Interdental files, e.g. intensive



Prijs: 687,00

**27% korting**

Promo **495,00**

A37599 **L53** back-and-forth rotation by approx. 60° contra-angle bur 2.35 mm



Prijs: 457,00

**28% korting**

Promo **325,00**

A33974 **L61 G** dampened stroke 0.8 mm rotates freely Interdental files, e.g. intensive



Prijs: 584,00

**23% korting**

Promo **445,00**

## M29 L (7.4:1)

A39634 toerental 5.400



Prijs: 1284,00

**52% korting**

Promo **615,00**

## Kopje endo

A37599 **L53** back-and-forth rotation by approx. 60° For root canal handpieces 2.35 mm



Prijs: 457,00

**28% korting**

Promo **325,00**

A40917 **L3** back-and-forth rotation by approx. 90° For manual root canal handpieces



Prijs: 457,00

**28% korting**

Promo **325,00**

A40941 **L3 Y** 0.4 mm stroke. For manual root canal handpieces



Prijs: 457,00

**28% korting**

Promo **325,00**

A40947 **L62 10:1** 540 For root canal handpieces 2.35 mm



Prijs: 584,00

**23% korting**

Promo **445,00**

*Master Series*



Denta werkt met een **reparatieafdeling** die **garant** staat

voor het vlog en **vakkundig uitvoeren** van **onderhoud** of **herstellingen**.

Voor verdere inlichtingen: tel. **03 450 93 20** e-mail: **service@denta.be**

# KaVo promoties : geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## DUO-PACK E20 L EXPERTmatic LUX 1:1

A46490 2 x E20 L Rood




**57% korting**

Prijs:  
2202,00

Promo  
**939,00**

## DUO-PACK E25 L + E20 L EXPERTmatic LUX

A46492 E25 L + E20 L



**55% korting**

Prijs:  
2611,00

Promo  
**1155,00**

## DUO-PACK E25 L EXPERTmatic LUX 1:5

A46489 2 x E25 L Rood




**55% korting**

Prijs:  
3020,00

Promo  
**1345,00**

## DUO-PACK E680 L EXPERTtorque LUX

A46491 2 x E680 L



**52% korting**

Prijs:  
2730,00

Promo  
**1295,00**

## DUO-PACK E15 L EXPERTmatic LUX 4:1

A48578 2 x E15 L



**52% korting**

Prijs:  
2456,00

Promo  
**1175,00**

## DUO-PACK M25 L + M05 L MASTERmatic LUX

A48581 M25 L + M05 L



**58% korting**

Prijs:  
3920,00

Promo  
**1645,00**

## DUO-PACK M25 L MASTERmatic LUX 1:5

A48580 2 x M25 L



**58% korting**

Prijs:  
3920,00

Promo  
**1645,00**

## DUO-PACK M9000L MASTERtorque

A48579 2 x M9000 L



**52% korting**

Prijs:  
3470,00

Promo  
**1695,00**

## KaVo promoties : geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

### KaVo RONDOflex plus 360

Lucht-abrasief systeem met spraywater voor minder poederaerosol en zachte en relatief pijnvrije verwijdering van materiaal van het tandoppervlak.



#### RONDOflex plus 360 starterkit bevat:

- RONDOflex plus 360
- Canule 110°/0,60 mm  
Réf. 1.002.6251
- Canule 110°/0,46 mm  
Réf. 1.002.9176
- Sleutel (om de canule te vervangen) Réf. 1.002.6250
- Poederfles 27 µm  
Réf. 1.003.1235
- Poederfles 50 µm  
Réf. 1.003.1236
- Rubberen deksel (voor poederfles)  
Réf. 1.000.2678
- Poeder 27 µm en 50 µm (75 g van elk)
- Tip-naald  
Réf. 0.573.6052
- Reinigingsmes  
Réf. 0.573.0321



Starterkit A02354  
KaVo **RONDOflex plus 360**  
Réf. 1.002.2179

Prijs: 2206,00  
**Promo: 1275,00**

#### Package Deal PD0021

Koop de **RONDOflex plus 360 set** aan **promoprijs** van **1275,00 euro** (waarde: 2206,00 euro) en koop **2 x RONDOflex abrasiv-poeder 27 µm en/of 50 µm** aan **1 euro per stuk** (waarde: 59,00 euro per stuk)

## Young promoties : geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

### YOUNG wegwerphoekstukken 375 stuks + 1 Proxeo handstuk

**YOUNG™**



Contra Elite™  
Young-Proxeo handstuk

A42183-01  
**Contra Elite, Soft, Latex Free**  
375 stuks + 1 Proxeo handstuk



Classic Elite™  
Young-Proxeo handstuk

A42183-02  
**Classic Elite, Soft, Latex Free**  
375 stuks + 1 Proxeo handstuk

Prijs: 388,09

**15% korting**

**Promo**  
**329,00**



Contra Petite Web™  
Young-Proxeo handstuk

A42183-03  
**Contra Petite Web, Soft, Latex Free**  
375 stuks + 1 Proxeo handstuk



Classic Petite Web™  
Young-Proxeo handstuk

A42183-04  
**Classic Petite Web, Soft, Latex Free**  
375 stuks + 1 Proxeo handstuk

### ZOUBY wegwerp-Prophy-hoekstukken

**ZOUBY™**

A42184 **Zooby Disposable Prophylaxis Angles & Proxeo Handpiece HP-44M**  
- Proxeo Handpiece HP-44M  
- 500 Zooby Disposable Prophylaxis Angles  
(Box includes assortment of all 5 animals!)



Prijs: 359,44

**10% korting**

**Promo**  
**320,00**



A41200 **100 stuks**  
ZOUBY wegwerp-Prophy-hoekstukken

Prijs: 63,65

**15% korting**

**Promo**  
**53,90**

A41219 **500 stuks**  
ZOUBY wegwerp-Prophy-hoekstukken

Prijs: 277,71

**17% korting**

**Promo**  
**229,00**

## Synea Fusion

Ultimate price-performance ratio



**WG-56 LT** **Tot 55% korting**

**Blue contra-angle 1:1**, single spray, head size Ø 9,5 mm, for contra-angle burs, glass rod

REF 30009000  
A37655



€825,- **Promo: 555,00**  
Promo per 3: 370,00 per stuk

**WG-66 LT** **Tot 54% korting**

**Green contra-angle 2:1**, single spray, head size Ø 9,5 mm, for contra-angle burs, glass rod

REF 30011000  
A37654



€979,- **Promo: 675,00**  
Promo per 3: 450,00 per stuk

**WG-900 LT** **Tot 53% korting**

**Red contra-angle 1:4**, 3-fold spray, power edition for hard material like zirconia heat blocker system

REF 30459000  
A50376

**NEW**



€1.250,- **Promo: 879,00**  
Promo per 3: 586,00 per stuk

**WG-99 LT** **Tot 58% korting**

**Red contra-angle 1:5**, quattro spray, head size Ø 9,5 mm, for FG burs, glass rod

REF 30007000  
A37653



€1.192,- **Promo: 739,00**  
Promo per 3: 492,00 per stuk

**HG-43 A** **Tot 53% korting**

**Blue handpiece 1:1**, single spray, for handpiece and contra-angle burs, without light

REF 30013000  
A37656



€600,- **Promo: 419,00**  
Promo per 3: 279,00 per stuk

**TG-97 L** **Tot 55% korting**

**Turbine small head**, quattro spray, 18 W, head size Ø 10 mm, for RotoQuick coupling

REF 30004000 A37657-L



€935,- **Promo: 569,00**  
Promo per 3: 419,00 per stuk

**TG-98 L** **Tot 52% korting**

**Turbine medium head**, quattro spray, LED light, 21 W, head size Ø 11,5 mm, for RotoQuick coupling

REF 30001000 A37658-L



€935,- **Promo: 569,00**  
Promo per 3: 419,00 per stuk

**TG-97 LW** **Tot 55% korting**

**Turbine small head**, quattro spray, LED light, 18 W, head size Ø 10 mm, for RA-24 / RA-25

REF 30201001 A37657-LW



€935,- **Promo: 569,00**  
Promo per 3: 419,00 per stuk

**TG-98 LW** **Tot 55% korting**

**Turbine medium head**, quattro spray, LED light, 21 W, head size Ø 11,5 mm, for RA-24 / RA-25

REF 30202001 A37658-LW



€935,- **Promo: 569,00**  
Promo per 3: 419,00 per stuk

**TG-97 LN** **Tot 55% korting**

**Turbine small head**, quattro spray, glass rod, 18 W, head size Ø 10 mm, for NSK coupling

REF 30199000 A37657-LN



€935,- **Promo: 569,00**  
Promo per 3: 419,00 per stuk

**TG-98 LN** **Tot 55% korting**

**Turbine medium head**, quattro spray, glass rod, 21 W, head size Ø 11,5 mm, for NSK coupling

REF 30200000 A37658-LN



€935,- **Promo: 569,00**  
Promo per 3: 419,00 per stuk

**TG-97 LM** **Tot 55% korting**

**Turbine small head**, quattro spray, glass rod, 18 W, head size Ø 10 mm, for Multiflex coupling

REF 30006000 A37657-LM



€935,- **Promo: 569,00**  
Promo per 3: 419,00 per stuk

**TG-98 LM** **Tot 55% korting**

**Turbine medium head**, quattro spray, glass rod, 21 W, head size Ø 11,5 mm, for Multiflex coupling

REF 30003000 A37658-LM



€935,- **Promo: 569,00**  
Promo per 3: 419,00 per stuk

# Strong



**59% korting**

### Package Deal PD0177

Koop **2 x Synea Fusion instrumenten** naar keuze aan **promoprijs** en koop het **WG-56 LT Synea Fusion contra-angle handpiece with light** aan **1 euro** (waarde: 825,00 euro).

Package Deal & promo per 3 geldig tot 31/07/2024

# Synea Vision

Premium quality and design



**WK-56 LT 34% korting**

Blue contra-angle 1:1, single spray, head size Ø 9,5 mm, for contra-angle burs, glass rod

REF 30025000  
A37580

€ 1.066,-  
**Promo: 699,00**



**WK-66 LT 31% korting**

Green contra-angle 2:1, single spray, head size Ø 9,5 mm, for contra-angle burs, glass rod

REF 30026000  
A37596

€ 1.169,-  
**Promo: 799,00**



**WK-900 LT 39% korting**

Red contra-angle 1:4, 3-fold spray, power edition - for hard material like zirconia heat blocker system

REF 30418000  
A50377

€ 1.650,-  
**Promo: 999,00**

**NEW**



**WK-99 LT 36% korting**

Red contra-angle 1:5, 5-fold spray, head size Ø 9,5 mm, for FG burs, glass rod

REF 30023000  
A37652

€ 1.572,-  
**Promo: 999,00**



**WK-93 LT 36% korting**

Red contra-angle 1:4,5, 5-fold spray, head size Ø 9,1 mm, for FG burs, glass rod

REF 30024000  
A38970

€ 1.572,-  
**Promo: 999,00**



**TK-94 L 25% korting**

Turbine mini head 5-fold spray, LED+, 14 W, head size Ø 9 mm, for RotoQuick coupling

REF 30016000  
A38968

€ 1.376,-  
**Promo: 1029,00**



**TK-97 L 33% korting**

Turbine small head 5-fold spray, Ring LED+, 21 W, head size Ø 10 mm, for RotoQuick coupling

REF 30017000  
A38969

€ 1.499,-  
**Promo: 999,00**



**TK-98 L 33% korting**

Turbine medium head 5-fold spray, Ring LED+, 24 W, head size Ø 11,5 mm, for RotoQuick coupling

REF 30019000  
A38970

€ 1.499,-  
**Promo: 999,00**



**TK-100 L 33% korting**

Turbine power head 5-fold spray, Ring LED+, 26 W, head size Ø 13 mm, for RotoQuick coupling

REF 30021000  
A38971

€ 1.499,-  
**Promo: 999,00**



**TK-94 LM 25% korting**

Turbine mini head 5-fold spray, glass rod, 14 W, head size Ø 9 mm, for Multiflex coupling

REF 30031000  
A38972

€ 1.263,-  
**Promo: 1029,00**



**TK-97 LM 33% korting**

Turbine small head 5-fold spray, glass rod, 21 W, head size Ø 10 mm, for Multiflex coupling

REF 30018000  
A38973

€ 1.263,-  
**Promo: 999,00**



**TK-98 LM 20% korting**

Turbine medium head 5-fold spray, glass rod, 24 W, head size Ø 11,5 mm, for Multiflex coupling

REF 30020000  
A38974

€ 1.263,-  
**Promo: 999,00**



**TK-100 LM 20% korting**

Turbine power head 5-fold spray, glass rod, 26 W, head size Ø 13 mm, for Multiflex coupling

REF 30022000  
A38975

€ 1.263,-  
**Promo: 999,00**



## Drives

**RQ-24 26% korting**

RotoQuick, Standard 6-hole connection, with light

REF 10402400  
A02349

€ 310,-  
**Promo: 229,00**



**AM-25 L RM 15% korting**

Air Motor, 25.000 RPM, Standard 6-hole connection, LED light

REF 30102000  
A47787

€ 1.031,-  
**Promo: 875,00**



**Proxeo**

**Package Deal PD0053**

**WP-66 W + prophy cups soft 144 pcs**

4:1, contra-angle handpiece system LatchShort, for all W&H LatchShort prophy cups. Set of 100 cups included

REF 30189000 + 08003630  
A42771 A42776

**Package Deal PD0053**

~~€543,-~~  
**Promo: 359,00**



**WP-64 M 26% korting**

4:1, contra-angle handpiece system YOUNG with key, for YOUNG Screw-in cups and brushes

REF 10216403  
A02406

~~€464,-~~  
**Promo: 339,00**



**WP-64 MU 26% korting**

4:1, contra-angle handpiece system UNIVERSAL with snap-on adaptor and key, for all standard Screw-in cups, brushes and snap-on adaptors

REF 10216643  
A28731

~~€464,-~~  
**Promo: 339,00**



**WP-66 M 26% korting**

4:1, contra-angle handpiece, for all cups, brushes and snap-on adaptors with 2,35 mm shank

REF 30190000  
A39034

~~€464,-~~  
**Promo: 339,00**



**HP-44 M 26% korting**

4:1, straight handpiece, system DORIOT, for disposable contra-angles with plastic shank

REF 10114403  
A02320

~~€381,-~~  
**Promo: 279,00**



**ZA-55 25% korting**

With tips: 1AU, 2AU, 3AU and 1AP; tip changer, for RotoQuick coupling

REF 10035501  
A34147

~~€1.038,-~~  
**Promo: 775,00**



**ZA-55 M 25% korting**

With tips: 1AU, 2AU, 3AU and 1AP; tip changer, for Multiflex coupling

REF 10035503  
A49281

~~€1.038,-~~  
**Promo: 775,00**



**ZA-55 LM 25% korting**

With power regulation and tips: 1AU, 2AU, 3AU and 1AP; tip changer, for Multiflex coupling

REF 10035502  
A27930

~~€1.629,-~~  
**Promo: 1220,00**



**ZA-55 LS 25% korting**

With power regulation and tips: 1AU, 2AU, 3AU and 1AP; tip changer, for Sirona coupling

REF 30227000  
A49282

~~€1.629,-~~  
**Promo: 1220,00**



**Package Deal PD0053**

**28% korting**

Koop het **WP-66 W Proxeo Twist Contra-angle handpiece** aan **promoprijs van 358,00 euro** (waarde: 464,00 euro) en koop **1 x Prophy Cups soft** aan **1 euro** (waarde: 39,00 euro).

**Proxeo Ultra PB-520**

Ultrasonic scaler Control unit PB-520 with coolant tank, switch-mode power supply and 1.8 m supply hose, wired foot control

Set PB-5 L (with W&H / EMS / Mectron standard thread)  
REF 90000255 A42892-WH

Set PB-5 L S (with W&H/ Satelec/NSK thread)  
REF 90000296 A42892-SAT

**19% korting**

**PACE-MAKER SAFE**

**NEW PRICE**

~~€1.600,-~~  
**Promo: 1295,00**





**S-11 32% korting**

**Surgical handpiece**

1:1, straight,  
ergonomic shape,  
dismantlable for internal cleaning,  
scratch resistant  
without light

REF 30056000

A01882



€ 1.035,-

**Promo: 698,00**

**S-11 L 30% korting**

**Surgical handpiece**

1:1, straight,  
ergonomic shape,  
dismantlable for internal cleaning,  
scratch resistant,  
with mini LED+,  
W&H connection

REF 30058000

A41366



€ 1.437,-

**Promo: 998,00**

**S-11 LG 31% korting**

**Surgical handpiece**

1:1, straight,  
ergonomic shape,  
dismantlable for internal cleaning,  
scratch resistant,  
with light generator

REF 30057000

A39292



€ 1.593,-

**Promo: 1098,00**

**WS-75 29% korting**

**Implantology contra-angle**

20:1,  
for surgical burs and cutters,  
ergonomic shape,  
dismantlable for internal cleaning,  
scratch resistant,  
without light

REF 30065000

A01881



€ 1.352,-

**Promo: 949,00**

**WS-75 L 31% korting**

**Implantology contra-angle**

20:1,  
for surgical burs and cutters,  
ergonomic shape,  
dismantlable for internal cleaning,  
scratch resistant,  
with mini LED+,  
W&H connection

REF 30033000

A40683



€ 1.448,-

**Promo: 998,00**

**WS-75 LG 28% korting**

**Implantology contra-angle**

20:1,  
for surgical burs and cutters,  
ergonomic shape,  
dismantlable for internal cleaning,  
scratch resistant,  
with light generator

REF 30032000

A34809



€ 1.602,-

**Promo: 1149,00**

**WS-91 23% korting**

**Surgery contra-angle**

1:2.7,  
triple spray, for surgical  
burs and cutters with FG shank,  
without light,  
45° head

REF 30047000

A49284



€ 1.239,-

**Promo: 948,00**

**WS-92 23% korting**

**Surgery contra-angle**

1:2.7,  
triple spray, for surgical burs  
and cutters with FG shank,  
without light,  
90° head

REF 30041000

A31341



€ 1.239,-

**Promo: 948,00**

**SZ-75 ,Zygoma' 11% korting**

20:1,  
for zygoma burs,  
surgical burs and cutters,  
without light

REF 30095000

A49285



€ 2.254,-

**Promo: 1995,00**

**WI-75 E/KM 31% korting**

**Implantology contra-angle**

20:1,  
non dismantlable,  
without light

REF 10207550

A28895



€ 1.077,-

**Promo: 738,00**

**Service Oil F1 MD-400**

A01489

De W&H Service oil F1 MD-400 oliespuitbus gebruikt u om eenvoudig en handmatig uw diverse W&H instrumenten te onderhouden. Door het gebruik van de oliespuitbus zorgt u voor een uitstekende smering van onder andere chirurgische instrumenten, hand- en hoekstukken, turbines en luchtmotoren..

**Langere levensduur van uw instrumenten**

Fysiologisch verantwoord en milieuvriendelijk  
Niet geschikt voor W&H Assistina onderhoudsapparaten  
Oliespuitbus voor handmatig onderhoud  
Speciaal ontwikkeld voor W&H instrumenten  
Sterilisatiebestendig en enorm zuinig

Prijs: 34,50

**5% korting**

**PROMO**

**32,75**



## Saw handpieces

The saw handpieces have been specially designed for conversion osteotomies and bone harvesting. Even after many years of use at maximum speed a high performance is still guaranteed.



### • S-8 O 21% korting

#### oscillating saw handpiece

3,4:1  
dismantlable for internal cleaning,  
without light

REF 10100802  
A29430



€ 1.958,-  
**Promo: 1545,00**

### • S-8 R 19% korting

#### reciprocating saw handpiece

3,25:1  
dismantlable for internal cleaning,  
without light

REF 10100801  
A33125



€ 1.582,-  
**Promo: 1275,00**

### • S-8 S 20% korting

#### sagittal saw handpiece

3,25:1  
dismantlable for internal cleaning,  
without light

REF 10100803  
A49283



€ 1.833,-  
**Promo: 1455,00**

## Implantmed Plus

offers the implantologist a drive unit for daily use. This surgical unit can be safely used for oral-surgery procedures in implantology and maxillo-facial surgery.

**30% korting**

### • SI-1023 + WS-75 L

#### Implantmed Plus

##### wireless foot control

- motor with light
- 80 Ncm power
- touch screen

REF 90000166 A40613

+

#### WS-75 L

- 20:1 Implantology contra-angle with mini led+
- ergonomic shape
- dismantlable for internal cleaning
- scratch resistant

REF 30033000 A40683

### Package Deal PD0056

Koop de **Implantmed Plus SI-1023**  
aan **promoprijs van 4249,00 euro**  
(waarde: 4648,00 euro)  
en koop het **WS-75 L hoekstuk** aan **1 euro**  
(waarde : 1448,00 euro).



€ 6.096,-  
**Promo: 4250,00**

**29% korting**

### • SI-1023 + WS-75

#### Implantmed Plus

##### wired foot control

- motor without light
- 80 Ncm power
- touch screen

REF 90000163 A49287

+

#### WS-75

- 20:1 Implantology contra-angle without light
- ergonomic shape
- dismantlable for internal cleaning
- scratch resistant

REF 30065000 A01881

### Package Deal PD0286

Koop de **Implantmed Plus SI-1023**  
aan **promoprijs van 3489,00 euro**  
(waarde: 3593,00 euro)  
en koop het **WS-75 hoekstuk** aan **1 euro**  
(waarde: 1352,00 euro).



€ 4.945,-  
**Promo: 3490,00**

## Implantmed Classic

offers the implantologist a surgical unit for daily use. The ergonomic design and ease of use ensures fatigue-free operation.

**26% korting**

### SI-923 + WI-75 E/KM

#### Implantmed Classic

- › wired foot control
- › motor without light
- › 70 Ncm

REF 90000161 A44299

+

#### WI-75 E/KM

- › 20:1 Implantology contra-angle without light
- › non dismantlable

REF 10207550 A28895

### Package Deal PD0055

Koop de **Implantmed Classic SI-923** aan **promoprijs van 3198,00 euro** (waarde: 3270,00 euro) en koop het **WI-75 E/KM hoekstuk** aan **1 euro** (waarde : 1077,00 euro).



€ 4.347,-

**Promo: 3199,00**

## Piezomed Classic

facilitates the surgeon's work: Only bone substance is resected with high precision. The surrounding soft tissue remains uninjured. A noticeable relief for the patient.

### SA-320 15% korting

#### Piezomed Classic

- › stand-alone unit for piezo surgery
- › wired foot control
- › handpiece with light
- › automatic instrument detection
- › handpiece cable 180 cm
- › Bone set

REF 30078000 A40239



€ 7.992,-

**Promo: 6745,00**

## Implantmed Plus & Piezomed Module Plus

covers the Surgical workflow. A tailor-made solution for every user. Implantmed Plus can be combined with the Piezomed module with a plug-and-play solution and covers several surgical applications.

### SI-1023 + SA-435M + WS-75 L

#### Implantmed Plus

**22% korting**

- › wireless foot control
- › motor with light
- › 1 wireless foot control and one irrigation line for both functions

REF 90000166 A40613

+

#### Piezomed Module Plus

REF 90000350 A47782

+

#### WS-75 L

1:1, straight, ergonomic shape, dismantlable for internal cleaning, scratch resistant, with mini led+ and W&H connection for Implantmed Plus.

REF 30033000 A40683

### Package Deal PD0175

Koop de **Implantmed Plus SI-1023** aan **promoprijs van 4249,00 euro** (waarde: 4648,00 euro) koop de **Piezomed Module Plus SA-435** aan **promoprijs van 4375,00** (waarde: 5060,00 euro) en koop het **WS-75 L hoekstuk** aan **1 euro** (waarde: 1448,00 euro).



€ 11.156,-

**Promo: 8625,00**

### SA-435M 13% korting

#### Piezomed Module Plus

- › powerful piezo surgery
- › automatic instrument detection
- › instrument library
- › plug & play add on to your Implantmed Plus unit.

REF 90000350

A47782



€ 5.060,-

**Promo: 4375,00**



## Lisa 17

Lisa: high end sterilizer with extremely short cycle times

- typical charge cycle in just 28 minutes
- fast handpiece cycle in 12 minutes
- intelligent automatic cycle time adjustment
- to present charge
- USB documentation
- max load of 9 kg

REF 19931180 A42621



€ 8.644,-

Promo: 5990,00

30% korting



A42622 Lara 17 liter

Prijs: 7064,00 Promo: 4999,00

29% korting

## Lisa 22

REF 19932180 A42687

€ 9.270,-

Promo: 6490,00

29% korting

A42686 Lara 22 liter

Prijs: 7994,00 Promo: 5499,00

28% korting

## Lara XL 28

Lara XL

- typical charge cycle in 28 minutes
- colour touch screen
- USB documentation
- unique upgradability
- 6 large trays
- Large 28 litre chamber – enough space for 100 contra-angles

REF 19933110

A48819



€ 9.041,-

Promo: 6750,00

25% korting

## Assistina Twin

Assistina Twin MB-302 +  
1 Quick ISO +  
1 Quick RM adaptors included  
Maintain up to 360 instruments per hour.  
Just 10 seconds cycle time

REF 30310003 A49286



€ 3.016,-

Promo: 2375,00

21% korting

## Assistina One

Assistina Twin MB-302 +  
1 Quick ISO +  
1 Quick RM adaptors included  
The new Assistina with super fast cycle of just 18 seconds

REF 30398003 A48810



€ 1.596,-

Promo: 1375,00

13% korting

## Teon

Teon, the premium W&H thermal washer disinfectant, ensures the most demanding clinics an excellent automatic cleaning system for instruments, including handpieces.

- high chamber capacity
- high cleaning performance
- gentle on materials
- dedicated programs ease of use

(delivered without interior items)

REF 19860010

A42961



TOP Deal

€ 7.430,-

Prijs op aanvraag

## Teon+

- high chamber capacity
- high cleaning performance
- gentle on materials
- dedicated programs ease of use
- HEPA active drying

(delivered without interior items)

REF 19870010

A42962



TOP Deal

€ 11.395,-

Prijs op aanvraag

## Teon + Injectorpack + LaraXL

REF 19860010 A42961  
REF 19933110 A48819  
REF 19721440 A42963

SUPER

Package Deal PD0176

Prijs op aanvraag !



€ 19.124,-

Prijs op aanvraag

Hygiene

**Seal<sup>2</sup>**

- ▶ pouch sealing device
- ▶ double roll-holder for wall mount or tabletop
- ▶ produces large 12mm seals

REF 19722101

A33878

**16% korting**

€ 763,-

**Promo: 635,00**



**Multidem C27**

- ▶ top quality demineralized water supplier
- ▶ suitable for use with W&H or other brand steam sterilizers

REF 19723112

A35531

**14% korting**

€ 403,-

**Promo: 345,00**



A36570 **Cartridge**

Prijs: 221,00

**Promo: 199,00**

**9% korting**



**BePro – Automated Reprocessing**

a holistic solution for thermal washer disinfectors like W&H Teon+ or Teon.  
Excellent cleaning performance and material compatibility.  
Available with alkaline or tri-enzymatic detergents.



**BePro Cleaner TE**

- Detergent for thermal washer disinfectors  
Tri-enzymatic detergent with neutral pH  
(no neutraliser is required),  
recommended for handpieces
- ▶ 5000 ml canister
  - ▶ suitable for use with W&H or other brand units

REF 19500200

A50420

**NEW**



€ 69,50

**Promo: 62,50**

**BePro Cleaner MA**

- Detergent for thermal washer disinfectors  
Alkaline detergent (neutraliser is required),  
do not use with handpieces
- ▶ 5000 ml canister
  - ▶ suitable for use with W&H or other brand units

REF 19500201

A50421

**NEW**



€ 55,00

**Promo: 49,50**

**BePro Neutralizer C**

- Neutralizer for TWD  
To be used together with alkaline detergents  
to restore PH to optimal values.
- ▶ 5000 ml canister
  - ▶ suitable for use with W&H or other brand units

REF 19500202

A50422

**NEW**



€ 44,00

**Promo: 39,50**

**BePro Rinse**

- Rinse for TWD  
Supports and improves drying phase of the load
- ▶ 1000 ml bottle
  - ▶ suitable for use with W&H or other brand units

REF 19500203

A50423

**NEW**



€ 21,50

**Promo: 19,50**

## Biosonic UC300

A01126  
 1 x 8 oz BioSonic Enzymatic Ultrasonic Cleaner (UC32)  
 1 x BioSonic UC300 Unit (Capacity: 3 Gal | 11 L)  
 1 x Tank Cover

Afmeting:  
 L. 35,6 x B. 22,9 x H. 17,1 cm

Prijs: 3795,76


**44% korting**

**Superpromo**  
**2095,00**



## Biosonic UC300 instrumenten mand groot

A01646



Prijs: 427,60

**16% korting**

**Promo**  
**359,00**

## Biosonic UC50DB

A01215  
 1 x 5 pcs General Purpose Cleaner plus Super Rust Inhibitor,  
 15 ml Packets per Dispense  
 1 x BioSonic UC50DB Unit with Digital Timer  
 (Capacity: 0.5 Gal | 3.2 L)  
 1 x UC50 Plastic Basket  
 1 x Tank Cover

Afmeting: L. 19,7 x B. 14,6 x H. 10,5 cm

Prijs: 1089,00

**37% korting**

**Promo**  
**679,00**



## Biosonic UC150

A41086  
 1 x 8 oz Enzymatic Ultrasonic Cleaner  
 Concentrate Meterdose Bottle  
 1 x UC150 Basket (26.8 x 15.8 x 11.5 cm)  
 1 x Replacement drain hose for UC150  
 1 x Sealing gasket  
 1 x UC150 Instructions for use

Afmeting: L. 28,7 x B. 16,0 x H. 17,8 cm

Prijs: 1702,47

**35% korting**

**Promo**  
**1095,00**



## Biosonic UC40

A41220  
**Biosonic UC40 Universal  
 Ultrasonic solution**

1 liter

Prijs:  
 33,59

**Promo**  
**24,75**



A41087  
**Biosonic UC40 Universal  
 Ultrasonic solution**

5 liter

Prijs:  
 133,64

**Promo**  
**109,45**



## Biosonic UC300 instrumenten mand klein

A01647



Prijs:  
 337,27

**12% korting**

**Promo**  
**295,00**

## Biosonic UC150 bekerhouder

A41458



Prijs:  
 40,89

**8% korting**

**Promo**  
**37,50**

## Biosonic beker met deksel 600 ml

A01623



Prijs:  
 44,28

**10% korting**

**Promo**  
**39,50**

## Biosonic UC50 bekerhouder

A01600



Prijs:  
 40,73

**10% korting**

**Promo**  
**36,50**

## Biosonic UC150 accessoires kit

A41711

- 2 bekers met deksel en positioneringsring  
 - 2 bekerhouders  
 - 1 mand



Prijs:  
 399,70

**33% korting**

**Promo**  
**265,00**

# Elmasonic Med\*



A46196 **ELMASONIC MED 30** Garantie: 1 jaar

Elmasonic Med toestel + deksel

Capaciteit: 1,6 l

Afmetingen buitenkant (W/D/H): 305 x 170 x 230 mm

Afmetingen binnenkant (W/D/H): 220 x 120 x 95 mm

Gewicht (incl. deksel): 3,6 kg



A28491 **ELMASONIC S30 / 30 MED KORF**

roestvrij staal

de handvatten zijn geïsoleerd met een kunststoflaag

binnenafmetingen: 198 x 106 x 50 mm



**Prijs**  
**55,50**

**Prijs**  
**695,00**

A46197 **ELMASONIC MED 60** Garantie: 1 jaar

Elmasonic Med toestel + deksel

Capaciteit: 4,3 l

Afmetingen buitenkant (W/D/H): 370 x 210 x 275 mm

Afmetingen binnenkant (W/D/H): 275 x 122 x 145 mm

Gewicht (incl. deksel): 5,2 kg



A35569 **ELMASONIC KORF S60 / 60 MED**

roestvrij staal

de handvatten zijn geïsoleerd met een kunststoflaag

binnenafmetingen: 255 x 115 x 75 mm



**Prijs**  
**81,35**

**Prijs**  
**1190,00**

**Ondek alle modellen + toebehoren**  
**op [www.denta.be](http://www.denta.be)**

**Elma**  
Elmasonic Med

**Package Deal PD0222**

Koop de **Elma Elmasonic Med 30** aan adviesprijs van **695,00 euro** en koop de **Elma Elmasonic Med 30 korf** aan **1 euro** (waarde: 55,50 euro) en koop **2 x Elma clean EC 10 1 l** aan **1 euro** per stuk (waarde: 20,46 euro per stuk).

**Package Deal PD0223**

Koop de **Elma Elmasonic Med 60** aan adviesprijs van **1190,00 euro** en koop de **Elma Elmasonic Med 60 korf** aan **1 euro** (waarde: 81,35 euro) en koop **4 x Elma clean EC 10 1 l** aan **1 euro** per stuk (waarde: 20,46 euro per stuk).

## Elma Clean

**EC 55 Instruments & Burs**  
A43197 1 liter  
**Prijs: 49,29**



**EC 10 Universal**  
A26049 1 liter **Prijs: 20,46**  
A26247 5 liter **Prijs: 86,15**  
A41669 10 liter **Prijs: 146,28**



**EC 60 Acidic Intense**  
A26252 1 liter  
**Prijs: 29,98**



**EC 25 Alginate & Plasters**  
A26248 1 liter  
**Prijs: 18,94**



A46310 **17 liter** Prijs: 5561,00

Promo  
**4725,00**

**Geleverd en geplaatst !**

Garantie: 1 jaar

A46311 **22 liter** Prijs: 6231,00

Promo  
**5295,00**

A46312 **28 liter** Prijs: 6986,00

Promo  
**5925,00**



# SciCan BRAVO™ G4

Kamerautoclaaf

A46313 **BRAVO PURE 500**  
DEMINERALISATOR Prijs: 1155,97

A46314 **BRAVO PURE 100**  
DEMINERALISATOR Prijs: 664,22



## De slimmere manier van steriliseren

De SciCan BRAVO G4, een sterilisator van type B, omvat zowel pre-sterilisatievacuüm om de stoompenetratie te verbeteren als post-sterilisatievacuüm om het drogen te verbeteren. De keuze uit eenheden van 17 l, 22 l of 28 l, vacuümondersteund drogen met gesloten deur en efficiënte omlooptijden verzekeren dat klinici altijd een ruime voorraad aan instrumenten klaar voor gebruik hebben.



### Slimme en efficiënte kenmerken

De BRAVO G4 kamerautoclaven bieden efficiënte cyclusstijden waarbij instrumenten worden gesteriliseerd en gedroogd in amper 33 minuten.

Dankzij de vertraagde startfunctie kan de gebruiker cycli op een later tijdstip laten beginnen. Dit is handig om testcycli te laten starten voor het begin van de dag.



### Flexibel design

Verkrijgbaar in drie kamerformaten: 17 l, 22 l of 28 l met voldoende capaciteit voor de noden van praktijken van elke omvang.

De BRAVO G4-footprint past in elke Stericentre-opstelling. Dankzij de veelzijdige kamerformaten is het mogelijk om 5 (voor 17 l en 22 l) of 6 (voor 28 l) trays of 3 (voor 17 l en 22 l) of 4 (voor 28 l) cassettes op te werken.




### G4-technologie – connectiviteit en gegevensregistratie

Maakt een betrouwbare vrijgave van de lading, documentatie en gegevensopslag mogelijk; maakt verbinding met uw slimme apparaten of computer en verstuurt cyclusgegevens naar deze apparaten waardoor de cyclusgegevens en onderhoudsinformatie eenvoudig toegankelijk worden. Er is ook een USB-aansluiting voor de registratie van cyclusgegevens.



### Conform EN 13060

Biedt reproduceerbare sterilisatieresultaten die kunnen worden gevalideerd.



### Zacht

De BRAVO G4 gebruikt schoon gedemineraliseerd/gedestilleerd water bij elke cyclus en heeft een interne watergeleidbaarheidsmeter die de waterkwaliteit continu bewaakt en een alarm geeft als de limieten worden overschreden.



### Verschillende vulopties

De BRAVO G4 biedt talrijke vul- en afvoeropties, waaronder handmatig vullen aan de bovenkant en voorkant en automatisch vullen en afvoeren via openingen in de achterkant. De als toebehoren verkrijgbare wateruitrusting maakt opties voor elke Stericentre-opstelling mogelijk.

**COLTENE**



Apparatuur **Coltene** : geniet van de **ONLINE-korting** op onze prijs !

VACUÛMAUTOCLAAF

**dentex**   
HET VAKEVENT VOOR DE DENTALE SECTOR

3 – 5 oktober 2024  
Brussels Expo – Paleis 5  
COLTENE DENTA stand 5231

SciCan

**STATIM 6000B G4<sup>+</sup>** A46898

De kunst van sterilisatie

**Geleverd en geplaatst !**

Prijs: 5519,00

PROMO

**4690,00**



**Klein van stuk – grootse prestaties**

Steriliseert verpakte ladingen in slechts 27 minuten.



**Werkt volgens uw instructies**

Programmeerbare functies voor het inplan-  
nen van testcycli en voorverwarming van  
de kamer.



**Slimme functies voor verbeterde  
automatisering**

Onderhoudsherinneringen, videotutorials  
en tips voor het oplossen van problemen.



Meer informatie op:  
[scican.com/eu/statim-b](http://scican.com/eu/statim-b)

 **COLTENE**

# Apparatuur geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## Statim 2000 G4

A35826

Prijs: 4807,00

Geleverd en geplaatst !

**COLTENE**  
SciCan



10% korting

PROMO  
4325,00

## Statim 5000 G4

A36146

Prijs: 5950,00

Geleverd en geplaatst !

**COLTENE**  
SciCan



15% korting

PROMO  
4999,00

## Hydrim C61 G4

A37793 Tafelmodel

Afmetingen: h 520, b 598, d 526 mm

Prijs: 6742,00

Geleverd en geplaatst !

**COLTENE**  
SciCan



15% korting

PROMO  
5725,00

## StatMatic Smart

Geleverd zonder adaptoren

Prijs: 3579,00

**COLTENE**  
SciCan



16% korting

PROMO A40283  
2 motoren  
2990,00

Prijs: 3783,00

16% korting

PROMO A40284  
3 motoren  
3175,00

## Optim 1 Wipes 15 x 18 cm Coltene

A43717 160 stuks

Prijs: 14,23

Virucidaal in 30 seconden (EN 14476)

Onontwikkelde virussen Adenovirus, Poliovirus,

Murine Norovirus in slechts 30 seconden!

30-seconden virucidale contacttijd versus 2019-nCoV(Coronavirus)

Bacteriedodend in 1 minuut(EN 1327, EN 16615)

Tuberculocide in 1 minuut(EN 14348)

Fungicide & Levuricide in 1 minuut (EN 13624; EN 16615)

Promo

10,25

Per 12 / stuk

8,25



**COLTENE**  
SciCan

## Hygopac

A01123 Doorloop-seal-apparaat.

Afmetingen: h 160 x b 435 x d 135 mm

**DURR**  
DENTAL



Prijs: 1985,10

8% korting

Promo  
1825,00

## Hygopac View

A49847 Roterend sealapparaat (snelheid 5/7/9 m/min)

Sealnaadbreedte (13 mm). Gegevensopslag op SD-kaart of

via netwerk. Automatische procesbewaking

Afmetingen: h 170 x b 370 x d 140 mm

Prijs: 2710,00

10% korting

Promo  
2435,00



## SafeSeal Sterilisatiezakjes Medicom

200 stuks

A47882 57 x 102 mm Prijs: 11,90

A47880 89 x 133 mm Prijs: 13,45

A47879 70 x 299 mm Prijs: 13,90

A47881 89 x 229 mm Prijs: 13,45

A47883 133 x 254 mm Prijs: 31,90

A47884 191 x 330 mm Prijs: 37,90

A47885 254 x 356 mm Prijs: 46,90

A47886 305 x 432 mm Prijs: 79,45



**Medicom**

## Omnifol & Omnibag Omnident

Omnifol : sterilisatiefolie voor éénmalig gebruik. Geschikt voor autoclaaf.

A36190 **Omnifol 50**  
Rol 50 mm x 200 m **Prijs: 19,90**

A36192 **Omnifol 100**  
Rol 100 mm x 200 m **Prijs: 29,90**

A36191 **Omnifol 75**  
Rol 75 mm x 200 m **Prijs: 22,90**

A37167 **Omnifol 200**  
Rol 200 mm x 100 m  
Voor trays : 200 mm x 50 mm **Prijs: 59,90**




True professionals:  
Specially designed for  
your dental practice.



Miele Professional. Immer Besser. A48582 (17 l) & A48583 (22 l) **CUBE X PST sterilisator**

Dankzij de korte cycli, de ultramoderne droogtechnologie, de eenvoudige interface en de programmeerbare starttijden vereenvoudigt het premiummodel Cube X de processen in grotere chirurgische praktijken en klinieken.

De machine is verkrijgbaar in twee kamerformaten: **17 l** en **22 l**, is voorzien van geavanceerde netwerktechnologie en biedt nog veel meer extra functies.



Vraag uw offerte op maat !

**dentex**  **3 – 5 oktober 2024**  
HÉT VAKEVENT VOOR DE DENTALE SECTOR **Brussels Expo – Paleis 5**  
**MIELE DENTA stand 5231**

# Apparatuur Miele : geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## PG 8581 met EcoDry & PG 8591 met DryPlus

**PG 8581** Thermodesinfector met warmwateraansluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel & EcoDry.  
Capaciteit/belading bijv. 22 hand- en hoekstukken of 22 afzuigers  
Milieuvriendelijk - verwarmingspomp met variabel toerental  
Veilig door controle - spoeldruk- en sproeiarmbewaking  
Comfortabele ondersteuning van de droging - EcoDry  
Absoluut veilig - aansluiting op procesdocumentatie mogelijk

**PG 8591** Thermodesinfector met warm- & demiwateraansluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel & heteluchtdroging DryPlus.  
Capaciteit/belading bijv. 22 hand- en hoekstukken of 22 afzuigers  
Milieuvriendelijk - verwarmingspomp met variabel toerental  
Veilig door controle - spoeldruk- en sproeiarmbewaking  
Efficiënte heteluchtdroging - DryPlus  
Absoluut veilig - aansluiting op procesdocumentatie mogelijk

Afmetingen hoogte: 835 mm - breedte: 600 mm - diepte: 600 mm



**Miele**

125  
Years

**PRIJS OP AANVRAAG**  
GSM: 0497 44 56 22  
lisc@denta.be

## PWD8531 Tafel-thermodesinfector met interne ontharder, heteluchtdroging DryPlus en 2 doseerpompen.

A43201  
Capaciteit/charge bijv. 6 hand- en hoekstukken en 6 afzuigers  
Meer efficiëntie voor kleine praktijken - compact model  
Efficiënte heteluchtdroging - DryPlus  
Eenvoudig vloeibare media doseren - 2 geïntegreerde doseerpompen  
Eenvoudige bediening - LCD-display met toetsenvrij softtouch pad

Afmetingen hoogte: 555 mm - breedte: 645 mm - diepte: 575 mm  
Gewicht 55 kg

**PRIJS OP AANVRAAG**  
GSM: 0497 44 56 22  
lisc@denta.be



### ProCare Dent 30

A37755 **30 C** neutralisatiemiddel 5 l  
Prijs: 62,73  
Promo: **53,45**



A38245 **30 P**  
Prijs: 62,73  
Promo: **54,45**

### ProCare Dent 10

A37754 **10 MA** reinigingsmiddel 5 l  
Prijs: 55,91  
Promo: **48,45**



A38193 **10 A**  
Prijs: 58,45  
Promo: **49,45**

### ProCare Universal 61

A37512 regenerээрзout 6 kg  
Prijs: 36,00



Promo  
**17,45**

### ProCare Dent 40

A37756 naspoeimiddel 1 l  
Prijs: 22,75



Promo  
**19,45**

## SUPERPackage Deal PD0080

**Tot 30% korting**

Koop **4 x Miele ProCare producten** (Dent 30, Dent 10, Dent 40 en/of Universal 61) aan **promoprijs** en koop het **Miele ProCare Dent 40 naspoeimiddel** aan **1 euro** (waarde: 22,75 euro).

### Thermodesinfectorproducten Neodisher

A29285 **MA Dental**  
Prijs: 89,91

**23% korting**

Promo  
**69,00**

Alkalische reiniger, poeder  
Bevat geen oxiderende toevoegingen.  
Zeer veilig voor materialen  
en toch een grondige reiniging.  
Aanbevolen voor thermodesinflectoren.



A10791 **FA Dental** 5 l  
Prijs: 56,37

**20% korting**

Promo  
**45,00**



**Composiet & promoties 3M : geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !**



## 3M™ Filtek™ One Bulk Fill

Restauratiemateriaal

- Vullingen tot 5 mm in één stap
- Uitstekend te modelleren
- Lage krimpspanning
- Buitengewone slijtageweerstand
- Hoge radiopaciteit
- ECHTE nanotechnologie
- Verkrijgbaar in 5 kleuren

V41116 **Spuut** 4 g

Prijs: 63,86

Promo

**49,00**

Per 5 / stuk

**43,90**

tot  
**-31%**

V41115 **Capsules** 20 x 0,2 g

Prijs: 63,86

Promo

**49,00**

Per 5 / stuk

**43,90**



Koop **5 Refills** en bespaar tot **31%**

## 3M™ Filtek™ Supreme XTE

Universeel Restauratiemateriaal

Het complete kunstenaarspalet.

- Kies uit 36 kleuren en 4 opaciteiten voor uw multi-layering restauraties
- Slijtageweerstand gelijk aan glazuur
- Buitengewone esthetiek en glansretentie

V34259 **Spuut** 3 g

Prijs: 58,91

Promo

**44,95**

Per 5 / stuk

**41,95**

tot  
**-33%**

V34261 **Capsules** 20 x 0,2 g

Prijs: 78,59

Promo

**57,95**

Per 5 / stuk

**51,95**



Koop **5 Refills** en bespaar tot **33%**

## 3M™ Filtek™ Universal Restorative

Restauratiemateriaal

Simpelweg eenvoudig.

- Mooie, natuurlijke restauraties met één universele opaciteit voor een stralende glimlach
- Een eenvoudige kleurkeuze uit niet meer dan 8 kleuren (plus Extra White) dekt alle klassieke VITA- en bleekkleuren
- Eenvoudig aan te brengen door cremige consistentie
- Pink Opaquer voor het uitstekend maskeren van verkleuringen

V42632 **Spuut** 4 g

Prijs: 65,26 **Promo: 47,90**

Per 5 / stuk

**44,90**

tot  
**-31%**

V42631 **Capsules**

20 x 0,2 g

Prijs: 65,26 **Promo: 47,90**

Per 5 / stuk

**44,90**



Koop **5 Refills** en bespaar tot **31%**

## 3M™ Elipar™ DeepCure-L LED Uithardingslamp

- Elipar Deepcure-L Uithardingslamp in een lichtgewicht, kunststof uitvoering
- Een nieuwe, volledig opgeladen batterij biedt 60 minuten uithardingstijd

**tot  
-46%**

**PACKAGE DEAL PD0186**

### 25 Refills 3M™ Filtek™

Composiet  
(Filtek Supreme XTE, Filtek Supreme Flowable, Filtek Bulk Fill Flowable, Filtek Universal, Filtek One)



## 3M™ Elipar™ DeepCure-L

(76973) A39686 Prijs: 645,48

aan **1 euro!**



## 3M™ Elipar™ DeepCure-S LED Uithardingslamp

- Elipar Deepcure-S Uithardingslamp in een luxe, roestvrijstalen uitvoering
- Een nieuwe, volledig opgeladen batterij biedt 60 minuten uithardingstijd

**tot  
-52%**

**PACKAGE DEAL PD0187**

### 35 Refills 3M™ Filtek™

Composiet  
(Filtek Supreme XTE, Filtek Supreme Flowable, Filtek Bulk Fill Flowable, Filtek Universal, Filtek One)



## 3M™ Elipar™ DeepCure-S

(76975) A39687 Prijs: 1232,28

aan **1 euro!**



## 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesief

- Het eerste radiopake, universele adhesief dat het risico op een verkeerde diagnose en invasieve overbehandeling vermindert
- Gouden standaard hechting aan het tandoppervlak en ieder restauratiemateriaal, inclusief glaskeramiek
- Volledig compatibel met zelfuithardende en lichtuithardende composieten – geen activator nodig

A44225 Flesje 5 ml  
Prijs: 109,01 Promo: **78,75**

Per 4 / stuk

**67,15**



A44224 Introkit  
5 ml Scotchbond Universal Plus  
50 x Disposable Brushes  
3 ml Syringe Etchant  
25 x Etchant Dispensing Tips  
Prijs: 126,89 Promo: **99,45**

Per 4 / stuk

**80,90**

**tot  
-38%**

Koop **4 Refills** en bespaar tot **38%**

# 3M™ Impregum™ Penta™

Polyether Afdruckmateriaal

- Nauwkeurige detailreproductie voor minder aanpassingen en beter passende restauraties
- De gouden standaard voor implantaatafdrukken en complexe casussen
- Sterk aanbevolen door tandheekkundige laboratoria\*

\*Gebaseerd op een onderzoek onder gebruikers van 3M™ Impregum™ polyether afdruckmaterialen in de VS en Europa.



Vraag vandaag nog een demonstratie in uw praktijk aan:

verkoop@denta.be 03 450 93 20

\*Gebaseerd op een onderzoek onder gebruikers van 3M™ Impregum™ polyether afdruckmaterialen in de VS en Europa.

2 Refills 3M™ Impregum™ Penta™ of  
2 Refills 3M™ Imprint™ 4 of  
2 Refills 3M™ Imprint™ 4 Preliminary Penta™



tot  
**-33%**

of



**-30%**

of



**-34%**

(bv. 31644, 31730, 69385 of 69406)

**PACKAGE DEAL PD0005**

A11650, A11675, A11688, A28774, A28775

Prijs: 268,70 **Promo: 195,00** per stuk

A41917, A42145

Prijs: 280,18 **Promo: 214,00** per stuk

(71484, 71485 of 71486)

**PACKAGE DEAL PD0006**

V37598

Prijs: 173,99 **Promo: 139,50** per stuk

(71521 of 71522)

**PACKAGE DEAL PD0007**

V38665

Prijs: 92,58 **Promo: 77,50** per stuk



**1 Refill 3M™ Penta mengtips aan 1 euro !**

A27341 **50 stuks** Prijs: 53,70



## 3M™ Imprint™ 4 Bite

VPS Beetregistratiemateriaal

- Prettige werktijd en een korte uithardingstijd van slechts 60 seconden
- Snelle intra-orale uitharding voor een snelle procedure
- Hoge finale hardheid en lage flexibiliteit voor eenvoudig (bij)snijden en accurate modellering

A38673 **2 x 50 ml**

5 x Garant Mengtips Groen

5 x Garant Intraorale Tips Bite

Prijs: 55,79 **Promo: 41,90**

Per 3 / stuk

**32,25**



tot  
**-42%**

# 6 Refills 3M™ Impregum™ Penta™ of 6 Refills 3M™ Imprint™ 4

PACKAGE DEAL PD0218



tot  
**-51%**

A11650, A11675, A11688, A28774, A28775  
Prijs: 268,70 **Promo: 195,00** per stuk  
A41917, A42145  
Prijs: 280,18 **Promo: 214,00** per stuk

PACKAGE DEAL PD0219



**-54%**

V37598  
Prijs: 173,99 **Promo: 139,50** per stuk

of

+

## 1 Refill Imprint 4 Preliminary Penta

V38665  
Prijs: 92,58 **Promo: 77,50**



en



## 2 Refills Penta mengtips

A27341 **50 stuks**  
Prijs: 53,70

+

## 3M™ Pentamix™ 3 Automatisch mengapparaat

- Kleinste omvang op de markt –bespaar kostbare werkruimte
- Win meer werktijd met het snelste mengapparaat ter wereld
- Moeiteloos cartridges en mengtips vervangen

A32639 Prijs: 1008,45 **Promo: 735,00**



(77871)

## 1 Pentamix™ 3 aan 1 euro !

## 3M™ Protemp™ 4 Voor tijdelijke kronen en bruggen

- Sterke, tijdelijke restauraties
- Uitstekende esthetiek
- Eenvoudige verwerking

## 2 Refills 3M™ Protemp™ 4

V32834 cartridge 50 ml + 16 tips  
Prijs: 101,98 **Promo: 78,50**



PACKAGE DEAL PD0293

+

## 3M™ Astringent Retraction Paste aan 1 euro !

A37062 **25 capsules**  
Prijs: 74,54 **Promo: 56,75**



**-43%**



## 3M™ Sof-Lex™

Het 3M™ Sof-Lex™ Diamond polijststelsel is een twee-steps systeem dat zorgt voor een esthetische hoogglans als van een diamantpasta, met het gemak van een rubberen polijststelsel.

Koop **4 Refills 3M™ Sof-Lex diamond pre-polishing spiral** en bespaar tot **33%**

A40530 **beige** 15 stuks  
Prijs: 44,11 **Promo: 34,90**

Per 4 / stuk  
**29,25**

A40531 **roze** 15 stuks  
Prijs: 56,32 **Promo: 43,90**

Per 4 / stuk  
**31,50**



tot  
**-33%**

## 3M™ Sof-Lex™

3M™ Sof-Lex™ Afwerkstrips zijn flexibel en hebben een aluminiumoxide coating. Geschikt voor het polijsten van composiet, compomeer, metaal en keramiek.

Koop **4 Refills 3M™ Sof-Lex afwerkstrips** en bespaar tot **35%**

V19669 **Fine/Super Fine** 120 stuks, **bruin small** 150 stuks en **bruin medium** 150 stuks  
Prijs: 34,21

Promo  
**25,90**

Per 4 / stuk  
**21,90**



tot  
**-35%**

### Rotomix 3M

A01084



Prijs: 790,55

**24% korting**

Promo  
**598,00**

### Capmix 3M

A01238



Prijs: 505,62

**23% korting**

Promo  
**388,00**

# Composieten 3M geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## Filtek Supreme Flowable

V43601 **Spuit** 2 x 2 g + 20 x tips  
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, OA3, W, XW

Prijs: 67,94

**22% korting**

Promo  
**52,95**



V47762 **Capsules** 20 x 0,2 g  
A1, A2, A3, A3.5, A4

Prijs: 67,63

**18% korting**

Promo  
**54,95**



## Filtek Universal Restorative

V42632 **Spuit** 4 g  
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, D3, PO, XW

Prijs: 65,26

**Tot 31% korting**

Promo  
**47,90**

Per 5 / stuk  
**44,90**



V42631 **Capsules** 20 x 0,2 g  
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, D3, XW

Prijs: 65,26

**Tot 31% korting**

Promo  
**47,90**

Per 5 / stuk  
**44,90**

A42643 **Capsules** 10 x 0,2 g  
Pink Opaque

Prijs: 52,62

**18% korting**

Promo  
**42,90**

## Filtek One Bulk Fill

V41116 **Spuit** 4 g  
A1, A2, A3, B1 of C2

Prijs: 63,86

**Tot 31% korting**

Promo  
**49,00**

Per 5 / stuk  
**43,90**

V41115 **Capsules** 20 x 0,2 g  
A1, A2, A3, B1 of C2

Prijs: 63,86

**Tot 31% korting**

Promo  
**47,90**

Per 5 / stuk  
**44,90**



## Filtek Bulk Fill Flowable

V43613 **Spuit** 2 x 2 g + tips  
A1, A2, A3, Universal

Prijs: 68,00

**22% korting**

Promo  
**52,95**



V36895 **Capsules** 15 x 0,2 g  
A1, A2, A3, Universal

Prijs: 62,60

**20% korting**

Promo  
**49,90**



## Filtek Supreme XTE

V34259 **Spuit** 3 g  
Dentin: A1, A2, A3, A4, B3, C4, W  
Body: A1, A2, A3, A3.5, A4, A6, B1, B2, B5, C1, C2, C3, D2, D3, W, XW  
Enamel: A1, A2, A3, B1, B2, D2, W, XW, Clear Translucent, Blue Translucent, Grey Translucent, Amber Translucent



Promo  
**44,95**

Per 5 / stuk  
**41,95**

Prijs: 58,91

**Tot 28% korting**



V34261 **Capsules** 20 x 0,2 g  
Body: A1, A2, A3, A3.5, A4, A6, B1, B2, B5, C1, C2, C3, D2, D3, W, XW

Prijs: 78,59

**Tot 33% korting**

Promo  
**57,95**

Per 5 / stuk  
**51,95**

V34260 **Capsules** 10 x 0,2 g  
Dentin: A1, A2, A3, A4, B3, C4, W  
Enamel: A1, A2, A3, B1, B2, D2, W, XW, Clear Translucent, Blue Translucent, Grey Translucent, Amber Translucent

Prijs: 44,59

**21% korting**

Promo  
**34,90**

## Filtek Z250

V00003 **Spuit** 4 g  
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, Incisal, Universal Dentin



Prijs: 78,08

**27% korting**

Promo  
**56,50**

V00004 **Capsules** 15 x 0,2 g  
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, Incisal, Universal Dentin



Prijs: 78,08

**27% korting**

Promo  
**56,50**

# Composieten Cavex geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## Quadrant Universal LC

V30644 **Spuit** 4 g  
A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C2, C3, I, OA2



Prijs: 26,70

**6% korting**

Promo  
**24,99**

V30645 **Capsules** 20 x 0,25 g  
A1, A2, A3, A3.5, C2



Prijs: 44,70

**12% korting**

Promo  
**38,99**

## Quadrant Flow

V32231 **Spuit** 1,8 g - 1 ml  
A2, A3, A3.5, OA2



Prijs: 13,50

**5% korting**

Promo  
**12,75**

# Composieten Coltene geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## Brilliant Bulk Fill Flow

A50358 **Spuit** 2,3 g + 11 tips



Prijs: 42,72

**Tot 31% korting**

Promo  
**32,00**

Per 5 / stuk  
**29,45**

## Brilliant EverGlow

V40457 **Spuit** 3 g

A1/B1, A2/B2, A3.5/B3, A3/D3, A4/C4, BL, BL transparant, C2/C3, Opaak A1, Opaak A3, Opaak BL, Transparant



Prijs: 55,02

**20% korting**

Promo  
**43,90**

## Brilliant EverGlow Flow spuit

V41104 **Spuit** 2 g + 10 application needles

OA2, OA3, BL, A1 / B1, A2 / B2, A3 / D3, A3.5 / B3, A4 / C4, Transparant

Prijs: 32,50

**23% korting**

Promo  
**24,90**



V40397 **Tips** 20 x 0,2 g

A1/B1, A2/B2, A3.5/B3, A3/D3, A4/C4, BL, BL transparant, C2/C3, Opaak A1, Opaak A3, Opaak BL, Transparant

Prijs: 80,44

**21% korting**

Promo  
**63,50**



## Kenda Polishette RA

V50464 **Refills punt of cups**

Groen (Remover) 30 stuks  
Roos (Smoother) 30 stuks  
Paars diamant (Shiner) 15 stuks



**NIEUW !**

Prijs: 38,50

**10% korting**

Promo  
**34,60**

A50463 **Assortiment**

5 x Groen cupje  
5 x Groen puntje  
5 x Roos cupje  
5 x Roos puntje  
2 x Paars cupje  
2 x Paars puntje

**NIEUW !**



Prijs: 38,50

**10% korting**

Promo  
**34,60**

# Composieten Dentsply geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## Ceram.x Spectra ST Flow

V42577 **Spuit** 2 x 1,8 g

A1, A2, A3, A3.5, A4, BW, D1, D2 of E1

Prijs: 73,67

**22% korting**

Promo  
**57,45**



V42575 **Compules** 16 x 0,25 g

A1, A2, A3, A3.5, A4, BW, D1, D2 of E1



Prijs: 81,83

**21% korting**

Promo  
**64,45**

# Composieten **Dentsply** geniet van de **ONLINE-korting** op onze prijs !

## Ceram.x Spectra ST HIGH VISCOSITY & LOW VISCOSITY

V39886 **Ceram.x Spectra ST Syringe Refill (HV)** 3 g  
 V42750 **Ceram.x Spectra ST Syringe Refill (LV)** 3 g

A1 (= VITA®1 shades A1; B1; C1)  
 A2 (= VITA®1 shades A2; B2; D2)  
 A3 (= VITA®1 shades A3; C2; D3; D4)  
 A3.5 (= VITA®1 shades A3.5; B3; B4; C3)  
 A4 (= VITA®1 shades A4; C4)  
 BW (Bleach White)



Prijs: 61,37

**24% korting**

Promo

**46,50**

V39885 **Ceram.x Spectra ST Compules Refill (HV)** 16 x 0,25 g  
 V42749 **Ceram.x Spectra ST Compules Refill (LV)** 16 x 0,25 g

A1 (= VITA®1 shades A1; B1; C1)  
 A2 (= VITA®1 shades A2; B2; D2)  
 A3 (= VITA®1 shades A3; C2; D3; D4)  
 A3.5 (= VITA®1 shades A3.5; B3; B4; C3)  
 A4 (= VITA®1 shades A4; C4)  
 BW (Bleach White)



Prijs: 81,83


**23% korting**

Promo

**62,45**

## Core.X flow

A32777 **Spuit** 4 x 4,70 g



Prijs: 161,54

**26% korting**

Promo

**118,45**

## QuiXfil

A08993 **Compules** 20 x 0,28 g



Prijs: 97,16

**28% korting**

Promo

**69,75**

## SDR flow\*

A41160 **SDR flow\* Universal Eco tips**  
 50 x 0,25 g



Prijs: 235,71

**28% korting**

Promo

**169,00**

V41140 **SDR flow\* tips**  
 15 x 0,25 g  
 A1, A2, A3 of U

Prijs: 79,89

**26% korting**

Promo

**58,90**

A40695 **SDR FLOW\* STARTERKIT**

45 x SDR compule Universal, 1 x 2,5 ml Prime&Bond active  
 1 x Compule Tips gun, 1 x CliXDisk, 1 x bewaardoos



Prijs: 272,74

**27% korting**

Promo

**199,00**

## SDR flow\* Syringe Eco Universal

A41463  
 10 x 1 g SDR flow\* Universal + 60 x SDR Flow tips



Prijs: 190,76

**21% korting**

Promo

**148,95**

## Compule pistool

A08162 per stuk



Prijs: 34,89

**26% korting**

Promo

**25,75**

# Composieten **Elsodent** geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## PureShade

V50474 **Spuut** 4 g  
 Shade 1: A1 – B1 – B2 – C1 – D2  
 Shade 2: A2 – A3 – C2 – D3 – D4  
 Shade 3: A3.5 – A4 – B3 – B4 – C3 – C4

Prijs: 52,42

**18% korting**

Per 2 / stuk  
**42,90**

**NIEUW !**



V50475 **Compules** 20 x 0,25 g  
 Shade 1: A1 – B1 – B2 – C1 – D2  
 Shade 2: A2 – A3 – C2 – D3 – D4  
 Shade 3: A3.5 – A4 – B3 – B4 – C3 – C4

Prijs: 72,50

**13% korting**

Per 2 / stuk  
**62,90**

## PureFill 2

V40799 **Spuut** 4 g  
 A1/B1, A2, A3, A3.5, B2

Prijs: 49,01

**8% korting**

Promo  
**45,00**



V40800 **Compules** 20 x 0,25 g  
 A1/B1, A2, A3, A3.5, B2

Prijs: 79,00

**11% korting**

Promo  
**69,90**



## Purefill flow

V41304 **Spuut** 2 x 2 g + 10 tips  
 A1/B1, A2, A3, A3.5, B2

Prijs: 64,72

**8% korting**

Promo  
**59,90**



## Core D

V38249 **25 ml cartridge** 20 mixing + 20 intra-oral tips  
 White of Dentin

Prijs: 169,61

**11% korting**

Promo  
**149,90**



# Composieten **GC** geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## Essentia

V40195  
**Essentia Light Spuit** 2 ml  
 Dentin of Enamel  
**Essentia Medium Spuit** 2 ml  
 Dentin  
**Essentia Dark Spuit** 2 ml  
 Dentin of Enamel  
**Essentia Universal Spuit** 2 ml  
**Masking Liner Spuit** 2 ml + 20 tips

Prijs: 58,60

Promo  
**46,45**

**21% korting**

V39857  
**Essentia Light Unitip** 15 x 0,16 ml  
 Dentin of Enamel  
**Essentia Medium Unitip** 15 x 0,16 ml  
 Dentin  
**Essentia Dark Unitip** 15 x 0,16 ml  
 Dentin of Enamel  
**Essentia Universal Unitip** 15 x 0,16 ml

Prijs: 65,80

Promo  
**52,45**

**20% korting**



Prijs: 208,00

Promo  
**149,00**

**28% korting**

A39844  
**Essentia Starter Kit spuiten**  
 - 7 spuitjes, 1 van elke kleur: LD; MD; DD; LE; DE; U; ML  
 - 20 doseertips  
 - Toebehoren

Prijs: 369,00

Promo  
**249,00**

**32% korting**



A40186  
**Essentia Starter Kit unitips**  
 - 30 unitips (5 unitips voor elk van de 6 kleuren: LD; MD; DD; LE; DE; U)  
 - 1 spuit ML  
 - 20 doseertips  
 - Toebehoren

V40064  
**Essentia Black Modifier** 2 ml  
**Essentia Red-Brown Modifier** 2 ml  
**Essentia White Modifier** 2 ml

Prijs: 55,70

Promo  
**42,50**

**24% korting**

A40064-OM **Essentia Opalescent Modifier** 2,4 ml

Prijs: 58,60

Promo  
**46,50**

**21% korting**

# Composieten **GC** geniet van de **ONLINE-korting** op onze prijs !

**Uw pauze, middag of avond goed besteden + extra promoties !**

Kies dan voor een hands-on training van GC en Denta waarin kwaliteit en vakmanschap voorop staan.


De trainingen gaan door op het door u gekozen moment in **uw praktijk** en zijn **gratis**.

## Leerdoelen van deze korte workshop

- het zich eigen maken van een eenvoudig polijstsysteem
- het zich eigen maken van de penseeltechniek
- toepassen van de cusp-by-cusp techniek in de posterieure zone
- kennismaken en toepassen van glasvezel versterkt composiet voor grote restauraties (everX Flow)
- tips & tricks

Wenst u meer informatie of een afspraak:

[marketing@denta.be](mailto:marketing@denta.be) of 03 450 93 20



### G-Aenial Universal Flo

V34892 **G-Aenial Universal Flo** 3,4 g  
A1, A2, A3, A3.5, A4, AE, A02, A03, B1, B2, B3, BW, C3, CV, JE



Prijs: 75,10

**36% korting**

Promo  
**47,75**

V35554 **G-Aenial Flo X** 3,6 g  
A1, A2, A3, A3.5, A4, CV, A02, A03



Prijs: 73,40

**33% korting**

Promo  
**49,45**

### everX Flow Bulk

V42623 **everX Flow** 2 ml 3,7 g  
Bulk of Dentin



Prijs: 64,40

**15% korting**

Promo  
**54,45**

### Gradia Direct

V30697 **Spuut Anterior / Posterior** 4 g  
A1, A2, A3, A3.5, A02, A03, A04, B1, B2, B3, BW, C3, CT, CV, CVD, CVT, DT, GT, NT, PA1, PA2, PA3, PA3.5, PNT, PWT, WT, XBW



Prijs: 61,30

**27% korting**

Promo  
**44,90**

V30699 **Unitip** 20 x 0,28 g  
A1, A2, A3, A3.5, A03, CV, DT, NT, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, PWT, P-NT, X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-WT



Prijs: 87,30

**39% korting**

Promo  
**52,90**

V30698 **Unitip** 10 x 0,28 g  
XBW, BW, A4, B1, B2, B3, C3, A02, A04, CVD, CT, WT, GT, CVT, X-A02



Prijs: 44,00

**25% korting**

Promo  
**32,90**

### G-aenial

V35414 **Spuut Anterior** 4,7 g  
Standard: BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CVD, XBW, CV, Inside special: A02, A03, A04  
Outside special: JE, AE, SE, IE, TE, CVE

V35059 **Spuut Posterior** 5,5 g  
Standard: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5  
Outside special: P-JE, P-IE



Prijs: 72,80

**32% korting**

Promo  
**49,45**

V35252 **Unitips Anterior** 20 x 0,28 g  
A1, A2, A3, A3.5, A03, CV, AE, IE

V35044 **Unitips Posterior** 20 x 0,33 g  
PA1, PA2, PA3, PA3.5, P-JE, P-IE

Prijs: 103,50

**35% korting**

Promo  
**67,45**

V35462 **Unitips Anterior** 10 x 0,28 g  
BW, A4, B1, B2, B3, C3, CVD, A02, A04, JE, TE, SE, CVE, XBW

Prijs: 52,00

**31% korting**

Promo  
**35,75**



## GC promoties geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

### G-aenial A'CHORD refill

V43978 **G-aenial A'CHORD Spuit** 4 g

A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, A01, A02, A03, JE (Junior Enamel), AE (Adult Enamel), BW (Bleach), BOW (Opaque Bleach)

Prijs: 61,80

**20% korting**

Promo

**49,00**



V43997 **G-aenial A'CHORD Unitip** 15 x 0,3 g

A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, A01, A02, A03, JE (Junior Enamel), AE (Adult Enamel), BW (Bleach), BOW (Opaque Bleach)

Prijs: 66,20

**25% korting**

Promo

**49,00**



### G-aenial Universal Injectable

V41947 **Spuit** 1,7 g

XWB, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD, A01, A02, A03, JE of AE

Prijs: 41,40

**20% korting**

Promo

**29,50**



### G-Premio Bond bottle

A39978

5 ml

Prijs: 105,30

**38% korting**

Promo

**64,90**



**Tot 52% korting**

## PACKAGE DEAL PD0258

Koop **5 x G-Aenial Universal Injectable spuit** (1,7 g) aan **promoprijs van 29,50 euro** (waarde: 41,40 euro)

EN/OF **5 x G-Aenial A'CHORD spuit** (4 g) aan **promoprijs van 49,00 euro** (waarde: 61,80 euro)

EN/OF **5 x G-Aenial A'CHORD unitips** (15 x 0,3 g) aan **promoprijs van 49,00 euro** (waarde: 66,20 euro)

(mengen mag) en koop **1 x G-Premio Bond** (5 ml) aan **1 euro** (waarde: 105,30 euro).

## Injecteertechniek met composiet (MIT)

Hands-on door Bob Elst

Donderdag 12 september 2024, Denta te Kontich

De **Moulding Injection Techniek** is een proces dat ideaal is voor de behandeling van slijtage en het creëren van complexe morfologieën in zowel de anterieure als posterieure zone met een optimale esthetiek. Het doel van deze cursus is om een eenvoudige en voorspelbare techniek te presenteren die klinici in staat stelt om directe restauraties te creëren die net zo esthetisch zijn als indirecte, maar dan sneller, economischer, minder invasief zijn.

### Leerdoelen

- maken van een transparante siliconen afdruk
- eenvoudige morfologieën reproduceren door injectie met G-aenial Universal Injectable
- het mooi afwerken van de geïnjecteerde composiet
- tips & tricks


### Inschrijving

Een bedrag van **88,00 euro excl. btw** per persoon zal gefactureerd worden.

Een tweede inschrijving van de praktijk betaalt **69,00 euro excl. btw** per persoon.

Uw betaling is tevens bewijs van inschrijving.

Inschrijven kan via [www.denta.be](http://www.denta.be), tel. **03 450 93 20** of via e-mail: [verkoop@denta.be](mailto:verkoop@denta.be)



# GC promoties geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## EQUIA Forte HT caps

V42650 **50 capsules**  
Assortiment,  
A1,  
A2,  
A3,  
A3.5,  
B1,  
B2,  
B3,  
C4



Prijs: 176,00

**34% korting**

Promo  
**114,50**

## GC Fuji II, LC Improved Capsules

V31947 **50 capsules**  
Assortiment,  
A1, A2,  
A3, A4,  
A3.5, B2,  
B3, B4,  
C2, C4,  
D2



Prijs: 183,00

**38% korting**

Promo  
**112,45**

## Fuji Plus capsules

A07210 A3 **50 capsules**



Prijs: 190,00

**37% korting**

Promo  
**118,75**

A07182 Yellow **50 capsules**



Prijs: 190,00

**37% korting**

Promo  
**118,75**

## GC Fuji TRIAGE Capsules

V30913 **50 capsules**  
Pink of White



Prijs: 168,50

**36% korting**

Promo  
**107,50**

## Silvermix

A34221 **per stuk**



Prijs: 352,20

**15% korting**

Promo  
**299,00**

**Tot 47% korting**

## PACKAGE DEAL PD0170

Koop **5 x Equia Forte HT refill** (50 stuks) aan **promoprijs van 114,50 euro** (waarde: 176,00 euro)  
EN/OF **5 x Fuji II LC refill** (50 stuks) aan **promoprijs van 112,45 euro** (waarde: 183,00 euro)  
EN/OF **5 x Fuji Plus refill** (50 stuks) aan **promoprijs van 118,75 euro** (waarde: 190,00 euro)  
EN/OF **5 x Fuji Triage refill** (50 stuks) aan **promoprijs van 107,50 euro** (waarde: 168,50 euro)  
(mengen mag) en koop **1 x Equia Forte HT refill** (50 stuks) OF **1 x Fuji II LC refill** (50 stuks)  
OF **1 x Fuji Plus refill** (50 stuks) OF **1 x Fuji TRIAGE refill** (50 stuks) aan **1 euro** .

**Tot 50% korting**

## PACKAGE DEAL PD0257

Koop **8 x Equia Forte HT refill** (50 stuks) aan **promoprijs van 114,50 euro** (waarde: 176,00 euro)  
EN/OF **8 x Fuji II LC refill** (50 stuks) aan **promoprijs van 112,45 euro** (waarde: 183,00 euro)  
EN/OF **8 x Fuji Plus refill** (50 stuks) aan **promoprijs van 118,75 euro** (waarde: 190,00 euro)  
EN/OF **8 x Fuji Triage refill** (50 stuks) aan **promoprijs van 107,50 euro** (waarde: 168,50 euro)  
(mengen mag) en koop **1 x SilverMix** (waarde: 352,20 euro) aan **1 euro** .



# Composieten **Kerr** geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## Simplishade

V45322 **Simplishade Spuit** 4 g  
Bleach White, Dark, Light, Medium, Universal Opaque



Prijs: 61,26

**36% korting**

Promo  
**38,95**

V45327 **Simplishade Unidose** 20 x 0,25 g  
Light of Medium

Prijs: 73,52

**36% korting**

Promo  
**46,85**

V45329 **Simplishade Unidose** 10 x 0,25 g  
Bleach White, Dark of Universal Opaque

Prijs: 49,00

**36% korting**

Promo  
**31,25**



## Herculite XRV ULTRA

V32689 **Spuit** 4 g  
Enamel: XL, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, Incisal - Neutral  
Dentine: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2, D3



Prijs: 57,72

**35% korting**

Promo  
**37,45**



A32706 **Herculite XRV Ultra Minikit spuit** ref.33860

3 spuiten van 4 g: EA2, EA3, DA2, Optibond Solo Plus 5 ml, etsgel spuit 3 g, 25 mengbakjes, 50 applicatortips

Prijs: 135,32

**40% korting**

Promo  
**81,50**

V32692 **Unidose** 20 x 0,20 g  
Enamel: XL, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, Incisal - Neutral  
Dentine: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, D2, D3



Prijs: 59,64

**34% korting**

Promo  
**39,45**

A32707 **Herculite XRV Ultra Minikit unidose** ref.34071

3 unidose van 10 x 0,2 g: EA2, EA3, DA2, Optibond Solo Plus 5 ml, etsgel spuit 3 g, 25 mengbakjes, 50 applicator tips

Prijs: 114,15

**39% korting**

Promo  
**69,50**

## Herculite XRV ULTRA Flow

V39899 **Spuiten** 2 x 2 g  
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, D3, D4, Universal Opaak



Prijs: 57,72

**24% korting**

Promo  
**43,75**

## Optibond Applicatietips

A07676 200 stuks



Prijs: 108,32

**46% korting**

Promo  
**57,90**

## Harmonize

V41403 **Spuit** 4 g  
Dentine A1, Dentine A2, Dentine A3, Dentine A3.5, Dentine A4, Dentine B3, Dentine C4, Dentine XL2, Enamel A1, Enamel A2, Enamel A3, Enamel A3.5, Enamel A4, Enamel B1, Enamel B2, Enamel B3, Enamel B4, Enamel C1, Enamel C2, Enamel C3, Enamel C4, Enamel D2, Enamel D3, Enamel D4, Enamel XL, Incisal Translucent Amber, Incisal Translucent Blue, Incisal Translucent Clear, Incisal Translucent Gray



Prijs: 81,38

**40% korting**

Promo  
**49,00**

V41404 **Unidose** 20 x 0,25 g

Dentine A1, Dentine A2, Dentine A3, Dentine A3.5, Dentine A4, Dentine B3, Dentine C4, Dentine XL2, Enamel A1, Enamel A2, Enamel A3, Enamel A3.5, Enamel A4, Enamel B1, Enamel B2, Enamel B3, Enamel B4, Enamel C1, Enamel C2, Enamel C3, Enamel C4, Enamel D2, Enamel D3, Enamel D4, Enamel XL, Incisal Translucent Amber, Incisal Translucent Blue, Incisal Translucent Clear, Incisal Translucent Gray

Prijs: 114,48

**43% korting**

Promo  
**63,50**

# Package Deals **Kerr** geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## Package Deal SimpliShade spuit + Demi Plus Led Lamp

### PACKAGE DEAL PD0139

**61% korting**

Koop **40 x Kerr SimpliShade spuit** (4 g) aan **promoprijs van 38,95 euro** per stuk (waarde: 61,26 euro per stuk) en koop de **Kerr Demi Plus ledlamp** aan **1 euro** (waarde : 1573,00 euro).



## Package Deal SimpliShade unidose + Demi Plus Led Lamp

### PACKAGE DEAL PD0140

**58% korting**

Koop **40 x Kerr SimpliShade unidose** (20 x 0,25 g) aan **promoprijs van 46,85 euro** per stuk (waarde: 73,52 euro per stuk) en koop de **Kerr Demi Plus ledlamp** aan **1 euro** (waarde : 1573,00 euro).



## Package Deal SimpliShade + OptiDisc Kit

### PACKAGE DEAL PD0242

**Tot 46% korting**

Koop **5 x Kerr SimpliShade spuit** (4 g) aan **promoprijs van 38,95 euro** **of SimpliShade unidose** (10 x 0,25 g) aan **promoprijs van 31,25 euro** en koop de **Kerr OptiDisc Kit** aan **1 euro** (waarde : 58,14 euro).



## Package Deal Harmonize + OptiDisc Kit

### PACKAGE DEAL PD0243

**Tot 47% korting**

Koop **5 x Kerr Harmonize spuit** (4 g) aan **promoprijs van 49,00 euro** **of Harmonize unidose** (20 x 0,25 g) aan **promoprijs van 63,50 euro** en koop de **Kerr OptiDisc Kit** aan **1 euro** (waarde : 58,14 euro).



## Package Deal Herculite XRV ULTRA Flow + OptiDisc Kit

### PACKAGE DEAL PD0280

**36% korting**

Koop **5 x Kerr Herculite XRV ULTRA Flow** (2 x 2 g) aan **promoprijs van 43,75 euro** en koop de **Kerr OptiDisc Kit** aan **1 euro** (waarde : 58,14 euro).



# Composieten **Kulzer** geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## Venus One

A45256

**VENUS PEARL ONE SPUIT**

3 g

Prijs: 61,20

**26% korting**

Promo

**45,00**



A45255

**VENUS PEARL ONE PLT**

20 x 0,20 g

81,60

**21% korting**

Promo

**64,75**



A45257

**VENUS DIAMOND ONE SPUIT**

4 g

Prijs: 81,60

**21% korting**

Promo

**64,75**



A45258

**VENUS DIAMOND ONE PLT**

20 x 0,25 g

Prijs: 102,00

**27% korting**

Promo

**74,75**



A48217

**VENUS BULK FLOW ONE SPUIT**

2 g

Prijs: 37,10

**19% korting**

Promo

**29,90**



A48218

**VENUS BULK FLOW ONE PLT**

20 x 0,20 g

Prijs: 79,80

**19% korting**

Promo

**64,90**



## Flexitime Trial Kits



A50439 **Flexitime Automix Heavy Tray + Flow Trial Kit**

Prijs: 103,00

**22% korting**

Promo

**79,00**



A50417 **Flexitime Dynamix Heavy Tray + Flow Trial Kit**

Prijs: 178,00

**44% korting**

Promo

**99,00**



A50440 **Flexitime Dynamix Putty Trial Kit**

Prijs: 178,00

**44% korting**

Promo

**99,00**

A28963 **Flexitime Easy Putty + Flow Trial Kit**

Prijs: 162,00

**40% korting**

Promo

**99,00**

A32387 **Flexitime Dynamix Monophase Trial Kit**

Prijs: 144,00

**32% korting**

Promo

**99,00**

# Composieten **Kulzer** geniet van de **ONLINE-korting** op onze prijs !

## Venus

V30653 **Spuut** 4 g  
A1, A2, A2.5, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, B3, C2, C3, C4, D2, D3, OA2, OA3, OA3.5, T1



Prijs: 82,20

**Tot 36% korting**

Promo  
**54,90**

Per 5 / stuk  
**52,90**

V30654 **PLT** 20 x 0,25 g  
A1, A2, A2.5, A3, A3.5, B1, B2, C2, OA2



Prijs: 108,00

**Tot 36% korting**

Promo  
**72,90**

Per 5 / stuk  
**68,90**

V30655 **PLT** 10 x 0,25 g  
A4, A5, B3, C3, C4, D2, D3, OA3, OA3.5, OB2, OC3, SBO, T1, T2, T3



Prijs: 54,00

**28% korting**

Promo  
**38,90**

## Venus Pearl

V36922 **Spuut** 3 g  
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3, HKA2.5, HKA5, OLC, OMC, ODC, OXDC, CL, AM, CO, YO, BL, BXL, OB, CORE, GUM



Prijs: 61,20

**Tot 36% korting**

Promo  
**41,90**

Per 5 / stuk  
**38,90**

V36923 **PLT** 20 x 0,20 g  
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3, HKA2.5, HKA5



Prijs: 81,60

**Tot 36% korting**

Promo  
**54,90**

Per 5 / stuk  
**51,90**

V36924 **PLT** 10 x 0,20 g  
OLC, OMC, ODC, OXDC, CL, AM, CO, YO, BL, BXL, OB, GUM, CORE (10 x 0,30 g)



Prijs: 58,60

**28% korting**

Promo  
**42,15**

## Venus Diamond

V33292 **Spuut** 4 g  
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3, HKA2.5, HKA5, OL, OM, OD, BL, BXL, OB, CL, AM, CO, YO



Prijs: 81,60

**Tot 38% korting**

Promo  
**53,90**

Per 5 / stuk  
**49,90**

V33294 **PLT** 20 x 0,25 g  
A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, HKA2.5, HKA5, OM, OD



Prijs: 102,00

**Tot 38% korting**

Promo  
**53,90**

Per 5 / stuk  
**49,90**

V33293 **PLT** 10 x 0,25 g  
A4, B3, C3, D3, HKA5, OL, BL, BXL, OB, CL, AM, CO, YO



Prijs: 51,00

**30% korting**

Promo  
**35,90**

## Venus Supra

A46398 **Venus Supra intro kit**  
1 pre and 1 high gloss polisher of each shape  
(Flame, Cup, Large Flame, Twist Brush, Twist Disc)

Prijs: 79,00

**38% korting**

Promo  
**59,00**

V30530 **Venus Supra refill** 10 stuks

Prijs: 90,90

**Tot 21% korting**

Promo  
**74,75**

Per 2 / stuk  
**71,75**



## Venus Diamond Flow

V34254 **Spuut** 1,8 g  
A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, OM, CL, BXL, Baseline, HKA2.5, HKA5



Prijs: 34,30

**Tot 36% korting**

Promo  
**23,95**

Per 5 / stuk  
**21,95**

## Charisma

V30647 **Spuut** 4 g  
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, C4, D3, OA2, OA3, OA3.5



Prijs: 67,50

**26% korting**

Promo  
**49,75**

V30648 **Unidose** 20 x 0,25 g  
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, C4, D3



Prijs: 97,80

**30% korting**

Promo  
**68,50**

## Charisma Flow

V28232 **Spuut** 1,8 g  
A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, OA2, OA4, OB2, Baseline



Prijs: 24,10

**26% korting**

Promo  
**17,90**

# Package Deals **Kulzer** geniet van de **ONLINE-korting** op onze prijs !

## Package Deal Flexitime refill + Flexitime Bite refill

### Flexitime refill

V11908 2 cartridges van 50 ml + 12 mengtips



Prijs: 72,10

**30% korting**

Promo

**49,75**

### Flexitime Bite refill

A32891 2 cartridges van 50 ml + 12 mengtips



Prijs: 66,00

**25% korting**

Promo

**49,75**

## \*Package Deal PD0263

**52% korting**

Koop **2 x Kulzer Flexitime refill** (2 x 50 ml) naar keuze aan **promoprijs** van **49,75 euro** (waarde: 72,10 euro) en koop de **Kulzer Flexitime Bite refill** aan **1 euro** (waarde: 66,00 euro).

## Package Deal Flexitime Easy Putty refill + Flexitime refill

### Flexitime Easy Putty

A11907 300 ml + 300 ml



Prijs: 121,00

**31% korting**

Promo

**82,75**

### Flexitime refill

V11908 2 cartridges van 50 ml + 12 mengtips



Prijs: 72,10

**30% korting**

Promo

**49,75**

## \*Package Deal PD0264

**46% korting**

Koop **2 x Kulzer Flexitime Easy Putty refill** (2 x 300 ml) aan **promoprijs** van **82,75 euro** (waarde: 121,00 euro) en koop de **Kulzer Flexitime refill** (2 x 50 ml) naar keuze aan **1 euro** (waarde: 72,10 euro).

## Package Deal Flexitime Dynamix refill + Flexitime Dynamix mengtips

### Flexitime Dynamix

V32299 50 mixing tips + 1 fixation ring



Prijs: 217,00

**35% korting**

Promo

**139,95**

### Flexitime Dynamix mengtips

A32388 50 mixing tips + 1 fixation ring



Prijs: 74,80

**33% korting**

Promo

**49,75**

## \*Package Deal PD0265

**44% korting**

Koop **2 x Kulzer Flexitime Dynamix refill** naar keuze aan **promoprijs** van **139,95 euro** (waarde: 217,00 euro) en koop de **Kulzer Flexitime Dynamix mengtips** aan **1 euro** (waarde: 74,80 euro).

\*Package Deals geldig tot 31/08/2024

# Composieten Kuraray geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## Clearfil Majesty ES-2 Universal Package Deal : zie pagina 47

V45247 **Spuut** 2,6 g / 2,0 ml  
 Universal, Universal Light, Universal Dark of Universal White



Prijs: 56,76

**24% korting**

Promo  
**42,90**

V45251 **PLT** 20 x 0,2 g  
 Universal, Universal Light, Universal Dark of Universal White



Prijs: 56,76

**24% korting**

Promo  
**42,90**

## Clearfil Majesty ES-2 Package Deals : zie pagina 48

V37645 **PREMIUM draaispuut** 3,6 g / 2,0 ml  
 Enamel kleuren: A1E, A2E, A3E, A3.5E, A4E, XWE, WE  
 Dentin kleuren: A1D, A2D, A3D, A3.5D, A4D, XWD, WD  
 Prijs: 56,72

**32% korting**

Promo  
**38,45**

V37688 **PREMIUM draaispuut** 1,8 g / 0,9 ml  
 Translucent kleuren: Clear, Blue, Amber  
 Prijs: 34,02

**19% korting**

Promo  
**27,45**

V37693 **PREMIUM PLT** 10 x 0,25 g  
 Enamel kleuren: A1E, A2E, A3E, A3.5E, A4E, XWE, WE  
 Dentin kleuren: A1D, A2D, A3D, A3.5D, A4D, XWD, WD  
 Prijs: 28,45

**20% korting**

Promo  
**22,50**

V37694 **PREMIUM PLT** 10 x 0,25 g  
 Translucent kleuren: Clear, Blue, Gray, Amber  
 Prijs: 34,02

**19% korting**

Promo  
**27,45**



V37646 **CLASSIC draaispuut** 3,6 g / 2,0 ml  
 A1, A2, A3, A3.5, A4, A6, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4,  
 D2, D3, XW, W  
 Prijs: 56,76

**32% korting**

Promo  
**38,45**

V37692 **CLASSIC PLT** 20 x 0,25 g  
 A1, A2, A3, A3.5, A4, A6, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4,  
 D2, D3, XW, W  
 Prijs: 56,76

**32% korting**

Promo  
**38,45**

## Clearfil Majesty ES FLOW Package Deal : zie pagina 50

V43501 **SUPER LOW** 1 spuit (2,7 g/1,5 ml) + 12 needle tips  
 A1, A2, A3, A3,5

Prijs: 49,85

**30% korting**

Promo  
**34,50**

V38553 **LOW** 1 spuit (2,7 g/1,5 ml) + 12 needle tips  
 A1, A2, A3, A3.5, A4, KA6, B1, B2, XW, A2D, A3D, W

Prijs: 49,85

**30% korting**

Promo  
**34,50**

V43505 **HIGH** 1 spuit (2,7 g/1,5 ml) + 12 needle tips  
 A1, A2, A3, A2D, A3D

Prijs: 49,85

**30% korting**

Promo  
**34,50**



## Clearfil AP-X

V30672 4,6 g (2 ml)  
 A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C3, C4 of XL

Prijs: 60,11

**42% korting**

Promo  
**34,55**



## Clearfil Photo Bright

V34595 3,4 g / 2 ml  
 US, UY, UL, G, B, UO, XL, DY, YB,  
 DG, LO, YO, DYO, YBO, YBO, DGO,  
 L, U, Y

Prijs: 64,92

**34% korting**

Promo  
**42,75**



## Clearfil Photo Posterior

V30676 4,7 g (2 ml)  
 B, G, UL, US, UY, XL

Prijs: 64,56

**34% korting**

Promo  
**42,75**



# CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal

V45251, V45247 Prijs: 56,76

Promo per stuk  
**42,90**

## INTELLIGENT COMPOSIT



1

### 1 KLEUR VOOR POSTERIEURE RESTAURATIES

Eén universele kleur (U) biedt - ongeacht de doelkleur - de oplossing voor alle posterieure restauraties.

2

### 2 KLEUREN VOOR ANTERIEURE RESTAURATIES

Kies - afhankelijk van de doelkleur - Light (UL) of Dark (UD) voor het esthetisch meer veeleisende anterieure gebied.

X

### KLEURBEPALING NIET NODIG

Door de intelligente optische integratie gaat een restauratie van CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal onzichtbaar over in het aangrenzende tandweefsel.

## PACKAGE DEAL PD0191

Bij 4 spuitjes CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal of 80 PLT'S,  
1 TRIAL CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Low A2 **aan 1 euro !**



A48839  
(0,9 g/ 0,5 ml)  
aan **1 euro !**

### RESTAUREREN. REPAREREN. CEMENTEREN.

De universele CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow is ontwikkeld voor cementeren, repareren en uiteraard restaureren. De hoge buigsterkte (150 MPa) en druksterkte (373 MPa) garanderen dit uitgebreide toepassingsgebied. De Light Diffusion technologie maakt CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow ook nog eens bijzonder esthetisch. Bovendien gaat het polijsten gemakkelijk en snel en behoudt de restauratie langdurig haar glans.

# CLEARFIL MAJESTY™ ES-2

## RESTAUREREN OP BASIS VAN OPACITEIT



Met CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Premium is het succes van uw restauraties voorspelbaar dankzij de vaste kleurcombinaties voor dentine en glazuur. Door het kleuraanpassend vermogen dekt u met vaste kleurcombinaties, Enamel en Dentin, een grote groep kleuren af. CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Premium is het eerste composiet met VITA™ geaccordeerde kleuren.

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Classic is een monochromatisch composiet. Het is beschikbaar in 18 kleuren voor zowel anterieure als posterieure esthetische restauraties. Het laat zich gemakkelijk modelleren en is uitstekend polijstbaar.

**Bij 4 spuitjes CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Classic of Premium of 80 PLT'S, 1 ml CLEARFIL™ Universal Bond Quick **aan 1 euro****



**4+**

**A40995**

**CLEARFIL UNIVERSAL  
BOND QUICK  
BOTTLE TRIAL**

### **AANBRENGEN, DROGEN EN UITHARDEN. DAT IS ALLES**

De betrouwbare bonding voor alle directe en indirecte restauraties, stompopbouwen en reparaties. Gebruik het zoals u wilt; volgens de total-etch, selective-etch of self-etch methode. CLEARFIL™ Universal Bond Quick levert in alle gevallen consequent uniforme resultaten, zonder te hoeven wachten. Met de gebruiksvriendelijke flip-top dop kan het flesje moeiteloos met één hand worden geopend en gesloten.



# CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Classic

Bij 4 spuitjes CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Classic of 80 PLT'S, 1 ml CLEARFIL™ Universal Bond Quick **aan 1 euro**



**A40995**  
CLEARFIL UNIVERSAL  
BOND QUICK  
BOTTLE TRIAL

V37646 Prijs: 56,76 **PROMO: 38,45** per stuk

V37692 Prijs: 56,76 **PROMO: 38,45** per stuk

**39% korting**

**39% korting**

## Package Deal PD0189

Koop **4 x** Kuraray Clearfil Majesty ES-2 Classic **spuit** aan **promoprijs** van **38,45 euro** en koop de Kuraray Clearfil Universal Bond Quick 1 ml **aan 1 euro** (waarde: 29,00 euro)

## Package Deal PD0190

Koop **4 x 20** Kuraray Clearfil Majesty ES-2 Classic **PLT** aan **promoprijs** van **38,45 euro** en koop de Kuraray Clearfil Universal Bond Quick 1 ml **aan 1 euro** (waarde: 29,00 euro)

# CLEARFIL MAJESTY™ Premium

Bij 4 spuitjes CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Premium of 80 PLT'S, 1 ml CLEARFIL™ Universal Bond Quick **aan 1 euro**



**A40995**  
CLEARFIL UNIVERSAL  
BOND QUICK  
BOTTLE TRIAL

V37688 Prijs: 34,02 **PROMO: 27,45** per stuk

V37645 Prijs: 56,76 **PROMO: 38,45** per stuk

V37693 Prijs: 28,45 **PROMO: 22,50** per stuk

V37694 Prijs: 34,02 **PROMO: 27,45** per stuk

**Tot 32% korting**

**Tot 29% korting**

## Package Deal PD0194

Koop **4 x** Kuraray Clearfil Majesty ES-2 Premium **spuit** aan **promoprijs** en koop de Kuraray Clearfil Universal Bond Quick 1 ml **aan 1 euro** (waarde: 29,00 euro)

## Package Deal PD0195

Koop **8 x 10** Kuraray Clearfil Majesty ES-2 Premium **PLT** aan **promoprijs** en koop de Kuraray Clearfil Universal Bond Quick 1 ml **aan 1 euro** (waarde: 29,00 euro)

**kuraray**

# CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow

**RESTAUREREN. REPAREREN. CEMENTEREN.**

De universele CLEARFIL MAJESTY™ ES FLOW is ontwikkeld voor cementeren, repareren en uiteraard restaureren. De hoge buigsterkte (150 MPa) en druksterkte (373 MPa) garanderen dit uitgebreide toepassingsgebied. De Light Diffusion technologie maakt CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow ook nog eens bijzonder esthetisch. Bovendien gaat het polijsten gemakkelijk en snel en behoudt de restauratie langdurig haar glans.

Leverbaar in 3 verschillende vloeibaarheden.

V43505, V38553, V43501  
Prijs: 49,85

Promo per stuk  
**34,50**



## PACKAGE DEAL PD0192

Bij aankoop van 5 CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow spuitjes  
1 TWIST™ DIA For Composite TRIAL KIT **aan 1 euro**



A49155  
(1 medium + 1 fine)  
aan **1 euro** !

### COMPOSIT RESTAURATIES OP HOOGGLANS IN 2 STAPPEN

De CLEARFIL™ TWIST DIA 'pre-polisher' heeft diamant geïmpregneerde lamellen, en zorgt voor de definitieve vorm vanuit elke hoek die mogelijk is. De 'high-shinepolisher' heeft flexibele polijstlamellen en creëert in enkele seconden met gemak een natuurlijke hoogglans.

# PANAVIA™ SA Cement Universal

**CEMENTEER IN 1-STAP**

V42753 Prijs: 118,29

Promo  
**82,50**



Een aparte primer is niet meer nodig tijdens cementeerprocedures. Het unieke silaan - LCSi-monomeer - hecht direct aan vrijwel alle materialen: porselein, lithiumdisilicaat, composiet en zelfs glaskeramiek. Het originele MDPmonomeer zorgt voor de chemische reactiviteit met zirkoniumoxide, metaallegeringen, dentine en glazuur. PANAVIA™ SA Cement Universal heeft een breed indicatiegebied zoals kronen, bruggen, inlays, onlays, stiften en zelfs adhesiefbruggen. Een unieke combinatie van polymerisatietechnologieën garandeert bovendien een probleemloze uitharding en een duurzame hechting. Het resultaat: een sterkere chemische hechting, veelzijdiger en gemakkelijker in gebruik dan ooit tevoren.

## PACKAGE DEAL PD0157

Bij aankoop van 1 refill PANAVIA™ SA Cement Universal  
1 ml KATANA™ Cleaner **aan 1 euro**



A48841  
(1 ml)  
aan **1 euro** !

### KATANA™ Cleaner

Een gecontamineerd oppervlak moet voorafgaande aan een adhesieve procedure worden gereinigd. Onder andere door de milde pH van 4,5 is KATANA™ Cleaner dé intra- en extraorale reiniger die veilig en effectief contaminatie verwijdert door de oppervlakteactieve eigenschap van MDP-zout. Gebruik het op alle werkstukken, en zowel op als in preparaties.

# PANAVIA™ V5

**EEN CEMENT. ALLE CEMENTEERINDICATIES.  
VOORSPELBARE PROCEDURE**

V39560 Prijs: 142,83

Promo per stuk

**99,50**



PANAVIA™ V5 is ons best hechtende en meest esthetische cement ooit. In dit product zijn zowel het originele MDP-monomeer van Kuraray Noritake als een silaanmonomeer verwerkt. Die staan garant voor een uitstekende hechtsterkte aan alle keramiek op silicabasis, zirkoniumoxide, composieten en metalen, waarbij een eenduidige procedure altijd is gewaarborgd.

## PACKAGE DEAL PD0193

Bij aankoop van 1 refill PANAVIA™ V5, 1 ml CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS of PANAVIA™ Veneer LC CLEAR TRIAL **aan 1 euro !**



**Tot  
-47%**

A48884 (0,9 g/ 0,5 ml)

A48840 (1 ml)

### DE UNIVERSELE VOORBEHANDELINGSPRIMER

Een universele prothetische primer voor alle cementeer- en reparatie indicaties. In dit product zijn zowel het originele MDP-monomeer van Kuraray Noritake als een silaanmonomeer verwerkt. Die staan garant voor een uitstekende hechtsterkte aan alle keramiek op silica basis, zirkoniumoxide, composieten en metalen, waarbij een eenvoudige procedure altijd is gewaarborgd.

# Composieten **OmniDent** geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## OmniCeram évolution 2.0

V43131 **Spuit** 3 g  
A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C3, Bleach, Grijs



Prijs: 17,53

**30% korting**

Promo  
**12,25**

V43132 **Capsules** 20 x 0,25 g  
A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C3, Bleach, Grijs



Prijs: 45,76

**34% korting**

Promo  
**29,95**

## OmniCeram évolution flow 2.0

V43133 **Spuiten** 2 x 2 g  
A1, A2, A3, A3.5, B1, Bleach



Prijs: 32,07

**37% korting**

Promo  
**19,90**

## OmniCeram Bulk Fill

A37137 **it** 5 g



Prijs: 57,38

**39% korting**

Promo  
**34,95**

A39432 **Capsules** 15 x 0,25 g



Prijs: 57,38

**39% korting**

Promo  
**34,95**

# Composieten **Ivoclar** geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## Tetric Prime

V44852 **Spuit** 3 g  
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, A2 Dentin, A3.5 Dentin, T, Bleach L



Prijs: 63,55

**30% korting**

Promo  
**44,50**

V44871 **Capsules** 20 x 0,25 g  
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, A2 Dentin, A3.5 Dentin, T, Bleach L



Prijs: 117,00

**25% korting**

Promo  
**89,50**

## Tetric EvoCeram

V39753 **Spuit** 3 g  
A1, A2, A2D, A3, A3.5, A35D, A4, A4D, B1, B2, B2D, B3, B1, BL, BM, BXL, C1, C2, C3, D2, D3, T



Prijs: 65,40

**29% korting**

Promo  
**46,50**

Prijs: 95,85

**29% korting**

Promo  
**67,50**

V39895 **Capsules** 20 x 0,20 g  
A1, A2, A2D, A3, A3.5, A35D, A4, A4D, B1, B2, B2D, B3, B1, BL, BM, BXL, C1, C2, C3, D2, D3, T

## Tetric EvoFlow

V39550 **Spuiten** 2 g  
A1, A2, A2 Dentin, A3, A3.5, A4, B1, B2, Dentin, B3, BL, Bleach M, Bleach XL, T



Prijs: 42,40

**32% korting**

Promo  
**28,90**

Prijs: 93,05

**30% korting**

Promo  
**64,90**

V39549 **Capsules** 20 x 0,20 g  
A1, A2, A2 Dentin, A3, A3.5, A4, B1, B2, Dentin, B3, BL, Bleach M, Bleach XL, T

# Package Deals Ivoclar geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## \*Package Deal PD0267 **Tot 42% korting**

Koop **3 x Tetric Prime spuit** 3 x 3 g naar keuze  
aan **promoprijs van 129,45 euro**  
en koop een **OptraGate Refill** naar keuze  
aan **1 euro** (waarde: 138,00 euro).

**OPGELET :**

**1 euro product rechtstreeks geleverd door IVOCALAR !**

V44864 **Tetric Prime** 3 x 3 g

Prijs: 181,00  
**Promo: 129,45**



V37555 **OptraGate**

Assortiment, junior, regular, small

Prijs: 138,00  
**Promo: 99,50**



V39945 **Empress Direct spuit** 3g

A1, A2, A3, A35, A4, B1, B2, BLL, BLXL, C3, 2, IVA5,  
IVA6, EA1, EA2, EA3, EA35, EA4, EB1, EB2, EB3, EB4,  
EBLL, EBLXL, EC1, EC2, EC3, E2, E3, T20, T30, TOP

Prijs: 80,85  
**Promo: 57,50**

V40128 **Empress Direct caps** 10 x 0,2 g

A1, A2, A3, A35, A4, B1, B2, BLL, BLXL, C3, 2, IVA5,  
IVA6, EA1, EA2, EA3, EA35, EA4, EB1, EB2, EB3, EB4,  
EBLL, EBLXL, EC1, EC2, EC3, E2, E3, T20, T30, TOP

Prijs: 55,50  
**Promo: 38,95**



A46044 **OptraGloss assortiment**

2 x Flame Pre-polisher (Dark Blue)  
2 x Cup Pre-polisher (Dark Blue)  
2 x Lens Pre-polisher (Dark Blue)  
2 x Flame High-gloss Polisher (Light Blue)  
2 x Cup High-gloss Polisher (Light Blue)  
2 x Lens High-gloss Polisher (Light Blue)  
2 x Spiral Wheel High-gloss Polisher (Light Blue)



Prijs: 128,00  
**Promo: 99,50**  
**Promo 2: 95,50 per stuk**  
**Promo 3: 92,75 per stuk**

## \*Package Deal PD0269 **39% korting**

Koop **3 x OptraGloss assortiment** aan **promoprijs**  
van **92,75 euro** per stuk (waarde: 128,00 euro)  
en koop een **Empress Direct spuit refill**  
naar keuze aan **1 euro** (waarde: 80,85 euro).

**OPGELET :**

**1 euro product rechtstreeks geleverd door IVOCALAR !**

## \*Package Deal PD0268 **38% korting**

Koop **2 x OptraGloss assortiment** aan **promoprijs**  
van **95,50 euro** per stuk (waarde: 128,00 euro)  
en koop een **Empress Direct caps refill**  
naar keuze aan **1 euro** (waarde: 55,50 euro).

**OPGELET :**

**1 euro product rechtstreeks geleverd door IVOCALAR !**

## \*Package Deal PD0241 **39% korting**

Koop **2 x Variolink Esthetic DC** 9 g naar keuze  
aan **promoprijs van 163,90 euro** en koop de  
**Monobond Plus** 5 g aan **1 euro** (waarde: 100,50 euro)

**OPGELET :**

**1 euro product rechtstreeks geleverd door IVOCALAR !**

V39993 **Variolink Esthetic DC**

9 g + 15 mixing tips

Prijs: 223,50  
**PROMO: 163,90**

A39119 **Monobond Plus** 5 g

Prijs: 100,50  
**PROMO: 67,50**



\*Package Deals geldig tot 31/07/2024

# Package Deals Ivoclar geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## BLUEPHASE G4 aan 1 euro !

V42559 Grijs, blauw, groen of roos  
1200 mW/cm<sup>2</sup>  
10-mm lichtgeleider.  
Breedbandspectrum  
van 385 tot 515 nm

Prijs: 1275,00

**24% korting**

Promo  
**969,00**



V42560  
**Bluephase G4 & Radiometer**  
Grijs, blauw, groen of roos.

**ivoclar**



Prijs: 1460,00

**26% korting**

Promo  
**1075,00**

A39851 **BLUEPHASE G4 SLEEVES** 100 stuks

Prijs: 38,40

Promo  
**31,90**

**17% korting**



### Tot 53% korting **Package Deal PD0099**

Koop **40 x Ivoclar Tetric Prime spuiten** aan **promoprijs van 44,50 euro** per stuk en koop de **Ivoclar Bluephase G4** naar keuze aan **1 euro** (waarde: 1275,00 euro).

**OPGELET : 1 euro product rechtstreeks geleverd door IVOCLAR !**

### Tot 50% korting **Package Deal PD0098**

Koop **20 x Ivoclar Tetric Prime caps** aan **promoprijs van 89,50 euro** per stuk en koop de **Ivoclar Bluephase G4** naar keuze aan **1 euro** (waarde: 1275,00 euro).

**OPGELET : 1 euro product rechtstreeks geleverd door IVOCLAR !**

## BLUEPHASE Powercure aan 1 euro !

A44084

- laadstation met geïntegreerde lichtmeter
- 1 handstuk + 1 houder voor handstuk
- 1 lichtgeleider 10>9 mm
- 1 bescherm schildje
- 3 bescherm kegels
- 50 beschermhoesjes

Prijs: 1645,00

**24% korting**

Promo  
**1245,00**

A39851 **BLUEPHASE G4 SLEEVES** 100 stuks

Prijs: 38,40

Promo  
**31,90**

**17% korting**



**ivoclar**

### **Package Deal PD0101**

**Tot 51% korting**

Koop **50 x Ivoclar Tetric Prime spuiten** aan **promoprijs van 44,50 euro** per stuk en koop de **Ivoclar Bluephase Powercure** aan **1 euro** (waarde: 1645,00 euro). **OPGELET : 1 euro product rechtstreeks geleverd door IVOCLAR !**

### **Package Deal PD0100**

**Tot 53% korting**

Koop **25 x Ivoclar Tetric Prime caps** aan **promoprijs van 89,50 euro** per stuk en koop de **Ivoclar Bluephase Powercure** aan **1 euro** (waarde: 1645,00 euro). **OPGELET : 1 euro product rechtstreeks geleverd door IVOCLAR !**

# Composieten **Saremco** geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !



De ongeëvenaarde minimale retractie van els extra low shrinkage is de oplossing voor de problematiek gerelateerd aan krimp en krimpspanning.



Wenst u meer uitleg: 03 450 93 20

## ELS refill compules

Prijs: 110,60

**20% korting**



V31314  
Kleuren **compules 20 x 0,37 g**:  
A1, A2, A20, A3, A30, A3,5/B4,A4,  
B1, B2, B3, C2, C4, D3, Incisal amber,  
Incisal transparant, Incisal blue, Red-  
dish brown, Reddish brown opaque,  
Snow white, Snow white -, Snow White  
+, Snow white ++

Promo  
**99,75**

Per 5 / stuk  
**88,45**

## ELS refill spuiten

Prijs: 64,45

**15% korting**



V31313  
Kleuren **spuut 4 g**:  
A1, A2, A20, A3, A30, A3,5/B4,A4, B1,  
B2, B3, C2, C4, D3, Incisal amber, In-  
cisal transparant, Incisal blue, Reddish  
brown, Reddish brown opaque, Snow  
white, Snow white -, Snow White +

Promo  
**59,90**

Per 5 / stuk  
**54,75**

## ELS Bulkfill

A39415 Spuiten 2 x 2 g **Universal colour**

Prijs: 59,82

**5% korting**

Promo  
**56,75**

## ELS Seal

V39417 Spuit transparant of wit

1 ml

Prijs: 31,73

**5% korting**

Promo  
**29,95**

## ELS unibond

A40398  
5 ml

Prijs: 92,60

**33% korting**

Per 3 / stuk  
**61,45**



## apt unibond

A44850  
5 ml

Prijs: 103,00

**15% korting**

Promo  
**87,55**



## ELS Duobond

A39413

5 ml base + 5 ml catalyst

Prijs: 96,21

**15% korting**

Promo  
**81,75**



## CMF etch

A31708

2,5 ml



Prijs:  
36,77

**9% korting**

Promo  
**33,45**

## CMF Prime

A31709 2,5 ml

Prijs:  
47,32

**5% korting**

Promo  
**44,95**



## CMF Bond

A31710 3 ml

Prijs:  
43,64

**5% korting**

Promo  
**41,45**



## ELS Flow

V31315 **Spuut**

2 g

A1, A2, A3 opaak, A3,5/B4, A4, B1,  
C2, SW snow white

Prijs: 39,95

**15% korting**

Promo  
**33,95**

V34639 **Compules** 16 x 0,3 g  
A1, A2, A3 opaak, A3,5/B4, A4, B1,  
C2, SW snow white

Prijs: 101,51

**24% korting**

Promo  
**86,25**



## ELS Cem dual curing composite cement

A37663 10 g

Uw dual curing bevestigingscemente bevat geen TEGDMA en HEMA



Prijs:  
175,34

**8% korting**

Promo  
**159,90**

## Saremco applicator

A31922



Prijs:  
165,42

**5% korting**

Promo  
**157,00**

## APT compules

V42000

16 x 0,37 g **A1, A2, A3,5/B4, A3**

Prijs: 110,60

Promo  
**95,00**

**14% korting**



## APT Flow spuit

V46049

2 g **A2 of A3**

Prijs: 35,99

Promo  
**32,45**

**9% korting**






**SUPERDEAL SAREMCO ELS SPUITEN**

**Tot 42% korting**

**Package Deal PD0137**

Koop **3 X ELS refill spuit** (4 g) A1, A2, A20, A3, A3.5, A30 of B2  
aan **promoprijs** van **59,90 euro** per stuk (waarde: 64,45 euro per stuk)  
en koop **ELS Flow spuit** A2 of A30 (2 g) of  
**ELS Flow compules** A2 of A30 (16 x 0,3 g) aan **1 euro +**  
**ELS unibond** 1 ml (waarde: 18,16 euro) aan **1 euro !**




**SUPERDEAL SAREMCO ELS COMPULES**

**Tot 40% korting**

**Package Deal PD0136**

Koop **2 X ELS refill compules** (20 x 0,37 g) A1, A2, A20, A3, A3.5, A30 of B2  
aan **promoprijs** van **99,75 euro** per stuk (waarde: 110,60 euro per stuk)  
en koop **ELS Flow spuit** A2 of A30 (2 g) of  
**ELS Flow compules** A2 of A30 (16 x 0,3 g) aan **1 euro +**  
**ELS unibond** 1 ml (waarde: 18,16 euro) aan **1 euro !**



# Composieten **Voco** geniet van de **ONLINE-korting** op onze prijs !

## Admira Fusion 5

V49426 **Spuut** 3 g  
**A1** = A1, B1, C1, D2  
**A2** = A2, B2  
**A3** = A3, B3, D4  
**A3,5** = A3.5, C2, C3, D3, B4  
**A4** = A4, C4

Prijs: 73,00

**12% korting**

Promo

**64,45**



V49420 **Caps** 15 x 0,2 g  
**A1** = A1, B1, C1, D2  
**A2** = A2, B2  
**A3** = A3, B3, D4  
**A3,5** = A3.5, C2, C3, D3, B4  
**A4** = A4, C4

Prijs: 73,00

**12% korting**

Promo

**64,45**



## Admira Fusion 5 Test kit

A49432  
 10 x 0,2 g Caps (2 elk A1, A2, A3, A3.5, A4)  
 10 x Futurabond U SingleDose  
 1 x kleurkaart

Prijs: 72,00

**38% korting**

Promo

**44,45**



## Futurabond U SingleDose

A37671 200 stuks

Prijs: 460,80

**37% korting**

Promo

**289,00**



## Futurabond U SingleDose

A37713 50 stuks

Prijs: 115,20

**25% korting**

Promo

**85,90**



## Admira Fusion Universeel Nanohybride ORMOCER composiet materiaal

V39586 **Admira Fusion spuitje** 3 g  
 A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA1, OA2, OA3, OA3.5,  
 BL, Incisaal, GA3.25, GA5

Prijs: 73,00

**25% korting**

Promo

**54,75**




V39585 **Admira Fusion caps** 15 x 0,2 g  
 A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA1, OA2, OA3, OA3.5,  
 BL, Incisaal, mixed, GA3.25, GA5

Prijs: 73,00

**25% korting**

Promo

**54,75**



A39593 **Admira Fusion set + bond spuit**  
 - 1 x spuit 3 g : A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra  
 - 20 x Futurabond U single dose, 1 x kleurensleutel, toebehoren

Prijs: 350,40

**30% korting**

Promo  
**245,00**



A39649 **Admira Fusion set + bond capsules**  
 - 15 x capsule 0,2 g : A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion x-tra  
 - 20 x Futurabond U Single Dose, 1 x kleurensleutel, toebehoren

## Admira Fusion x-tra Nanohybride ORMOCER composiet materiaal, 4 mm

A39704 **Admira Fusion x-tra spuitje** 3 g universeel  
 A39597 **Admira Fusion x-tra caps** 15 x 0,2 g universeel

Prijs: 73,00

**25% korting**

Promo

**54,75**



## Admira Fusion Flow

V39985 **Spuitjes** 2 x 2 g  
 A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, BL, C2, Incisal, OA2, WO

Prijs: 83,60

**22% korting**

Promo

**64,75**



# Composieten **Voco** geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## Grandio SO

V34621 **Grandio SO spuit** 4 g  
 V34622 **Grandio SO caps** 16 x 0,25 g

A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, B3, C2, D3, OA1, OA2, OA3.5, BL



Prijs: 89,30

**27% korting**

Promo  
**64,90**

## Grandio

V29784 **Grandio spuit** 4 g  
 V30113 **Grandio caps** 20 x 0,25 g

Prijs: 83,60 **Promo: 61,45**  
 Prijs: 93,30 **Promo: 66,45**

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D2, D3, I, OA2, OA3.5, BL



**Tot 29% korting**

## Grandio SO Flow

V34624 **Heavy Flow spuitjes** 2 x 2 g  
 A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2,  
 OA2, BL, WO, Incisal, GA5

V35265 **Flow spuitjes** 2 x 2 g  
 A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2,  
 OA2, BL, WO, Incisal, GA5

V34625 **Heavy Flow caps** 16 x 0,25 g  
 A1, A2, A3, A3.5, A4

V35267 **Flow caps** 16 x 0,25 g  
 A1, A2, A3, A3.5, A4

Prijs: 77,50

**24% korting**

Promo

**58,50**

Prijs: 77,50

**24% korting**

Promo

**58,50**

Prijs: 77,50

**24% korting**

Promo

**58,50**



## VisCalor bulk

A42683 **VisCalor bulk Set**

16 x universal 0.25 g  
 16 x A1 0.25 g  
 16 x A2 0.25 g  
 32 x A3 0.25 g  
 VisCalor Dispenser



Prijs: 1249,00

**44% korting**

Promo

**699,00**

A46687 **Viscalor bulk set met caps warmer**

Caps 80 x 0,25 g (16 x A1, 16 x A2, 32 x A3, 16 x A3.5)  
 Caps Warmer  
 VisCalor Dispenser



Prijs: 877,20

**43% korting**

Promo

**495,00**

## X-tra fil

A29777 **Spuut Universal** 5 g



A29774 **Capsules Universal** 20 x 0,25 g

Prijs: 66,80

**25% korting**

Promo

**49,75**



V42685 **VisCalor bulk Set** 16 x 0,25 g

A1, A2, A3, A3.5



Prijs: 73,50

**19% korting**

Promo

**59,45**

# Toebehoren composiet , geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## Microbrush Plus

A10504 **Regular** 4 x 100 stuks  
 A10644 **Fijn** 4 x 100 stuks  
 A10669 **Superfijn** 4 x 100 stuks



Prijs: 56,82

**39% korting**

Promo  
**34,45**

A42739 **Ultrafijn Teal** 4 x 100 stuks  
 A42738 **Ultrafijn Oranje** 4 x 100 stuks



Prijs: 56,82

**39% korting**

Promo  
**34,45**

## Microbrush X zwart

A26046 100 stuks



Prijs: 28,78

**42% korting**

Promo  
**16,75**

## GC Composite Modeling Kit

A41900  
 1 x Modeling Liquid 6 ml,  
 2 x Gradia Brush Holder,  
 5 x Gradia Brush Flat,  
 5 x Gradia Brush Round,  
 1 x Mixing Pads

Prijs: 103,00

Promo  
**69,90**

**32% korting**



## Ultra-Etch Kit Ultradent Products

A10304 **4 x 1,2 ml spuiten + 20 Blue Micro tips**



Prijs: 53,50

**30% korting**

Promo  
**37,45**

## Ultra-Etch Econo Kit Ultradent Products

A10023 **20 x 1,2 ml spuiten + 40 Blue Micro tips**



Prijs: 135,70

**28% korting**

Promo  
**98,00**

## Ultra-Etch Indispense Syringe Ultradent Products

A10017 30 ml



Prijs: 89,70

**33% korting**

Promo  
**62,75**

Per 3 / stuk  
**59,75**

## Ultra-Etch Kit Ultradent Products

A10062 **4 x 1,2 ml spuiten**



Prijs: 45,60

**20% korting**

Promo  
**36,45**

## Ultra-Etch Econo Kit Ultradent Products

A10063 **20 x 1,2 ml spuiten**



Prijs: 112,60

**29% korting**

Promo  
**79,45**

## Porcelain Etch Ultradent Products

A38534 **2 x 1,2 ml spuiten Porcelain Etch**



Prijs: 40,90

**20% korting**

Promo  
**32,75**

## Porcelain Etch en Silane Ultradent Products

A38458  
 2 x 1,2 ml (1,33 g) spuiten Porcelain Etch  
 2 x 1,2 ml (0,96 g) spuiten Ultradent Silane  
 20 x Black Mini Brush Tips  
 20 x Inspirial Brush Tips

Prijs: 109,50

Promo  
**74,75**

**32% korting**



## Porcelain Etch Refill Ultradent Products

A40546 **4 x 1,2 ml**

Prijs: 72,70

Promo  
**49,25**



**32% korting**

# Toebehoren composiet , geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## Katana Cleaner Kuraray

A43500  
Het universele reinigingsmiddel voor intra- en extraoraal gebruik.



4 ml

Prijs: 28,67

Promo  
**24,75**

**13% korting**

## Mengblokken Omnident

A36541 **60 x 75 mm** 40 blad **Prijs: 2,79**  
A36542 **70 x 80 mm** 50 blad **Prijs: 3,90**  
A36543 **125 x 180 mm** 25 blad **Prijs: 3,90**  
A36609 **150 x 240 mm** 35 blad **Prijs: 5,90**



## G-Etch Jumbo kit 38% Elsodent

A07870  
1 x Jumbo spuit 50 ml, 5 x lege spuitjes 3 ml + 40 x tips

Prijs: 74,00

**16% korting**

Promo  
**61,90**



## Gluma Desensitizer Kulzer

A07747 5 ml

Prijs: 105,00

**30% korting**

Promo  
**73,50**



## Core D Elsodent

V38249 25 ml cartridge + 20 mixing tips + 20 intra-oral tips  
Dentine of White



Prijs: 169,61

Promo  
**155,00**

**8% korting**

## Core D Flow - Dentin Elsodent

A39307 2 x 2,5 ml syringes + 10 mixing tips + 10 intra-oral tips



Prijs: 60,61

Promo  
**54,50**

**10% korting**

## Optibond Gel Etchant Kerr

A07662 3 x 3 g + 30 applicatips



Prijs: 97,35

Promo  
**43,95**

**55% korting**

## OptraStick Ivoclar

A42556 48 stuks



Prijs: 29,30

Promo  
**22,75**

**22% korting**

## ExcITE F Ivoclar

A40039  
*ExcITE F is een lichtuithardend ééncomponent adhesief met fluoride-afgifte, voor de total-etch-techniek.*



Prijs: 133,50

Promo  
**99,45**

**25% korting**

## CMF Etch Saremco

A31708 2,5 ml



Prijs: 36,77

**9% korting**

Promo  
**33,45**

## Omni-Etch Jumbo spuit refill Omnident

A43233 70 g Jumbo-spuit, 10 Applicatiespuiten, 1 Vuladapter, 50 Applicatiecanules



Prijs: 58,90

Promo  
**47,90**

**19% korting**

## Omni-Etch spuit Omnident

A43232 2 x spuit 1,9 g, 4 x applicatiecanules



Prijs: 12,50

Promo  
**9,95**

**20% korting**

## Clip Flow spuit Voco

A39594 2 x 1,8 g



Prijs: 34,50

Promo  
**25,75**

**25% korting**

# Noodkronen & Pinsystemen geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## Noodkronen 3M

V30753 Polycarbonate

5 stuks



Prijs: 11,03

**20% korting**

Promo  
**8,79**

V30759 Ni-Chro

5 stuks



Prijs: 36,29

**26% korting**

Promo  
**26,90**

V30755 Iso-Form zilver-tin

5 stuks



Prijs: 18,92

**21% korting**

Per 2 / stuk  
**14,90**

A21518 Ni-Chro Permanent Crown assortiment

Set met **96 x 3M** Roestvrijstalen noodkronen voor primaire molaren (4 kronen per maat)



Prijs: 655,45

**27% korting**

Promo  
**479,00**

A21517 Ni-Chro Primary Crown assortiment

Set met **96 x 3M** Roestvrijstalen noodkronen voor primaire molaren (2 kronen per maat)



Prijs: 637,94

**25% korting**

Promo  
**475,00**

A21435 Iso-Form kronen zilver-tin assortiment

premolaren Set met **64 x 3M** Iso-Form noodkronen (2 kronen per maat):



Prijs: 263,98

**25% korting**

Promo  
**199,00**

## Noodkronen 3M

V32419 Protemp Crown

Refill

5 stuks



Prijs: 43,14

**21% korting**

Promo  
**33,75**

A32346 Protemp Crown Trial Kit

16 tijdelijke composietkronen + 10 kroonmeters



Prijs: 133,07

**25% korting**

Promo  
**99,45**

## Stripkronen transparant Frasaco

V30785 Refill

5 stuks



Prijs: 10,09


**38% korting**

Promo  
**6,25**

## Noodkronen FRASACO

A21719 Stripkronen assortiment posterieur

posterior assortment with 108 transparent strip crowns plastic box with transparent cover  
3 strip crowns of the same size in 36 compartments  
upper jaw 140 – 144, 160 – 163  
upper jaw 240 – 244, 260 – 263  
lower jaw 440 – 444, 460 – 463  
lower jaw 340 – 344, 360 – 363



Prijs: 254,20

**22% korting**

Promo  
**199,00**

A21695 Stripkronen assortiment anterieur

anterior assortment with 174 transparent strip crowns plastic box with transparent cover  
3 strip crowns of the same size in 58 compartments  
upper jaw 110 – 115, 120 – 125, 130 – 135  
upper jaw 210 – 215, 220 – 225, 230 – 235  
lower jaw 411 – 413, 420 – 422, 430 – 434  
lower jaw 311 – 313, 320 – 322, 330 – 334



Prijs: 385,20

**25% korting**

Promo  
**289,00**

## RelyX Fiber Post 3D 3M

V39893 RelyX Fiber Post 3D

10 stuks

Nr. 0, 1, 2 of 3



Promo  
**109,00**

**17% korting**

Prijs: 131,15

A40231 RelyX Fiber Post 3D intro kit

- 5 x Fiber Post nr.0  
- 5 x Fiber Post nr.1  
- 5 x Fiber Post nr.2  
- 5 x Fiber Post nr.3  
- 1 x Fiber Post boor nr.0  
- 1 x Fiber Post boor nr.1  
- 1 x Fiber Post boor nr.2  
- 1 x Fiber Post boor nr.3  
- 1 x Fiber Post boor universal



Promo  
**265,00**

**22% korting**

Prijs: 341,39

V30559 RelyX Fiber Post Drill

per stuk

Nr. 0, 1, 2, 3 of Universal



Prijs: 21,76

**20% korting**

Promo  
**17,25**

# Pinsystemen geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !


## Stainbuster Abrasive Technology

6 stuks  
 A26172 Stainbuster **Standaard** CA2501  
 A26173 Stainbuster **Standaard** CA2502  
 A26174 Stainbuster **Standaard** CA2503  
 A26175 Stainbuster **Standaard** CA2504

Prijs: 42,41

**48% korting**

**Promo 22,45**



A26178 Stainbuster **Paro**  
 A26179 Stainbuster **Paro**

CA2505  
 CA2506

A26176 Stainbuster **Jumbo**  
 A26177 Stainbuster **Jumbo**

CA4001  
 CA4002

Prijs: 48,55

**48% korting**

**Promo 26,45**

Prijs: 51,57

**48% korting**

**Promo 27,45**

## Pinsystemen Abrasive Technology

V20985 **Carbopost refills**  
 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm of 1,6 mm

10 stuks


A20983 **Carbopost intro kit**  
 - 5 stiften 1,0 mm + calibreerboor  
 - 5 stiften 1,2 mm + calibreerboor  
 - 5 stiften 1,4 mm + calibreerboor  
 - 5 stiften 1,6 mm + calibreerboor

Prijs: 47,33

**28% korting**

**Promo**

**33,95**



Prijs: 162,51

**30% korting**

**Promo**

**112,75**

## Pinsystemen Abrasive Technology

V20947 **Carbotech** calibreerboor per stuk  
 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm of 1,6 mm



Prijs: 20,93

**45% korting**

**Promo**

**11,45**

## Pinsystemen Abrasive Technology

V20979 **Snowlight Fiber Wit Posts**  
 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm of 1,6 mm

10 stuks

A20977 **Snowlight Intro Kit**  
 - 5 stiften 1,0 mm + calibreerboor  
 - 5 stiften 1,2 mm + calibreerboor  
 - 5 stiften 1,4 mm + calibreerboor  
 - 5 stiften 1,6 mm + calibreerboor

Prijs: 74,81

**48% korting**

**Promo**

**39,45**



Prijs: 216,83

**47% korting**

**Promo**

**119,00**

## TMS Link Plus Coltene

A20715 **TMS Link Plus Minim titanium kit**  
 24 x stiften, 1 x drillboor Kodex K91, 1 universele handdriver



Prijs: 183,21

**30% korting**

**Promo**

**126,90**

## Parapost Coltene

V32645 **ParaPost Taper Lux** 5 stuks  
 nr. 4,5 Ø 1,14 mm blauw, nr. 5 Ø 1,25 mm rood  
 nr. 5,5 Ø 1,40 mm paars, nr. 6 Ø 1,50 mm zwart



Prijs: 77,70

**32% korting**

**Promo**

**52,75**

A32118 **Parapost Taper Lux intro kit**  
 5 x Parapost Fiber Lux nr. 4,5  
 5 x Parapost Fiber Lux nr. 5  
 2 x Parapost Fiber Lux nr. 5,5  
 2 x Parapost Fiber Lux nr. 6  
 1 x Parapost Fiber Lux boor (nr. 4,5, 5, 5,5, 6)



Prijs: 334,47

**28% korting**

**Promo**

**239,00**

V28374 **ParaPost Fiber Lux** 5 stuks  
 nr. 3 Ø 0,90 mm bruin, nr. 4 Ø 1,00 mm geel  
 nr. 4,5 Ø 1,14 mm blauw, nr. 5 Ø 1,25 mm rood  
 nr. 5,5 Ø 1,40 mm paars, nr. 6 Ø 1,50 mm zwart



Prijs: 77,70

**32% korting**

**Promo**

**52,75**

A29106 **Parapost Fiber Lux intro kit**  
 2 x Parapost Fiber Lux nr. 3  
 3 x Parapost Fiber Lux nr. 4  
 3 x Parapost Fiber Lux nr. 4,5  
 3 x Parapost Fiber Lux nr. 5  
 2 x Parapost Fiber Lux nr. 5,5  
 2 x Parapost Fiber Lux nr. 6  
 1 x Parapost Fiber Lux boor (nr. 3, 4, 4,5, 5, 5,5, 6)



Prijs: 334,47

**28% korting**

**Promo**

**239,00**

# Pinsystemen geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## x-post Dentsply

V32770  
5 stuks  
Size 1 geel  
Size 2 rood  
Size 3 blauw  
Size 4 groen



Prijs: 80,28

**28% korting**

Promo

**57,90**

## Unimetric Stiften Titanium Dentsply

25 stuks  
V20690 **Unimetric stiften titanium 0.8**  
V20609 **Unimetric stiften titanium 1.0**



Prijs: 59,60

**24% korting**

Promo

**44,90**

## Unimetric Dentsply

### Penetratieboor C0212

V20678 **0.8** 6 stuks  
(008 paars, 108 wit, 202 geel, 308 rood)  
V20579 **1.0** 6 stuks  
(110 blauw, 210 groen, 310 zwart)

Prijs: 50,28

**22% korting**

Promo  
**38,90**

### Unimetric calibratieboor C0213

V20682 **0.8** 6 stuks  
(008 paars, 108 wit, 202 geel, 308 rood)  
V20562 **1.0** 6 stuks  
(110 blauw, 210 groen, 310 zwart)

Prijs: 50,28

**22% korting**

Promo  
**38,90**



## D.T. Light-Post VDW

V43969 #0.5, #1, #2 of #3 10 stuks



Prijs:  
140,78

**18% korting**

Promo  
**114,90**

## Wortelschroeven Dentatus

V27067 **DTS RST (EL, L, M, S, SL)** 15 stuks



**11% korting**

Prijs: 24,80

Promo  
**21,90**

V27586 **Titanium** 15 stuks  
(EL3, EL4, EL5, L1, L2, L3, L4, L5, L6, M1, M2, M3, M4, M5, M6, S1, S2, S3, S4, S5, S6)



**11% korting**

Prijs: 39,90

Promo  
**34,50**

A27066 **60 Gold plated posts + 6 reamers + sleutel hol + sleutel kruis RST-00**

SHORT 3 x nr.1, 3 x nr.2, 3 x nr.3, 3 x nr.4, 3 x nr.5, 3 x nr.6  
MEDIUM 3 x nr.1, 3 x nr.2, 3 x nr.3, 3 x nr.4, 3 x nr.5, 3 x nr.6  
LONG 3 x nr.1, 3 x nr.2, 3 x nr.3, 3 x nr.4, 3 x nr.5, 3 x nr.6  
EXTRA LONG 3 x nr.4, 3 x nr.6



Prijs: 227,73

**30% korting**

Promo  
**159,00**

A26838 **120 Gold plated posts + 6 reamers + sleutel hol + sleutel kruis RST-B**

SHORT 6 x nr.1, 6 x nr.2, 6 x nr.3, 6 x nr.4, 6 x nr.5, 6 x nr.6  
MEDIUM 6 x nr.1, 3 x nr.2, 6 x nr.3, 6 x nr.4, 6 x nr.5, 6 x nr.6  
LONG 6 x nr.1, 6 x nr.2, 6 x nr.3, 6 x nr.4, 6 x nr.5, 6 x nr.6  
EXTRA LONG 6 x nr.4, 6 x nr.6



Prijs: 403,16

**30% korting**

Promo  
**279,00**

## Rebilda Post GT Voco Gebundelde uit glasvezelversterkte composiet wortelstiften

A40702 **Rebilda Post GT System set**  
- 5 x stiften Ø 0,8 mm, 5 x stiften Ø 1,0 mm  
- 5 x stiften Ø 1,2 mm, 5 x stiften Ø 1,4 mm  
- 5 ml Ceramic Bond  
- 20 x Futurabond U SingleDose  
- 10 g Rebilda DC dentine QuickMix syringe  
- toebehoren

Prijs: 569,50

**25% korting**

Promo

**427,90**



A40677 **Rebilda Post GT No. 4** 5 stuks Ø 0,8 mm

Prijs: 77,00

**Promo: 57,90**

A40678 **Rebilda Post GT No. 6** 5 stuks Ø 1,0 mm

Prijs: 97,40

**Promo: 72,90**

A40679 **Rebilda Post GT No. 9** 5 stuks Ø 1,2 mm

Prijs: 130,60

**Promo: 97,90**

A40680 **Rebilda Post GT No. 12** 5 stuks Ø 1,4 mm

Prijs: 158,20

**Promo: 117,90**

V33521 **Rebilda Post Refill Drill** per stuk  
Ø 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm

Prijs: 25,80

**18% korting**

Promo  
**20,90**



## Rebilda Post Intro Set Voco

A33751  
**Posts:** 5 x 1,2 mm, 5 x 1,5 mm, 5 x 2,00 mm  
**Boor:** 1 x 1,2 mm, 1 x 1,5 mm, 1 x 2,00 mm

Prijs:  
277,10

**28% korting**

Promo  
**197,90**



V33127 **Rebilda Post refill**  
1,00 mm, 1,2 mm, 1,5 mm of 2,00 mm

Prijs:  
75,30

**25% korting**

Promo  
**56,25**



# Preventie geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## SatinFloss Oral-B

SatinFloss Oral-B  
A10994 25 meter

Prijs: 2,95

Per 12 / stuk  
**2,45**

Per 24 / stuk  
**2,25**



## Floss Reach

A29052 Reach Waxed DentoTape  
**100 m**

Prijs: 5,88

Promo: **4,75**

Per 10 / stuk  
**4,55**

A40148 Reach Waxed Floss  
**200 m**

Prijs: 5,88

Promo: **4,75**

Per 10 / stuk  
**4,55**



## Dental Floss Wax Nylon Omnident

A36467 Muntsmak 50 meter

Prijs: 2,80

Promo  
**2,25**

Per 5 / stuk  
**1,95**



## Xylitol Chewing Gum Miradent

A32984 Assortiment 200 stuks

Prijs: 27,99

**16% korting**

Promo  
**23,45**



## Pro-Expert Premium floss Oral-B

A36914

40 m

Prijs: 3,85

Promo  
**3,25**

Per 12 / stuk  
**2,99**



## Access Floss GUM

A46885

6 x 50 stuks

Prijs: 24,00

Promo  
**19,20**



## EMS Bacter X Pro Zonder alcohol

A43833

4 x 1 l



Prijs: 71,00

**10% korting**

Promo  
**63,45**

## Biofilm discloser pastillen EMS

A42772

250 stuks

Prijs: 53,61

**17% korting**

Promo  
**44,25**



## mirafleur-gel Hager & Werken

A30537

Muntsmak

250 ml

A10688

Aardbeismaak

250 ml



Prijs: 19,50

Promo  
**16,45**

## PF seal Elsodent

A39402 Fissuurlak

- 2 x spuitjes wit-opaak van 1,8 g  
- 10 x aanbrengtips

Promo  
**54,95**



Prijs: 58,83

## MIRA-2-Ton tandsteenverkleuring H&W

A29424 50 stuks

Prijs: 11,99

Promo  
**9,75**

A29061 250 stuks

Prijs: 29,99

Promo  
**23,45**



## Cariësdetector Kuraray

A10977

6 ml

Prijs: 51,01

**31% korting**

Promo  
**34,90**



## UltraSeal XT Hydro Kit Ultradent Products

V38456

Natural of Opaque White

1,2 ml syringe UltraSeal XT hydro, 1,2 ml syringe Ultra-Etch  
20 x Blue Micro Tips, 20 x Inspiral Brush Tips



Prijs: 209,36

**14% korting**

Promo  
**179,00**

## Grandio Seal Voco

A32436

2 x 2 g

Prijs: 60,80

Promo  
**44,90**

## UltraSeal XT hydro refill Ultradent Products

V38634

4 x 1,2 ml

Natural of wit-opaak

Prijs: 135,10

**26% korting**

Promo  
**99,90**



## Icon starter kit DMG

A38347

2 kits met telkens :

- 0,45 ml Icon-Etch spuit, 0,45 ml Icon-Dry spuit  
- 0,45 ml Icon-Infiltrant spuit, 6 x Vestibular tips  
- 1 x Luer-Lock tip

Prijs: 167,00

Promo  
**124,50**

**25% korting**



# Preventie geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## Bite&White ExSense Tube Cavex

A44340 50 g

Cavex ExSense is dé perfecte oplossing voor gevoelige tanden. Gevoelige tanden zijn vaak een gevolg van tanderosie of blootliggende dentine.



Prijs: 12,26

**Tot 27% korting**

**Promo**

**9,90**

**Per 5 / stuk**

**8,90**

## Bite&White StainLess tube Cavex

A39776 35 ml



Prijs: 8,36

**19% korting**

**Promo**

**6,75**

## Boil & Bite Cavex

A40245 8 stuks

Cavex Boil&Bite is een dubbelzijdige thermoplastische (kook & bite) tray voor het behandelen van tandgevoeligheid.



Prijs: 39,90

**5% korting**

**Promo**

**37,90**

## Oral Pre Rinse Cavex

A43829 Pre-procedureel mondspoelmiddel met 1,5% waterstofperoxide.

500 ml

(dood virussen, o.a. COVID-19)



Prijs: 10,83

**Promo**

**8,75**

**Per 6 / stuk**

**8,25**

## Healthypops Cavex

V44823 Cherry, Mint of Orange 60 stuks



Prijs: 23,41

**Tot 19% korting**

**Promo**

**19,90**

**Per 3 / stuk**

**18,90**

## Tong-Clin set Hager & Werken

A37503 1 x Tong-Clin tongschraper  
1 x Tong-Clin Gel 50 ml



Prijs: 5,99

**Promo**

**4,90**

**18% korting**

## Clinpro Sealant 3M

A07862 1,20 ml



Prijs: 18,55

**Promo**

**14,75**

**20% korting**

## Bifluorid 10 Voco

A31219 Bifluorid 10 SD Set single dose 50 stuks



Prijs: 83,10

**17% korting**

**Promo**

**69,00**

## Gluma Desensitizer Kulzer

A07747 5 ml



Prijs: 105,00

**30% korting**

**Promo**

**73,50**

## Opalescence Whitening Toothpaste Ultradent Products

A38572 **Original**  
24 x 20 ml  
Prijs: 67,10 **Promo: 54,50**

A40442 **Cool Mint Sensivity Relief**  
24 x 20 ml  
Prijs: 71,40 **Promo: 59,50**

A38492 **Original Cool Mint**  
12 x 100 ml  
Prijs: 95,40 **Promo: 69,00**

A40460 **Cool Mint Sensivity Relief**  
12 x 100 ml  
Prijs: 101,90 **Promo: 74,00**



## Enamelast Ultradent Products

V38750 50 x 0,4 ml  
Bubble gum, Caramel,  
Cool Mint, Flavor-Free,  
Orange Cream, Waterberry

Prijs: 92,10

**24% korting**

**Promo**

**69,45**



## Enamelast spuit kit Ultradent Products

A40699 2 x spuitjes van 1,2 ml + 4 x SoftEZ tips  
Waterberry

Prijs: 9,80

**9% korting**

**Promo**

**8,90**



# Preventie geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## Tooth Mousse

V30365 **10 x 40 g**  
Assortiment, Aardbei, Meloen, Munt, Tutti-Frutti of Vanille

Prijs: 191,30

**32% korting**

Promo  
**129,00**



## MI Paste Plus

V32006 **10 tubes**  
Assortiment, Meloen, Aardbei, Tutti-frutti, Munt of Vanille

Prijs: 213,90

**30% korting**

Promo  
**149,45**



## MI Paste Plus assortiment

A32552 **5 x 40 g** Meloen, Aardbei, Tutti-frutti, Munt en Vanille



Prijs: 112,40

**33% korting**

Promo  
**75,00**

## MI Paste Plus

GC MI Paste Plus gaat gevoeligheid van de tanden tegen.  
GC MI Paste Plus Mint bevat Fluoride, Calcium, fosfaat en Recaldent.  
GC Deze stoffen remineraliseren het tandglazuur, remmen de vorming en hechting van tandplak en versterken het gebit.

**Buffert de PH-veranderingen in tandplak**  
**Vermindert bacteriën aan het tandoppervlak**  
**Remineraliseert het glazuur**  
**Optimaliseert fluorideopname**

## Tooth Mousse assortiment

A27626 **5 x 40 g** Aardbei, Meloen, Munt, Tutti-Frutti en Vanille



Prijs: 103,20

**37% korting**

Promo  
**65,00**

## Tooth Mousse

De GC Tooth Mousse versterkt het tandglazuur beschermt uw tanden tegen tandbederf en gevoelige tanden.  
Bevat calcium, fosfaat en recaldent.  
Deze stoffen remineraliseren het tandglazuur.

**Geeft betere weerstand tegen zuuraanvallen**  
**Vermindert overgevoeligheid**  
**Voorkomt cariës**  
**Keert het white spots proces om**

## Profluorid Varnish Voco

V34613 **Profluorid Varnish Single Dose** 50 x 0,40 ml

Bubble gum, Caramel, Cherry, Melon of Mint

Prijs: 108,30 **Promo: 89,45**

V39025 **Profluorid Varnish Single Dose** 200 x 0,40 ml

Caramel, Cherry, Melon of Mint

Prijs: 324,90 **Promo: 275,00**

V33282 **Profluorid Varnish tube** 10 ml

Caramel, Cherry, Melon of Mint

Prijs: 30,60 **Promo: 24,45**

A36672 **Profluorid Varnish mixed** 4 x 10 ml

Caramel, Cherry, Melon of Mint

Prijs: 91,80 **Promo: 76,45**



## UBrush! Enterprises

A42227 **UBrush! Set**

- 1 x Elektrische Interdentale Borstel
- 1 x Batterij
- 1 x Spiegel
- 11 x Refill borstels (assortiment: 0,5 mm t.e.m. 1,2 mm)

Prijs: 72,85

**15% korting**

Promo  
**61,90**



V42228 **UBrush! Refills**

10 stuks

Cilindrisch: 0,5 - 0,6 mm  
Conisch: 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1,0 mm



Prijs: 12,75

**20% korting**

Promo  
**10,20**

GUM® TRAV-LER®



\*Sunstar, plaque removal in-vitro study 2012, data on file

REINIGT WAAR EEN TANDENBORSTEL ALLEEN NIET BIJ KAN

✓ VERWIJDERT TOT WEL 25% MEER TANDPLAK\*  
(Vergeleken met regulier nylon filament)

✓ MET DRIEHOEKIG GEVORMDE BORSTELHAREN

- Ontworpen voor maximaal comfort en gebruiksgemak
- Buigbare nek om de achterste kiezen eenvoudig te bereiken
- Inclusief hygiënische cap
- Gecoat met chloorhexidine
- Verkrijgbaar in 10 maten




GUM® TRAV-LER®  
INSTRUCTIEBOX

| Productomschrijving                          | REF    | Prijs | Promo        |
|--|--------|-------|--------------|
| GUM® TRAV-LER® x 4                           | V49530 | 3,62  | <b>2,79</b>  |
| GUM® TRAV-LER® x 50                          | V37565 | 24,53 | <b>18,75</b> |
| GUM® TRAV-LER® instructie box (10 x 9 refs.) | A37479 | 47,00 | <b>36,95</b> |

# NIEUW GUM® SOFT-PICKS® PRO

REINIGT  
**50%**  
EFFECTIEVER



ULTRA  
SOFT

- ✓ REINIGT EEN GROTER OPPERVLAK EN MOEILIK BEREIKBARE PLAATSEN
- ✓ VANGT EN VERWIJDEERT ZICHTBAAR MEER VOEDSELRESTEN EN TANDPLAK



ADVANCED  
**80** PINS



VAN 6...



PRO  
**152** BORSTELHAREN



...NAAR 12 RIJEN

NU MET EEN NIEUWE KOP, GEÏNSPIREERD OP EEN INTERDENTALE RAGER

- ✓ DUBBELE RIJEN EN EEN DICHTHE MASSA VAN 152 FLEXIBELE EN WENDBARE RUBBEREN BORSTELHAREN

- ✓ ULTRA-SOFT



- ✓ VERKRIJGBAAR IN 3 MATEN

- ✓ DUIDELIJKE EN OVERZICHTELIJKE MAAT VERMELDING OP DE VERPAKKING (S / M / L)

- ✓ 3 VERSCHILLENDE KLEUREN



| Productomschrijving                | REF    | Prijs | Promo        | Per 6 / stuk |
|------------------------------------|--------|-------|--------------|--------------|
| GUM® Soft-Picks® PRO Small x 30    | A49840 | 7,13  | <b>6,06</b>  | <b>4,85</b>  |
| GUM® Soft-Picks® PRO Medium x 30   | A49842 | 7,13  | <b>6,06</b>  | <b>4,85</b>  |
| GUM® Soft-Picks® PRO Large x 30    | A49844 | 7,13  | <b>6,06</b>  | <b>4,85</b>  |
| GUM® Soft-Picks® PRO Instructiebox | V49841 | 39,62 | <b>31,99</b> | -            |



GUM® SONIC



DAILY



SENSITIVE



Vervangbare borstelkop en batterij

12000 TRILLINGEN PER MINUUT

SENSITIVE



- ✓ WERKT 88% DIEPER IN INTERPROXIMALE RUITMES EN 121% DIEPER IN SUBGINGIVALE GEBIEDEN
- ✓ ULTRAZACHTE, BI-LEVEL, DUBBELE TAPS TOELOPENDE BORSTELHAREN VOOR GEVOELIGE TANDEN

DAILY



- ✓ 50% EFFECTIEVER IN HET BEREIK VAN INTERDENTALE RUITMES
- ✓ VERWIJDERT 47X MEER TANDPLAK ONDER TANDVLEESRAND
- ✓ KLEINE BORSTELKOP MET ZACHTE BORSTELHAREN

| Productomschrijving                           | REF    | Prijs | Promo        |
|---|--------|-------|--------------|
| GUM® Sonic Daily batterij tandenborstel wit   | A45502 | 54,00 | <b>45,90</b> |
| GUM® Sonic Daily batterij tandenborstel zwart | A45504 | 54,00 | <b>45,90</b> |
| GUM® Sonic sensitive batterij tandenborstel   | A47138 | 54,00 | <b>45,90</b> |
| GUM® SONIC daily opzetborstels zwart - 2      | A45505 | 29,90 | <b>24,90</b> |
| GUM® SONIC daily opzetborstels wit - 2        | A45503 | 29,90 | <b>24,90</b> |
| GUM® SONIC sensitive opzetborstels - 2        | A47139 | 29,90 | <b>24,90</b> |

O7 ACTIVE® OXYGEN

**NIEUW  
MILD MINTY**



**MONDSPOELING MET ACTIEVE ZUURSTOF  
VOOR DAGELIJKS GEBRUIK**

Mondspoeling met actieve zuurstof voor gebruik  
7 dagen per week.

- ✓ BESCHERMT TEGEN GAATJES
- ✓ GEEFT EEN SCHOON, AANGENAAM  
EN LANGDURIG FRIS GEVOEL IN  
DE MOND
- ✓ VERMINDERT HET GEVOEL VAN  
SLECHTE ADEM
- ✓ MET EEN AANGENAME ZACHTE  
SPEAR MINT SMAAK
- ✓ ALCOHOLVRIJ EN PH-NEUTRAAL



| Productomschrijving                      | REF    | Prijs | Promo       | Per 6 / stuk |
|--|--------|-------|-------------|--------------|
| O7 Active® Mild mondspoelmiddel<br>500ml | A49446 | 8,50  | <b>6,90</b> | <b>6,19</b>  |
| O7 Active® mondspoelmiddel<br>500ml      | A37406 | 8,50  | <b>6,90</b> | <b>6,19</b>  |

GUM® PAROEX®



INTENSIEVE ZORG

- ✓ EVEN EFFECTIEF ALS 0.20% CHX MONDSPOELING
- ✓ CPC ZORGT VOOR NEUTRALISATIE VAN TOXINEN (LIPOPOLYSACCHARIDEN) DIE BIJ AFBRAAK VAN DE BIOFILM VRIJKOMEN
- ✓ BREED SPECTRUM BACTERICIDE
- ✓ BEVAT 0,12% CHLOORHEXIDINE (CHX) EN 0,05% CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE (CPC)
- ✓ CHX EN CPC WERKEN SYNERGETISCH; VERBETERDE WERKING TEGEN TANDPLAK
- ✓ SMAAK GELIEFD DOOR PATIËNTEN
- ✓ 300 ML: VOLDOENDE VOOR 1 KUUR EN DAARDOOR MINDER VERSPILLING

**-23%**



| Productomschrijving                          | REF    | Prijs | Promo        |
|--|--------|-------|--------------|
| GUM® Paroex® 0,12% tandpasta- 75 ml          | A38326 | 5,78  | <b>4,42</b>  |
| GUM® Paroex® 0,12% CHX + 0,05% CPC - 300 ml  | A39276 | 6,21  | <b>4,75</b>  |
| GUM® Paroex® 0,12% CHX + 0,05% CPC - 5 liter | A37400 | 36,23 | <b>27,90</b> |



Preventie **GUM** geniet van de **ONLINE-korting** op onze prijs !

# POETSEN MET KINDEREN

SUNSTAR  
**G·U·M**



## BABY A42996 12 stuks

- ✓ Extra kleine borstelkop past gemakkelijk in de babymond
- ✓ Langer handvat helpt ouders goed na te kunnen poetsen
- ✓ Zachte borstelharen verwijderen tandplak op milde wijze om het ontstaan van gaatjes te voorkomen

Prijs: 30,83

Promo  
**24,75**

## KIDS 3-6 A42757 12 stuks

- ✓ Kleine borstelkop
- ✓ Zachte borstelharen verwijderen tandplak op milde wijze
- ✓ De gekleurde borstelharen geven de juiste hoeveelheid tandpasta aan
- ✓ Ergonomisch handvat met een duimgrip op de juiste plaats voor kleine handjes
- ✓ Met handige zuignap

Prijs: 24,48

Promo  
**19,75**



## KIDS 7-9 A42758 12 stuks

- ✓ Zachte borstelharen verwijderen tandplak op milde wijze
- ✓ De centrale witte borstelharen geven de juiste hoeveelheid tandpasta aan
- ✓ Ergonomische handvat met duimgrip
- ✓ Met handige zuignap

Prijs: 24,48

Promo  
**19,75**



## KIDS 7-9 A42997 12 stuks

- ✓ 1 minuut timer
- ✓ Kinderen kunnen de tanden poetsen totdat het lampje stopt met knipperen, dan opnieuw indrukken
- ✓ Zachte borstelharen verwijderen tandplak op milde wijze
- ✓ Een smalle borstelkop
- ✓ Ergonomisch handvat met handige zuignap

Prijs: 49,70

Promo  
**39,75**



### Tongschraper HaliControl GUM

A39920 1 stuk



Prijs: 4,27

**19% korting**

Promo  
**3,45**

### AftaClear Gel GUM

A40699 10 ml



Prijs: 10,75

Promo  
**8,15**

**24% korting**

### Tandenborstel GUM

A37526 GUM Technique Pro Soft 12 stuks  
A39057 GUM Technique Pro Medium 12 stuks



Prijs: 20,68

**20% korting**

Promo  
**16,45**

### Tandenborstel GUM

A38909 Classic Soft 4 rijen compact 12 stuks



Prijs: 20,12

**19% korting**

Promo  
**16,25**

### Protheseborstel GUM

A37881 6 stuks



Prijs: 26,57

**19% korting**

Promo  
**21,45**

### Orthoborstel GUM

A41555 12 stuks



Prijs: 38,58

**18% korting**

Promo  
**31,45**

# Preventie geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## Oral-B Elektrische tandenborstels

A48766 **PRO 3 3500 White (Sensi) + Travel Case**

1 Oral-B PRO 3 3500 White elektrische tandenborstel  
1 Sensitive Clean opzetborstel  
1 luxe reisetui, 1 oplader



Prijs: 79,99

**41% korting**

Promo  
**46,85**

Zolang  
de voorraad strekt !

## Oral-B Elektrische tandenborstels

A49118 **SMART SENSITIVE WHITE + REISETUI**

1 handvat met 2-minutentimer  
1 oplader, 1 opzetborstel, 1 reisetui



Prijs: 114,99

**30% korting**

Promo  
**79,99**

Zolang  
de voorraad strekt !

## ORAL-B Opzetborstel

A48769 **Sensitive Clean** 10 stuks



Prijs:  
38,39

**21% korting**

Promo  
**29,95**

A48768 **Precision Clean** 10 stuks



Prijs:  
38,45

**22% korting**

Promo  
**29,99**

A48767 **CrossAction** 10 stuks



Prijs:  
36,90

**24% korting**

Promo  
**27,85**

## Indicator 35 medium Oral-B

A35417 **tandenborstel** 12 stuks



Prijs:  
30,16

**22% korting**

Promo  
**23,45**

## Miradent zandloper H&W

A32989  
Stimuleert de tandverzorging bij kinderen.

Prijs: 2,99

**8% korting**

Promo  
**2,75**




## Infant-O-Brush H&W

A39665 Geel  
A37244 Rood  
Baby tandenborstel.

Prijs: 2,70

**9% korting**

Promo  
**2,45**



## Rush Brush Cavex - Tandborstels

A33808 **Doos** 100 stuks  
Geïmpregneerd met tandpasta, hygiënisch verpakt,  
veilige, zachte tandenborstel, frisse smaak



Prijs:  
17,30

**22% korting**

Promo  
**13,45**

## Happy Morning - H&W :wegwerptandenborstel met tandpasta

A47175  
**Bamboo** 40 stuks

Prijs: 36,99

Promo  
**33,25**



A10943 100 stuks

Prijs: 27,50

Promo  
**21,90**



# Reiniging en desinfectie **HUCKERT'S** geniet van de **ONLINE-korting** op onze prijs !

  
**UMONIUM<sup>38</sup>**  
air control

Max 1x / 20m<sup>3</sup>  
Vernietigt slechte geuren



A21145

Promo  
**72,00**



A42488  
UMONIUM air control  
10 ml

Promo  
**26,00**

A10749

Promo  
**110,00**

A10748

Promo  
**60,00**



| ARTIKEL N° | BENAMING                                      |        |
|------------|---|--------|
| PF 11003   | Individuele sprayflacon 100 ml                | A21145 |
| PF 11006   | Spuitbus 250 ml voor verstuiver               | A10748 |
| EMB 0432   | Elektronische verstuiver voor spuitbus 250 ml | A10749 |

UMONIUM<sup>38</sup> air control, op basis van essentiële oliën van bloemen, geselecteerde boomblaadjes en boomschors, bestrijdt radicaal slechte geuren. Elk flacon van 100 ml bevat het equivalent van ten minste 20 kg gedroogde planten en biedt een autonomie van meer dan 900 verstuiwingen. UMONIUM<sup>38</sup> air control, dat opmerkelijk doeltreffend is, zuivert de lucht en verwijdert geurtjes met één enkele verstuiwing. Helpt bij het verminderen van luchtbesmetting.

Een versie met automatische verstuiver bestaat onder de naam UMONIUM<sup>38</sup> AIR CONTROL MATIC. Dankzij een persoonlijke programmering wordt het toestel ingeschakeld volgens uw gekozen tijdsintervallen. Perfect aanpasbaar aan kleine, middelgrote of grote volumes. Bijzonder aanbevolen voor de diensten geriatrie, dialyse, oncologie, anatomopathologie, viscerale chirurgie...

  
**PHYTOGEL<sup>®</sup>**  
By HUCKERT'S

" Bactericide, fungicide en virucide desinfectie gedurende 3 uur "

sanitizer

Hydroalcoholische gel  
BIOCIDE PT1

Plant aardige formule

Promo  
**25,50**



400 ml  
met pomp

Prijs: 31,48

| BENAMING        |        |
|-----------------|--------|
| Flacon met doos | A46938 |

Herhaaldelijk gebruik van hydroalcoholische oplossingen leidt tot verregaande uitdroging van de hoornlaag. De huid verliest zijn elasticiteit en de kleinste trekbeweging kan tot een scheur van het opperhuidweefsel leiden. Dankzij de natuurlijke essentiële oliën van tijm, kamille en eucalyptus voorkomt PHYTOGEL By HUCKERT'S sanitizer de pijnlijke bijwerkingen terwijl de opperhuid tegen uitdroging beschermd wordt. Onze oplossing verzekert u van een beheerste frictietijd en een ongeëvenaarde verzorging van de huid. PHYTOGEL By HUCKERT'S sanitizer zorgt voor een hygiënische, chirurgische desinfectie van de huid gedurende 3 u en een virucide desinfectie. Uw beste vriend in de bestrijding van kruisinfecties.

#### CERTIFICATEN:

- ✓ Europese normen: EN 1500, EN 12791, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.
- ✓ Conform aan het biocide reglement 528/2012.
- ✓ Kwaliteit en traceerbaarheid gegarandeerd door ISO 9001:2015.

  
**PHYTOGEL<sup>®</sup>**  
By HUCKERT'S

" Herstelt de meest beschadigde huiden "

nature

Dermatologische  
zeep

Promo 400 ml  
**25,50**



Promo 5 l  
**239,00**

| ARTIKEL N° | BENAMING               |        |
|------------|------------------------|--------|
|            | Flacon 400 ml met doos | A48642 |
|            | Bus van 5 l met pomp   | A21147 |

De krachtige decontaminatiezeep, PHYTOGEL By HUCKERT'S nature, maakt een doeltreffende voorbereiding op de desinfectie van de huid mogelijk, zonder te irriteren of uit te drogen. Deze is weinig schuimend en spoelt gemakkelijk af. Zeer fris en erg zacht, biedt een versterkend alternatief voor de problemhuid. Bij huidagressies (afschilfering, brandwonden, dermatologische aandoening, kloven, barsten...) herstelt deze zeep opmerkelijk uw huid. Dankzij de geneeskrachtige planten, wordt de huid dag na dag verzacht, gevoed en hersteld.

#### CERTIFICATEN:

- ✓ Dermatologisch getest.
- ✓ Conform aan de wetgeving 1223/2009.
- ✓ Kwaliteit en traceerbaarheid gegarandeerd door ISO 9001:2015.

 **laboratoire HUCKERT'S INTERNATIONAL**  
mastered disinfection

UMONIUM<sup>38</sup> MILIEUSANERING

PHYTOGEL<sup>®</sup> EXCELLENTE IN HUIDBESCHERMING

## Phytogel Sanitizer

A42706 1 l navulling  
Voor manuele en automatische verdeler

Hydroalcoholische gel  
BIOCIDE PT1  
Plantagardige formule

Prijs: 58,71  
**Promo**  
**49,90**



A43711 PHYTOGEL  
**manuele** muurdispenser

Prijs: 72,25  
**Promo**  
**65,00**



A43712 PHYTOGEL  
**automatische** muurdispenser

Prijs: 118,90  
**Promo**  
**107,00**



**31% korting**

### PACKAGE DEAL PD0062

Koop **5 x** Phytogel Sanitizer  
1 liter (A42706) aan  
**promoprijs** en koop de  
**manuele muurdispenser**  
(A43711)  
aan **1 euro** !

  
**UMONIUM<sup>38</sup>**  
**MASTER**  
Biocide PT2  
BE: 1002B

**Promo**  
**58,00**



**Promo**  
**245,00**



**UMONIUM<sup>38</sup> MASTER** combineert het reinigen, ontvetten, desinfecteren en desodoriseren van sanitaire voorzieningen, de hoge en lage oppervlakken, clean rooms...

Wordt ook gebruikt voor de desinfectie van textiel en PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) hetzij inweking van het wasgoed in een verdunde oplossing, hetzij rechtstreeks in de wasmachine, ter vervanging van de wasverzachter.

#### CERTIFICATEN:

- ✓ Europese normen: EN 1040:2006, EN 1275:2005, EN 1276:2010, EN 1650:2008, EN 14348:2005, EN 14476:2013, EN 13697:2001, EN 14563:2009.
- ✓ Conform aan het biocide reglement **528/2012**.
- ✓ Kwaliteit en traceerbaarheid gegarandeerd door **ISO 9001:2015**.
- ✓ AMS-validatie 1453.

  
**UMONIUM<sup>38</sup>**  
**MEDICAL SPRAY**  
Medisch hulpmiddel  
Klasse IIb

**Promo**  
**30,00**



**UMONIUM<sup>38</sup> MEDICAL SPRAY**, zonder aldehyde, peroxide, biguanide (CMR), is uw beste wapen tegen besmetting. Actief vanaf 1 minuut contacttijd. Breedspectrumdesinfectie, ideaal voor een omgeving die een dagelijkse desinfectie vereist. Het pistool met dubbele werking spuit een schuim voor de reiniging of verstuift een fijne straal voor een optimale desinfectie.

Aanbevolen voor fragiele materialen zoals plexiglas, silicone, polyurethaan, rubber...

#### CERTIFICATEN:

- ✓ Europese normen: EN 1040:2006, EN 1275:2005, EN 13727:2003, EN 13624:2004, EN 14348:2005, EN 14476:2013, EN 14561:2006, EN 14562:2006, EN 14563:2009.
- ✓ In overeenstemming met **DE 93/42/EEG** betreffende medische hulpmiddelen.
- ✓ Kwaliteit en traceerbaarheid gegarandeerd door **ISO 9001:2015** en **ISO 13485:2012**.

| ARTIKEL N° | BENAMING             |        |
|------------|----------------------|--------|
| PF 10110   | Doseerfles 1 l       | A39244 |
| PF 10112   | Bus van 5 l met pomp | A21164 |

## UMONIUM<sup>38</sup>

### UMONIUM<sup>38</sup> INSTRUMENTS

Instrumenten reiniging en desinfectie  
A28211 **1 l**  
Prijs: 77,65

**Promo**  
**66,00**



A41922 **5 l + pomp**  
Prijs: 321,18

**Promo**  
**273,00**



A44268 **UMONIUM<sup>38</sup>**  
**MEDICAL TISSUES DOOS (BLAUW)**  
95 x (15 x 15 cm) tissues

Prijs: 21,18  
**Promo**  
**18,00**



A42538 **UMONIUM<sup>38</sup>**  
**MEDICAL TISSUES DOOS**  
100 x (20 x 20 cm) tissues

Prijs: 50,59  
**Promo**  
**43,00**



# Reiniging en desinfectie **DÜRR** geniet van de **ONLINE**-korting op onze prijs !

## Reiniging en desinfectie

A21052 **ID 212** 2,5 l  
Instrumentenreiniging



Prijs:  
65,10  
**Promo**  
**49,75**

A21054 **ID 220** 2,5 l  
Borenreiniging



Prijs:  
44,80  
**Promo**  
**36,75**

A21033 **Orotol Plus** 2,5 l  
Aldehyde concentraat



Prijs:  
57,70  
**Promo**  
**42,75**

A21040 **MD 555** 2,5 l  
Reinigingsvloeistof voor afzuiging



Prijs:  
52,00  
**Promo**  
**41,45**

A21039 **FD 322** 2,5 l  
Voor het desinfecteren en reinigen van oppervlakken van medische hulpmiddelen



Prijs:  
49,40  
**Promo**  
**38,75**

A39774 **FD 312** 2,5 l  
Alcoholvrij concentraat voor desinfectie van oppervlakken en voorwerpen



Prijs:  
31,60  
**Promo**  
**25,75**

A21153 **FD 333** 2,5 l  
Oppervlakkenreiniging



Prijs:  
56,80  
**Promo**  
**43,95**

A38308 **FD 366** 2,5 l  
Sensitive desinfectie van gevoelige oppervlakken.



Prijs:  
52,50  
**Promo**  
**41,50**

A21116 **MD 550** 750 ml  
Reinigingsvloeistof voor spuwschalen



Prijs:  
16,60  
**Promo**  
**12,90**

A21062 **HD 435** 2,5 l  
Alkali en zeepvrij. Waslotion voor handen en huid.



Prijs:  
31,60  
**Promo**  
**25,75**

A41985 **HD 410** 2,5 l  
Handendesinfectie



Prijs:  
45,58  
**Promo**  
**42,50**

**Tot 19% korting**

### PACKAGE DEAL PD0059

Koop de Dürr dispenser **S400** (korte armhevel) of **L400** (lange armhevel) aan adviesprijs en koop **2 x** 500 ml refills (HD 410, HD 435 of HD 440, mengen mag) aan **1 euro** per stuk.

A42676 **HD 410 Cleaning disinfection**  
500 ml Wrijfpreparaat op basis van alcohol voor hygiënische en chirurgische handendesinfectie.



Prijs  
**18,10**

A21063 **HD 435 Cleaning lotion**  
500 ml Milde waslotion met typische pH-waarde voor het behoud van de natuurlijke huidflora.



Prijs  
**12,80**

A21064 **HD 440 Care lotion**  
500 ml Lotion voor de verzorging van de veeleisende en gevoelige huid.



Prijs  
**16,90**

V42688 **Dispenser L400**  
voor 500 ml met **lange** armhevel. Flessen zijn niet inbegrepen.



Prijs  
**144,10**

V42688 **Dispenser S400**  
voor 500 ml met **korte** armhevel. Flessen zijn niet inbegrepen.



Prijs  
**136,00**

# Reiniging en desinfectie geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## FD 360 en FD 350 Dürr

A29379 **FD 360 Oppervlakdesinfectie schuim**  
500 ml + 10 sponsjes.  
Reiniging en onderhoud voor vinyl bekleding

Prijs:  
40,70

**21% korting**

Promo  
**31,75**



**FD 350 Alcohol bevattende reinigingsdoekjes** 14 x 22 cm

Prijs: 9,70

**Dispenser + 110 doekjes**  
V21041 Flower, Lemon of Classic

**12% korting**

Promo  
**8,45**



**Refill : 12 x 110 doekjes**  
V21101 Flower, Lemon of Classic

Prijs: 85,20

**19% korting**

Promo  
**69,00**

## CaviCide Kerr

A40056 **700 ml**



Prijs: 14,55

Promo  
**10,90**

**25% korting**

A40058 **5 liter**



Prijs: 57,04

Promo  
**36,85**

**35% korting**

## Caviwipes Kerr

A39891 **Caviwipes Canister**

15,24 X 17,15 cm  
12 x 160 stuks  
Prijs: 114,31

Promo: **85,20**  
Per 2 / stuk: **83,50**



A39912 **Caviwipes Flatpack**

17,5 X 22,5 cm  
20 x 45 stuks  
Prijs: 133,22

Promo: **91,75**

Per 2 / stuk  
**79,00**



**Tot 40% korting**

A50199 **XL**  
22,9 cm x 30,5 cm  
12 x 65 stuks  
Prijs: 114,38  
Promo: **89,50**

## Dekaseptol KaVo

A30791 **6l**  
Prijs: 88,00



Promo  
**59,45**

**32% korting**

A37850 **Dekaseptol dop + pomp**  
Prijs: 17,00



Promo  
**36,85**

**35% korting**

## Bactryl Cantel Medical

A43750 **Spray**  
4 x 1 liter en 2 x spraydop

Prijs: 71,52

**30% korting**

Promo  
**49,50**



## Micro 10+ Unident

A21109 **2,5 l**



Prijs: 71,29

Promo  
**49,90**

**30% korting**

## Sekusept classic Elcolab

A33414 **poeder 2 kg**



Prijs: 36,30

Promo  
**27,50**

**24% korting**

## InnoProtect & InnoSoft Emergo Metal Treatment

A36384 **InnoProtect**  
100 ml

Prijs: 17,95

**28% korting**

Promo  
**12,75**



A36383 **InnoSoft**  
100 ml

Prijs: 21,98

**19% korting**

Promo  
**17,75**



## OPTIM 1 Scican

A43717 **Doekjes**  
15 x 18 cm 160 stuks

1 minuut contacttijd.  
Actief tegen het coronavirus.

Prijs: 14,23

Promo: **10,25**

Per 12 / stuk  
**8,25**



## Aseptonet pop-up Steridix

A09344 **Instrumenten reiniging doekjes** 100 stuks



Prijs: 8,45

**Tot 31% korting**

Promo  
**6,75**

Per 12 / stuk  
**5,75**

## Dentosept (1,41%) Dentsply

A32902  
1 l

Prijs: 38,81

**28% korting**

Promo  
**27,90**



## desderman Care Schülke

A35055 **Gel** 1 liter  
Prijs: 17,90

Promo: **14,90**

A39442 **Vloeistof** 1 liter  
Prijs: 17,90

Promo: **14,90**



A39443 **Doseerpomp**  
Prijs: 7,15

**Tot 24% korting**

## PACKAGE DEAL PD0063

Koop **3 x Gel** (A35055) of vloeistof (A39442) aan  
**promoprijs van 14,90 euro** (waarde: 17,90 euro)  
en koop de **doseerpomp** (A39443) aan **1 euro** !

# Reiniging en desinfectie **OMNIDENT** geniet van de **ONLINE-korting** op onze prijs !

## Omicare handzeep

A36186  
500 ml met doseerpompje

Prijs: 5,28

**Promo**  
**4,49**

A36187  
10 l

Prijs: 41,99

**Promo**  
**35,90**

**14% korting**



## Omicare handzeep

A37212 Euro-fles  
500 ml

Prijs: 5,25

**Promo**  
**4,49**

A42349 Euro-fles  
1 liter

Prijs: 10,41

**Promo**  
**8,90**

**14% korting**



## OmniStar

A42350  
Handige dispenser (leeg)  
voor Euro-flessen  
van 500 ml en 1 liter

Prijs: 89,29

**14% korting**

**Promo**  
**75,90**



## OmniTouch Huid- en nagelbalsem

A36185 Doseerdispenser  
100 ml

Prijs: 7,36

**14% korting**

**Promo**  
**6,29**



## Omnisuc Cleaner

Een concentraat voor de aldehyde- en schuimvrije  
desinfectie, reiniging en onderhoud van alle afzuig-installaties  
en amalgaamscheiders in de tandartspraktijk.

A36287 2,5 liter fles

Prijs: 25,61

**Promo: 21,90**

**Per 2 / stuk**  
**17,90**

**Tot 30% korting**



## Omnisuc

Uitstekend presterende aldehyde - en schuimvrije oplossing  
ontworpen voor het reinigen en desinfecteren van het  
afzuigstelsel en de mondspoelbak.

A36243 2,5 liter fles

Prijs: 36,84

**Promo: 31,50**

**Per 2 / stuk**  
**28,50**

**Tot 22% korting**



## Omidrill

Borenbad

A36188

2 liter fles

Prijs: 15,79

**Promo: 13,50**

A36189

10 liter bus

Prijs: 60,71

**Promo: 49,90**

**Tot 17% korting**



## OmniBiozid

Oppervlakdesinfectie

A36197

1 liter fles met pomp

Prijs: 11,58

**Promo: 9,90**

A36198

10 liter bus

Prijs: 64,21

**Promo: 54,90**

**14% korting**



## Toebehoren flacons

A36290 Sleutel

**Prijs: 7,99**

A36291 Doseerpomp

**Prijs: 15,30**

A36292 Kraan

**Prijs: 9,90**

A36580 OmniBiozid sproeikop

**Prijs: 1,90**



## Omnisept Plus

Voor de reiniging en desinfectie van alle (ook chirurgische) tandheelkundige instrumenten.

A38343 1 liter

A38344 10 liter

Prijs: 23,27

**Promo**  
**19,90**



Prijs: 150,87

**Promo**  
**129,00**



**14% korting**

## Omniwipes Dry

A42345 **Desinfectiedoekjes**  
2 x 240 stuks

Prijs: 21,90

**Promo**  
**17,95**

A38598 **spenderbox**

Prijs: 8,61

**Promo**  
**6,95**

**Tot 19% korting**



## Desinfectiebak

A36196 Omnident desinfectiebak met deksel,  
inhoud 3 liter.

Buitenmaat 32 x 21 x 12,5 cm

Binnenmaat 24,5 x 15,5 x 10 cm

Prijs: 54,85

**Promo**  
**46,90**

**14% korting**



## Omnisuc Filter

A37177 Doos van 12 stuks  
Gele wegwerffilter voor afzuigsystemen.

Prijs: 29,13

**Promo**  
**24,90**


**Per 2 / doos**  
**19,90**

**Tot 19% korting**



# Hechtdraden

Medtronic heeft meer dan 100 jaar ervaring op het gebied van hechtmateriaal.



## Velosorb™ Fast

- Gevlochten
- Snel resorbeerbaar (geresorbeerd in 40-50 dagen)
- Treksterkte van 7 dagen
- Geleurd en ongeleurd
- Hoeft niet verwijderd te worden
- Soepele handling en gemakkelijk te knopen<sup>1</sup>

### lengte 45 cm 36 stuks

A39693 3-0 C13 19 mm **PROMO: 239,00**  
 A39694 3-0 C23 24 mm **PROMO: 239,00**  
 A39695 4-0 C13 19 mm **PROMO: 258,00**



## Polysorb™

- Gevlochten
- Resorbeerbaar (geresorbeerd in 56-70 dagen)
- Treksterkte van 21 dagen
- Geleurd en ongeleurd
- Sterker dan equivalent tijdens de kritische wondgenezings-periode
- Uit de verpakking is Polysorb 36% sterker dan Vicryl<sup>2</sup>

### lengte 45 cm 36 stuks

A33051 3-0 C23 24 mm **PROMO: 218,00**  
 A33052 5-0 C1 12 mm **PROMO: 220,00**

### lengte 75 cm 36 stuks

A33050 3-0 C13 19 mm **PROMO: 219,00**



## Sofsilk™

- Gevlochten zijde
- Niet resorbeerbaar
- Geleurd
- Voorzien van wax (maakt de draad soepeler en gladder, minder weefselschade)

### lengte 45 cm 36 stuks

A07980 2-0 C14 24 mm **PROMO: 92,00**  
 A07981 3-0 C13 19 mm **PROMO: 88,00**  
 A07984 3-0 C23 24 mm **PROMO: 98,00**  
 A07985 3-0 C14 24 mm **PROMO: 94,00**  
 A07986 4-0 C13 19 mm **PROMO: 88,00**



## Novafil™

- Monofilament polybutester
- Niet resorbeerbaar
- Elastisch
- Kleur blauw
- Minimaal geheugen
- Gemakkelijk te hanteren, gemakkelijk te knopen
- Hydrofobe hechtdraad
- Geschikt bij oedeem (rekt mee bij zwelling, krimpt als zwelling afneemt)
- Helpt het risico op hypertrofische littekenvorming te verminderen
- Gemakkelijk te verwijderen, minder kans op beschadiging van weefsel

### lengte 45 cm 12 stuks

A39692 3-0 C13 19 mm **PROMO: 45,00**  
 A39691 5-0 C13 19 mm **PROMO: 46,00**

Bijbehorende naalden met naaldcodes:

C-1



C-13



C-14



C-23



**Medtronic**



# Toebehoren anesthesie , geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

## Sopira CITOJECT N 1,8 ML Kulzer

A49120 Set Intraligamentaire spuit

Prijs: 363,00

Promo  
**289,00**

**20% korting**



## Easy Care naaldencontainer 5l Klinion

A49795

per stuk



Prijs: 7,45

**20% korting**

Promo  
**5,95**

## Injectiespuiten Carl Martin

A13992

Cylinderampullenspuit met 3 aspiratiehaken en zelfaspiratie (ref. 1950)

Prijs: 96,75

Promo  
**63,95**

**33% korting**



## Injectienaalden Omnident

V36207 Verpakking met 100 stuks

0,3 x 10 mm, groen  
0,3 x 23 mm, groen  
0,4 x 23 mm, geel  
0,4 x 42 mm, geel  
0,5 x 23 mm, rood  
0,5 x 42 mm, rood

**32% korting**



Prijs: 13,90

Promo  
**11,75**

## Monoject Endodontische spuit 3 ml Covidien

A37593 + naalden 23G 1.25 Oranje

100 stuks



Prijs: 27,77

**19% korting**

Promo  
**22,45**

## Miramatic Safety-Set Hager&Werken

A38319 1x syringe, **3x** boxes, 1x table fixing device and 1 Pack of Miraject-needles (Typ 30 / 23, 100 stuks)

Zolang de voorraad strekt !

Prijs: 169,91

**50% korting**

Promo  
**84,00**



## Terumo - injectienaalden

V14300 Verpakking met 100 stuks

27G kort 0,4 x 21 mm  
27G lang 0,4 x 35 mm  
30G kort 0,3 x 21 mm  
30G x-kort 0,3 x 13 mm

Prijs: 12,46

**32% korting**

Promo  
**8,45**



## Koudespray Hager&Werken

A00705 Miracold Plus

200 ml



Prijs: 8,99

**17% korting**

Promo  
**7,45**

## Koudespray Omnident

Bus van 200 ml

A36199

Pepermuntsmak

A42382

Sinaasappelsmak

Prijs: 5,71

Promo  
**4,50**



## Koudespray Roeko

A18314 Endo-Frost

200 ml

Prijs: 11,92

**29% korting**

Promo  
**8,45**



## Naaldcontainer - Kendall

A36676 Monoject

23 x 13 x 14 cm



Prijs: 9,30

**27% korting**

Promo  
**6,95**

## Koudcompres Omnident

A37256 coolPack sports

130 x 170 mm



Prijs: 1,52

**18% korting**

Promo  
**1,25**

A37258 coolPack mini

130 x 110 mm



Prijs: 1,80

**20% korting**

Promo  
**0,95**

Anesthesie - **www.denta.be**

Anesthesie - **www.denta.be**

# www.denta.be

eenvoudig direct bestellen  
aan de scherpste prijzen !

## Doe uw voordeel

## en bestel

## “Package Deals” !


Bestel onze “Package Deals” **direct via de webshop** en **doe meteen uw voordeel** en bespaar vele euros !



### PACKAGE DEAL ELS COMPOSIT SPUITEN + ELS FLOW + ELS UNIBOND

Koop 3 x Saremco ELS refill spuiten (4 g) aan promoprijs van 59,90 euro per stuk (waarde: 64,45 euro per stuk),  
koop 1 x Saremco ELS Flow compules (16 x 0,3 g) of spuit (2 g) (A2 of A3 opaak) aan 1 euro  
en koop de Saremco ELS unibond (1 ml) aan 1 euro (waarde: 18,52 euro).

### TOT 42 % VOORDEEL



## De staffelkorting !




Ontdek meteen uw staffelkorting bij aankoop van meerdere items uit een reeks. Zo stelt u zelf de ideale kleurenmix samen van uw vertrouwde compositiet en geniet u automatisch van de **beste staffelprijs** in uw winkelmand.

## Vraag naar uw “Offerte” op maat !

Wenst u een **offerte** voor een **apparaat** of **grote afnames** (compositieten, endo vijlen, cementen...) kan u steeds terecht op het document van de “**Offerte aanvraag**”.

Denta geeft u steeds  
de beste prijs !



Recupel-bijdrage: 0,10. Prijzen zijn in euro exclusief btw en per stuk of verkoopseenheid. Druk- en zetfouten voorbehouden.  
Foto's zijn niet bindend. Bij bestellingen boven de 150 euro exclusief btw worden geen administratie - en verzendkosten aangerekend.  
Promoties geldig van **01/06/2024** tot **15/09/2024** en zolang de voorraad strekt.  
Acties niet cumuleerbaar met andere promoties.

Denta nv, Heiveldekens 2, 2550 Kontich, www.denta.be

