

Ultradent Products SPOTLIGHT  
Juli & Augustus 2024  
Benelux

Spotlight 1

UltraSeal XT™ hydro™

HYDROFIELE SEALANT VOOR PITS EN FISSUREN

- UltraSeal XT hydro, een hydrofiele pit- en fissuursealant, is een lichtuithardende, radiopake composietsealant die fluoride bevat
- Hydrofiel voor het wordt uitgehard, hydrofoob na uitharding, beschikt over zelfhechtende eigenschappen
- Geavanceerde adhesieve methode
- Fluorescentie onder ultraviolet licht, om te controleren of de sealant nog op zijn plaats zit
- Hooggevulde kunststof – 53%
- Thixotroop/ideale viscositeit



V38634

**3534** UltraSeal XT hydro Refills Opaque White 4 st.  
€ 135,10 1,2 ml spuit (2,04 g)

Promo: 99,99

**3535** UltraSeal XT hydro Refills Natural 4 st.  
€ 135,10 1,2 ml spuit (2,04 g)

Promo: 99,99

Spotlight 2

Jiffy™ Spin

VORMGEVINGS- EN AFWERKSCHIJFJES

- De Jiffy Spin-vormgevings- en afwerkschijfjes zijn een hoogwaardige oplossing voor het vormgeven en afwerken van restauraties tegen een redelijke prijs
- De schijfjes met aluminiumoxidecoating worden geleverd van grof tot fijn voor gladmaken en polijsten
- Extragrove diamantkorreling voor snel vormgeven en grof verwijderen
- Geschikt voor gebruik op composiet en keramiek



**5570** Set vormgevings- en afwerkschijfjes 10 mm  
€ 106,50 2 x mandrels, 50 x extragrove schijfjes, 50 x grove schijfjes,  
50 x schijfjes middel, 50 x fijne schijfjes

A50548-ASS

**5571** Set vormgevings- en afwerkschijfjes 14 mm  
€ 106,50 2 x mandrels, 50 x extragrove schijfjes, 50 x grove schijfjes,  
50 x schijfjes middel, 50 x fijne schijfjes

A50549-ASS