

Plastische vulinstrumenten

1052/6 ASH 1052/49 1052/207-208
 2,2mm Ø1,0mm Ø2,5mm
 12,45 € per stuk 12,45 €

1052/151 1052/154G 1054/159
 Ø 2,5mm Ø 2,5mm 2,0mm
 per stuk 12,45 € 11,90 €

Amalgam instrument

1060/10 BALL
 5mm Ø 3,1mm
 25,- €

Heidemann model-leerinstrument

1045/12B flexibel, medium
 2,5mm
 12,45 €

Cement spatel

1058A medium 1055/8 ASH
 6,2mm 6,9mm
 8,70 € 8,70 €

Mondspiegelheften

Colori 489 hol, licht 483 massief 485 hol
 SI-485-BL LS483 massief LS485 hol, licht
 -GE -GR -HBL -OR -PK
 490RO 490GR 490GE 490SC 490BL
 per stuk 6,90 € 13,20 € 5,- € 9,45 € 12,90 € 6,15 € 11,85 €

Tandsonden

1081/33 1082/9 1082/23 1083/6 LS1083/6 LS1081/70
 5,- € 8,65 € 8,65 € 8,65 € 7,45 € 7,45 €

Excavatoren

1020/125-126 1020/127-128 1020/129-130 1020/131-132
 Ø 2,5mm Ø 2,1mm Ø 1,7mm Ø 1,4mm
 per stuk 16,95 €

Composiet instrumenten

LS1051/14 LS1051/95
 Met blauwe TITANIUM-OXIDE coating
 per stuk 23,80 €

Pocketsondes

973/80 n. WHO 973/CP15 973/72W WILLIAMS
 3,5-5,5/8,5/11,5 1,3mm 1,3mm 1,1-1,8/1,1
 per stuk 18,75 € 23,80 €

Composite-SET

SI-1051-SET6
 Inhoud: 1x SI-1051/14-HBL, SI-1051/95-GE, SI-1051/104-OR, SI-1051/108-GR, SI-1051SF/1-BL, SI-1051/Carve-PK
 SET 177,65 €

Fig. Carve SF/1 14 108 95 104

TwinSide dubbelzijdige mondspiegels

470/4 Ø 22mm vlak, Set 6 stuks
 SET 6 stuk 37,50 €

OneSide enkelzijdige mondspiegels

471/4 Ø 22mm vlak, Set 6 stuks
 SET 6 stuk 24,95 €

Mondspiegels (12 stuks)

480/4 Ø 22mm vlak standaard, SET 12 stuk 12,45 €

478/3 Ø 20mm FRONT SURFACE, SET 12 stuk 24,95 €

478/4 Ø 22mm FRONT SURFACE, SET 12 stuk 24,95 €

Paro set

SI-Paro-SET1
 Inhoud: 1x SI-972/5-6-GE, 7-8-GR, 11-12-OR, 13-14-BL, SI-972/H6-H7-HBL
 SET 114,85 €

Fig. 13-14 11-12 7-8 5-6
 GRACEY Scaler
 H6-H7
 Colori - Silicon Grip -

Prophylaxe set

SI-961-SET-PK
 Inhoud: Universal Curette SI-961/M23A-PK Universal Scaler SI-961/M23-PK
 SET 68,85 €

Fig. M23A Fig. M23

Opbugtang voor kronen

1112 RH
 Diamantachtig TITAN CARBIDE coating
 119,15 €

FURRER tang

1164 1596 BOLEY
 87,50 € 41,60 €

Schuifmaat

604 IVORY 607 STOKE 610 AINSWORTH
 61,50 € 59,55 € 79,80 €

carl martin Solingen
 Finest Dental Instruments

PROMO • Voorjaar 2024
 Actie periode 1 april – 31 augustus 2024

Class 1R MDR certified

Extractietangen set

AK100 + 3280A
 Inhoud: 10 modellen (6 boven + 4 onder)
 Extractietangen set kind
 Inhoud: 4 modellen (2 boven + 2 onder)

Fig. X1 X7 X17 X18 X13 X22 X33A X79
 X51A X67A
 SET 549,-€*

Bovenkaak
 per stuk 57,05 €
 frontlang premolaar molaar rechts molaar links worteltang verstandskies

Onderkaak
 Fig. X1 Fig. X7 Fig. X17 Fig. X18 Fig. X51A Fig. X67A
 front + premolaar molaar worteltang verstandskies Fig. X13 Fig. X22 Fig. X33A Fig. X79

Luxatie instrumenten set

LSP9588
 Inhoud: LSP588/2,4 + LSP588A/2,4
 NIJEUW!

LIQUIDSTEEL passion

NIJEUWE ERGONOMISCHE HANDGREEP
 SET 185,70 €*

recht, 2mm recht, 4mm gebogen, 2mm gebogen, 4mm
 fijne/smalle werkuiteinden, vlakke uitholling, half scherp - voor gemakkelijk binnendringen in de parodontale spleet

Naaldvoerder

1155TC/15 1155TC/18 CRILE-WOOD 15cm + 18cm TC 15cm 99,85 € 18cm 109,90 €	1149TC/17 LICHTENBERG 17cm TC 125,10 €	1152TC/14 CASTROVIEJO 14cm TC 119,15 €	LS1152TC/14 LS1152TC/16 CASTROVIEJO 14cm + 16cm TC 14cm 169,- € 16cm 186,60 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• slijtvast • langere levensduur
• stabiele naaldvoering

TC = Hardmetaal

Naaldvoerder

1160/14 1160/17 MATHIEU 14cm + 17cm 14cm 62,55 € 17cm 75,10 €	136 Onderkaak 72,50 €	152 Bovenkaak 72,50 €
-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Extractietangen set 122 1/2-SET

SET 167,70 €

SPECIAL

Wanghaak

633
15,5cm
CAWOOD-MINNESOTA
23,30 €

Wortelrestverwijderaar

579
zeer fijn,
1,8mm breed
46,20 €

Scherpe lepel

1145/8
2,8mm
1145/9
3,3mm
per stuk 25,- €

Raspatorium

1804 WILLIGER 6mm 33,70 €	1805 WILLIGER 10mm 33,70 €	1864/24G 4mm 43,85 €	1865 5mm 39,25 €	1866 5mm 43,85 €	1867/PR3 11mm 43,85 €
----------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

Set van 2 oliepenen

990
- geen bruine verkleuring zoals bij conventionele oliën
- precieze dosering en conservering
- geschikt voor alle sterilisatiemethoden
- transparant, reukloos en niet giftig

precieze dosering en conservering

SET 25,- €

Matrixspanner

LS599/1 TOFFLEMIRE Universal 30,- €	599/1 TOFFLEMIRE 20,- €
596/1 NYSTRÖM links per stuk 33,40 €	596/2 NYSTRÖM rechts per stuk 33,40 €

Mikro set

LSRH-Mikro-Set1
Inhoud: LSRH1152/16, LSRH852/16, LSRH792DE/16, 990

ROCKHARD
the power coating

SET 320,80 €

Oliepenen
Pincet
Micro-Naaldvoerder
Micro-Schaar

Tandvleesscharen set

9012
Inhoud: 805SC/12 recht,
807SC/12 gebogen

recht
gebogen
SET 79,- €

SPECIAL

Tandvleesscharen

800/12 recht 12cm 35,- €	802/12 gebogen, 12cm 35,- €	818/14 gebogen, 14cm 44,05 €	LS852TC CASTROVIEJO 15cm 100,05 €
------------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------

Hechtdraadschaar

Licht gebogen uiteinde voor het atraumatisch verwijderen van hechtingen.

868
11,5cm
45,50 €

Kronenschaar

828
gebogen
10,5 cm
23,80 €

Syndesmotoom

1801/3
16cm
CHOMPRET
50,05 €

Knabbeltang

1829
MINI-FRIEDMANN
125,05 €

1830/2
FRIEDMANN
125,05 €

Wortel- en splintertang

1209RH
1209-20RH
per stuk 154,95 €

rootator
meer informatie

1209-SET
Inhoud: 1209RH, 1209-20RH
SET 237,35 €

Mondwig set (siliconen + metalen kern)

515-SET-BL
Inhoud: L, M, S met ketting

SET 65,45 €

M - voor volwassenen, medium
S - voor kinderen

Luxatie instrumenten set

547-SET
Inhoud: 547/1 - 2,8mm, 547/2 - 3,5mm, 547/3 - 4,0mm

SET 196,10 €

Pincet

771A/2
sterk model
18,75 €

770AS/2
COLLEGE
18,75 €

773A/2
COLLEGE
10,- €

770CS/2
MERIAM
18,75 €

773C/2
MERIAM
10,- €

773/2
COLLEGE
10,- €

772DP/3
Met stopstift
11,35 €

794
AMSTERDAM
18,75 €

Luxatie instrumenten - Zeer fijn, slanke hals, licht scherpe uiteinden

588/5 2,5mm recht per stuk 47,55 €	588/1 3,0mm recht	588/6 4,0mm recht	588/2 5,0mm recht
588/7 2,5mm gebogen	588/3 3,0mm gebogen	588/8 4,0mm gebogen	588/4 5,0mm gebogen

Luxatie instrument
Instrumenten voor het doorsnijden van het tandfixerend ligament. De zeer vlakke en scherpe rand van de tip staat een atraumatisch binnendringen in de parodontale spleet toe. De luxatie instrumenten zijn er in de 8 afgebeelde vormen.

Hevel

558/6 2,5mm 39,90 €

Hevels BEIN

559/1 4,5mm per stuk 39,90 €
559/2 3,5mm
559/3 2,5mm

Chirurgische pincet

792/13
13cm
12,45 €

792/14.5
14,5cm
12,45 €

786
ADSON
12 cm
12,45 €

798A
DE BAKERY
15cm
29,70 €

Pincet

773D
met gediamanteerde bek
b.v. voor het vasthouden van keramische inlays
37,45 €

708
met gediamanteerde bek
b.v. voor het vasthouden van keramische inlays
50,- €

714
71,45 €

Articulatie pincet

650
MILLER, recht,
16cm
18,75 €

Speciale veranding en hoge aandrukkraft zorgen voor een betere grip op het articulatiepapier

Pincet

LSP773A/2
MERIAM
gecaneleerd

De stop voorkomt dat het pincet opengaat als er druk op wordt uitgeoefend

easy tweezy

NIEUW! 10,25 €