



CATALOGUE 2025-2026

www.nichrominox.fr



***Spécialiste
de l'ergonomie
au cabinet dentaire !***

 **NICHROMINOX**

18, rue des Frères Lumière - F-69720 SAINT-BONNET-DE-MURE - FRANCE
Tél. 04 78 74 04 15 - Fax 04 78 01 61 80 - office@nichrominox.fr

Une alternative responsable aux gaines de stérilisation jetables.




Les Containers de Stérilisation Alu

Ces Containers permettent la stérilisation efficace de toutes les Cassettes Nichrominox, y compris les modèles Classiques et Galaxy. Coloris disponibles : 1 2 3 4 5 7 13




De nombreuses finitions :

- Les Containers sont **empilables** grâce aux 4 pions sur le couvercle : pratique pour le stockage et facilite la circulation de la vapeur pendant la stérilisation.
- Les Containers sont équipés d'un **support pour plomb** (inclus dans le système de fermeture). Le plomb plastique est rompu lors de l'ouverture, pour une identification immédiate des boîtes non stériles.
- Les Containers sont équipés d'une **étiquette d'identification**. Livrée **vierge**, on peut y apposer une étiquette autocollante ou la faire graver.
 - Réf. 182022 - Gravure sur Etiquette (15 caractères max)




KIT POIGNÉE (voir p.4)
• Réf. 182015

Voir la vidéo suivante pour le montage :



Nouveau système de filtration, pour filtre papier ou filtre téflon !

Les Containers peuvent être équipés soit d'un **filtre papier à usage unique**, soit d'un **filtre téflon efficace jusqu'à 2000 cycles**. Le montage et démontage du filtre se fait d'un simple clic ! En cas d'utilisation du Filtre Téflon Nichrominox, le Container reste stérile au moins 3 mois.



CONTAINER ALU 20X16

- Réf. 300350 - Formats :
- Ext. 22,4 x 16,8 x 5,5 cm - Int. 20,2 x 15,9 x 4 cm

Pour Cassette 18x14 (modèle *Classique* ou *Galaxy*)

- Réf. 187447 - Filtre Téflon - l'unité
- Réf. 187468 - Filtres Papier - 100 pc



CONTAINER ALU 30X20

- Réf. 300300 - Formats :
- Ext. 32,2 x 20,8 x 5,5 cm - Int. 29,9 x 19,9 x 4 cm

Pour Cassette 28x18 (modèle *Classique* ou *Galaxy*)

- Réf. 187446 - Filtre Téflon - l'unité
- Réf. 187458 - Filtres Papier - 100 pc



Les filtres ne sont pas inclus dans les Containers, ils sont vendus séparément.

Supports pour instruments

Augmentez l'efficacité et le rendement de votre cabinet, choisissez l'organisation en cassettes !

La gamme Galaxy se caractérise par un design très ajouré : les ouvertures entrelacées assurent la bonne circulation des flux et liquides lors du process de retraitement, tout en garantissant la robustesse des cassettes.



Les Cassettes GALAXY

Efficacité maximale de l'action mécanique du jet d'eau en thermo-laveur.

Coloris disponibles : 2 3 4 5 7 13

Nouveaux coloris !


Réassorts
Silicones
p.42 et 43



CASSETTE 28 X 18 GALAXY

Format 28,5 x 18 x 3,4 cm
couvercle amovible

- Réf. 182049 - Pour 20 instruments
- Réf. 182027 - Pour 12 instruments
+ espace libre



Bouton
de fermeture
ergonomique



CASSETTE 18 X 20 GALAXY

Format 18,5 x 20,5 x 3,4 cm
couvercle amovible


- Réf. 182048 - Pour 10 instruments
+ espace libre



CASSETTE 18 X 14 GALAXY

Format 18,5 x 14 x 3,4 cm

- Réf. 182046 - Pour 10 instruments



CASSETTE 18 X 10 GALAXY

Format 18,5 x 10,8 x 3,4 cm

- Réf. 182025 - Pour 7 instruments



CASSETTE 18 X 7 GALAXY

Format 18,5 x 7,5 x 3,4 cm

- Réf. 182044 - Pour 5 instruments

LES SILICONES «RÉTENTIFS»

Nouveau !

Doubez la capacité
de vos cassettes !

Grâce à leur forme ingénieuse, ces supports en silicone permettent de doubler le nombre d'instruments stockés dans les Cassettes : les instruments peuvent être positionnés dans le fond, mais aussi dans le couvercle de la Cassette.

CASSETTE 18 x 14 GALAXY - SILICONE RÉTENTIF


- Réf. 183046 - Pour 20 instruments

CASSETTE 18 x 10 GALAXY - SILICONE RÉTENTIF

- Réf. 183025 - Pour 14 instruments

CASSETTE 18 x 7 GALAXY - SILICONE RÉTENTIF


- Réf. 183044 - Pour 10 instruments



Supports pour instruments

Les accessoires pour Cassettes GALAXY...

A assembler sur le couvercle, une clé de montage est fournie avec chaque kit.




2 types d'attache : pour pince et pour ciseaux.

Voir la vidéo suivante pour le montage :



JEU DE 2 ATTACHES

- Réf. 182053-B..... 1 Pince + 1 Ciseau
- Réf. 182053-P..... 2 Pincés
- Réf. 182053-C..... 2 Ciseaux



Pour extraire facilement la Cassette Galaxy du Container !

Voir la vidéo suivante pour le montage :



KIT POIGNEE

- Réf. 182015



Les Paniers GALAXY



Donnez de la hauteur à vos cassettes !

Véritables compléments des Cassettes 18x14* ou 28x18** : en plus de l'instrumentation stockée dans la Cassette, le panier peut recevoir les instruments ou accessoires volumineux type pincés, maillets, élévateurs, seringues, cupules, etc...

Coloris disponibles : 2 3 4 5 7 13



PANIER GALAXY 28x18

- Réf. 182020 - Format 28,5 x 18 x 3 cm (hors anses)

**Compatible avec Cassettes Réf. 182049 - 182027 - 182068 - 182058 - 182087



PANIER GALAXY 18x14


- Réf. 182010 - Format 18,5 x 14 x 3 cm (hors anses)

*Compatible avec Cassettes Réf. 182046 - 182066 - 182056

Les Cassettes GALAXY Extra Plates



COLORIS DISPONIBLES :




CASSETTE 18 x 13

- Réf. 183062
- Format 18 x 13 x 2,5 cm
- Pour 10 instruments



CASSETTE 18 x 9

- Réf. 183055
- Format 18 x 9,5 x 2,5 cm
- Pour 7 instruments



CASSETTE 18 x 6

- Réf. 183063
- Format 18 x 6,5 x 2,5 cm
- Pour 5 instruments

Supports pour instruments

Augmentez l'efficacité et le rendement de votre cabinet, choisissez l'organisation en cassettes !




Les Cassettes Classiques

Un grand classique du retraitement !

Coloris disponibles : 2 3 4 5 7 13

Nouveaux coloris !



CASSETTE 28 X 18

Format 28 x 18 x 3,4 cm

- Réf. 182068 - Pour 16 instruments
- Réf. 182058 - Pour 20 instruments
- Réf. 182087 - Pour 10 instruments + espace libre

Ouvertures dans les angles
pour une meilleure évacuation de l'eau



CASSETTE 18 x 14

Format 18,5 x 14 x 3,4 cm

- Réf. 182066 - Pour 8 instruments
- Réf. 182056 - Pour 10 instruments



CASSETTE 18 X 20

Format 18 x 20,5 x 3,4 cm

- Réf. 182057 - Pour 8 instruments + espace libre



CASSETTE 18 X 10

Format 18,5 x 10,8 x 3,4 cm

- Réf. 182054 - Pour 6 instruments



CASSETTE 18 X 7

Format 18,5 x 7 x 3,4 cm

- Réf. 182069 - Pour 4 instruments
- Réf. 182079 - Pour 2 turbines

Réassorts
Silicones
p.42 et 43



Les Cassettes Extra Plates

COLORIS DISPONIBLES :

1 2 3 4 5 7 8 9 13



Prix choc



CASSETTE 18 x 13

- Réf. 182062 - Format 18 x 13 x 2,5 cm
Pour 10 instruments



CASSETTE 18 x 9

- Réf. 182055
Format 18 x 9,5 x 2,5 cm
Pour 7 instruments



CASSETTE 18 x 6

- Réf. 182063
Format 18 x 6,5 x 2,5 cm
Pour 5 instruments

Supports pour instruments



Les Easy Clips

Anse de fermeture autobloquante, articulée et escamotable.

Finition brillante, anti tâche et sans bords coupants. Ultra ajourés pour une efficacité optimale du nettoyage en thermo-désinfecteur...

Coloris disponibles : 1 2 3 4 5 7 8 9 13

Réassorts
Silicones
p.42 et 43



EASY CLIP 3

• Réf. 182903 - Format 18 x 5,5 x 3 cm
Permet le rangement de 3 instruments



EASY CLIP 15

• Réf. 182912 - Format 20,7 x 18 x 3 cm
Permet le rangement de 15 instruments



EASY CLIP 5


• Réf. 182900 - Format 18 x 8,5 x 3 cm
Permet le rangement de 5 instruments

Meilleure Vente!



EASY CLIP 20

• Réf. 182920 - Format 25 x 18 x 3 cm
Permet le rangement de 20 instruments



EASY CLIP 10

• Réf. 182910 - Format 18 x 12,8 x 3 cm
Permet le rangement de 10 instruments

Les accessoires clipsables !

S'accrochent aux bords de vos cassettes...

nouveau



CLIP 1 INSERT

• Réf. 205030
Format 1,5 x 1,6 x 1,5 cm



ENDO PLUG 2

• Réf. 182162
Format 3,2 x 1,6 x 5,5 cm



CLIP PLUG'IN 2

• Réf. 205032
Format 3,2 x 1,6 x 5,5 cm

Supports pour instruments

Plus qu'un plateau, mieux qu'une cassette !

Finition brillante, anti tâche et sans bords coupants. Coloris disponibles : 1 2 3 4 5 7 8 9 13

Les Easy Trays

Anse de fermeture articulée et escamotable !



EASY TRAY 18 X 5

Format 18 x 5 x 3 cm

- Réf. 183703 - pour 3 instruments
- Réf. 183704 - pour 4 instruments




EASY TRAY 18 X 7

- Réf. 183700 - Format 18 x 7 x 3 cm
- Pour 5 instruments



EASY TRAY 18 X 10

- Réf. 183705 - Format 18 x 10 x 3 cm
- Pour 5 instruments + Barrette droite multi-support



EASY TRAY 18 X 14

- Réf. 183710 - Format 18 x 14 x 3 cm
- Pour 10 instruments + Barrette droite multi-support




EASY TRAY 21 X 18

- Réf. 183715 - Format 21 x 18 x 3 cm
- Pour 15 instruments + Barrette droite multi-support



EASY TRAY 28 X 18

- Réf. 183720 - Format 28 x 18 x 3 cm
- Pour 20 instruments + Barrette droite multi-support



Réassorts
Silicones
p.42 et 43



Les Ergo Clips

Des formes arrondies ergonomiques !

ERGO CLIP 3

- Réf. 182703

Format 18,4 x 8 x 2,5 cm
Pour 3 instruments



ERGO CLIP 5

- Réf. 182700

Format 18,4 x 11 x 2,5 cm
Pour 5 instruments



ERGO CLIP 10

- Réf. 182710

Format 18,4 x 15 x 2,5 cm
Pour 10 instruments



ERGO CLIP 15

- Réf. 182712

Format 23 x 18,4 x 2,5 cm
Pour 10 instruments + Barrette droite multi-support




ERGO CLIP 20

- Réf. 182720

Format 28,8 x 18,4 x 2,5 cm
Pour 20 instruments

Existe aussi en version 10 instruments + vagues - Réf. 182725



.....
LES MODÈLES 5, 10, 15 ET 20 EXISTENT
ÉGALEMENT AVEC COUVERCLE AMOVIBLE :



Ergo Cassette 5	18,7 x 11 x 2,5 cm - Réf. 182753
Ergo Cassette 10	18,7 x 15 x 2,5 cm - Réf. 182750
Ergo Cassette 15	22 x 18,8 x 2,5 cm - Réf. 182752
Ergo Cassette 20	28,4 x 18,8 x 2,5 cm - Réf. 182751

Supports pour instruments



Les Micro Cassettes

Acier inoxydable et silicone. Pour la stérilisation en vrac des instruments rotatifs et accessoires de dentisterie. Livrés avec 4 index silicone interchangeables de coloris 2 3 4 5



MICRO CASSETTE 1

• Réf. 182060
Format 7,4 x 4,5 x 2 cm



MICRO CASSETTE 2

• Réf. 182070
Format 7,4 x 5,9 x 2,4 cm



MICRO CASSETTE 3

• Réf. 182040
Format 4 x 5,5 x 2 cm



Les modèles «Spécial CRAMPONS»



• N°1 - Réf. 182090
Format 8,4 x 6 x 2,5 cm



• N°2 - Réf. 182092
Format 5,7 x 4,8 x 2,7 cm



Les Cassettes à Compartiments


Permettent la classification et la stérilisation de votre petite instrumentation (brackets, bagues d'orthodontie, petits instruments d'implantologie) mais aussi des instruments plus longs (instruments d'endo, forets...). 3 formats et 2 types de compartiments. Inox et silicone.



CASSETTES 21 X 12

Format 21 x 13 x 2 cm

- Réf. 182076 12 compartiments
- Réf. 182075 24 compartiments



CASSETTES 21 X 6

Format 21 x 7 x 2 cm

- Réf. 182096 6 compartiments
- Réf. 182095 12 compartiments



CASSETTES 11 X 6

Format 11 x 7 x 2 cm

- Réf. 182094 3 compartiments
- Réf. 182093 6 compartiments



Gamme Spécifique Orthodontie

NOUVEAU !
SUPPORTS POUR SETS
D'ORTHODONTIE



Les Easy Trays **ORTHO**

La solution adaptée au stockage des séquences d'ortho!

Inox et silicone. Attention les cassettes sont vendues vides, instruments non fournis.

Coloris disponibles : 1 2 3 4 5 7 8 9 13



EASY TRAY **ORTHO** 18X9

• Réf. 183728 - Format 18 x 8,5 x 3 cm

La anse de fermeture est **articulée et escamotable**.


En position ouverte, elle sert de **chevalet** pour faciliter la prise en main des pinces.



EASY TRAY **ORTHO** 18X14

• Réf. 183730 - Format 18 x 14 x 3 cm

Réassorts
Silicones
p.42 et 43



EASY TRAY **ORTHO** 21X18

• Réf. 183732 - Format 21 x 18 x 3 cm



EASY TRAY **ORTHO** 28X18

• Réf. 183734 - Format 28 x 18 x 3 cm

Les accessoires clipsables !

nouveau



CLIP PLUG'IN 2

• Réf. 205032
Format 3,2 x 1,6 x 5,5 cm



CLIP 1 INSERT

• Réf. 205030
Format 1,5 x 1,6 x 1,5 cm

Attachez vos Plug'In
et constituez
des kits !

CONNECTEUR INOX

• Réf. 190054 - Lot de 2
Format 1 x 2,2 x 0,8 cm



ORTHO *Cassette*

Maxi stockage !



Equippée d'1 chevalet permettant le maintien vertical de 10 pinces + 9 casiers pour instruments longs + 1 compartiment pour 4 pinces à ligatures.



nouveau

ORTHO *CASSETTE*

• Réf. 182030
Format 12 x 8 x 17,5 cm

Supports pour Fraises



Plug'In



Fixation sûre des fraises grâce aux supports en silicone !

Inox et silicone. Multi orientables. Vaste choix de formats.

Pour fraises turbines ou contre angle. Gain de temps et de sécurité. **Existent en coloris** 2 3 4 5.



PLUG'IN 2 PERFO.

- Réf. 190203 - Format 2,5 x 2 x 3 cm



PLUG'IN 10 PERFO.

- Réf. 190213 - Format 5,2 x 2,5 x 3 cm



PLUG'IN 4 PERFO.

- Réf. 190205 - Format 4,5 x 2 x 3 cm



PLUG'IN 12 PERFO.

- Réf. 190211 - Format 6,3 x 2,5 x 3 cm



PLUG'IN 6 PERFO.

- Réf. 190208 - Format 3,5 x 2,5 x 3 cm



PLUG'IN 16 PERFO.

- Réf. 190212 - Format 8,5 x 2,5 x 3 cm



PLUG'IN 8 PERFO.

- Réf. 190210 - Format 4,5 x 2,5 x 3 cm

nouveau

Attachez vos Plug'In !

Le Connecteur permet de solidariser les Plug In et les Cassettes pour constituer des kits!

CONNECTEUR INOX

- Réf. 190054 - Lot de 2
- Format 1 x 2,2 x 0,8 cm



Supports pour Fraises

Ergo Plug

Meilleure visibilité des fraises grâce à leurs pans inclinés



Réassorts
Silicones
p.42 et 43


ERGO PLUG 8

• Réf. 190310
Format 5 x 3,3 x 2,8 cm



ERGO PLUG 12

• Réf. 190311
Format 6,5 x 3,3 x 2,8 cm



ERGO PLUG 16

• Réf. 190312
Format 8,5 x 3,3 x 2,8 cm



Plug'In PLUS

Bassin amovible pour recevoir les fraises utilisées !

PLUG'IN 8 PLUS

• Réf. 190282
Format 8,4 x 2,5 x 3 cm



PLUG'IN 12 PLUS

• Réf. 190284
Format 10,3 x 2,5 x 3 cm



PLUG'IN 20 PLUS

• Réf. 190286
Format 11 x 3,5 x 3,4 cm



Plug'In « Fraises Hautes »

H.4 CM - 2 PERFO.

• Réf. 206023
Format 2,5 x 2 x 4 cm



H.4 CM - 4 PERFO.

• Réf. 206025
Format 4,5 x 2 x 4 cm



H.5 CM - 6 PERFO.

• Réf. 206000
Format 7,5 x 2 x 5 cm



H.5 CM - 12 PERFO.

• Réf. 206010
Format 6,3 x 2,5 x 5 cm



H.4 CM - 6 PERFO.

• Réf. 206002
Format 7,5 x 2 x 4 cm



H.4 CM - 8 PERFO.

• Réf. 206030
Format 4,5 x 2,5 x 4 cm



H.6 CM - 6 PERFO.

• Réf. 206003
Format 7,5 x 2 x 6 cm



H.7 CM - 6 PERFO.

• Réf. 206004
Format 7,5 x 2 x 7 cm



Supports pour Fraises



Plug'In « Maxi »

Stockage maximum des fraises!



PLUG'IN 20 PERFO.

- Réf. 190214 - Format 9,7 x 2,5 x 3,4 cm

Réassorts
Silicones
p.42 et 43



PLUG'IN 30 PERFO.

- Réf. 190230 - Format 11 x 3,5 x 3,4 cm



PLUG'IN 40 PERFO. H.5 CM

- Réf. 206040 - Format 10,9 x 8 x 5 cm

nouveau

Nouvelle hauteur !
5 cm, pour inclure
également les
fraises hautes



PLAQUE DE PLUG 40 PERFO.

et cassette pour plaque de plug

- Plaque de Plug - Réf. 190215 - Format 11 x 8 x 1,5 cm
- Plaque de Plug + Cassette - Réf. 190217

⚠ Existe toujours la version pour fraises standards :
• Réf. 190218 - Format 10,9 x 8 x 3,5 cm



Maxi Bur Blocs

Couvercle amovible, aluminium anodisé.



MAXI BUR BLOC 200

- Réf. 190260
- Format 18,5 x 9,5 x 4,5 cm
- 160 perfo. FG + 40 perfo. CA



MAXI BUR BLOC 100

- Réf. 190270
- Format 12 x 8,5 x 4,5 cm
- 80 perfo. FG + 20 perfo. CA



MAXI BUR BLOC 50

- Réf. 190240
- Format 10,6 x 4,7 x 4 cm
- 40 perfo. FG + 10 perfo. CA



MAXI BUR BLOC 25

- Réf. 190265
- Format 6,4 x 5 x 3,8 cm
- 20 perfo. FG + 5 perfo. CA

Supports pour Fraises

Fraisiers UltraLight

Cassette extra plate, spéciale thermo désinfecteur.

Existent en coloris 2 3 4 5



5 PERFO.

• Réf. 190370

Format 5,7 x 5,3 x 1,9 cm



9 PERFO.

• Réf. 190380

Format 9,3 x 5,3 x 1,9 cm

Plug'In Mixtes



Permet le maintien de fraises + 1 ou 2 inserts ou accessoires.

• Plug'In 4+1 - Format 4 x 2,5 x 4,2 cm Réf. 190408

• Plug'In 6+2 - Format 6 x 2,5 x 4,2 cm Réf. 190410

• Plug'In 10+2 - Format 10 x 2,5 x 4,2 cm Réf. 190412

Supports Polyvalents



Format 6 x 4,5 cm

Conçus spécialement pour les fraises de chirurgie, inserts de détartrage, forets d'implantologie et accessoires.

• 6 perfo. Ø 2 à 3,5 mm Réf. 205010

• 6 perfo. Ø 3,5 à 5 mm Réf. 205012



Réassorts
Silicones
p.42 et 43



Multi Plugs

Inox et silicone.



Format 6,3x2,5x5,1 cm

Encoches sur couvercle permettant le montage et démontage des inserts sur la pièce à main.

• Multi Plug 2+2 - 2 inserts + 2 fraises/brossettes Réf. 190421

• Multi Plug 5 - 5 inserts détartrage Réf. 190420

Clips Polyvalents



• 2 perfo. - Format 3,5 x 2,5 x 4,1 cm Réf. 205025

• 6 perfo. - Format 6 x 3,5 x 4,8 cm Réf. 205022

Particulièrement adapté au rangement et à la stérilisation des inserts de détartrage. Pour instruments Ø 3,5 à 5 mm.

Blocs Porte Fraises

Format 4 x 3 x 2,3 cm - 12 perfo.

(le modèle MX est composé de 6 FG + 6 CA)



• FG : Réf. 190250

• CA : Réf. 190252

• MX : Réf. 190253

Les Blocs Porte Fraises peuvent être rangés :

• à l'unité, dans la Boîte 5x4x3
Alu (Réf. 180004) / Inox (Réf. 182004)



• par 4, dans la Boîte 13x5x3
Alu (Réf. 180007) / Inox (Réf. 182007)



(Plus d'informations sur les boîtes, pages 32-33)


Supports pour Fraises



Clips Fraises



Acier inoxydable, couvercle autobloquant. Livrés avec 4 index silicone interchangeables de coloris 2 3 4 5. 2 types de perforations : tout turbine (FG), ou contre-angle + turbine (MX).



CLIP FRAISES 8 PERFO.

Format 3,5 x 2,8 x 2,8 cm

- Clip fraises 8 perfo. FG Réf. 191266
- Clip fraises 8 perfo. MX (4 FG / 4 CA)..... Réf. 191265

CLIP FRAISES 17 PERFO.

Format 6 x 4,5 x 2,8 cm

- Clip fraises 17 perfo. FG Réf. 191261
- Clip fraises 17 perfo. MX (12 FG / 5 CA)..... Réf. 191260



Clips Fraises Plus



Stabilité des fraises, Performance et Robustesse !

Acier inoxydable - Couvercle autobloquant. Livrés avec 4 index silicone interchangeables de coloris 2 3 4 5.



CLIP FRAISES PLUS 11 PERFO. MX (8 FG + 3 CA)

- Réf. 191368 - Format 4,4 x 2,4 x 3,2 cm

CLIP FRAISES PLUS 17 PERFO. MX (12 FG + 5 CA)

- Réf. 191360 - Format 6 x 4 x 3,2 cm



Color Blocs Alu

Des prix bas mais hauts en couleur !

Aluminium anodisé - 5 couleurs au choix : 1 2 3 4 5



COLOR BLOC 11 PERFO.MX (8 FG + 3 CA)

- Réf. 190368 - Format 4,4 x 2,4 x 3 cm

COLOR BLOC 17 PERFO.MX (12 FG + 5 CA)

- Réf. 190360 - Format 6 x 4 x 3 cm

Supports pour Fraises

Eco Blocs

Aluminium anodisé - 3 formats et 5 couleurs au choix :




ECO BLOC 4 PERFO.

Format 3 x 1,5 x 3 cm

- Eco Bloc 4 perfo. FG Réf. 190256
- Eco Bloc 4 perfo. MX (2 FG / 2 CA) Réf. 190255

nouveau



ECO BLOC 8 PERFO.

Format 3 x 2,5 x 3 cm

- Eco Bloc 8 perfo. FG Réf. 190236
- Eco Bloc 8 perfo. MX (4 FG / 4 CA) Réf. 190235

ECO BLOC 14 PERFO.

Format 5 x 2,5 x 3 cm

- Eco Bloc 14 perfo. FG Réf. 190246
- Eco Bloc 14 perfo. MX (7 FG / 7 CA) Réf. 190245

Eco Bloc PLUS




Ces supports en aluminium sont équipés d'un bassin de trempage !

Le bassin sert de réceptacle à un liquide de décontamination : les instruments souillés sont isolés et prédécontaminés après utilisation. Disponibles en coloris : 1 2 3 4 5



nouveau



nouveau

ECO BLOC PLUS 12 FG

- Réf. 190258

Format 6 x 2,5 x 3 cm

ECO BLOC PLUS 12 MX

- 8 FG / 4 CA - Réf. 190257

Format 6 x 2,5 x 3 cm

Supports pour Fraises



Bur Flash *Simple et Pratiques !*



Inox, téflon et silicone.

Supports aérés et légers, pour une meilleure visibilité des fraises et facilité de nettoyage.

Bonne stabilité. Les Bur Flash peuvent être stockés verticalement. Livrés avec 4 index silicones interchangeables de coloris 2 3 4 5. Spécialement étudiés pour machine à laver, ultrasons, stérilisation.

Nouveau Modèle!

Nouvelle conception plus fonctionnelle ! Le cadre inox est plus résistant aux multiples cycles de lavage et le support téflon est entièrement démontable pour une hygiène optimisée.



BUR FLASH 5 PERFO.

Format 4,3 x 3,3 x 1,3 cm

- Bur Flash 5 perfo. FG Réf. 190226
- Bur Flash 5 perfo. MX (3FG + 2CA) Réf. 190225

BUR FLASH 10 PERFO.

Format 7,3 x 3,3 x 1,3 cm

- Bur Flash 10 perfo. FG Réf. 190221
- Bur Flash 10 perfo. MX (5FG + 5CA) Réf. 190220




Mini Séquenceurs *Une Valeur Sûre !*



Acier inoxydable et téflon - Format 4,5 x 3 x 1,5 cm - 5 Perforations - Multi orientables.

Les Mini Séquenceurs existent en coloris blanc 8 : FG - CA ou MX (3 perfos FG + 2 CA)

ou coloris bleu 2 vert 4 et jaune 5 : FG uniquement.



Nouvelles teintes!

SÉQUENCEUR 5 PERFO. BLANC

- Séquenceur 5 perfo. FG blanc Réf. 190290-8
- Séquenceur 5 perfo. CA blanc Réf. 190292-8
- Séquenceur 5 perfo. MX blanc Réf. 190293-8

SÉQUENCEUR 5 PERFO. COULEUR

- Séquenceur 5 perfo. FG bleu 2 Réf. 190290-2
- Séquenceur 5 perfo. FG vert 4 Réf. 190290-4
- Séquenceur 5 perfo. FG jaune 5 Réf. 190290-5

Supports pour Endodontie

Endo Flash Simples et Pratiques !

Acier inox et téflon. Support aéré et léger. Meilleure visibilité des instruments. Facilité de nettoyage et stérilisation. Bonne stabilité. Anse autobloquante avec curseur silicone pour compter le nombre d'utilisations.



Modèle spécial limes longues !

nouveau

Convient à toutes les limes, y compris longueur 31 mm.



ENDO FLASH 4

• Réf. 182104


Format 4,2 x 1,3 x 5 cm



ENDO FLASH 8

• Réf. 182108

Format 7,3 x 1,3 x 5 cm



ENDO FLASH 12

• Réf. 182112

Format 9 x 1,3 x 5 cm



ENDO FLASH 8 XL

• Réf. 182118

Format 7,3 x 1,3 x 5 cm



Endo Pro

Nouveau Design ! Cassettes ultra-ajourées pour compatibilité avec les thermolaveurs.

1 endomètre + 1 stérimètre pour compter le nombre d'utilisations. Couvercle avec système de verrouillage.

Réassorts
Silicones
p.42 et 43



nouveau



ENDO PRO 4 XL

Convient à toutes les limes, y compris longueur 31 mm !

• Réf. 182340 - Format 4,8x 6 x 2 cm



ENDO PRO 8

• Réf. 182350 - Format 7,7 x 5,8 x 2 cm



ENDO PRO 12

• Réf. 182360 - Format 9,2 x 5,8 x 2 cm



Barrettes Endo

Un Grand Classique ! Acier inoxydable et téflon. Multi orientable. Coloris 2 4 5 8. Curseur silicone intégré pour compter le nombre d'utilisations.



Nouvelles teintes!



BARRETTE ENDO 8 perfo.

• Réf. 182210 - Format 6,8 x 4,6 x 1,7 cm



BARRETTE ENDO 12 perfo.

• Réf. 182260 - Format 9 x 5 x 1,7 cm

Supports pour Endodontie



Endo Cassettes

Ergonomie et facilité d'emploi ! Boîte inox perforée, insert téflon, Couvercle à système de verrouillage. Spécial nettoyage et stérilisation. Curseur silicone intégré pour compter le nombre d'utilisations.



ENDO CASSETTE 1

16 perfo. pour instr. canaux

• Réf. 182151 - Format 3,5 x 3,9 x 5 cm



ENDO CASSETTE 2

32 perfo. pour instr. canaux

• Réf. 182150 - Format 6,5 x 4,3 x 5 cm



ENDO CASSETTE 3

60 perfo. + 3 godets plastiques + 1 logette

• Réf. 182152 - Format 11,5 x 5,8 x 5 cm



Endo Zippo *nouveau*

Une collection complète de coffrets dédiés aux séquences endodontiques !

Formats compacts, adaptés pour stockage en cassettes. Acier inoxydable et téflon, compatibles thermolaveurs. Traitement de surface anti-tâches.



ENDO ZIPPO 6

• Réf. 182153

Format 2,3 x 3,5 x 5 cm



ENDO ZIPPO 8

• Réf. 182154

Format 2,3 x 4,5 x 5 cm



ENDO ZIPPO 12

• Réf. 182155

Format 2,3 x 5,5 x 5 cm



ENDO ZIPPO 16

Réf. 182156

Format 2,3 x 6,6 x 5 cm



Supports pour Endodontie



Endo Star Concept "Tout en un" !

NOUVEAU DESIGN ultra ajouré pour optimiser le nettoyage !!

Nouveau Modèle !



ENDO STAR 5

• Réf. 182160 - Format 5 x 2 x 5 cm
5 instruments d'endo + 2 fraises

ENDO STAR 8

• Réf. 182170 - Format 7,3 x 2,5 x 5 cm
8 instruments d'endo + 3 fraises



ENDO STAR 12

• Réf. 182180 - Format 9,4 x 2,5 x 5 cm
12 instruments d'endo + 3 fraises

Acier inox et silicone. Les Endo Star permettent de grouper votre instrumentation d'endo traditionnelle ou nickel titane, plus des fraises turbine ou contre angle. Equipés d'1 stérimètre, pour compter le nombre d'utilisations. Le patin silicone est antidérapant et amovible. Traitement de surface anti taches.



Endo Ultralight Un écriin pour vos limes !



ENDO ULTRALIGHT 4

• Réf. 182320 - Format 5 x 6 x 2 cm

ENDO ULTRALIGHT 8

• Réf. 182380 - Format 8,4 x 6 x 2 cm

ENDO ULTRALIGHT 12

• Réf. 182390 - Format 11,9 x 6 x 2 cm

Acier inox et silicone. Traitement de surface brillant, spécial anti tâche. Cassette extra plate et ultra ajourée pour assurer l'efficacité du nettoyage en thermo désinfecteur. Le présentoir intérieur est orientable pour présenter les instruments verticalement lorsque la cassette est ouverte. Stérimètre pour compter le nombre d'utilisations + règlette de mesure..

Bagues en acier inoxydable avec règlette graduée rotative pour régler la longueur des instruments à canaux. S'adapte à toute taille de doigt, main droite et main gauche.

ENDO RING

• Réf. 182110 - Format 3,9 x 1,2 cm
Le lot de 2



ENDO RING PLUS

• Réf. 182115 - Format 4 x 3,2 cm
L'unité



Réassort Mousse
Boîte de 40
Réf. 182116



Supports pour Endodontie



ENDO MICRO PLUS

Format 6,5 x 5 x 5 cm - Aluminium anodisé coloris 1 2 3 4

- Réf. 180183 - 24 perforations pour instruments canaux, 2 godets plastique stérilisables + 1 mini clean gripp

ENDO MICRO PULPA

Format 6,5 x 5 x 5 cm - Aluminium anodisé coloris 1 2 3 4

- Réf. 180180 - 30 perforations pour instruments canaux



MINI ENDO

Format 14 x 5,5 x 5 cm - Aluminium anodisé coloris 1 2 3 4

- Réf. 180193

60 perforations pour instruments canaux, 4 godets plastique stérilisables



MINI ENDO MIXTE

Format 14 x 5,5 x 5 cm - Aluminium anodisé coloris 1 2 3 4

- Réf. 180192

36 perforations pour instruments canaux, 3 godets plastique stérilisables, 1 clean gripp



ENDO TOTAL

- Réf. 180196 - Coloris 1 2

30 perfo. pour instr.can., 6 godets plastique stérilisables, 5 perfo. pour fraises (3 FG + 2 CA), 1 endomètre, 1 clean gripp, logette pour boulettes coton

Format 12 x 9 x 6 cm - Aluminium anodisé


ENDO TOTAL BASIC

- Réf. 180197

Coloris 1 uniquement
96 perforations pour instruments canaux



Le rangement maximum !



ENDO ECO

- Réf. 180195 - Format 22 x 10,5 x 5 cm

Aluminium anodisé coloris 1 2 3 4 5
180 perforations pour instruments canaux, 8 godets plastique stérilisables

Supports pour Endodontie

MINI GRIPP

Pour regrouper les instruments utilisés et les décontaminer. Compresse amovible, cuve pour liquide de désinfection.



MINI GRIPP ALU

• Réf. 180250

Ø 4 - H. 3,5 cm - Aluminium anodisé coloris 1 2 3 4 5 7 13



Nouveau Design!



MINI GRIPP INOX+TÉFLON

• Réf. 182400

Ø 4 - H. 3 cm



Un grand classique !



PULPA / GUTTA BOX



Format Ø 4,8 cm - H. 5,5 cm - Aluminium anodisé coloris

1 2 3 4

- Pulpa Box - Réf. 180150 - 18 perfo. pour instr. canaux
- Gutta Box - Réf. 180160 - 6 godets plastique stérilisables

Optimisez et facilitez votre obturation canalaire !

Gutta Bath offre une solution pour valider la désinfection de vos cônes de gutta après calibrage, en cours de traitement.



Nouveau



GUTTA BATH

• Réf. 180135 - Format 7 x 5 x 1,2 cm



BOÎTES DE PULPECTOMIE

Format 22 x 10,5 x 2 cm

Aluminium anodisé coloris 1 uniquement.



- Boîte de pulpectomie 12 bassins amovibles - Réf. 180100
- Boîte de pulpectomie 16 bassins amovibles - Réf. 180101



ENDOMODULE

Format 13,5 x 5,5 x 1,8 cm

• Endomodule Alu - Réf. 180130

Aluminium anodisé coloris 1 2 3 4




• Endomodule Inox - Réf. 182130



Implantologie

Cassettes Modulis



Pour une composition sur mesure ou formats plus grands, nous consulter : office@nichrominox.fr

CASSETTE MODULIS 4

• Réf. 500914 - Format 10 x 7,5 x 2,3 cm
Equipée de 1 module pour clé + 1 module bassin
+ 1 module 4 plugs.



CASSETTE MODULIS 8

• Réf. 500918 - Format 20 x 7,5 x 2,3 cm
Equipée de 1 module pour clé + 1 module bassin
+ 1 module 12 tubes + 1 module 4 plugs.

Plug'In d'Implantologie



Réassorts
Silicones
p.42 et 43



• N°1 - Réf. 500401
Format 10 x 4,5 x 5 cm
6 tubes silicone - 1 support pour clé à cliquet
(longueur clé maxi 9 cm).

• N°2 - Réf. 500501 - Format 15 x 4,5 x 5 cm
13 tubes silicone - 1 support pour clé à cliquet
(longueur clé maxi 10 cm) - 1 bassin inox amovible ajouré
pour faciliter le nettoyage.



Easy Gauge

Le placement idéal de vos implants



• Réf. 500550 - Format 12,7 x 6,6 x 0,7 cm
Composé de 2 réglettes (1 distale + 1 mésiale), Easy Gauge
permet de positionner avec précision le premier perçage.

Guide Implant Universel



• Réf. 500540
Le lot de 2 (mandibulaire + maxillaire)
Permet de positionner facilement le premier perçage, en
respectant les impératifs biologiques.
Les «fourchettes» en aluminium anodisé noir peuvent être
légèrement déformées avec les doigts pour s'adapter à l'arcade.

Implantologie

Cassettes d'Implantologie

Design innovant !



- Réf. 500301 - Format 10 x 8 x 2 cm
Pour 8 instruments et 1 clé à cliquet
(longueur clé maxi 9,5 cm).



- Réf. 500302 - Format 16 x 8 x 2 cm
Pour 15 instruments et 1 clé à cliquet
(longueur clé maxi 10 cm) + 1 bassin de récupération

Kits d'Implantologie



KIT D'IMPLANTOLOGIE N°1

- Réf. 500571 - Format 10 x 9 x 5 cm
14 tubes silicone - 1 support pour clé à cliquet
(longueur clé maxi 9 cm) - 1 bassin inox amovible.



KIT D'IMPLANTOLOGIE N°2

- Réf. 500631 - Format 15 x 8,5 x 5 cm
24 tubes silicone - 1 support pour clé à cliquet
(longueur clé maxi 9,5 cm) - 1 bassin inox amovible.



- Modèle T
- Réf. 500850-T

KIT D'IMPLANTOLOGIE N°5

Format 8 x 5,5 x 4 cm



- Modèle P
- Réf. 500850-P

Réassorts
Silicones
p.42 et 43





Photo Intra-Buccale



Les Miroirs en Verre

Haute Brilliance ! Restitution fidèle des couleurs. Image nette sans dédoublement. Métallisés sur les 2 faces.
Épaisseur 3 mm. Précautions d'emploi : se référer à la notice d'utilisation.



Les Miroirs avec Manche

Haute Brilliance ! Miroirs en verre, réalisés en Float Glass métallisé, épaisseur 3 mm bords rodés.
Equipés d'une glissière et d'un manche inox démontable.



• Réf. 190792 - Format du miroir 10 x 6,9 cm
Miroir palatin AE - Vues occlusales

• Réf. 190791 - Format du miroir 11,7 x 4,5 cm
Miroir latéral T1 - Vues buccales

Photo Intra-Buccale

Les Kits Photo



Les Cassettes Photo

Inox et silicone. Les miroirs et accessoires sont protégés par des supports en silicone adaptés à leur forme pendant les phases de stockage et de nettoyage.



attention, les Ecarteurs Plastique sont stérilisables à 121°C

KIT PHOTO N°2

Format 29 x 18,3 x 3,7 cm

Réf. 182735 - contient 1 Palatin adulte + 1 Palatin enfant + 1 Latéral C + 1 Lingual P + 2 écarteurs Plastique

Cassette Vide, Réf. 182730

Barrette autobloquante et amovible !



KIT PHOTO N°1

Format 19,8 x 16,5 x 3,7 cm

Réf. 182734 - contient 1 Palatin adulte + 1 Latéral C + 1 Lingual P

Cassette Vide, Réf. 182731

CASSETTE PHOTO N°1

Format 18 x 15 x 4,7 cm

Réf. 182739 - contient 1 Palatin adulte + 1

Palatin enfant + 1 Latéral T1 + 1 Manche Silicone

Cassette Vide, Réf. 182737

Existe également dans le même format :

CASSETTE PHOTO N°2

Réf. 182769 (contient 1 Palatin adulte + 1 Palatin enfant + 1 Latéral C + 1 Lingual P)

Cassette Vide - Réf. 182767



Nouvelle ergonomie : système de fermeture avec bouton rotatif !



CASSETTE PHOTO N°3

Format 22,5 x 12 x 4,7 cm

Réf. 182779 - contient 1 Universel L + 1 Contrastor

Palatin Double + 1 Contrastor Supérieur Double

Cassette Vide, Réf. 182777

Réassorts Silicone sur demande



Les Cassettes Solo



Véritables étuis de protection pour le nettoyage et la stérilisation des Miroirs Photo. Moins de risques de rayures pendant le nettoyage.

Miroirs vendus séparément (voir p.24)

Coloris disponibles : 2 3 4 5



CASSETTE SOLO N°1

• Réf. 182746 - Format 12 x 8,5 x 1,5 cm

Convient à 1 Palatin ou 1 Latéral T1



CASSETTE SOLO N°2

• Réf. 182747 - Format 16,2 x 7 x 1,5 cm

Convient à 1 Latéral C ou S ou 1 Lingual



CASSETTE SOLO N°3

• Réf. 182748 - Format 18,6 x 9 x 1,5 cm

Convient à 1 Universel ou 1 Palatin XL



CASSETTE SOLO N°4

• Réf. 182749 - Format 12 x 8,5 x 1,9 cm

Spécial Miroir AE ou T1 avec glissière

La Cassette Duo

nouveau

• Réf. 183748 - Format 18,4 x 9,4 x 2,2 cm

Permet le rangement de 2 miroirs

(y compris les plus grands*)

dans un format ultra plat.

*hors miroirs à glissière



Photo Intra-Buccale



LES CONTRASTORS PALATINS

Les Contrastors

Les Contrastors
(Aluminium ou Silicone)
masquent les éléments non
désirés en créant un écran noir
sur les zones à dissimuler.
Les Contrastors supérieurs
permettent de masquer
la lèvre supérieure,
et les fosses nasales. Egalement
utilisés en vues latérales.



LES CONTRASTORS SUPERIEURS

CONTRASTORS ALUMINIUM



CONTRASTORS PALATINS ALU

- Réf. 190780 - **Le lot de 2**
(1 large + 1 étroit)



CONTRASTORS SUPERIEURS ALU

- Réf. 190776 - **Le lot de 2**
(1 large + 1 étroit)

CONTRASTORS SILICONE



CONTRASTOR PALATIN LARGE

- Réf. 190781 - **L'unité**

CONTRASTOR PALATIN ETROIT

- Réf. 190782 - **L'unité**



**Peuvent être modelés
avec les doigts.**



CONTRASTOR SUPERIEUR LARGE

- Réf. 190777 - **L'unité**

CONTRASTOR SUPERIEUR ETROIT

- Réf. 190778 - **L'unité**



CONTRASTOR PALATIN DOUBLE

- Réf. 190783 - **L'unité**



CONTRASTOR SUPERIEUR DOUBLE

- Réf. 190774 - **L'unité**

Photo Intra-Buccale



MANCHE PORTE MIROIR SILICONE

• Réf. 190796 - Lame acier gainée de silicone - Incassable et modelable avec les doigts. Coloris Bleu **2** - Vert **4** - Rose **11**.
Convient à tous nos miroirs, évite rayures et traces de doigts.



ECARTEURS DE COMMISSURES NOIRS

• Réf. 190779 - Le lot de 2
Utilisables des 2 côtés.



LAMES PHOTO MÉTAL

• Réf. 190711 - N°1 Petite
• Réf. 190712 - N°2 Grande



Inox poli brillant effet miroir.

Rendu photo excellent. Clichés occlusaux avec le côté large et vestibulaires avec le côté étroit.

Les Ecarteurs Photo Plastique

Stérilisation autoclave 121°C, voir notice d'utilisation.



ECARTEURS DE COMMISSURES DOUBLES

• Réf. 072750 - Etroit • Réf. 072752 - Médium • Réf. 072751 - Large

Ecarteur autostatique équipé d'ailettes latérales pour augmenter l'écartement.

ECARTEURS PLASTIQUE


• Réf. 072700 - Le lot de 2

Utilisables des 2 côtés : 1 côté large + 1 côté étroit.

Plateaux de Rangement et Stérilisation



Les Plateaux Inox



PLATEAUX INOX 28X18

Acier inoxydable


- Plateau 28 x 18 x 1,9 cm Réf. 182450
- Couvercle 28 x 18 x 2,5 cm Réf. 182451
- Porte-instruments (11) Réf. 182452



PLATEAUX INOX 18X14

Acier inoxydable


- Plateau 18 x 14 x 1,9 cm Réf. 182460
- Couvercle 18 x 14 x 2,5 cm Réf. 182461
- Porte-instruments (7) Réf. 182462



PLATEAUX INOX PERFORÉS 28X18

Acier inoxydable

- Plateau 28 x 18 x 1,9 cm Réf. 185450
- Couvercle 28 x 18 x 2,5 cm Réf. 185451
- Porte-instruments (11) Réf. 182452



PLATEAUX INOX PERFORÉS 18X14

Acier inoxydable

- Plateau 18 x 14 x 1,9 cm Réf. 185460
- Couvercle 18 x 14 x 2,5 cm Réf. 185461
- Porte-instruments (7) Réf. 182462

Les Displays Inox



DISPLAY INOX 28 X 18

- Format 30 x 19 x 27 cm Réf. 182455 (vide)
- Pour 6 plateaux 28 x 18 avec couvercles
Possibilité de fixation murale



DISPLAY INOX 18 X 14

- Format 19 x 16 x 27 cm Réf. 182465 (vide)
- Pour 6 plateaux 18 x 14 avec couvercles
Possibilité de fixation murale

Plateaux de Rangement et Stérilisation



Les Plateaux Alu

Coloris Plateaux 1 2 3 4 5 6 - Coloris Couvertres 1 uniquement



PLATEAUX ALU 28X18

Aluminium anodisé


- Plateau 28 x 18 x 1,9 cm..... Réf. 181450
- Couverture 28 x 18 x 2,5 cm..... Réf. 181451
- Porte-instruments (16)..... Réf. 181452



PLATEAUX ALU 18X14

Aluminium anodisé


- Plateau 18 x 14 x 1,9 cm..... Réf. 181460
- Couverture 18 x 14 x 2,5 cm..... Réf. 181461
- Porte-instruments (10)..... Réf. 181462



PLATEAUX ALU PERFORÉS 28X18

Aluminium anodisé

- Plateau 28 x 18 x 1,9 cm..... Réf. 184450
- Couverture 28 x 18 x 2,5 cm..... Réf. 184451
- Porte-instruments (16)..... Réf. 181452



PLATEAUX ALU PERFORÉS 18X14

Aluminium anodisé

- Plateau 18 x 14 x 1,9 cm..... Réf. 184460
- Couverture 18 x 14 x 2,5 cm..... Réf. 184461
- Porte-instruments (10)..... Réf. 181462

Les Displays Alu



DISPLAY ALU 28 X 18

① Dans le sens de la largeur :

- Format 30 x 19 x 27 cm..... Réf. 181455 (vide)

② Dans le sens de la longueur :

- Format 19 x 30 x 27 cm..... Réf. 181456 (vide)

Pour 6 plateaux 28 x 18 avec couvertres

Possibilité de fixation murale



DISPLAY ALU 18 X 14

- Format 19 x 16 x 27 cm..... Réf. 181465 (vide)

Pour 6 plateaux 18 x 14 avec couvertres

Possibilité de fixation murale

sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation. Non remboursés par les organismes d'assurance maladie.

Plateaux de Rangement et Stérilisation

Les Plateaux 20x10 et 20x15



PLATEAUX ALU



Aluminium anodisé - Coloris 1 2 3 4 5 6

- Format : 20 x 15 x 2 cm Réf. 181480
- Format : 20 x 10 x 2 cm Réf. 181470




PLATEAUX INOX

Acier inoxydable - Haute résistance
Spécialement conçus pour les sets d'examen dans la pratique quotidienne



- Format : 20 x 15 x 2 cm Réf. 182480
- Format : 20 x 10 x 2 cm Réf. 182470



DISPLAY ALU


Pour 6 plateaux 20 x 15 :

- Format 16 x 20 x 18,5 cm Réf. 181485 (vide)

Pour 6 plateaux 20 x 10 :

- Format 10,3 x 20 x 18,5 cm Réf. 181475 (vide)

Ne pas utiliser de solution incompatible avec l'aluminium



DISPLAY INOX

Pour 6 plateaux 20 x 15

- Format : 21 x 15,8 x 18,2 cm Réf. 182485 (vide)

Pour 6 plateaux 20 x 10

- Format : 20,6 x 10,2 x 18,2 cm Réf. 182475 (vide)

Possibilité de fixation murale



Les Tubs Aluminium



Plateau d'organisation et de transport très léger. Gain de temps pour l'assistante.
Peut être équipé de séparateurs et disposé dans un display.

- Tub Alu - Coloris 1 2 3 4 - Format 33,5 x 23,5 x 5,2 cm Réf. 181510
- Séparateur Réf. 181520
- Display vide (pour 4 Tubs) - Format 34 x 24 x 41 cm Réf. 181525

Possibilité de fixation murale

Plateaux de Rangement et Stérilisation

Les Stéri Trays Les Containers


Boîtes de stérilisation équipées d'un **filtre papier** (à usage unique) - Aluminium anodisé coloris ¹. Couvercles multi perforés avec clips de fermeture. Joint silicone d'étanchéité (230°C).



STERI TRAY 18X14

- Réf. 187460 - Formats :
- Ext. 19 x 14,5 x 4,6 cm - Int. 18 x 13,5 x 2,8 cm
- Réf. 187468 - Réassort de 100 Filtres Papier

Avec
porte-instruments
en aluminium



STERI TRAY 28X18

- Réf. 187450 - Formats :
- Ext. 29,5 x 19 x 4,6 cm - Int. 28 x 18 x 2,8 cm
- Réf. 187458 - Réassort de 100 Filtres Papier



CONTAINER 25X10X5

- Réf. 300100 - Formats :
- Ext. 26 x 11 x 7,5 cm - Int. 25 x 10 x 5,1 cm
- Réf. 300150 - Réassort de 100 Filtres Papier



CONTAINER 25X15X6

- Réf. 300200 - Formats :
- Ext. 26 x 16 x 8,5 cm - Int. 25 x 15 x 5,8 cm
- Réf. 300250 - Réassort de 100 Filtres Papier

Aluminium
«Qualité
Supérieure»



Les Stéri Box

Boîtes de stérilisation performantes et écologiques ! Elles sont équipées d'un **filtre Téflon efficace jusqu'à 2000 cycles**, d'un double joint silicone d'étanchéité, un porte étiquette et deux supports pour plomb. Aluminium anodisé coloris ¹. Pour des cassettes adaptées, nous consulter.



STERI BOX 18X14

- Réf. 187445 - Formats :
- Ext. 19 x 15,6 x 5,5 cm - Int. 18 x 13,5 x 3,5 cm
- Réf. 187447 - Réassort Filtre Téflon - l'unité

Etiquette aluminium + marquage, en supplément & sur demande :
• Réf. 187448

Système de filtration
avec double joint
d'étanchéité et filtre
Téflon.



NOUVEAU



STERI BOX 28X18

- Réf. 187440 - Formats :
- Ext. 30 x 19 x 6 cm - Int. 28 x 18 x 4 cm
- Réf. 187446 - Réassort Filtre Téflon - l'unité



STERI BOX 32X21

- Réf. 187470 - Formats :
- Ext. 35 x 21,7 x 8 cm - Int. 32 x 21 x 7 cm
- Réf. 187446 - Réassort Filtre Téflon - l'unité

Boîtes de Rangement et Stérilisation

Boîtes Aluminium



Formats (cm)*	Coloris Gris
17 x 7 x 3	180014-1
18 x 9 x 3	180016-1
18 x 9 x 4	180017-1
21 x 10 x 3	180019-1
21 x 10 x 4	180020-1
21 x 10 x 5	180021-1



Formats (cm)*	Coloris Bleu	Coloris Rouge	Coloris Vert	Coloris Doré
17 x 7 x 3	180014-2	180014-3	180014-4	180014-5
18 x 9 x 3	180016-2	180016-3	180016-4	180016-5
21 x 10 x 3	180019-2	180019-3	180019-4	180019-5
21 x 10 x 5	180021-2	180021-3	180021-4	180021-5

Boîtes Aluminium Petits Formats



Compatibles Blocs Porte Fraises (p.13)



Compatibles Blocs Porte Fraises (p.13)

BOITES 5 X 4 X 3 CM*

Coloris	Référence
Coloris Gris	180004-1
Coloris Bleu	180004-2
Coloris Rouge	180004-3
Coloris Vert	180004-4
Coloris Doré	180004-5

BOITES 10 X 3 X 2 CM*

Coloris	Référence
Coloris Gris	180005-1
Coloris Bleu	180005-2
Coloris Rouge	180005-3
Coloris Vert	180005-4

BOITES 13 X 5 X 3 CM*

Coloris	Référence
Coloris Gris	180007-1
Coloris Bleu	180007-2
Coloris Rouge	180007-3
Coloris Vert	180007-4

* Les formats mentionnés sont les désignations commerciales. Les dimensions exactes sont disponibles sur demande.

Dispositifs médicaux de Classe I - Fabricant NICHROMINOX - Lire attentivement les instructions figurant

Boîtes de Rangement et Stérilisation

Boîtes Aluminium Perforées

SPECIAL AUTOCLAVE

Coloris 1 uniquement



Formats (cm)*	Référence
17 x 7 x 3	184014
18 x 9 x 3	184016
21 x 10 x 3	184019
21 x 10 x 5	184021

Boîtes Aluminium Grands Formats

Aluminium supérieur anodisé épaisseur 15/10.

Coloris 1 uniquement



Formats (cm)*	Référence
25 x 10 x 5	180022-1
25 x 15 x 6	180024-1

Boîtes Inox



Formats (cm)*	Référence
5 x 4 x 3	182004
13 x 5 x 3	182007

Compatibles Blocs Porte Fraises (p.13)



Formats (cm)*	Référence
17 x 7 x 3	182014
18 x 9 x 3	182016
21 x 10 x 3	182019
21 x 10 x 5	182021

Boîtes Inox Perforées

SPECIAL AUTOCLAVE




Formats (cm)*	Référence
17 x 7 x 3	185014
18 x 9 x 3	185016
21 x 10 x 3	185019
21 x 10 x 5	185021

* Les formats mentionnés sont les désignations commerciales. Les dimensions exactes sont disponibles sur demande.

sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation. Non remboursés par les organismes d'assurance maladie.

Les Ecarteurs de Chirurgie



ECARTEURS INFÉRIEURS

- Réf. 074000 - la paire (côté droit + côté gauche)

Ces écarteurs sont destinés à l'extraction des dents de sagesse inférieures.

Griffes d'appui. Ils dégagent en position verticale et horizontale la commissure labiale. Ils dégagent le champ opératoire et la main de l'aide. Excellente tenue dans la main du praticien.



ECARTEURS SUPÉRIEURS

- Réf. 071700 - la paire (côté droit + côté gauche)

Ces écarteurs sont destinés à l'extraction des dents de sagesse supérieures.

Griffes d'appui. Leur originalité réside dans le fait que le lambeau est récliné en le repoussant et non en le tirant. Le praticien travaille à l'intérieur de la concavité de l'instrument, ce qui libère l'accès à la dent de sagesse.



ECARTEURS UNIVERSELS

- Réf. 071108 - L'unité, largeur 8 mm
- Réf. 071112 - L'unité, largeur 12 mm

Pour dents de sagesse supérieures ou inférieures.

Griffes d'appui - L'écarteur universel permet, les griffes prenant appui sur l'os, de récliner le lambeau en écartant la lèvre. Cet écarteur est utilisable pour l'extraction des dents de sagesse supérieures ou inférieures mais aussi pour toute intervention endo-buccale.



ECARTEURS TYPE GINESTET

- Réf. 072400 - la paire (côté droit + côté gauche)


Ces écarteurs, lors des interventions sur les dents de sagesse incluses, permettent de maintenir le lambeau en place.



ECARTEURS TYPE DAUTREY

- Réf. 072200 - L'unité, version courte (H. 6 et 4,5 cm)
- Réf. 072201 - L'unité, version longue (H. 9 et 7,5 cm)

Cet écarteur en forme de gouttière permet de ne pas traumatiser les commissures lors des extractions de dents de sagesse.



ECARTEURS TYPE FARABEUF

- Réf. 072100 - Le lot de 2

Cet écarteur très polyvalent est adapté à tous les types de travaux endo-buccaux.

Ecarteurs & Accessoires



CALES OUVRE-BOUCHE

- Réf. 070300 - Le jeu de 2 (1 Petite + 1 Grande dans 1 boîte alu)
- 2 hauteurs : 15 et 25 mm

Acier inoxydable anti-reflets et gouttières silicones. Ces cales ouvre-bouche servent de repose-dents pour les soins prolongés. Les gouttières enduites de silicone évitent tout traumatisme.




LAMES MALLÉABLES

- Réf. 071000 - Le jeu de 3

Existent en 3 largeurs : 10, 15 et 20 mm

Ces lames malléables peuvent être facilement modelées avec les doigts ou avec une pince chirurgicale, tout en étant suffisamment résistantes pour ne pas se déformer.



LAMES ABORD LINGUAL ①


- Réf. 070800 - Le lot de 2

Cette lame en forme de baïonnette est conçue pour faciliter un abord lingual pour l'avulsion des dents de sagesse.

LAMES ABAISSE LANGUE ②

- Réf. 072000 - Le lot de 2

Cette lame permet d'abaisser la langue et de la récliner en la protégeant lors des interventions en bouche.



ECARTEUR DE COMMISSURES INOX

- Réf. 072600 - Le lot de 2
- Utilisable des 2 côtés.



ECARTEUR DE SOINS «VISIO-N»

- Réf. 075100 - L'unité

Adapté à tout type d'acte du quotidien, permet un écartement optimal et atraumatique pour le patient, de la joue au maxillaire, des prémolaires jusqu'à la face distale des dernières molaires.

Le manche en forme de poignée permet également un maintien plus ferme et moins fatigant pour l'utilisateur.



ECARTEUR POLYVALENT

- Réf. 075000 - L'unité

Permet de récliner un lambeau, une commissure.

Adapté à tout type de petite chirurgie endo-buccale.



ECARTEUR EN «S»

- Réf. 072500 - L'unité

Bords incurvés, atraumatiques pour les commissures.

Deux extrémités (12 mm et 20 mm) permettent de s'adapter à la largeur de l'incision.

Accessoires divers



PROTÈGE-LANGUE

- Réf. 190514 - La paire (côté droit + côté gauche)

Sans miroir. Protection linguale et jugale.

Facilitent l'accès à l'arcade dentaire et permettent de travailler avec un contre angle même incliné.




PROTÈGE-LANGUE MIROIR

- Réf. 190515 - L'unité

Avec miroir incorporé. Protection linguale et jugale

Facilitent l'accès à l'arcade dentaire et permettent de travailler avec un contre angle même incliné.



MIROIRS D'EXAMEN

- Réf. 193510 - Le jeu de 6

Manches aluminium anodisé - Miroir Ø 2 cm. Vendus par lot de 6 avec manches coloris assortis : 1 2 3 4 5 6.



MIROIR DE PARALLÉLISME

- Réf. 190750 - Vendu avec manche

Miroir front de surface avec marquage laser. Les lignes parallèles espacées de 3 mm donnent un repère dans l'espace pour faciliter le contrôle visuel du parallélisme des tailles de piliers. Format du miroir 4,5 x 2,9 cm



MIROIRS GRANDS FORMATS

- Réf. 190772 - Miroir Ø 4 cm
- Réf. 190773 - Miroir Ø 5 cm

Spécial photo en bouche et motivation du patient.
Vendus avec manches



SILICONE CODE RING

- Réf. 190202 - La boîte de 50

6 coloris 2 3 4 5 7 13 - Codification et organisation des instruments à main en cassette.
Stérilisation autoclave 134°C.

Accessoires divers



CUPULES

- **Petit Format** - Réf. 182041
Ø 5,3 cm - H. 2,5 cm - contenance 1,8 cl
 - **Grand Format** - Réf. 182042
Ø 6,1 cm - H. 2,7 cm - contenance 3,4 cl
- Acier inoxydable.
Petits bols pour rinçage, dilution et mélange.



DÉCONTAMINATEUR POLYVALENT

- Réf. 182050 - Format Ø 7,5 cm - H. 3,5 cm
- Acier inoxydable. Composé de 3 éléments : une cuve de base, un panier égouttoir et un couvercle.
Permet de limiter la contamination aéroportée.



POTS COTON

- Format Ø 5,5 cm - H. 7,5 cm
- Réf. 190300-1 - Alu coloris 1
 - Réf. 190300-2 - Alu coloris 2
 - Réf. 190300-4 - Alu, coloris 4
 - Réf. 192300 - Inox



POTS DÉCHETS

- Format Ø 7 cm - H. 8 cm
- Réf. 190400-1 Alu coloris 1
 - Réf. 190400-2 Alu coloris 2
 - Réf. 190400-4 Alu coloris 4
 - Réf. 192400 - Inox
- Godet intérieur



PORTE-EMPREINTES OCCUSO-COMPRESSIFS

- Réf. 190150 - Jeu de 2
- Acier inoxydable - Lame amovible - Pour mordus

PORTE-EMPREINTES OCCCLUSION

- Réf. 190110 - Jeu de 10
- Fils d'acier inox modelables - Pour mordus



PLAN DE FOX

- Réf. 119940 - Format 20 x 10,5 cm
- Aluminium anodisé.
Permet de visualiser le plan occlusal et les imperfections de l'occlusion.

Métal en Fil



GRILLES INOX

• Réf. PM190650

Pour renfort de résine.*

Acier inoxydable. 1 mètre de grille, soit 10 tubes de 10 cm.



CAVALIERS INOX

Pour constructions orthodontiques, prothétiques et contention.*



de 1,75 à 4 mm



Les cavaliers inox sont disponibles en 10 largeurs (mm) : 1,75 - 2,00 - 2,25 - 2,50 - 2,75 - 3,00 - 3,25 - 3,50 - 3,75 - 4,00



• Réf. PM119608 à PM119680
La pochette de 24 (par taille)

• Réf. PM119699 - Le Coffret
(6 cavaliers de chaque taille)



LES FORETS SPIREC

De retour en Stock !

- Réf. PN119851-M - Forets Spirec - Jeu de 5
DM Classe IIa - Fabricant : Hager&Meisinger GmbH
- Réf. PN119851-S - Forets «type Spirec» - Jeu de 6
DM Classe IIa - Fabricant : Stoner / Edenta




Permet de reporter l'entraxe souhaité sur le couvercle du coffret pour sélectionner la bonne taille de cavalier.

PARALLÉLISEUR BUCCAL

• Réf. 190530

Indispensable pour le positionnement des cavaliers inox, dans le cadre d'une contention.



TIGES CYLINDRIQUES STRIÉES

Nickel Chrome 18.10 crantés sur toute la longueur.

Pour tenons provisoires.*

6 diamètres disponibles : Ø 9/10 à 14/10

• Réf. PM119709 à PM119714 la pochette de 12 (par taille)



SOUDURE C4

• Réf. 140100

Haute fluidité, faible température de liaison (550°C), résistance mécanique élevée, de 35 à 45 kg/mm².

Présentée en filament de 0,35 mm livrée en bobine de 5 mètres, soit environ 5 grammes avec fondant en pâte. Permet de souder sans les recuire 2 fils élastiques même de petit diamètre.



FILS INOX EXTRA MOU - NICHRO C4

- Ø 3/10 mmRéf. PM119203
- Ø 4/10 mmRéf. PM119204
- Ø 5/10 mmRéf. PM119205
- Ø 2,5/10 mmRéf. PM119325

Bobines de 15 m. Fil réalisé en Nickel Chrome 18.10, particulièrement adapté à la prise de périmètres et constructions orthodontiques.

* Utilisation en bouche à court terme : 30 jours maximum

Métal en Fil et Plaque

FIL INOX EN ROULEAUX ROND ET DEMI ROND



Les Fils Ronds NICHROMINOX existent en différentes duretés et divers diamètres. Ils sont vendus en rouleaux de 10 mètres. Les Fils Mous sont conditionnés en rouleaux de 1 mètre.

FIL ROND DUR - Résistance 160-170 kg

- Ø 4/10 à 9/10 Réf. PM112204 à PM112209
- Ø 10 à 13/10 + 15/10 Réf. PM112210 à PM112215

FIL ROND DEMI DUR - Résistance 140-150 kg

- Ø 5/10 à 7/10 + 9/10 Réf. PM111205 à PM111209
- Ø 10/10 à 15/10 Réf. PM111210 à PM111215

FIL ROND MOU - Résistance 60-80 kg

- Ø 3/10 Réf. PM110103
- Ø 4/10 à 6/10 Réf. PM110104 à PM110106



Les Fils Demi-Ronds NICHROMINOX existent en différentes duretés et divers diamètres. Ils sont vendus en rouleaux de 10 mètres.

FIL DEMI ROND DUR - Résistance 160-170 kg

- Ø 13/10 à 15/10 Réf. PM117213 à PM117215

FIL DEMI ROND DEMI DUR - Résistance 140-150 kg

- Ø 13/10 à 15/10 Réf. PM116213 à PM116215

Composition des fils : alliage NiCr 18.12

Utilisation en bouche à court
terme : 30 jours maximum

MÉTAL EN TIGES

Nickel Chrome 18.10

Ø 6/10 à 16/10 + 20/10

2 longueurs disponibles : 15 cm et 30 cm



- Réf. PM119406 à PM119420 - longueur 15 cm
- Réf. PM119506 à PM119520 - longueur 30 cm


MÉTAL EN TUBES

Nickel Chrome 18.10

Calibré pour Métal en Tige de diamètre

Ø 9/10 - 13/10 - 15/10

2 longueurs disponibles : 15 et 30 cm



- Réf. PM120109 à PM120115 - longueur 15 cm
- Réf. PM120209 à PM120215 - longueur 30 cm

BARRE LINGUALE

- Réf. PM119103

Pour renfort de résine.*

Fil de section ovale - Largeur 2,3 mm x épaisseur 1,4 mm.
Résistance 160 - 170 kg. Livré en lot de 5 pochettes de 1 m.

* Utilisation en bouche à court terme : 30 jours maximum



PLAQUES ACIER INOX

- Plaque au 5 (2,5/10 mm) Réf. PM160105
- Plaque au 10 (5/10 mm) Réf. PM160110
- Plaque au 12 (6/10 mm) Réf. PM160112

Nickel Chrome 18.10. Format 150 x 85 mm.



sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation. Non remboursés par les organismes d'assurance maladie.

Accessoires de Chirurgie


nouveau

LES ARCS DE DAUTREY



Arcs de Dautrey Dur

- Réf. 010800
- Longueur 140 mm - lot de 10



Arcs de Dautrey Malléables

- Réf. 010700
- Longueur 150 mm - lot de 10

LES ARCS DE CONTENTION MAXILLAIRE

Arcs à Crochets

- Réf. 010100
- Longueur 121 mm - lot de 2



Arcs à Créneaux

- Réf. 010200
- Longueur 121 mm - lot de 2



Arcs Dr Duclos

- Réf. 010150
- (1 arc à crochet + 1 arc à créneaux)
- Longueur 121 mm



Arcs à Créneaux Encochés

- Réf. 010300 (type Dautrey)
- Longueur 136 mm - lot de 2



Arcs à Crochets Doubles

- Réf. 010600 (Dr Champy)
- Longueur 121 mm - lot de 2



Arcs Longs

- (Dr Péri)
- Réf. 010500
- Longueur 156,5 mm - lot de 2



Utilisation en bouche à court terme : 30 jours maximum



Utilisation en bouche à court terme : 30 jours maximum

FIL INOX EXTRA MOU EN BOBINES MÉTALLIQUES

Bobine de 5 mètres. 3 diamètres disponibles :

- Ø 3/10 mm - Réf. PM014003
- Ø 4/10 mm - Réf. PM014004
- Ø 5/10 mm - Réf. PM014005



ELASTIQUES DE BLOCAGE

Boîtes de 100 pièces. 5 tailles disponibles :

- n°0 à n°5 Réf. 090800 à 090805
- Assortis Réf. 090810



FILS DE LIGATURE APPOINTÉS ET DRESSÉS

Pour fixation des Arcs de Contention Maxillaire*

Tubes de 28 fils. Longueur 135 mm

- 3 diamètres disponibles :
- Ø 3/10 mm - Réf. 012003
- Ø 4/10 mm - Réf. 012004
- Ø 5/10 mm - Réf. 012005

** Utilisation en bouche à court terme : 30 jours maximum*



OUVRE-BOUCHE CHIRURGICAL

- Réf. 070000 - Ouvre-bouche standard
- Réf. 070001 - Ouvre-bouche petit modèle

Lame abaisse-langue amovible taille adulte (lame taille enfant en option). Bonne visibilité, dégagement de la muqueuse jugale à l'extérieur et de la langue à l'intérieur.

Accessoires de Chirurgie



LES ORO PACKS • Réf. 091500 - Boite de 80 unités

Compresse destinée aux tamponnements oro-pharyngés lors des interventions sous anesthésie générale dans les domaines de l'O.R.L., la stomatologie, et la chirurgie maxillo-faciale.

L'Oro-Pack complète la protection qu'offre le ballonnet. Placé au carrefour aérodigestif en arrière de la langue, il constitue une première barrière indispensable pour les liquides, sang, eau et muquosités.

La compresse peut être facilement découpée à l'aide de ciseaux.


Stérilisation à l'autoclave à 121°C.



PINCE À LIGATURES

• Réf. 054000

Longueur 14cm, permet de réaliser tout type de ligatures en bouche.



CISEAU À FILS DE LIGATURE •

Réf. 055000

Grâce à la lame crantée, la coupe du fil est très précise.



CISEAU À DÉLIGATURER

• Réf. 055400

Permet de sectionner le fil sur la dent sans desserrer la ligature.

Réassorts Silicones

PLUGS POUR FRAISES

• Réf. 190200
La pochette de 8




Vendus par lots de 8.

Coloris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Utilisés sur les supports Plug In, les Porte-Fraises Ultralight (p.10-11-12-13), les Endo Star (p.19) et Kits d'Implantologie (p.22-23).

PLUGS ENDO

• Réf. 182175
La pochette de 8




Vendus par lots de 8.

Coloris 2 uniquement.

Utilisés sur les Endo Ultralight et les Endo Star (p.19).


TUBES SILICONE

Pochette de 6. L'encoche centrale se décline en 3 tailles :




• Réf. 500600 - Lot de 6 tubes
Pour instruments Ø 2 à 3,5 mm

Coloris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13



• Réf. 500610 - Lot de 6 tubes
Pour instruments Ø 3,5 à 5 mm

Coloris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13




• Réf. 500620 - Lot de 6 tubes
Pour instruments Ø 5 à 6,5 mm

Coloris 1 2 3 4 5 8 9

Utilisés dans les Kits d'Implantologie (p.22-23), les Supports Polyvalents, Clips Polyvalents et Plug In Mixte (p.13).

CURSEURS POUR STERIMETRE

• Réf. 182370
Le lot de 12




Coloris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13

Utilisés sur tous les Supports d'Endo (hors gamme Aluminium) (p.17 à 19)

INDEX COULEUR

• Réf. 190275
Le lot de 12



Coloris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13

Utilisés sur les Bur Flash (p.16), Multi Plugs (p.13), Clips Fraises (p.14), Micro Cassettes et Cassettes à Compartiments (p.8).

POUR ERGO CLIPS / ERGO CASSETTES (page 7) et FLEXI CLIPS (hors catalogue)

Coloris : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13



Format et Réf. Cassette		Composition	Réf. Réassort
18x8 cm	182703/182803	3 ENCOCHES Ø 10 MM	182713
	182700/182753/182800	5 ENCOCHES Ø 8,5 MM	182705
18x11 cm	182801	5 ENCOCHES Ø 11 MM	182724
	182710/182750/182810	10 ENCOCHES Ø 8,5 MM	182715
18x15 cm	182811	8 ENCOCHES Ø 11 MM	182729
	182712/182752	10 ENCOCHES Ø 8,5 MM + PATIN PLAT	182722
23x18 cm	182812	15 ENCOCHES Ø 8,5 MM	182743
	182720/182751/182820	20 ENCOCHES Ø 8,5 CM	182736
28x18 cm	182725	10 ENCOCHES Ø 8,5 MM + VAGUES	182721

POUR CASSETTES EXTRA PLATES (page 4 et 5) - Coloris : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13




Format et Réf. Cassette		Composition	Réf. Réassort
18x6 cm	182063/183063	5 ENCOCHES Ø 8,5 MM	182073
18x9 cm	182055/183055	7 ENCOCHES Ø 8,5 MM	182089
18x13 cm	182062/183062	10 ENCOCHES Ø 8,5 MM	182072

Réassorts Silicones

POUR CASSETTES GALAXY (page 3), CLASSIQUES (page 5) ET ULTRALIGHT (hors catalogue)

Coloris : 2 3 4 5 7 13



Format et Réf. Cassette		Composition	Réf. Réassort
18x7 cm	182069	4 ENCOCHES Ø 11 MM	182078
	182039	5 ENCOCHES Ø 8 MM	182052
	182079	2 ENCOCHES PORTE TURBINES	182088
	182044	5 ENCOCHES GALAXY	182045
	183044	10 ENCOCHES «RÉTENTIVES»	183045
18x10 cm	182054	6 ENCOCHES Ø 11 MM	182084
	182025	7 ENCOCHES GALAXY	182026
	183025	14 ENCOCHES «RÉTENTIVES»	183026
18x14 cm	182066	8 ENCOCHES Ø 11 MM	182077
	182056/182036	10 ENCOCHES Ø 8 MM	182083
	182046	10 ENCOCHES GALAXY	182047
	183046	20 ENCOCHES «RÉTENTIVES»	183047
18x20 cm	182057	8 ENCOCHES Ø 11 MM + ESPACE LIBRE	182082
	182048	10 ENCOCHES GALAXY + ESPACE LIBRE	182028
28x18 cm	182068	16 ENCOCHES Ø 11 MM	182071
	182058	20 ENCOCHES Ø 8 MM	182081
	182049	20 ENCOCHES GALAXY	182029
	182087	10 ENCOCHES Ø 11 MM + ESPACE LIBRE	182074
	182037	12 ENCOCHES Ø 8 MM + ESPACE LIBRE	182059
	182027	12 ENCOCHES GALAXY + ESPACE LIBRE	182024

POUR CASSETTES EASY CLIPS (page 6) - Coloris : 1 2 3 4 5 7 8 9 13



Format et Réf. Cassette		Composition	Réf. Réassort
18x5 cm	182903	3 ENCOCHES Ø 10 MM	182953
	182904	4 ENCOCHES Ø 9 MM	182954
18x8 cm	182900	5 ENCOCHES Ø 8,5 MM	182955
	182901	5 ENCOCHES Ø 11 MM	182956
18x13 cm	182910	10 ENCOCHES Ø 8,5 MM	182960
	182911	8 ENCOCHES Ø 11 MM	182961
20x18 cm	182912	15 ENCOCHES Ø 8,5 MM	182965
25x18 cm	182920	20 ENCOCHES Ø 8,5 CM	182970

POUR CASSETTES EASY TRAYS (page 7) - Coloris 1 2 3 4 5 7 8 9 13



Format et Réf. Cassette		Composition	Réf. Réassort
18x5 cm	183703	3 ENCOCHES Ø 10 MM	182953
	183704	4 ENCOCHES Ø 9 MM	182954
18x7 cm	183700	5 ENCOCHES Ø 8,5 MM	183701
18x10 cm	183705	5 ENCOCHES Ø 8,5 MM + PATIN PLAT	183706
18x14 cm	183710	10 ENCOCHES Ø 8,5 MM + PATIN PLAT	183711
21x18 cm	183715	15 ENCOCHES Ø 8,5 CM + PATIN PLAT	183716
28x18 cm	183720	20 ENCOCHES Ø 8,5 CM + PATIN PLAT	183721

POUR CASSETTES EASY TRAYS ORTHO (page 9) - Coloris 1 2 3 4 5 7 8 9 13



Format et Réf. Cassette		Composition	Réf. Réassort
18x9 cm	183728	VAGUES	183729
18x14 cm	183730	2 ENCOCHES Ø 8,5 MM + VAGUES	183731
21x18 cm	183732	3 ENCOCHES Ø 8,5 MM + VAGUES	183733
28x18 cm	183734	3 ENCOCHES Ø 8,5 MM + VAGUES	183735

sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation. Non remboursés par les organismes d'assurance maladie.

LA CRÉATIVITÉ DE L'ARTISAN

LA RIGUEUR DE L'INDUSTRIEL



Coordonnées Contact / Distributeur :

NICHROMINOX

18, rue des Frères Lumière - F-69720 SAINT-BONNET-DE-MURE - FRANCE
Tél. 04 78 74 04 15 - Fax 04 78 01 61 80 - office@nichrominox.fr



PICTOGRAMMES / ICONS :	
Bain à Ultrasons Ultrasonic Bath	
Thermolaveur Thermodisinfecteur	
Autoclave	
Autoclave	