

Meisinger
since
1888



COMPTOIR DENTAIRE
DE BRUXELLES



SUPERDEAL


10 + 2*

20 + 5*

*Les fraises les moins chères
à 1 euro par pièce





Instruments diamantés
Instruments en carbure tungstène
Instruments de polissage
Systems & Procedure Packs
+ BONE MANAGEMENT

2025





TYPES OF SHANKS AND OVERALL LENGTHS


HANDPIECE (HP)**

103		ø 2,35 mm HP S
104		ø 2,35 mm HP
105		ø 2,35 mm HP L
106		ø 2,35 mm HP XL

RIGHT ANGLE (RA)**


204		ø 2,35 mm RA
205		ø 2,35 mm RA L
206		ø 2,35 mm RA XL
207		ø 2,35 mm RA XXL

FRICTION GRIP (FG)

313		ø 1,60 mm FG S
314		ø 1,60 mm FG
315		ø 1,60 mm FG L
316		ø 1,60 mm FG XL
317		ø 1,60 mm FG XXL



**Souhaitez-vous
une présentation
complète de
la gamme Meisinger
dans votre cabinet ?
Contactez-nous au
03 450 93 20
ou par mail :
marketing@denta.be**



La brochure
**Meisinger
catalogue**
à télécharger via:



Symboles d'utilisation et d'hygiène pour des instruments dentaires

Dentisterie

	Prophylaxie
	Orthodontie
	Chirurgie maxillo-faciale
	Implantologie
	Système de tenons d'obturation radiculaire

Laboratoire

	Technique de précision dentaire
	Technique des stellites
	Elaboration
	Technique de la résine
	Couronnes et ponts
	Technique du revêtement et de la céramique

Traitement dentaire

	Préparation de cavité
	Forage d'obturations anciennes
	Traitement d'obturation
	Préparation de l'épaulement
	Séparation de couronnes
	Traitement radiculaire
	Lissage des racines

Désinfection et stérilisation

	Autoclave avec 134°
	Désinfecteur thermique
	Ultrasonique



801 V02853 mittel / medium

801H super grob / super coarse
801G grob / coarse
801F fein / fine
801C extra fein / extra fine



Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2
801	HP	806 104 001 524				009*	010*	012*	014*	016*	018*	021*	023*		027*		033*			050*
	RA	806 204 001 524					010	012	014	016	018	021	023		027		033			050
	FG s	806 313 001 524					010	012	014											
	FG	806 314 001 524	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029		033*	035	042	
	FG XL	806 316 001 524					010	012	014	016	018									
801H	HP	Ref. 104 001 544																		050*
	RA	806 204 001 544																		050
	FG	806 314 001 544							014	016	018	021	023	025	027	029				
	FG XL	806 316 001 544							014	016	018		023			029	031			
801G	HP	806 104 001 534					010*		014*	016*	018*		023*					033*		050*
	FG	806 314 001 534			009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029					
	FG XL	806 316 001 534							014	016	018		023							
801F	RA	806 204 001 514								016	018		023					033		
	FG	806 314 001 514					010	012	014	016	018	021	023	025	027	029		033*	035	
801C	HP	806 104 001 504											023*							
	RA	806 204 001 504											023							
	FG	806 314 001 504						012	014	016	018	021	023	025	027	029		033*		



* = 2



833 V03224 mittel / medium

833H super grob / super coarse
833G grob / coarse
833F fein / fine
833C extra fein / extra fine
833U ultra fein / ultra fine



Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.	5	5	5	5	5	5
		L mm	2,8	2,8	3,4	3,4	4,2	4,2
833	FG	806 314 277 524		014	016	018		023
833H	FG	806 314 277 544				018		023
833G	FG	806 314 277 534		014	016	018		023
833F	RA	806 204 277 514						023
	FG	806 314 277 514	012	014	016	018	021	023
833C	FG	806 314 277 504		014	016	018		023
833U	FG	806 314 277 494						023



830 V03009 mittel / medium

830H super grob / super coarse
830G grob / coarse
830F fein / fine
830C extra fein / extra fine



Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.	5	5	5	5	5
		L mm	4,5	4,5	5,0	5,0	6,0
830	HP	806 104 257 524				023*	
	FG	806 314 257 524	016	018	021	023	025
830H	FG	806 314 257 544				023	
830G	RA	806 204 257 534				023	
	FG	806 314 257 534	016	018		023	025
830F	HP	806 104 257 514				023*	
	RA	806 204 257 514				023	
	FG	806 314 257 514	016	018	021	023	
830C	RA	806 204 257 504				023	025
	FG	806 314 257 504	016	018	021	023	



835 V03408 mittel / medium

835H super grob / super coarse
835G grob / coarse
835F fein / fine




Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.	5	5	5	5	5	5	5	5
		L mm	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
835	HP	806 104 108 524								035*
	RA	806 204 108 524		008		010	012			
	FG s	806 313 108 524		008	009	010	012			
	FG	806 314 108 524	007	008	009	010	012	014	016	018
835H	FG	806 314 108 544				010	012			
835G	FG	806 314 108 534			009	010	012	014		
835F	FG	806 314 108 514		008	009	010				



801L V03564 mittel / medium

801LG grob / coarse



Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.	5	5	5	5	5
801L	HP	806 104 697 524	008	010	012		016
	FG	806 314 697 524		010	012	014	016
801LG	FG	806 314 697 534		010	012	014	016



Instruments diamantés

862 V02655
mittel / medium

862H super grob / super coarse
862G grob / coarse
862F fein / fine
862C extra fein / extra fine
862U ultra fein / ultra fine

A partir de **37,30**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5	5
862	HP	806 104 249 524	010*	012*	014*	016*	018*		
	RA	806 204 249 524			014	016			
	FG	806 314 249 524	010	012	014	016		021	
862H	FG	806 314 249 544		012	014	016			
862G	FG s	806 313 249 534		012					
	FG	806 314 249 534	010	012	014	016		021	
862F	HP	806 104 249 514				016*			
	RA	806 204 249 514			012	016			
	FG	806 314 249 514	010	012	014	016			
862C	RA	806 204 249 504			012	014	016		
	FG	806 314 249 504	010	012	014	016			
862U	FG	806 314 249 494		012					

859 V03766
mittel / medium

859H super grob / super coarse
859G grob / coarse
859F fein / fine
859C extra fein / extra fine
859U ultra fein / ultra fine

Prix **37,30**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5
859	HP	806 104 166 524	010*		014*		018*	
	RA	806 204 166 524			012			018
	FG	806 314 166 524	010	012	014	016	018	
859H	FG	806 314 166 544					018	
859G	FG	806 314 166 534			014	016	018	
859F	HP	806 104 166 514					018*	
	RA	806 204 166 514			014			
	FG	806 314 166 514	010	012	014	016	018	
859C	FG	806 314 166 504		012	014	016	018	
859U	FG	806 314 166 494			014			

852 V03192
mittel / medium

852H super grob / super coarse
852G grob / coarse
852F fein / fine
852C extra fein / extra fine

A partir de **37,30**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5	5
852	HP	806 104 199 524	010*	012*	014*	016*	018*	023*	
	FG	806 314 199 524	010	012	014	016	018	023	
852H	FG s	806 313 199 544				016			
	FG	806 314 199 544		012	014	016	018		
852G	FG	806 314 199 534		012	014	016	018	023	
852F	FG	806 314 199 514		012	014	016	018		
852C	FG	806 314 199 504				016	018		

837L V02646
mittel / medium

837LH super grob / super coarse
837LG grob / coarse
837LF fein / fine

A partir de **37,30**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	2	2
837L	HP	806 104 111 524			014*	016*			
	FG	806 314 111 524	010	012	014	016			
837LH	FG	806 314 111 544		012	014	016			
837LG	HP	806 104 111 534					050*	065*	
	FG	806 314 111 534		012	014	016			
837LF	FG	806 314 111 514		012	014	016			

837 V03420
mittel / medium

837S ultra grob / ultra coarse
837H super grob / super coarse
837G grob / coarse
837F fein / fine

A partir de **37,30**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5	5	5	5
837	HP	806 104 110 524	012*	014*	016*	018*	023*		027*		060*
	FG	806 314 110 524	012	014	016	018		025			
837S	HP	806 104 110 554								060*	
837H	HP	806 104 110 544							050*	060*	
	FG	806 314 110 544	012	014	016						
837G	FG s	806 313 110 534		014							
	FG	806 314 110 534	012	014	016	018					
837F	HP	806 104 110 514								060*	
	FG	806 314 110 514	012	014	016						

858 V03765
mittel / medium

858H super grob / super coarse
858G grob / coarse
858F fein / fine
858C extra fein / extra fine

Prix **37,30**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5
858	HP	806 104 165 524		014*		
	RA	806 204 165 524		014		
	FG s	806 313 165 524		014		
	FG	806 314 165 524	010	014	016	
858H	FG	806 314 165 544		014		
858G	FG	806 314 165 534		014	016	
858F	RA	806 204 165 514		014		
	FG	806 314 165 514	010	014	016	
858C	FG	806 314 165 504	010	014		

Instruments diamantés

850 V03433
mittel / medium

850H super grob / super coarse
850G grob / coarse
850F fein / fine
850C extra fein / extra fine

A partir de **31,32**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5	5	5	2	2
850	HP	806 104 198 524	012*	016*	018*	023*	025*	033*	040*			
	FG	806 314 198 524	012	014	016	018	021	025				
850H	FG s	806 313 198 544		014	016							
	FG	806 314 198 544	012	014	016	018	021	025				
850G	HP	806 104 198 534			018*	023*						
	FG s	806 313 198 534		014	016							
	FG	806 314 198 534	012	014	016	018	021	023	025			
850F	HP	806 104 198 514						025*				
	FG	806 314 198 514	012	014	016	018	023					
850C	FG	806 314 198 504	012		016							

134 °C

*

898 V03819
mittel / medium

898H super grob / super coarse
898F fein / fine
898C extra fein / extra fine
898U ultra fein / ultra fine

A partir de **31,32**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	2
898	HP	806 104 161 524				037*
	RA	806 204 161 524				037
	FG	806 314 164 524	012			
898F	FG	806 314 164 514	012	014		
898C	FG	806 314 164 504		014		
898U	FG	806 314 164 494		014		

134 °C

*

841 V03693
mittel / medium

841H super grob / super coarse
841G grob / coarse
841F fein / fine

Prix **37,30**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5
841	FG	806 314 157 524	008	010	012	014	016	
841H	FG	806 314 157 544			012	014		
841G	FG	806 314 157 534			012	014		
841F	FG	806 314 157 514	008	010	012	014		

134 °C

808L V03608
mittel / medium

808LH super grob / super coarse
808LG grob / coarse
808LF fein / fine

Prix **37,30**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5
808L	FG	806 314 234 524	010	012	014	016	018	
808LH	FG	806 314 234 544			014	016		
808LG	FG	806 314 234 534		012	014	016	018	
808LF	FG	806 314 234 514		012	014			

134 °C

863 V02945
mittel / medium

863H super grob / super coarse
863G grob / coarse
863F fein / fine
863C extra fein / extra fine

Prix **37,30**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5
863	HP	806 104 250 524	012*	016*	018*	025*		
	RA	806 204 250 524	012		016			
	FG	806 314 250 524	012	014	016	018		
863H	FG	806 314 250 544	012		016	018		
863G	FG	806 314 250 534	012	014	016	018		
863F	RA	806 204 250 514	012					
	FG	806 314 250 514	012	014	016	018		
863C	FG	806 314 250 504	012		016			

134 °C

*

808 V03603
mittel / medium

808H super grob / super coarse
808G grob / coarse

Prix **19,25**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5
808	FG	806 314 233 524	009	010	012	014	016	
808H	FG	806 314 233 544				014		
808G	FG	806 314 233 534		010	012	014	016	

134 °C

807 V03597
mittel / medium

807G grob / coarse

A partir de **19,25**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5	5
807	HP	806 104 225 524				018*	021*	025*	
	FG	806 314 225 524	012	014	016				
807G	FG	806 314 225 534		014	016	018			

134 °C

*

Souhaitez-vous une présentation complète
de la gamme Meisinger
dans votre cabinet ?

Contactez-nous au **03 450 93 20**
ou par mail :
marketing@denta.be

Instruments diamantés

840 V03686
mittel / medium
840H super grob / super coarse
840G grob / coarse
840F fein / fine

Prix 19,25

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5
840	FG	806 314 156 524	3,0	008	010	012	014	
840H	FG	806 314 156 544			010	012	014	
840G	FG	806 314 156 534		008	010	012	014	016
840F	FG	806 314 156 514		008	010	012	014	

869 V03787
mittel / medium
869H super grob / super coarse
869G grob / coarse
869F fein / fine
869C extra fein / extra fine

Prix 37,30

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5
869	HP	806 104 290 524	10,0			014*	
	FG	806 314 290 524		010	012	014	
869H	FG	806 314 290 544				014	
869G	FG	806 314 290 534			012	014	016
869F	FG	806 314 290 514		010	012	014	016
869C	FG	806 314 290 504			012	014	

881 V02663
mittel / medium
881H super grob / super coarse
881G grob / coarse
881F fein / fine
881C extra fein / extra fine

Prix 37,30

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5	5
881	FG	806 314 141 524	8,0	008	010	012	014	016	018
881H	FG	806 314 141 544				012	014		
881G	FG	806 314 141 534				012	014	016	018
881F	FG	806 314 141 514		008	010	012	014	016	018
881C	FG	806 314 141 504				012	014		

838 V03673
mittel / medium
838G grob / coarse
838F fein / fine

A partir de 19,25

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5
838	FG	806 314 138 524	4,0	008	009	010	012	014
838G	FG	806 314 138 534					012	014
838F	FG	806 314 138 514				010	012	

842 V02663
mittel / medium
842H super grob / super coarse
842G grob / coarse
842F fein / fine

A partir de 37,30

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5
842	FG	806 314 158 524	8,0		012	014	016	018
842H	FG	806 314 158 544			012	014	016	018
842G	FG	806 314 158 534		010	012	014	016	018
842F	FG	806 314 158 514			012	014	016	

868 V03784
mittel / medium
868H super grob / super coarse
868G grob / coarse
868F fein / fine
868C extra fein / extra fine

A partir de 37,30

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5
868	HP	806 104 289 524	8,0			012*	014*	
	FG	806 314 289 524			010	012	014	016
868H	FG	806 314 289 544				012	014	016
868G	FG	806 314 289 534		008	010	012	014	016
868F	FG	806 314 289 514		008	010	012	014	016
868C	FG	806 314 289 504				012	014	

836 V02902
mittel / medium
836G grob / coarse

Prix 19,25

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5
836	FG	806 314 109 524	4,0	012	014
836G	FG	806 314 109 534			014

831 V03632
mittel / medium
831H super grob / super coarse
831G grob / coarse
831F fein / fine
831C extra fein / extra fine

Prix 19,25

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5
831	FG	806 314 254 524	3,5	016	018
831H	FG	806 314 254 544		016	018
831G	FG	806 314 254 534		016	018
831F	FG	806 314 254 514		016	018
831C	FG	806 314 254 504		016	018

890LF V03452
fein / fine
890LC extra fein / extra fine

Prix 19,25

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5
890LF	FG	806 314 699 514	3,0	008
890LC	FG	806 314 699 504		008

Instruments diamantés

A partir de
37,30



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	5	5
			L mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
878	FG	806 314 298 524		012	014	016	018	021	023	
878H	FG	806 314 298 544		012	014	016	018	021	023	
878G	FG	806 314 298 534	010	012	014	016	018	021	023	
878F	FG	806 314 298 514		012	014	016	018	021		



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5
			L mm	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0
806	FG	806 314 019 524	010	012	014	016	018	
806G	FG	806 314 019 534		012	014	016		



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	2	2	2
			L mm	0,8	1,3	1,8	1,7	2,0	2,3
909	HP	806 104 068 524		035*					
	RA	806 204 068 524		035				060	
	FG	806 314 068 524	031	035	040	050	055	060	
909H	FG	806 314 068 544			040				
909G	FG	806 314 068 534	031	035	040	050		060	
909F	FG	806 314 068 514			040	050			



A partir de
31,32



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5
			L mm	5,0	5,0	5,0	5,0
861	HP	806 104 247 524		012*		016*	
	RA	806 204 247 524		012			
	FG	806 314 247 524	010	012	014		
861G	FG	806 314 247 534	010	012	014		
861F	RA	806 204 247 514		012			
	FG	806 314 247 514	010	012	014		
861C	FG	806 314 247 504		012			



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	2	2
			L mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	9,0
847	HP	806 104 172 524		014*	016*		023*	033*	040*	
	FG	806 314 172 524	012	014	016	018				
847H	FG s	806 313 172 544			016					
	FG	806 314 172 544		014	016	018				
847G	FG	806 314 172 534	012	014	016	018				
847F	FG	806 314 172 514	012	014	016					



A partir de
31,32



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5
			L mm	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0
846	FG	806 314 171 524	012	014	016	018	025	
846H	FG	806 314 171 544					025	
846G	FG	806 314 171 534			016		025	
846F	FG	806 314 171 514			016		025	



A partir de
37,30



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			L mm	0,9	1,0	1,5	1,5	1,5	2,3	2,3	2,5	2,5	
805	HP	806 104 012 524		010*	012*	014*	016*	018*	021*	025*	027*		
	FG	806 314 012 524	009	010	012	014	016	018	021	025			
805H	FG	806 314 012 544					016						
805G	FG	806 314 012 534			012	014	016	018					
805F	FG	806 314 012 514				014							



A partir de
19,25



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	8,0	8,0
885	FG	806 314 130 524	012	014	
885H	FG	806 314 130 544	012	014	
885G	FG	806 314 130 534	012	014	
885F	FG	806 314 130 514	012	014	



Prix
37,30

Instruments diamantés

849 V03191
mittel / medium

849H super grob / super coarse
849G grob / coarse
849F fein / fine

A partir de **37,30**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5	5
849	HP	806 104 197 524	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0
	FG	806 314 197 524	010	012	014	016	018	025	
849H	FG	806 314 197 544		012	014	016	018	025	
849G	HP	806 104 197 534					016*		
	FG s	806 313 197 534						025	
	FG	806 314 197 534	010	012	014	016	018	025	
849F	FG	806 314 197 514		012	014	016	018	025	

838L V02912
mittel / medium

838LG grob / coarse
838LF fein / fine

A partir de **37,30**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5	5
838L	HP	806 104 140 524	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	FG	806 314 140 524	010	012	014	016			
838LG	FG	806 314 140 534		012	014				
838LF	FG	806 314 140 514		012					

802 V03565
mittel / medium

802G grob / coarse

Prix **19,25**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5	5
802	FG	806 314 002 524	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	
802G	FG	806 314 002 534		010	012	014	016		

847R V04529
mittel / medium

847RH super grob / super coarse
847RG grob / coarse
847RF fein / fine

A partir de **37,30**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5
847R	FG	806 314 546 524	8,0	8,0	8,0	
847RH	FG	806 314 546 544		016	018	023
847RG	FG	806 314 546 534		016	018	023
847RF	FG	806 314 546 514		016	018	023

A40469
859L mittel / medium

Prix **39,50**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5
859L	RA	806 204 167 524	12,0	010

A04175
827C extra fein / extra fine

Prix **37,30**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5
827C	FG	806 314 464 504	4,0	018

V31480
883H super grob / super coarse

Prix **37,30**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5
883H	FG	806 314 146 544	7,0	8,0	
			012	016	

848 V03189
mittel / medium

848H super grob / super coarse
848G grob / coarse
848F fein / fine
848C extra fein / extra fine

A partir de **31,32**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5	5	2
848	HP	806 104 173 524	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
	FG	806 314 173 524		012*	014*	016*	018*	021*	023*	031*
848H	FG	806 314 173 544			014	016	018			
848G	FG	806 314 173 534			014	016	018	021	023	
848F	FG	806 314 173 514				016	018			
848C	FG	806 314 173 504				016				

820 V03626
mittel / medium

820F fein / fine
820C extra fein / extra fine
820U ultra fein / ultra fine

A partir de **37,30**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5
820	FG	806 314 465 524	5,0	5,0	5,0	
820F	RA	806 204 465 514		016		
	FG	806 314 465 514		016	031	
820C	FG	806 314 465 504		014	016	031
820U	FG	806 314 465 494			016	

Instruments diamantés

A partir de
27,36



879

V03201
mittel / medium

879S ultra grob / ultra coarse
879H super grob / super coarse
879G grob / coarse
879F fein / fine
879C extra fein / extra fine





Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	5	2	2	1
			L mm	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	12,0	12,0	20,0
879	HP	806 104 266 524								047*		
	FG	806 314 299 524		012	014	016	018	021				
879S	HP	806 104 266 554								050*		
879H	HP	806 104 266 544								047*		060*
	FG	806 314 299 544				016	018	021				
879G	HP	806 104 266 534								047*		
	FG	806 314 299 534		012	014	016	018	021	023			
879F	FG	806 314 299 514		012	014	016						
879C	FG	806 314 299 504				016						



886

V03815
mittel / medium

886H super grob / super coarse
886G grob / coarse
886F fein / fine

Prix
37,30



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	10,0	10,0	10,0
886	FG	806 314 131 524		012	014	016
886H	FG	806 314 131 544			014	016
886G	FG	806 314 131 534		012	014	016
886F	FG	806 314 131 514		012	014	016



895

V04949
mittel / medium

895F fein / fine
895C extra fein / extra fine

Prix
19,25



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	3,5
895	FG	806 314 274 524		016
895F	FG	806 314 274 514		016
895C	FG	806 314 274 504		016



872

A03794
mittel / medium

Prix
37,30



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	8,0
872	FG	806 314 223 524		012



867

V03781
mittel / medium

867G grob / coarse
867F fein / fine

Prix
37,30



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	6,0	6,0	6,0
867	FG	806 314 288 524		009	010	012
867G	FG	806 314 288 534			010	012
867F	FG	806 314 288 514		009	010	012



889L

V03401
mittel / medium

889LG grob / coarse
889LF fein / fine
889LC extra fein / extra fine

Prix
19,25



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	3,5	4,0
889L	FG	806 314 540 524		009	010
889LG	FG	806 314 540 534		009	010
889LF	FG	806 314 540 514		009	010
889LC	FG	806 314 540 504		009	



847KR

A04909
mittel / medium

Prix
57,90



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	8,0
847KR	FG	806 314 585 524		016



802LG

V30923
Endo Access
grob / coarse

Prix
37,30



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	10,0	10,0	10,0
802LG	FG	806 314 494 534		012	016	019



508

V29204
grob / coarse
fein / fine

Prix
78,30



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	7,5	7,5
508G	FG	806 314 508 534		016	020
508F	FG	806 314 508 514		016	020



A04790
833KH

super grob / super coarse

Prix
73,30




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	3,9
833KH	FG	806 314 272 544		024



Instruments en carbure tungstène



HM 1S

V06184

A partir de
24,60




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
US-No.				1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S	10S	
HM 1S	RA	500 204 001 003		008	010	012	014	016	018	021	023	027	
	RA L	500 205 001 003			010	012	014	016	018	021	023		
	FG	500 314 001 003		008	010	012	014	016	018	021	023		



HM 162

V06235

A partir de
48,20



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
L mm				11,0
HM 162	HP	500 104 408 297		018
	RA L	500 205 408 297		018
	RA XL	500 206 408 297		018
	FG XL	500 316 408 297		018



HM 1

V06512

A partir de
23,90




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
US-No.				1/4	1/2	1		2		3	4	5	6	7	8	10
HM 1	HP	500 104 001 001		005*	006*	007*	008*	009*	010*	012*	014*	016*	018*	021*	023*	027*
	RA	500 204 001 001		005	006		008	009	010	012	014	016	018	021	023	027
	FG s	500 313 001 001									014					
	FG	500 314 001 001		005	006	007	008		010	012	014	016	018	021	023	
	FG XL	500 316 001 001			006		008		010		014		018		023	



HM 31

V06467

A partir de
23,90




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
L mm				3,6	3,8	4,1	4,1	4,5	4,5	4,9	5,1	5,4	
US-No.				555	556	557	558	559	560	561	562	563	
HM 31	HP	500 104 107 007		008*		010*	012*	014*	016*	018*	021*	023*	
	RA	500 204 107 007					012						
	FG s	500 313 107 007				010							
	FG	500 314 107 007			009	010	012	014	016				
	FG XL	500 316 107 007			009	010	012	014					



HM 162

V06235

A partir de
48,20



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
L mm				11,0
HM 162	HP	500 104 408 297		018
	RA L	500 205 408 297		018
	RA XL	500 206 408 297		018
	FG XL	500 316 408 297		018



HM 141

V06313

A partir de
30,48




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2	2	2	2	2	2	2	2
HM 141	HP	500 104 001 291		023	025	027	031	035	040	045	050	
	RA L	500 205 001 291		023								



HM 1SQ

V29033

A partir de
26,60




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	5	5	5
HM 1SQ	RA	500 204 001 002		010	012	014	016	018	021		
	RA L	500 205 001 002		010	012	014	016	018	021		
	FG	500 314 001 002		010	012	014	016	018	021		



Instruments en carbure



HM 71

V05910

A partir de
25,95




Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2
			USA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1
HM 71	HP	500 104 001 175		004	005	006	008	010	012	014	016	018	021	023	025	027	031	040	050



HM 141F

V06779

A partir de
18,92




Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
HM 141F	HP	500 104 001 251		010	014	018	023	027	031	035	040	050		
	RA L	500 205 001 251		010	014	018	023	027	031	035	040	050		
	RA XL	500 206 001 251		010	014	018	023	027	031	035	040	050		



HM D0135

HM D135F V06839
HM D135U

A partir de
57,90



Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.		5
			L mm	9,0
			US-No.	ET9
HM D0135	FG	500 314 166 072		014
HM D135F	FG	500 314 166 042		014
HM D135U	FG	500 314 166 032		014



HM 1SQL

V30457

Prix
33,25



Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.		5	5	5	5	5	5
HM 1SQL	RA	500 204 697 002		012	014	016	018	021	023



HM 33L

V06585

A partir de
32,60



Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.		5	5	5	5	5
			L mm	5,3	6,3	6,3	6,3	6,3
			US-No.	699L	700L	701L	702L	703L
HM 33L	HP	500 104 171 007		010*	012*	016*	021*	
	FG L	500 315 171 007		009	010	012		
	FG XL	500 316 171 007		010	012	016		



HM 166RX

V06792

Prix
51,04



Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.		2
			L mm	11,0
HM 166RX	HP	500 104 409 296		021
	RA L	500 205 409 296		021
	RA XL	500 206 409 296		021



HM 21

V06543

Prix
23,90




Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.		5	5	5	5	5	5	5	5
			L mm	3,6	3,8	4,1	4,1	4,5	4,5	4,9	
			US-No.	56	57	58	59	60	61		
HM 21	HP	500 104 107 006		008*	010*	012*	014*	016*	018*		
	RA	500 204 107 006		008	010	012					
	FG	500 314 107 006		008	009	010	012	014			



Souhaitez-vous une présentation complète
de la gamme Meisinger
dans votre cabinet ?

Contactez-nous au **03 450 93 20**
ou par mail :
marketing@denta.be

Instruments en carbure

HM 48L

HM 48LF
HM 48LU
V05857

A partir de **53,60**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5
HM 48L	RA	500 204 249 072	8,0	012			
	FG	500 314 249 072	010	012			
	FGXL	500 317 249 072			014	023	
HM 48LF	FG	500 314 249 042		012			
HM 48LU	FG	500 314 249 032		012			
	FGXL	500 317 249 032			014	023	

HM 33

V06580

Vanaf **23,90**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5	5	5
			3,6	3,8	4,1	4,1	4,5	4,5	4,9	4,9
		US-No.	698	699	700	701	702	702	703	703
HM 33	HP	500 104 168 007	008*	009*	010*	012*	014*	016*	018*	021*
	RA	500 204 168 007				012				
	FG	500 314 168 007		009	010	012		016		
	FG XL	500 316 168 007				012		016		021

HM 151

V32369

A partir de **24,20**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	2
HM 151	FG XL	500 316 199 295	10,8	016
	FG XXL	500 317 199 295		016

HM 161

V06085

Prijs **39,44**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	2
HM 161	HP	500 104 408 295	11,0	018
	RA L	500 205 408 295		018
	FG XL	500 316 408 295		018

HM 379

HM 379U
V05775

A partir de **48,60**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5
			3,1	4,2	
		US-No.	7404	7408	
HM 379	FGXXL	500 317 277 072	014	023	
HM 379U	FGXXL	500 317 277 032	014	023	

HM 191A

34 mm total length
V40809

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	2	2	2	2	2	2
			16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
		US-No.	1/4	1/2	1	2	3	4	
HM 191A	RAXL	500 206 004 006	005						
HM 191A	RAXL	500 206 004 006		006					
HM 191A	RAXL	500 206 004 006			008				
HM 191A	RAXL	500 206 004 006				010			
HM 191A	RAXL	500 206 004 006					012		
HM 191A	RAXL	500 206 004 006						014	

Prix **16,92**

HM 191A

31 mm total length
V40802

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	2	2	2	2	2	2	2
			16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
		US-No.	1/4	1/2	1	2	3	4	6	
HM 191A	RAL	500 205 004 006	005							
HM 191A	RAL	500 205 004 006		006						
HM 191A	RAL	500 205 004 006			008					
HM 191A	RAL	500 205 004 006				010				
HM 191A	RAL	500 205 004 006					012			
HM 191A	RAL	500 205 004 006						014		
HM 191A	RAL	500 205 004 006							018	

Prix **16,08**

HM 21R

V06550

Prix **28,65**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5
			3,6	3,8	4,1	4,1	4,9	
		US-No.	1155	1156	1157	1158		
HM 21R	RA	500 204 137 006				012	018	
	FG	500 314 137 006	008	009	010	012		

HM 246

HM 246U
V06787

A partir de **48,60**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5
			3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	
		US-No.		7901	7902	7903	7904	
HM 246	HP	500 104 496 071	008*					
	FG	500 314 496 071	008	009	010	012	014	
HM 246U	FG	500 314 296 031		009				

Instruments en acier



1
1RF
V05046

Stahl / steel
Edelstahl / stainless steel

A partir de
11,40

V05046

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5
1	HP	310 104 001 001	004*	005*	006*	007*	008*	009*	010*	012*	014*	016*	018*	021*	023*	025*	027*	029*	031*	033*
	RA	310 204 001 001		005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029	031	
	RA L	310 205 001 001						009	010	012	014	016	018	021	023					
	RA XL	310 206 001 001							010	012	014	016	018		023					
1RF*	HP	330 104 001 001		005*		007*		009*	010*		014*	016*			023*					

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5						
1	HP	310 104 001 001		035*	037*	040*	050*						



166
166RF
V05226

Stahl / steel
Edelstahl / stainless steel

A partir de
31,60

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	10,0
166	RA L	310 205 409 297		021
166RF	HP	330 104 409 297		021



162
162RF
V05222

Stahl / steel
Edelstahl / stainless steel

A partir de
30,76

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	9,0
162	RA L	310 205 408 297		016
	FG XL	310 316 408 297		016
162RF	HP	330 104 408 297		016
	RA L	330 205 408 297		016
	FG XL	330 316 408 297		016



168
168RF
V05234

Stahl / steel
Edelstahl / stainless steel

A partir de
34,96

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1
			L mm	22,0
168	HP L	310 105 411 297		023
168RF	HP L	330 105 411 297		023



191R
V16626

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10	10	10	10	10
			L mm	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
191R	RA XL	330 206 698 001		100	120	140	160	180



75
V05684

Stahl / steel

A partir de
26,10

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5
			L mm	8,0	9,5	11,0	12,5	14,0
75	HP	310 104 260 171		040	050	060	070	080



229L
V43629

Edelstahl / stainless steel

A partir de
61,99

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			L mm	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
			4,00	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	
			3,00	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	
229L	RA L	330 205 555 001		030	035	040	045	050	055	060	065	070	075	080	

Instruments de polissage

White "Arkansas" abrasives, extra fine, for smooth grinding and polishing of filling materials and composites. Significant reduction of the edge gap.

645XF V20231
extra fein / extra fine

Prix
16,20

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	7,0
645XF	HP	635 104 161 505		028*
	RA	635 204 161 505		028
	FG	635 314 161 505		028



601XF V20219
extra fein / extra fine

Prix
16,20

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	7,0
601XF	HP	635 104 001 505		030*
	RA	635 204 001 505		030
	FG	635 314 001 505		030



661XF V04220
extra fein / extra fine

Prix
16,20

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	7,0
661XF	HP	635 104 288 505		025*
	RA	635 204 288 505		025
	FG	635 314 288 505		025



660XF V39367
extra fein / extra fine

Prix
16,20

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	7,0
660XF	RA	635 204 297 505		025
	FG	635 314 297 505		025



9501U V20370

Prix
11,20

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	15,0
9501U	HP	658 104 257 523		055*
	RA	658 204 257 523		055



662 V20268
mittel / medium

Prix
12,70

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	7,5
662	HP	655 104 288 523		035*
	RA	655 204 288 523		035



9769M V28066
9769F

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
			L mm	1,6	1,6
9769M	RA	803 204 000 523		100	
9769M	RA	803 204 000 523		140	
9769M	HP	803 104 000 523		140*	
9769M	HP	803 104 000 523		170*	
9769F	RA	803 204 000 503			100
9769F	RA	803 204 000 503			140
9769F	HP	803 104 000 503			140*
9769F	HP	803 104 000 503			170*



A partir de
26,80

Occlu Twist Polishers

This two-step polishing system produces high gloss results on all composite materials. Even hybrid composites, micro-filled composites and high-density restorative materials can be easily processed with the Occlu Twist polishers. Occlu Twist polishers are applicable without polishing paste and achieve brilliant polishing results in a very short processing time.

9765M V46892
9765F

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
			L mm	5,5	5,5
9765M	RA	803 204 000 523		055	
9765F	RA	803 204 000 503			055



Prix
21,08

9573V V20307
9573P
9573H

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	24,0	24,0	24,0
9573V	HP	658 104 273 536		100		
9573P	HP	658 104 273 534			100	
9573H	HP	658 104 273 524				100



Prix
17,00

Brossette fraises laiton Omnident

A41409 par pièce



Prix: 2,40

Par 2 / pièce
1,95


Trihawk FG Fraises carbure tungstène

A28542 20 pièces



Prix: 69,50

Par 5 / pièce
61,50



Instruments de polissage

9504U V36139

Prix
11,20

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
L mm				10,0	8,5
9504U	RA	658 204 030 523		070	090



661

V20276
mittel / medium

Prix
12,70

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
L mm				7,0
661	HP	655 104 288 523		025*
	RA	655 204 288 523		025



645F

V20235
fein / fine

Prix
16,20

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
L mm				7,0
645F	HP	655 104 161 513		028*
	RA	655 204 161 513		028
	FG	655 314 161 513		028



9762M V36374
9762F

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
L mm				10,0	10,0
9762M	RA	803 204 243 526		040	
9762F	RA	803 204 243 506			040



Prijs
25,40

601

V20223
mittel / medium

Prix
12,70

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
L mm				7,0
601	HP	655 104 001 523		030*
	RA	655 204 001 523		030



601F

V20248
fein / fine

Prix
16,20

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
L mm				7,0
601F	RA	655 204 001 513		030
	FG	655 314 001 513		030



9526V V33296
9526P

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
L mm				10,5	10,5
9526V	RA	658 204 300 522		047	
9526P	RA	658 204 300 512			047



Prix
17,00

661F

V20225
fein / fine

Prix
16,20

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
L mm				7,0
661F	HP	655 104 288 513		025*
	RA	655 204 288 513		025
	FG	655 314 288 513		025



662XF V39368
extra fein / extra fine

Prix
16,20

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
L mm				7,0
662XF	RA	635 204 297 505		030
	RA's	635 203 297 505		030



Disques diamantés

916D mittel / medium V31297

A partir de
27,36

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1
L mm				0,5	0,5
916D	HP	806 104 327 524		190	220
	unmounted	806 900 327 524		190	220



915DM mittel / medium V49563

A partir de
28,78

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1
L mm				0,25
915DM	HP	806 104 35M 524		220
	unmounted	806 900 35M 524		220



231DC

extra fein / extra fine V39956

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1	1
L mm				0,3	0,3	0,3
231DC	HP	806 104 064 504		070	100	
	RA	806 204 064 504		070*	100*	130*



A partir de
42,72



918D

mittel / medium V36310

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1
L mm				0,5
918D	HP	806 104 335 524		220
	unmounted	806 900 335 524		220



A partir de
27,36

2565 Occlusal Reduction Kit

A40305 developed with Dr. Athas N. Kometas DMD, PA, Daytona Beach

Prix: 144,60

Promo
121,45


The Patented Occlusal Reduction Burs (United States Patent number 6,511,322) allow for precise occlusal reductions to be achieved. The vertical orientation provides great access to the occlusal plane. The Occlusal Reduction Burs are available in 1.5 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.2 mm, and 2.4 mm depths corresponding to proper occlusal reduction for various restorative materials. A 1.0 mm bur is also available for labial reduction. Developed by Athas N. Kometas, DMD.

L'Occlusal Reduction Kit (brevet États-Unis numéro 6,511,322) permet de procéder à des réductions occlusales précises. L'orientation verticale assure un bon accès à la face occlusale. Les forets sont disponibles dans des profondeurs de 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,2 mm et 2,4 mm, selon les matériaux de restauration choisis. Un foret pour la réduction labiale, d'une profondeur de 1,0 mm, est également présent dans le kit. Développé par Athas N. Kometas, DMD.

OCCUSAL REDUCTION |

Depth	Indications
1,0 mm	Maxillary anterior lingual and axial, Monolithic opaque Zirconia
1,5 mm	Monolithic opaque Zirconia
1,8 mm	Monolithic translucent Zirconia
2,0 mm	e.max, Layered porcelain, Monolithic porcelain, Incisal reduction
2,2 mm	Layered Porcelain, 0,7 mm Core + 1,5 mm Veneer
2,4 mm	Layered porcelain, Incisal reduction

	Fig.	Shank ¹	Length	Size	Pieces/Kit
	828G	FG	L 1.5 mm	017	1
	828O	FG	L=1.8 mm	017	1
	828Y	FG	L=2.0 mm	017	1
	828B	FG	L 2.2 mm	017	1
	828R	FG	L 2.4 mm	017	1
	828W	FG L	L=1.0 mm	017	1

¹ 314=FG, 315=FG L

* 828Y is ideal for precisely achieving the occlusal minimum thickness for CAD/CAM restorations

SC02 CAD/CAM Prep Kit

A45930

Prix: 248,75

Promo
208,95


The CAD/CAM Prep Kit contains an ideal selection of award-winning diamonds including all the necessary shapes for inlays, onlays and full coverage crowns. Included in the kit are MEISINGER'S 1.5 mm and 2 mm depth limiting Occlusal Reduction Burs for predictable occlusal reductions.

Le CAD/CAM Prep Kit contient une sélection idéale de diamants, récompensés par des prix, y compris toutes les formes nécessaires pour les préparations d'inlays, d'onlays et de couronnes. Ce kit contient les fraises Occlusal Reduction Burs de MEISINGER, d'une profondeur de 1,5 mm et 2 mm, pour un enlèvement de substance occlusale planifiable.

	Fig.	Shank ¹	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	856F	FG	806 314 194 514	016	1
	856F	FG	806 314 194 514	018	1
	856F	FG	806 314 194 514	021	1
	856H	FG	806 314 194 544	016	1
	856H	FG	806 314 194 544	018	1
	801F	FG	806 314 001 514	018	1
	801F	FG	806 314 001 514	023	1
	845RH	FG	806 314 544 544	018	1
	845RH	FG	806 314 544 544	025	1
	845RF	FG	806 314 544 514	018	1
	828Y	FG	L=2.0mm	017	1
	833	FG	806 314 277 524	023	1
	833F	FG	806 314 277 514	023	1
	828G	FG	L=1.5mm	017	1
	850F	FG	806 314 198 514	012	1
	850H	FG	806 314 198 544	012	1
	850H	FG	806 314 198 514	021	1

¹ 314=FG, 315=FG L

2561 Athen Preparation Crown & Inlay Kit

A42456

according to Stavros Pelekanos, DDS

Prix: 195,17

Promo
163,90


The Athens Preparation & Crown Inlay Kit provides an intelligent compilation of instruments for optimal crown and inlay preparation. The torpedo-like diamond instruments equipped with an axially extending locator pin are suited for the creation of a defined chamfer. The circular chamfer is easily prepared supragingivally, while the polished locator pin is guided around the tooth without pressure.

Le Athen Preparation Crown & Inlay Kit est un ensemble intelligent d'instruments pour la préparation optimale de couronnes et d'inlays. Les instruments diamantés en forme de torpilles, avec tige de guidage à évolution axiale, conviennent pour la création d'un congé (chanfrein) défini. Le congé se crée circulairement, de façon légèrement supra-gingivale, en passant la tige de guidage polie autour de la dent, sans pression.

2522 Preparation Set

A33297

according to Prof. Dr. Karl-Peter Meschke

Prix: 130,85

Promo
109,90


An easy and user-friendly preparation set for defined material removal for crowns and inlay preparation.

Kit de préparation facile à manipuler, pour l'enlèvement défini de matière dans le domaine de la préparation de couronnes et d'inlays.

	Fig.	Shank ¹	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	859	FG	806 314 166 524	010	1
	881G	FG	806 314 141 534	014	1
	869G	FG	806 314 290 534	012	1
	869G	FG	806 314 290 534	014	1
	833G	FG	806 314 277 534	023	1
	881F	FG	806 314 141 514	014	1
	869F	FG	806 314 290 514	012	1
	869F	FG	806 314 290 514	014	1
	833F	FG	806 314 277 514	023	1
	509F	FG	806 314 189 514	016	1
	811LG	FG	806 314 039 534	037	1
	847RG	FG	806 314 546 534	018	1
	847RF	FG	806 314 546 514	018	1
	847RF	FG	806 314 546 514	016	1

¹ 314=FG

	Fig.	Shank ¹	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	809	FG	806 314 232 524	008	1
	838G	FG	806 314 138 534	012	1
	838F	FG	806 314 138 514	012	1
	838L	FG	806 314 140 524	012	1
	838LF	FG	806 314 140 514	012	1
	849G	FG	806 314 197 534	025	1
	855G	FG	806 314 196 534	016	1
	866	FG	806 314 287 524	009	1
	867F	FG	806 314 288 514	009	1
	868G	FG	806 314 289 534	012	1
	868G	FG	806 314 289 534	014	1
	868G	FG	806 314 289 534	016	1
	868F	FG	806 314 289 514	012	1
	868F	FG	806 314 289 514	014	1
	868F	FG	806 314 289 514	016	1
	899	FG	806 314 033 524	027	1
	HM 21RX	FG	500 314 137 019	010	1

¹ 314=FG

2413 Laminate Veneer Kit

A28797

Prix: 118,81

Promo
99,75


The two depth cutters 834-016 and 834-021 assist with creating pre defined depths on facial surfaces. The smaller creates a 0.3 mm depth on the central incisors and canines, while the larger head size creates a 0.5 mm depth on lateral incisors. the 852 series reduces the facial tooth structure to the pre determined depth. the 852 shaped diamond may also be used on the lingual wrap, the 820 shaped diamond removes interproximal flash and overhang. the 889L and 898 diamonds create an infinite margin and may assist subgingivally.

Ce kit contient un assortiment adapté de façon optimale, pour l'application de facettes dans la région des dents antérieures. Les marqueurs de profondeur 834 aident à cet égard à créer une profondeur de préparation définie (0,3 et 0,5 mm) sur la face labiale des dents. Les instruments diamantés 852 servent en particulier à enlever rapidement la substance dure de la dent (région labiale), jusqu'à la profondeur prédéterminée, l'instrument pouvant également être utilisé dans les régions palatinales / linguales. Les diamants 820 éliminent de façon fiable l'excès de substance dans la zone interdentaire, tandis que les diamants 889L et 898C permettent une finition efficace du bord, mais ils peuvent par également être utilisés en sous-gingival.

	Fig.	Shank ¹	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	820C	FG	806 314 465 514	016	1
	833C	FG	806 314 277 504	023	1
	834^A	FG	806 314 552 524	016	1
	834^B	FG	806 314 552 524	021	1
	852	FG	806 314 199 524	016	1
	852	FG	806 314 199 524	018	1
	852G	FG	806 314 199 534	016	1
	852G	FG	806 314 199 534	018	1
	889LF	FG	806 314 540 514	009	1
	898C	FG	806 314 540 504	014	1

¹ 314=FG^A Cutting depth 0,3 mm^B Cutting depth 0,5 mm**LUS06** LUSTER® Intraoral Twist Kit

A45932

Prix: 109,23

Promo
91,75

THE DENTAL
ADVISOR

The Luster® Intraoral twist Kit has been especially developed for intraoral high-gloss polishing of all ceramic restorations, the flexible polishing discs make it possible to adapt to any surface structure and also render flawless results in areas that are difficult to reach, such as occlusal surfaces. Due to designs that are gentle on materials, the original surface structure of the restoration is maintained. In addition, the grades of diamond grit separated into four parts provide for short processing times and extremely high levels of durability.

Le kit LUSTER® Intraoral Twist Kit a été spécialement développé pour le brillantage intrabuccal de toutes les restaurations en céramique. Les lamelles de polissage flexibles permettent une adaptation à chaque structure de surface et génèrent, même dans les zones difficiles d'accès comme, par exemple, la face occlusale, des résultats impeccables. Grâce à la conception qui ménage le matériau, la structure de surface d'origine de la restauration est conservée. L'échelonnement en quatre parties du grain de diamant assure par ailleurs des temps de traitement courts et des durées de vie extrêmement longues.




	Fig.	Shank ¹	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	9771G	RA	803 204 000 534	140	1
	9771M	RA	803 204 000 524	140	1
	9771F	RA	803 204 000 514	140	1
	9771C	RA	803 204 000 504	140	1

¹ 204=RA

GC02 Intraoral Twist Polisher Kit for Silicate Ceramics

A41144 according to Greg Campbell, DDS

Prix: 140,99

Promo
118,25


Developed in collaboration with Greg Campbell, DDS, the Meisinger twist Polisher Kit for silicate Ceramics is designed to be simple and efficient. this kit provides the proper diamonds and polishers for adjusting and polishing silicate Ceramics. the diamonds will gently adjust the occlusal surfaces and the margins in preparation for polishing. two Polishing points and Meisinger's twist polishers are included for blending and polishing the margins, cusps, and occlusal surfaces.

Les kits Twist Polisher Kits for Silicate Ceramics de MEISINGER contiennent les instruments recommandés par Greg Campbell, DDS, pour l'usinage facile et efficace de céramiques au silicate. Le kit pour le cabinet dentaire offre les instruments parfaits pour un traitement et un polissage intrabuccaux de la surface en silicate. Les instruments diamantés permettent une adaptation en douceur des faces occlusales et des bords des couronnes. À l'aide des polissoirs de grande qualité, on procède enfin à un brillantage final.

LUS91 LUSTER® for Zirconia

A41070 Intraoral Adjusting Kit

Prix: 129,57

Promo
108,75


The MEISINGER LUSTER® for Zirconia has been specially developed for use on layered and monolithic Zirconium Oxide restorations. The hardness of Zirconia materials ranges from 850 MPa to 1200 MPa. One of the keys to adjusting and polishing these materials is to perform the tasks quickly and without creating excessive heat. MEISINGER has formulated these zirconia polishers to minimize heat buildup and thus minimize the possibilities of micro- fractures without excessive wear and tear of the polishing materials. The kit contains two-step polishers that can be used without polishing paste. Further instruments for adjusting and contouring are included.

Le système de polissage LUSTER® for Zirconia de MEISINGER a été spécifiquement développé pour être utilisé sur des restaurations en oxyde de zirconium stratifiées et monolithiques. Ce système comprend des polissoirs diamantés pour application intrabuccale. La dureté des zircons va de 850 MPa à 1 200 MPa. Une clé, pour le traitement de l'oxyde de zirconium, constitue une méthode rapide avec dégagement de chaleur minimum. MEISINGER a développé le kit LUSTER® spécifiquement pour le polissage intrabuccal de l'oxyde de zirconium. Ceci permet de minimiser le dégagement de chaleur et d'éviter les microfissures. Le kit contient des polissoirs de pré-polissage et des polissoirs de brillantage, qui peuvent être utilisés sans pâte à polir. D'autres instruments, pour le polissage de points de contact, viennent compléter le système. Le système de polissage en deux étapes séduit par sa facilité de manipulation et par l'obtention de résultats très brillants.

	Fig.	Shank ¹	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	805F	FG	806 314 012 514	014	1
	862F	FG	803 314 249 514	010	1
	830F	FG	806 314 257 514	021	1
	DPO02	RA	803 204 244 522	040	1
	9771M	RA	803 204 000 524	140	1
	DPO05	RA	803 204 244 512	040	1
	9771C	RA	803 204 000 504	140	1

¹ 314=FG, 204=RA

	Fig.	Shank ¹	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	Z0801	FG	806 314 001 324	010	1
	Z0850	FG	806 314 198 324	018	1
	Z0833	FG	806 314 277 324	023	1
	DCA04	RA	803 204 244 524	040	1
	DCA13	RA	803 204 030 525	060	1
	DCA10	RA	803 204 244 514	040	1
	DCA14	RA	803 204 030 514	060	1

¹ 204=RA, 314=FG**OMNIDRILL désinfection instrument** Omnident

A36188 2 litres Prix: 15,79

Promo
10,95

A36189 10 litres Prix: 60,71

Promo
48,90

5901 Zirkon Diamond Kit

A39944

Prix: 162,36

Promo
136,25


The instruments of the Zirkon Diamond Kit have been specifically developed for working on Zirconium Dioxide surfaces. Various grain sizes and a number of different shapes offer flexible and efficient use for different indications. The diamond grains are well adapted to adjust Zirconium Oxide Ceramics.

Les instruments du kit Zirkon Diamond ont été spécifiquement développés pour répondre aux exigences du traitement de surfaces en dioxyde de zirconium sensibles. Différentes grosseurs de grains et une multitude de formes différentes permettent une utilisation flexible et efficace pour différentes indications. Les grains de diamant sont à cet égard adaptés à l'oxyde de zirconium de telle sorte que l'enlèvement de la surface de matière sensible s'effectue de façon optimale.

JK04 Zirconia Finishing Kit

A45210

according to Dr. James Klim, DDS

Prix: 442,19

Promo
370,90


The Zirconia Finishing Kit was developed by Dr. James Klim, DDS, and is a combination of tungsten carbide instruments, an abrasive, sintered diamonds and polishers. These selected instruments are ideal for pre-sintered zirconia and the finishing of zirconia restorations. All instruments are suitable for use in the laboratory and can be conveniently stored in a high quality bur block.

Le kit Zirconia Finishing, développé avec le Dr. James Klim, DDS, est une combinaison de différentes fraises en carbure de tungstène, d'un abrasif, de diamants frittés et de polissoirs. Ces instruments sélectionnés conviennent de façon optimale pour traiter l'oxyde de zirconium pré-fritté, et ils permettent de réaliser une finition idéale des restaurations en oxyde de zirconium. Tous les instruments conviennent pour être utilisés en laboratoire et ils peuvent être rangés de façon pratique dans le kit de rangement de grande qualité.

	Fig.	Shank ¹	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	Z0850	FG	806 314 198 324	018	2
	Z850F	FG	806 314 198 314	018	1
	Z0863	FG	806 314 250 324	012	2
	Z863F	FG	806 314 250 314	012	1
	Z0833	FG	806 314 277 324	023	2
	Z833F	FG	806 314 277 314	023	1
	Z801L	FG	806 314 697 324	014	2
	Z0801	FG	806 314 001 324	010	3
	Z838L	FG	806 314 140 526	014	3

¹ 314=FG

	Fig.	Shank ¹	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	HM489FX	HP	500 104 187 140	023	1
	HM78MF	HP	500 104 257 140	023	1
	S861	HP	807 104 245 524	016	1
	S862	HP	807 104 284 524	031	1
	253G	HP	030 104 045 005	250	1
	253M	HP	030 104 045 003	250	1
	9769F	HP	803 104 000 503	170	1
	9769M	HP	803 104 000 523	170	1
	Z652R*	HP	655 104 199 526	035	1
	9770G*	HP	803 104 303 533	260	1
	105*	HP	100 104 543 005	190	1
	9771G*	HP	803 104 000 534	260	1
	9771M*	HP	803 104 000 524	260	1

¹ 104=HP * for Post-Sintered Zirconia

2663 Twist Polishing Kit

A45417



Prix: 172,64

Promo
145,00



The twist Polishing Kit has been especially developed for simple high-gloss polishing of all composite restorations. The flexible polishing discs make it possible to adapt to any surface structure and also render flawless results in areas that are difficult to reach, such as occlusal surfaces. Due to designs that are gentle on materials, the original surface structure of the restoration is maintained. In addition, the grades of diamond grit separated into two parts provide for short processing times and extremely high levels of durability.

Le kit Twist Polishing Kit a été spécifiquement développé pour le brillantage facile de toutes les restaurations en composites. Les lamelles de polissage flexibles permettent une adaptation à chaque structure de surface et génèrent, même dans les zones difficiles d'accès comme, par exemple, la face occlusale, des résultats impeccables. Grâce à la conception qui ménage le matériau, la structure de surface d'origine de la restauration est conservée. L'échelonnement en deux parties du grain de diamant assure par ailleurs des temps de traitement courts et des durées de vie extrêmement longues.

Diamond polishing system:

Especially for simple polishing of all composite restorations, also in regions difficult to access.

- * Flexible polishing lamellae
- * Specifically for occlusal surfaces
- * Material-saving
- * Short processing times
- * Extremely high service life




	Fig.	Shank ¹	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	9769M	RA	803 204 000 523	100	2
	9769M	RA	803 204 000 523	140	2
	9769F	RA	803 204 000 503	100	2
	9769F	RA	803 204 000 503	140	2

¹ 204=RA

2571 Twist Finishing Kit

A45926

Prix: 244,27

Promo
205,15



twist finishers

The Meisinger twist Finishers ensure a perfect working result and an extremely smooth surface on composites and other filling materials. Thanks to the unique cutting geometry, the instruments run extremely quietly and cut much finer than standard carbide finishers. The instruments are marked with colour rings for clear differentiation. The Twist Finishing Kit combines all available instruments in one assortment, with the lasered labels of the instruments on the Bur Block a sorting of the twist Finisher is easily possible.

Les fraises de finition Twist de MEISINGER assurent un résultat parfait du travail et une surface extrêmement lisse sur composites et autres matériaux d'obturation. Grâce à leur géométrie de tranchant unique en son genre, les instruments fonctionnent d'une façon extrêmement silencieuse et coupent d'une façon nettement plus fine que les fraises de finition au carbure standard. Pour qu'ils puissent être clairement distingués, les instruments sont identifiés par des bagues de couleur. Le kit Twist Finishing Kit réunit tous les instruments disponibles en un assortiment, et les désignations des instruments marquées au laser sur le porte-fraises permettent un tri sans problème des fraises de finition Twist.

	Fig.	Shank	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	HM D0132	FG	500 314 699 072	008	1
	HM D132F	FG	500 314 699 042	008	1
	HM D132U	FG	500 314 699 032	008	1
	HM D0133	FG	500 314 159 072	010	1
	HM D133F	FG	500 314 159 042	010	1
	HM D133U	FG	500 314 159 032	010	1
	HM D0134	FG	500 314 164 072	014	1
	HM D134F	FG	500 314 164 042	014	1
	HM D134U	FG	500 314 164 032	014	1
	HM D0135	FG	500 314 166 072	014	1
	HM D135F	FG	500 314 166 042	014	1
	HM D135U	FG	500 314 166 032	014	1
	HM D0379	FG	500 314 277 972	023	1
	HM D379F	FG	500 314 277 942	023	1
	HM D379U	FG	500 314 277 932	023	1

¹ 314=FG

2664 Composite Finishing Kit

A33586

Jusqu'à épuisement du stock !

Prix: 202,76

Promo
168,90


These instruments will enable the achievement of the highest surface quality when finishing and polishing composite filling. In addition to the lingual processing of anterior teeth, the occlusal processing of molars and the processing of interproximal surfaces, the possibility of the selective processing of gaps in posterior teeth is also created. The various universally used polishers are an outstanding addition to this set. They also allow the perfect polishing of fissures and the finishing of the labial surfaces of anterior teeth.

Ces instruments permettent d'obtenir de très grandes qualités de surface lors de la finition et du polissage d'obturations en composite. Outre le traitement lingual de dents antérieures, le traitement occlusal de molaires et le traitement de faces interproximales, il est également possible de traiter de façon ciblée les espaces interdentaires de dents latérales. Les différents polissoirs utilisables universellement complètent remarquablement ce kit. Ils permettent par ailleurs de réaliser un polissage parfait de fissures, de même que la finition de faces labiales sur dents antérieures.

2662 Intra Oral Porcelain Adjustment Kit

A29208

Prix: 150,00

Promo
126,00


This set offers a wide selection of special instruments for intraoral processing, finishing and polishing of ceramic restorations. The 820F diamond grinder allows the safe and fast removal of excess material in the interdental region, the 890F fine-grained diamond was designed to improve the anatomy and interspaces in the molar region. Figure 833F offers the opportunity to efficiently finish both anterior teeth (palatal / lingual) and occlusal surfaces as well as molars. The set includes diamond ceramic polishers in two shapes and three different grain types for perfect polishing of the restorations.

Ce kit offre une large sélection d'instruments spéciaux pour le traitement, la finition et le polissage intrabuccaux de restaurations en céramique. L'abrasif diamanté 820 F permet de retirer avec fiabilité et rapidement l'excès de matériau dans la région interdentaire. Pour améliorer l'anatomie et les espaces interdentaires dans la région des molaires, le diamant à grain fin 890F a été créé. La figure 833F permet une finition efficace aussi bien des dents antérieures (palatinales / linguales) que des faces occlusales, mais également des molaires. Pour un polissage parfait des restaurations, des polissoirs diamant-céramique sont présents dans le kit sous deux formes et dans trois types de grains différents.

	Fig.	Shank ¹	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	830F	FG	806 314 257 514	023	1
	833F	FG	806 314 277 514	023	1
	HM 246U	FG	500 314 296 031	009	1
	HM 247U	FG	500 314 195 031	009	1
	HM 274U	FG	500 314 274 032	016	1
	9712M	RA	803 204 243 523	040	1
	9714M	RA	803 204 030 523	060	1
	9718M	RA	803 204 303 523	100	1
	9712F	RA	803 204 243 513	040	1
	9714F	RA	803 204 030 513	060	1
	9718F	RA	803 204 303 513	100	1

¹ 314=FG, 204=RA

	Fig.	Shank ¹	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	820F	FG	806 314 465 514	016	1
	833F	FG	806 314 277 514	023	1
	890F	FG	806 314 160 514	010	1
	9743G	RA	803 204 243 533	040	1
	9744G	RA	803 204 030 533	060	1
	9743M	RA	803 204 243 524	040	1
	9744M	RA	803 204 030 524	060	1
	9743F	RA	803 204 243 503	040	1
	9744F	RA	803 204 030 503	060	1

¹ 204=RA, 314=FG

2582 Temporary Solution Kit

A45928

developed with ZTM Rainer Michel

Prix: 129,57

Promo

108,75

The temporary solution Kit is used for the simple processing and creation of provisionals in the dental practice.

Le kit Temporary Solution Kit sert à traiter et à créer facilement des provisoires au cabinet dentaire.

2638 Acrylic Adjustment Kit

A36416


Prix: 150,00

Promo

126,00

The Acrylic Adjustment Kit correction set offers a comprehensive instrument kit for the quick and easy implementation of various corrections to synthetic materials in the practice. The innovative gear geometry of the hard metal burs included in the range of products thus already ensures the achievement of unusually smooth surfaces with the use of these instruments. The various synthetic material polishers are the result of years of development and are characterized by exceptionally high performance and durability.

Le kit Acrylic Adjustment Kit offre des instruments complets pour réaliser facilement et rapidement les corrections les plus variées sur le synthétique, au cabinet dentaire. L'innovante géométrie de denture des fraises carbure de tungstène contenues dans l'assortiment assure à cet égard, dès l'utilisation de ces instruments, l'obtention de surfaces lisses auxquelles on n'était pas habitué dans le passé. Les différents polissoirs pour synthétiques sont le résultat de longues années de travaux de développement et ils sont caractérisés par des performances et une durabilité exceptionnelles.

	Fig.	Shank ¹	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	HM 79GX	HP	500 104 194 190	040	1
	HM 488FX	HP	500 104 184 140	016	1
	402	HP	030 104 543 514	220	1
	110	HP	100 104 543 000	190	1
	150	HP	080 104 045 000	220	1

¹ 104=HP


	Fig.	Shank ¹	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	HM 79FX	HP	500 104 194 140	040	1
	HM 251FX	HP	500 104 274 140	060	1
	9572V	HP	658 104 201 536	150	1
	9573V	HP	658 104 273 536	100	1
	9572P	HP	658 104 201 534	150	1
	9573P	HP	658 104 273 534	100	1
	9572H	HP	658 104 201 524	150	1
	9573H	HP	658 104 273 524	100	1

¹ 104=HP

ENDO2 Endo Access Bur Kit

A45931

Prix: 198,76

Promo
166,90


Improve your endodontic access by improving visibility with Meisinger's Endo Access Bur Kit. This kit is a complete set of Meisinger Endo Access Burs designed for safe access into the root canal. Unlike traditional burs that obstruct your vision into the working area, these burs have long, thin necks allowing for an excellent, unobstructed view. These unique burs allow the practitioner to safely and easily remove dentinal triangles and flare the canal orifice for optimal straight line access into the root canal. Due to their very stable construction, the Endo Access Burs have optimal low-vibration concentricity and are designed to create less heat and debris than traditional ultrasonic tips. The color bands on the shank allow for quick identification and selection of the instruments.

Optimisez le processus de traitement endodontique coronaire, avec le kit Endo Access Bur Kit de MEISINGER. Ce kit regroupe toutes les fraises Endo Access Burs de Meisinger permettant d'accéder en toute sécurité au canal radiculaire. À l'encontre les forets standard, qui restreignent la vision de la zone de travail, les fraises Endo Access Burs permettent une vision illimitée, grâce à leur collet long et mince. Ces forets, uniques en leur genre, permettent à l'utilisateur d'ouvrir le canal et d'élargir l'ouverture, facilement et avec fiabilité, pour un accès idéal et rectiligne au canal radiculaire.

2575 Periimplantitis Kit

A45927

Prix: 167,94

Promo
141,00


The Periimplantitis Kit contains eight perfectly matched tungsten carbide finishing burs in egg and flame shapes for the ideal peri-implantitis treatment. Both shapes come in two sizes and each in standard and ultra-fine toothing. The shapes, sizes and toothings of the working parts are perfectly suited for the intraoral treatment of titanium and for different shapes of implant neck and shoulder. All finishers have an extra-long FG shank (total length 32 mm) which allows particularly the treatment of difficult-to-access deep areas. For the peri-implantitis treatment, the finishers are used clockwise and are guided around the exposed implant counterclockwise so the implant surface is smoothed.

Le kit Péri-implantite contient huit fraises de finition au carbure parfaitement adaptées entre elles, sous une forme ovoïde et une forme de flamme, pour le traitement optimal de la péri-implantite. Les deux formes sont présentes en deux tailles et chacune dans une denture standard et une denture ultra fine. Les formes, tailles et dentures des parties travaillantes conviennent de façon optimale pour le traitement intrabuccal du titane, et pour différentes formes de pourtour et d'épaulement d'implant. Toutes les fraises de finition contenues dans le kit possèdent une tige FG extra longue (longueur totale 32 mm) permettant d'atteindre des zones profondes et particulièrement difficiles à atteindre.

	Fig.	Shank ¹	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	HM191A	RA L	500 205 004 006	005	1
	HM191A	RA L	500 205 004 006	006	1
	HM191A	RA L	500 205 004 006	008	1
	HM191A	RA L	500 205 004 006	010	1
	HM191A	RA L	500 205 004 006	012	1
	HM191A	RA L	500 205 004 006	014	1
	HM191A	RA L	500 205 004 006	018	1
	HM191A	RA XL	500 206 004 006	005	1
	HM191A	RA XL	500 206 004 006	006	1
	HM191A	RA XL	500 206 004 006	008	1
	HM191A	RA XL	500 206 004 006	010	1
	HM191A	RA XL	500 206 004 006	012	1
	HM191A	RA XL	500 206 004 006	014	1

¹ 205=RA L, 206=RA XL

	Fig.	Shank ¹	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	HM379	FGXXL	500 317 277 072	014	1
	HM379	FGXXL	500 317 277 072	023	1
	HM48L	FGXXL	500 317 249 072	014	1
	HM48L	FGXXL	500 317 249 072	023	1
	HM379U	FGXXL	500 317 277 032	014	1
	HM379U	FGXXL	500 317 277 032	023	1
	HM48LU	FGXXL	500 317 249 032	014	1
	HM48LU	FGXXL	500 317 249 032	023	1

¹ 317=FGXXL

BC04 Black Cobra Complete Crown Removal Kit

A45418

Prix: 133,39

Promo

112,00

The BC04 Black Cobra Complete Crown removal Kit is the only kit you will need for the removal of any dental restoration. Included in the kit are six Black Cobra diamonds for efficiently removing the hardest of crown materials such as Zirconia, as well as four special carbides for cutting through metal substructures or PFM crowns.

Le kit BC04 Black Cobra Complete Crown Removal Kit est un kit unique dont vous avez besoin pour retirer toute restauration dentaire. Ce kit contient six diamants Black Cobra à hautes performances, qui sont capables de détacher même le matériau de couronnes le plus dur. Les quatre instruments au carbure contenus dans le kit conviennent de façon optimale pour détacher les chapes métalliques ou les couronnes céramo-métalliques.

JK05 Acryl / Resin Universal Kit

A45929

developed with Dr. James Klim, DDS

Prix: 142,39

Promo

119,50

The Acryl/ Resin Universal Kit developed by Dr. James Klim, DDS, is especially suitable for the treatment and polishing of denture plastics, splints and aligners. With the included tungsten carbide instruments, it is easy to work out rails and dentures. The fiber fleece brushes provide a high-quality finish without overheating the material and damaging the surface. For a mark less surface, is the polisher 9573H included in the kit. All instruments are suitable for extraoral use and can be conveniently stored in the bur block.

Le kit Acryl/ Resin Universal Kit, développé avec le Dr. James Klim, DDS, convient spécifiquement pour le traitement et le polissage de synthétiques de prothèses, rails et gouttières. Les fraises au carbure contenues dans le kit permettent de traiter sans problème les rails et les prothèses. Les brosses en non tissé en fibres permettent d'obtenir un lustre de tout premier ordre, sans surchauffer le matériau ni endommager la surface. Le polissoir 9573H, pour une finition de surface impeccable, est contenu dans le kit. Tous les instruments conviennent pour être utilisés en extra-buccal et ils peuvent être rangés de façon pratique dans le porte-forets de grande qualité.

	Fig.	Shank ¹	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	HMG34RS	FG	500 314 138 008	012	1
	HM21RX	FG	500 314 139 019	012	1
	HM31A	FG	500 314 139 008	012	1
	HM31C	FG	500 314 134 015	012	1
	B850	FG	809 314 198 544	016	1
	B850	FG	809 314 198 544	018	1
	B850	FG	809 314 198 544	021	1
	B850	FG	809 314 198 544	025	1
	B852	FG	809 314 199 544	016	1
	B852	FG	809 314 199 544	018	1

¹ 314=FG

	Fig.	Shank ¹	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	HM251FF	HP	500 104 274 181	060	1
	HM79FF	HP	500 104 194 181	040	1
	HM515	HP	500 104 467 211	023	1
	9573H	HP	658 104 273 524	100	1
	253	HP	030 104 045 000	250	1
	253M	HP	030 104 045 003	250	1
	253G	HP	030 104 045 005	250	1

¹ 104=HP

STERILIZABLE BUR BLOCKS, ALUMINIUM

These products are manufactured from colored anodized aluminum. When using chemical cleaning solutions, a slight discoloring may occur. Therefore, when using cleaning solution (recommended pH-value 5.5-8.5), it is advisable not to use those which have high contents of alkaline or acid.

The following sterilization method can be used without hesitation: Sterilizing with humid heat in the autoclave (e.g. at 134 °C / 273 °F). Please follow the operating instructions of the appliance according to the manufacturer and observe the recommendations regarding the duration of sterilization.

These Bur Blocks are only suitable for instruments with the specified shanks. Instruments with shorter shanks are not adequately secured and may fall out.

The following application tips apply for aluminum products:

- Observe the regulations precisely of the disinfectant manufacturer: some are not suitable for aluminum!

BUR CLEANING BRUSHES



A11409
Brossette fraises laiton

Prix: 2,40

Par 2 : 1,95 par pièce



A11410
Brossette fraises nylon

Prix: 2,40

Par 2 : 1,95 par pièce

EXPLANATION OF DIMENSIONS



BUR BLOCKS, STERILIZABLE, ORANGE

Réduction de 16%

OR100GEL A45460



ca. B 41 x H 33 x T 25 mm Prix: 38,49

For 5 RA instruments (205) and 10 FG instruments (316, 317)

Promo
32,25

OR102GEL A45461



ca. B 54 x H 30 x T 25 mm Prix: 36,92

For 7 RA instruments (204, 205) and 14 FG instruments (314, 315, 316)

Promo
31,00

OR202GEL A45462



ca. B 41 x H 33 x T 25 mm Prix: 38,49

For 15 RA instruments (205)

Promo
32,25

For all |



* Observe suitability of the material for means used (pH value, suitability for Al)

OR300GEL A45463



ca. B 41 x H 30 x T 25 mm

Prix: 31,14

For 15 FG instruments (314, 315, 316)

Promo
26,15

OR302GEL A45464



ca. B 54 x H 30 x T 25 mm

Prix: 36,92

For 21 FG instruments (314, 315, 316)

Promo
31,00

OR603GEL A45465



ca. B 73 x H 30 x T 25 mm

Prix: 38,49

For 6 RA instruments (204, 205) and 12 FG instruments (314, 315, 316)

Promo
32,25

OR606GEL A45472



ca. B 73 x H 30 x T 25 mm

Prix: 38,49

For 30 FG instruments (314, 315, 316)

Promo
32,25

OR638GEL A45466



ca. B 85 x H 29 x T 39 mm

Prix: 46,73

For 10 RA instruments (204, 205) and 10 FG instruments (314, 315, 316)

Promo
39,25

OR700GEL A45467



ca. B 50 x H 69 x T 40 mm

Prix: 32,33

For 15 Handpiece instruments (104, 105)

Promo
27,15

OR702GEL A45468



ca. B 100 x H 69 x T 40 mm

Prix: 46,73

For 23 Handpiece instruments (104, 105)

Promo
39,25

For all |



* Observe suitability of the material for means used (ph value, suitability for AI)

BUR BLOCKS, STERILIZABLE, BLUE |

BL300GEL A45441



ca. B 41 x H 30 x T 25 mm Prix: 31,14

For 15 FG instruments (314, 315, 316)

Promo
26,15

BL700GEL A45442



ca. B 50 x H 69 x T 40 mm Prix: 32,33

For 15 Handpiece instruments (104, 105)

Promo
27,15

BL702GEL A45443



ca. B 100 x H 69 x T 40 mm Prix: 46,73

For 23 Handpiece instruments (104, 105)

Promo
39,25

BUR BLOCKS, STERILIZABLE, GREEN |

GR102GEL A45469



ca. B 54 x H 30 x T 25 mm Prix: 36,92

For 7 RA (204, 205) instruments and 14 FG instruments (314, 315, 316)

Promo
31,00

GR202GEL A45458



ca. B 41 x H 33 x T 25 mm Prix: 38,49

For 15 RA instruments (205)

Promo
32,25

GR300GEL A45459



ca. B 41 x H 30 x T 25 mm Prix: 31,14

For 15 FG instruments (314, 315, 316)

Promo
26,15

GR606GEL A34742



ca. B 73 x H 30 x T 25 mm Prix: 38,49

For 30 FG instruments (314, 315, 316)

Promo
32,25

For all |



* Observe suitability of the material for means used (ph value, suitability for Al)

STAINLESS STEEL BUR BLOCKS, NON- CORROSIVE, STERILIZABLE

BS441 A45453



ca. B 60 x H 40 x T 45 mm

Prix: 34,06

For 8 RA instruments or 8 FG instruments

Promo
28,50

BS541 A45456



ca. B 120 x H 40 x T 45 mm

Prix: 38,82

For 18 RA instruments or 18 FG instruments

Promo
32,50

BS440 A45452



ca. B 60 x H 40 x T 45 mm

Prix: 34,06

For 12 RA instruments or 12 FG instruments

Promo
28,50

BS540 A45455



ca. B 120 x H 40 x T 45 mm

Prix: 38,82

For 24 RA instruments or 24 FG instruments

Promo
32,50

BS470 A45454



ca. B 60 x H 65 x T 45 mm

Prix: 34,06

For 12 Handpiece instruments (103 & 104)

Promo
28,50

BS570 A45457



ca. B 120 x H 65 x T 45 mm

Prix: 38,82

For 24 Handpiece instruments (103 & 104)

Promo
32,50

BS151*
A45446



ca. B 162 x H 51 x T 85 mm

Prix: 98,37

For 40 RA instruments or 40 FG instruments

Promo
82,50

BS141*
A45445



ca. B 125 x H 40 x T 90 mm

Prix: 65,58

For 20 RA instruments or 20 FG instruments

Promo
55,00

BS171*
A45448



ca. B 125 x H 70 x T 90 mm

Prix: 65,58

For 20 Handpiece instruments

Promo
55,00



For all | * The base must be removed prior to cleaning.



Benex®-Control

Système atraumatique d'extraction de racine développé avec le Dr. Benno Syfrig

Le système Benex® permet l'extraction longitudinale atraumatique de racines. Dans les traitements dentaires modernes, l'implantologie après extraction est de plus en plus privilégiée. Conformément au principe d'invasion minimale, la conservation des structures des tissus mous et durs est une nécessité. En commençant par l'extraction ! Le Benex® garantit une extraction douce et simple des racines dans toute la bouche. Il est presque impossible d'endommager les tissus mous et l'os environnant. En raison de l'extraction longitudinale. Le Benex® est une base optimale pour l'implantation directe puisqu'il permet une protection tissulaire unique ainsi qu'une protection optimale de l'os.



Lien vers la vidéo
Video dell'applicazione

Art.-No. CBE00
A42781

Prix
1395,00



© Dr. Benno Syfrig

	Instrument diamanté Strumento diamantato	Foret pilote (ou initial) Frese pilota		Vis d'extraction Viti di estrazione			
	L	L - 6 mm - 8 mm - 10 mm - 12 mm - 15 mm		L	7.0 mm		
Ref.	859L*	A2001	B2001	BE001 060	BE001 070	BE001 080	BE001 085
Tige/Gambo ¹	204	205	205	-	-	-	-
Taille/Misura ²	010	013	016	-	-	-	-
Longueur/Lunghezza mm	12.0	15.0	15.0	10.0	16.0	10.0	16.0
Δ	-	-	-	1.3	1.3	1.8	1.8
□	1.0	1.3	1.6	1.6	1.6	2.1	2.1

¹ 204=RA, 205=RA L ² Diamètre le plus large de la partie travaillante en dixième de mm

Δ Diamètre minimum

□ Diamètre externe



	Outil d'aide à l'insertion		Fils de traction ¹		Capuchon de protection	Extracteur ⁴	Support ¹
	L		L		L	L	
Ref.	BE001 045	BE001 055	BE001 020	BE001 021	BE001 SK60	BE001 010*	BE001 090
Longueur mm	8.2	18.2	48.0	39.0	8.0	129.0	-

³ illustrated 1:2

⁴ illustrated 1:3

* Plaque de support Teflon® inclus

Δ Diamètre minimum

□ Diamètre externe

Aussi disponible :

Plaque avec revêtement Teflon® (droit)¹

Ref. BE001 015
Droit (plat)

¹ Teflon® est une marque déposée de DuPont, USA.

Ref. H1306
Périotome



Master-Core Basic

Developpé par le Pr. Istvan Urban

Prix
695,00

Master-
Line
by
Pr. Istvan Urban


Le système Bone Management® Master-Core permet le prélèvement simple et sûr de carottes osseuses dans le cadre d'une augmentation. Pour ce faire, ce système contient différents trépan de longueurs et diamètres spécifiques, pour des prélèvements de 3.0 mm, 5.00 mm et 7.0 mm de diamètre et de longueurs de 4.00 mm à 8.00 mm est désormais possible. Grâce aux différentes longueurs de trépan, vous bénéficiez d'une butée "automatique", assurant la protection des structures anatomiques et permettant ainsi un prélèvement sûr et contrôlé d'os. Le marquage de profondeur sur les parties travaillantes permet un contrôle supplémentaire de profondeur lors du prélèvement. Le revêtement noir des trépan permet enfin d'éviter tout reflet et éblouissement et donc une visibilité optimale du marquage de profondeur.



Art.-No. BMCBA
A51239

EN RÉSUMÉ

- Prélèvement simple et sûr de carottes osseuses
- Protection optimale des structures anatomiques grâce aux trépan de profondeurs déterminées
- Marquage de profondeur sur chaque trépan pour un contrôle supplémentaire de profondeur
- Prélèvement de cylindres osseux de différents diamètres et de différentes longueurs
- Revêtement noir sur les trépan pour un travail sans reflet ou éblouissement



Ref.	DV229	DV229	BV025
Tige/Gambo ¹	204	204	205
Taille/Misura ²	050	070	-
Longueur/Lunghezza mm	2.0	2.0	25.5
	5.0	7.0	-
	5.7	7.7	-



¹ 204=RA, 205=RA L

² Diamètre le plus large de la partie travaillante en dixième de mm

 Diamètre interne

 Diamètre externe

Trépan à butées



Ref.	229IU	229IU	229IU	229IU	229IU	229IU	229IU	229IU	229IU	229IU
Tige/Gambo ¹	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206

Master-Core Professional

Developpé avec le Pr. Istvan Urban

Prix
995,00


Master-
Line
by
Pr. Istvan Urban

Le système Bone Management® Master-Core permet le prélèvement simple et sûr de carottes osseuses dans le cadre d'une augmentation. Pour ce faire, ce système contient différents trépan de longueurs et diamètres spécifiques, pour des prélèvements de 3.0 mm, 5.00 mm et 7.0 mm de diamètre et de longueurs de 4.00 mm à 8.00 mm est désormais possible. Grâce aux différentes longueurs de trépan, vous bénéficiez d'une butée "automatique", assurant la protection des structures anatomiques et permettant ainsi un prélèvement sûr et contrôlé d'os. Le marquage de profondeur sur les parties travaillantes permet un contrôle supplémentaire de profondeur lors du prélèvement. Le revêtement noir des trépan permet enfin d'éviter tout reflet et éblouissement et donc une visibilité optimale du marquage de profondeur. Pour pouvoir répondre plus précisément à des besoins spécifiques, le Master-Core Professional contient une large gamme d'instruments.




A51240

Trépan pointeurs



Extension de foret



Ref.	DV229	DV229	DV229	DV229	BV024	BV025
Tige/Gambo ¹	204	204	204	204	205	205
Taille/Misura ²	040	050	060	070	-	-
Longueur/Lunghezza mm	2.0	2.0	2.0	2.0	23.5	25.5
	4.0	5.0	6.0	7.0	-	-
	4.7	5.7	6.7	7.7	-	-


¹ 204=RA, 205=RA L

² Diamètre le plus large de la partie travaillante en dixième de mm

Diamètre interne

Diamètre externe

Trépan à butée



Ref.	229IU	229IU	229IU	229IU	229IU	229IU	229IU	229IU	229IU	229IU
Tige/Gambo ¹	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206
Taille/Misura ²	503	504	505	506	507	603	604	605	606	607
Longueur/Lunghezza mm	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0


¹ 204=RA, 205=RA L

² Diamètre le plus large de la partie travaillante en dixième de mm

Diamètre interne

Diamètre externe

Trépan à butées



Ref.	229IU	229IU	229IU	229IU	229IU	229IU	229IU	229IU	229IU	229IU
Tige/Gambo ¹	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206
Taille/Misura ²	703	704	705	706	707	803	804	805	806	807
Longueur/Lunghezza mm	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

¹ 204=RA, 205=RA L

² Diamètre le plus large de la partie travaillante en dixième de mm

Diamètre interne

Diamètre externe

Master-Mill

Broyeur à os chirurgical, utilisé par le Pr. Istvan Urban

Prix
1950,00

Master-
Line
by
Pr. Istvan Urban

Le Bone Management® Master-Mill est un broyeur à os chirurgical qui broie des blocs d'os autologue puis récupère des copeaux d'os autologue. Grâce à l'utilisation de ces copeaux, tous types d'anomalies peuvent être comblées de façon optimale. Tous les composants du Master-Mill sont réalisés en acier inoxydable chirurgical de haute qualité. Tous les éléments du Master-Mill bénéficient d'un ajustement optimal et d'une géométrie stable, permettant une utilisation simple, un assemblage facilité et une utilisation particulièrement intuitive.



Art.-No. BKM00
A51238

Master-Mill (broyeur inclus)



Broyeur séparé



Ref. BKM00

BKMMW



© Hager & Meisinger GmbH



Master-Pin-Control Basic

Système de pins pour fixation de membrane, développé avec le Pr. Istvan Urban

Le Master-Pin-Control est spécialement conçu pour la fixation de membranes résorbables, non résorbables ou renforcées en titane. Ces pins, disposant d'un léger filetage, sont en réalité un hybride entre une vis et un pins. Ils ne cassent pas et ils ne plient pas. Le filetage permet d'augmenter la surface du pins et offre ainsi beaucoup plus de stabilité. De plus, grâce à la combinaison de ce filetage et à la conception unique de la tête, les pins MEISINGER peuvent être retirés facilement et en toute sécurité. Avec leur extrémité pointue et leur tige très stable, ils peuvent être insérés facilement et précisément dans un os cortical dense, même de biais.

Prix
649,00




Art.-No. BMPBA

A42413

10x
Pins

EN RÉSUMÉ

- Fixation pour tous types de membranes
- Pins avec filetage pour une plus grande stabilité et un retrait simple et sûr
- Conception unique de la tête pour une meilleure manipulation pour l'insertion et le retrait
- Des pins qui ne cassent pas et qui ne plient pas



© Dr. Istvan Urban

	Foret initial 2 Pcs.	Forets hélicoïdaux 2 Pcs.	Pins 10 Pcs.	
Ref.	186RF	203RF	203RF	MP10*
Tige/Gambo ¹	204	205	205	-
Taille/Misura ²	018	006	008	-
Longueur/Lunghezza mm	12.0	7.0	7.0	3.65
	-	-	-	0.87
*	1.8	0.6	0.8	0.95
Ø tête / Testa mm	-	-	-	2.51

¹ 204=RA, 205=RA L

² Diamètre le plus large de la partie travaillante en dixième de mm

Diamètre minimum

Diamètre externe



Aussi disponible :

Foret hélicoïdal à butée

203S



Recharge de Pins


10 Pins (MP10*)

50 Pins (MP50*)

100 Pins (MP100*)



Tournevis pour pins
Cacciavite per pino



Ref.

MP11

échelle 1:1 (Longueur en mm: 35.0) / Scala 1:1 (Lunghezza mm: 35.0)

Porte-pins



Ref.

MP12

échelle 1:2 (Longueur en mm: 170.0)

Support pour fixation



Ref.

MP14

échelle 1:2 (Longueur en mm: 165.0)

Master-Pin-Control

Système de pins pour fixation de membrane, développé avec le Pr. Istvan Urban

Le Master-Pin-Control est spécialement conçu pour la fixation de membranes résorbables, non résorbables ou renforcées en titane. Ces pins, disposant d'un léger filetage, sont en réalité un hybride entre une vis et un pin. Ils ne cassent pas et ils ne plient pas. Le filetage permet d'augmenter la surface du pins et offre ainsi beaucoup plus de stabilité. De plus, grâce à la combinaison de ce filetage et à la conception unique de la tête, les pins MEISINGER peuvent être retirés facilement et en toute sécurité. Avec leur extrémité pointue et leur tige très stable, ils peuvent être insérés facilement et précisément dans un os cortical dense, même de biais.


Prix
895,00



Master-
Line
by
Pr. Istvan Urban

Art.-No. BMP00
A43341

35x
Pins



© Dr. Istvan Urban

	Foret initial 2 Pcs.	Forets hélicoïdaux 2 Pcs.	Pins 35 Pcs.	
Ref.	186RF	203RF	203RF	MP10*
Tige/Gambo ¹	204	205	205	-
Taille/Misura ²	018	006	008	-
Longueur/Lunghezza mm	12.0	7.0	7.0	3.65
 *	-	-	-	0.87
 *	1.8	0.6	0.8	0.95
Ø tête / Testa mm	-	-	-	2.51

¹ 204=RA, 205=RA L

² Diamètre le plus large de la partie travaillant en diamètre de mm

* Diamètre minimum

* Diamètre externe




Recharge de Pins

- 10 Pins (MP10*)
- 50 Pins (MP50*)
- 100 Pins (MP100*)



Tournevis pour pins



Ref.	MP11
échelle 1:1 (Longueur en mm : 35.0)	

Porte-pins



Ref.	MP12
échelle 1:2 (Longueur en mm : 170.0)	

Support pour fixation



Ref.	MP14
échelle 1:2 (Longueur en mm : 165.0)	

Master-Pin-Control Plus

Système de pins pour fixation de membranes développé avec le Pr. Istvan Urban

Le Master-Pin-Control a été conçu spécialement pour la fixation de membranes résorbables, non-résorbables, et renforcées titane. Le kit Master-Pin-Control Plus contient quant à lui deux types de pins. Le premier possède une tête de pins particulièrement plate et est donc, par exemple, idéal pour une utilisation sous les tissus mous. Le deuxième possède quant à lui une tête plus épaisse comprenant, entre autre, la connexion avec le tournevis permettant leur retrait plus aisé. Tous les pins inclus dans ce kit sont en Titane de grade 5 et comporte un léger filetage augmentant la surface du pins. Ce léger filetage permet de les retirer facilement après cicatrisation. Grâce à leur design particulièrement pointu et leur corps particulièrement stable, ils peuvent être insérés facilement et de façon précise, y compris dans de l'os cortical dense.

Pour la création de l'afflux de sang dans la corticale, le kit Master-Pin-Control Plus contient aussi le foret à butée 203S.

Prix
895,00



A51241

Art.-No. BMPPL



20x Pins MP10



10x Pins MP20

	Foret initial	Forets hélicoïdaux	Foret à butée pour décoloration	
Ref.	186RF	203RF	203RF	203S
Tige/Gambo ¹	204	205	205	204
Taille/Misura ²	018	006	008	012
Longueur/Lunghezza mm	12.0	7.0	7.0	4.0
Δ	-	-	-	-
□	1.8	0.6	0.8	1.2

¹ 204=RA, 205=RA L

² Diamètre le plus large de la partie travaillante en dixième de mm

Δ Diamètre minimum

□ Diamètre externe

	Pins 20 Pcs.	Pins, tête plate 10 Pcs.
Ref.	MP10*	MP20*
Tige/Gambo ¹	-	-
Taille/Misura ²	-	-
Longueur/Lunghezza mm	3.65	3.15
Δ	0.87	0.87
□	0.95	0.95
Ø tête / Testa mm	2.51	2.51




Fig.

MP11

échelle 1:1 (Longueur en mm: 35.0) / Scala 1:1 (Lunghezza mm: 35.0)



Ref.

MP12

échelle 1:2 (Longueur en mm: 170.0) / Scala 1:2 (Lunghezza mm: 170.0)



Ref.

MP13

Master-Pin-X-Control Basic NEW

Système de Pins pour fixation de membrane, développé avec Istvan Urban



Le kit Master Pin X-Control Basic (BMPXB) : comprend dix pins filetés (MP30), qui sont contenus dans un support « Pin-Box » ainsi que le tournevis approprié pour l'insertion (manuelle). De plus, le système comprend deux forets hélicoïdaux avec butée de profondeur (203S) et deux forets de pré-forage (203RF) en diamètre 0,6mm et 0,8mm.

Prix
649,00



A51242

Art.-No. BMPXB

10x
Pins



EN RÉSUMÉ

- Fixation sûre et simple des membranes grâce aux pins filetés en alliage de titane (grade 5), biocompatibles.
- Préhension simple et sûre grâce à la connexion « Torx » et transmission optimale des couples lors de l'insertion.
- Foret avec butée de profondeur pour un forage sécurisé de l'os cortical. L'afflux de sang étant un point essentiel pour une régénération osseuse réussie.
- Fixation sûre des membranes, désormais possible également dans les zones difficiles d'accès (linguale).
- En règle générale, il n'est pas nécessaire de pré-forer grâce au filetage auto-taraudant du pins. (Uniquement en cas d'os type D1, très corticalisé)

Ref.	Forets hélicoïdaux		Foret à butée pour l'afflux sanguin	Pins
	203RF	203RF	203S	MP30*
Tige/Gambo ¹	205	205	204	-
Taille/Misura ²	006	008	012	-
Longueur/Lunghezza mm	7.0	7.0	4.0	3.2
Diamètre minimum	-	-	-	-
Diamètre externe	0.6	0.8	1.2	-
Ø tête / Testa mm	-	-	-	-

¹ 204=RA, 205=RA L

² Diamètre le plus large de la partie travaillante en dixième de mm

Diamètre minimum

Diamètre externe



Ref. TL0T1
148 0

Recharge de Pins

Pins à 5 (MP30*)





Master-Pin-X-Control Upgrade **NEW**

Système de Pins pour fixation de membrane, développé avec Istvan Urban

Le Master-Pin-X-Control Upgrade (BMPXU) est un système Master-Pin-X-Control réduit au minimum de composants nécessaires, et c'est aussi l'option la plus compact pour l'utilisateur/trice. La boîte à pins contient 20x MP30. Un tournevis TL0T1 est aussi inclus. Note : la boîte à pins du pins MP10 (sans filetage) n'est pas compatible avec les Pins MP30!

Prix
795,00



A51243
Art.-No. BMPXU

20x
Pins



EN RÉSUMÉ

- Fixation sûre et simple des membranes grâce aux pins filetés en alliage de titane (grade 5), biocompatibles.
- Préhension simple et sûre grâce à la connexion « Torx » et transmission optimale des couples lors de l'insertion.
- Foret avec butée de profondeur pour un forage sécurisé de l'os cortical. L'afflux de sang étant un point essentiel pour une régénération osseuse réussie.
- Fixation sûre des membranes, désormais possible également dans les zones difficiles d'accès (linguale).
- En règle générale, il n'est pas nécessaire de pré-forer grâce au filetage auto-taraudant du pins. (Uniquement en cas d'os type D1, très corticalisé)



Ref.	MP30*
Tige/Gambo ¹	-
Taille/Misura ²	-
Longueur/Lunghezza mm	3,2
Δ	-
* □ *	-
Ø tête / Testa mm	-

¹ Diamètre le plus large de la partie travaillante en dixième de mm



Recharge de Pins


Trephine Ejection Kit

Système de trépan pour extraction de greffons osseux cylindriques, développé avec le Pr. Fouad Khoury

Le Trephine Ejection Kit a été développé avec le Pr. Fouad Khoury. Riche de plusieurs innovations, ce kit est vraiment unique : les trépan en deux parties, avec refroidissement interne, permettent le prélèvement à la fois peu invasif et sûr de greffons osseux cylindriques (ou carottes).

Le refroidissement interne protège l'os d'un risque de surchauffe du tissu osseux. La partie travaillante du trepan est quant à elle détachable et permet une extraction particulièrement aisée du greffon osseux cylindrique prélevé. Grâce à une aiguille ou à deux instruments d'éjection spécifiques, parfaitement ajustés au diamètre du trepan, le greffon peut être éjecté facilement et de façon sûre. De plus, le kit contient des trépan «pointeurs» pour plus de précision.



Grâce aux trépan en deux parties, à la variété de diamètres et à la coordination optimale des instruments, le Trephine Ejection Kit permet aux praticien(ne)s, une extraction de greffons osseux cylindriques chirurgicalement précise, efficace et d'une grande flexibilité.



Art.-No. BTE00


A51245

Prix
749,00



© Prof. Dr. Fouad Khoury

Trépan pointeur



Tige

4 Pos.



Trépan




Ref.	230KH	230KH	230KH	230KH	229KH*	229KH	229KH	229KH	229KH
Tige/Gambo ¹	204	204	204	204	204	900	900	900	900
Taille/Misura ²	021	025	029	033	000	021	025	029	033
Longueur/Longhezza mm	2.0	2.0	2.0	2.0	20.5	15.5	15.5	15.5	15.5
	2.1	2.5	2.9	3.3	-	2.1	2.5	2.9	3.3
* 	3.1	3.5	3.9	4.3	-	3.1	3.5	3.9	4.3

¹ 204=RA, 900=Non monté

² Diamètre le plus large de la partie travaillante en diamètre de mm

 Diamètre interne

*  Diamètre externe

⁴ Le pack de 10 joints de remplacement est disponible sous la référence N°2151


Ref.	ASTKH	ASTKH	ASNKH	ASHKH	HRKH I
Tige/Gambo ¹	-	-	-	-	-
Taille/Misura ²	021	029	008	-	-
Longueur/Longhezza mm	22.0	22.0	37.0	28.0	15.5
	-	-	-	5.5	-
	5.5	5.5	-	-	-
	2.1	2.9	0.8	-	-

¹ 204=RA

Aussi disponible :

Lever à carottes Khoury

illustrat 1:2



Ref.	HK001
Longueur mm	L = 38.0 I = 20.0

Micro Screw System Basic

«Concept de Olsberg» par le Pr. Fouad Khoury

Les kits Bone Management® Micro Screw System (système de micro-vis) sont utilisés pour la fixation et la stabilisation de greffons osseux corticaux. Toute la particularité de ce kit vient des vis d'ostéosynthèse de diamètres 1.0 mm (corps de la vis de 0.6mm), et 1.2 mm (corps de la vis de 0.7 mm).

Ces micro-vis sont fabriquées dans un acier implantaire chirurgical spécifique, qui leur donne une stabilité optimale malgré leur diamètre réduit.



Art.-No. BMSBA
A40714

Prix
849,00

Aussi disponible :

915DM moyen

Ref.	Tige / Shank	Ref. / Ref.-No.	1
		L mm	0,25
915DM	HP	806 104 35M 524	220
	unmounted	806 900 35M 524	220

Très souple

	Forêt pilote		Pointeur		Tournevis simple		Tournevis contre-angle
Ref.	MSPB1	MSPB2	202RF	202RF	MSSDE	MSSDW	
Tige/Gambo ¹	204	204	206	206	-	204	
Taille/Misura ²	008	010	008	010	-	-	
Longueur/Lunghezza mm	14.0	14.0	14.0	14.0	101.7	24.0	
	-	-	-	-	-	-	
	0.8	1.0	0.8	1.0	-	-	

¹ 204 = RA, 206 = RA XL

² Diamètre le plus large de la partie travaillante en dixième de mm

Diamètre minimum

Diamètre externe

	Vis (3 Pcs.) Visi (3 pezzi ciascuno)			Vis (3 Pcs.) Visi (3 pezzi ciascuno)		
Ref.	MSS10 060*	MSS10 080*	MSS10 100*	MSS12 060*	MSS12 080*	MSS12 100*
Tige/Gambo ¹	-	-	-	-	-	-
Taille/Misura ²	-	-	-	-	-	-
Longueur/Lunghezza mm	6.0	8.0	10.0	6.0	8.0	10.0
	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2
Ø tête/Testa mm	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7

Micro Screw System

«Concept de Olsberg» par le Pr. Fouad Khoury

Les kits Bone Management® Micro Screw System (système de micro-vis) sont utilisés pour la fixation et la stabilisation de greffons osseux corticaux. Toute la particularité de ce kit vient des vis d'ostéosynthèse de diamètres 1.0 mm (corps de la vis de 0.6mm), et 1.2 mm (corps de la vis de 0.7 mm).

Ces micro-vis sont fabriquées dans un acier implantaire chirurgical spécifique, qui leur donne une stabilité optimale malgré leur diamètre réduit.



Art.-No. BMS00

A51244

Prix
1095,00

Aussi disponible :

915DM moyen

Ref.	Tige / Shank	Ref. / Ref.-No.	1
	L mm		0,25
915DM	HP	806 104 35M 524	220
	unmounted	806 900 35M 524	220

Très souple

Ref.	MSPB1	MSPB2	202RF	202RF	MSSDM	MSGSD	MSSDW
Tige/Gambo ¹	204	204	206	206	-	-	204
Taille/Misura ²	008	010	008	010	-	-	-
Longueur/Lunghezza mm	14.0	14.0	14.0	14.0	142.2	33.0	24.0
	-	-	-	-	-	-	-
	0.8	1.0	0.8	1.0	-	-	-

¹ 204 = RA, 206 = RA XL

² Diamètre le plus large de la partie travaillante en dixième de mm

Diamètre minimum

Diamètre externe

Ref.	MSS10 040*	MSS10 060*	MSS10 080*	MSS10 100*	MSS10 120*	MSS10 140*	MSS12 040*	MSS12 060*	MSS12 080*	MSS12 100*	MSS12 120*	MSS12 140*
Tige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taille	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Longueur, mm	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0
	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2


Micro Screw System Plus

Système combiné pour extraction et fixation de greffons osseux développé avec le Pr. Fouad Khoury

Le Kit Micro Screw System Plus est un système combinant le Trephine Ejection Kit, qui permet une extraction très peu invasive de carottes osseuses sur le site implantaire en lui-même, ainsi que le Micro Screw System, qui est utilisé pour la fixation sûre et simple et la stabilisation de greffons osseux.



Le kit Micro Screw System Plus est le kit idéal pour l'ensemble de la technique du « Bone-Core ». Pour l'extraction de carottes osseuses sur le site implantaire, le système contient nos trépanons démontables pour pouvoir extraire facilement la carotte du trépan grâce à l'instrument d'éjection. Ces trépanons sont d'autre part refroidis à travers le mandrin. Pour la fixation du greffon, le Micro Screw System Plus offre des vis d'ostéosynthèse d'un diamètre de 1.0 mm ou 1.2 mm, ainsi que les instruments nécessaires pour la mise en place des vis. Ces vis d'ostéosynthèse sont faites en acier inoxydable chirurgical, qui leur donne une très grande stabilité malgré leur diamètre réduit.

La combinaison des deux techniques en un seul kit et les instruments adaptés les uns aux autres de façon optimale offrent à l'utilisateur un flux de travail clair et global dans le cadre de la Technique du « Bone-Core » et permet la plus grande précision de l'extraction à la fixation du greffon osseux autologue.




Art.-No. BMSPL
A49441

Prix
1895,00



© Prof. Dr. Fouad Khoury

	Foret pilote		Foret initial		Tournevis manuel	Griffe pour tournevis manuel	Tournevis RA
							
Ref.	MSPB1	MSPB2	202RF	202RF	MSSDM	MSGSD	MSSDW
Tige/Gambo ¹	204	204	206	206	-	-	204
Taille/Misura ²	008	010	008	010	-	-	-
Longueur/Lunghezza mm	14.0	14.0	14.0	14.0	142.2	33.0	24.0
	-	-	-	-	-	-	-
	0.8	1.0	0.8	1.0	-	-	-



¹ 204=RA, 206=RA XL

² Diamètre le plus large de la partie travaillant en dixième de mm ⁴ Diametro massimo della parte lavorante in 1/10 mm

Δ Diamètre minimal

Δ Diamètre externe

	vis (4 pcs. chacune)						Vis (1 pcs. ciascun)					
												
Ref.	MSS10 040*	MSS10 060*	MSS10 080*	MSS10 100*	MSS10 120*	MSS10 140*	MSS12 040*	MSS12 060*	MSS12 080*	MSS12 100*	MSS12 120*	MSS12 140*
Tipe/Gambo ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taille/Misura ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
longueur/Lunghezza mm	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	4.0	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0
	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2



Forec initial trepan Trephine initiali					Tige Gambo (4 pieces / 4 pz.)				
									
Ref.	230KH	230KH	230KH	230KH	229KH*	229KH	229KH	229KH	229KH
Tige/Gambo ¹	204	204	204	204	204	900	900	900	900
Taille/Misura ²	021	025	029	033	000	021	025	029	033
Longueur/Lunghezza mm	2.0	2.0	2.0	2.0	20.5	15.5	15.5	15.5	15.5
	2.1	2.5	2.9	3.3	-	2.1	2.5	2.9	3.3
	3.1	3.5	3.9	4.3	-	3.1	3.5	3.9	4.3

¹ 204=RA, 900=Unmounted ² Diamètre le plus large de la partie travaillée en diamètre de mm.

 Diamètre interne

 Diamètre externe

* 10 Pack de 10 O-ring de remplacement pour Art.-No. 2151

Instruments d'éjection			Manchon d'éjection			Volaire à main	
							
Ref.	ASTKH	ASTKH	ASNKH	ASHKH	HRKH1		
Tige	-	-	-	-	-		
Taille	021	029	008	-	-		
Longueur	22.0	22.0	37.0	28.0	15.5		
	-	-	-	5.5	-		
	5.5	5.5	-	-	-		
	2.1	2.9	0.8	-	-		

¹ 204=RA

² Diamètre le plus large de la partie travaillée en diamètre de mm.

 Diamètre minimal

 Diamètre interne

 Diamètre externe

Aussi disponible :

Levier à carottes Khoury

Illustration 1:2

Ref.	HK001
Longueur	L = 38.0 I = 20.0

EN RÉSUMÉ

- Kit pour réaliser l'ensemble de la procédure pour la Technique "Bone-Core"
- Instruments adaptés les uns aux autres de façon optimale pour une plus grande précision de l'extraction à la fixation de greffons osseux autologues
- Trépans en deux parties pour une extraction sûre et peu invasive de greffons osseux
- Fixation et stabilisation sûre de greffons osseux corticaux
- Vis d'osteosynthèse de diameter 1.0 et 1.2 mm en acier inoxydable chirurgical pour une grande stabilité.
- Vis au filetage auto-taroudant permettant aux vis d'osteosynthèse d'être vissées sans pré-forage.

BUR BLOCKS, NON STERILIZABLE, PLEXIGLASS |

2807 A33555



ca. B 163 x H 20 x T 107 mm

Prix: 59,88

Base – For 50 Handpiece or 50 RA instruments

Promo
49,90

D2807 A31162



ca. B 163 x H 62 x T 107 mm

Prix: 32,63

Cover HP

Promo
27,25

2808 A28806



ca. B 163 x H 20 x T 107 mm

Prix: 59,88

Base – For 50 FG instruments

Promo
49,90

D2808 A30233




ca. B 163 x H 32 x T 107 mm

Prix: 32,63

Cover FG

Promo
27,25

2813 A37349



ca. B 163 x H 20 x T 107 mm

Prix: 59,88

Base – For 25 Handpiece or 25 RA instruments and 25 FG instruments

Promo
49,90

D2813 A33554



ca. B 163 x H 43 x T 107 mm

Prix: 32,63

Cover RA

Promo
27,25



Souhaitez-vous une présentation complète
de la gamme Meisinger
dans votre cabinet ?

Contactez-nous au 03 450 93 20
ou par mail :
marketing@denta.be



Les prix sont en euro hors TVA et par pièce ou par unité de vente. Sous réserve de fautes de frappe ou de composition. Les photos sont sans engagement. Aucun frais d'administration ou de transport ne sera compté pour les commandes au dessus de 150 euros hors TVA. Les promotions sont valables du 01/03/2025 au 30/06/2025. Offres valables jusqu'à épuisement du stock et non cumulables avec d'autres actions.

Denta nv, Heiveldekens 2, 2550 Kontich, www.denta.be

Comptoir Dentaire de Bruxelles, EEBIC building, Allée de la Recherche 12 bte 30.28, 1070 Anderlecht

COMPTOIR DENTAIRE
DE BRUXELLES

