

COLTENE GROUP

Avril – Juin 2025

Promotions



HyFlex EDM Séquence OGSF

→ p. 4



BRILLIANT EverGlow

→ p. 15




ROEKO Gelatamp white

→ p. 21

CanalPro X-Move

Totale liberté de mouvement

- Localisateur d'apex intégré
- Mouvement en rotation continue ou en réciprocity (angles ajustables)
- Sans fil : 2,5 heures d'autonomie
- Interface intuitive
- Utilisable avec toutes les limes endodontiques du marché : possibilité de programmer les mouvements, vitesses de rotation et couples
- Fonction auto-reverse apical, lorsque la lime atteint le point de référence (apex)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Contre-angle : rotation à 360 degrés
- Plage de couple : 0,4 – 5,0 Ncm
- Plage de vitesse : 100 - 2500 tr/min
- Angle de mouvement oscillatoire réglable : intervalle de 10°
- Plage de réglage : 20 - 400°
- Mini contre-angle isolé d'un diamètre de 8 mm et d'une hauteur de 9,7 mm

OFFRE SPÉCIALE

CanalPro X-Move +
8 blisters de limes HyFlex
EDM OGSF au prix
du moteur seul

Réf. BUNDLEXM



CanalPro X-Move

65002739	1 552,95 €
----------	------------

- 1 × Pièce à main motorisée
- 1 × Base de chargement
- 1 × Contre-angle
- 1 × Buse de pulvérisation
- 1 × Câble de mesure
- 4 × Porte-lime
- 2 × Clip labial
- 2 × Sonde de contact
- 2 × Joint torique
- 1 × Adaptateur secteur universel
- 1 × Batterie
- 1 × Mode d'emploi
- 1 × Carte de dépannage du localisateur d'apex
- 1 × Liste du contenu de l'emballage

HyFlex EDM

Une résistance à la rupture jusqu'à **700% supérieure***

*Source : essais internes COLTENE

HyFlex EDM Réassort

52,79 €

3 x Lime de votre choix

Orifice
Opener
25/12



HandFiles



Limes de sécurisation au choix
suivant l'anatomie canalaire

15/03



10/05



Lime de
préparation
20/05



Mise
en forme
25/~ OneFile



Réassort x 3
400 tr/min
2,5 Ncm

Réassort x 3
300 tr/min
1,8 Ncm

Réassort x 3
300 tr/min
1,8 Ncm

Réassort x 3
400 tr/min
2,5 Ncm

Réassort x 3
400 tr/min
2,5 Ncm

Long.

21 mm

-

25 mm

-

15 mm

60019596

Lime de
votre choix

60023493

60022269

60022275

60022270

60023492

60019594

60022276

60019595

HyFlex EDM Kit de mise en forme simple

52,79 €

1 x 25/12 Orifice Opener

1 x 10/05 Lime de cathétérisme

1 x 25/~ Lime de mise en forme

Long.

21 mm

60022267

25 mm

60019363



HyFlex EDM Kit de mise en forme medium

52,79 €

1 x 10/05 Lime de cathétérisme

1 x 20/05 Lime de préparation

1 x 25/~ Lime de mise en forme

Long.

21 mm

60022277

25 mm

60022278



PRODUIT DU MOIS

MAI

-33%


sur HyFlex EDM

Offre valable uniquement
auprès de votre responsable
secteur COLTENE

HyFlex EDM – Séquence OGSF

Avantages

- **Résultats prévisibles** en appliquant le protocole standard OGSF
- **Préparation rapide des cas quotidiens** grâce à la correspondance optimisée entre l'extrémité et la conicité pour toute la séquence
- **Sécurité du patient accrue** grâce à une plus grande résistance à la rupture du matériau et à l'application du protocole standard OGSF



Dr Bondari

CONSEIL D'EXPERT



L'utilisation des limes avec une faible conicité devient une évidence dans l'époque du "minimal invasive". Si on peut utiliser les limes EDM One File dans la plupart des cas cliniques, l'arrivée de la séquence OGSF ne peut être que bénéfique, surtout pour les cas avec des longueurs radiculaires importantes, avec courbures importantes ou avec perméabilité difficile. Bien sûr, les limes OGSF peuvent être une solution générale pour la plupart de cas.



TRUCS ET ASTUCES



Je pense qu'il faut prendre en compte les propriétés de l'alliage utilisé pour la fabrication de ces limes, et ne pas hésiter à les précurber quand l'accès aux canaux est difficile. Bien regarder les limes pour voir si des déformations ont eu lieu pendant la préparation canalaire, pour avoir un peu plus d'informations sur la difficulté du cas. Pendant la vérification, je n'hésite pas à chauffer la lime pour qu'elle reprenne sa forme initiale avant de continuer la préparation. Si la lime ne reprend pas sa forme initiale, on peut la remplacer.



PRODUIT DU MOIS

MAI
-33%
sur HyFlex EDM OGSF

Offre valable uniquement
auprès de votre responsable
secteur COLTENE

HyFlex EDM OGSF, Réassorts 3 pcs

52,79 €

	1 Opener 18/11 400 rpm Max torque 2.5 Ncm	2 Glider (sécurisation) 15/03 300 rpm Max torque 1.8 Ncm	3 Shaper (mise en forme) 18/045 400 rpm Max torque 2.5 Ncm	4 Finisher (finition) 30/04 400 rpm Max torque 2.5 Ncm
18 mm	60036140	-	-	-
21 mm	-	60023493	60036136	60036138
25 mm	-	60023492	60036137	60036139

HyFlex EDM OGSF, Séquence 4 pcs

70,20 €

Opener	Glider	Shaper	Finisher
			
21 mm			60036141
25 mm			60036142

HyFlex EDM-OGSF - Pointes de Guttapercha

60 × Pointes de Guttapercha HyFlex EDM-OGSF

24,20 €

20/.05	60022706
OneFile 25/~	60022707
30/.04	60036504
40/.04	60022708
50/.03	60022709
60/.02	60022710
Assortiment 20/.05 - 60/.02	60022705



HyFlex EDM-OGSF - Pointes de Papier

100 × Pointes de Papier HyFlex EDM-OGSF

14,64 €

20/.05	60022742
OneFile 25/~	60022743
30/.04	60036503
40/.04	60022676
50/.03	60022741
60/.02	60022740
Assortiment 20/.05 - 60/.02	60022744





RETRAITEMENT ENDODONTIQUE

HyFlex Remover

La pièce essentielle de votre **retraitement**

- Une seule lime nécessaire pour le retrait des matériaux d'obturation
- Respect de l'anatomie canalaire
- Efficace sans aucun solvant
- Pointe inactive



30/.07

Couple maximum : **2.5 N.cm**
Vitesse de rotation : **400-800 rpm**
Traitement thermique : **C.Wire**



Vitesse de rotation
400 - 800 tr/min

Couple maximum
2,5 N.cm



HyFlex Remover

5 × B5 HyFlex Remover n30/7% Classics

64,70€

19 mm	60023649
23 mm	60023648

roeko

GuttaFlow bioseal

Consistance idéale et identique pendant toute la durée du temps de travail

- ✓ Poudre de gutta-percha [polydiméthylsiloxane, catalyseur (platine), dioxyde de zirconium, micro-argent (conservateur), colorant, vitrocéramique bioactive].
- ✓ Expansion - pas de condensation requise, donc pas de perte de temps.
- ✓ Adhésion à la pointe de gutta-percha et à la paroi dentinaire.

Bien plus qu'un système d'obturation : un outil de guérison



Kit ROEKO GuttaFlow bioseal

60019560	171,55€
----------	---------

1 × Seringue à corps double 5 ml
12 × Embouts mélangeurs
1 × Bloc de papier pour mélange



Réassort ROEKO GuttaFlow bioseal

60019561	155,26€
----------	---------

1 × Seringue à corps double 5 ml

Réassort embouts mélangeurs ROEKO GuttaFlow bioseal

60019562	35,15€
----------	--------

24 × Embouts mélangeurs





Étape 1 (sécurité directe) :

Protection dès l'obturation, p. ex. par bioactivité en cas d'humidité résiduelle dans le canal radiculaire



Étape 2 (sécurité latente) :

Protection régénérative en cas d'une possible introduction d'humidité ultérieure, p. ex. à cause de la formation de fissures, etc.



Temps de travail : 5 min
Polymérisation : 12 - 16 min

CanalPro

Irrigation et rinçage

Station SyringeFill CanalPro murale

60031348 | **153,13 €**

1 × Support pour bouteille
3 × SyringeFill Cap



Station SyringeFill CanalPro sur table

60031347 | **252,78 €**

1 × Support pour bouteille incl. base
3 × SyringeFill Cap



Seringues CanalPro

14,10 € | **17,06 €**
50 × Seringues 5 ml | 50 × Seringues 10 ml

	5 ml	10 ml
●	60019321	60011173
●	60019322	60011174
●	60019323	60011175
●	60019324	60011176



CanalPro NaOCl 3 % 1 × 500 ml

65002866 | **38,38 €**



CanalPro NaOCl 6 % 1 × 500 ml

65002867 | **38,38 €**

CanalPro EDTA 17 % 1 × 500 ml

60019651 | **79,95 €**



CanalPro CHX 2 % 1 × 500 ml

60019658 | **61,56 €**



CanalPro SyringeFill Cap

60019662 | **10,96 €**

1 × SyringeFill Cap



CanalPro Slotted end Tip

60011167 | **39,50 €**

100 × Embouts à fente. Calibre 27 - 0,4 mm

60011168 | **47,56 €**

100 × Embouts à fente. Calibre 30 - 0,3 mm



CanalPro Side Port Tips

60011169 | **100,88 €**

100 × Embouts à ports latéraux. Calibre 27 - 0,4 mm

60011170 | **110,08 €**


100 × Embouts à ports latéraux. Calibre 30 - 0,3 mm



ParaPost Fiber

Tenons fibrés pour indications en technique directe

- ✓ Esthétique sans métal
- ✓ Conception supérieure de la tête
- ✓ Scellement rapide sur commande
- ✓ Résistance supérieure
- ✓ Excellente radio-opacité
- ✓ Restauration monobloc remarquable



Pour découvrir la gamme complète, scannez ce QR code

Réassorts ParaPost Taper Lux

~~77,70 €~~ **58,28 €**

5 × Tenons fibrés

Tenons fibrés, sans métal

Taille	Ø en mm	5 unités
3	0,90	-
4	1,00	-
4,5	1,14	PF18145
5	1,25	PF1815
5,5	1,40	PF18155
6	1,50	PF1816



Kit intro Taper Lux

PF180 ~~334,46 €~~ **284,29 €**

15 × Tenons fibrés
4 × Forets

Réassorts ParaPost Fiber Lux

~~77,70 €~~ **58,28 €**

5 × Tenons fibrés

Tenons fibrés, sans métal

Taille	Ø en mm	5 unités
3	0,90	PF1713
4	1,00	PF1714
4,5	1,14	PF17145
5	1,25	PF1715
5,5	1,40	PF17155
6	1,50	PF1716



Kit intro Fiber Lux

PF170 ~~334,46 €~~ **284,29 €**

15 × Tenons fibrés
6 × Forets

Réassorts ParaPost Fiber White

~~71,12 €~~ **53,34 €**

5 × Tenons fibrés

Tenons fibrés, sans métal

Taille	Ø en mm	5 unités
3	0,90	PF1613
4	1,00	-
4,5	1,14	PF16145
5	1,25	PF1615
5,5	1,40	PF16155
6	1,50	PF1616



Kit intro Fiber White

PF160 ~~229,07 €~~ **194,70 €**

10 × Tenons fibrés
6 × Forets

-25%
sur les Réassorts ParaPost

-15%
sur les Kit ParaPost



LAMPE À POLYMÉRISER LED

Coltolux Comfort


Simple. Efficace. Fiable.

Coltolux Comfort est une lampe à polymériser sans fil, à mode unique, dotée d'une seule touche et facile à utiliser. Sa puissante irradiance de 1 200 mW/cm² est compatible avec tous les photo-initiateurs à base de Camphorquinone.

- ✓ Le grand diamètre de lentille de 11 mm crée un profil de faisceau homogène, pour une polymérisation uniforme sur l'ensemble de la surface
- ✓ Tête à profil bas avec coude de 90 degrés pour un accès plus facile dans les régions postérieures
- ✓ Arrêt anti-roulement
- ✓ Légère et ergonomique
- ✓ Touche unique facile à utiliser, mode de polymérisation unique
- ✓ Batterie remplaçable par l'utilisateur
- ✓ Construction dans des matériaux durables et faciles à désinfecter
- ✓ La charge inductive sans contact est durable et protège contre la corrosion

Profil de faisceau homogène

Pour une polymérisation uniforme sur l'ensemble de la surface

**Écran protecteur intraoral**

Spécifiquement conçu pour que la lentille soit placée au même niveau que le plan de polymérisation

**Kit Coltolux Comfort**

60034390	690,23 €
----------	----------

- 1 × Pièce à main
- 1 × Batterie
- 1 × Chargeur
- 1 × Bloc d'alimentation USB-C avec adaptateurs
- 3 × Écrans protecteurs intraoraux
- 3 × Écrans protecteurs extraoraux
- 20 × Capuchons de lentille
- 100 × Manchons de protection
- 1 × Bloc d'essai de matériaux composites



SYSTÈME D'ÉCLAIRCISSEMENT DENTAIRE PROFESSIONNEL

BRILLIANT Lumina

Un sourire naturellement lumineux

H₂O₂
n'est plus
d'actualité !

PAP
est l'avenir du
blanchiment dentaire.

Formule
sans peroxyde
d'hydrogène

-50%
sur BRILLIANT
Lumina

Avec BRILLIANT Lumina, vous disposez d'une solution en cabinet innovante pour le blanchiment dentaire, la formule étant, pour la première fois, sans peroxyde d'hydrogène ni peroxyde de carbamide. En effet, BRILLIANT Lumina est basé sur la substance active PAP (acide phthalimidoperoxyacétique). La particularité de ce produit : sa formule unique permet de maintenir la concentration de PAP à un niveau suffisamment élevé pour obtenir un sourire naturellement plus clair pendant un traitement.

BRILLIANT Lumina Kit de base

65002864	101,94€
----------	---------

4 x Gel
1 x Activateur
1 x Brochure patient



NOUVEAU

ACCESSOIRES POUR LE TRAITEMENT

HySolate Liquid Dam

Digue photopolymérisable
pour la protection
des gencives

- Contrôle visuel facile lors de l'application grâce à la couleur bleutée
- Facile à enlever
- Application directe avec les embouts-aiguilles
- Complément parfait du produit de blanchiment BRILLIANT Lumina



CIMENT RÉSINE AUTO-ADHÉSIF À POLYMÉRISATION DUALE

SoloCem

Scellement fiable
en une seule étape

Votre partenaire pour pratiquement
toutes les indications de collage
indirectes. En fonction de la situation,
vous pouvez sceller avec ou sans adhésif.
Pour un universel – exigez SoloCem.



Scellement
esthétique



Restaurations
durables

PRODUIT DU MOIS

JUIN

-33%
sur SoloCem

Offre valable uniquement
auprès de votre responsable
secteur COLTENE

SoloCem Réassorts

117,72€

1 × Seringue Automix 5 ml
5 × Embouts mélangeurs marrons courts super fins
5 × Embouts mélangeurs marrons courts fins

Dentine	60014062
Blanc opaque	60014061
Trans	60019840



ADHÉSIF UNIVERSEL MONOCOMPOSANT
PHOTOPOLYMÉRISABLE

ONE COAT 7 UNIVERSAL

La cohésion dans
toutes les situations



Un seul agent adhésif
universel pour toutes les
indications et techniques
de mordantage



Extrêmement économique :
jusqu'à 300 applications
par flacon



Valeurs d'adhésion
exceptionnelles et excellent
scellement marginal



ONE COAT 7 UNIVERSAL
Réassort flacon

60019539 101,57€

1 × Flacon 5 ml



ONE COAT 7 UNIVERSAL
Réassort unidoses

60019540 130,28€

50 × Unidose 0,1 ml
50 × Brossettes noires



* Dihydrogénophosphate de méthacryloyloxydécyle

BRILLIANT EverGlow Flow

Le complément idéal

- ✓ Système de teintes Duo Shade
- ✓ Idéal pour obturer les zones difficiles d'accès et le scellement des fissures
- ✓ Conservation du brillant
- ✓ Bonnes propriétés d'adaptation grâce à sa faible viscosité
- ✓ Haute stabilité et parfaite thixotropie
- ✓ Niveau de précision absolu

Hautement stable, tout en étant très fluidifiable

Grâce à BRILLIANT EverGlow Flow, l'excellente stabilité et la bonne fluidité ne constituent plus une contradiction. BRILLIANT EverGlow Flow réussit à combiner ces propriétés en un seul matériau extrêmement polyvalent. Affichant une stabilité initiale élevée (voir figures à droite) et une parfaite thixotropie, BRILLIANT EverGlow Flow peut être utilisé avec un niveau de précision absolue de manière simple et contrôlée.

Deux tailles d'aiguille d'application pour plusieurs indications



0,4 mm



0,8 mm

Résultats très esthétiques



Situation initiale :
dyschromie



Teinte opaque
appliquée



Restauration
finale



BRILLIANT EverGlow Flow Réassorts Seringues

33,48 €

- 1 × Seringue 2 g
- 5 × Aiguilles d'application standards 0,8 mm
- 5 × Aiguilles d'application fines 0,4 mm

PRODUIT DU MOIS

AVRIL

-33%

sur BRILLIANT
EverGlow Flow

Offre valable uniquement
auprès de votre responsable
secteur COLTENE

	DENTINE					
	BL	A1/B1	A2/B2	A3/D3	A3.5/B3	A4/C4
Seringue	60019752	60019753	60019754	60019755	60019756	60019757

	ÉMAIL	OPAQUE	
	TRANS	OA2	OA3
Seringue	60019758	60019751	60023825

BRILLIANT Bulk Fill Flow

BRILLIANT Bulk Fill Flow est le matériau d'obturation idéal pour des restaurations faciles et rapides. Reposant sur la technologie de charges BRILLIANT, il est le partenaire parfait pour BRILLIANT EverGlow et EverGlow Flow.



PRODUIT DU MOIS

AVRIL

-33%

sur BRILLIANT Bulk Fill Flow

Offre valable uniquement auprès de votre responsable secteur COLTENE

Pas de couche supérieure nécessaire

La résistance élevée à l'abrasion permet d'obtenir efficacement des restaurations de qualité en une seule étape dans la mesure où la couche supérieure n'est plus nécessaire.

Profondeur de polymérisation fiable de 4 mm

Des couches successives ayant jusqu'à 4 mm d'épaisseur sont polymérisées correctement en 20 s ($\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$). Cette caractéristique, associée à la mouillabilité de la surface et à la fluidité du matériau, permet de gagner du temps en réduisant le nombre d'étapes.

Un matériau adaptatif Multi Shade

L'effet caméléon de BRILLIANT Bulk Fill Flow permet au matériau Multi Shade de s'adapter à une large palette de teintes dentaires.



Obturation occlusale

Réassorts BRILLIANT Bulk Fill Flow
1 seule teinte, matériau adaptatif Multi Shade

60033280	44 €
----------	------

1 × Seringue de 2,3 g
11 × Aiguilles d'application



Procédure clinique



BRILLIANT EverGlow

Aptitude au polissage exceptionnelle et brillant durable

Une esthétique durable, une manipulation pratique et une bonne résistance mécanique sont les principales caractéristiques du concept BRILLIANT EverGlow. Sa technologie de charge a été pensée pour tirer le meilleur de ces qualités de manière à convaincre les utilisateurs autant que les patients.



EDITOR'S CHOICE



96%
note globale
obtenue par
les éditeurs
Dental

BRILLIANT EverGlow
Réassorts Seringues

56,67 €



BRILLIANT EverGlow Réassorts Tips

82,86 €

20 x Tips 0,2 g



	DENTINE						
	BL	A1/B1	A2/B2	A3/D3	A3.5/B3	C2/C3	A4/C4
Seringue	60019697	60019698	60019699	60019700	60019701	60019702	60019703
Tips	60019706	60019707	60019708	60019709	60019710	60019716	60019717

	ÉMAIL	
	BL TRANS	TRANS
Seringue	60019705	60019704
Tips	60019719	60019718

OPAQUE				
OBL	OA1	OA2	OA3	OA4
60019743	60019744	60023819	60019745	60023820
60019746	60019747	60023823	60019748	60023824

ParaCore

Composite pour la reconstitution corono-radriculaire : **1 produit, 3 indications**

Résine composite renforcée avec des particules de verre, à polymérisation duale, radio-opaque et disponible en trois teintes : dentine, blanc et translucide.

- ✓ Reconstitution des moignons
- ✓ Collage des tenons fibrés
- ✓ Collage des couronnes et des bridges sans métal



PRODUIT DU MOIS
-33%
sur ParaCore
Offre valable uniquement auprès de votre responsable secteur COLTENE

Réassort seringue automix,
2 × 5 ml

108,77€

2 × 5 ml Teinte au choix
20 × Embouts mélangeurs

White	5886
Dentine	5887
Dentine SLOW	60011391
Trans SLOW	60011392

Réassort cartouche automix,
1 × 25 ml


229,95€

1 × 25 ml Teinte au choix
20 × Embouts mélangeurs,
embouts intra-oraux

White	5854
Dentine	5853

DuoTEMP

Une double sécurité pour garder le sourire !



- ✓ Durcissement dual
- ✓ Matériau avec indications multiples
- ✓ Intégrité marginale élevée
- ✓ Retrait facile


Kit Éco DuoTEMP

7090 89,26 €

5 × Seringues de 5 g



Comparaison de joints marginaux



Coupes de molaires humaines extraites, obturées avec DuoTemp puis plongées dans du bleu de méthylène pour caractériser le joint marginal. Les propriétés obtenues avec DuoTEMP étaient excellentes. Source : données internes. (*N'est pas une marque de COLTENE)

Application facile et rapide



Un seul composant, pas de mélange. Bonne rétention dans la cavité. Dépose facile.

MATÉRIAU POUR ENREGISTREMENT DE L'OCCLUSION À BASE DE SILICONE A

Jet Blue Bite

Enregistrement de l'occlusion
de la plus haute précision

Un enregistrement précis de l'occlusion est essentiel pour garantir une reproduction de l'occlusion fidèle à la réalité entre les dents supérieures et inférieures dans l'articulateur. Les exigences à l'égard du matériau sont par conséquent variées. Les décennies d'expertise de COLTENE en matière de matériaux à base de silicone de haute qualité se reflètent dans Jet Blue Bite, un matériau d'enregistrement de l'occlusion qui permet d'obtenir des résultats rapides et précis.

Enregistrement de l'occlusion	Silicone	Teinte	Dureté Shore*	Stabilité dimensionnelle	Temps de travail	Temps de prise	Goût
Jet Blue Bite fast	A		88 A	0,08 %	30 s	40 s	Neutre
Jet Blue Bite superfast	A		88 A	0,12 %	20 s	30 s	Neutre

*La dureté Shore peut varier d'environ +/-2

Jet Blue Bite, 1 x 50 ml

~~35,47 €~~ **26,60 €**

1 x 50 ml
6 x Embouts mélangeurs
6 x Embouts plats

Fast	6491
Super Fast	6493

Jet Blue Bite, 4 x 50 ml

~~119,40 €~~ **89,55 €**

4 x 50 ml
12 x Embouts mélangeurs
12 x Embouts plats

Fast	6495
Super Fast	6497



-25%
sur Jet Blue Bite

Consistance
crémeuse

- ✓ Occlusion parfaitement naturelle grâce à la consistance crémeuse
- ✓ Pas d'effet rebond lors de la fermeture
- ✓ Ne s'infiltré pas dans les espaces interdentaires



AFFINIS

Matériau pour empreinte à base de silicone A

-25%
sur AFFINIS



Un silicone A
toujours parmi
les plus rapides
de sa génération



Moulage précis de
chaque détail même
dans les conditions
les plus difficiles



Prise
d'empreinte en
toute confiance



Contrôle aisé
pour une
réussite garantie



AFFINIS putty

~~110,07€~~ **82,55€**

2 x 300 ml Base et catalyseur
2 x Cuillères

Viscosité

putty soft		6530
putty soft fast		6531
putty super soft		6535



AFFINIS et AFFINIS PRECIOUS

~~73,48€~~ **55,11€**

2 x 50 ml
12 x Embouts mélangeurs universels

Viscosité

light		6501
light fast		6601
regular		6511
regular fast		6611
PRECIOUS light		6775
PRECIOUS regular		6776



AFFINIS system 360

~~215,53€~~ **161,65€**

2 x 380 ml Réassort
1 x Bague de serrage

Viscosité


putty		6472
heavy body		6487
MonoBody		6482

MATÉRIAU POUR EMPREINTE À BASE DE SILICONE A

PRESIDENT

The Original

-25%

 sur PRESIDENT
The Original


PRESIDENT The Original putty

~~89,02 €~~ **66,77 €**

 2 x 300 ml Base et catalyseur
2 x Cuillères

Viscosité

putty		60019942
putty soft		60019943
putty soft fast		60022166
putty super soft		60019944

PRESIDENT The Original light cartouche 50 ml

~~58,78 €~~ **44,09 €**

2 x 50 ml 12 x Embouts mélangeurs universels

Viscosité

regular body		60019939
light body		60019938
Xtra light body		60019937

PRESIDENT The Original system 360

~~185,39 €~~ **139,04 €**

2 x 380 ml 1 x Bague de serrage

Viscosité

MonoBody		60019946
heavy body		60019948

ACCESSOIRES

 Embouts utilisables avec les produits
AFFINIS et PRESIDENT The Original


Embouts-mélangeurs universels

 60019663
x 40

~~41,85 €~~ **31,39 €**

 60019694
x 100

~~77,24 €~~ **57,93 €**

 Embouts
intra-oraux jaunes

 6555
x 100

76,02 €

 Embouts
intra-oraux blancs

 6210
x 100


59,64 €


roeko Surgitip

Canules d'aspiration stérile 2,8 ou 4,9 mm

- ✓ La canule verte assure un excellent contraste sur le site traité
- ✓ Le champ de vision est dégagé grâce à la forme fine et à l'extrémité conique
- ✓ Elle est hygiénique et fait gagner du temps, stérile, sous emballage individuel et prête à l'emploi
- ✓ Différents diamètres et formes de canules pour un large éventail de traitements

-20%
sur ROEKO Surgitip



Surgitip

Ø 2,8 mm, × 20 pcs.

462025	44,95 €	35,96 €
--------	--------------------	----------------

Ø 2,8 mm, × 100 pcs.

462026	185,53 €	148,42 €
--------	---------------------	-----------------

Ø 4,9 mm, × 20 pcs.

462048	40,46 €	32,37 €
--------	--------------------	----------------

Ø 4,9 mm, × 100 pcs.

462049	168,28 €	134,62 €
--------	---------------------	-----------------

Surgitip-endo

Ouverture de la pointe
0,35 mm, Stérile

Ø 0,35 mm, × 20 pcs.

60018280	51,69 €
----------	----------------



roeko Stay-put

Fil de rétraction gingival

Stay-put associe les avantages d'un fil de rétraction tressé et la capacité d'adaptation d'un filament de métal fin. La structure souple est tellement efficace que le fil est facile à mettre en place dans le sillon et y reste.



-25%
sur ROEKO
Stay-put

ROEKO Stay-put

Fil de rétraction gingival
non imprégnés, 183 cm

18,43 €	13,82 €
--------------------	----------------

0 x-fine	521000
1 fine	521001
2 medium	521002
3 strong	521003

ÉPONGES HÉMOSTATIQUES RÉSORBABLES EN GÉLATINE
POUR UN CONTRÔLE FIABLE ET EFFICACE DES SAIGNEMENTS

roeko Gelatang

Hémostase initiale rapide



- ✓ Prévention de l'infection des plaies et des héorragies secondaires
- ✓ Éponge de gélatine à base d'argent colloïdal
- ✓ Hémostatique et antibactérien

ROEKO Gelatang 14 × 7 × 7 mm

Boîte de 20 pcs	274002	21,48 €
Boîte de 50 pcs	274007	49,42 €
Boîte de 10 blisters doubles (soit 20 pcs)	274008	23,87 €

roeko Gelatang forte

Absorption très rapide



ROEKO Gelatang forte se compose d'une structure spéciale en éponge pour une absorption rapide. Absorbe jusqu'à 60 fois son poids dans la première minute; favorise la coagulation en quelques minutes. Il s'agit d'une éponge blanche mince de 4 mm qui aide à réduire le temps de traitement et induit de l'hémostase même après un traitement anticoagulant.

ROEKO Gelatang forte 10 × 10 × 4 mm

Boîte de 24 pcs	60036568	37,62 €
-----------------	----------	---------

NOUVEAU

roeko Gelatang white

Grande capacité d'absorption



ROEKO Gelatang white est une éponge universelle pour les procédures chirurgicales générales. Il s'agit d'une éponge cubique blanche standard de 10 × 10 × 10 mm. Elle est efficace pour le contrôle des saignements, l'absorption des liquides et l'aide à la coagulation. Grande capacité d'absorption, biocompatibilité élevée et facilité d'utilisation pour diverses applications chirurgicales.

ROEKO Gelatang white 10 × 10 × 10 mm

Boîte de 24 pcs	60052842	18 €
-----------------	----------	------

HySolate Crampons

-20%

sur HySolate
Crampons
Standard

Crampons Standard

Crampons standard au fini brillant.

Crampons Standard	15,14 €	12,11 €
-------------------	--------------------	---------

Crampons Brinker

Les crampons Brinker ont des becs inclinés supplémentaires pour assurer une rétraction maximale de la gencive. Ils assurent une rétraction maximale sans lacérer les tissus gingivaux.

Crampons Brinker	15,41 €
------------------	---------



	Références crampons sans ailettes					Références crampons avec ailettes			
Dent antérieure	 Standard #W9 H02770	 Standard #212 H07792	 Brinker #B4 H01051	 Brinker #B5 H01052	 Brinker #B6 H01053	 Standard #9 H02763			
Prémolaire	 Standard #W00 H02769	 Standard #W2 H02768	 Standard #W2A H02775	 Brinker #B4 H01051	 Brinker #B5 H01052	 Standard #00 H02762	 Standard #1 H02703	 Standard #2 H02761	 Standard #2A H05688
Molaire	 Standard #W3 H03814	 Standard #W7 H02765	 Standard #W8 H02767	 Standard #W8A H02766	 Standard #W14 H02774	 Standard #3 H05689	 Standard #4 H02704	 Standard #7 H02758	 Standard #8 H02760
	 Standard #W14A H02764	 Standard #W56 H03815	 Brinker #B1 H01048	 Brinker #B2 H01049	 Brinker #B3 H01050	 Standard #8A H02759	 Standard #14 H05690	 Standard #14A H02757	

HySolate Digue dentaire

-20%

sur les digues
HySolate avec ou
sans latex

Améliorez votre isolation

- Les couleurs claires permettent d'illuminer naturellement le champ opératoire, et les couleurs sombres apportent un meilleur contraste
- Visibilité améliorée grâce à une isolation performante
- Barrière anti-infectieuse
- Crée un champ opératoire sec

Digues sans latex HySolate

Taille	Couleur		Medium		Quantité
152 x 152 mm	Verte	H09105	40,49 €	32,39 €	x15
		H09106	209,76 €	167,81 €	x75



Digues latex HySolate - Sans poudre, faible teneur en protéines

Taille	Couleur	Épaisseur											Quantité	
		Fine			Medium			Épaisse			Très épaisse			
152 x 152 mm	Verte	60034418	21,05 €	16,84 €	60034419	23,38 €	18,70 €	60034420	26,82 €	21,46 €	60034421	27,64 €	22,11 €	x36
	Black Edition	-			60031352	26,91 €	21,53 €	60031353	30,85 €	24,68 €	60031354	31,79 €	25,43 €	
	Bleue	-			60034442	23,38 €	18,70 €	60034443	26,82 €	21,46 €	-			
	Claire	60034427	21,05 €	16,84 €	60034428	23,38 €	18,70 €	60034429	26,82 €	21,46 €	60034430	27,64 €	22,11 €	
	Fiesta (assortiment)	60034433	21,05 €	16,84 €	60034436	24,28 €	19,42 €	60034438	26,91 €	21,53 €	-			
127 x 127 mm	Verte	60034414	21,05 €	16,84 €	60034415	23,38 €	18,70 €	60034416	26,82 €	21,46 €	60034417	27,64 €	22,11 €	x52
	Bleue	-			60034441	23,38 €	18,70 €	-						
	Claire	60034424	21,05 €	16,84 €	60034425	23,38 €	18,70 €	60034426	26,82 €	21,46 €	-			
	Fiesta (assortiment)	60034434	21,05 €	16,84 €	60034435	24,28 €	19,42 €	60034437	26,91 €	21,53 €	-			

SciCan BRAVO G4

Autoclave à chambre

Le SciCan BRAVO G4, un stérilisateur de type B, intègre à la fois un vide de pré-stérilisation pour améliorer la pénétration de la vapeur et un vide de post-stérilisation pour améliorer le séchage. L'option d'unités de 17 l, 22 l ou 28 l, le séchage à porte fermée assisté par le vide et les temps de rotation efficaces garantissent aux praticiens un nombre important d'instruments prêts à l'emploi.



Technologie G4

Connectivité et enregistrement des données.



Fonctionnalités intelligentes et efficaces

Temps de cycle efficaces, stérilisation et séchage des instruments en seulement 33 minutes.



Design flexible

Dimensions permettant de s'intégrer à toutes les configurations de centre de stérilisation.



Diverses options de remplissage

Remplissage manuel ou automatique, plusieurs options de raccordement

Plus d'infos en
flashant ce QR-Code



SciCan BRAVO G4 - Dim. 60 × 48 × 46 cm

17 l	7A620000	5 713,93 €
22 l	7A621000	6 402,35 €
28 l	7A622000	7 178,12 €



17 l



22 l



28 l

Cycle	Type de cycle	Durée du cycle (min)	Charge max. (kg)	Durée du cycle (min)	Charge max. (kg)	Durée du cycle (min)	Charge max. (kg)
134°C Universel	B	42	6	46	7,5	56	9
134°C Instruments creux non emballés	S	35	6	39	7,5	44	9
134°C Instruments pleins emballés	S	33	6	39	7,5	45	9
134°C Prion	B	56	6	60	7,5	70	9
121°C Universel	B	58	6	63	7,5	69	9
134°C Test Hélix	n.a.	20	n.a.	24	n.a.	24	n.a.
Test à vide	n.a.	18	n.a.	18	n.a.	18	n.a.
Personnalisé (134 °C ou 121 °C)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

BioSonic UC150

Espace maximisé sur le plan de travail : encastrement possible

BioSonic UC150

60021988	1 728,01 €
----------	------------

- 1 × Appareil
- 1 × Écran, panier
- 1 × Cordon d'alimentation
- 1 × Tuyau de vidange
- 1 × Gabarit
- 1 × Joint pour encastrement



Plus d'infos sur
BioSonic UC150
en flashant
ce QR-Code



BioSonic UC300

Travailleur acharné !

BioSonic Bac à ultrasons UC300

UC300	3 795,76 €
-------	------------

- 1 × Bac à ultrasons UC300 11L
- 1 × Couverture
- 1 × BioSonic nettoyant ultrasonique enzymatique UC32 (236 ml)



NOUVEAU BIDON 5L

BioSonic UC40 5L

Solution concentrée universelle, convient pour tous bacs à ultrasons

- 53% de plastique en moins
- Bec verseur
- Taille réduite du goulot
- Poignée ergonomique



BioSonic UC40

60021961	136,98 €
----------	----------

- 1 × Bidon de solution universelle, 5L

60021960	34,43 €
----------	---------

- 1 × Bouteille de solution universelle, 1L

Plus d'infos sur la
gamme BioSonic
en flashant
ce QR-Code



DIATECH

Fraises diamantées


Performances de fraisage
élevées et grande longévité

- Instruments de haute qualité plaqués or
- Poudre de diamant 100 % naturelle
- Contrôle de la qualité 100 % visuel
- Tailles de grain selon la norme ISO
- Étalonnage précis de l'ébauche
- Nombre élevé de diamants au mm²

Contactez votre
représentant
COLTENE



BOULE



801

Boule	801	9	0.9	60031850
Boule	801	10	1	60031852
Boule	801	12	1.2	60031856
Boule	801	14	1.4	60031862
Boule	801	16	1.6	60031867
Boule	801	18	1.8	60031875
Boule	801	20	2	60031880
Boule	801	23	2.3	60031882
Boule	801	27	2.7	60031892
Boule	801	29	2.9	60031896
Boule	801	29	2.9	60031894

CONIQUE
À BOUT ROND

849

Conique à bout rond	849	16	4	60032190
Conique à bout rond	849	25	4	60032192
Conique à bout rond	849	25	4	60032194

850

Conique à bout rond	850	12	10	60032198
Conique à bout rond	850	14	10	60032196
Conique à bout rond	850	14	10	60032200
Conique à bout rond	850	16	10	60032204
Conique à bout rond	850	16	10	60032202
Conique à bout rond	850	18	8	60032212
Conique à bout rond	850	18	8	60032215
Conique à bout rond	850	18	10	60032218
Conique à bout rond	850	23	10	60032222
Conique à bout rond	850	23	10	60032220
Conique à bout rond	850	23	10	60032224

850L

Conique à bout rond long	850L	16	12	60032228
Conique à bout rond long	850L	18	12	60032226
Conique à bout rond long	850L	18	12	60032230

Légende

Forme de la tête	ISO Ø 1/10 mm
Longueur tête	
Gros grain	
Grain moyen	
Grain fin	
Grain extra-fin	

855

Conique à bout rond	855	10	6	60032268
Conique à bout rond	855	12	6	60032270
Conique à bout rond	855	14	6	60032272

856

Conique à bout rond	856	12	8	60032280
Conique à bout rond	856	14	8	60032284
Conique à bout rond	856	14	9	60032282
Conique à bout rond	856	16	7	60032286
Conique à bout rond	856	16	7	60032288
Conique à bout rond	856	16	8	60032292
Conique à bout rond	856	16	8	60032290
Conique à bout rond	856	18	8	60032294
Conique à bout rond	856	18	8	60032298
Conique à bout rond	856	18	8	60032296
Conique à bout rond	856	18	9	60032300
Conique à bout rond	856	18	9	60032304
Conique à bout rond	856	18	8	60032302
Conique à bout rond	856	21	8	60032306
Conique à bout rond	856	21	8	60032310
Conique à bout rond	856	21	9	60032308
Conique à bout rond	856	21	8	60032312
Conique à bout rond	856	21	8	60032316
Conique à bout rond	856	21	8	60032314
Conique à bout rond	856	21	8	60032320
Conique à bout rond	856	21	8	60032322
Conique à bout rond	856	21	9	60032324
Conique à bout rond	856	21	9	60032328
Conique à bout rond	856	21	7	60032326
Conique à bout rond	856	25	7	60032330
Conique à bout rond	856	25	7	60032334
Conique à bout rond	856	25	8	60032332
Conique à bout rond	856	25	8	60032336
Conique à bout rond	856	25	8	60032338

850T

Conique à bout rond	850T	14	10	60032234
Conique à bout rond	850T	18	10	60032236
Conique à bout rond	850T	18	8	60032238
Conique à bout rond	850T	18	10	60032240

850Z

Conique à bout rond	850Z	16	10	60032242
Conique à bout rond	850Z	18	10	60032244

851

Conique à bout rond mousse	851	12	8	60032246
Conique à bout rond mousse	851	16	8	60032248

856T

Conique à bout rond	856T	14	8	60032368
Conique à bout rond	856T	18	8	60032370
Conique à bout rond	856T	21	9	60032372
Conique à bout rond	856T	25	7	60032374

Pour toutes nos autres formes, scannez ce QR code pour afficher la brochure complète



10

Coltolux Comfort



11

HySolate Liquid Dam



21

ROEKO Gelatamp white



NOUVEAUTÉS COLTENE

VOS INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS :

Regional Manager Benelux
Sabien.Baisier@coltene.com
+32 472 095 035

Belgique - Flandres
(NL) Carine.Bulte@coltene.com
+32 468 17 24 96

Belgique - Wallonie
(FR) Celine.Poels@coltene.com
+32 475 36 07 99

Documents et photos non contractuels. Les prix peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.
En cas d'erreur de prix sur un produit, COLTENE se réserve le droit de modifier ce prix.
Offres valables jusqu'au 30 juin 2025. Design : www.filigranestudio.fr.
Crédits photo : banque d'images COLTENE, Adobe Stock.

Mentions légales / Éditeur

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20 +41 71 757 5300
CH-9450 Altstätten info.ch@coltene.com

Contact du service commercial

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20 +41 71 757 5300
CH-9450 Altstätten info.ch@coltene.com www.coltene.com

Centre de service

service@coltene.com
00 800 11 0000 12 (UIFN)
Du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 (CEST)

 **COLTENE GROUP**