

COLTENE GROUP

April – Juni 2025

Promoties



HyFlex EDM OGFSF Sequence

→ p. 4



BRILLIANT EverGlow

→ p. 15




ROEKO Gelatamp white

→ p. 21

CanalPro X-Move

Volledige bewegingsvrijheid

- Geïntegreerde apexlocator
- Roterende of reciprokerende beweging (instelbare draaihoeken)
- Isolierend hoekstuk met minikopje
- Toerental tot 2500 tpm
- Snoerloos: 2,5u autonomie
- Intuïtieve bediening
- Voorgeprogrammeerd voor alle vijlen van COLTENE
- Instelbaar voor alle beschikbare vijlsystemen op de markt: snelheid, koppel en type beweging zijn programmeerbaar
- Auto-reversemodus instelbaar van zodra de vijl het referentiepunt (apex) heeft bereikt



TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Hoekstuk: 360° draaibaar
- Koppelbereik: 0,4 - 5,0 Ncm
- Snelheidsbereik: 100 - 2500 tpm
- Aanpasbare reciproke hoeken met 10° interval
- Instelbaar tussen 20° en 400°
- Geïsoleerd hoekstuk met minikopje van 8 mm en een hoogte van 9,7 mm



SPECIALE AANBIEDING

CanalPro X-Move motor
+ 8 blisters vijlen **HyFlex**
EDM OGSF **voor de prijs**
van de motor

Ref. BUNDLEXM



CanalPro X-Move

65002739	1 552,95 €
----------	------------

- 1 × Motorhandstuk
- 1 × Laadstation
- 1 × Hoekstuk
- 1 × Spuitmond
- 1 × Meetkabel
- 4 × Vijlhouder
- 2 × Lipklem
- 2 × O-ring
- 1 × Universele AC-adapter
- 1 × Batterij

HyFlex EDM

Een breukweerstand tot **700% hoger***

*Bron : interne studies COLTENE

HyFlex EDM Refills

52,79 €

3 x Vijlen naar keuze

Orifice
Opener
25/.12



Refill x 3
400 tr/min
2,5 Ncm

HandFiles



Handvijl
naar keuze

Glijpadvijl naar keuze afhankelijk
van de anatomie van het kanaal

15/.03



Refill x 3
300 tr/min
1,8 Ncm

10/.05



Refill x 3
300 tr/min
1,8 Ncm

Voorbereiding

20/.05



Refill x 3
400 tr/min
2,5 Ncm

Vormgeving

25/~ OneFile



Refill x 3
400 tr/min
2,5 Ncm

Long.

21 mm	-	60023493	60022269	60022275	60022270
25 mm	-	60023492	60019594	60022276	60019595
15 mm	60019596	-	-	-	-

HyFlex EDM Kit Shaping Set

52,79 €

- 1 x 25/.12 Orifice Opener
- 1 x 10/.05 Glijpadvijl
- 1 x 25/~ Vormgevende vijl

Long.

21 mm	60022267
25 mm	60019363



HyFlex EDM Kit Shaping Set Medium

52,79 €

- 1 x 10/.05 Glijpadvijl
- 1 x 20/.05 Preparatievijl
- 1 x 25/~ Vormgevende vijl

Long.

21 mm	60022277
25 mm	60022278



HyFlex EDM – OGSF Sequence

Voordelen

- **Voorspelbare resultaten** dankzij het standaard OGSF-protocol
- **Snelle preparatie van dagdagelijkse** endo's dankzij een uitgekiende opeenvolging van diameters en tapers voor de volledige sequentie
- **Hogere mate van veiligheid voor de patiënt** dankzij de breukresistentie van het materiaal en toepassing van het standaard OGSF-protocol



Dr Bondari

RAAD VAN EEN EXPERT



Het gebruik van vijlen met een lage taper is evident in het tijdperk van "minimaal invasief". Indien het EDM One File-systeem gebruikt zou kunnen worden in een sequentie die geschikt is voor bijna alle casussen, dan is de komst van OGSF daar het perfecte antwoord op. Vooral bij lange kanalen, extreme krommingen of moeilijke doorgankelijkheid.



TIPS EN TRICKS



Maak vooral gebruik van de eigenschap van de gebruikte legering van het metaal waaruit de vijl werd vervaardigd door ze bijvoorbeeld voor te buigen bij moeilijke toegankelijkheid van het kanaal. Controleer goed of er geen vervormingen zijn opgetreden tijdens de preparatie om een inschatting te maken van de moeilijkheid van de casus. Ik verwarm ook wel eens het instrument teneinde het weer recht te maken om vervolgens weer verder te gaan met de preparatie. Indien de vijl dan niet terugkeert naar haar oorspronkelijke vorm, dient ze te worden weggeworpen.



PRODUCT VAN DE MAAND
MEI
-33%
op HyFlex EDM OGSF
Aanbod alleen geldig via uw COLTENE vertegenwoordiger

HyFlex EDM OGSF, Refills 3 stks.

52,79 €

	1 Opener 18/11 400 rpm Max torque 2.5 Ncm	2 Glider (beveiliging) 15/03 300 rpm Max torque 1.8 Ncm	3 Shaper (shaping) 18/045 400 rpm Max torque 2.5 Ncm	4 Finisher (finishing) 30/04 400 rpm Max torque 2.5 Ncm
18 mm	60036140	-	-	-
21 mm	-	60023493	60036136	60036138
25 mm	-	60023492	60036137	60036139

HyFlex EDM OGSF, Sequence 4 stks.

70,20 €

Opener	Glider	Shaper	Finisher
21 mm		60036141	
25 mm		60036142	

HyFlex EDM & OGSF Guttapercha punten

60 × Guttapercha punten

24,20 €

20/.05	60022706
OneFile 25/~	60022707
30/.04	60036504
40/.04	60022708
50/.03	60022709
60/.02	60022710
Assortiment 20/.05 - 60/.02	60022705



HyFlex EDM & OGSF Papierpunten

100 × Papierpunten

14,64 €

20/.05	60022742
OneFile 25/~	60022743
30/.04	60036503
40/.04	60022676
50/.03	60022741
60/.02	60022740
Assortiment 20/.05 - 60/.02	60022744




ENDODONTISCHE HERBEHANDELING

HyFlex Remover

Het essentiële onderdeel voor uw **herbehandeling**

- Slechts één vijl nodig voor de verwijdering van afdichtingsmaterialen
- Respect voor de anatomie van het wortelkanaal
- Efficiënt zonder enig oplosmiddel
- Inactieve tip



30/.07

Maximum torque: **2.5 N.cm**

Rotatiesnelheid: **400-800 tpm**

Thermische behandeling: **C.Wire**



Rotatiesnelheid
400 - 800 tpm

Maximum torque
2,5 N.cm



HyFlex Remover

5 × B5 HyFlex Remover n30/7% Classics

64,70 €

19 mm	60023649
23 mm	60023648

roeko

GuttaFlow bioseal

Gelijke & ideale consistentie
gedurende de volledige werktijd

De eenvoudige weg naar wortelkanaalobturatie

- ✓ Koud vloeibaar twee-in-één-vulsysteem
- ✓ Expansie – geen tijdsverslindende condensatie noodzakelijk
- ✓ Adhesie aan guttaperchapunten en de dentinewand
- ✓ Gebruik van extra sealants is overbodig
- ✓ Uitstekende radiopaciteit
- ✓ Goede afsluiting van het wortelkanaal

NIET ALLEEN
VULLEN,
MAAR OOK
GENEZEN



ROEKO GuttaFlow bioseal Standard Set

60019560	171,55 €
----------	----------

1 × Automix-spuut 5 ml
12 × Mengtips
1 × Mengblok



Stap 1 (Directe bescherming)

Bescherming al tijdens het vullen, bijvoorbeeld met bioactiviteit vanwege het mogelijke residuele vocht in het wortelkanaal



Stap 2 (Indirecte bescherming)

Regeneratieve bescherming tegen mogelijk binnendringend vocht, bijv. bij wortelkanaalbarsten

ROEKO GuttaFlow bioseal navulverpakking spuit



60019561	155,26 €
----------	----------

1 × Automix-spuut 5 ml

ROEKO GuttaFlow bioseal navulverpakking mengtips

60019562	35,15 €
----------	---------

24 × Mengtips



12 - 16 min

Working time: 5 min

Curing: 12 - 16 min

CanalPro

Irrigatie en spoelen

Fleshouder voor wandmontage

60031348	153,13 €
----------	----------

1 x Houder voor fles
3 x Capjes



Vrijstaand station

60031347	252,78 €
----------	----------

1 x Houder fles met basis
3 x Capjes



CanalPro Spuiten

14,10 €	17,06 €
---------	---------

50 x Spuiten 5 ml 50 x Spuiten 10 ml

	5 ml	10 ml
●	60019321	60011173
●	60019322	60011174
●	60019323	60011175
●	60019324	60011176



CanalPro NaOCl 3 %

1 x 500 ml

65002866	38,38 €
----------	---------



CanalPro NaOCl 6 %

1 x 500 ml

65002867	38,38 €
----------	---------

CanalPro EDTA 17 %

1 x 500 ml

60019651	79,95 €
----------	---------



CanalPro CHX 2 %

1 x 500 ml

60019658	61,56 €
----------	---------



CanalPro SyringeFill Cap

60019662	10,96 €
----------	---------

1 x SyringeFill Cap



CanalPro Slotted end Tip

60011167	39,50 €
----------	---------

100 x Gegleufde eindtip maat 27G - 0,4 mm

60011168	47,56 €
----------	---------

100 x Gegleufde eindtip maat 30G - 0,3 mm



CanalPro Side Port Tips

60011169	100,88 €
----------	----------

100 x Tip met laterale opening maat 27G - 0,4 mm

60011170	110,08 €
----------	----------


100 x Tip met laterale opening maat 30G - 0,3 mm



ParaPost Fiber

Glasvezelstiften voor indicaties
in directe techniek

- ✓ Cilindrisch – conische stift voor smalle kanalen waar de bescherming van een gezonde tandstructuur essentieel is
- ✓ 4 % tapered design zorgt voor een goede apicale pasvorm met greater taper vijltechniek
- ✓ Translucent, lichtdoorlatend voor een snelle cementering
- ✓ Ontwerp met drie koppen voor een eenvoudige lengteaanpassing van de stift
- ✓ Afgeronde ondersneden kopvorm voor een optimale kernretentie
- ✓ Vier maten



Scan deze QR-code
om het volledige
assortiment te ontdekken

ParaPost Taper Lux Refills

~~77,70 €~~ **58,28 €**

5 × Glasvezelstiften, zonder metaal

Formaat	Ø in mm	5 Stks.
3	0,90	-
4	1,00	-
4,5	1,14	PF18145
5	1,25	PF1815
5,5	1,40	PF18155
6	1,50	PF1816



ParaPost Fiber Lux Refills

~~77,70 €~~ **58,28 €**

5 × Glasvezelstiften, zonder metaal

Formaat	Ø in mm	5 Stks.
3	0,90	PF1713
4	1,00	PF1714
4,5	1,14	PF17145
5	1,25	PF1715
5,5	1,40	PF17155
6	1,50	PF1716



ParaPost Fiber White Refills

~~71,12 €~~ **53,34 €**

5 × Glasvezelstiften, zonder metaal

Formaat	Ø in mm	5 Stks.
3	0,90	PF1613
4	1,00	-
4,5	1,14	PF16145
5	1,25	PF1615
5,5	1,40	PF16155
6	1,50	PF1616



-25%
op ParaPost Refills



Introkit Taper Lux

PF180 ~~334,46 €~~ **284,29 €**

15 × Glasvezelstiften
4 × Boren



Introkit Fiber Lux

PF170 ~~334,46 €~~ **284,29 €**

15 × Glasvezelstiften
6 × Boren



Introkit Fiber White

PF160 ~~229,07 €~~ **194,70 €**

10 × Glasvezelstiften
6 × Boren

-15%
op ParaPost-kits

POLYMERISATIELEDLAMP

Coltolux Comfort


Eenvoudig. Efficiënt. Betrouwbaar.

Coltolux Comfort is een snoerloze polymerisatielamp, met 1 bedieningsmodus, 1 bedieningsknop en gemakkelijk in gebruik. Met haar krachtige lichtsterkte van 1200 mW/cm² is ze compatibel met alle foto-initiatoren op basis van camphorquinone.

- ✓ De grote lensdiameter van 11mm creëert een homogene lichtbundel, voor een gelijkmatige polymerisatie van het oppervlak
- ✓ Een kopje met beperkte hoogte en hoek van 90° voor makkelijke toegang in de posterieure zones
- ✓ Beveiliging om niet weg te rollen
- ✓ Licht en ergonomisch
- ✓ 1 makkelijke drukknop en 1 polymerisatiestand
- ✓ Batterij vervangbaar door de gebruiker
- ✓ Vervaardigd in duurzame materialen en makkelijk desinfecteerbaar
- ✓ Duurzame oplading via inductie en dus ook geen corrosie van contactelementjes

Homogene lichtbundel

Pour een gelijkmatige polymerisatie van het oppervlak



Intra-oraal visueel beschermingskapje

Ontworpen opdat de lens gelijk wordt geplaatst met het uithardingsvlak



Kit Coltolux Comfort

60034390	690,23 €
----------	----------

- 1 × Handstuk
- 1 × Batterij
- 1 × Lader
- 1 × USBC-voeding met adapters
- 3 × Intraorale beschermingskapjes
- 3 × Extraorale beschermingschildjes
- 20 × Lenskapjes
- 100 × Disposable sleeves
- 1 × Oefenblok voor composietmateriaal

PROFESSIELEEL TANDBLEEKMIDDEL

BRILLIANT Lumina

Een stralende natuurlijke glimlach

H_2O_2
is old
school!

PAP
is de toekomst
van teeth whitening.

Formule zonder
waterstofperoxide

-50%
op BRILLIANT
Lumina

Met BRILLIANT Lumina, heeft u een vooruitstrevend in-office bleekstelsel, dat als eerste geen waterstofperoxide of carbamideperoxide bevat. BRILLIANT Lumina werkt met het actief bestanddeel PAP (phthalimidoperoxyacetic acid). Wat Lumina uniek maakt: haar formulering is zodanig dat de concentratie PAP voldoende hoog blijft om al na één behandeling een stralende glimlach te bekomen..

BRILLIANT Lumina - Basiskit

65002864	101,94 €
----------	----------

4 x Gel
1 x Activator
1 x Patiëntenbrochure




NIEUW

BEHANDELINGSACCESSOIRES

HySolate Liquid Dam

Licht uithardende cofferdam
voor bescherming
van de gingiva

- Goede optische controle tijdens applicatie dankzij de blauwe kleur
- Eenvoudig af te pellen
- Direct appliceerbaar dankzij de applicatienaaldjes
- Ideaal product om te combineren met onze whitener BRILLIANT Lumina



SELF-ADHESIVE DUAL-CURING RESIN CEMENT

SoloCem

Betrouwbaar
cementer in 1 stap

Uw partner voor bijna alle indirecte
hechtingsindicaties. Afhankelijk van
de indicatie kunt u cementeren met of
zonder bonding. Voor een universeel
gebruik - vraag naar SoloCem.



Esthetische
cementering



Duurzame
restauraties

PRODUCT VAN DE MAAND
JUNI

-33%
op SoloCem

Aanbod alleen geldig via uw
COLTENE vertegenwoordiger

SoloCem Refills

117,72€

1 x Automix spuit 5 ml (kleur naar keuze)
5 x Mengtips kort fijn
5 x Mengtips kort superfijn

Dentine	60014062
Blanc opaque	60014061
Trans	60019840



LICHTUITHARDENDE UNIVERSELE
ÉÉNSTAPS BONDING

ONE COAT 7 UNIVERSAL

De hechting
in alle situaties



Een universele
éénstapsbonding geschikt
voor alle indicaties
en etstechnieken



Extreem economisch:
tot 300 applicaties
in een flesje



Uitzonderlijke hechtwaarden
en een excellente
randaansluiting



ONE COAT 7 UNIVERSAL Refill Flesje

60019539 101,57€

1 x Flesje 5 ml



ONE COAT 7 UNIVERSAL Refill Unidose

60019540 130,28€

50 x Unidose 0,1 ml
50 x Applicatieborstel



* Methacryloyloxydecyl diwaterstoffosfaat

BRILLIANT EverGlow Flow

Universeel submicron hybride composiet

- ✓ Duo Shade systeem
- ✓ Ideaal voor het afdichten van moeilijk bereikbare plaatsen en het verzegelen van fissuren
- ✓ Goede aanpassingseigenschappen dankzij lage viscositeit
- ✓ Glansbehoud
- ✓ Hoge stabiliteit en perfecte thixotropie
- ✓ Absoluut nauwkeurighedsniveau

Uitermate stabiel bij een zeer hoge vloeibaarheid zorgen voor

Dankzij submicronglasvulstoffen profiteren gebruikers van een uitstekende polijstbaarheid, terwijl patiënten kunnen genieten van een sterk en duurzaam glanzend oppervlak. Daarnaast zijn de geprepolymeriseerde vulstoffen geoptimaliseerd, waardoor ze nu perfect met de niet uitgeharde composiet harmoniëren om het behoud van glans verder te verbeteren en te ondersteunen. En last but not least zijn alle oppervlakken van het vulmiddel speciaal behandeld met een door onszelf ontwikkelde methode om te zorgenvoor optimale sterkte binnen de kunststofmatrix.



BRILLIANT EverGlow Flow Refills Spuiten

33,48 €

- 1 × Spuit 2 g
- 5 × Standaard applicatietips
- 5 × Fijne applicatietips



Twee maten applicatietips, voor tal van indicaties



0,4 mm



0,8 mm

Zeesthetische resultaten



Beginsituatie:
verkleuring



Opake kleurtint
aangebracht



Uiteindelijke
restauratie

	DENTINE					
	BL	A1/B1	A2/B2	A3/D3	A3.5/B3	A4/C4
Draaispuit	60019752	60019753	60019754	60019755	60019756	60019757

	GLAZUUR	OPAQUE	
	TRANS	OA2	OA3
Draaispuit	60019758	60019751	60023825

BRILLIANT Bulk Fill Flow

BRILLIANT Bulk Fill Flow is het ideale vulmateriaal voor snelle en eenvoudige restauraties. Gebaseerd op de BRILLIANT vulstoftechnologie is het de perfecte partner voor BRILLIANT EverGlow en EverGlow Flow.



Geen bovenlaag nodig

Dankzij de hoge slijtvaste eigenschappen kunnen kwaliteitsrestauraties in één efficiënte stap worden gemaakt, aangezien er geen afdeklaag nodig is.

Tot 4 mm betrouwbare uithardingsdiepte

Incrementen met een dikte tot 4 mm worden binnen 20 sec betrouwbaar uitgehard ($\geq 1000 \text{ mW/cm}^2$). Deze eigenschap in combinatie met de oppervlaktebevochtiging en de vloeibaarheid van het materiaal zorgt ervoor dat u tijdens uw werk veel tijd kunt besparen.

Eén adaptief Multi Shade materiaal

Dankzij het kameleoneffect van BRILLIANT Bulk Fill Flow kan het Multi Shade materiaal zich aanpassen aan een scala aan kleuren van gebitselementen.



BRILLIANT Bulk Fill Flow - Refill Spuit
1 enkele tint, Multi Shade adaptief materiaal

60033280	44 €
----------	------

1 x Spuit 2,3 g
11 x Applicatietips



Klinische procedure
↓



BRILLIANT EverGlow

Uitzonderlijke polijstbaarheid en langdurig stralende glans

Lang aanhoudende esthetiek, gemakkelijke hantering en mechanische sterkte zijn de kernwaarden van het BRILLIANT EverGlow concept. De vulstoftechnologie is gemaakt om het beste uit deze kwaliteiten te halen en daarmee zowel gebruikers als patiënten te overtuigen.

- DuoShade Systeem
- 7 dentinekleuren voor de meeste restauraties
- 2 glazuurtinten
- 5 opakers voor complexere restauraties

PRODUCT VAN DE MAAND
APRIL
-50%
op BRILLIANT
EverGlow
Aanbod alleen geldig via uw
COLTENE vertegenwoordiger



EDITOR'S CHOICE



Beoordeling: Uitstekend + + + + +
Zeer goed + + + +
Goed + + +



96%
Aanbevolen voor
zijn uitstekende
eigenschappen
door Dental
Advisor

BRILLIANT EverGlow
Refills Spuitjess

56,67 €

1 x Draaispuit 3 g



BRILLIANT EverGlow
Refills Tips

82,86 €

20 x Tips 0,2 g



	DENTINE						
	BL	A1/B1	A2/B2	A3/D3	A3.5/B3	C2/C3	A4/C4
Draaispuit	60019697	60019698	60019699	60019700	60019701	60019702	60019703
Tips	60019706	60019707	60019708	60019709	60019710	60019716	60019717

	GLAZUUR	
	BL TRANS	TRANS
Draaispuit	60019705	60019704
Tips	60019719	60019718

	OPAQUE				
	OBL	OA1	OA2	OA3	OA4
Draaispuit	60019743	60019744	60023819	60019745	60023820
Tips	60019746	60019747	60023823	60019748	60023824

ParaCore

Duaal uithardend composietcement, versterkt met glaspartikels:

3 indicaties – 1 materiaal

- ✓ Stiftcementatie
- ✓ Stompopbouw materiaal
- ✓ Cementatie van kroon en brugwerk zonder metaal = monoblok!



Navulling ParaCore automix, 2 x 5 ml

108,77 €

2 x 5 ml Kleur naar keuze
20 x Mixing tips met intra-orale tip

White	5886
Dentine	5887
Dentine SLOW	60011391
Trans SLOW	60011392

Navulling Paracore cartridge automix, 1 x 25 ml


229,95 €

1 x 25 ml Kleur naar keuze
20 x Mixing tips met intra-orale tip

White	5854
Dentine	5853

DuoTEMP

Tijdelijk vulmateriaal met dubbele zekerheid



- ✓ 40 sec. polymeriseren
- ✓ Licht en speekseluithardend
- ✓ Goede randafsluiting
- ✓ Eenvoudig te verwijderen


Eco Kit DuoTEMP

7090 89,26 €

5 x Spuiten van 5 g



Vergelijking van de randaansluiting



Doorsnede van een geëxtraheerde molaar, met DuoTEMP gevuld en na uithardening in methyleenblauw gelegd om de randaansluiting te testen. DuoTEMP vertoont een uitstekende randaansluiting. Bron: interne gegevens.

*Zijn geen handelsmerken van COLTENE

Vergelijking van de randaansluiting



Eén component, niet mengen. Goede retentie in de caviteit. Gemakkelijke verwijdering.

BEETREGISTRATIEMATERIAAL OP BASIS VAN SILICONEN

Jet Blue Bite

Beetregistratie met uitmuntende precisie

Een precieze beetregistratie is noodzakelijk om de realistische occlusie van inferieure en superieure dentitie te reproduceren in de articulator. Het materiaal moet bijgevolg aan specifieke eisen voldoen. De jarenlange expertise van COLTENE in siliconen afdrukmaterialen is terug te vinden in de Jet Blue Bite, een beetregistratiemateriaal dat snelle en accurate resultaten oplevert.

Beetregistratie	Silicone	Kleur	Shore hardheid*	Dimensionele stabiliteit	Werktijd	Uithardingstijd	Smaak
Jet Blue Bite fast	A		88 A	0,08 %	30 s	40 s	Neutraal
Jet Blue Bite superfast	A		88 A	0,12 %	20 s	30 s	Neutraal

*Shore hardheid varieert tussen +/- 2

Jet Blue Bite, 1 x 50 ml

~~35,47 €~~ **26,60 €**

1 x 50 ml
6 x Mengtips
6 x Spreidertips

Fast	6491
Super Fast	6493

Jet Blue Bite, 4 x 50 ml

~~119,40 €~~ **89,55 €**

4 x 50 ml
12 x Mengtips
12 x Spreidertips

Fast	6495
Super Fast	6497



-25%
op Jet Blue Bite

Zachte consistentie

- ✓ Perfect natuurlijke occlusie dankzij de mousse-achtige consistentie
- ✓ Geen terugvering tijdens het inbijten
- ✓ Sijpelt niet in de interdentale ruimtes



AFFINIS

A-siliconen gebaseerd afdrukmetaal

-25%
op AFFINIS



Een A-siliconen dat nog steeds één van de snelsten is van zijn generatie



Een precieze afdruk van elk detail zelfs in de meest uitdagende omstandigheden



In alle vertrouwen een afdruk nemen



Eenvoudige controle voor een gegarandeerd succes



AFFINIS putty

~~110,07€~~ **82,55€**

2 x 300 ml Basis en katalysator
2 x Lepels

Viscositeit

putty soft		6530
putty soft fast		6531
putty super soft		6535



AFFINIS en AFFINIS PRECIOUS

~~73,48€~~ **55,11€**

2 x 50 ml
12 x Universele mixing tips

Viscositeit

light		6501
light fast		6601
regular		6511
regular fast		6611
PRECIOUS light		6775
PRECIOUS regular		6776



AFFINIS system 360

~~215,53€~~ **161,65€**

2 x 380 ml Navulling
1 x Fixatie ring

Viscositeit


putty		6472
heavy body		6487
MonoBody		6482

A-SILICONEN AFDRUKMATERIAAL

PRESIDENT

The Original

-25%
op PRESIDENT
The Original



PRESIDENT The Original putty

~~89,02 €~~ **66.77 €**

2 x 300 ml
2 x Basis en catalysator
Lepel

Viscositeit

putty		60019942
putty soft		60019943
putty soft fast		60022166
putty super soft		60019944

PRESIDENT The Original light cartridge 50 ml

~~58,78 €~~ **44.09 €**

2 x 50 ml
12 x Universele mixingtips

Viscositeit

regular body		60019939
light body		60019938
Xtra light body		60019937

PRESIDENT The Original system 360

~~185,39 €~~ **139.04 €**

2 x 380 ml
1 x Fixatiering

Viscositeit

MonoBody		60019946
heavy body		60019948

ACCESSOIRES

Tips voor gebruik met **AFFINIS**
en **PRESIDENT The Original**



Universal Mixing Tip

60019663
x 40

~~41,85 €~~ **31.39 €**

60019694
x 100

~~77,24 €~~ **57.93 €**



Oral Tips
Yellow

6555
x 100

76,02 €



Oral Tips
White

6210
x 100

59,64 €




roeko Surgitip

Afzuigcanules 2,8 of 4,9 mm, steriel

- ✓ Nauwkeurige afzuiging dankzij de duidelijk zichtbare groene tip
- ✓ Geen belemmering van het zicht dankzij de lange, slanke vorm en de kegelvormige punt
- ✓ Hygiënisch en tijdbesparend gebruik omdat de canules steriel zijn, individueel verpakt en direct klaar voor gebruik
- ✓ Verschillende zuigmondopeningen voor een breed behandelingsspectrum

-20%
op ROEKO Surgitip



Surgitip

Ø 2,8 mm, × 20 stks.

462025	44,95 €	35,96 €
--------	--------------------	----------------

Ø 2,8 mm, × 100 stks.

462026	185,53 €	148,42 €
--------	---------------------	-----------------

Ø 4,9 mm, × 20 stks.

462048	40,46 €	32,37 €
--------	--------------------	----------------

Ø 4,9 mm, × 100 stks.

462049	168,28 €	134,62 €
--------	---------------------	-----------------

Surgitip-endo

0,35 mm tip opening,
Steriel

Ø 0,35 mm, × 20 stks.

60018280	51,69 €
----------	----------------



roeko Stay-put

Gingivale retractiedraad

Stay-put verenigt de voordelen van een gewoven retractiedraad en een dunne modeleerbare metalen draad. De soepele structuur is danig praktisch dat hij makkelijk te de positioneren is in de sulcus en er ook blijft zitten.



-25%
op ROEKO
Stay-put

ROEKO Stay-put

Niet-geïmpregneerde gingivale
retractiedraad, 183 cm

18,43 €	13,82 €
--------------------	----------------

0 x-fine	521000
1 fine	521001
2 medium	521002
3 strong	521003

RESORBEERBARE HEMOSTATISCHE GELATINESPONSJES VOOR
EEN BETROUWBARE EN DOELTREFFENDE BLOEDSTELPING

roeko Gelatamp

Snelle eerste hemostase



- ✓ Preventief tegen de infectie van wonden en ontstaan van secundaire bloedingen na extracties
- ✓ Het enige gelatinesponsje op basis van colloïdaal zilver
- ✓ Hemostatisch en antibacterieel

ROEKO Gelatamp 14 × 7 × 7 mm

Doos van 20 st.	274002	21,48 €
Doos van 50 st.	274007	49,42 €
1 × doos van 10 dubbele blisters (20 st.)	274008	23,87 €

roeko Gelatamp forte

Uiterst snelle absorptie



De ROEKO Gelatamp forte heeft een speciale sponsstructuur voor snelle absorptie. Het absorbeert tot 60x zijn gewicht in de eerste minuten. Het is een dun wit sponsje van 4mm, dat de chirurgietijd reduceert en de hemostase sneller laat intreden zelfs bij het gebruik van bloedverdunners.

ROEKO Gelatamp forte 10 × 10 × 4 mm

Doos van 24 st.	60036568	37,62 €
-----------------	----------	---------

NIEUW

roeko Gelatamp white

Extra absorptievermogen



ROEKO Gelatamp white is een universeel sponsje voor algemeen chirurgische procedures. Het heeft een standaardformaat van 10 × 10 × 10 mm. Geschikt voor de meeste bloedingen, absorbeert vloeistoffen en bevordert de stolling. Hoog absorptievermogen, hoge biocompatibiliteit en gemakkelijk in gebruik bij uiteenlopende chirurgische toepassingen.

ROEKO Gelatamp white 10 × 10 × 10 mm

Doos van 24 st.	60052842	18 €
-----------------	----------	------

HySolate Cofferdamklemmen

-20%

op HySolate
standaardklemmen

Standaard cofferdamklemmen

Standaard cofferdamklemmen in blinkende uitvoering.

Standaardklemmen	15,14 €	12,11 €
------------------	--------------------	---------

Brinker cofferdamklemmen

Brinkerklemmen hebben geïnclineerde grip voor een maximale retractie van het tandvlees zonder de gingivale weefsels te snijden.

Klemmen Brinker	15,41 €
-----------------	---------



	Referenties cofferdamklemmen zonder vleugels					Referenties cofferdamklemmen met vleugels			
Anterieure elementen	 Standaard #W9 H02770	 Standaard #212 H07792	 Brinker #B4 H01051	 Brinker #B5 H01052	 Brinker #B6 H01053	 Standaard #9 H02763			
Premolaren	 Standaard #W00 H02769	 Standaard #W2 H02768	 Standaard #W2A H02775	 Brinker #B4 H01051	 Brinker #B5 H01052	 Standaard #00 H02762	 Standaard #1 H02703	 Standaard #2 H02761	 Standaard #2A H05688
Molaren	 Standaard #W3 H03814	 Standaard #W7 H02765	 Standaard #W8 H02767	 Standaard #W8A H02766	 Standaard #W14 H02774	 Standaard #3 H05689	 Standaard #4 H02704	 Standaard #7 H02758	 Standaard #8 H02760
	 Standaard #W14A H02764	 Standaard #W56 H03815	 Brinker #B1 H01048	 Brinker #B2 H01049	 Brinker #B3 H01050	 Standaard #8A H02759	 Standaard #14 H05690	 Standaard #14A H02757	

HySolate Dental Dam

Een slimme zet voor isolatie

- De heldere kleuren laten het operatieveld oplichten en donkere kleuren zorgen voor een beter contrast
- Dental Dam in latex zonder poeder met een laag proteïnegehalte: verlagen het risico op latexovergevoeligheid
- Verbeterde zichtbaarheid dankzij een doeltreffende isolatie
- Infectiewerende barrière
- Creëert een droog operatieveld

HySolate cofferdam zonder latex

Afmetingen	Kleur		Medium		Hoeveelheid
152 x 152 mm	Green	H09105	40,49 €	32,39 €	x15
		H09106	209,76 €	167,81 €	x75

-20%
op HySolate
Dental Dam



HySolate latex cofferdam, poedervrij en een laag proteïnegehalte

Afmetingen	Kleur	Dikte										Hoeveelheid		
		Fine			Medium			Heavy			X-heavy			
152 x 152 mm	Green	60034418	21,05 €	16,84 €	60034419	23,38 €	18,70 €	60034420	26,82 €	21,46 €	60034421	27,64 €	22,11 €	x36
	Black Edition	-			60031352	26,91 €	21,53 €	60031353	30,85 €	24,68 €	60031354	31,79 €	25,43 €	
	Blue	-			60034442	23,38 €	18,70 €	60034443	26,82 €	21,46 €	-			
	Light	60034427	21,05 €	16,84 €	60034428	23,38 €	18,70 €	60034429	26,82 €	21,46 €	60034430	27,64 €	22,11 €	
	Fiesta (assortiment)	60034433	21,05 €	16,84 €	60034436	24,28 €	19,42 €	60034438	26,91 €	21,53 €	-			
127 x 127 mm	Green	60034414	21,05 €	16,84 €	60034415	23,38 €	18,70 €	60034416	26,82 €	21,46 €	60034417	27,64 €	22,11 €	x52
	Blue	-			60034441	23,38 €	18,70 €	-						
	Light	60034424	21,05 €	16,84 €	60034425	23,38 €	18,70 €	60034426	26,82 €	21,46 €	-			
	Fiesta (assortiment)	60034434	21,05 €	16,84 €	60034435	24,28 €	19,42 €	60034437	26,91 €	21,53 €	-			

SciCan BRAVO G4

Autoclaven met kamers

De SciCan BRAVO G4, is een sterilisator van het type klasse B, wat een prevacuum voorziet opdat de stoom beter penetreert in de holle ruimtes en ook een navacuum doorloopt zodat de droging van de instrumenten optimaal wordt uitgevoerd. Er is keuze tussen 17l, 22l en 28l. De droging met gesloten deur garandeert door het vacuum en de tijd van de cyclus de beschikbaarheid van voldoende instrumentarium in dagelijks gebruik.



G4-technologie

Connectivity en registratie van de gegevens.



Intelligente en efficiënte features

Doeltreffende cyclustijd, sterilisatie en droging van de instrumenten in slechts 33 minuten.



Flexibiliteit van het design

De afmetingen staan toe om geïntegreerd te worden in alle configuraties van een sterilisatieruimte.



Verskillende vulopties

Automatische of manuele watervulling, meerdere opties om aan te koppelen.

Voor meer informatie
over SciCan BRAVO G4,
scan deze QR-code



SciCan BRAVO G4 - Dim. 60 × 48 × 46 cm

17 l	7A620000	5 713,93 €
22 l	7A621000	6 402,35 €
28 l	7A622000	7 178,12 €



17 l



22 l



28 l

Cyclus	Type Cyclus	Duur Cyclus (min)	Max. Lading (kg)	Duur Cyclus (min)	Max. Lading (kg)	Duur Cyclus (min)	Max. Lading (kg)
134 °C Universeel	B	42	6	46	7.5	56	9
134 °C Holle instrumenten niet verpakt	S	35	6	39	7.5	44	9
134 °C Volle instrumenten verpakt	S	33	6	39	7.5	45	9
134 °C Prionen	B	56	6	60	7.5	70	9
121 °C Universeel	B	58	6	63	7.5	69	9
134 °C Helixtest	n. a.	20	n. a.	24	n. a.	24	n. a.
Vacuümtest	n. a.	18	n. a.	18	n. a.	18	n. a.
Gepersonaliseerd 134° of 121°	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.

BioSonic UC150

Gereduceerde plaatsinname op het werkblad: kan volledig ingewerkt worden

BioSonic UC150

60021988	1 728,01 €
----------	------------

- 1 × Appareil
- 2 × Scherm
- 1 × Mandje
- 1 × Voedingskabel
- 1 × Ringen en rubbers voor positionering



Meer info, scan deze QR-code



VERNIEUWDE 5L-BIDON

BioSonic UC40 5L

Geconcentreerde universele oplossing, geschikt voor alle ultrasone bakken in een nieuwe bidon

- 53% minder plastic
- Handige gietsuit
- Gereduceerde giethals
- Ergonomisch handvat



BioSonic UC300

Harde werker!

BioSonic Ultrasoonbad UC300

UC300	3 795,76 €
-------	------------

- 1 × Ultrasoonbad UC300 11L
- 1 × Deksel
- 1 × BioSonic enzymatisch ultrasoonreinigingsmiddel UC32 (236 ml)



BioSonic UC40

60021961	136,98 €
----------	----------

- 1 × Geconcentreerde universele oplossing, 5L

60021960	34,43 €
----------	---------

- 1 × Geconcentreerde universele oplossing, 1L

Meer info, scan deze QR-code



DIATECH

Diamantboren


Betere snijcapaciteiten
en hogere levensduur

- Vergulde instrumenten van premium kwaliteit
- 100% natuurlijk diamantpoeder
- 100% visuele kwaliteitscontrole
- Grofheden volgens ISO-normen
- Perfecte kalibratie van standaardvormen
- Hoge concentratie diamanten per mm²

Contacteer uw
COLTENE
vertegenwoordiger



BOL



801

Bol	801	9	0.9	60031850
Bol	801	10	1	60031852
Bol	801	12	1.2	60031856
Bol	801	14	1.4	60031862
Bol	801	16	1.6	60031867
Bol	801	18	1.8	60031875
Bol	801	20	2	60031880
Bol	801	23	2.3	60031882
Bol	801	27	2.7	60031892
Bol	801	29	2.9	60031896

CONISCH MET AFGERONDE TOP



849

Conisch met afgeronde top	849	16	4	60032190
Conisch met afgeronde top	849	25	4	60032192
Conisch met afgeronde top	849	25	4	60032194

850

Conisch met afgeronde top	850	12	10	60032198
Conisch met afgeronde top	850	14	10	60032200
Conisch met afgeronde top	850	16	10	60032202
Conisch met afgeronde top	850	18	10	60032212
Conisch met afgeronde top	850	23	10	60032224

850L

Conisch met lange afgeronde top	850L	16	12	60032228
Conisch met lange afgeronde top	850L	18	12	60032230

Legende

Head shape	
ISO Ø 1/10 mm	
Head L in mm	
Grove korrel	
Gemiddelde korrel	
Fijne korrel	
Extra fijne korrel	

855

Conisch met afgeronde top	855	10	6	60032268
Conisch met afgeronde top	855	12	6	60032270
Conisch met afgeronde top	855	14	6	60032272

856

Conisch met afgeronde top	856	12	8	60032280
Conisch met afgeronde top	856	14	8	60032282
Conisch met afgeronde top	856	16	8	60032286
Conisch met afgeronde top	856	18	8	60032292
Conisch met afgeronde top	856	21	8	60032302

851

Conisch met afgeronde top	851	12	8	60032246
Conisch met afgeronde top	851	16	8	60032248

856T

Conisch met afgeronde top	856T	14	8	60032368
Conisch met afgeronde top	856T	18	8	60032370
Conisch met afgeronde top	856T	21	9	60032372
Conisch met afgeronde top	856T	25	7	60032374

850T

Conisch met afgeronde top	850T	14	10	60032234
Conisch met afgeronde top	850T	18	10	60032236
Conisch met afgeronde top	850T	18	8	60032238
Conisch met afgeronde top	850T	18	10	60032240

850Z

Conisch met afgeronde top	850Z	14	10	60032242
Conisch met afgeronde top	850Z	18	10	60032244

Voor onze andere modellen, scan deze QR-code om de volledige catalogus te raadplegen



10

Coltolux Comfort



11

HySolate Liquid Dam



21

ROEKO Gelatamp white



NIEUWS COLTENE

AARZEL DAN NIET EN CONTACTEER ONS VIA MAIL:

Regional Manager Benelux
Sabien.Baisier@coltene.com
+32 472 095 035

België - Vlaanderen
(NL) Carine.Bulte@coltene.com
+32 468 17 24 96

Niet contractuele documenten en foto's, prijzen mogen op ieder ogenblik aangepast worden zonder verwittiging. Bij een foutieve prijs behoudt COLTENE zich het recht deze prijs aan te passen. aanbiedingen geldig tot en met 30 Juni 2025.
Design : www.filigranestudio.fr. © COLTENE, Adobe Stock.

Afdruk / Uitgever

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten

+41 71 757 5300
info.ch@coltene.com

Contact verkoop

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten

+41 71 757 5300
info.ch@coltene.com
www.coltene.com

Service Centrum

service@coltene.com
00 800 11 0000 12 (UIFN)
Ma. t/m vr.: 08:00 tot 17:00 CEST

 **COLTENE GROUP**