

Dealer Promoties

Mei - augustus 2025



G-ænial™ A'CHORD

G-ænial™ A'CHORD is een universeel composiet geschikt voor anterieure en posterieure restauraties. Blinkt uit in zijn non-stickiness, heeft een hoge polijstbaarheid en kan met zijn 5 standaardkleuren alle 16 klassieke VITA-kleuren dekken dankzij het vereenvoudigde unishade-systeem.

- Keuze uit 5 kameleonkleuren (A1-A4) om de 16 Vita-kleuren te bedekken
- Gemakkelijk te polijsten en te snijden

Koop een van onderstaande kits, en ontvang 40% extra korting:

- G-ænial A'chord Core kit Syringe (#10006768)
5 syringes: A1 - A2 - A3 - A3.5 - A4 (each 2.1 ml/4g)

A43993 Prijs: 288,40 **Promo: 173,00**

- G-ænial A'chord Core Kit Unitip (#10006773)
75 unitips: 15 x A1 - A2 - A3 - A3.5 - A4 (each 0.16 ml)

A44012 Prijs: 309,40 **Promo: 185,00**

- G-ænial A'chord Bleach Kit Syringe (#10006771)
3 syringes: BW - BOW - JE (each 2.1 ml/4g)

A43996 Prijs: 173,90 **Promo: 104,00**

-40%

EXTRA KORTING



G-Premio Bond

Twijfelt u over de stap naar een ééncomponentsysteem?
GC biedt de optimale oplossing,
ééncomponentsysteem G-Premio BOND

- Biedt een hoge hechtsterkte
- Is HEMA-vrij
- Heeft een ergonomisch ontwerp
- Garandeert een precieze dosering

A39978 5 ml

Prijs: 109,40

Tot 45% korting

**Promo
65,90**

**Per 4 / stuk
59,90**

PROMO



**TOT
45%**

Fuji II LC

Fuji II LC® is een lichthardend glasionomeer restauratiemiddel met uitstekende buigsterkte en uitstekende hechtsterkte aan tanden, zelfs in aanwezigheid van speeksel.

V31947 50 capsules

Assortiment, A1, A2, A3, A4, A3.5, B2, B3, B4, C2, C4, D2

Prijs: 186,70

38% korting

Promo
114,75

MI Varnish

Verbeterde fluoride lakbehandeling met biobeschikbaar calcium en fosfaat

- Desensibiliseert de tanden dankzij de Recaldent TM (CPP-ACP) en een fluoridegehalte van 22 400 ppm
- Is gemakkelijk aan te brengen op schone tanden, zelfs zonder volledige mondreinigingsprocedure
- Is verkrijgbaar in 2 lekkere smaken, aardbei en munt, wat zorgt voor een betere acceptatie van de behandeling door de patiënt
- De coating zal binnen enkele dagen verdwijnen, maar het beschermende effect van CPP-ACP blijft aanhouden



60% korting

Package Deal PD0384

Koop de **GC Fuji II, LC** aan **promoprijs** van **114,75 euro** (waarde: 186,70 euro)
en koop een **MI Varnish refill** naar keuze aan **1 euro** (waarde: 107,60 euro).

-26%

PROMO



Koop een van onderstaande packs,
en ontvang **26 % korting**:

- MI Varnish, Refill Pack, Mint 35 unit doses
(#10003391)

- MI Varnish, Refill Pack, Strawberry 35 unit doses
(#10003390)

V39345 35 x 0,4 ml + 50 brushes

Prijs: 107,60

26% korting

Promo
79,00

Fuji II LC - Fuji Triage - Equia Forte HT

(Package Deal geldig tot 31/05/2025)



Package Deal PD0257

Tot 52% korting

Koop **7 x Fuji II LC refill** (50 stuks) aan **promoprijs van 114,75 euro** (waarde: 186,70 euro)
 EN/OF **7 x Fuji Triage refill** (50 stuks) aan **promoprijs van 109,75 euro** (waarde: 175,10 euro)
 EN/OF **7 x Fuji Plus Capsule refill** (50 stuks) aan **promoprijs van 119,75 euro** (waarde: 197,40 euro)
 EN/OF **7 x Equia Forte HT refill** (50 stuks) aan **promoprijs van 114,75 euro** (waarde: 175,10 euro)
 EN/OF **7 x FujiCEM Evolve** (Triple pack) aan **promoprijs van 179,00 euro** (waarde: 263,30 euro)
 (mengen mag) en koop **1 x Silvermix** aan **1 euro** (waarde: 391,33 euro).



aan **1 euro**

V31947

Fuji II LC

Prijs: 186,70

Promo: 114,75

V30913

Fuji Triage

Prijs: 175,10

Promo: 109,75

V07182

Fuji Plus Capsule

Prijs: 197,40

Promo: 119,75

V42650

EQUIA Forte HT

Prijs: 175,10

Promo: 114,75

A43113

FujiCEM Evolve Triple pack

Prijs: 263,30

Promo: 179,00

A34221

Silvermix

Prijs: 391,33

Promo: 345,00

D-Light Pro

D-Light Pro van GC is een krachtige led-uithardingslamp met dubbele golfengte. Naast een efficiënte lichtuitharding biedt de lamp nog veel meer mogelijkheden.

Ontdek hoe een zeer klein en licht apparaat u het onzichtbare kan laten zien ...

Zie het onzichtbare

Met violet licht wordt de aanwezigheid van bacteriën eenvoudig weergegeven. De gebieden met bacteriële activiteit vertonen namelijk een rode fluorescentie. Een gezonde tandstructuur vertoont een groene fluorescentie. Met de detectiemodus van D-Light Pro kunt u tandplak en geïnfecteerde dentine visualiseren en nagaan of er sprake is van microlekkage en bacteriële activiteit in de fissuren. Daarnaast kunt u een duidelijk onderscheid maken tussen de tandstructuur en de fluorescerende restauratiematerialen en kunt u, indien mogelijk een minimaal invasieve aanpak hanteren.



V43978 **G-aenial A'CHORD spuit**

Prijs: 64,20 **Promo: 44,80**

V43997 **G-aenial A'CHORD unitip**

Prijs: 68,08 **Promo: 48,10**

A41075 **D-Light Pro Kit**

Prijs: 1418,60 **Promo: 848,00**

Tot 49% korting

Package Deal PD0042

Koop **50 x GC G-aenial A'CHORD spuiten** 4 g of **unitips** 15 x 0,30 g aan **promoprijs**
 en koop **D-Light Pro lamp** aan **1 euro** (waarde: 1418,60 euro).



www.denta.be
 03 450 93 20 verkoop@denta.be
 Prijzen geldig tot 15-09-2025



Composieten **GC** geniet van de **ONLINE-korting** op onze prijs !

G-aenial Universal Injectable

V41947 **Spuut** 1,7 g
XWB, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD,
AO1, AO2, AO3, JE of AE

Prijs: 43,00

37% korting

Promo

26,90



V45096 **Unitip** 15 x 0,27 g
XWB, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD,
AO1, AO2, AO3, JE of AE

Prijs: 64,80

29% korting

Promo

45,90



G-aenial A'CHORD

V43978 **G-aenial A'CHORD Spuit** 4 g
A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3,
JE (Junior Enamel), AE (Adult Enamel), BW (Bleach),
BOW (Opaque Bleach)

Prijs: 64,20

30% korting

Promo

44,80



V43997 **G-aenial A'CHORD Unitip** 15 x 0,3 g
A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3,
JE (Junior Enamel), AE (Adult Enamel), BW (Bleach),
BOW (Opaque Bleach)

Prijs: 68,08

30% korting

Promo

48,10



G-aenial Universal Injectable / G-aenial A'CHORD GC + Twist Polishing Kit Meisinger

2663 Twist Polishing Kit



A45417
Prijs: 172,64

16% korting

Promo

145,00



A45417

The Twist Polishing Kit has been especially developed for simple high-gloss polishing of all composite restorations. The flexible polishing discs make it possible to adapt to any surface structure and also render flawless results in areas that are difficult to reach, such as occlusal surfaces. Due to designs that are gentle on materials, the original surface structure of the restoration is maintained. In addition, the grades of diamond grit separated into two parts provide for short processing times and extremely high levels of durability.

Package Deal PD0379

Koop **16 x G-Aenial Universal Injectable spuit** (1,7 g)
aan **promoprijs** van **26,90 euro** (waarde: 43,00 euro)
EN/OF **16 x G-Aenial Universal Injectable unitips**
(15 x 0,27 g) aan **promoprijs** van **45,90 euro**
(waarde: 64,80 euro) (mengen mag)
en koop de **Meisinger Twist Polishing Kit**
aan **1 euro** (waarde: 172,64 euro).

Tot 49% korting

Package Deal PD0380

Koop **10 x G-Aenial A'CHORD spuit** (4 g)
aan **promoprijs** van **44,80 euro** (waarde: 64,20 euro)
EN/OF **10 x G-Aenial A'CHORD unitips** (15 x 0,3 g)
aan **promoprijs** van **48,10 euro** (waarde: 68,80 euro)
(mengen mag) en koop de
Meisinger Twist Polishing Kit
aan **1 euro** (waarde: 172,64 euro).

Tot 44% korting

Inhoud	Fig.	Shank ¹	Ref.-No.	Size	Pieces/Kit
	9769M	RA	803 204 000 523	100	2
	9769M	RA	803 204 000 523	140	2
	9769F	RA	803 204 000 503	100	2
	9769F	RA	803 204 000 503	140	2

¹ 204=RA

De volledige
Meisinger
catalogoog kan je
downloaden via:



Composieten **GC** geniet van de **ONLINE-korting** op onze prijs !

New Metal Strips GC

V20350



12 stuks

Prijs: 109,90

34% korting

Promo

72,40

Ben je op zoek naar de ideale strips voor het contouren, afwerken en polijsten van composieten, glasionomeren of metalen restauraties?

De nieuwe New Metal Strips van GC bieden een efficiënte oplossing voor alle gevallen.

De nieuwe New Metal Strips zijn elektrolytisch bedekt met aluminiumoxide-deeltjes. De strips rekken niet uit of breken, en de uitstekende slijtvastheid en superieure schuurbinding maken nat afwerken mogelijk, wat langdurig en herhaaldelijk gebruik garandeert.

Tot 50% korting

Package Deal PD0382

Koop **10 x G-Aenial Universal Injectable spuit** (1,7 g) aan **promoprijs** van **26,90 euro** (waarde: 43,00 euro)
Koop **10 x G-Aenial Universal Injectable unitips** (15 x 0,27 g) aan **promoprijs** van **45,90 euro** (waarde: 64,80 euro)
(mengen mag) en koop de **New Metal Strips** naar keuze aan **1 euro** (waarde: 109,90 euro).

Tot 45% korting

Package Deal PD0383

Koop **6 x G-Aenial A'CHORD spuit** (4 g) aan **promoprijs** van **44,80 euro** (waarde: 64,20 euro)
EN/OF **6 x G-Aenial A'CHORD unitips** (15 x 0,3 g) aan **promoprijs** van **48,10 euro** (waarde: 68,80 euro)
(mengen mag) en koop de **New Metal Strips** naar keuze aan **1 euro** (waarde: 109,90 euro).

Essentia

V40195

Essentia Light Spuit
Dentin of Enamel

2 ml

Essentia Medium Spuit
Dentin

2 ml

Essentia Dark Spuit
Dentin of Enamel

2 ml

Essentia Universal Spuit
Masking Liner Spuit

2 ml

2 ml + 20 tips

Prijs: 60,90

26% korting

Promo

44,50

V41246

Essentia Universal HiFlo of LoFlo

2 ml

Prijs: 60,90

26% korting

Promo

44,50

G-Premio BOND

A39978 5 ml



Prijs: 109,40

Tot 45% korting

Promo

65,90

Per 4 / stuk

59,90

V39857

Essentia Light Unitip
Dentin of Enamel

15 x 0,16 ml

Essentia Medium Unitip
Dentin

15 x 0,16 ml

Essentia Dark Unitip
Dentin of Enamel

15 x 0,16 ml

Essentia Universal Unitip

15 x 0,16 ml



Prijs: 68,40

23% korting

Promo

52,00

V40064

Essentia Black Modifier
Essentia Red-Brown Modifier
Essentia White Modifier

2,4 ml

2,4 ml

2,4 ml

Prijs: 57,90

26% korting

Promo

42,50

A40064-OM **Essentia Opalescent Modifier**

2 ml

Promo

42,50

Prijs: 60,90

30% korting

Package Deal PD0294

Tot 53% korting

Koop **3 x Essentia U spuit** (2 ml) aan **promoprijs** van **44,50 euro** per stuk (waarde: 60,90 euro per stuk) of **Essentia U unitips** (15 x 0,16 ml) aan **promoprijs** van **52,00 euro** per stuk (waarde: 68,40 euro per stuk)
(mengen mag) en koop de **G-Premio Bond** aan **1 euro** (waarde: 109,40 euro).

Fuji II LC - Fuji Triage - Equia Forte HT



Package Deal PD0108

Tot 49% korting

Koop **2 x Fuji II LC** refill (50 stuks) aan **promoprijs** van **114,75 euro** (waarde: 186,70 euro)
 EN/OF **2 x Fuji Triage** refill (50 stuks) aan **promoprijs** van **109,75 euro** (waarde: 175,10 euro)
 EN/OF **2 x Fuji Plus Capsule** refill (50 stuks) aan **promoprijs** van **119,75 euro** (waarde: 197,40 euro)
 EN/OF **2 x Equia Forte HT** refill (50 stuks) aan **promoprijs** van **114,75 euro** (waarde: 175,10 euro)
 EN/OF **2 x FujiCEM Evolve** (Triple pack) aan **promoprijs** van **179,00 euro** (waarde: 263,30 euro)
 (mengen mag) en koop de **COCOA butter** aan **1 euro** (waarde: 13,50 euro)
 en koop de **Capsule Applier III** aan **1 euro** (waarde: 74,30 euro).



aan **1 euro**



aan **1 euro**

V31947

Fuji II LC

Prijs: 186,70

Promo: 114,75

V30913

Fuji Triage

Prijs: 175,10

Promo: 109,75

V07182

Fuji Plus Capsule

Prijs: 197,40

Promo: 119,75

V42650

EQUIA Forte HT

Prijs: 175,10

Promo: 114,75

A46610

Capsule Applier III

Prijs: 74,30

Promo: 47,45

A10680

COCOA butter

Prijs: 13,50

Promo: 9,45

A43113

FujiCEM Evolve Triple pack

Prijs: 263,30

Promo: 179,00

Reline II GC

V24796

Intro kit soft of extra soft

1 x Reline II Cartridge, 1 x Reline II Primer voor kunstthars
 1 x Reline II afwerkpunt, 1 x Reline II polijstwiël
 1 x Reline II remover voor kunstthars

Prijs: 282,70

29% korting

Promo

199,45



A24790

Reline II Primer voor kunstthars 10 ml

Prijs: 102,10

36% korting

Promo

64,85

A49716

Reline II Finishing Material

Component A en B à 9 ml
 1 x mengpad
 100 x sponsjes

Prijs: 93,60

15% korting

Promo

79,50

Package Deal PD0381

Koop de **Reline II Intro kit**
 naar keuze aan **promoprijs** van
199,45 euro (waarde: 282,70 euro)
 en koop de **Reline II Primer** of
Reline II Finishing Material
 aan **1 euro**.

Tot 47% korting

everX

everX Posterior

V42623 **everX Flow Bulk of Dentin** 2 ml 3,7 g

A37648 **15 x 0,25 g**



Prijs: 66,00

17% korting

Promo

54,45

Prijs: 89,10

28% korting

Promo

63,85

A38069 **50 x 0,25 g**

Prijs: 267,40

33% korting

Promo

179,00

