



PROMOTIONS VALABLES DU
01.05.2025 AU 31.07.2025

13⁷⁰



Cold-Bag

Comresse froide pour soulager la douleur

- Applicable immédiatement, froid pendant 30 min. (env. 5 - 10 °C)
- Effet glacé en quelques secondes
- Diminution du gonflement

Article	REF	PROMO
Cold-Bag compresses, 10 pièces	A10469	-17,99- 13,70

Miratoi® No. 14

Prothèse cliquetante à remonter

- Super plaisir pour petits et grands patients
- Optique amusante, prothèse avec des yeux
- Remonter un peu, et le cliquetis commence



25⁴⁹

Article	REF	PROMO
Miratoi No. 14 prothèse cliquetante à remonter, 24 pièces	A51265	29,99 25,49

Miratoi® No. 17

Mini Skateboards

- Super-skateboards en 5 designs très „cool“



23⁴⁵

Article	REF	PROMO
Miratoi No. 17 Mini Skateboards, 50 pièces	A42785	29,50 23,45

Miratoi® No. 22

Bracelets Licorne en perle



22⁹⁰

Article	REF	PROMO
Miratoi No. 22 bracelets Licorne en perle, 50 pièces	A49330	26,99 22,90

Kid's Brush

Brosses à dents pour enfants

- Petite tête avec champ de poils oval
- Champ de poils plat avec poils doux arrondis en plastique
- Le capuchon en forme de buste se laisse ouvrir et protège la brosse
- Circulation de l'air grâce à l'ouverture dans le capuchon
- Le manche de la brosse sert aussi de piédestal
- Pour enfants à partir de 4 ans



3²⁵

Article	REF	PROMO
Kid's Brush Ours	A37261-BEAR	3,49- 3,25
Kid's Brush Canard	A37261-DUC	3,49- 3,25
Kid's Brush Chien	A37261-DOG	3,49- 3,25
Kid's Brush Perroquet	A37261-PAR	3,49- 3,25

COMMANDEZ VIA :

COMPTOIR DENTAIRE DE BRUXELLES
Web : www.denta.be
Tel : 03 450 93 20
E-mail : vente@denta.be

7⁴⁵



Miracold® Plus

Spray réfrigérant

- Température env. -50 °C à la pointe de la canule
- Arôme à l'orange
- Pour le contrôle de vitalité des dents

Article	REF	PROMO
Miracold Plus, 200 ml	A00705	8,99- 7,45

Mira-2-Ton®

Tests pour révéler la plaque dentaire

- La plaque ancienne apparaît en bleu, la nouvelle en rose
- A fait ses preuves depuis des années dans les cabinets dentaires
- Agréable au patient, motivant
- Sans érythrosine, ni gluten
- Facile à enlever par brossage des dents
- Facile à couper en 2, 1 comprimé suffit pour 2 applications



À partir de 9³⁵

Article	REF	PROMO
Mira-2-Ton Pellets	A51264	39,99 33,99
Mira-2-Ton comprimés, 50 pièces (5 x 10)	A29424	11,99 9,35
Mira-2-Ton comprimés, 250 pièces	A29061	30,99 24,00



À partir de 24⁰⁰

Xylitol Chewing Gum

Chewing-gum sans sucre avec édulcorant xylitol

- Sucré avec 100 % de xylitol
- Sans aspartame, sorbitol, lactose
- Contribue à la minéralisation des dents*
- Réduit le risque de caries chez les enfants**
- Réduit la plaque**


Article	REF	PROMO
Boîte distributrice assortiment, 200 pièces de 2 dragées	A32984	27,99 24,00
Présentoir Pomme, 12 x 30 g	V42243	35,9† 30,52
Présentoir Cranberry, 12 x 30 g	V42243	35,9† 30,52
Présentoir Cannelle, 12 x 30 g	V42243	35,9† 30,52
Présentoir Fruit frais, 12 x 30 g	V42243	35,9† 30,52
Présentoir Thé vert, 12 x 30 g	V42243	35,9† 30,52
Présentoir Menthe forte, 12 x 30 g	V42243	35,9† 30,52
Présentoir Menthe verte, 12 x 30 g	V42243	35,9† 30,52
Présentoir Fraise, 12 x 30 g	V42243	35,9† 30,52

*L'effet positif se fait voir quand on mâche pendant au moins 20 minutes un chewing-gum Xylitol après avoir mangé ou bu quelque chose. **Un chewing-gum sucré à 100% au xylitol réduit manifestement la plaque. Une plaque intense est un facteur de risque pour la formation de caries chez les enfants. L'effet positif se fait voir quand 2 à 3 chewing-gums - sucrés à 100% au xylitol - sont consommés 3 fois par jour après les repas.

Les prix sont en Euros, hors TVA. Contribution Récupel 0,10. Pas de frais d'envoi pour des commandes de plus de € 150,00. Promotions valables du 01/05/2025 au 31/07/2025. Sous réserve d'erreurs et de changements.


NEW

349⁰⁰



BamBasic

À partir de 730⁰⁰



Original

BamBasic / Bambach® Original

Siège spécial ergo-thérapeutique

- Forme de selle standard
- Particulièrement apprécié par les personnes avec taille du bassin normale
- Procure une position assise commode et saine
- Pour l'élimination et la prévention des douleurs au dos

Article	REF	PROMO
BamBasic	A50401	412,50 349,00
Bambach saddle seat noir vinyl	A46787	769,00 730,00
Bambach saddle seat noir cuir	A46682	799,00 759,00



475⁰⁰

Integra Cart De Luxe II

- Avec raccordement à l'air comprimé
- Alimentation électrique intégrée (2 prises de courant universelles)
- Le plateau supérieur est doté d'un tiroir pour matériaux (avec poignée)
- Raccord au circuit avec câble à boudin
- Roulettes à bon roulement pour déplacer facilement et rapidement le bloc
- Laque de haute qualité
- Dimensions (H x L x P) : 75,5 x 40 x 50 cm
- Poids : 22,8 kg

Article	REF	PROMO
Integra Cart De Luxe II	A41294	649,00- 475,00



Spécials 2025

369⁰⁰

Integra® Cart Smart

Cart économique à 3 étages

- 2 prises de courant universelles
- 2 plateaux avec arrêt du déroulement
- Charge par plateau : 10 kg.
- Dimensions : (H x L x P) : 78 x 35 x 45 cm
- Poids : 14,5 kg

Article	REF	PROMO
Integra Cart Smart	A41146	489,00- 369,00

699⁰⁰

Integra Cart De Luxe III

- Avec raccordement à l'air comprimé
- Alimentation électrique intégrée (3 prises de courant universelles)
- Le plateau du milieu est doté de 2 tiroirs pour matériaux (avec poignée)
- Le couvercle du tiroir supérieur est façonné en forme de plateau et peut être utilisé pour y poser un appareil
- On ne peut pas changer la hauteur des plateaux
- Raccord au circuit avec câble à boudin
- Les roulettes à l'avant sont blocables
- Laque de haute qualité
- Dimensions (H x L x P) : 77,8 x 35 x 44,5 cm
- Poids : 21,4 kg

Article	REF	PROMO
Integra Cart De Luxe III (2 tiroirs)	A41295	799,00- 699,00



COMPTOIR DENTAIRE DE BRUXELLES
Web : www.denta.be
Tel : 03 450 93 20
E-mail : vente@denta.be



COMPTOIR DENTAIRE DE BRUXELLES
Web : www.denta.be
Tel : 03 450 93 20
E-mail : vente@denta.be





Bio Apply-Tips®

Micro-bâtonnets pour applications

- Faits d'un mélange de farine de blé et plastique
- Pour une application très précise de liquides et de pâtes
- Les extrémités sont pliables pour atteindre les zones difficiles d'accès
- Maniement économique de matériaux chers (comme bondings, médicaments, etc.)
- Résistant aux acides contre les bondings et autres matériaux
- Boîte distributrice hygiénique
- Livrables en 3 tailles
- Biodégradables

Article	REF	PROMO
Bio Apply-Embouts pour micro applicateurs (fin : 1,9 mm, bleu)	A47178	6,50 5,50
Bio Apply-Embouts pour micro applicateurs (moyen : 3 mm, vert)	A47179	6,50 5,50
Bio Apply-Embouts pour micro applicateurs (superfin : 1,5 mm, jaune)	A47177	6,50 5,50



Dento Box® I / Dento Box® II / Bio Dento Box® II

Boîtes de transport et conservation en plastique bio

- Faites en plastique bio (terralène 75%, charge minérale 25%)
- Pour prothèses, travaux orthopédiques, etc.
- Résistant aux chocs, fermeture de sécurité et petits trous d'aération
- Biodégradables

Article	REF	PROMO
Bio Dento Box II, 10 pièces	A48937	21,50 19,35
Dento Box II, bleu, 10 pièces	A10010	15,99 14,35
Dento Box II, blanc, 10 pièces	A10011	15,99 14,35
Dento Box II, rose, 10 pièces	A10554	15,99 14,35
Dento Box I, blanc, 12 pièces	A09917	11,50 9,75
Dento Box I, bleu, 12 pièces	A50593	11,50 9,75



BD-Steribox

Boîte pour désinfection

- Pratique pour fraises, diamants, petites pièces, etc.
- Avec ouverture dans le couvercle
- Avec panier amovible pour rincer le contenu
- Autoclavables

Article	REF	PROMO
BD-Steribox plastique	A09762	8,99 7,50
BD-Steribox métal inox	A38622	23,99 20,55

5⁵⁰

À partir de 9⁷⁵

À partir de 7⁵⁰



Miratray® Spray

Spray adhésif pour porte-empreintes

- Pour une meilleure adhésion des matériaux à empreinte aux porte-empreintes métal ou plastique
- Utilisable avec tous les alginates, hydrocolloïdes, etc.

Article	REF	PROMO
Miratray Spray, 200 ml	A00622	15,99 11,90

Miratray®

Porte-empreintes en plastique blanc à usage unique

- Très économiques et solides
- Excellente rétention du matériau à empreinte grâce aux corbeilles de rétention
- Pratiques : on peut écrire dessus avec un crayon feutre
- Livrables en porte-empreintes complets en 6 tailles

Article	REF	PROMO
Miratray Inférieur, I1 (petit), 50 pièces	A00046	27,50 17,50
Miratray Inférieur, I2 (moyen), 50 pièces	A00047	27,50 17,50
Miratray Inférieur, I3 (grand), 50 pièces	A00048	27,50 17,50
Miratray Supérieur, S1 (petit), 50 pièces	A00043	27,50 17,50
Miratray Supérieur, S2 (moyen), 50 pièces	A00044	27,50 17,50
Miratray Supérieur, S3 (grand), 50 pièces	A00045	27,50 17,50
Miratray Assortiment I, 50 pièces	A00042	25,99 17,50

Miratray® Implant

Le porte-empreinte avec membrane pour implants à la technologie brevetée

- Permet d'effectuer une empreinte d'implant avec la précision de la technique pick-up sans porte-empreinte individuel
- Permet d'économiser une visite supplémentaire et les frais de laboratoire du PEI
- Prise d'empreinte précise sous contrôle en toute sécurité grâce à la membrane transparente qui se déchire précisément par légère pression autour du pilier
- Structure plastique adaptable avec une fraise, facile à utiliser et économique
- Empreinte propre sans débordement de matériau à empreinte
- Disponible en trois tailles Sup. et Inf.
- Convient à tous les systèmes d'implants avec tous les matériaux à empreinte

Article	REF	PROMO
Miratray Implant Kit d'intro, 6 pièces	A34054	39,99 29,85
Miratray Implant Supérieur, S1 (petit), 6 pièces	A35667-S1	39,99 29,85
Miratray Implant Supérieur, S2 (moyen), 6 pièces	A35667-S2	39,99 29,85
Miratray Implant Supérieur, S3 (grand), 6 pièces	A35667-S3	39,99 29,85
Miratray Implant Inférieur, I1 (petit), 6 pièces	A35667-I1	39,99 29,85
Miratray Implant Inférieur, I2 (moyen), 6 pièces	A35667-I2	39,99 29,85
Miratray Implant Inférieur, I3 (grand), 6 pièces	A35667-I3	39,99 29,85

11⁹⁰

17⁵⁰

29⁸⁵



Airsonic® Mini sableuse

Microsableuse économique et ergonomique

- Nettoyage et préparation de toutes surfaces de couronnes, bridges, pivots, brackets, etc. à coller
- Sablage des surfaces avant collage pour améliorer la rétention et l'adhérence (composite, tenons, facettes, couronnes...)
- Nouvelle valve de réglage permettant un dosage précis de la poudre
- Pour tous métaux et porcelaine
- Suppression des restes de ciment à l'intérieur des couronnes et des bridges avant leur scellement

Article	REF	PROMO
Airsonic Mini sableuse	A01083	329,99 249,00
Airsonic Alu-Oxyde sable 50 µm, 500 g	A01589	11,99 9,75
Airsonic Alu-Oxyde sable 90 µm, 500 g	A01819	11,99 9,75



Airsonic® Adapter

Article	REF	PROMO
a) Airsonic connection K pour Kavo Multiflex	A01830	99,99 87,50
b) Airsonic connection S pour turbine Sirona	A40784	92,99 83,60
c) Airsonic connection WH Rotoquick	A40785	106,00 95,40
d) Airsonic connection Bien Air Uniflex	A40786	111,00 99,90
e) Airsonic connection EMS box	A40787	42,00 37,80
f) Airsonic connection accouplement Labo	A40788	39,99 35,90
g) Airsonic connection NSK	A42534	99,99 89,90

À partir de 35⁹⁰

24⁴⁵

Miraject® Endotec Duo

Canule spéciale avec 2 ouvertures latérales

- Rinçage effectif et avec précaution des canaux
- 2 ouvertures latérales évitent la pression sur l'apex
- Nez de l'aiguille arrondi, peu de risque de perforation
- Idéale pour le rinçage en douceur des poches parodontales
- Avec emballage stérile
- Pour les seringues à cône Luer
- Codifiée par couleur, contenu : 25 pcs

Article	REF	PROMO
Miraject Endotec Luer 0.8 x 25 mm/21G, 25 pièces	A26390-21	30,44 24,45
Miraject Endotec Luer 0.6 x 25 mm/23G, 25 pièces	A26390-23	30,44 24,45
Miraject Endotec Luer 0.5 x 25 mm/25G, 25 pièces	A26390-25	30,44 24,45
Miraject Endotec Luer 0.4 x 25 mm/27G, 25 pièces	A26390-27	30,44 24,45
Miraject Endotec Luer 0.3 x 25 mm/30G, 25 pièces	A26390-30	30,44 24,45



Airsonic® Absorbo Box®

Box d'aspiration des poussières pour les travaux de sablage

- Boîte portable équipée d'un moteur d'aspiration puissant et silencieux
- Les matériaux de sablage sont aspirés dans le filtre pour éviter de se volatiliser et de salir le cabinet dentaire
- Design solide et durable
- Nettoyage facile grâce au filtre amovible
- Lumière intégrée
- Idéale pour le cabinet et le laboratoire en combinaison avec la microsableuse Airsonic (REF A01083)

Article	REF	PROMO
Airsonic Absorbo Box d'aspiration	A01675	699,00 549,00



Durotanic Mouth Mirror

Miroir front-surface rhodinisés

- Acier inox de haute qualité
- Grande longévité, sans distorsion, autoclavable
- Tête fine, slim-line
- DM classe I

Article	REF	PROMO
Durotanic Mouth Mirror, taille 5, 12 pièces	A00916	33,99 29,90
Durotanic Mouth Mirror, taille 4, 12 pièces	A12306	33,99 29,90



Miraject® P / P Super / PL Super

Aiguilles pour application de matériaux-pâtes

- Sans biseau, pliables, en emballage individuel stérile
- Pour les carpules cylindriques
- Codifiées par couleur

Article	REF	PROMO
Miraject P (Carpule) 0.8 x 25 mm/21G, 100 pièces	A09899	14,96 12,45
Miraject P Super (Carpule) 0.9 x 32 mm/20G, 100 pièces	A28019	14,96 12,75
Miraject PL Super (Luer) 0.9 x 22 mm/20G, 100 pièces	A10672	11,12 7,90

29⁹⁰

À partir de 7⁹⁰