

LMDualGracey™



-25%

De voordelen van meerdere curettes gecombineerd in één instrument!

Het innovatieve dubbele blad met twee snijvlakken maken de Dual Graceys bruikbaar als universeel instrument voor alle wortelgebieden. Net als alle andere LM Sharp Diamond™-instrumenten hoeven Dual Graceys niet te worden geslepen tijdens hun levensduur. De vorm en scherpste van de werkeinden blijven zeer lang behouden dankzij de speciale coating.




Met slechts twee instrumenten kunnen alle worteloppervlakken effectief worden gereinigd. De beide Dual Graceys Anterior en Posterior worden gebruikt in plaats van de klassieke Graceys en universele curetten. Twee extra „mini“-instrumenten met een 50 % korter snijvlak en een 3 mm langere schacht zorgen voor een betere toegang in diepe pockets en smalle wortelgebieden.

Alle Dual Gracey instrumenten zijn verkrijgbaar met de ergonomische LM-ErgoSense® handgrepen en met LM Sharp Diamond™ micromembraan coating.



Intelligent tipontwerp

Elke LM Dual Gracey™ tip heeft twee snijkanten. Dit ontwerp maakt de behandeling van zowel mesiale als distale tandoppervlakken mogelijk. Dankzij dit concept zijn er ook minder instrumenten nodig. De gebruikelijke instrumenten set van vier Gracey curettes kan worden vervangen door slechts twee LM Dual Gracey-instrumenten™.



Gebruik van de LM Dual Gracey™ in de specifieke gebieden:

Syntette™ Anterior

Voortanden: alle oppervlakken van premolaren en molaren: buccaal en linguaal

Syntette™, posterior

Premolaren en kiezen: mesiaal en distaal



Nog veel meer LM Dental instrumenten beschikbaar. Lees er meer over op www.lm-dental.com of vraag een gratis catalogus aan.

LM Dual Gracey™ instrumenten

-25%

A42915



Syntette™ Anterior SD

Art.-nr.: LM275-276SDES

Prijs: € 62,48 ~~€ 83,30~~

A42914




Mini Syntette™ Anterior SD

Art.-nr.: LM275-276MSDES

Prijs: € 62,48 ~~€ 83,30~~

A35549




LM-Syntette™ SD, posterior

Art.-nr.: LM215-216SDES

Prijs: € 62,48 ~~€ 83,30~~

A42911



Mini Syntette™ SD, posterior

Art.-nr.: LM215-216MSDES

Prijs: € 62,48 ~~€ 83,30~~

Promotie geldig van 14.05.2025 tot 30.06.2025. Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten (voor bestellingen onder de € 100,-). Fouten en prijswijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen qua kleur etc. afwijken van het originele product. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

LMDental

www.lm-dental.com



Medicom

Tel.: +49 21 71 / 70 66 70

E-Mail: info.dental.eu@medicom.com

www.loser.eu