



excalibur PRO®

REDEFINING
PERFORMANCE
WITH NANOCOATING
TECHNOLOGY

FLEXIBILITY AND CUTTING
EFFICIENCY IN A SINGLE FILE

Excalibur PRO

V51452 E20, E25, E35, E45
21 mm, 25 mm of 31 mm
Blister van 6
Prijs 58,16

Promo

47,90

Excalibur PRO Assortiment

V51453 E20, E25, E35, E45
21 mm, 25 mm of 31 mm
Blister van 4
Prijs 45,45

Promo

36,90

Excalibur (PRO) paper points sterile

V50623 180 stuks
E20, E25, E35, E45

Prijs 38,57

Promo

32,75


Excalibur (PRO) Gutta Percha

V48897 60 stuks
E20, E25, E35, E45

Prijs 30,82

Promo

25,45



Package Deals **ZARC** geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

Excalibur PRO

V51452 Blister van 6

Het **Excalibur PRO** systeem (Nanocoating Technology) omvat 6 instrumenten. Elke tandarts kiest zelf het instrument dat het best beantwoordt aan zijn klinische verwachtingen.

E20, E25, E35, E45

21 mm, 25 mm of 31 mm



Prijs: 58,16

Promo
47,90

17% korting

Excalibur PRO Assortiment

V51453 E20, E25, E35, E45

21 mm, 25 mm of 31 mm



Prijs: 45,45

Promo
36,90

18% korting

ZARC

Excalibur (PRO) paper points **sterile**

V50623 180 stuks

E20, E25, E35 of E45



Prijs: 38,57

Promo
32,75

15% korting

Excalibur (PRO) Gutta Percha

V48897 60 stuks

E20, E25, E35 of E45



Prijs: 30,82

Promo
25,45

17% korting

Package Deals met **EXCALIBUR PRO** Vijlen

Package Deal PD0400

Koop **30 x EXCALIBUR PRO Vijlen**
aan **promoprijzen** en koop de
A46359 **Z-ACTIVATOR** (Prijs: 677,25) aan **1 euro** !



39% korting

Package Deal PD0403

Koop **45 x EXCALIBUR PRO Vijlen**
aan **promoprijzen** en koop de
A46340 **Z-EVO MINI** (Prijs: 822,35) aan **1 euro** !



37% korting

Package Deal PD0401

Koop **70 x EXCALIBUR PRO Vijlen**
aan **promoprijzen** en koop de
A46335 **Z-EVO** (Prijs: 1355,00) aan **1 euro** !



38% korting

Package Deal PD0402

Koop **90 x EXCALIBUR PRO Vijlen**
aan **promoprijzen** en koop de
A46353 **Z-UP & Z-DOWN** (Prijs: 1881,25) aan **1 euro** !




39% korting



excalibur®

De reciproc vijl die
de wereld gaat veroveren



Excalibur

V48520
Bliester van 6

Prijs 54,36

Promo

44,90

Excalibur Assortiment

V48532 E20, E25, E35, E45
21 mm, 25 mm of 31 mm

Prijs 42,48

Promo

35,25



www.zarc4endo.com



Excalibur (PRO) paper points sterile

V50623 180 stuks
E20, E25, E35, E45

Prijs 38,57

Promo

32,75


Excalibur (PRO) Gutta Percha

V48897 60 stuks
E20, E25, E35, E45

Prijs 30,82

Promo

25,45



Package Deals **ZARC** geniet van de **ONLINE-korting** op onze prijs !

Excalibur

V48520 Blister van 6

Het **Excalibur** systeem (Gold treatment) omvat 4 instrumenten.

Elke tandarts kiest zelf het instrument dat het best beantwoordt aan zijn klinische verwachtingen. 20/05, 25/05, 35/05 en 45/05. 21 mm, 25 mm of 31 mm




Prijs: 54,36

Promo
44,90

17% korting

Excalibur Assortiment

V48532 E20, E25, E35, E45
21 mm, 25 mm of 31 mm



Prijs: 42,48

Promo
35,25

17% korting

ZARC

Excalibur (PRO) paper points **sterile**

V50623 180 stuks
E20, E25, E35 of E45



Prijs: 38,57

Promo
32,75

15% korting

Excalibur (PRO) Gutta Percha

V48897 60 stuks
E20, E25, E35 of E45



Prijs: 30,82

Promo
25,45

17% korting

Package Deals met **EXCALIBUR** Vijlen

Package Deal PD0106

Koop **30 x EXCALIBUR Vijlen**
aan **promoprijzen** en koop de
A46359 **Z-ACTIVATOR** (Prijs: 677,25) aan **1 euro** !



41% korting

Package Deal PD0352

Koop **45 x EXCALIBUR Vijlen**
aan **promoprijzen** en koop de
A46340 **Z-EVO MINI** (Prijs: 822,35) aan **1 euro** !



38% korting

Package Deal PD0104

Koop **70 x EXCALIBUR Vijlen**
aan **promoprijzen** en koop de
A46335 **Z-EVO** (Prijs: 1355,00) aan **1 euro** !



39% korting

Package Deal PD0105

Koop **90 x EXCALIBUR Vijlen**
aan **promoprijzen** en koop de
A46353 **Z-UP & Z-DOWN** (Prijs: 1881,25) aan **1 euro** !



40% korting



DualWire®

ZARC

BlueShaper PRO®

Two heat treatments in one file

BlueShaper PRO

V51462 Assortiment Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 en ZXS
V49961 Assortiment Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 en ZX
A51461 ZXS 16 mm
A49960 ZX 19 mm
V49962 refill

Blister van 6

Prijs: 51,47

Promo

43,75



BlueShaper PRO Assortiment

V49957 Z1, Z2, Z3, Z4
21 mm, 25 mm of 31 mm
Blister van 4

Prijs: 39,88

Promo

33,90

BlueShaper (PRO) paper points sterile

V50621 180 stuks
Z3, Z4, Z5, Z6, Z7

Prijs: 38,57

Promo

32,75

BlueShaper (PRO) Gutta Percha

V46117 60 stuks
Z3, Z4, Z5, Z6, Z7

Prijs: 30,82

Promo

25,45



Package Deals **ZARC** geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

BlueShaper PRO

V51462 Assortiment Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 en ZXS
 V49961 Assortiment Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 en ZX
 A51461 ZXS 16 mm
 A49960 ZX 19 mm
 V49962 refill

Bliester van 6

BlueShaper PRO DualWire technology.



Prijs: 51,47

Promo
43,75

15% korting

BlueShaper PRO Assortiment

V49957 Z1, Z2, Z3, Z4
 21 mm, 25 mm of 31 mm



Prijs: 39,88

Promo
33,90

15% korting

ZARC

BlueShaper (PRO) paper points **sterile**

V50621 180 stuks
 Z3, Z4, Z5, Z6, Z7



Prijs: 38,57

Promo
32,75

15% korting

BlueShaper (PRO) Gutta Percha

V46117 60 stuks
 Z3, Z4, Z5, Z6, Z7



Prijs: 30,82

Promo
25,45

17% korting

Package Deals met **BLUESHAPER PRO** Vijlen

Package Deal PD0260

Koop **30 x BLUESHAPER PRO** Vijlen
 aan **promoprijzen** en koop de
 A46359 **Z-ACTIVATOR** (Prijs: 677,25) aan **1 euro** !



40% korting

Package Deal PD0351

Koop **45 x BLUESHAPER PRO** Vijlen
 aan **promoprijzen** en koop de
 A46340 **Z-EVO MINI** (Prijs: 822,35) aan **1 euro** !



37% korting

Package Deal PD0261

Koop **70 x BLUESHAPER PRO** Vijlen
 aan **promoprijzen** en koop de
 A46335 **Z-EVO** (Prijs: 1355,00) aan **1 euro** !



38% korting

Package Deal PD0262

Koop **90 x BLUESHAPER PRO** Vijlen
 aan **promoprijzen** en koop de
 A46353 **Z-UP & Z-DOWN** (Prijs: 1881,25) aan **1 euro** !



39% korting

ZARC

BlueShaper®

Werelds eerste multi-legering systeem

BlueShaper

Zolang de voorraad strekt !

V46093 en V46094
Blijs van 6

Prijs 47,73

Promo
39,90



BlueShaper Assortiment

V46089 Z1, Z2, Z3, Z4
21 mm, 25 mm of 31 mm

Prijs 39,12

Promo
32,90

Pink + Blue

www.zarc4endo.com



BlueShaper (PRO) paper points sterile

V50621 180 stuks
Z3, Z4, Z5, Z6, Z7

Prijs 38,57

Promo
32,75



BlueShaper (PRO) Gutta Percha

V46117 60 stuks
Z3, Z4, Z5, Z6, Z7

Prijs 30,82

Promo
25,45



Package Deals **ZARC** geniet van de **ONLINE-korting** op onze prijs !

BlueShaper

V46093 en V46094 Blister van 6

BlueShaper is het eerste 6^{de} generatie NiTi systeem en het eerste in de wereld dat de roze legering incorporeert. Ontworpen door Spaanse endodontisten, zorgt het voor nieuwe eigenschappen die die van de blauwe legering aanvullen. Het enig systeem op de markt met twee legeringen voor een gebruiksvriendelijke en eenvoudige instrumentatie.




Prijs: 47,73

Promo
39,90

16% korting

BlueShaper Assortiment

V46089 Z1, Z2, Z3, Z4
21 mm, 25 mm of 31 mm



Prijs: 39,18

Promo
32,90

16% korting

ZARC

BlueShaper (PRO) paper points **sterile**

V50621 180 stuks
Z3, Z4, Z5, Z6, Z7



Prijs: 38,57

Promo
32,75

15% korting

BlueShaper (PRO) Gutta Percha

V46117 60 stuks
Z3, Z4, Z5, Z6, Z7



Prijs: 30,82

Promo
25,45

17% korting

Package Deals met **BLUESHAPER** Vijlen

Package Deal PD0049

Koop **30 x BLUESHAPER** Vijlen
aan **promoprijzen** en koop de
A46359 **Z-ACTIVATOR** (Prijs: 677,25) aan **1 euro** !



43% korting

Package Deal PD0350

Koop **45 x BLUESHAPER** Vijlen
aan **promoprijzen** en koop de
A46340 **Z-EVO MINI** (Prijs: 822,35) aan **1 euro** !



39% korting

Package Deal PD0047

Koop **70 x BLUESHAPER** Vijlen
aan **promoprijzen** en koop de
A46335 **Z-EVO** (Prijs: 1355,00) aan **1 euro** !



40% korting

Package Deal PD0048

Koop **90 x BLUESHAPER** Vijlen
aan **promoprijzen** en koop de
A46353 **Z-UP & Z-DOWN** (Prijs: 1881,25) aan **1 euro** !



41% korting

SlimShaper PRO®

THE PERFECT BALANCE
FOR MINIMALLY INVASIVE
ENDODONTICS



DualWire®

With the exclusive DualWire® technology, patented by Zarc, for greater instrument efficiency, resistance, and flexibility.

SlimShaper (PRO) Paper Points Sterile

V50622 180 stuks
ZS1, ZS2, ZS3

Prijs 38,57



Promo

32,75

SlimShaper (PRO) Gutta Percha

V48895 60 stuks
ZS2, ZS3

Prijs 30,82



Promo

25,45

SlimShaper PRO

V50581
21, 25 of 31 mm
ZS1, ZS2 of ZS3

Blister van 6

Prijs 54,05

Promo

45,75



Package Deals **ZARC** geniet van de ONLINE-korting op onze prijs !

ZARC

SlimShaper PRO

V50581 Blister van 6
21, 25 of 31 mm
ZS1, ZS2 of ZS3



Prijs: 54,05

Promo
45,75

15% korting



Z-Glider EVO

V50864 Blister van 3
21, 25 of 31 mm



Promo
26,25

Prijs: 30,96

15% korting

SlimShaper (PRO) paper points **sterile**

V50622 180 stuks
ZS1, ZS2, ZS3



Prijs: 38,57

Promo
32,75

15% korting

SlimShaper (PRO) Gutta Percha

V48895 60 stuks
ZS2, ZS3



Prijs: 30,82

Promo
25,45

17% korting

Package Deals met **SLIMSHAPER PRO** Vijlen

Package Deal PD0357

Koop **30 x SLIMSHAPER PRO** Vijlen
aan **promoprijzen** en koop de
A46359 **Z-ACTIVATOR** (Prijs: 677,25) aan **1 euro** !



40% korting

Package Deal PD0358

Koop **45 x SLIMSHAPER PRO** Vijlen
aan **promoprijzen** en koop de
A46340 **Z-EVO MINI** (Prijs: 822,35) aan **1 euro** !



36% korting

Package Deal PD0359

Koop **70 x SLIMSHAPER PRO** Vijlen
aan **promoprijzen** en koop de
A46335 **Z-EVO** (Prijs: 1355,00) aan **1 euro** !



37% korting

Package Deal PD0360

Koop **90 x SLIMSHAPER PRO** Vijlen
aan **promoprijzen** en koop de
A46353 **Z-UP & Z-DOWN** (Prijs: 1881,25) aan **1 euro** !



38% korting

Package Deals **ZARC** geniet van de **ONLINE-korting** op onze prijs !

Z-Condensor

V48553 4 stuks
21 mm of 25 mm
025, 030, 035, 040 of 045

Prijs: 33,54
Promo: 28,50


15% korting



ApicalShaper

V48535 6 stuks
21 mm, 25 mm of 31 mm
Z30/03, Z35/03, Z40/03, Z50/03
Prijs: 50,31 **Promo: 42,75**

V48457 Assortiment 4 stuks
21 mm, 25 mm of 31 mm
1 x Z30/03, 1 x Z35/03,
1 x Z40/03, 1 x Z50/03
Prijs: 36,89 **Promo: 31,25**



ZARC

Z-EVO MINI

A46340 Endomotor met geïntegreerde apex locator. Gewicht: 99 g
Torque: 0.5 N•cm - 4.0 N•cm Kracht aanroer: 100 V - 240 V
Frequentie: 50 Hz/60 Hz. Output: DC 5 V/1 A

Prijs 822,35

15% korting

Promo
699,00



Z-EVO

A46335 Endomotor met geïntegreerde apex locator.
Rotatie snelheid: 120 - 1000 rpm. Torque: 0.5 - 4.0 N•cm
Geheugen programma's: 11 (M0 - M10). Batterij vermogen: 1500 mAh

Prijs 1355,00

15% korting

Promo
1150,00



Z-ACTIVATOR

A46359 Draadloze ultrasoon activator.

Prijs 677,25

15% korting

Promo
575,00



Z-APEX

A46354 Draadloze apex locator

Prijs 352,00

15% korting

Promo
299,00



Z-UP

A46341 Groot temperatuurbereik vanaf 90 °C tot 250°C.
Het heeft 5 geheugenprogramma's pas de temperatuur en
het snijden aan tijd gebaseerd op het type materiaal dat
wordt gebruikt voor obturatie.

Prijs 995,00

15% korting

Promo
845,00

Z-DOWN

A46349 Temperatuurbereik van 90 °C tot 250 °C met 5 geheugenprogramma's
om de temperatuur aan te passen en snijtijd op basis van het
type materiaal gebruikt voor obturatie.

Prijs 765,00

15% korting

Promo
649,00

Z-UP & Z-DOWN

A46353 Obturatie

Prijs 1881,25

22% korting

Promo
1450,00



A48886 NeoSEALER Flo Siringue

Bioceramic restorative sealer 2,2 g

Prijs : 108,98

Promo

88,00



A48887 NeoSEALER Flo Sealer Kit

Bioceramic restorative sealer
2,2 g + 20 tips

Prijs: 137,50 **Promo: 111,90**



NeoPutty BioCeramic cement

Bioceramic restorative sealer

A48888 0,5 g
Prijs: 87,50 **Promo: 71,75**

A48889 1,2 g
Prijs: 161,89 **Promo: 132,75**

