

# OFFRES PROMOTIONNELLES\*

Valable du 17 septembre au 15 décembre 2025

Uniquement pour les revendeurs participants Benelux.  
Tous les prix sont en €, hors TVA.



# Menu

<b>OPUS</b>	<b>4</b>
<b>Silky</b>	<b>7</b>
<b>C20</b>	<b>10</b>
<b>Newtron</b>	<b>13</b>
<b>Piezotome Cube</b>	<b>17</b>
<b>Implant center</b>	<b>18</b>
<b>Miniled</b>	<b>20</b>
<b>Riskontrol</b>	<b>24</b>
<b>Mouth mirrors</b>	<b>26</b>
<b>Expasyl</b>	<b>27</b>
<b>X-mind Dc</b>	<b>28</b>
<b>X-mind Unity</b>	<b>29</b>
<b>Sopix 2</b>	<b>30</b>
<b>X-mind Optima 3D</b>	<b>32</b>
<b>X-mind Prime 2</b>	<b>36</b>
<b>PsPix</b>	<b>39</b>
<b>Contact</b>	<b>43</b>

# opus

A51491

€ 7.968,00



**Fabriqué en France.  
Reconnu dans le  
monde entier.**

**OPUS® est entièrement  
conçu en France,**

avec notre label de qualité Made in France et notre engagement en faveur de la précision artisanale.

Notre savoir-faire nous permet de maîtriser :

- La conception et la fabrication
- La chaîne d'approvisionnement
- Le service client

# Les choix qui vous permettent de travailler comme vous l'entendez

OPUS® offre une facilité d'utilisation avec :

- Des traitements immédiats pour contribuer à des procédures efficaces et sûres grâce à son interface réactive guidée par les couleurs
- Un ajustement simplifié des modes de fonctionnement
- Un réglage du niveau de puissance pour diverses indications cliniques



**ColorDrive Control**  
Simplifie la sélection de la puissance pour les modes ultrasons et polissage

**QuickSense**  
Reconnaissance automatique de la pièce à main utilisée et de la puissance adaptée

**Opus-Cart**

A51492

Prix

**1447,00**



Une remise de 14% **Package Deal PD0420**

Achetez l'Opus à **prix conseillé**

de **7968,00 euros**

et achetez l'Opus-Cart

à **850,00 euros.**

(valeur: 1447,00)

Les poudres SILKY® associées à OPUS® offrent **sécurité** et **tranquillité d'esprit** pour une **utilisation intuitive** et des traitements immédiats.

Vous ne perdrez pas de temps ni de produit grâce à la mise sous pression continue du flacon, qui permet aux résidus de poudre de rester à l'intérieur du flacon et d'**utiliser toute la poudre jusqu'au dernier grain**.

Nos flacons de poudre SILKY® **recyclables**, ne devant pas être re-remplis, éliminent le besoin de recharges et les amas de poudre problématiques pour une **manipulation sans interruption**.

Le bouchon **EasyLock** permet de mettre le flacon de poudre sous pression et d'assurer le bon fonctionnement de votre cabinet :

- Minimise le risque de colmatage
- Assure un écoulement régulier
- Pas de plongeur nécessaire
- Garantit la sécurité et le polissage immédiat



#### **Insertion et retrait rapides des flacons**

Mécanisme Grab & Go pour un changement de poudre et un polissage immédiat.



*"L'aéropolissage est une expérience agréable pour le patient."*

DH Carlotta Becciani (Italie)

# Découvrez une nouvelle symphonie avec un flux continu...

OPUS® associe notre technologie Newtron® à un aéropolisseur réinventé conçu pour un **contrôle du risque de colmatage** et une nouvelle gamme de poudres.

Nos nouvelles poudres SILKY® permettent des traitements peu invasifs, **doux mais efficaces**. Cette nouvelle gamme de poudres est conçue pour fournir une solution de polissage efficace pour les procédures supra et sous-gingivales.

V51508  
Menthe ou citron  
6 x 200 g

## SILKY® Supra

Prix  
**109,00**



À base de bicarbonate de sodium



Taille des grains :  
40 µm



Arômes naturels de menthe et de citron pour le confort des patients



Élimine efficacement le biofilm et les taches importantes

A51507  
4 x 140 g

## SILKY® Perio

Prix  
**123,00**



À base de glycine



Taille des grains :  
25 µm



Nettoyage doux et efficace



Sa faible abrasivité protège les tissus pour plus de sécurité

# Des outils qui améliorent votre quotidien

## SILKY® pen : notre pièce à main la plus légère et la plus fine jamais conçue

En tant que professionnel dentaire, vous vous efforcez de prodiguer des soins efficaces et confortables à vos patients. SILKY® Pen, notre nouvel aéropolisseur conçu pour **traiter efficacement les indications sous- et supra-gingivales**, associé à ses 4 buses SILKY® Pen dédiées, offre une combinaison unique de **polyvalence**, de **précision** et de **facilité d'utilisation**.

Grâce à sa conception ultra-légère et fine, la pièce à main SILKY® Pen offre une **prise en main sûre et confortable** pour un meilleur contrôle.

*“Disposer d’un appareil pour le polissage apporte une grande valeur ajoutée dans le cabinet.”*

Dr. Joseph Sabbagh (Belgique)

### Buses SILKY® Pen :

- Spray précis et continu pour l'élimination du biofilm supra et sous gingival
- Conçues pour réduire le risque de colmatage et les interruptions de maintenance
- Alliage Chrome-Cobalt de haute qualité pour la durabilité et la résistance à la corrosion

#### Buse SUPRA

Spray à grand angle de 120° pour une prophylaxie supra-gingivale efficace.

#### Buse PERIO MAINTENANCE

Diamètre de sortie réduit à 0,6 mm pour une maintenance parodontale douce et précise.

#### Buse PERIO EASY

Design innovant en forme de chausse-pied pour une insertion facile et un nettoyage ciblé des poches modérées.

#### Buse PERIO

Réduction automatique de la pression (<1 bar) pour une décontamination sûre et efficace des poches profondes.

*“Les premières impressions ont été très positives... Les performances sont remarquables.”*

Dr. Rajan Nansi (Royaume-Uni)





## Système ColorDrive

Le mécanisme de suivi RFID permet la **reconnaissance automatique des poudres** avec une LED colorée et une **sélection automatique de la puissance** pour les modes SUPRA et PERIO, pour une **manipulation sans effort** et **une tranquillité d'esprit**.

# C20

A51758

## UN JEU D'ENFANT UNE MAÎTRISE DE PRO

Plus qu'un simple outil, la C20 améliore le processus de diagnostic en créant une expérience engageante et interactive tant pour l'équipe dentaire que pour les patients.

En simplifiant la communication et en optimisant l'efficacité au fauteuil, la C20 aide à transformer les cabinets en environnements performants et axés sur les patients.



Rejoignez  
la partie  
**OF MODERN  
DENTISTRY**



Montez  
de niveau  
**YOUR PRACTICE**



Appuyez  
sur start  
**ET C'EST PARTI**

€ 1.199,00

FABRIQUÉ EN  
**EUROPE**



# Appuyez sur démarrer, Et c'est parti.

Le C20 offre une expérience prête à l'emploi, ce qui le rend facile à installer dans n'importe quel cabinet dentaire. Son design intuitif permet aux utilisateurs de commencer à capturer et à gérer des images immédiatement, améliorant ainsi le flux de travail sans aucune interruption.



## Prêt à l'emploi

Utilisable dès l'installation avec un pilote préinstallé.



## Connecteurs universels

USB 2 et prise universelle




## Personnalisation

Une large gamme de paramètres pour répondre à vos besoins.




## Compatible Windows® et Mac®



# Systeme exclusif et breveté

## Systeme de codage des couleurs™

La sélection de la puissance est déterminée avec précision grâce au Color Coding System™, qui associe intuitivement chaque anneau de couleur de l'insert à l'une des 4 gammes de puissance.



# newtron

## p5XS

1

Ref. F00246



1S

Ref. F00245



H3

Ref. F00369



P5XS b-LED incl. livré avec les inserts suivants :  
Ref. F62100

~~€2788,25~~

A38077

Une remise de 42%

Promo

**1528,00**



Une remise de 46% **PACKAGE DEAL PD0368**

Achetez le **Newtron P5 XS B.LED** à prix promo  
de **1528,00 euros** (valeur: 2788,25 euros) et achetez le  
**Miroir buccal Pure Reflect #4** ou **#5** au choix  
à **1 euro** (valeur: 54,89 euros).




Prix: 54,89

A42193

Une remise de 34%

Promo  
**36,00**

# RÉGLAGES SIMPLES ET INTUITIFS AVEC LE COLOR CODING SYSTEM™\*



\* Système de code couleur



**Newtron® pièce à main standard** A29690



ref. F12281 - Autoclavable

~~€635,50~~

Une remise de 57%

Promo  
**269,00**

**Pièce à main Newtron® LED** A32227



ref. F12609

~~€879,63~~

Une remise de 56%

Promo  
**385,00**

**Pièce à main Newtron® Slim B. LED**



Une remise de 44%


- with blue LED ring: ref. F12900
- with white LED ring: ref. F12905

A38204 Prix: 854,01  
A39457 Prix: 879,63

Promo  
**489,00**

**hygiene**

**Kit hygiène**



A31336  
ref. F00935


~~€529,14~~

Promo  
**444,15**

Une remise de 16%

**periodontics**

**Kit pério**



A33170  
ref. F00936

~~€670,97~~

Promo  
**558,00**

Une remise de 16%

**implantprotect**  
pure titanium

**Kit implant protect**



A39303  
ref. F02120

~~€735,54~~

Promo  
**617,95**

Une remise de 16%

**endosuccess**  
retreatment

**Kit endo succes retraitement**





A29752  
ref. F00737

~~€702,36~~

Promo  
**589,95**

Une remise de 16%

- Excellente vision, anneau LED complet
- Éviter la nécrose jusqu'à 120 ml d'irrigation avec une pompe péristaltique
- Amélioration de la durabilité de la pièce à main, irrigation externe
- Hygiène maximale, lignes stériles à usage unique ou autoclavables
- Possibilité d'utiliser des sachets de 1L
- Large choix d'applications cliniques, 38 inserts
- Les inserts II sont compatibles avec le IC2, Piezotome Cube, Piezotome2 et le Piezotome Solo



# piezotome cube

Adaptation dynamique de la  
puissance pour des chirurgies  
osseuses de qualité

Ref. F50100

Livré avec une pédale multifonctions,  
une pièce à main Piezotome® CUBE LED,  
1 support de pièce à main, un kit Essential II  
(6 inserts BS1S, BS4, SL1, SL2, SL3  
et LC2), une clé dynamométrique,  
une potence, 2 lignes d'irrigation  
autoclavables, 5 clips et 15 perforateurs.


~~€7.609,01~~

A41280

Une remise de 27%

Promo

**5490,00**



Intraoral surgery ultrasonic control console.  
Class IIa medical devices (GMED) - CE 0459  
Manufacturer: SATELEC® a company of ACTEON® group - France

# implant center 2

## 3 modes:

- Piezotome® (chirurgie osseuse).
- Newtron® (soins paro, endo,...).
- I-Surge™ (moteur d'implantologie).

Ref. F27200 - Livré avec un moteur à LED, un cordon moteur LED, une pédale progressive, 2 supports, 2 porte-pièces à main, 2 lignes d'irrigation stérilisables et 30 perforateurs stérilisables et 30 perforateurs.

~~€14.538,36~~

A34090

Une remise de 34%

Promo

**9450,00**



Une remise de 34%

## PACKAGE DEAL PD0097

Achetez l'Implant center 2 à prix promo de **9450,00 euros** (valeur: 14538,36 euros)

et achetez le Newtron LED pièce à main et Newtron LED cordon

à super prix promo de **1460,00 euros** (valeur: 2022,97 euros).



### Bone Surgery™ II Kit\* A34094

Ref. F87509 - Tips BS1S II, BS2R II, BS2R II, BS4 II, BS5 II, BS6 II.

~~€1.432,35~~

Promo

**1059,00**

Une remise de 26%



### Sinus Lift™ II Kit\* A34092

Ref. F87519 - Tips SL1 II, SL2 II, SL3 II, SL4 II, SL5 II.

~~€1.077,92~~

Promo

**790,00**

Une remise de 26%



### Intralift™ II Kit\* A34089

Ref. F87536 - Tips TKW1 II, TKW2 II, TKW3 II, TKW4 II, TKW5 II (Ø 3 mm).

~~€1.367,71~~

Promo

**999,00**

Une remise de 26%



### Extraction™ II Kit\* A34088

Ref. F87546 - Tips LC1 II, LC2 II x2, LC2L II, LC2R II, Ninja® II.

~~€1.087,60~~

Une remise de 26%

Promo

**798,00**

\* Les kits sont livrés avec un porte-inserts métallique autoclavable et une clé universelle autoclavable.

Class IIa medical devices (GMED) - CE 0459 - Manufacturer: SATELEC® a company of ACTEON® group - France

## Accessoires

Promotion valable uniquement pour ImplantCenter2

### Pièce à main Newtron® LED



Ref. F12609

### Cordon Newtron® LED



Ref. F12830

S32227

Prix: 2022,97

Promo: 1460,00

Une remise de 27%

### Lignes d'irrigation universelles Stériles x10



A32384

Prix: 184,07

Promo: 145,00

Une remise de 21%

Ref. F59905 - A usage unique avec cassette intégrée et système de contrôle du débit.

Class Is medical device (GMED) - CE 0459

Manufacturer: SATELEC® a company of ACTEON® group - France

### Pièce à main PIEZOTOME® LED + cordon



A46435

Prix: 1635,16

Promo: 1200,00

Une remise de 26%

Ref. F12815

Class IIa medical devices (GMED) - CE 0459

Manufacturer: SATELEC® a company of ACTEON® group - France



### Universal II Kit\*

A46420

Ref. F87539 - Tips BS6, LC1, LC2, CE1, CE3 et PZ1.

€1.393,47

Une remise de 27%

Promo  
1010,00



### Essential II Kit\*

A41909

Ref. F87528 - Tips BS1S II, BS4 II, SL1 II, SL2 II, SL3 II, LC2 II.

€1.432,35

Une remise de 29%

Promo  
1010,00



### Crest Splitting II Kit\*

A39232

Ref. F87567 - Tips CS1 II, CS2 II, CS3 II, CS4 II, CS5 II, CS6 II.

€927,18

Une remise de 17%

Promo  
765,00



### Crown Extension II Kit\*

A43497

Ref. F87554 - Tips BS6 II, CE1 II, CE2 II, CE3 II.

€737,70

Une remise de 22%

Promo  
575,00

\* Les kits sont livrés avec un porte-inserts métallique autoclavable et une clé universelle autoclavable.

# miniled ortho 2

~~€1.450,04~~

A34280

Une remise de 31%

Promo

**998,00**

- **Signal personnalisé**

Une alerte (bip, micro-flash, alerte mixte ou pas d'alerte) invite l'utilisateur à passer à la polymérisation suivante toutes les 4 sec.

- **Puissance**

3000mW/cm<sup>2</sup>  
(avec guide optique Ø5.5mm).

- **Batterie longue durée**

MiniLED Ortho 2 peut soigner 15 patients à puissance maximale, sans qu'il soit nécessaire de le recharger pendant la journée.

- **Ortho friendly**

Temps d'exposition personnalisables de 4, 8, 12 et 32 sec, spécifiquement étudiés pour passer d'un bracket à l'autre ou pour soigner une arcade complète.

- **Efficacité & sécurité**

Durcit efficacement et rapidement tout type de matériau en orthodontie.

Aucun ventilateur bruyant et peu hygiénique n'est nécessaire pour refroidir la lampe.

## Traitements Orthodontiques

Polymérisation en quelques secondes  
de quelques brackets à un quadrant entier.



# Simplement Puissant

Plus performant en termes  
de puissance, efficacité et vitesse

~~€1.400,53~~

A34219

Une remise de **32%**

Promo

**950,00**



# miniled supercharged

## • Visibilité

Écran lumineux avec modes et durées personnalisables, décompte du temps de polymérisation et indicateur de charge.



## • Puissance

2000mW/cm<sup>2</sup>  
(avec guide optique Ø7,5mm).

3000mW/cm<sup>2</sup>  
(avec guide optique Ø5,5mm - optional).

## • Résultats optimaux


3 modes pour répondre à tous les besoins cliniques.



### MODE RAPIDE

#### Rapide et facile


Pleine puissance pendant 3, 4, 5 ou 10 secondes, selon l'épaisseur du composite.



### MODE PULSÉ

#### Augmentation de température limitée

5 ou 10 flashes de 1 sec pour une polymérisation en sécurité.



### MODE PROGRESSIF

#### Évite la rétraction des composites

Augmentation progressive de la puissance pendant 9 ou 15 secondes pour assurer une parfaite étanchéité de la restauration.

# miniled standard

- **Rapide**

Seulement 6 à 12 sec pour polymériser un composite de 2mm.

- **Puissance**

1250mW/cm<sup>2</sup>  
(avec guide optique Ø7,5mm).

2000mW/cm<sup>2</sup>  
(avec guide optique Ø5,5mm - optional).

- **Sécurité**

Le chargeur de base comprend un radiomètre pour vérifier l'intensité de la lumière.

- **Résultats optimaux**

3 modes pour répondre à tous les besoins cliniques.

—€1.090,24—

A27384

Une remise de 36%

Promo

**695,00**


## Très Polyvalent

L'alliance de la puissance  
et de la sécurité




### MODE RAPIDE

Rapide et facile  
Pleine puissance pendant  
10 sec (bip à 5 secondes)  
en profondeur régulière.



### MODE PULSÉ

Rapidité & sécurité des alliés  
10 flashes de 1 sec (bip après 5  
flashes) avec des temps d'arrêt  
pour préserver la pulpe dentaire.



### MODE PROGRESSIF

Pas de fissures dues à la contrainte  
Augmentation progressive de la  
puissance (bip toutes les 5 sec) pour  
un durcissement complet et sûr.





# servotome

Livré avec une pédale simple,  
un porte-électrodes autoclavable,  
un coffret de 10 électrodes et  
un bracelet conducteur.

Ref. F57210

~~€2.025,86~~

A30972

Une remise de 26%

Promo

**1499,00**



# Riskontrol® contribue à la protection clinique



**RISKONTROL® est également une solution VERTE**

- Embout à usage unique
- Économique : simplifier le processus pour gagner du temps
- Plastique recyclable : respectueux de l'environnement
- Économisez du temps et de l'argent
- Les embouts RISKONTROL® sont faciles à plier pour trouver la courbe idéale pour atteindre toutes les zones
- Le système breveté de verrouillage sécurisé protège encore plus vos patients




**Les embouts stérilisables ne sont plus ne suffisent plus.**

**RISKONTROL® peut être utilisé pour toutes les procédures.**




**Facile à  
ajuster**

**1**




Il est installé.

**2**



Il est ajusté.

**3**



Il est verrouillé.

Une remise de 63%

## Package Deal PD0335

Achetez **10 x Riskontrol** et/ou **Riskontrol art** au choix à **prix promo** et achetez un **Riskontrol adaptateur** à **1 euro** au choix (valeur: 113,63 euros).

# Découvrez notre la gamme RISKONTROL®

## Adaptez vos conseils au goût

de vos patients



art  
by **riskontrol** V38000

-  Ref. 201 700 - Menthe
-  Ref. 201 701 - Mandarine
-  Ref. 201 702 - Réglisse
-  Ref. 201 703 - Anis
-  Ref. 201 704 - Cassis

Prix: 61,53

Une remise de 56%

Promo  
26,65

Embouts non stériles à usage unique (x 250)

## Ajoutez de la couleur

à l'expérience de soins de vos patients



V10811

Prix: 56,65

Une remise de 56%

Promo  
24,90

classic  
by **riskontrol**

-  Ref. 201 664 - Blanc
-  Ref. 201 665 - Bleu
-  Ref. 201 666 - Jaune
-  Ref. 201 667 - Vert
-  Ref. 201 668 - Rose

Embouts non stériles à usage unique (x 250)

## Protégez entièrement votre seringue air/eau

grâce à la gaine en plastique

V33150

Prix: 32,93

Une remise de 27%

Promo  
24,00



total protec  
by **riskontrol**

-  Ref. 201 750
-  Ref. 201 751

Embouts non stériles avec protection souple (x 100)

## Choisir un environnement totalement stérile

le flux de travail



A33761

Prix: 38,13

Promo: 25,00

Une remise de 34%

sterile  
by **riskontrol**

-  Ref. 201 770

Embouts stériles à usage unique (x 96)

Classic by RISKONTROL®, Art by RISKONTROL®, Total Protec by RISKONTROL®: Class I medical device. Sterile by RISKONTROL®: Class Is medical device. CE0459 (GMED). Read the instructions on the packaging carefully before use. All the compulsory information requested for a correct use of these devices is in the Product Feature Summary available on the laboratory's website. Manufacturer: PRODUITS DENTAIRE PIERRE ROLLAND - ACTEON® Group - FRANCE.



# Miroirs de bouche

## PURE REFLECT®

- Image très claire
- Résistant

Parfait dans tous les domaines

**RH**

- Réflexion grisée



**TI**

- Réflexion

## FRONT SURFACE

Vue en coupe




Image reflétée directement sur le verre, sans distorsion.

**PAS DE DOUBLE IMAGE**

## BACK SURFACE

Vue en coupe d'un miroir aluminium





Image reflétée sous le verre. **DOUBLE IMAGE**



## PURE REFLECT®

**N°**

4  
5

**Ref.**

MP3622PH  
MP3624PH

4 A42193  
5 A42194

**N.**

12  
12

Prix: 54,89

**Une remise de 34%**

Promo  
**36,00**



## UNE TRIPLE ACTION



Argile  
kaolinique

**1** **EFFET ASTRINGENT**  
aide à assécher complètement  
le sillon sans sang ni liquide.



**2** **OUVRIR LE SULCUS**  
efficacement sans douleur ni  
dommage aux tissus grâce à la  
viscosité soigneusement calculée  
par notre expertise clinique.



Chlorure  
d'aluminium

**3** **PRÉSERVER L'ATTACHEMENT  
ÉPITHÉLIAL\***  
pour réduire le risque de récession  
gingivale et de résorption osseuse.

\* La canule ne doit pas être insérée dans le sulcus

**expasyl  
exact**



**Pâte pour ouverture sulculaire temporaire**  
20 capsules (0,3g) Expasyl™ Exact - Ref. 261010

A44322

Prix: 114,33

**Promo: 86,45**

**Une remise de 24%**



**Pâte pour ouverture sulculaire temporaire**  
20 capsules (1g) Expasyl™ - Ref. 261030

**expasyl**

A10829

Prix: 250,09

**Promo: 119,85**

**Une remise de 52%**



**Droit** - Ref. 261005

**Courbé** - Ref. 261015

**Remise jusqu'à 38%**

A26105 **100 pièces** Prix: 111,70 **Promo: 68,85**

A33371 **100 pièces** Prix: 108,98 **Promo: 76,85**

# x-mind dc

Les générateurs X-MIND® peuvent s'adapter à n'importe quelle configuration de cabinets.

3 longueurs de bras sont disponibles : 41 cm (16.2"), 82.5 cm (32.5") et 110 cm (43.5") :

- Montage mural par le dessus
- Montage mural par le dessous

Également disponibles en montage unit, en montage plafond et en version mobile.

Grâce à sa plaque murale adaptable, il est facile de remplacer un ancien générateur par le X-Mind® sans avoir à forer dans le mur.



montage  
par le  
dessous



€4.611,95

Promo

2790,00

A37323-11B

Une remise de 39%

## Disponible avec une télécommande sans fil



### Plus de problèmes de câblage

Dites adieu aux travaux de câblage compliqués et coûteux traditionnellement nécessaires pour connecter le bouton à distance dans votre cabinet.

Kit de boutons sans fil X-MIND  
DCRef. 5.15.00135

Tous les appareils X-Mind DC  
livrés à partir d'avril 2021

A50693  
Prix: 249,00



### Rentabilité

Économisez sur les frais d'installation grâce à la solution sans fil facile à intégrer.



### Une plus grande commodité

Profitez de la liberté et de la flexibilité d'une connexion sans fil, pour rendre votre cabinet plus efficace et plus convivial.



Version murale au choix	Attache par le haut cône long	Attache par le haut cône rectangulaire	Attache par le bas cône long	Attache par le bas cône rectangulaire
0,40 m extensor	Ref. 5.92.23137	Ref. 5.92.23167	Ref. 5.92.23130	Ref. 5.92.23160
0,80 m extensor	Ref. 5.92.23138	Ref. 5.92.23168	Ref. 5.92.23131	Ref. 5.92.23161
1,10 m extensor	Ref. 5.92.23139	Ref. 5.92.23169	Ref. 5.92.23132	Ref. 5.92.23162

Toutes les références pour le X-MIND DC

Choisissez parmi une variété de cônes pour mieux répondre à vos besoins cliniques



**Long cône (31 cm - 12")**  
Recommandé pour la technique parallèle



**Cône court (20 cm - 8")**  
Recommandé pour la technique de la bissectrice



**Rectangulaire Long cône (31 cm - 12")**  
Réduit de 50% les rayons X appliqués sur la peau du patient

Class IIb medical devices (IMQ) - CE0051 Manufacturer: de Götzen ACTEON® Group - Italy

# x-mind unity

Promo

**3290,00**

A39620

Une remise de **42%**

~~€5.767,06~~

Une image précise et contrastée

- Une image contrastée et définie
- Protection optimisée du patient
- L'association du générateur et du détecteur

Fixation par le haut, bras 0,80 m, cône court.  
Autres configurations : voir prix public 2024.

## Radiographie intrabuccale

- Très haute qualité
- Positionnement précis et flexible
- Passage rapide du mode traditionnel au mode numérique
- Temps d'exposition minimum : 0,02s
- Minuterie programmable
- Montage par le haut ou par le bas



Class IIb medical devices (IMQ) - CE0051 Manufacturer: de Götzen ACTEON® Group - Italy

# x-mind optima 3D

## Le plus intelligent, le plus petit, L'ULTIME.

Dans le domaine en constante évolution de la dentisterie, l'intégration de la CBCT et de l'Intelligence Artificielle transforme les soins aux patients, permettant aux professionnels dentaires d'établir des diagnostics plus précis et de réaliser des interventions plus sûres.

Adopter cette intégration de pointe permet non seulement d'élever le niveau des soins, mais aussi d'optimiser l'efficacité et la communication avec les patients dans les cabinets dentaires modernes.

**X-MIND® optima 3D représente la combinaison parfaite d'une technologie matérielle avancée, intégrée dans un design léger et compact, et d'un logiciel de nouvelle génération, RealGuide™ 5.4, qui apporte les avantages de l'Intelligence Artificielle à chaque étape des soins aux patients, depuis un diagnostic précis jusqu'à des traitements plus efficaces et une meilleure communication avec les patients.**

# Découvrez la famille X-MIND® optima 3D

Prix: 81999,00

Une remise de 51%

Promo

**40049,00**

\* Option :  
Le coût supplémentaire  
pour la version 17x12  
est de €3,000

## X-MIND® optima 2D/3D wall 100-240V

Appareil PAN 2D/3D, installation murale de 5x5 à 12x10

A51759

Ref. W1203005



A51760

Prix: 93499,00

Promo  
**49499,00**

Une remise de 47%

\* Option :  
Le coût supplémentaire  
pour la version 17x12  
est de €3,000

## X-MIND® optima 2D/3D ceph 100-240V

Appareil PAN CEPH 2D/3D, installation au sol de 5x5 à 12x10  
Ref. W1203010



\* Option :  
Le coût supplémentaire  
pour la version 17x12  
est de €3,000

Nouveau

## X-MIND® optima 2D/3D floor 100-240V

Appareil PAN 2D/3D, installation au sol de 5x5 à 12x10

Ref. W1203005.FL A51761

Prix: 83499,00

Une remise de 50%

Promo

**41399,00**

AI



# Clarté exceptionnelle.

Au cœur du X-MIND® optima 3D se trouve **une technologie de détecteur de pointe**, garantissant une clarté d'image exceptionnelle et une couverture anatomique remarquable. **Sa gamme complète de champs de vision (FOV)**, allant de 5x5 à 17x12\* cm (Ø x H), le rend adapté à **une large gamme de procédures dentaires**, de la dentisterie générale à l'orthodontie et à la chirurgie maxillo-faciale, tout en augmentant la tolérance au positionnement du patient et en réduisant le risque d'artéfacts marginaux.



## CLARTÉ EXTRAORDINAIRE

Tirez le meilleur parti de la qualité avec le tout **nouveau filtre ClearIQ**



## VERSATILITÉ REMARQUABLE

De 5x5 à 17x12\*, une solution sur mesure pour chaque besoin clinique



## PERFORMANCE DE HAUT NIVEAU

Profondeur d'image améliorée avec la nouvelle plage de sortie kV 60-90



## CONFORT MAXIMAL POUR LE PATIENT

Flux d'acquisition rapide et facile




## RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DES POSITIONNEURS

Précision maximale



## ZERO EMPREINTE


Accessibilité maximale



\*Option - Le coût supplémentaire pour la version 17x12 est de €3.000


## 5x5 cm FOV

- Améliore la **détection des canaux radiculaires**, notamment en cas de **formes anormales** des canaux radiculaires.



## 8.5x5 cm FOV

- Utile pour la **chirurgie implantaire** et en dentisterie générale en tant qu'examen à faible dose, **limité à une seule mâchoire**.




## 8.5x9 cm FOV

- Utile pour la **chirurgie implantaire complexe** ainsi que pour le diagnostic des ATM gauche ou droite.



## 12x10 cm FOV

- Adapté à la plupart des cas de **chirurgie orale**, y compris la chirurgie implantaire multiple



## 17x12\* cm FOV

**Nouveau**

- Représente la solution parfaite pour les cas **orthognathiques complexes**, la **planification des implants zygomatiques** et la **chirurgie orthodontique**.



\*Option - Le coût supplémentaire pour la version 17x12 est de €3.000

# Découvrez la famille 2D Prime

X-mind prime est disponible en trois configurations : montage mural 2D, 2D avec céphalométrie, et 2D sur pied, afin de répondre à toutes les exigences d'installation et cliniques.



Prix indicatif **€13.999,00**

## X-MIND® prime WALL 110-240V

Code de commande: W1200001 A48189

La plus petite solution d'imagerie extra-orale 2D d'ACTEON® jamais conçue pour une **accessibilité maximale dans tous les contextes.\***



avec un capteur: Prix indicatif **€24.999,00**

avec deux capteurs: Prix indicatif **€29.999,00**

## X-MIND® prime CEPH 110-240V

Code de commande: W1200009 A48191

Code de commande: W1200009 - ds A51763

Complément céphalométrique pour un système 2D complet, toujours avec la même philosophie d'excellence, **idéal pour les applications pédiatriques.**




Prix indicatif **€14.999,00**

## X-MIND® prime FLOOR 100-240V


Code de commande: W1200001.FL A51762

# Bénéficiez d'un ensemble complet d'examens 2D


X-mind prime propose une gamme complète d'examens 2D conçus pour répondre aux divers besoins de la dentisterie générale, y compris l'imagerie panoramique dentaire, l'évaluation de l'articulation temporo-mandibulaire et l'examen des sinus maxillaires.




Panoramique dentaire



Sinus maxillaires



Articulation temporo-mandibulaire



Panoramique enfant



Hémipanoramique  
(gauche et droite)



Ailes de morsure  
gauche et droite



Vue frontale



# PSPIX<sup>2</sup>

## est AUTONOME

Le processus entièrement automatisé permet de s'affranchir des contraintes

Il suffit de déposer la plaque dans la fente, le PSPIX<sup>2</sup> détectera automatiquement la taille, scannera la plaque, optimisera l'image et l'enverra instantanément à votre logiciel d'imagerie.

Entre-temps, il efface et éjecte automatiquement la plaque pour une réutilisation immédiate ou passe en mode veille.

**PRIX CHOC**  
**4890,00 euros !**

*Lors du remboursement de  
n'importe quel*

*Systèmes de plaques au phosphore*

## Procédé entièrement automatisé

Ref. S7020001  
A51747

—€8.358,04—

Une remise de 29%

Promo  
**5890,00**



1

### Auto-access :

La porte ne s'ouvre que lorsque la plaque d'imagerie est insérée.

2

### Auto-détection :

PSPIX<sup>2</sup> détecte automatiquement la taille de la plaque d'imagerie insérée.

3

### Auto-scan:

PSPIX<sup>2</sup> numérise et optimise l'image avant de l'afficher sur le poste de travail adéquat.

4

### Auto-éjection :

La plaque d'imagerie est automatiquement effacée et éjectée pour une réutilisation immédiate.

5

### Mode éco :

PSPIX<sup>2</sup> passe automatiquement en mode économique lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

## Housse de protection pour ERLM\*

Pour **PSPIX®2** et **PSPIX®**  
(ancienne génération)

À partir de: 84,14

Remise jusqu'à 39%

Promo

56,00



	<b>PSPIX® V36130</b> (ancienne génération)	
	Lot de 250	
Taille 0		700338L
Taille 1		700339L
Taille 2		700340L
Taille 3		700341L

## Capteurs ERLM\*

Pour **PSPIX®2**

À partir de: 128,59

Remise jusqu'à 31%

Promo

90,55



	<b>PSPIX® V39947</b>	
	Lot de 2	
Taille 0 (22 x 35mm)		990215
Taille 1 (24 x 40mm)		990216
Taille 2 (31 x 41mm)		990217
Taille 3 (27 x 54mm)		990218

## Protections for ERLM\*

Protective cover for  
**PSPIX®** and **PSPIX®2**  
(ancienne génération)



Compatible avec

PSPIX®

SOREDEX®  
Digora

INSTRUMENTARIUM®  
Express

DÜRR DENTAL®  
Vistascan®

KAVO®

	<b>PSPIX®2</b>	<b>PSPIX</b>
PSPIX®	✓	✓
SOREDEX® Digora	✓	✓
INSTRUMENTARIUM® Express	✓	✓
DÜRR DENTAL® Vistascan®	✓	✓
KAVO®	✓	✓

Prix: 47,12

Promo: 26,25

Une remise de 44%

**PSPIX® V36129**  
(ancienne génération)

	Lot de 250	
Taille 0		700342L
Taille 1		700343L
Taille 2		700344L
Taille 3		700345L

## Protective bag for ERLM\*

For **PSPIX®2**

Prix: 98,99

Une remise de 26%

Promo

72,45



	<b>PSPIX® V39564</b>	
	Lot de 300	
Taille 0		700546
Taille 1		700547
Taille 2		700548
Taille 3		700549

- Protection contre les rayures, la lumière et la contamination croisée
- Ergonomique et simple d'utilisation
- Solution économique

\* Ecran Radio Luminescent à Mémoire pour système numérique à plaques au phosphore.

PSPIX® imaging plate - Class IIa Medical devices (GMED) - CE0459  
Manufacturer: Sopro ACTEON® Group - France  
Bag & cover: Class I medical devices - CE  
Manufacturer: Sopro ACTEON® Group - France



**Les plaques d'imagerie fines et flexibles, disponibles en 4 tailles, vous permettront de scanner facilement toutes les morphologies...**



	Enfant, Adulte Périapicale	Adulte, Aile de morsure Périapical	Enfant	Aile de morsure	Occlusal
	Taille 0 22x35mm	Taille 1 24x40mm	Taille 2 31x41mm	Taille 3 27x54mm	Taille 4 69x54mm

**... et tous les cas cliniques**

Parodontie 	Endodontie 	Orthodontie 	Pédodontie 	Cariologie 
Aile de morsure 	Implantologie 	Occlusal 		



## CONTACTS

### Responsable régional des ventes équipements Belux

**Raphaël VERLINDE**

+32 (0) 494 116 499

raphael.verlinde@acteongroup.com

### Responsable régional des ventes équipements Pays-Bas

**Roger VAN EIJSDEN**

+31 (0) 624 835 367

roger.vaneijdsden@acteongroup.com

### Responsable régional des ventes imagerie Benelux

**Andy LUBERTI**

+31 (0) 613 948 984

andy.luberti@acteongroup.com

### Spécialiste en imagerie Benelux

**Pierre DEKUSSCHE**

+32 494 111 253

pierre.dekussche@acteongroup.com

### Administration Commerciale

**Sabine PARIS**

Belgium

+33 (0) 556 349 332

Fax: +33 (0) 566 349 331

sabine.paris@acteongroup.com

**Nirina INISAN**

Luxembourg / The Netherlands

Tel.: +33 (0) 556 349 250

Fax: +33 (0) 566 349 331

nirina.inisan@acteongroup.com



### ACTEON® Service client

Le service client est joignable à l'adresse suivante:

### Imaging

supportbenelux@acteongroup.com

### Équipements

cs@acteongroup.com

supportbenelux@acteongroup.com

### ACTEON®

17 avenue Gustave Eiffel  
33700 MERIGNAC - FRANCE

TEL: +33 (0) 556 340 607

FAX. +33 (0) 556 349 292

info@acteongroup.com

www.acteongroup.com

Non contractual document

Copyright© 2025 ACTEON®. All rights reserved. No information or part of this document may be reproduced or disclosed in any format without the prior authorisation of ACTEON®.

For professional dental use only.

Read the instructions in the notice carefully before use.

All information that is essential to ensure correct use of these devices is included in the user manual or the summary of the product characteristics available on [www.acteongroup.com](http://www.acteongroup.com).

Creation date: January 2025