



Charisma® Naturellement fiable.

Des restaurations modernes et pas compliquées.

- » **Vous vous sentez à votre aise avec le confort d'utilisation et la fiabilité :** L'aptitude remarquable de Charisma à la sculpture et au polissage, est le résultat d'années d'expérience dans la technique de systèmes de charges. Votre méthode de travail dans l'utilisation de Charisma reste inchangée; nous avons seulement amélioré le système de charges au moyen de feldspath.
- » **Vous profitez d'un effet caméléon intensifié consécutif à la formule renforcée en céramique :** Le feldspath renforce non seulement le système de charges de Charisma, mais cette formule renforcée en céramique facilite également la stratification mono-teinte, simplifie le choix de la teinte et améliore les propriétés physiques du composite. Les nouvelles charges céramiques offrent des couleurs éclatantes et un effet caméléon amélioré.

La santé bucco-dentaire entre de bonnes mains.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Charisma®

Aspect naturel, polyvalent et fiable, effet caméléon amélioré.

Application aisée et fiabilité sont les mots qui viennent à l'esprit chez ce classique. Pas étonnant lorsqu'on évoque que l'on a réalisé avec Charisma mondialement en plus de 20 années, des millions d'obturations naturelles et durables.


Que signifie une formule renforcée en céramique?

Le renommé et cliniquement prouvé composite microhybride Charisma, un des premiers composites universels sur le marché depuis 1992, a été renouvelé. La formule Charisma a été adaptée aux derniers développements en matière de système de charges et est le premier composite sur le marché dentaire contenant du feldspath.

Le feldspath est souvent utilisé dans l'industrie verrière et céramique. En céramique dentaire, il apporte une structure fine au matériau, ce qui le rend fort semblable à l'élément naturel. Le composite Charisma renouvelé offre, comme d'habitude, les mêmes performances.

Les caractéristiques de manipulation familières ainsi que la consistance crémeuse et les excellentes propriétés de polissage n'ont pas changé. Un avantage additionnel est l'obtention aisée de résultats naturels avec la technique mono-couche.

Charisma, avec sa formule renforcée en céramique, offre les mêmes caractéristiques de manipulation familières



Source: Test prototype avec 133 participants. 2014, Product Application, Kulzer GmbH. Documentation disponible.

Teintes	Charisma Syringe Refill	Charisma PLT Refill
Teintes Universelles	1 x 4 g	20 x 0.25 g
A1	66000085	66000103
A2	66000086	66000104
A3	66000087	66000105
A3.5	66000088	66000106
A4	66000089	66000107
B1	66000090	66000108
B2	66000091	66000109
B3	66000092	66000110
C2	66000093	66000111
C3	66000094	66000112
C4	66000095	66000113
D3	66000096	66000114
Teintes Opaques	1 x 4 g	20 x 0.25 g
OA2	66000097	66000115
OA3	66000098	66000116
OA3.5	66000099	66000117
No. de référence	Emballage	
66061391	Teintier Charisma	

Le secret derrière l'aspect éclatant naturel: l'idéale uniformité des teintes de Charisma facilite la stratification mono-teinte.



Charisma – (nouveau)



Charisma – (ancien)



Z100 (3M Espe)



Herculite XRV Ultra (Kerr)



Gaenial Anterior (GC)



Amelogen Plus (Ultradent)